



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862



Suplemento ao Nº 10

Brasília - DF, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Sumário

PÁGINA

Ministério da Saúde..... 1

Ministério da Saúde

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 112, DE 12 DE JANEIRO DE 2018

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 47, IX aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 61, 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO
NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRIÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO

ANUAR - COSMÉTICOS LTDA - ME 2.04605-3
MACADAMIA FILLER STAR COSMETICS
25351.276613/2017-11 2.4605.0045.001-3
SERRA/ES 01/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO

Cosmoderma industria e com. ltda- me 2.05116-1
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.001-5
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.002-3
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.003-1
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.001-5
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.001-5
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.002-3
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
PROSUN FPS 30 COM REPELENTE
25351.665777/2012-59 2.5116.0016.002-3
PIRASSUNUNGA/SP 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO

ERVAS NATURAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA 2.04419-1
TEXTURIZADOR COM LANOLINA FORTE STRAIGHT LIFE
ERVAS NATURAIS

25351.287710/2017-29 2.4419.0014.001-5
SANTANA DE PARNAÍBA/SP 01/2023
PROFISSIONAL 24 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
ATIVADOR DE GUANIDINA STRAIGHT LIFE ERVAS
NATURAIS
25351.287720/2017-41 2.4419.0013.001-1
SANTANA DE PARNAÍBA/SP 01/2023
PROFISSIONAL 24 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
RELAXANTE / ALISANTE STRAIGHT LIFE ERVAS
NATURAIS
25351.287725/2017-86 2.4419.0015.001-0
SANTANA DE PARNAÍBA/SP 01/2023
PROFISSIONAL 24 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

AGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 2.03413-3
EXPOSIS INFANTIL
25351.709000/2015-03 2.3413.0213.001-1
PALHOÇA/SC 02/2020
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

BAYER S.A. 2.04501-3
COPPERTONE® DEFEND & CARE PROTETOR SOLAR
LOÇÃO FPS 30
25351.247179/2017-64 2.4501.0026.001-5
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 10/2022
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇÃO
255 Retificação de Publicação de Registro de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
COPPERTONE® DEFEND & CARE PROTETOR SOLAR
AEROSSOL FPS 30
25351.247210/2017-16 2.4501.0027.001-0
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 10/2022
COMERCIAL 24 Meses

2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
LATA DE ALUMINIO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO
255 Retificação de Publicação de Registro de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
COPPERTONE® SPORT PROTETOR SOLAR SPRAY FPS 30
25351.497371/2015-50 2.4501.0012.001-9
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 03/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
LATA DE ALUMINIO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
COPPERTONE® ULTRAGUARD PROTETOR SOLAR SPRAY FPS 50
25351.497417/2015-18 2.4501.0011.001-3
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 03/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
LATA DE ALUMINIO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
COPPERTONE® ULTRAGUARD PROTETOR SOLAR LOÇÃO FPS 50
25351.499786/2015-40 2.4501.0014.001-1
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 03/2021
COMERCIAL 30 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPrensa NACIONAL**

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
Presidente da República

ELISEU LEMOS PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

PEDRO ANTONIO BERTONE ATAÍDE
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

SEÇÃO 1

Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2

Publicação de atos
relativos a pessoal da
Administração Pública Federal

SEÇÃO 3

Publicação de contratos,
editais, avisos e ineditoriais

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
Coordenador de Editoração e
Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados
para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

<http://www.in.gov.br> ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00
Fone: (61) 3441-9450

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
COPPERTONE® TOQUE SECO PROTETOR SOLAR SPRAY FPS 30
25351.499793/2015-84 2.4501.0009.001-2
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
LATA DE ALUMINIO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
COPPERTONE® TATTOO PROTETOR SOLAR SPRAY FPS 50
25351.504441/2015-70 2.4501.0022.001-3
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 05/2021
COMERCIAL 36 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
LATA DE ALUMINIO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

DAHUER LABORATÓRIO LTDA 2.01563-9
Anasol Protetor Solar Facial FPS 30 Base Escura
25351.427694/2014-78 2.1563.0128.001-3
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 03/2020
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
Anasol Protetor Solar Facial FPS 30 Base Escura
25351.427694/2014-78 2.1563.0128.002-1
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 03/2020
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO

MZ COSMETICOS LTDA 2.02386-4
COLÔNIA PAOLA BIMBI ROSA
25351.694292/2013-45 2.2386.0126.001-6
SÃO PAULO/SP 02/2019
COMERCIAL 24 Meses
2020420 COLÔNIAS INFANTIS (HIDROALCOÓLICAS OU NÃO)
FRASCO DE VIDRO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A 2.04470-6
NO INSET AEROSSOL REPELENTE DE INSETOS
25351.210001/2016-75 2.4470.0191.001-1
BRAGANÇA PAULISTA/SP 08/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
LATA DE FLANDRES
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA AEROSSOL
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00070-9
SOLAR EXPERTISE TOQUE SECO FACIAL DIÁRIO FPS 30
25351.665694/2014-26 2.0070.4221.001-1
RIO DE JANEIRO/RJ 04/2020
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
GEL CREME
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).
SOLAR EXPERTISE ANTIRRUGAS FACIAL DIÁRIO FPS 60
25351.745759/2014-10 2.0070.4227
SÃO PAULO/SP 02/2020
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).
VICHY IDÉAL SOLEIL EFEITO BASE FPS 30
25351.782600/2015-83 2.0070.4256.001-0
RIO DE JANEIRO/RJ 05/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

RESOLUÇÃO-RE Nº 113, DE 12 DE JANEIRO DE 2018

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 47, IX aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 61, 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRICAO DE USO
CONSERVAÇÃO

ODORATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA 2.06772-2
ODORATA BABY TALCO EM CREME INFANTIL
25351.176481/2017-87 000
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO /
COMERCIAL 2 Ano(s)
2020400 TALCO INFANTIL
BISNAGA DE PLASTICO
CAIXA DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

**DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO
E REGISTRO SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS**

RESOLUÇÃO-RE Nº 77, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA



ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 24218

NOME DA EMPRESA CNPJ

NOME DO PRODUTO UF

NUMERO DO PROCESSO NUMERO DE REGISTRO

EMBALAGEM VALIDADE PRODUTO

CLASS/CAT DESCRIÇÃO VALIDADE REGISTRO

MARCA DO PRODUTO

ASSUNTO PETIÇÃO

AMWAY DO BRASIL LIMITADA 58.473.398/0001-63

FIBRAS EM PÓ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

25004.110149/2010-41 6.2001.0265.001-8

METALICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 06/2021

NUTRILITE

455 Alteração de Marca do Produto

ALGAS MARINHAS CALCIFICADAS COM CÁLCIO,

MAGNÉSIO, ZINCO, MANGANÊS E VITAMINA D EM

TABLETES ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

25351.412080/2013-66 6.2001.0267.001-9

PLASTICA 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 01/2020

NUTRILITE CAL MAG D ADVANCED

456 Alteração de Rotulagem

CATALENT BRASIL LTDA. 45.569.555/0007-82

ÓLEO DE PEIXE COM DHA CONCENTRADO E VITAMINA E

EM CÁPSULAS SABOR LIMÃO - INDAIATUBA/SP

25351.753786/2014-66 6.7198.0053.001-0

CELULOSICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

VIDRO 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 03/2020

MARCAS INCLUÍDAS: CATARINENSE / DHA GESTA / PRIMIA

/ UP VITAM / ALTAVITAM / SUPRA ENERGY/ PERFECT

SUPRA / SUPRA 17 / SUPRAHEALTH / SELECTBIO /

NUTRIVOI

SUPRA UP / BIG ADVANCE / ESSENCIAMINA / SUPPLY UP / SUPPLY

WELL / SUPRAELO METAFORCE /EQUABIO / NUTRI PERFORM /

NUTRI PERFORMANCE / LC / LC SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS

MARCAS NÃO APROVADAS: SUPRACORP / POWERCORP /

ESSENCIACORP / SUPRAVIGOR / POLIFT MAXCORP / MULTICORP

457 Inclusão de Marca

ÓLEO DE PEIXE COM DHA CONCENTRADO E VITAMINA E

EM CÁPSULAS SABOR LIMÃO - SOROCABA/SP

25351.753786/2014-66 6.7198.0053.002-9

VIDRO 24 Meses

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

CELULOSICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 03/2020

MARCAS INCLUÍDAS: CATARINENSE / DHA GESTA / PRIMIA

/ UP VITAM / ALTAVITAM / SUPRA ENERGY/ PERFECT

SUPRA / SUPRA 17 / SUPRAHEALTH / SELECTBIO /

NUTRIVOI

SUPRA UP / BIG ADVANCE / ESSENCIAMINA / SUPPLY UP /

SUPPLY WELL / SUPRAELO METAFORCE /EQUABIO / NUTRI

PERFORM / NUTRI PERFORMANCE / LC / LC SUPLEMENTOS

NUTRICIONAIS

MARCAS NÃO APROVADAS: SUPRACORP / POWERCORP /

ESSENCIACORP / SUPRAVIGOR / POLIFT MAXCORP /

MULTICORP

457 Inclusão de Marca

DLW INDUSTRIA e COMERCIO LTDA 00.302.796/0001-37

ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS D e E EM CÁPSULAS -

500MG CABEDELO/PB

25351.112683/2013-52 6.2006.0014.001-1

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 03/2018

VITGOLD

483 Inclusão de Rótulo

ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS D e E EM CÁPSULAS -

1000MG CABEDELO/PB

25351.112683/2013-52 6.2006.0014.002-1

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 03/2018

VITGOLD

483 Inclusão de Rótulo

ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS D e E EM CÁPSULAS -

1200MG CABEDELO/PB

25351.112683/2013-52 6.2006.0014.003-8

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 03/2018

VITGOLD

483 Inclusão de Rótulo

FITOWAY LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA - ME

10.848.178/0001-40

LECITINA DE SOJA SPIRULINA CLORELA E VITAMINA E

EM CÁPSULAS ASSIS/SP

25351.168512/2013-40 6.6660.0041.001-6

CELULOSICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

VIDRO 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 02/2019

MARCAS INCLUÍDAS: HYPERNATURE / LEVEZA PURA /

PURA FORMULA 9X / PURA FORMULA 4X / FORMULA 30

DIAS / FÓRMULA 30 NEW / PUREZA 30 DIAS / NEW LIFE 30

DIAS / NOVA PURA 30 DIAS

457 Inclusão de Marca

CAFÉ VERDE EM CÁPSULAS TARUMÃ/SP

25351.536911/2015-31 6.6660.0057.001-3

CELULOSICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

VIDRO 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 06/2021

MARCAS INCLUÍDAS: PURISSIM / NUTRIAMOR / NUTRYEER

/ ATIVOZ / TAREFEIROS / SAEDRA / PAGUE MENOS /

RADCA / TAK COMPLETE / BORTOLETTO / BEAUTY

BODY

MARCAS NÃO APROVADAS: SBELT LIFE / EMAGRENATUS /

MAGRIMART / FIT NOW

457 Inclusão de Marca

GOJI BERRY EM CÁPSULAS TARUMÃ/SP

25351.734343/2014-91 6.6660.0056.001-8

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

CELULOSICA 24 Meses

VIDRO 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 07/2020

MARCAS INCLUÍDAS: MAGAZINE DO SUPLEMENTO / CIA

DA SAÚDE

457 Inclusão de Marca

FORTVITTA SUPLEMENTOS LTDA ME 95.387.866/0001-03

ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS CURITIBA/PR

25351.175859/2015-59 6.7257.0010.001-9

PLASTICA 02 Ano(s)

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 12/2020

ACTWAY / AMAZONIA SHOW / BOTANIC / BRASVITALE /

CRV / FORTVITTA / LINEA VERDE / LIPBELT / LM / MC

BARBOSA / NATUCLIN / PERFECT NATURE / RILTYLIFE /

SABOR VERDE

SHOP EXPRESS / SOTARELI / SUPER MEMO PLUS / 7VIVAH

/ FLORAVITA

454 Alteração de Fórmula do Produto

ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS CURITIBA/PR

25351.175859/2015-59 6.7257.0010.002-7

PLASTICA 02 Ano(s)

METALICA 02 Ano(s)

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 12/2020

ACTWAY / AMAZONIA SHOW / BOTANIC / BRASVITALE /

CRV / FORTVITTA / LINEA VERDE / LIPBELT / LM / MC

BARBOSA / NATUCLIN / PERFECT NATURE / RILTYLIFE /

SABOR VERDE

SHOP EXPRESS / SOTAREL / SUPER MEMO PLUS / 7VIVAH /

FLORAVITA

454 Alteração de Fórmula do Produto

FRUTAZZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

08.787.804/0001-94

LACTASE EM CÁPSULAS CONDOR/RS

25351.980255/2016-05 6.7181.0007.001-9

PLASTICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 01/2023

MUWIZ / MAIS NATURAL / NUTRIMAIS / PRO SAUDE /

FORTVITTA / OKTOS / PHOLIAS / VITAL LACTOFIM / KFG /

DUOM

4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes -

NACIONAL

HL IND. COM. DISTRIBUIÇÃO IMPORT. E EXPORT LTDA ME

15.226.987/0001-34

MACA PERUANA, GUARANÁ ENRIQUECIDO DE VITAMINAS

E MINERAIS EM CÁPSULAS SALTO/SP

25351.086782/2016-89 6.7106.0049.001-1

CELULOSICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 02/2022

MARCAS INCLUÍDAS: PURI/ PRO/ LIFE/ WELL/ ALERO/

FARMA

MARCAS NÃO APROVADAS: VIGORAX / ENERMAX / REVI /

GORA

457 Inclusão de Marca

ÓLEO DE CARTAMO COM CAFEÍNA E VITAMINA E EM

CÁPSULAS SALTO/SP

25351.388039/2015-02 6.7106.0027.001-1

CELULOSICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 11/2020

MARCAS INCLUÍDAS: DAY / INA / METACAPS / CAPS /

BIOENG / METAÍNA / META

457 Inclusão de Marca

COENZIMA Q10 EM CÁPSULAS SALTO/SP

25351.459972/2013-44 6.7106.0025.001-0

CELULOSICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 06/2020

MARCAS INCLUÍDAS: Q-MAIS / BIOENG

MARCAS NÃO APROVADAS: ANTIOX Q-MAIS / ANTIOX

457 Inclusão de Marca

ÓLEO DE ALHO EM CÁPSULAS SALTO/SP

25351.460917/2013-63 6.7106.0021.001-9

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

CELULOSICA 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 09/2019

MARCAS INCLUÍDAS: HEALTH LIFE / HEALTH & LIFE /

HEALTH / LIFE

MARCAS NÃO APROVADAS: DIAS DA CRUZ

NUTRACEUTICOS

457 Inclusão de Marca

MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

NATURAIS LTDA ME 02.421.911/0001-18

ÓLEO DE CARTAMO, ÓLEO DE LINHAÇA, ÓLEO DE

GERGELIM, ÓLEO DE GIRASSOL E ÓLEO DE BORRAGEM

EM CÁPSULA NOVA VENÉCIA/ES

25002.103689/2011-90 6.4643.0052.001-2

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

CELULOSICA 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 07/2022

MARCAS INCLUÍDAS: FORCE DO BRASIL / QUALINOVA /

FLOR DE LOTUS / NATIVELLE NATURAL GREEN /

FITOPLANT / MUWIZ / ORIENT MIX / OMIX / STARK

SUPPLEMENTS

OMEGAVIL / NEOPREMIUM / ASSOCIADAS SANTO HABITO

/ BIAMED / ACRIUS / MULTINATURE TAKE CARE / GOLDEN

CAPS / NEW NUTRI / TK CAPS / KEEP CARE / BE GOOD /

ALFA

GOOD CAPS / BONA / GOLDEN MEGA / CLICK MEGA /

GOLD MEGA / STAR MEGA / POWER MEGA NEW / NEW

MEGA 369 / NEW MEGA / NEW 369 / SUPER MEGA / CLICK

369 / ERVAS NATIVAS EKTUS

MARCAS NÃO APROVADAS: PROCORPUS / QUALY-FIT

457 Inclusão de Marca

QUITOSANA, SPIRULINA, PSYLLIUM E BERINJELA EM

CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES

25351.267449/2013-60 6.4643.0067.001-4

CELULOSICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 07/2019

MARCAS INCLUÍDAS: NUTRIMAN / BODY WAY / KATIGUA

/ LTH400 / MACFARMA / JOÃO PAES / ACTION LINE /

MATTOS BIOFLORA / MAXXVIDA / NUTRIVITAL / PH-10 /

REI TERRA / SAFIRA LIFE / SOLOORGAN / SONATURA / TOP

VIDA + / VALE DAS ERVAS / VIANATUS / NATIVE / AGE

LIFE / ANDRÉ RESENDE / BIOMULTYFLORA / COSMED /

DIBEM / ELC COMERCIAL / EGV PHARMA / SEVERAL /

SANTOS E FURTADO / MELFORT / SAMBAVIT / TOP LIFE /

UNIÃO FLORA / MAXLIFE / MAX LIFE / BIOMAX / BIO MAX

/ PROMAX / NOVA LUZ BRASIL / FITONATURAIS / GAIA /

FORTVITTA / PHYTOVIVER / TOP LINE / PROPOMEL /

QUALITY GREEN / ALFA STRONG / BLUE PLUS / MAXXI /

MAXXI SUPLEMENTOS / OURO VIDA / OURO NATUS /

NATU OURO / OURO VERDE / HERBAMIX / WINLIFE / GOLD

VIDA / VIDA NATURAL / REDE NUTRIÇÃO E SAÚDE /

CLICK NATURAL LIFE / FORHEALTH / FORHEALTH

NUTRITION / FORCE DO BRASIL / QUALINOVA / FLOR DE

LOTUS / NATIVELLE / NATURAL GREEN / FITOPLANT /

MUWIZ / ORIENT MIX / OMIX / STARK SUPPLEMENTS /

PROCORPUS / OMEGAVIL / NEOPREMIUM / ASSOCIADAS

SANTO HABITO / BIAMED / ACRIUS / MULTINATURE / TAKE

CARE / GOLDEN CAPS / NEW NUTRI / TK CAPS / KEEP

CARE / BE GOOD / ALFA / GOOD CAPS / REDE ASSOCIADAS

/ CORPUS POWER / BONA / ERVAS NATIVAS / EKTUS

MARCAS NÃO APROVADAS: MASTERLIPO / CORPUSFIT /

LIPO XTREME / QUALY-FIT / TAKE REDUCT

457 Inclusão de Marca

ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM

CÁPSULAS SABOR BAUNILHA NOVA VENÉCIA/ES

25351.271883/2016-91 6.4643.0103.001-9

CELULOSICA 24 Meses

PLASTICA 24 Meses

METALICA 24 Meses

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES

FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 06/2022

MARCAS INCLUÍDAS: OILS LINE / PROLVITA / GREEN

FOODS BRASIL / KATIGUA / LTH400 MACFARMA / DR.

ANTÔNIO / JOÃO PAES / MILLENIUM / MATTOS BIOFLORA

/ MAXXVIDA / NUTRIVITAL / PH-10



REI TERRA / SAFIRA LIFE / SOLOGAN / SONATURA / TOP VIDA + / TOP VIDA MAIS / TOP VIDA / VALE DAS ERVAS / VIA NATUS / VIANATUS / AGE LIFE / ANDRÉ RESENDE / DIBEM / ELC COMERCIAL
MAXLIFE / MAX LIFE / BIOMAX / BIO MAX / NOVA LUZ BRASIL / FITONATURALS / GAIA / FORTVITTA / PHYTOVIVER / SUPERVITAN / TOP LINE / PROPOMEL / QUALITY GREEN / ALFA STRONG / BLUE PLUS / MAXXI MAXXI SUPLEMENTOS / VIDA OURO / OURO VIDA / OURO NATUS / NATU OURO / OURO VERDE / CIA DA SAÚDE / STAR LINE / NATUVIDA / HERBAMIX / WINLIFE / GOLD VIDA / VIDA NATURAL
REDE NUTRIÇÃO E SAÚDE / CLICK NATURAL LIFE / FORHEALTH / FORHEALTH NUTRITION / FORCE DO BRASIL / QUALINOVA / FLOR DE LOTUS / NATIVELLE NATURAL GREEN / FITOPLANT / MUWIZ / ORIENT MIX / OMIX / STARK SUPPLEMENTS / OMEGAVIL / NEOPREMIUM / ASSOCIADAS SANTO HABITO / BIAMED / ACRIUS / MULTINATURE TAKE CARE / GOLDEN CAPS / NEW NUTRI / TK CAPS / KEEP CARE / BE GOOD / ALFA
GOOD CAPS / POLI ÔMEGAS / BONA / SUPER ÔMEGA 3 AZ / OMEGA PLUS AZQUALY SUPER OMEGA / ERVAS NATIVAS / EKTUS
MARCAS NÃO APROVADAS: PROCORPUS / QUALY-FIT
457 Inclusão de Marca

MOSTEIRO DEVAKAN PRODUTOS NATURAIS E ALIMENTÍCIOS LTDA 51.487.148/0001-33
LECITINA DE SOJA EM CÁPSULAS DIADEMA/SP 25004.025659/2004-12 4.9045.0030.001-3
PLÁSTICO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2020
MARCAS INCLUÍDAS: NUTRISENIOR / MUNDO VERDE
457 Inclusão de Marca

NATU BELL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06.304.868/0001-61
COLÁGENO COM VITAMINA C EM CÁPSULAS EXTREMA/MG 25003.150068/2012-61 6.6569.0034.001-7
PLÁSTICO 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
CELULÓSICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 04/2018
MARCAS INCLUÍDAS: NOBEL NUTRITION / ONE INTERNATIONAL / 100% SAUDE / AGIR SOLUTION / AKABI / AKRON / ALL NATURAL / ALL-CIS / ALPHA NATURAIS / ARMAZEM VITAL / BEAUTY CAR/
BELFARMA / BIOBELLE / BIOTERRA / BRASIL FOODS / CEDEL / COLAGENO GOLD / COLAGENO HIDROLISADO / COLAGENO NUWE / COLAGENO PLUS / COLAGENO PREMIUM / CRV / DA FAMÍLIA
DELTA MARCAS / DENKEN / DNT LIFE / DROGARIA AMERICA / ECO NUTRY / ECO VALLE / ESSENCE MAX / FLORA NATURAL / FORTVITTA / FOURESSENCE / GALÁTICOS / HORIZONTE NATURAL
HRJ DISTRIBUIDORA / INPROFAR / LA NATURE / LIFE ESSENCE / LIFE HEALTHY / LIFE IN SHAPE / LIS / MAGAE / MEGA COLAGENO / NATU MAIS / NATURAL FOODS / NATURAL QUALITY / NATUREMED
NATURÍVIDA / NOVALLE / NSHOPBRASIL / NUTRIAD / NUTRIELA / NUWE / NUWE WOMAN / PAULO SILAS / PHD FOODS / PRO SAUDE / PRONASFA / PURE NUTRITION / REACTIV / RELF I
SAUDE BRASIL PHARMA / SEIVA SUAVE / SHOP EXPRESS / SMART BL / TERALI / THE ONE / THREPSI / TOP VIDA / TOP VITTA / VALE DO CAMPO / VALE NATUBRAS / VIA VERDE / VIDA A 1000
VIDA NATURAL / VITA RICO/ BIOLIFE / BURITI / MEGA LIFE / NATUMAR / NATUMIX / NOVO MUNDO / VILA NATURAL
457 Inclusão de Marca

NESTLE BRASIL LTDA 60.409.075/0001-52
MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP 25351.775316/2010-27 4.0076.1939.001-7
METÁLICA 15 Meses
PLÁSTICO 15 Meses
ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 05/2019
RESOURCE GLUTAMINA
449 Alteração de Unidade Fabril
451 Alteração do Nome / Designação do Produto
456 Alteração de Rotulagem
MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL ARAÇATUBA/SP 25351.775316/2010-27 4.0076.1939.002-5
METÁLICA 15 Meses
PLÁSTICO 15 Meses
ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 05/2019
RESOURCE GLUTAMINA
449 Alteração de Unidade Fabril
451 Alteração do Nome / Designação do Produto
456 Alteração de Rotulagem
MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL ARARAS/SP 25351.775316/2010-27 4.0076.1939.003-3
METÁLICA 15 Meses
PLÁSTICO 15 Meses

ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 05/2019
RESOURCE GLUTAMINA
449 Alteração de Unidade Fabril
451 Alteração do Nome / Designação do Produto
456 Alteração de Rotulagem
MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL CAMPINAS/SP 25351.775316/2010-27 4.0076.1939.004-1
PLÁSTICO 15 Meses
METÁLICA 15 Meses
ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 05/2019
RESOURCE GLUTAMINA
449 Alteração de Unidade Fabril
451 Alteração do Nome / Designação do Produto
456 Alteração de Rotulagem

NUTRASAFE ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA.-ME 82.398.686/0001-85
GUARANÁ, LARANJA, PIMENTA, VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS ARAPONGAS/PR 25351.047971/2017-52 6.7324.0009.001-0
PLÁSTICO 02 Ano(s)
METÁLICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 01/2023
NUTRASAFE / MAXINUTRI / BWELL / NEEDS / BWELL BEAUTY
MARCAS NÃO APROVADAS: SILOUET THERMO / THERMO BLOCK / THERMO MAXX
LIPO BLOCK / CARB BLOCK/ FINISLIN
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL

NUTRENDS EIRELI - ME 06.997.850/0001-92
LACTASE EM CÁPSULAS VARGINHA/MG 25351.007687/2016-87 6.7153.0045.001-5
PLÁSTICO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 01/2023
MG FARMA / NUTRENDS / NUTRISENIOR / BIOSCIENCE / BELIVE / ARIEGE
4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional e/ou de Saúde - NACIONAL
PSYLLIUM, PIMENTA, GENGIBRE E CAFEÍNA COM VITAMINAS EM CÁPSULA VARGINHA/MG 25351.194320/2015-91 6.7153.0012.001-5
CELULÓSICA 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
PLÁSTICO 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 09/2020
MARCAS INCLUÍDAS: ANALÍTICA NUTRITIONAL CARE / AV2 CAPS / SINEDROLL / COACH
FASE 2 / SC DAY FORMULA / HCAPS DAY FORMULA / HCAPS NIGHT FORMULA / TRIPTOMAX / D-PHEN / METAFORM
MARCAS NÃO APROVADAS: THERMOGENIC / LITOTERME / OXYTERM / LITOTHERM / OXYTHERM PFIT / METABOL
FASE 2/ METABOL FASE 2 PUMP / METABOL FASE 2 BURN & PUMP / METABOL
METABOL FASE 1 / REDUX'IN / REDU'IN 2,0
457 Inclusão de Marca

POLY FLORA PRODUTOS NATURAIS LTDA ME 04.049.717/0001-89
ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 25002.964507/2008-60 6.5884.0009.001-3
PLÁSTICO 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
CELULÓSICA 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 07/2018
MARCAS INCLUÍDAS: FRANCISLIFE / BLUE LIFE / REDE BRA DROG. LTDA EPP
457 Inclusão de Marca

PROMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA-ME 03.603.516/0001-19
ÓLEO DE PRÍMULA EM CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES 25002.733414/2009-23 6.4572.0046.001-5
CELULÓSICA 24 Meses
PLÁSTICO 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 08/2020
MARCAS INCLUÍDAS: TPFEM / KAPSULA
457 Inclusão de Marca
CHLORELLA EM CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES 25002.956642/2006-70 6.4572.0010.001-9
PLÁSTICO 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
CELULÓSICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 10/2021
MARCAS INCLUÍDAS: T_KRESS PRO / KAPSULA
457 Inclusão de Marca

SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA 81.066.938/0001-06
AVEIA EM FLOCOS MAUÁ DA SERRA/PR 25351.029498/2016-93 6.1562.0004.001-9
PLÁSTICO 02 Ano(s)

ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 01/2022
MARCA INCLUÍDA: NESTLE
457 Inclusão de Marca

SOROCAPS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 09.542.984/0001-07
ÓLEO DE CARTAMO, ÓLEO DE COCO E ÓLEO DE CHIA COM CROMO E VITAMINA E EM CÁPSULASSOROCABA/SP 25004.360295/2012-80 6.6969.0007.001-9
PLÁSTICO 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
CELULÓSICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2018
MARCAS INCLUÍDAS: C3 / FIBROLINE / VIDEIRA 7 / AMAZON ERVAS / AMZ NUTRITION NATUVERDE / KLEYGRUN / APIÁRIO DA SERRA / SIDNEY OLIVEIRA / DUX NUTRITION LAB
NEW LABS VITA / BS LIPO / CHANGE FREE / EQUAVITTA / VITAVANT SUPPLEMENTS / AVANT PHARMA / BHF NUTRITION FOR LIFE / BHF / ANYMAH HEALTH / NT / AM NUTRIFARMA
BPB / RO 2 NATURAL / WEDICAL / SBELL ORL / AHEAD NUTRITION / FLORA NATIVA DO BRASIL, TOP LIFE BRASIL / NUTRIBLUE / SUPPLEMENTA / AQUIRA E GOOD LIFE
MARCAS NÃO APROVADAS: BURN CONTROL / NUTRICORP SLIM / TOP FIT / FAT FIT
457 Inclusão de Marca
LUTEINA DA FLOR DE TAGETS COM ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS SOROCABA/SP 25351.596464/2013-89 6.6969.0030.001-4
CELULÓSICA 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
PLÁSTICO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 06/2020
MARCAS INCLUÍDAS: VITAFULL / POWER VITA VITAONE / LUTTAG / SUPPLEMENTA / NATUREMAXX
457 Inclusão de Marca

VIDORA FARMACÊUTICA LTDA 92.762.277/0001-70
LECITINA DE SOJA EM CÁPSULAS - 1.000MG PORTO ALEGRE/RS 25351.015250/2015-27 6.2103.0019.002-9
PLÁSTICO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2020
ARRAIAL BRASIL / FORTHIBEN / LECITINA DE SOJA COM.SAUDE / LECITINA DE SOJA ESSENCE / LECITINA DE SOJA FORTHIBEN / LECITINA DE SOJA MELHORYS / SANTO HABITO / VIDORA
LECITINA DE SOJA VIDORA / NUTRIDAY / ESSENCE
498 Extensão para Registro Único - NACIONAL

VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME 05.418.260/0001-03
ÓLEO DE PEIXE (ÔMEGA 3) EM CÁPSULAS VILA VELHA/ES 25351.031429/2017-08 6.7162.0010.001-0
CELULÓSICA 24 Meses
METÁLICA 24 Meses
PLÁSTICO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE 01/2023
VILA ERVAS / VILA ALIMENTOS / PLUS / VILLAGE NUTRITION
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL

RESOLUÇÃO-RE Nº 78, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art.1º Indeferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 24318
NOME DA EMPRESA CNPJ
NOME DO PRODUTO
NUMERO DO PROCESSO
CLASS/CAT DESCRIÇÃO
ASSUNTO PETIÇÃO

NESTLE BRASIL LTDA 60.409.075/0001-52
BIFIDOBACTERIUM LACTIS BI818 NCC 2818 25351.267273/2015-68
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE
403 Avaliação de Alimentos com Alegações de Propriedades Funcional e ou de Saúde



INDUSTRIA DE BEBIDAS REFLEXA LTDA 06.929.454/0001-28
EXTRATO DE CHAPEU-DE-COURO
25351.297438/2012-21
ADITIVOS
402 Avaliação de Pedidos de Inclusão de Aditivos Alimentares e ou Coadjuvantes de Tecnologia

GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS BIOLÓGICOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 89, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a revalidação automática do registro do medicamento fitoterápico sob o nº de processo constante do anexo desta Resolução, nos termos do § 6º do art. 12 da Lei nº 6.360 de 1976.

Art. 2º A revalidação abrange o pedido de renovação de registro que já teve manifestação por parte da Anvisa para o quinquênio anterior com decisão de indeferimento e que se encontra com recurso administrativo que aguarda decisão da Anvisa.

Art. 3º A revalidação automática não impedirá a análise do recurso administrativo protocolado contra decisão de indeferimento da renovação anterior nem a continuidade da análise da petição de renovação de registro requerida.

Parágrafo único. Não constam do anexo desta Resolução os expedientes protocolados fora do prazo estabelecido nos termos da Lei nº 6.360 de 1976.

Art. 4º O medicamento revalidado pode ser consultado, assim como suas apresentações válidas, no link: http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto/consulta_medicamento.asp

Art. 5º Será considerada a data de revalidação do registro contada a partir do final da vigência do período de validade anterior, de modo que não há interrupção na regularidade do registro.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

RAZÃO SOCIAL
NOME DO PRODUTO VALIDADE DO REGISTRO
NÚMERO DO PROCESSO NÚMERO DO EXPEDIENTE
MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PROSTAT-HPB 01/2023
253510066660121 1554905174

RESOLUÇÃO-RE Nº 90, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a revalidação automática do registro de medicamentos similares, genéricos, novos, específicos, dinamizados, fitoterápicos, biológicos sob o nº de processo constante do anexo desta Resolução, nos termos do § 6º do art. 12 da Lei nº 6.360, de 1976.

Art. 2º A revalidação abrange o pedido que ainda não foi objeto de qualquer manifestação por parte da Anvisa.

Parágrafo único. Não constam do anexo desta Resolução os expedientes protocolados fora do prazo estabelecido nos termos da Lei nº 6.360, de 1976.

Art. 3º A revalidação automática não impedirá a continuação da análise da petição de renovação de registro requerida, podendo a Administração, se for o caso, indeferir o pedido de renovação e cancelar o registro que tenha sido automaticamente revalidado, ou ratificá-lo deferindo o pedido de renovação.

Art. 4º O medicamento revalidado pode ser consultado, assim como suas apresentações válidas, no link: http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto/consulta_medicamento.asp

Art. 5º Será considerada a data de revalidação do registro contada a partir do final da vigência do período de validade anterior, de modo que não há interrupção na regularidade do registro.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

RAZÃO SOCIAL
NOME DO PRODUTO VALIDADE DO REGISTRO
NÚMERO DO PROCESSO NÚMERO DO EXPEDIENTE
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
TEUPANTOL 01/2023
25351435420201213 1110114178
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FARMARIN CPHD 01/2023
250000294669689 1255606178
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

KABIVEN 01/2023
253510288060031 1307846171
DIPEPTIVEN 01/2023
250000313609691 1422698177
NEPHROTECT 01/2023
25351218262200754 1476571173
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA
SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA - HALEX ISTAR 01/2023
25351167676200201 1392888171
ARESE PHARMA LTDA
FOLIFER FERRO 01/2023
25351062700201703 1519151176
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
LACRIFILM 01/2023
25351021318200326 1593805171
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
HEMOLENTA COM GLICOSE 01/2023
25351007253201224 1601294171
HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO S.A
RECALM 01/2023
25351201803200209 1223196177
KAVA KAVA HERBARIUM 01/2023
25351201804200245 1319392179
GARRA DO DIABO HERBARIUM 01/2023
2502323003695 1490395174
LABORATORIO CATARINENSE LTDA
PHYTOVEIN 01/2023
25351165531200268 1236553170
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
AD-MUC 01/2023
25351217831200230 1266495172
INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
BROMELIN 01/2023
25351164024200215 1517813177
APSEN FARMACEUTICA S/A
Moment 01/2023
250000244509742 1413384179
BLAU FARMACÊUTICA S.A.
Triaxton 01/2023
25351323709201330 1476587170
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Buscofem 01/2023
25351143265200565 0661595173
BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A
Dramavit B6 01/2023
25351535300201241 1023577179
BRASTERAPICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Narcaricina 01/2023
25351281189201742 1363956171
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dorfen 01/2023
250000012099791 1432035175
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Cialis 01/2023
253510357070151 0999422170
EMS SIGMA PHARMA LTDA
Deflaimmun 01/2023
25351678020201070 1415836171
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
losartana potássica + hidroclorotiazida 01/2023
25351353159200679 1351564171
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Pantocal 01/2023
250000066099756 1426993177
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Pondera 01/2023
250000122089790 1394374170
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Ginna 01/2023
25351004370201125 1394156179
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Trok-n 01/2023
25351192715200209 1394145173
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
Capox 01/2023
25351222099200210 0382655175
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
Feldanax 01/2023
25351222097200221 0668862174
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
Loritol 01/2023
25351222095200231 0929380179
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA
Levaquin 01/2023
250000096949651 0696497174
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA
System sequi 01/2023
250000260159734 0696503172
LABORATIL FARMACEUTICA LTDA
Buscoveran composto 01/2023
250000344759619 1479014179
LABORATÓRIO GLOBO LTDA
cloridrato de ciprofloxacino 01/2023
25351516805200615 0667414173
LABORATÓRIO GLOBO LTDA
Gynoplus 01/2023

250000041269771 0667309171
LABORATÓRIO GLOBO LTDA
Norxacin 01/2023
250000310759713 0667416170
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA
alfaestradiol 01/2023
25351475740201014 1421539170
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA
Femigestrol 01/2023
250000020979702 1421534179
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA
Alozex 01/2023
25351193585201039 1421533171
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
cloridrato de amitriptilina (port. 344/98 lista c1) 01/2023
25351087352200797 0486307179
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
cloridrato de dopamina 01/2023
25351184956200276 0486457174
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
lorazepam (port.344/98, lista b1) 01/2023
25351048634200698 0487190172
LUNDBECK BRASIL LTDA
Clopixol 01/2023
25351204780200286 1371602176
MABRA FARMACÊUTICA LTDA
Fertnon 01/2023
25351494129201041 1539243171
MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Losartec 01/2023
250000100589706 1421519175
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
rosuvastatina calcica 01/2023
25351688634201404 0895632174
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
alprazolam 01/2023
25351664163201409 0936754173
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
cetoconazol+dipropionato de betametasona+sulfato de neomicina 01/2023
25351678006201453 0936150172
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de neomicina 01/2023
25351683031201467 0936776174
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
cloridrato de nafazolina 01/2023
25351700142201473 0765264170
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
Ibupromed 01/2023
25351007913201160 1433406172
MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA
Ezetrol 01/2023
25351184920200292 0698970175
MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
tioconazol 01/2023
25351102155201028 0649368178
MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Cocichimil 01/2023
25351363146201112 0600203170
MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Dorsanol 01/2023
2502505277200 0796465170
MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Formyn 01/2023
253510244670187 0823734174
MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Aztrolab 01/2023
2502505277100 0767469174
NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
succinato sódico de metilprednisolona 01/2023
25351343284200751 1495186170
NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Tioxin 01/2023
25351372091200716 1394341173
ONEFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Neprazol 12/2022
250000008009758 0515497179
OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Tromaxil 01/2023
253510389840105 0219449178
PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
Cortidex 01/2023
250000236659935 1477907172
PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EIRELI
Sorinan 01/2023
250000176369791 1479598171
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
butilbrometo de escopolamina 01/2023
25351192267200235 0928300175
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
metronidazol 01/2023
25351199836200788 0928350171



PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
secnidazol 01/2023
25351079168200773 1479584171
RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA
pantoprazol sódico 01/2023
25351216727200571 1490348172
SCHERING-PLOUGH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Zetia 01/2023
25351329403200973 0699011178
SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
Pantasan 01/2023
25351760834201069 1490253172
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
captopril 01/2023
25351332487200712 1578502175
VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Sedavan 01/2023
25351823818200885 1381587173
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
digoxina 01/2023
25351134511200750 1566858174

RESOLUÇÃO-RE Nº 92, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar o cancelamento de registro da apresentação a pedido dos medicamentos similares, genéricos e novos, sob o nº de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

RAZÃO SOCIAL CNPJ
MARCA COMERCIAL Nº PROCESSO EXPEDIENTE
CANCELAMENTO M.S.
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 56.998.701/0001-16
cloridrato de propafenona 25351245984201360 2330482171
1055303610010; 1055303610029
FANORM 25351348187201727 2330470177 1055303800014; 1055303800022
RITMONORM 25351022571200488 2274825173 1055303090017; 1055303090025
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A 60.659.463/0029-92
VIVENCIA 25351007991201147 2105272177 1057304360170; 1057304360189
ALTHAIA S.A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 48.344.725/0007-19
BLUPILL 25351180350201263 2219653176 1351700070019; 1351700070027; 1351700070035; 1351700070043; 1351700070051; 1351700070167; 1351700070175; 1351700070183
APSEN FARMACEUTICA S/A 62.462.015/0001-29
LABIRIN 253510065650033 2201837179 1011801570019; 1011801570027; 1011801570035; 1011801570051; 1011801570078; 1011801570086; 1011801570094; 1011801570108; 1011801570116; 1011801570124; 1011801570132
LABIRIN 25351290813200545 2171982179 1011805960016; 1011805960024; 1011805960032
BAYER S.A. 18.459.628/0001-15
BONEFÓS 25351092218200899 2206788174 1705600370012; 1705600370020; 1705600370039; 1705600370047
BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53.162.095/0001-06
BETALOR 25351000707200318 2180502174 1121303240010; 1121303240029; 1121303240037; 1121303240045
BRAINFARMA INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A 05.161.069/0001-10
QUÁDRILON 25351759831201527 2271844173 1558404880036; 1558404880044
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0001-07
amoxicilina 25351411959200611 2298526173 1438101110012; 1438101110020; 1438101110039; 1438101110047; 1438101110055; 1438101110063; 1438101110071; 1438101110081; 1438101110160; 1438101110187
AMOXIMED 250000296269734 2296645175 1438100160024; 1438100160040; 1438100160059; 1438100160067; 1438100160075
COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. 61.082.426/0002-07
PRATIUM 25351261766201572 2329759170 1781707950021
QUADRIDERM 25351268861201542 2159312174 1781707900030; 1781707900049
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44.734.671/0001-51
AITRAVIC 2535136542201731 2271681175 1029804630015
DFL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A 33.112.665/0001-46
ALPHACAINE 250000354709631 2085906176 1017700160019; 1017700160035
EMS S/A 57.507.378/0003-65
dipirona sódica 25351309239200514 2180883170 1023508000021; 1023508000038

travoprost 25351124894200935 2105210177 1023510040017
EMS SIGMA PHARMA LTDA 00.923.140/0001-31
ANAEROCID 250000190499906 2316230179 1356901590037; 1356901590101; 1356901590118; 1356901590126
EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 01.784.792/0001-03
dipirona 25351199435200213 2253816170 1177200230026
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61.190.096/0001-92
teicoplanina 25351326927200531 2099703175 1004309380012; 1004309380039; 1004309380055; 1004309380071; 1004309380098; 1004309380111
GERMED FARMACEUTICA LTDA 45.992.062/0001-65
dipirona 25351072024201768 2181432175 1058308930026; 1058308930034
TRAVAMED 25351489233201666 2271752178 1058308670016
travoprost 25351488493201614 2271783178 1058308660010
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 33.247.743/0001-10
AMOXIL BD 25351056126200411 2214556177 1010702250018; 1010702250026
ZENTEL 2500101295684 2195506179 1010700890011
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA 02.281.006/0001-00
NOPROSIL 253510349630185 2009419171 1517000130021; 1517000130038; 1517000130046; 1517000130054
PASMODEX 253510349640148 2009420175 1517000110029; 1517000110037
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17.159.229/0001-76
diclofenaco potássico 253510115620094 2037706171
1037003140010; 1037003140029; 1037003140037; 1037003140045
LABORATÓRIOS SERVIER DO BRASIL LTDA 42.374.207/0001-76
ARCALION 2599201662174 2036488171 1127800060011; 1127800060028; 1127800060044
LABORATÓRIOS STIEFEL LTDA 63.064.653/0001-54
VITANOL-A 2500000232290 2310733172 1067500150148; 1067500150156; 1067500150164
LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 05.044.984/0001-26
dipirona 25351072018201719 2181316177 1677305420021; 1677305420031
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 10.588.595/0007-97
rosuvastatina cálcica 25351688634201404 2046109177
1832601860092; 1832601860106; 1832601860114; 1832601860122
ZINPASS 25351677437201479 2046056172 1832601660093; 1832601660107; 1832601660115; 1832601660123
MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA 45.987.013/0001-34
VYTORIN 25351065978200319 2159129176 1002901350161
NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A 72.593.791/0001-11
travoprost 25351489284201698 2271705176 1267502610017
NOVARTIS BIOCENCIAS S.A 56.994.502/0001-30
CILOXAN 25351660593201261 2290237176 1006810930026
EXELON 250000136069788 2221182179 1006800990336; 1006800990344; 1006800990352
ONEFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 48.113.906/0001-49
amoxicilina 25351497699201554 0006165184 1048101040016; 1048101040032; 1048101040040; 1048101040059; 1048101040067
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66
albendazol 253510259170177 2097326178 1256800520045; 1256800520053; 1256800520061; 1256800520071; 1256800520088; 1256800520096; 1256800520101; 1256800520118; 1256800520126; 1256800520134; 1256800520142; 1256800520150
cloridrato de propranolol 25351445891200674 2260992170
1256801680054; 1256801680089; 1256801680097
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 02.685.377/0001-57
AAS PROTECT 25351210265200740 2256080177 1130009910011; 1130009910038; 1130009910054; 1130009910062; 1130009910070; 1130009910089; 1130009910097
APROZIDE 25351426281200671 2309247175 1130010040246
BUCLINA 25351408437200632 2256132173 1130009850019; 1130009850035; 1130009850043
DERMATOP 2500100452387 2309069173 1130000730053
FLAGYL NISTATINA 2599200986560 2297907177 1130002860035
GLUCANTIME 2599200888449 2298410171 1130000840010
LASILACTONA 2500100724483 2298764179 1130000510037
SOCIAN 25351446505200661 2298737171 1130010280018
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0001-18
captopril 25351332487200712 2304349171 1049713520041; 1049713520051; 1049713520068

RESOLUÇÃO-RE Nº 94, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as solicitações de registros sob os números de processos constantes do anexo desta resolução em virtude do não cumprimento de exigência técnica, nos termos do art. 11 da RDC nº 204, de 2005.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

RAZÃO SOCIAL CNPJ
ASSUNTO
MARCA OU PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
PROCESSO Nº
PRAZO PARA O PROTOCOLO DO CUMPRIMENTO
CHEMICALTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS, FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - 03.959.540/0001-95
GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO
FOSFATO DE FLUDARABINA
25351536010201017
07/11/2017
ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA - 64.088.172/0001-41
SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
OBESTRAT
25351584856201132
19/10/2017
CHEMICALTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS, FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - 03.959.540/0001-95
SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
FOSFATO DE FLUDARABINA
25351221888201098
07/11/2017
IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA - 00.376.959/0001-26
SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
CETOCONAZOL IFAL
25351623754201111
04/11/2017

RESOLUÇÃO-RE Nº 95, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar o cancelamento de registro a pedido dos medicamentos similares, genéricos e novos, sob o nº de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

RAZÃO SOCIAL CNPJ
Nº PROCESSO EXPEDIENTE CANCELAMENTO MARCA COMERCIAL M.S.
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A 60.659.463/0029-92
250000352709641 1852381171 FREENAL 105730241
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA. 33.150.764/0001-12
25351088462200512 2274476172 cloridrato de paroxetina 104920161
25351188658200255 1596076175 EROWGLIZ 104920136
25351723694201410 1570494177 SERTERO 104920223
25351723689201407 1575342175 TERBINACOL 104920216
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 43.426.626/0001-77
2599201523974 1829942173 BIAMOTIL D 101470063
BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53.162.095/0001-06
25351266101200513 1950284172 fumarato de cetotifeno 112130365
COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. 61.082.426/0002-07
25351644722200933 1705179177 LUCRETIN PÓ 178170111
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44.734.671/0001-51
2500100303783 1661592171 CORDILAT 102980055
25351197719200275 1714652176 maleato de enalapril 102980316
EMS S/A 57.507.378/0003-65
253510027640280 1505115173 DIMETILIV 102350547
EMS SIGMA PHARMA LTDA 00.923.140/0001-31
25351146096201560 1453932172 GLIBENDIAB 135690692
25351067039201286 1839491174 MIPEXOL 135690663
25351154991200856 1748313171 SOMALGIN PREVENT 135690661
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61.190.096/0001-92
25351532787201090 1887279174 ACTIVELLE 100431042
25351172164200411 1425527178 ATMOS 100430920
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP 43.640.754/0001-19
253510071370217 1833112172 FURP-NISTATINA 110390152
25351415749201393 1793775172 micofenolato de sódio 110390168
GENZYME DO BRASIL LTDA 68.132.950/0001-03
25351119983201092 1577300171 FLUDARA 125430024
GERMED FARMACEUTICA LTDA 45.992.062/0001-65
25351110421201583 1457062179 QUETIEL 105830902
ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA 02.281.006/0001-00



25351589133200917 2006643171 cloridrato de ondansetrona 151700028
KLEY HERTZ FARMACEUTICA S.A 92.695.691/0001-03
25351188731200299 1519785179 FLUCOLIC 106890132
LABORATÓRIOS PFIZER LTDA 46.070.868/0036-99
25351707436200952 1658693170 citrato de sildenafila 102160221
25351023822200522 1365126179 FARLUTAL 102160168
LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 05.044.984/0001-26
25351067066201254 1851835174 dicloridrato de pramipexol 167730382
25351656751201031 1499168173 FLATOL 167730246
25351685187200990 1456745178 QUEROK 167730333
25351070582201213 1851882176 SIFROGRAN 167730383
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 10.588.595/0007-97
25351697694201408 1577331171 acetato de clormadinona + etinilestradiol 183260041
25351666674201491 1610524179 ALZEPINOL 183260064
25351693365201442 1662129178 ANGIO II 183260078
25351535992201097 1539344175 AVENCOR 183260030
25351697775201408 1718256175 BECARVE 183260046
25351688743201401 1362791171 betametasona 183260040
25351657724201129 1508155179 CLORAGIO 183260273
25351677809201416 1677156177 CONFIARE 183260183
25351436873201592 1569842174 DIBELLA 183260267
25351696546201459 1662779172 ESCITAN 183260163
25351700327201494 1570200176 FACYL 500 183260116
25351680593201477 1570364179 FEBSER 183260073
25351664879201441 1570518178 IMOXY 183260101
25351677927201406 1579796171 KOLPITRAT 183260197
25351697741201430 1578603170 mebendazol 183260213
25351622741201277 1571134170 MOLUC 183260259
25351699352201447 1578279174 MUCIBRON 183260176
25351688323201423 1575683171 nitrato de miconazol 183260264
25351693280201436 1580336178 PROFOL 183260162
25351693401201430 1775886176 SONOTRAT 183260079
25351696317201410 1776008179 SONOTRAT CR 183260203
25351697874201487 1579372179 TADIFIL 183260115
25351688646201478 1577016178 tinidazol + nitrato de miconazol 183260105
25351688691201421 1718347172 tioconazol 183260113
25351677402201488 1736472178 valerato de betametasona + sulfato de gentamicina + tolnaftato + clioquinol 183260242
25351677407201413 1737637178 valerato de betametasona + sulfato de gentamicina + tolnaftato + clioquinol 183260241
MERCK S/A 33.069.212/0001-84
25351372428200868 2002608171 SEROPHENE 100890352
NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A 72.593.791/0001-11
25351180224201216 1844628171 AGAMIR 126750167
25351265855201182 1456815172 QUELIX 126750184
25351338297200547 1489629170 simeticona 126750090
25351338734200522 1491499179 simeticona 126750088
SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 61.286.647/0001-16
25351163166200761 1437140175 BROMALEX 100470442
25351049822200714 1853157171 fluconazol 100470454
250000106119621 1852961175 FLUTEC 100470247
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 02.685.377/0001-57
25351148842200777 1961612171 AMARYL MET 113001055
25351622706201235 1566761178 AMISPED 113001153
2599201047479 1386284177 CLAFORAN 113000028
25351279882201081 1780440170 CORASTORVA 113001105
TEVA FARMACÊUTICA LTDA. 05.333.542/0001-08
25351000355201296 1446163173 pemetrexede dissódico 155730025
25351000328201218 1446394176 TACTROL 155730027
25351150826200744 1446494172 TEVAMESNA 155730010
25351498485200612 1447024171 TEVAPACLI 155730004
25351142612200905 1446922177 TEVAVINBLA 155730029
25351599473201211 1852023175 tobramicina 155730024
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 61.072.393/0001-33
25351702988201191 1539317178 ARTOPROFEN 121100294
25351140949201054 1660530176 citrato de sildenafila 121100280
25351132260201215 1539497172 cloridrato de dobutamina 121100297
25351687100201108 1376036170 meloxicam 121100293
25351099730201791 1504764174 VINCIZINA CS 121100354
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A 55.980.684/0001-27
25351448821201104 1392884178 ibandronato de sódio 122140085
25351557156201109 1454551179 USENTA 122140087

RESOLUÇÃO-RE Nº 96, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de medicamentos similares, genéricos, novos, específicos, dinamizados, fitoterápicos, biológicos e radiofármacos, sob o nº. de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do art. 51 da Lei nº. 9.784, de 1999.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA - 49.475.833/0001-06
150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351002025201502 2124553/17-3 0004291/15-9
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA - 49.475.833/0001-06
150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.666332/2014-31 2124508/17-8 0984831/14-2
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA - 49.475.833/0001-06
150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.666377/2014-44 2124532/17-1 0984881/14-9
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA - 49.475.833/0001-06
150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.877666/2016-12 2124650/17-5 1280087/16-2
BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA - 53.162.095/0001-06
155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351.493775/2013-79 2123636/17-4 0703907/13-7
NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A - 56.994.502/0001-30 1460 - MEDICAMENTO NOVO - Registro de Nova Associação no País 25351.779563/2014-16 2122872/17-8 999232/53-8
ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA - 05.254.971/0001-81
155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351.536232/2011-80 2126762/17-6 752263/11-1
ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA - 05.254.971/0001-81
150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.587122/2011-17 2126744/17-8 823538/11-4
GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA - 44.363.661/0001-57
1460 MEDICAMENTO NOVO - Registro de Nova Associação no País 25351.005795/2015-92 0789177/17-6 0009745154
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0001-18 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.666532/2014-51 1734030/17-6 0985105/14-4
NATCOFARMA DO BRASIL LTDA - 08.157.293/0001-27 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.163474/2017-08 2143850/17-1 0486086/17-0
NATCOFARMA DO BRASIL LTDA - 08.157.293/0001-27 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.633949/2013-64 2144448/17-0 0907232/13-2
NATCOFARMA DO BRASIL LTDA - 08.157.293/0001-27 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.634032/2013-75 2147742/17-6 0907353/13-1
NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 06.629.745/0001-09 155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351.061190/2012-56 2151202/17-7 0087653/12-4
NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 06.629.745/0001-09 155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351.069581/2012-06 2154264/17-3 0099646/12-7
NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 06.629.745/0001-09 155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351.433879/2012-81 2151226/17-4 0621811/12-3
NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 06.629.745/0001-09 155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351647280201259 2151147/17-1 0927908/12-3
BAYER S.A. - 18459628000115 1455 - MEDICAMENTO NOVO - Registro de Concentração Nova no País 25351.181891/2016-62 2160842/17-3 2021645/16-9
TEVA FARMACÊUTICA LTDA. - 05.333.542/0001-08 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.607162/2013-67 2160284/17-1 0869308/13-1
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.008487/2014-39 2197594/17-9 0011446/14-4
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA - 01.571.702/0001-98 155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351583994201453 2027652/17-4 0815366143
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA - 01.571.702/0001-98 155 - GENERICO - Registro de Medicamento 25351584007201491 2010185/17-6 0815402/14-3
Achê Laboratórios Farmacêuticos S.A - 60.659.463/0029-92 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.053504/2014-75 2202241/17-4 0073608/14-2
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.541814/2015-04 2197976/17-6 0788063/15-4
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.754780/2014-05 2197669/17-4 1110823/14-1
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.354646/2010-04 2197824/17-7 461638/10-3
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.003423/2010-62 2198146/17-9 004306/10-1
Achê Laboratórios Farmacêuticos S.A - 60.659.463/0029-92 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.714778/2013-28 2230906/17-3 1031436/13-9
Achê Laboratórios Farmacêuticos S.A - 60.659.463/0029-92 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.732284/2013-10 2230895/17-4 1055342/13-8
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.000130/2015-92 2226425/17-6 0000608/15-4
WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 61.072.393/0001-33 150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar 25351.610589/2011-95 2231438/17-5 857062/11-1

RESOLUÇÃO-RE Nº 97, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 60318797000100
FELODIPINO + SUCCINATO DE METOPROLOL
SELOZOK FIX 25351.680582/2009-96 10/2021
1434 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0181507/17-8
1489 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0181535/17-1
1.1618.0241.001-8 24 Meses
5 MG + 50 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS INC X 10
1.1618.0241.002-6 24 Meses
5 MG + 50 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS INC X 30
1.1618.0241.003-4 24 Meses
5 MG + 50 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS INC X 60
1.1618.0241.004-2 24 Meses
5 MG + 50 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS INC X 90
1.1618.0241.005-0 24 Meses
5 MG + 50 MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS INC X 120

Achê Laboratórios Farmacêuticos S.A 60659463002992
OXALATO DE ESCITALOPRAM
EXODUS 25351.475299/2008-69 06/2019
10940 RDC 73/2016 - SIMILAR - SUBSTITUIÇÃO DE FABRICANTE DO IFA 1040193/17-8
10952 RDC 73/2016 - SIMILAR - EXCLUSÃO DE UM TESTE OU MÉTODO OBSOLETE 2322913/17-6
10958 RDC 73/2016 - SIMILAR - MUDANÇA MAIOR DE MÉTODO ANALÍTICO 2326995/17-2
10994 RDC 73/2016 - SIMILAR - MUDANÇA MAIOR DE EXCIPIENTE PARA FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 2326993/17-6
1.0573.0379.001-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.0573.0379.002-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0573.0379.003-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.0573.0379.004-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0573.0379.005-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0573.0379.006-6 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.0573.0379.015-5 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.0573.0379.016-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.0573.0379.017-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0573.0379.018-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0573.0379.019-8 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.0573.0379.020-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0573.0379.021-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0573.0379.022-8 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
1.0573.0379.023-6 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.0573.0379.024-4 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.0573.0379.025-2 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0573.0379.026-0 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0573.0379.027-9 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28



1.0573.0379.028-7 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0573.0379.029-5 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0573.0379.030-9 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
oxalato de escitalopram 25351.491781/2008-46 06/2019
10938 RDC 73/2016 - GENÉRICO - SUBSTITUIÇÃO DE FABRICANTE DO IFA 1174311/17-5
10950 RDC 73/2016 - GENÉRICO - EXCLUSÃO DE UM TESTE OU MÉTODO OBSOLETO 2322911/17-0
10956 RDC 73/2016 - GENÉRICO - MUDANÇA MAIOR DE MÉTODO ANALÍTICO 2326957/17-0
10992 RDC 73/2016 - GENÉRICO - MUDANÇA MAIOR DE EXCIPIENTE PARA FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 2326933/17-2
1.0573.0380.001-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.0573.0380.002-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.0573.0380.003-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0573.0380.004-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0573.0380.005-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.0573.0380.006-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0573.0380.007-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0573.0380.008-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
1.0573.0380.009-6 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.0573.0380.010-1 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.0573.0380.011-8 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0573.0380.012-6 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0573.0380.013-4 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.0573.0380.014-2 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0573.0380.015-0 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0573.0380.016-9 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
1.0573.0380.017-7 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.0573.0380.018-5 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.0573.0380.019-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0573.0380.020-7 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0573.0380.021-5 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.0573.0380.022-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0573.0380.023-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0573.0380.024-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500

Arese Pharma Ltda 07670111000154
ECHINACEA PURPUREA MONCH
ENAX 25351.062601/2017-05 11/2017
10620 MEDICAMENTO FITOTERAPICO - ALTERAÇÃO OU INCLUSÃO DE LOCAL DE EMBALAGEM PRIMÁRIA 1235461/17-9
1.5819.0010.001-3 24 Meses
200 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30
ENAX COMPRIMIDO REVESTIDO
1.5819.0010.002-1 24 Meses
200 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 8
ENAX COMPRIMIDO REVESTIDO

Arese Pharma Ltda 07670111000154
BISGLICINATO FERROSO + ÁCIDO FÓLICO
FOLIFER 25351.062736/2017-06 06/2022
10137 ESPECÍFICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE EMBALAGEM PRIMÁRIA 1235590/17-9
1.5819.0009.012-3 24 Meses
150 MG + 5 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 4
1.5819.0009.013-1 24 Meses
150 MG + 5 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 8
1.5819.0009.014-1 24 Meses
150 MG + 5 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 20
1.5819.0009.015-8 24 Meses
150 MG + 5 MG COM REV CT BL AL PVC INC X 30

BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53162095000106
CLORIDRATO DE METFORMINA 25351.001701/01-43 07/2021
1364 GENERICO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 0142045/12-3
1.1213.0232.003-7 24 Meses
850 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.1213.0232.004-5 24 Meses

850 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP)
1.1213.0232.010-1 24 Meses
850 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 25351.090778/2004-85 02/2020
10184 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM DIFERENTE DESENHO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 0154540/15-0
10956 RDC 73/2016 - GENÉRICO - MUDANÇA MAIOR DE MÉTODO ANALÍTICO 2138440/17-1
10956 RDC 73/2016 - GENÉRICO - MUDANÇA MAIOR DE MÉTODO ANALÍTICO 2138444/17-4
1404 GENERICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0154532/15-9
1.1213.0340.001-8 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.1213.0340.002-6 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.1213.0340.003-4 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.1213.0340.004-2 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP)
1.1213.0340.005-0 24 Meses
40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.1213.0340.006-9 24 Meses
40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.1213.0340.007-7 24 Meses
40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.1213.0340.008-5 24 Meses
40 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP)
oxalato de escitalopram 25351.474366/2008-28 06/2019
10938 RDC 73/2016 - GENÉRICO - SUBSTITUIÇÃO DE FABRICANTE DO IFA 1174288/17-7
10950 RDC 73/2016 - GENÉRICO - EXCLUSÃO DE UM TESTE OU MÉTODO OBSOLETO 2322912/17-8
10956 RDC 73/2016 - GENÉRICO - MUDANÇA MAIOR DE MÉTODO ANALÍTICO 2326991/17-0
10992 RDC 73/2016 - GENÉRICO - MUDANÇA MAIOR DE EXCIPIENTE PARA FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 2326939/17-1
1.1213.0402.001-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.1213.0402.002-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.1213.0402.003-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.1213.0402.004-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.1213.0402.005-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.1213.0402.006-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.1213.0402.007-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.1213.0402.008-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
1.1213.0402.009-1 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.1213.0402.010-3 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.1213.0402.011-1 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.1213.0402.012-1 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.1213.0402.013-8 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.1213.0402.014-6 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.1213.0402.015-4 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.1213.0402.016-2 24 Meses
15 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
1.1213.0402.017-0 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
1.1213.0402.018-9 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
1.1213.0402.019-7 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.1213.0402.020-0 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.1213.0402.021-9 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
1.1213.0402.022-7 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.1213.0402.023-5 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.1213.0402.024-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500
omeprazol 25351.600028/2017-49 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2135896/17-6
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 999027/73-5 - 25000.013397/92)
1.1213.0492.001-5 24 Meses
10 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 14
1.1213.0492.002-3 24 Meses
20 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 7
1.1213.0492.003-1 24 Meses

20 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 14
1.1213.0492.004-1 24 Meses
10 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 7
1.1213.0492.005-8 24 Meses
10 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 28
1.1213.0492.006-6 24 Meses
10 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 56
1.1213.0492.007-4 24 Meses
10 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 84
1.1213.0492.008-2 24 Meses
20 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 28
1.1213.0492.009-0 24 Meses
20 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 56
1.1213.0492.010-4 24 Meses
20 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 84
1.1213.0492.011-2 24 Meses
40 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 7
1.1213.0492.012-0 24 Meses
40 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 14
1.1213.0492.013-9 24 Meses
40 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 28
1.1213.0492.014-7 24 Meses
40 MG CAP GEL DURA MICROG CT FR PLAS OPC X 56

BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. 05161069000110
ARIPIRAZOL 25351.658661/2017-26 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2220171/17-8
(155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 0269810/12-2 - 25351.187074/2012-81)
1.5584.0552.001-7 36 Meses
10 MG COM CT BL AL X AL X 10
1.5584.0552.002-5 36 Meses
15 MG COM CT BL AL X AL X 30
1.5584.0552.003-3 36 Meses
10 MG COM CT BL AL X AL X 30
1.5584.0552.004-1 36 Meses
10 MG COM CT BL AL X AL X 500
1.5584.0552.005-1 36 Meses
15 MG COM CT BL AL X AL X 10
1.5584.0552.006-8 36 Meses
15 MG COM CT BL AL X AL X 500

CELLERA FARMACÊUTICA S.A. 33173097000274
AMOXICILINA TRI-HIDRATADA
AMOXICILINA 25351.573426/2017-85 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2095671/17-1
(155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 081785/02-6 - 25351.168623/2002-08)
1.0440.0196.001-3 18 Meses
875 MG COM REV CT STR AL X 14
1.0440.0196.002-1 18 Meses
875 MG COM REV CT STR AL X 42 (EMB FRAC)
1.0440.0196.003-1 18 Meses
875 MG COM REV CT STR AL X 56 (EMB FRAC)
1.0440.0196.004-8 18 Meses
875 MG COM REV CT STR AL X 70 (EMB FRAC)
1.0440.0196.005-6 18 Meses
875 MG COM REV CT STR AL X 20
AZITROMICINA DI-HIDRATADA
azitromicina 25351.573427/2017-20 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2095672/17-0
(155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 184394/03-0 - 25351.050007/2003-74)
1.0440.0197.001-9 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 2
1.0440.0197.002-7 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 3
1.0440.0197.003-5 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 (EMB FRAC)
1.0440.0197.004-3 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 (EMB FRAC)
1.0440.0197.005-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 (EMB FRAC)
1.0440.0197.006-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 5

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02814497000107
LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO
LEMIFLOX 25351.349682/2015-91 11/2020
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2176799/17-8
(11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 2121632/17-1 - 25351.563046/2010-05)
1.4381.0176.004-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 3
LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO
LEVOFLOXACINO 25351.563046/2010-05 02/2018
11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS 2121632/17-1



1.4381.0159.004-9 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 3

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. 61082426000207
BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA CELESTAMINE 25351.268908/2015-30 01/2019
1617 MEDICAMENTO NOVO - AMPLIAÇÃO DE USO 0786752/15-2
1.7817.0783.001-6 24 Meses
0,25 MG + 2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.7817.0783.002-4 24 Meses
0,25 MG + 2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 40
1.7817.0783.006-7 24 Meses
0,25 MG + 2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.7817.0783.008-3 24 Meses
0,25 MG + 2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 15
ARIPIPRAZOL
AIPRI 25351.658662/2017-71 01/2023
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 2220172/17-6
(155 GENERICOS - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 0269810/12-2 - 25351.187074/2012-81)
1.7817.0852.001-0 36 Meses
10 MG COM CT BL AL X AL X 10
1.7817.0852.002-9 36 Meses
15 MG COM CT BL AL X AL X 30
1.7817.0852.003-7 36 Meses
10 MG COM CT BL AL X AL X 30
1.7817.0852.004-5 36 Meses
10 MG COM CT BL AL X AL X 500
1.7817.0852.005-3 36 Meses
15 MG COM CT BL AL X AL X 10
1.7817.0852.006-1 36 Meses
15 MG COM CT BL AL X AL X 500

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44734671000151
hemifumarato de quetiapina
QUETIPIN 25351.009046/2010-49 12/2020
1979 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA CONCENTRAÇÃO JÁ REGISTRADA NO PAÍS 1333452/16-2
1.0298.0380.013-8 24 Meses
300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14
1.0298.0380.014-6 24 Meses
300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28
1.0298.0380.015-4 24 Meses
300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 200
1.0298.0380.016-2 24 Meses
300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30

EMS S/A 57507378000365
AZITROMICINA 25351.015164/01-64 11/2021
11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS 0915620/17-8
1.0235.0522.007-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 5
AZITROMICINA
AZINOSTIL 25351.111455/2017-57 04/2022
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1082941/17-5
(11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 0915620/17-8 - 25351.015164/01-64)
1.0235.1203.004-3 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 5

EMS SIGMA PHARMA LTDA 00923140000131
AZITROMICINA
AZI 25351.111395/2017-72 04/2022
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1082832/17-0
(11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 0915620/17-8 - 25351.015164/01-64)
1.3569.0717.007-2 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 5

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA 51780468000187
ibrutinibe
Imbruvica 25351.435416/2014-08 07/2020
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 1042524/15-1
1.1236.3412.001-9 24 Meses
140 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 120
1.1236.3412.002-7 24 Meses
140 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 90

LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 05044984000126
AZITROMICINA
Azitrogran 25351.111184/2017-30 04/2022
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1082920/17-2
(11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 0915620/17-8 - 25351.015164/01-64)
1.6773.0543.004-3 24 Meses

500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 5
CLONIXINATO DE LISINA
MEVA 25351.378289/2016-96 01/2023
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 2322658/16-7
(155 GENERICOS - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 1999618/16-7 - 25351.173440/2016-11)
1.6773.0571.001-1 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 8
1.6773.0571.002-1 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 16
1.6773.0571.003-8 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30
1.6773.0571.004-6 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 40
1.6773.0571.005-4 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 60
1.6773.0571.006-2 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 90 (EMB FRAC)
1.6773.0571.007-0 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 100
1.6773.0571.008-9 24 Meses
125 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500

LIBBS FARMACÊUTICA LTDA 61230314000175
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
IUMI 25351.497403/2009-91 12/2020
11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS 2075188/17-5
1.0033.0154.003-9 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 ES
1.0033.0154.004-7 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 ES
1.0033.0154.005-5 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 90 ES
1.0033.0154.006-3 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 120 ES

MERCK S/A 33069212000184
CLORIDRATO DE METFORMINA
GLIFAGE 25000.012159/93-52 03/2019
11119 RDC 73/2016 - NOVO - AMPLIAÇÃO DE USO 2235900/17-1
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 0612386/14-4
1.0089.0193.001-7 24 Meses
850 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 30
1.0089.0193.002-5 24 Meses
500 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 30
1.0089.0193.005-1 24 Meses
1 G COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 30
1.0089.0193.006-8 24 Meses
850 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 10
1.0089.0193.007-6 24 Meses
850 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 60
1.0089.0193.008-4 24 Meses
500 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 10
1.0089.0193.009-2 24 Meses
500 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 60
1.0089.0193.010-6 24 Meses
1 G COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 10
1.0089.0193.011-4 24 Meses
1 G COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 60
1.0089.0193.012-2 24 Meses
850 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 500
1.0089.0193.013-0 24 Meses
850 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 1000
1.0089.0193.014-9 24 Meses
500 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 500
1.0089.0193.015-7 24 Meses
500 MG COM REV EST BL AL PLAS TRANS X 1000
SINVASTATINA
CLINFAR 25351.005603/00-95 05/2020
11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS 1841999/17-2
1.0089.0254.012-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLORIDRATO DE METFORMINA
GLIFAGE XR 25351.284809/2006-29 11/2019
11119 RDC 73/2016 - NOVO - AMPLIAÇÃO DE USO 2239062/17-6
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 0612319/14-8
1.0089.0340.001-5 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.0089.0340.002-3 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0089.0340.003-1 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0089.0340.004-1 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 40

1.0089.0340.005-8 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 50
1.0089.0340.006-6 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0089.0340.007-4 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0089.0340.008-2 24 Meses
500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 45
1.0089.0340.009-0 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.0089.0340.010-4 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0089.0340.011-2 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0089.0340.012-0 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0089.0340.013-9 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 40
1.0089.0340.014-7 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 45
1.0089.0340.015-5 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 50
1.0089.0340.016-3 24 Meses
750 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0089.0340.017-1 24 Meses
1 G COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.0089.0340.018-1 24 Meses
1 G COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0089.0340.019-8 24 Meses
1 G COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 100
1.0089.0340.020-1 24 Meses
1 G COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 150
1.0089.0340.021-1 24 Meses
1 G COM LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 200
SOMATOSTATINA
STILAMIN 25351.368529/2008-34 03/2018
11092 RDC 73/2016 - NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 2136817/17-1
1.0089.0382.002-2 36 Meses
3 MG PÓ LIOF INJ CT 01 AMP VD TRANS
SINVASTATINA 25351.531448/2014-25 05/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2037765/17-7
(11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 1841999/17-2 - 25351.005603/00-95)
1.0089.0385.010-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60

NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A 72593791000111
AZITROMICINA
azitromicina, di-hidratada 25351.111139/2017-85 04/2022
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1082794/17-3
(11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 0915620/17-8 - 25351.015164/01-64)
1.2675.0272.004-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 5
risedronato sódico 25351.675029/2017-47 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2243888/17-2
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 202210/09-9 - 25351.155495/2009-00)
1.2675.0303.001-4 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 1
1.2675.0303.002-2 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 2
1.2675.0303.003-0 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4
1.2675.0303.004-9 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
1.2675.0303.005-7 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 12
1.2675.0303.006-5 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14
1.2675.0303.007-3 24 Meses
35 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 16
1.2675.0303.008-1 24 Meses
150 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 1
1.2675.0303.009-1 24 Meses
150 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 2

NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A 56994502000130
bissulfato de clopidogrel 25351.409017/2016-45 03/2022
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2190243/17-7
(11091 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO - 2107452/17-6 - 25351.484645/2006-38)
1.0068.1134.017-6 24 Meses
75 MG COM REV CT BL AL/ AL X 56
amoxicilina tri-hidratada + clavulanato de potássio 25351.586817/2017-60 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2115691/17-3
(133 ALTERAÇÃO TITULAR DE REG. (CISÃO DE EMPRESA) - 154458/06-6 - 25351.115407/2006-85)
1.0068.1145.001-1 24 Meses
50 MG/ML + 12,5 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL CT FR VD AMB X 75 ML + COL DOSAD



1.0068.1145.002-8 24 Meses
50 MG/ML + 12,5 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL CT FR VD AMB X 100 ML + COL DOSAD
1.0068.1145.003-6 24 Meses
(80+11,4) MG/ML PO SUS OR CT FR VD AMB X 70 ML + DOSAD
1.0068.1145.004-4 24 Meses
(80+11,4) MG/ML PO SUS OR CX 24 FR VD AMB X 70 ML + DOSAD
1.0068.1145.005-2 24 Meses
(80+11,4) MG/ML PO SUS OR CX 48 FR VD AMB X 70 ML + DOSAD
mirtazapina 25351.598289/2017-91 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2132230/17-9
(133 ALTERAÇÃO TITULAR DE REG. (CISÃO DE EMPRESA) - 154681/06-3 - 25351.115582/2006-72)
1.0068.1146.001-5 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 7
1.0068.1146.002-3 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14
1.0068.1146.003-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 21
1.0068.1146.004-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 28
1.0068.1146.005-8 24 Meses
45 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 7
1.0068.1146.006-6 24 Meses
45 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14
1.0068.1146.007-4 24 Meses
45 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 21
1.0068.1146.008-2 24 Meses
45 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 28
mirtazapina 25351.655882/2017-42 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2216188/17-1
(155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 926198/09-2 - 25351.751475/2009-57)
1.0068.1147.001-0 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 7
1.0068.1147.002-9 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 14
1.0068.1147.003-7 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 15
1.0068.1147.004-5 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 28
1.0068.1147.005-3 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 30
1.0068.1147.006-1 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 56
1.0068.1147.007-1 24 Meses
15 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 60
1.0068.1147.008-8 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 7
1.0068.1147.009-6 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 14
1.0068.1147.010-1 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 15
1.0068.1147.011-8 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 28
1.0068.1147.012-6 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 30
1.0068.1147.013-4 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 56
1.0068.1147.014-2 24 Meses
30 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 60
1.0068.1147.015-0 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 7
1.0068.1147.016-9 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 14
1.0068.1147.017-7 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 15
1.0068.1147.018-5 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 28
1.0068.1147.019-3 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 30
1.0068.1147.020-7 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 56
1.0068.1147.021-5 24 Meses
45 MG COM ORODISP CT BL AL/AL X 60
OXALATO DE ESCITALOPRAM 25351.674167/2017-17 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2242236/17-6
(155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 902741/09-6 - 25351.748845/2009-41)
1.0068.1148.001-6 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 7
1.0068.1148.002-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 14
1.0068.1148.003-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 28
1.0068.1148.004-0 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 56
1.0068.1148.005-9 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
1.0068.1148.006-7 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
1.0068.1148.007-5 24 Meses

10 MG COM REV CT BL AL/AL X 7
1.0068.1148.008-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 14
1.0068.1148.009-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 28
1.0068.1148.010-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 56
1.0068.1148.011-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
1.0068.1148.012-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30

ONEFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
48113906000149
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + SIMETICONA
MAGNAZIA 25000.007823/95-40 12/2021
10199 ESPECÍFICO - ALTERAÇÃO MODERADA DE EXCIPIENTE 2256248/16-6
1673 ESPECIFICO - INCLUSÃO NO TAMANHO DO LOTE SUPERIOR A 10 VEZES 2384655/16-1
1.0481.0049.010-7 24 Meses
37 MG/ML + 40 MG/ML + 5 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC X 150 ML
1.0481.0049.011-5 24 Meses
37 MG/ML + 40 MG/ML + 5 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC X 240 ML
LEVOFLOXACINO HEMIIDRATADO
LEVOFLOXACINO 25351.741344/2014-27 08/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2176798/17-0
(11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS - 2121632/17-1 - 25351.563046/2010-05)
1.0481.0097.004-4 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 3

SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
61286647000116
ACICLOVIR 25351.019006/01-65 07/2022
11091 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 2132710/17-6
1.0047.0329.009-4 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 50
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 25351.484645/2006-38 08/2022
11091 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 2107452/17-6
1.0047.0424.017-1 24 Meses
75 MG COM REV CT BL AL/ AL X 56
DOXICICLINA MONOIDRATADA
VIBRADOXIN 25351.614818/2017-10 01/2023
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 2157886/17-9
(157 REGISTRO ESPECIAL DE MEDICAMENTO GENÉRICO - 079615/01-8 - 25351.020365/01-65)
1.0047.0608.001-5 24 Meses
100 MG COM SOL CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.0047.0608.002-3 24 Meses
100 MG COM SOL CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.0047.0608.003-1 24 Meses
100 MG COM SOL CT BL AL PLAS TRANS X 100

SUN FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA 05035244000123
letrozol 25351.595216/2017-48 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2128149/17-1
(155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 0651283/12-6 - 25351.453395/2012-46)
1.4682.0060.001-1 36 Meses
2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28

VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
30222814000131
finasterida 25351.585343/2017-39 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2113866/17-4
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 111962/98-1 - 25000.030680/98-68)
1.0392.0181.001-9 24 Meses
1 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 15
1.0392.0181.002-7 24 Meses
1 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30
1.0392.0181.003-5 24 Meses
1 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20

WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
61072393000133
succinato de desvenlafaxina monoidratado 25351.674055/2017-58 01/2023
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2242086/17-0
(175 REGISTRO DE MEDICAMENTO NOVO - 589649/06-5 - 25351.440851/2006-36)
1.2110.0438.001-4 24 Meses
50 MG COM REV LIB CONT CT BL PVC/PVDC/AL X 7
1.2110.0438.002-2 24 Meses
50 MG COM REV LIB CONT CT BL PVC/PVDC/AL X 14
1.2110.0438.003-0 24 Meses

50 MG COM REV LIB CONT CT BL PVC/PVDC/AL X 28
1.2110.0438.004-9 24 Meses
100 MG COM REV LIB CONT CT BL PVC/PVDC/AL X 7
1.2110.0438.005-7 24 Meses
100 MG COM REV LIB CONT CT BL PVC/PVDC/AL X 14
1.2110.0438.006-5 24 Meses
100 MG COM REV LIB CONT CT BL PVC/PVDC/AL X 28

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
56998701000116
Cepa influenza tipo A (H1N1) + Cepa influenza tipo A (H3N2) + CEPA INFLUENZA TIPO B
INFLUVAC 25351.258406/2011-96 01/2021
10386 PRODUTO BIOLÓGICO - ALTERAÇÃO MODERADA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ATIVO(S) 2032839/17-7
1.0553.0336.001-4 12 Meses
SUS INJ CT 1 SER PREENC VD INC X 0,5 ML
1.0553.0336.002-2 12 Meses
SUS INJ CT 10 SER PREENC VD INC X 0,5 ML
1.0553.0336.003-0 12 Meses
SUS INJ CT 1 SER PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML
1.0553.0336.004-9 12 Meses
SUS INJ CT 10 SER PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML
1.0553.0336.005-7 12 Meses
SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 25MM X 0,5 ML
1.0553.0336.006-5 12 Meses
SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 25MM X 0,5 ML
1.0553.0336.007-3 12 Meses
SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML
1.0553.0336.008-1 12 Meses
SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC S/ AGU X 0,5 ML
1.0553.0336.009-1 12 Meses
SUS INJ CT 1 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML
1.0553.0336.010-3 12 Meses
SUS INJ CT 10 SER LONG PREENC VD INC COM AGU 16MM X 0,5 ML

BAYER S.A. 18459628000115
BETAINTERFERONA 1B
BETAIFERON 25351.092959/2008-70 03/2021
10393 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO DO PRINCÍPIO ATIVO, DO PRODUTO A GRANEL, DO PRODUTO TERMINADO, DO ADJUVANTE E DOS ESTABILIZANTES QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO OFICIAL 0333111/17-9
10394 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO OFICIAL REFERENTES A PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO E MÉTODO BIOLÓGICO DE QUANTIFICAÇÃO DE TEOR 0333107/17-8
1.7056.0053.001-1 24 Meses
9,6 MUI PO LIOF INJ CT 15 FA VD INC + 15 DIL FA VD INC X 2 ML
1.7056.0053.002-8 24 Meses
9,6 MUI PO LIOF INJ CT 15 FA VD INC + 15 SER VD INC DIL X 1,2 ML
1.7056.0053.003-6 24 Meses
9,6 MUI PO LIOF INJ CT 15 CT 1 FA VD INC + 1 SER VD INC DIL X 1,2 ML + ADAP COM AGULHA + 2 ENV LENÇO

GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 33247743000110
VÍRUS DO SARAMPO + VÍRUS DA CAXUMBA + VÍRUS DA RUBEOLA + Virus da varicela
Priorix Tetra 25351.124866/2008-11 08/2019
10395 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO DE EXCIPIENTES E DILUENTES QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO OFICIAL 1714257/17-1
1.0107.0276.001-6 18 Meses
PO LIOF INJ CT FA VD INC + SER PREENC VD INC DIL X 0,5 ML
1.0107.0276.002-4 18 Meses
PO LIOF INJ CT 10 FA VD INC + 10 SER PREENC VD INC DIL X 0,5 ML
1.0107.0276.003-2 18 Meses
PO LIOF INJ CT 100 FA VD INC + 100 SER PREENC VD INC DIL X 0,5 ML
1.0107.0276.004-0 18 Meses
PO LIOF INJ CT FA VD INC + AMP VD INC DIL X 0,5 ML
1.0107.0276.005-9 18 Meses
PO LIOF INJ CT 10 FA VD INC + 10 AMP VD INC DIL X 0,5 ML
1.0107.0276.006-7 18 Meses
PO LIOF INJ CT 100 FA VD INC + 100 AMP VD INC DIL X 0,5 ML
1.0107.0276.007-5 18 Meses
PO LIOF INJ CT FA VD INC + SER PREEN VD INC DIL X 0,5ML + AGU REMOV
1.0107.0276.008-3 18 Meses
PO LIOF INJ CT 10 FA VD INC + 10 SER PREEN VD INC DIL X 0,5ML + AGU REMOV



1.0107.0276.009-1 18 Meses
PO LIOF INJ CT 100 FA VD INC + 100 SER PREEN VD INC
DIL X 0,5ML + AGU REMOV

NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A 56994502000130
BETAINTERFERONA 1B
EXTAVIA 25351.130010/2011-44 10/2022
10393 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO DO PRINCÍPIO
ATIVO, DO PRODUTO A GRANEL, DO PRODUTO
TERMINADO, DO ADJUVANTE E DOS ESTABILIZANTES
QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO OFICIAL 0798090/17-
6
10393 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO DO PRINCÍPIO
ATIVO, DO PRODUTO A GRANEL, DO PRODUTO
TERMINADO, DO ADJUVANTE E DOS ESTABILIZANTES
QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO OFICIAL 0798211/17-
9
1.0068.1081.003-9 24 Meses
9,6 MUI PÓ LIOF INJ CT 5 FA VD INC + 5 SER (2,25 ML) VD
INC DIL X 1,2 ML
1.0068.1081.004-7 24 Meses
9,6 MUI PÓ LIOF INJ CT 15 FA VD INC + 15 SER (2,25 ML)
VD INC DIL X 1,2 ML

PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.
33009945000123
TRASTUZUMABE
HERCEPTIN 25000.023353/99-12 09/2019
10395 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO DE EXCIPIENTES
E DILUENTES QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO
OFICIAL 0230123/17-7
1.0100.0552.005-6 21 Meses
600 MG SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 5 ML
HERCEPTIN SC

TEVA FARMACÊUTICA LTDA. 05333542000108
lipegfilgrastim
LONQUEX 25351.702966/2013-26 04/2020
10393 PRODUTO BIOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO DO PRINCÍPIO
ATIVO, DO PRODUTO A GRANEL, DO PRODUTO
TERMINADO, DO ADJUVANTE E DOS ESTABILIZANTES
QUE NÃO CONSTAM EM COMPÊNDIO OFICIAL 2138407/16-
0
1.5573.0032.001-1 24 Meses
10 MG/ML SOL INJ SC CT SER PREENC VD INC X 0,6
ML
1.5573.0032.002-8 24 Meses
10 MG/ML SOL INJ SC CT SER PREENC VD INC X 0,6 ML
+ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

RESOLUÇÃO-RE Nº 98, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos
Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art.
54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de
3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar o registro sanitário de medicamentos e
produtos biológicos, ou de apresentações, conforme relação ane-
xa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor 90 (noventa) dias
a partir da data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E
FARMACÊUTICA LTDA. 60831658000177
VITIS VINIFERA L.
ANTISTAX 25351.536123/2008-91 08/2019
1743 MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - CANCELAMENTO
DE REGISTRO DO MEDICAMENTO POR TRANSFERÊNCIA
DE TITULARIDADE 1237857/17-7
1.0367.0163.001-5 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 12
1.0367.0163.002-3 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 18
1.0367.0163.003-1 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
1.0367.0163.004-1 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 60

RESOLUÇÃO-RE Nº 99, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos
Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art.
54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de
3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Indeferir petições relacionadas à Gerência-Geral de
Medicamentos, conforme relação anexa;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LIMITADA 04301884000175
Amoxicilina 25351.108340/2005-41 01/2021
10224 GENÉRICO - INCLUSÃO DA ROTA DE SÍNTESE DO
FÁRMACO 0144130/17-2
1.5167.0019.001-9 24 Meses
500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.5167.0019.002-7 24 Meses
500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 21
1.5167.0019.003-5 24 Meses
500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.5167.0019.004-3 24 Meses
500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 350
1.5167.0019.005-1 24 Meses
500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 70
1.5167.0019.006-1 24 Meses
500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 140

BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA
S.A 05161069000110
METRONIDAZOL + NISTATINA
METRONIDAZOL+NISTATINA 25351.535341/2012-48 12/2021
10168 GENÉRICO - ALTERAÇÃO MODERADA DO
PROCESSO DE PRODUÇÃO 498079/11-4
1.5584.0382.001-3 24 Meses
100 MG/G + 20000 UI/G CREM VAG CT BG AL X 50G + 10
APLIC

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
43640754000119
PIRAZINAMIDA
FURP- PIRAZINAMIDA 25001.012880/85 10/2022
1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO FÁRMACO 0237558/12-3
1.1039.0092.003-1 24 Meses
500 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 500

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176
METRONIDAZOL 25351.007964/00-94 05/2020
1402 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DA ROTA DE SÍNTESE DO
FÁRMACO 2159208/16-0
1.0370.0303.001-0 24 Meses
100 MG/G GEL VAG CT BG AL X 50 G
1.0370.0303.002-9 24 Meses
100 MG/G GEL VAG CT 50 BG AL X 50 G
METRONIDAZOL + NISTATINA 25351.640076/2014-27
12/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
2250712/16-4
(10116 SIMILAR - ALTERAÇÃO DA ROTA DE SÍNTESE DO
FÁRMACO - 2160629/16-3 - 25992.006405/72)
1.0370.0664.001-4 24 Meses
100 MG/G + 20.000 UI/G CREM VAG CT BG AL X 50 G + 10
APLIC
1.0370.0664.002-2 24 Meses
100 MG/G + 20.000 UI/G CREM VAG CX 50 BG AL X 50 G
+ 500 APLIC
METRONIDAZOL + NISTATINA
COLPATRIN 25992.006405/72 10/2021
10116 SIMILAR - ALTERAÇÃO DA ROTA DE SÍNTESE DO
FÁRMACO 2160629/16-3
1.0370.0007.003-8 24 Meses
100 MG/G + 20.000 UI/G CREM VAG CT BG AL X 50 G + 10
APLIC
1.0370.0007.004-6 24 Meses
100 MG/G + 20.000 UI/G CREM VAG CX 50 BG AL X 50 G
+ 500 APLIC

PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EIRELI
25773037000183
NORFLOXACINO 25351.470005/2008-11 10/2019
10150 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL
0564462/15-3

1.1717.0073.001-0 24 Meses
400 MG COM REV CT STR AL X 14
1.1717.0073.002-9 24 Meses
400 MG COM REV CT STR AL X 420

SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 61068755000112
FINASTERIDA
PRONASTERON 25000.013647/96-84 07/2021
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO FÁRMACO 1039826/12-1
1.0714.0165.001-9 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 15
1.0714.0165.002-7 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30
1.0714.0165.003-5 24 Meses
1 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 15
1.0714.0165.004-3 24 Meses
1 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30
1.0714.0165.005-1 24 Meses
1 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20
1.0714.0165.006-1 24 Meses
1 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 40
1.0714.0165.007-8 24 Meses
1 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500
1.0714.0165.008-6 24 Meses
1 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 600
1.0714.0165.009-4 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20
1.0714.0165.010-8 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 40
1.0714.0165.011-6 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500
1.0714.0165.012-4 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 600

RESOLUÇÃO-RE Nº 100, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos
Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54,
I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de
fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar o registro sanitário de medicamentos e pro-
dutos biológicos, ou de apresentações, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
61286647000116
DOXICICLINA MONOIDRATADA
VIBRADOXIN 25000.000921/99-34 10/2019
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2202730/17-1
1.0047.0349.003-4 24 Meses
100 MG COM SOL CT BL AL PLAS INC X 10
1.0047.0349.004-2 24 Meses
100 MG COM SOL CT BL AL PLAS INC X 20
1.0047.0349.005-0 24 Meses
100 MG COM SOL CT BL AL PLAS INC X 15

RESOLUÇÃO-RE Nº 101, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral Substituta de Medicamentos e Produtos
Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 600, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art.
54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de
3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de
Medicamentos, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor 90 dias a partir da
data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE



APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 02685377000157
VITIS VINIFERA L.
ANTISTAX 25351.352795/2017-15 08/2019
11199 MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - SOLICITAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE REGISTRO
(OPERAÇÃO COMERCIAL) 1288184/17-8
1.0367.0163.001-5 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 12
1.0367.0163.002-3 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 18
1.0367.0163.003-1 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
1.0367.0163.004-1 36 Meses
360 MG COM REV CT BL AL/AL X 60

GERÊNCIA-GERAL DE REGISTRO
E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS
DERIVADOS OU NÃO DO TABACO
RESOLUÇÃO-RE Nº 3.419, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 384, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos derivados do tabaco, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRÍCIA FRANCISCO BRANCO

ANEXO

Empresa: BRASITA CIGARROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 12.778.043/0001-81
Marca: QS BLUE (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25069.640285/2017-17
Expediente: 2194164/17-5
Assunto: 6001- Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: QS RED (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25069.640439/2017-62
Expediente: 2194505/17-5
Assunto: 6001- Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Empresa: GOLDEN LEAF TOBACCO LTDA
CNPJ: 04.522.275/0001-46

Marca: DJARUM BLACK MENTHOL (cigarro kretek)
Embalagem: box e pacote para 10 box
Processo: 25351.279339/2008-43
Expediente: 2160199/17-2
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Empresa: PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.041.933/0001-88
Marca: A SLIMS SAMPOERNA KRETEK KS SLI (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.290733/2006-71
Expediente: 1591491/17-7
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: A SLIMS SAMPOERNA KRETEK MENTHOL KS SLI (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.290699/2006-34
Expediente: 1591388/17-1
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: BENSON & HEDGES MENTHOL 100 (cigarro com filtro)
Embalagem: maço
Processo: 25351.138724/2007-51
Expediente: 1590309/17-5
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: MARLBORO SILVER BLUE KS (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.139570/2007-14
Expediente: 1591551/17-4
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: SHELTON ORIGINAL KS (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.140551/2007-31
Expediente: 1590933/17-6
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Empresa: SOUZA CRUZ LTDA
CNPJ: 33.009.911/0001-39
Marca: DUNHILL DOUBLE CAPSULES BC (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.630546/2017-97
Expediente: 2179326/17-3
Assunto: 6001- Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: DUNHILL NANOCUT MASTER BLEND KS SS (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.455810/2011-45
Expediente: 1821758/17-3
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: FREE BLUE iTASTE 3.0 (cigarro com filtro)
Embalagens: box e maço

Processo: 25351.395164/2014-51
Expediente: 1820776/17-6
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: FREE RED iTASTE 3.0 (cigarro com filtro)
Embalagens: box e maço
Processo: 25351.395191/2014-29
Expediente: 1820714/17-6
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: FUMO DESFIADO TREVO TRADICIONAL - VERSÃO B (fumo desfiado)
Embalagens: saco para 40g e para 45g do produto
Processo: 25351.121852/2015-12
Expediente: 1591677/17-4
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: KENT BLUE TASTE + FILTER FULL COLLOR (cigarro com filtro)
Embalagens: box e maço
Processo: 25351.630176/2017-98
Expediente: 2178745/17-0
Assunto: 6001- Registro de Produtos Fumígenos - Dados Cadastrais
Marca: KENT RED TASTE + FILTER FULL COLLOR (cigarro com filtro)
Embalagens: box e maço
Processo: 25351.630531/2017-29
Expediente: 2179304/17-2
Assunto: 6001- Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: KENT SILVER TASTE + FILTER FULL COLLOR (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.630200/2017-99
Expediente: 2178841/17-3
Assunto: 6001- Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: LUCKY STRIKE BLUE LUCKIES ORIGINAL TOBACCO (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25351.261524/2014-60
Expediente: 1821725/17-7
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: SAMPLE PC-A M1 (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25069.681780/2017-78
Expediente: 2254516/17-6
Assunto: 6002 - Registro de Produto Fumígeno Exclusivo para Exportação - Dados Cadastrais
Marca: SAMPLE PC-A M2 (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25069.681763/2017-31
Expediente: 2254461/17-5
Assunto: 6002 - Registro de Produto Fumígeno Exclusivo para Exportação - Dados Cadastrais
Marca: SAMPLE PC-A M3 (cigarro com filtro)
Embalagem: box
Processo: 25069.681742/2017-15
Expediente: 2254414/17-3
Assunto: 6002 - Registro de Produto Fumígeno Exclusivo para Exportação - Dados Cadastrais.

GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
RESOLUÇÃO-RE Nº 102, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Convalidar os registros dos produtos relacionados à Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa, em atendimento à decisão unânime da Diretoria Colegiada, realizada em Reunião Ordinária Interna de 21 de fevereiro de 2017, considerando que foi dado provimento à apelação nº 0022946-57.2012.4.03.6100 pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mas que foram identificadas as necessárias certificações de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde para os fabricantes vinculados.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO				
Número de Processo	Empresa	CNPJ	Nome Comercial	Número de Registro
25351.743876/2013-07	ALERE S/A	50.248.780/0001-61	HCV 3.0 ELISA	10071770767
25351.744048/2013-24	ALERE S/A	50.248.780/0001-61	HBsAg ELISA 3.0	10071770768
25351.440732/2014-21	ALERE S/A	50.248.780/0001-61	SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo	10071770852
25351.503801/2015-33	ALERE S/A	50.248.780/0001-61	SD BIOLINE HAV IgG/IgM	10071770867
25351.556259/2015-40	BIOSYS LTDA	02.220.795/0001-79	ichroma UNIVERSAL CONTROL	10350840276
25351.553846/2015-02	BIOSYS LTDA	02.220.795/0001-79	i-CHROMA Tn-I Control	10350840274
25351.556195/2015-02	BIOSYS LTDA	02.220.795/0001-79	ichroma CARDIAC CONTROL	10350840275
25351.099989/2015-15	GRIFOLS BRASIL LTDA	02.513.899/0001-71	Extended IV Control	80134860213
25351.099999/2015-37	GRIFOLS BRASIL LTDA	02.513.899/0001-71	Essential II Control	80134860214
25351.463083/2013-07	LD COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO E MEDICO HOSPITALAR	10.696.062/0001-33	TESTE RAPIDO DE ANTICORPO ORAQUICK HCV	80686840001
25351.463080/2013-13	LD COMERCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNOSTICO E MEDICO HOSPITALAR	10.696.062/0001-33	Teste Rápido de Anticorpo Oraquick Advance HIV 1/2	80686840002
25351.047675/2010-98	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.814.961/0001-73	Chlamydia pneumoniae substrate slides	10259610110
25351.467351/2014-88	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.814.961/0001-73	D3 Ultra DFA Respiratory Virus Screening and ID Kit	10259610153
25351.447892/2015-11	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.814.961/0001-73	D3 Ultra 8 DFA Respiratory Virus Screening & Identification Kit	10259610173
25351.674649/2014-66	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68.814.961/0001-73	QuickVue + Strep A Test	10259610156



25351.091158/2014-04	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	CK-MB	80158990145
25351.307140/2014-95	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	Controle de Troponina T de Alta Sensibilidade	80158990222
25351.000826/2015-03	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	CALIBRADOR DE CK-MB	80158990228
25351.000827/2015-26	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	CONTROLE CK-MB	80158990229
25351.362700/2014-19	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	Familia de Controle de Marcador Tumoral	80158990226
25351.307070/2014-36	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	Família Controle de Imunoensaio Líquido Premium	80158990231
25351.648811/2014-36	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	FAMÍLIA CONTROLE CARDIACO	80158990235
25351.362719/2014-94	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	Familia de Controle Líquido de Marcador Tumoral	80158990227
25351.174867/2015-15	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	CALIBRADOR DE H-FABP	80158990254
25351.307124/2014-68	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	Controle de Multissoro Bovino Analisado	80158990221
25351.555970/2015-02	RANDOX BRASIL LTDA	05.257.628/0001-90	ENSAIO MULTIPLEX - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS-MISSÍVEIS (DST)	80158990269
25351.634914/2015-03	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	01.449.930/0001-90	Novagnost Dengue IgG	10345162037

RESOLUÇÃO-RE Nº 103, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

A-TARIQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 8.15636-3
Porta-Agulhas 25351.656333/2017-95
Porta Agulhas - Aço Inox AISI 420 6b Invent Germany Inox CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-01-091 Porta Agulhas Mathieu 14 cm6b-01-092 Porta Agulhas Mathieu Reto6b-01-093 Porta Agulhas Mathieu c/furado 14.5cm6b-01-094 Porta Agulhas Mathieu 12cm6b-01-095 Porta Agulhas Mathieu furado 14.5cm6b-01-096 Porta Agulhas Mathieu 17 cm6b-19-012 Porta Agulhas Mayo Hegar 12cm6b-19-014 Porta Agulhas Mayo Hegar 14cm6b-19-016 Porta Agulhas Mayo Hegar 16cm6b-19-018 Porta Agulhas Mayo Hegar 18cm6b-19-020 Porta Agulhas Mayo Hegar 20cm6b-19-021C Porta Agulhas Sewdish 15cm6b-19-022 Porta Agulhas Olsenhegar 14cm6b-19-023 Porta Agulhas Castroviejo Curvo 14cm6b-19-025 Porta Agulhas Castroviejo Reto 14cm6b-19-028 Porta Agulhas Castroviejo Curvo 16cm6b-19-031 Porta Agulhas Castroviejo Reto 16cm6b-19-034 Porta Agulhas Castroviejo Curvo 18cm6b-19-037 Porta Agulhas Castroviejo Reto 18cm6b-19-052 Porta Agulhas Castroviejo Olsenheger 14cm6b-19-055 Porta Agulhas Castroviejo Olsenheger 16cm6b-19-058 Porta Agulhas Castroviejo Olsenheger 18cm
CLASSE : I 81563630001
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Ganchos e Grampos Para Odontologia 25351.656835/2017-16
Grampos para isolamento dental - 6b Invent Germany INOX CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-02-018> 6b-02-019> 6b-02-020> 6b-02-021> 6b-02-022> 6b-02-023> 6b-02-024> 6b-02-025> 6b-02-026> 6b-02-027> 6b-02-028> 6b-02-029> 6b-02-030> 6b-02-031> 6b-02-032> 6b-02-033> 6b-02-034> 6b-02-035> 6b-02-036> 6b-02-037> 6b-02-038.> 6b-02-008> 6b-02-009> 6b-02-010> 6b-02-011> 6b-02-012> 6b-02-013> 6b-02-014> 6b-02-015> 6b-02-016> 6b-02-017>
CLASSE : I 81563630002
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Porta-Agulhas 25351.656838/2017-50
Porta Agulhas - Carbono Tungstênio 6b Invent Germany Inox CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-19-022C> 6b-19-024> 6b-19-026> 6b-19-029> 6b-19-032> 6b-19-035> 6b-19-038> 6b-19-040> 6b-19-042> 6b-19-044> 6b-19-046> 6b-19-048> 6b-19-050> 6b-19-053> 6b-19-056> 6b-19-059.> 6b-19-019A> 6b-19-021> 6b-19-021A> 6b-19-021D> 6b-19-022A> 6b-19-017> 6b-19-017A> 6b-01-090> 6b-01-097> 6b-19-013> 6b-19-013A> 6b-19-015> 6b-19-015A> 6b-19-019>
CLASSE : I 81563630003
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Pinça Operatória Odontológica 25351.658917/2017-03
Pinças Odontológicas Aço Inox AISI 420 6b Invent Germany INOX CE

FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-01-101; 6b-01-102; 6b-01-103; 6b-01-104; 6b-01-105; 6b-01-106; 6b-01-107; 6b-01-108; 6b-02-001; 6b-02-002; 6b-13-001; 6b-13-002; 6b-13-003; 6b-13-004; 6b-13-005; 6b-13-006; 6b-13-007; 6b-13-008; 6b-13-009; 6b-13-010; 6b-13-011; 6b-13-012; 6b-13-013; 6b-13-014; 6b-13-015; 6b-13-016; 6b-13-017; 6b-13-018; 6b-13-019; 6b-13-020; 6b-13-021; 6b-13-022; 6b-13-027; 6b-13-028; 6b-13-029; 6b-13-030; 6b-13-031; 6b-13-042; 6b-13-044; 6b-17-010; 6b-17-012; 6b-17-013; 6b-19-001; 6b-19-001A; 6b-19-002; 6b-19-002A; 6b-19-003; 6b-19-003A; 6b-19-004; 6b-19-004A; 6b-19-005; 6b-19-005A; 6b-19-006; 6b-19-006A; 6b-19-007; 6b-19-008; 6b-19-009; 6b-19-009A; 6b-19-010; 6b-19-011; 6b-19-061; 6b-19-062; 6b-19-063
CLASSE : I 81563630004
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Espelho Bucal 25351.658908/2017-12
Espelho bucal 6b Invent Germany INOX CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-09-001; 6b-09-002; 6b-09-003; 6b-09-004; 6b-09-005; 6b-09-007
CLASSE : I 81563630005
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Tesoura Operatória Odontológica 25351.658910/2017-83
Tesouras Cirúrgicas Odontológicas Carbono Tungstênio 6b Invent Germany INOX CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-20-004; 6b-20-006; 6b-20-008; 6b-20-010; 6b-20-013; 6b-20-015C; 6b-20-015F; 6b-20-015I; 6b-20-016; 6b-20-023; 6b-20-025; 6b-20-031; 6b-20-033; 6b-20-035; 6b-20-037; 6b-20-039; 6b-20-041; 6b-20-043; 6b-20-045
CLASSE : I 81563630006
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Alicates Ortodonticos 25351.658921/2017-63
Alicates para Ortodontia Não Cortantes Aço Inox AISI 420 6b Invent Germany INOX CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-01-001; 6b-01-002; 6b-01-003; 6b-01-004; 6b-01-005; 6b-01-006; 6b-01-007; 6b-01-008; 6b-01-009; 6b-01-010; 6b-01-011; 6b-01-012; 6b-01-013; 6b-01-014; 6b-01-015; 6b-01-016; 6b-01-017; 6b-01-018; 6b-01-019; 6b-01-019A; 6b-01-019B; 6b-01-019C; 6b-01-019D; 6b-01-019E; 6b-01-020; 6b-01-022; 6b-01-023; 6b-01-032; 6b-01-033; 6b-01-033A; 6b-01-034; 6b-01-034A; 6b-01-035; 6b-01-037; 6b-01-037A; 6b-01-038; 6b-01-038A; 6b-01-038B; 6b-01-039; 6b-01-040; 6b-01-041; 6b-01-042; 6b-01-043; 6b-01-044; 6b-01-045A; 6b-01-132; 6b-01-133; 6b-01-134
Acessório: 6b-01-021
CLASSE : I 81563630007
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Alicates Ortodonticos 25351.664940/2017-29
Alicates para Ortodontia Cortante de Carbono Tungstênio 6b Invent Germany INOX CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
Alicates para Ortodontia Cortante de Carbono Tungstênio 6b Invent Germany INOX CE6b-01-024
6b-01-025
6b-01-026
6b-01-027
6b-01-028
6b-01-029
6b-01-030
6b-01-031
6b-01-045
CLASSE : I 81563630008
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA
EPP 8.03489-6
Aparelho P/Limpeza de Instrumental por Ultrason25351.645996/2017-84
APARELHO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL POR ULTRA-SOM / ALT
FABRICANTE : ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP - BRASIL
ALTSOINIC CLEAN 151A

ALTSOINIC CLEAN 20IA
ALTSOINIC CLEAN 30IA
ALTSOINIC CLEAN 31A
ALTSOINIC CLEAN 3PA
ALTSOINIC CLEAN 40IA
ALTSOINIC CLEAN 50IA
ALTSOINIC CLEAN 6IA
ALTSOINIC CLEAN 9IA
CLASSE : I 80348960011
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional

BARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 8.06890-9
ALMOFADAS TÉRMICAS TERAPÊUTICAS 25351.195688/2017-72
Arctic Sun Artiegel Pads Neonatal
FABRICANTE : MEDIVANCE, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
31802
3180202
CLASSE : I 80689090154
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 8.01285-8
Fixadores Externos 25351.480134/2017-08
família de fixador externo bio tub (eto) - bm
FABRICANTE : BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
50060-01-001 - Fixador Tubular TT-202
CLASSE : I 80128580171
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

BIOSYS LTDA 1.03508-4
Instrumento destinado a imunoensaios 25351.596290/2017-81
Família AFIAS
FABRICANTE : BODITECH MED INCORPORATED - CORÉIA DO SUL
AFIAS-1 - AFIAS-1
AFIAS-6 - AFIAS-6
CLASSE : II 10350840308
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família

CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.00829-1
Fixadores Externos 25351.361846/2017-52
FIXADOR EXTERNO SEMICIRCULAR HÍBRIDO TAIMIN
FABRICANTE : ZHANGJIAGANG FUKANG MEDICAL APPARATUS & INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
8-99001TM Fixador Semicircular Híbrido 215X215X260; COMPONENTES:; 8-99125TM Semi-Anel Interno 2/3 de 125mm 165X134,5X15; 8-99150TM Semi-Anel Interno 2/3 de 150mm 190X155X15; 8-99175TM Semi-Anel Interno 2/3 de 175mm 215X175X15; 8-99190TM Semi-Anel Interno 2/3 de 190mm 230X187X15; 8-99220TM Semi-Anel Interno 2/3 de 220mm 260X211X15; 8-98125TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 2/3 de 125mm 165X134,5X15; 8-98150TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 2/3 de 150mm 190X155X15; 8-98175TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 2/3 de 175mm 215X175X15; 8-98190TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 2/3 de 190mm 230X187X15; 8-98220TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 2/3 de 220mm 260X211X15; 8-97125TM Semi-Anel Interno 1/3 de 125mm 134X47X15; 8-97150TM Semi-Anel Interno 1/3 de 150mm 153,5X51,5X15; 8-97175TM Semi-Anel Interno 1/3 de 175mm173X56,5X15; 8-97190TM Semi-Anel Interno 1/3 de 190mm 185X59,5X15; 8-97220TM Semi-Anel Interno 1/3 de 220mm 209X65,5X15; 8-96125TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 1/3 de 125mm 134X47X15; 8-96150TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 1/3 de 150mm 153,5X51,5X15; 8-96175TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 1/3 de 175mm 173X56,5X15; 8-96190TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente12/3 de 190mm 185X59,5X15; 8-96220TM Semi-Anel Interno Radio-Transparente 1/3 de 220mm 209X65,5X15; 8-99126TM Parafuso para Bloqueio do Anel 12X14; 8-99500TM Semi-Anel para Pé 275,5X190X15; 8-99127TM Clamp 3 Furos com Unidade Deslizante 36X28,5X14,2; 8-

99128TM Suporte de Fio com 2 Furos 30,3X12; 8-99129TM Clamp para Fio Independente 27,2X35X70; 8-20169TM Poste 50mm 75X12; 8-20170TM Poste 100mm125X12; 8-20171TM Poste 150mm 175X12; 8-20136TM Clamp Suplementar para Suporte 45X20; 8-88888TM Barra de Reforço 300X43; 8-77777TM Barra de Reforço Radiotransparente 300X43; 8-99140TM Clamp do Anel 104,5X80; 8-99141TM Clamp de Parafuso Único 46,5X17; 8-99142TM Clamp Articulado 89,4X20,5; 8-99143TM Placa Extensora 48,5X52,5X15; 8-99144TM Articulador de Rotação e Translação 50X45X28; 8-99145TM Barra Rosqueada com Porcas e Arruelas de 80mm 80X10; 8-99146TM Barra Rosqueada com Porcas e Arruelas de 120mm 120X10; 8-99147TM Barra Rosqueada com Porcas e Arruelas de 160mm 160X10; 8-99148TM Barra Rosqueada com Porcas e Arruelas de 200mm 200X10; 8-99151TM Contador de Passo 20X14X14; 8-99149TM Parafuso com Porcas e Arruelas 60X10; 8-99152TM Unidade de Redução 227X29; 8-99004TM Corpo Híbrido Articulado Padrão 228X35; 8-99005TM Corpo Híbrido Articulado Curto 215,5X35.
CLASSE : I 80082910220

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

DDN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 8.15215-9

ROUPA PARA BIOESTIMULACAO 25351.647643/2017-19

CINTA MODELADORA DRENA

FABRICANTE : DDN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - BRASIL

FAIXA ABDOMINAL MODELADORA.

CLASSE : I 81521599004

8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional

DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8.01993-3

Filtro para Ventilacao Mecanica 25351.654535/2017-01

Filtro Respiratório HEPA/HME

FABRICANTE : R - VENT MEDIKAL URETIM A.S. - TURQUIA

Código - Descrição41520S - Filtro Respiratório HEPA/HME

CLASSE : II 80199339001

8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

DENTSCARE LTDA 8.01723-1

Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico25351.649682/2017-51

Estojo Arcsys

FABRICANTE : DENTSCARE LTDA - BRASIL

35.49.05 Estojo Cirúrgico e Protético Arcsys SLIM; 35.49.06 Estojo Cirúrgico e Protético Arcsys DAR; 35.49.07 Estojo Protético Arcsys

CLASSE : I 80172310081

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8

Kit Cirurgico 25351.659056/2017-72

XIVE Kit Cirúrgico D3.0-5.5 S+L

FABRICANTE : DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA

Conjunto: 32267000 Xive Kit Cirúrgico D3.0-5.5 S+L - Componentes do Conjunto: 25-5206 Modelo radiográfico (auxílio de planejamento pré-cirúrgico; 26-9020 Modelo radiográfico (auxílio de planejamento pré-cirúrgico; 45-6020 Catraca; 26-6120 Instrumento de inserção para catraca; 26-6130 Instrumento de extensão; 26-1110 Broca esférica com irrigação interna; 26-1115 Broca Helicoidal D2.0 S; 26-1118 Broca Helicoidal D2.0 L; 45-5106 Pino Guia; 26-6030 Instrumento de Inserção para implantes D3.0 S; 26-6040 Instrumento de Inserção para implantes D3.4 S e TempBase; 26-6050 Instrumento de inserção para implantes D3.8-5.5 S; 26-6035 Instrumento de inserção para implantes D3.0 L; 26-6045 Instrumento de Inserção para implantes D3.4 L e TempBase; 26-6055 Instrumento de Inserção para implantes D3.8-5.5 L; 25-6010 Instrumento de Inserção para implantes; 26-6190 Chave de fenda hexagonal 0.9 S; 26-6195 Chave de fenda Hexagonal 0.9 L; 26-1125 Broca Helicoidal D3.0 S; 26-1135 Broca Helicoidal D3.4 S; 26-1145 Broca Helicoidal D3.8 S; 26-1155 Broca Helicoidal D4.5 S; 26-1165 Broca Helicoidal D5.5 S; 26-1128 Broca Helicoidal D3.0 L; 26-1138 Broca Helicoidal D3.4 L; 26-1148 Broca Helicoidal D3.8 L; 26-1158 Broca Helicoidal D4.5 L; 26-1168 Broca Helicoidal D5.5 L; 26-1120 Broca Helicoidal D3.0; 26-1130 Broca Helicoidal D3.4; 26-1140 Broca Helicoidal D3.8; 26-1150 Broca Helicoidal D4.5; 26-1160 Broca Helicoidal D5.5; 26-1122 Promotor de Rosca D3.0; 26-1132 Promotor de Rosca D3.4; 26-1142 Promotor de Rosca D3.8; 26-1152 Promotor de Rosca D4.5; 26-1162 Promotor de Rosca D5.5; 26-1520 Instrumento de seleção da posição do implante D3.0; 26-1530 Instrumento de seleção da posição do implante D3.4; 26-1540 Instrumento de seleção da posição do implante D3.8; 26-1550 Instrumento de seleção da posição do implante D4.5; 26-1560 Instrumento de seleção da posição do implante D5.5; 45-2119 Instrumento de seleção da posição de pilares retos D3.0/A0; 45-2120 Instrumento de seleção da posição de pilares retos D3.4/A0; 45-2121 Instrumento de seleção da posição de pilares retos D3.8/A0; 45-2122 Instrumento de seleção da posição de pilares retos D4.5/A0; 45-2123 Instrumento de seleção da posição de pilares retos D5.5/A0; 45-5280 Instrumento para limpeza de brocas; 26-7010 Bandeja vazia
CLASSE : I 80196880326

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Kit Cirurgico 25351.659060/2017-31

ANKYLOS KIT Cirúrgico Manual ABC

FABRICANTE : DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA

Conjunto: ANKYLOS KIT Cirúrgico Manual ABC - 31036501. Componentes do Conjunto: Instrumento de limpeza para brocas - 31037320; Broca esférica 3 mm com irrigação interna - 31023010; Broca Helicoidal 2 mm com irrigação interna - 31033022; Medidores de paralelismo - 31033026; Chave Manual - 31033030; Cabo para Inserção de catraca - 31033040; Inserção de catraca para Instrumentos, curto - 31033070; Inserção de catraca para Instrumentos, médio - 31033080; Inserção de catraca para Instrumentos, longo - 31033090; Chave de boca C/X - 31037502; Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual - 31037531; Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual - 31037532; Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual - 31037533; Adaptador para chave manual - 31033410; Chave Manual - 31033415; Instrumento de desparafusamento para Parafusos de selamento, S - 31033434; Instrumento de desparafusamento para Parafusos de selamento, L - 31033435; Chave Sextavada 1 mm - 31033455; Promotor de Rosca (para implantes A) - 31033260; Promotor de Rosca (para implantes B) - 31033270; Promotor de Rosca (para implantes C) - 31033280; Alargador Cônico A6.6/A8 - 31033185; Alargador Cônico A9.5 - 31033188; Alargador Cônico A11 - 31033190; Alargador Cônico A14 - 31033200; Alargador Cônico B6.6/B8 - 31033205; Alargador Cônico B9.5 - 31033208; Alargador Cônico B11 - 31033210; Alargador Cônico C6.6/C8 - 31033220; Alargador Cônico C6.6/C8 - 31033233; Alargador Cônico C9.5 - 31033235; Alargador Cônico C11 - 31033238; Alargador Cônico C14 - 31033240; Broca Guia para Implantes A/S - 31037325; Broca Guia para Implantes A/M - 31037330; Broca Guia para Implantes B/S - 31037345; Broca Guia para Implantes B/M - 31037350; Broca Guia para Implantes C/S - 31037365; Broca Guia para Implantes C/M - 31037370; X-ray Template para implantes - 31033370
CLASSE : I 80196880327

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Kit Cirurgico 25351.659072/2017-65

ANKYLOS KIT Cirúrgico Manual AB

FABRICANTE : DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA

Conjunto: ANKYLOS KIT Cirúrgico Manual AB - 31036511. Componentes do Conjunto: Instrumento de limpeza para brocas - 31037320; Broca esférica 3 mm com irrigação interna - 31023010; Broca Helicoidal 2 mm com irrigação interna - 31033022; Medidores de paralelismo - 31033026; Chave Manual - 31033030; Cabo para Inserção de catraca - 31033040; Inserção de catraca para Instrumentos, curto - 31033070; Inserção de catraca para Instrumentos, médio - 31033080; Inserção de catraca para Instrumentos, longo - 31033090; Chave de boca C/X - 31037502; Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual - 31037531; Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual - 31037532; Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual - 31037533; Adaptador para chave manual - 31033410; Chave Manual - 31033415; Instrumento de desparafusamento para Parafusos de selamento, S - 31033434; Instrumento de desparafusamento para Parafusos de selamento, L - 31033435; Chave Sextavada 1 mm - 31033455; Promotor de Rosca (para implantes A) - 31033260; Promotor de Rosca (para implantes B) - 31033270; Alargador Cônico A6.6/A8 - 31033185; Alargador Cônico A9.5 - 31033188; Alargador Cônico A11 - 31033190; Alargador Cônico A14 - 31033200; Alargador Cônico B6.6/B8 - 31033205; Alargador Cônico B9.5 - 31033208; Alargador Cônico B11 - 31033210; Alargador Cônico C6.6/C8 - 31033220; Broca Guia para Implantes A/S - 31037325; Broca Guia para Implantes A/M - 31037330; Broca Guia para Implantes B/S - 31037345; Broca Guia para Implantes B/M - 31037350; X-ray Template para implantes - 31033370
CLASSE : I 80196880328

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1.03306-6

Vestimenta Cirurgica 25351.166432/2017-00

Avental Cirúrgico Reforçado Descarpack

FABRICANTE : SHANGHAI MEDPLUS MEDICAL SUPPLY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

ACR 01 - 01 Avental Cirúrgico Reforçado, tamanho G, gramatura de 35 g/m2 e 01 toalha de mão; ACR 02 - 01 Avental Cirúrgico Reforçado, tamanho EG, gramatura de 35 g/m2 e 01 toalha de mão.

CLASSE : I 10330660210

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Vestimenta Cirurgica 25351.653928/2017-99

Avental Cirúrgico Reforçado Descarpack III

FABRICANTE : SHANGHAI MEDPLUS MEDICAL SUPPLY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

ACR 01 - 01 AVENTAL CIRÚRGICO REFORÇADO - TAMANHO G -

ACR 02 - 01 AVENTAL CIRÚRGICO REFORÇADO - TAMANHO EG -

GRAMATURA 35G/M2 E 01 TOALHA DE MÃO.

GRAMATURA DE 35G/M2 E 01 TOALHA DE MÃO.

CLASSE : I 10330660211

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

DILEPE INDUSTRIA COMERCIO DE MAT ORTOPEDICOS LTDA 8.00181-1

Protetor para Membros Residuais(Coto) 25351.486079/2017-51

FAMÍLIA DE LINERS ALPS

FABRICANTE : ALPS SOUTH L.L.C. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

GPFR - Liner Sem Conexão General Purpose; GPDT - Liner Com Conexão General Purpose; GLAK - Liner Transfemoral Guardian; GLBK - Liner Transtibial Guardian; AKFR - Liner Sem Conexão Extremer; AKFRHD - Liner Sem Conexão Extremer; AKDT - Liner Com Conexão Extremer; AKDTHD - Liner Com Conexão Extremer; ELFR - Liner Sem Conexão EasyLiner; ELDT - Liner Com Conexão EasyLiner; EZF - Liner EasyFlex; PSI - Proximal Seal Interface Liner; ELPX - Liner Sem Conexão EasyLiner Super Stretch; TFFR - Liner Sem Conexão Thermoliner; TFDT - Liner Com Conexão Thermoliner; Acessórios:SFB - Joelheira de Suspensão Seamless; SLE - Joelheira Easy Super Stretch; SFR - Joelheira Easy Fabric Reinforced; SFK - Joelheira Extreme Fabric Reinforced; VIVA - Joelheira com Válvula Integrada; S498-P - Trava Alps com Pirâmide (Shuttle Lock); S496-W - Trava Alps Flat Bottom (Shuttle Lock); S496-T - Trava Alps Flat Bottom with plate (Shuttle Lock); ENCP - Acessório para Coto; PDS - Almofada Distal de Silicone; KC - Meia Cosmética.

CLASSE : I 80018110072

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL

HOSPITALAR LTDA - EPP 8.07704-3

Seringas Descartaveis 25351.536945/2017-62

United SyringesI

FABRICANTE : SHENZHEN ANT HI-TECH INDUSTRIAL CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

200301A - Uma seringa de 60 ml, Compatível com injetor; LF Optistar MR400307 - Uma seringa 65 ml, Compatível com injetor;

MEDTRON ACCUTRON MRI

CLASSE : II 80770430003

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 1.01598-2

AUTOTESTE PARA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG)25351.604385/2017-86

FAMÍLIA MATERCHECK

FABRICANTE : EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - BRASIL

MATERCHECK CLICK - 1 dispositivo

MATERCHECK - 1 tira+ 1 frasco para coleta

CLASSE : II 10159820214

8434 - IVD - Cadastro de produto nacional

ENDO-MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS E CIENTÍFICOS LTDA - EPP 8.05334-2

Trocarter 25351.443387/2017-92

TROCATER LAPAROSCÓPIO ENDOMASTER

FABRICANTE : HANGZHOU SHENKE MEDICAL INSTRUMENT CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Acessórios: SK401-560; SK401-561; SK401-562; SK401-563; SK401-558; SK401-564; SK401-565; SK401-556; SK401-559; SK401-560; SK401-561; SK401-562; SK401-563; SK401-557; SK401-BV3E; SK401-BV5E; SK401-BV10E; SK401-BV12E; SK403-BV3I; SK403-BV5I; SK403-BV10I; SK403-BV12I; SK401-PT3; SK401-PT5; SK401-PT10; SK401-PT12; SK403-J3; SK403-J5; SK403-J10; SK403-J12

SK401-532.1; SK401-532.2; SK401-531.1; SK401-531.2; SK401-532.1.1; SK401-532.2.1; SK401-536.1.1; SK401-536.2.1; SK401-533.1; SK401-533.2; SK401-536.1; SK401-536.2; SK401-533.1.1; SK401-533.2.1; SK401-537.1; SK401-537.2; SK401-538.1; SK401-583.2; SK401-538.1.1; SK401-583.2.1; SK402-532.1; SK402-536.1; SK402-536.2; SK402-532.1.1; SK402-532.2.1; SK402-536.1.1; SK402-536.2.1; SK402-533.1; SK402-533.2; SK402-536.1; SK402-536.2; SK402-533.1.1; SK402-533.2.1; SK402-537.1; SK402-537.2; SK402-538.1; SK402-583.2; SK402-538.1.1; SK402-583.2.1; SK403-522.1; SK403-522.2; SK403-525.1; SK403-525.2; SK403-522.1.1; SK403-522.2.1; SK403-525.1.1; SK403-525.2.1; SK403-523.1; SK403-523.2; SK403-523.1.1; SK403-523.2.1; SK403-524.1; SK403-524.2; SK403-524.1.1; SK403-524.2.1; SK403-526.1; SK403-526.2; SK403-526.1.1; SK403-526.2.1; SK404-522.1; SK404-522.2; SK404-525.1; SK404-525.2; SK404-522.1.1; SK404-522.2.1; SK404-525.1.1; SK404-525.2.1; SK404-524.1; SK404-524.2; SK404-524.1.1; SK404-524.2.1; SK404-526.1; SK404-526.2; SK404-526.1.1; SK404-526.2.1; SK405-526.1; SK405-526.2; SK405-526.2.1; SK405-526.2.2; SK405-527.1; SK405-527.2; SK405-527.2.1; SK405-527.2.2; SK405-501.1; SK405-501.2; SK405-504.1; SK405-504.2; SK401-001; SK401-002; SK401-003; SK401-004

CLASSE : I 80533420044

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

FELIPE MARTINS GOMES - EPP 8.14747-1

Mascaras 25351.659084/2017-90

Máscara de Endoscopia

FABRICANTE : Henan Tuoren Medical Device Co. Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

EM4-10

EM4-12

EM4-3



EM4-5
EM5-10
EM5-12
EM5-3
EM5-5
CLASSE : II 81474710004
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP 8.07045-7
Recipiente para Perfurocortantes/Infecante25351.645796/2017-21
Flexpell-ECO Coletor de Materiais Perfurocortante
FABRICANTE : FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP - BRASIL
05525 - 03 litros; 05526 - 07 litros; 05527 - 13 litros; 05528 - 20 litros.
CLASSE : I 80704570003
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME 8.11252-1
Manipulador uterino 25351.651381/2017-97
MANIPULADOR UTERINO DESCARTÁVEL MAARTEC
FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL
MT 033525.0 MANIPULADOR UTERINO DESCARTÁVEL S 033 X 323mmMT 033525.1 MANIPULADOR UTERINO DESCARTÁVEL S 034 X 323mmMT 033525.2 MANIPULADOR UTERINO DESCARTÁVEL S 038 X 323mmMT 033525.3 MANIPULADOR UTERINO DESCARTÁVEL S 040 X 323mm
CLASSE : I 81125210030
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Aplicador de Clip 25351.651409/2017-96
APLICADORES DE CLIP MAARTEC
FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL
MT 033526.1 APLICADOR DE CLIPS AÇÃO SIMPLES, MÉDIO, IOMM X 330 MM
MT 033527.0 APLICADORES DE CLIP HEMOLOK DOURADO 10 MM X 330 MMT 033527.1 APLICADORES DE CLIP HEMOLOK ROXO 10 MM X 330 MMT 033527.2 APLICADORES DE CLIP HEMOLOK VERDE 10 MM X 330 MM
MT 033526.0 APLICADOR DE CLIPS AÇÃO SIMPLES, GRANDE, IOMM X 330 MM
CLASSE : I 81125210031
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Instrumentos cirúrgicos 25351.651383/2017-86
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE E NÃO CORTANTE - ALICATES
FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL
ALICATE UNIVERSAL PARA GIRAR FIO CORTE- código: (MT 033060.0),(MT033060.1),(MT 03360.2), (MT 03360.2), (MT 033060.3)> ALICATE UNIVERSAL PARA GIRAR FIO COM CORTE- código: (MT 033063.0),(MT033063.1), (MT 033063.2), (MT 033063.3)> ALICATE RICARDÃO- código: (MT 033061.0) (MT 033061.1)> ALICATE RICARDINHO-código: (MT 033062.0), (MT 033062.1), (MT 033062.2)> ALICATE CORTE FRONTAL DUPLA FORÇA- código: (MT 033016.0), (MT 033016.1), (MT033016.2), (MT 033016.3)> ALICATE CORTE LATERAL MÉDIO- código (MT 033017.0), (MT 033017.1), (MT 033017.2),(MT 033017.3)> ALICATE CORTE CENTRAL CURVA PI FIO DE K.IRSCHNER/STEINMANN: código (MT033018.0)> ALICATE CORTE FRONTAL PEQUENO PI FIOS (MT 033019.0)> ALICATE BICO FINO (MT 033020.0), (MT 033020.1)CIZALHA LISTON RETA: código (MT 033424.0), (MT 033424.1), (MT 033424.2), (MT033424.3)> MT 033425.0 CIZALHA LISTON CURVA: código (033425.0), (MT 033425. 1), (MT 033425.2),(MT 033425.3)> CIZALHA STILLE LUER CURVA:código ((MT 033426.0), (MT 033426.1)> CIZALHA STILLE LUER RETA:código ((MT 033427.0), (MT 033427.1)CIZALHA STILLE LISTON:código (MT 033428.0),(MT033428.1)CIZALHA STILLE LISTON CURV A:código (MT 033429.0), (MT 033429.1)CIZALHA RUSKIN LISTON DUPLA ARTICULAÇÃO:código (MT 033430.0), (MT 033430.1)CIZALHA SEMB CURVA 23 CM :código (MT 033431.0)CIZALHA RUSKIN RETA 18 CM:código (MT 033432.0)CIZALHA RUSKIN CURV A:código (MT 033433.0)>
CLASSE : I 81125210032
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Trocates 25351.651386/2017-10
TROCARTER REUTILIZÁVEL MAARTEC
FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL
MT 033519.0 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 5,5 MM DIAM. / 120 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033519.1 TROCAR TER COM PONTA PIRAMIDAL 5,5 MM DIAM. / 150 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033520.0 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 10,5 MM DIAM. / 120 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033520.1 TROCAR TER COM PONTA PIRAMIDAL 10,5 MM DIAM. / 150 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033521.0 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 12 MM DIAM. / 120 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT

033521.1 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 12 MM DIAM. / 150 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033522.0 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 12,5 MM DIAM. / 120 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033522.1 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 12,5 MM DIAM. / 150 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033523.0 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 15 MM DIAM. / 120 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033523.1 TROCARTER COM PONTA PIRAMIDAL 15 MM DIAM. / 150 MM COMP C/CÂNULA E VÁLVULA> MT 033524.0 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA TROCARTES 05,5mmMT 033524.1 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA TROCARTES 010,5 mmMT 033524.2 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA TROCARTES 012mmMT 033524.3 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA TROCARTES 012,5mmMT 033524.4 TAMPAS DE VEDAÇÃO PARA TROCARTES 015mm>
CLASSE : I 81125210033
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1.02896-8
Cesto endoscópico para remoção de calculos25351.652952/2017-19
Cateter com cesto endoscópico para remoção de cálculos KFF med
FABRICANTE : KFF S.A. - ARGENTINA
NT-24F120H-PI> NT-24F120R-PI> NT-24F90H-PI> NT-24F90R-PI> NT-3F120H-PI> NT-3F120R-PI> NT-3F90H-PI> NT-3F90R-PI> NT-4F120H-PI> NT-4F120R-PI> NT-4F90H-PI> NT-4F90R-PI> SP-19120H-PI> SP-24F90R-PI> SP-3F120H-PI> SP-3F90H-PI> SP-4F120H-PI> SP-4F90H-PI>
CLASSE : II 10289680168
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Hortron Indústria e Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA-ME 8.12885-4
Kit Instrumental 25351.490608/2017-11
KIT CANULA STB
FABRICANTE : Hortron Indústria e Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA-ME - BRASIL
2500.001 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 2002500.002 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 3002500.003 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 4002500.004 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 5002500.005 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 6002500.006 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 7002500.007 - Duas Cânulas 110,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta média, com Baioneta média para uso de FIBRAS DE 8002500.008 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 2002500.009 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 3002500.010 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 4002500.011 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 5002500.012 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 6002500.013 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 7002500.014 - Duas Cânulas 160,0mm, sendo uma de ponteira curva e uma reta longa, com Baioneta longa para uso de FIBRAS DE 800
CLASSE : II 81288540006
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA8.02976-1
Kit Instrumental 25351.666302/2017-42
68-030000 - Kit de Instrumentais Impactores Iconacy
FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL
68-030200 - IMPACTOR TIBIAL E POSICIONADOR68-030300 - EXTRATOR MULTI FUNÇÕES 68-030100 - FREZA FEMORAL/TIBIAL68-030101 - FREZA DELTA PARA TIBIA68-030001 - GUIA PARA FREZA E IMPACTOR DO GUIA DELTA68-030201 - IMPACTOR E EXTRATOR FEMORAL68-030202 - IMPACTOR TIBIAL ROTATORIO68-030203 - IMPACTOR FEMORAL PARA CERAMICA68-030301 - EXTRATOR FEMORAL68-030204 - IMPACTOR FEMORAL FINAL68-030302 - EXTRATOR DE INSERT TIBIAL68-030003 - LIMA68-030004 - CAIXA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS IMPACTORES ICONACY68-030005 - BANDEJA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS IMPACTORES ICONACY68-030006 - SUPORTE DO KIT DE INSTRUMENTAIS IMPACTORES ICONACY
CLASSE : I 80297610127
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

Kit Instrumental 25351.666295/2017-89
68-010000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA COMPONENTE FEMORAL ICONACY
FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL
68-010003 - GUIA FEMORAL VALGO 3°> 68-010005 - GUIA FEMORAL VALGO 5°> 68-010007 - GUIA FEMORAL VALGO 7°> 68-010009 - GUIA FEMORAL VALGO 9°> 68-010100 - FOICE> 68-010209 - BROCA INICIAL 9mm> 68-010101 - ESPESSURA DE RE-CORTE DISTAL FEMORAL> 68-010102 - GUIA DE RESSECÇÃO DISTAL> 68-010103 - ANTERIOR CALIPER> 68-010200 - GUIA FEMORAL DISTAL NEUTRO> 68-010201 - GUIA FEMORAL DISTAL DIREITO 3°> 68-010202 - GUIA FEMORAL DISTAL ESQUERDO 3°> 68-010104 - TORRE DE VALGO> 68-010105 - DIMENSIONADOR FEMORAL> 68-010300 - GUIA DE ROTAÇÃO NEUTRO> 68-010301 - GUIA DE ROTAÇÃO DIREITO 3°> 68-010302 - GUIA DE ROTAÇÃO ESQUERDO 3°> 68-010303 - GUIA DE ROTAÇÃO DIREITO 5°> 68-010304 - GUIA DE ROTAÇÃO ESQUERDO 5°> 68-010106 - STYLLUS PARA GUIA FEMORAL> 68-010107 - PREGO PARA GUIA DE CORTE FEMORAL> 68-010400 - GUIA DE CORTE FEMORAL Nº 0> 68-010401 - GUIA DE CORTE FEMORAL Nº 1> 68-010402 - GUIA DE CORTE FEMORAL Nº 2> 68-010403 - GUIA DE CORTE FEMORAL Nº 3> 68-010404 - GUIA DE CORTE FEMORAL Nº 4> 68-010405 - GUIA DE CORTE FEMORAL Nº 5> 68-010108 - CHAVE SEXTAVADA MULTIFUNÇÕES> 68-010500 - GUIA DE CAIXA PS FEMORAL Nº 0> 68-010501 - GUIA DE CAIXA PS FEMORAL Nº 1> 68-010502 - GUIA DE CAIXA PS FEMORAL Nº 2> 68-010503 - GUIA DE CAIXA PS FEMORAL Nº 3> 68-010504 - GUIA DE CAIXA PS FEMORAL Nº 4> 68-010505 - GUIA DE CAIXA PS FEMORAL Nº 5> 68-010109 - BROCA DO FURO DISTAL> 68-010110 - HASTE INTRAMEDULAR (COM CABO)> 68-010111 - CABOS PARA GUIA> 68-010112 - VARETA ALINHADORA> 68-010113 - OSTEÓTOMO ESTREITO> 68-010114 - OSTEÓTOMO LARGO> 68-010001 - CAIXA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA COMPONENTE FEMORAL ICONACY> 68-010002 - BANDEJA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA COMPONENTE FEMORAL ICONACY> 68-010004 - SUPORTE DO KIT DE INSTRUMENTAIS PARA COMPONENTE FEMORAL ICONACY>
CLASSE : I 80297610128
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

INCOMEPE INDUSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1.03952-7
Trocates 25351.646143/2017-60
TROCARTES SEM LAMINA DS UNIMICRO
FABRICANTE : UNIMICRO MEDICAL SYSTEMS (SHENZHEN) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
BTRDSB0510 Trocarte Sem Lâmina DS Unimicro; BTRDSB1010 Trocarte Sem Lâmina DS Unimicro; BTRDSB1210 Trocarte Sem Lâmina DS Unimicro; BTRDSB1510 Trocarte Sem Lâmina DS Unimicro; BTRDSB1215 Trocarte Sem Lâmina DS Unimicro; BTRDSB1515 Trocarte Sem Lâmina DS Unimicro.
CLASSE : II 10395270092
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Trocates 25351.646145/2017-59
TROCARTES AUTOBLOQUEIO KS UNIMICRO
FABRICANTE : UNIMICRO MEDICAL SYSTEMS (SHENZHEN) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
ATRKSB0510 Trocarte Autobloqueio KS Unimicro; ATRKSB1010 Trocarte Autobloqueio KS Unimicro; ATRKSB1210 Trocarte Autobloqueio KS Unimicro; ATRKSB1510 Trocarte Autobloqueio KS Unimicro; ATRKSB1215 Trocarte Autobloqueio KS Unimicro; ATRKSB1515 Trocarte Autobloqueio KS Unimicro.
CLASSE : II 10395270093
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Trocates 25351.646146/2017-01
TROCARTES TRANSPARENTE UNIMICRO
FABRICANTE : UNIMICRO MEDICAL SYSTEMS (SHENZHEN) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
VTRDSB0710 Trocarte Transparente Unimicro; VTRDSB1210 Trocarte Transparente Unimicro; VTRDSB1510 Trocarte Transparente Unimicro; VTRDSB1215 Trocarte Transparente Unimicro; VTRDSB1515 Trocarte Transparente Unimicro.
CLASSE : II 10395270094
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Trocates 25351.646193/2017-47
TROCARTES HASSON UNIMICRO
FABRICANTE : UNIMICRO MEDICAL SYSTEMS (SHENZHEN) CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
HTRRSB1010 Trocarte Hasson Unimicro; HTRRSB1210 Trocarte Hasson Unimicro.
CLASSE : II 10395270095
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.654245/2017-59
INSTRUMENTAIS ARTICULADOS NÃO CORTANTES PARA MEMBROS SUPERIORES INCOMEPE
FABRICANTE : INCOMEPE INDUSTRIA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - BRASIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO19600304 IMPACTOR
EXTRATOR19600701 APLICADOR E EXTRATOR DE PRÓTESE
DE OMBRO19600901 RESPIRO19601101 MEDIDOR DE
CABEÇA DE OMBRO
CLASSE : I 10395270096
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso
Médico Nacional
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.654293/2017-47
INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES PARA
MEMBROS SUPERIORES INCOMEPE
FABRICANTE : INCOMEPE INDUSTRIA DE MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA - BRASIL
CÓDIGO DESCRIÇÃO19600401 FORMÃO 35,0 MM19600402
FORMÃO RAIADO 25mm19600403 FORMÃO
TRITURADOR19600601 GANCHO EM U19600801 INICIADOR
DE PRÓTESE DE OMBRO 6,319600802 INICIADOR DE
PRÓTESE DE OMBRO 9,519600803 INICIADOR DE PRÓTESE
DE OMBRO 12,719601701 ALARGADOR PARALELO 719601702
ALARGADOR PARALELO 1019601703 ALARGADOR
PARALELO 1319602201 CURETA PARA GLENÓIDEO TAÇA
REDONDA19602202 CURETA PARA GLENÓIDEO TAÇA
OVAL19602301 RASPA UMERAL Æ6,319602302 RASPA
UMERAL Æ9,519602303 RASPA UMERAL Æ12,7
CLASSE : I 10395270097
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso
Médico Nacional
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.654297/2017-25
INSTRUMENTAIS ARTICULADOS CORTANTES PARA
MEMBROS SUPERIORES INCOMEPE
FABRICANTE : INCOMEPE INDUSTRIA DE MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA - BRASIL
CÓDIGO DESCRIÇÃO19600201 TREFINA Æ 6,319600202
TREFINA Æ 9,519600203 TREFINA Æ 12,7
CLASSE : I 10395270098
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso
Médico Nacional

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
FONOAUDIOLOGIA HCP LTDA 1.03683-8
Protetores 25351.647640/2017-85
PROTETOR AUTOADESIVO DE BANHO PRÓ-FONO PARA
TRAQUEOSTOMA
FABRICANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
PARA FONOAUDIOLOGIA HCP LTDA - BRASIL
Código 5480 - PROTETOR AUTOADESIVO DE BANHO PRÓ-
FONO PARA TRAQUEOSTOMA; Código 5481 PARTE DO
PROTETOR AUTOADESIVO DE BANHO PRÓ-FONO PARA
TRAQUEOSTOMA; Protetor; Código 5482 PARTE DO
PROTETOR AUTOADESIVO DE BANHO PRÓ-FONO PARA
TRAQUEOSTOMA: Fita Autoadesiva Impermeável.
CLASSE : I 10368380049
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso
Médico Nacional

INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
1.02432-4
GERADOR DE FLUXO PARA CPAP 25351.495031/2017-34
SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL LP INFANT FLOW
MASCARAS
FABRICANTE : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
306.00165 Sistema Gerador Infant Flow LP com Circuito Aquecido,
Máscara e Fixador
CLASSE : II 10243240053
80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso
Médico Importado

IVOCLAR VIVADENT LTDA. 8.00914-4
Material Restaur.Odontologico a Base de
Ceramica25351.629015/2017-51
IPS e.max ZirCAD
FABRICANTE : IVOCLAR VIVADENT AG - LIECHTENSTEIN
626589 1x5 IPS e.max ZirCAD inLab MO C13, cor MO 0.626590
1x5 IPS e.max ZirCAD inLab MO C13, cor MO 1.626591 1x5 IPS
e.max ZirCAD inLab MO C13, cor MO 2.626595 1x25 IPS e.max
ZirCAD inLab MO C13, cor MO 0.626596 1x25 IPS e.max ZirCAD
inLab MO C13, cor MO 1.626597 1x25 IPS e.max ZirCAD inLab
MO C13, cor MO 2.596825 1x5 IPS e.max ZirCAD inLab MO C15,
cor MO 0.608450 1x5 IPS e.max ZirCAD inLab MO C15, cor MO
1.608451 1x5 IPS e.max ZirCAD inLab MO C15, cor MO 2.602438
1x25 IPS e.max ZirCAD inLab MO C15, cor MO 0.608454 1x25
IPS e.max ZirCAD inLab MO C15, cor MO 1.608455 1x25 IPS
e.max ZirCAD inLab MO C15, cor MO 2.602439 1x5 IPS e.max
ZirCAD inLab MO C15L, cor MO 0.608458 1x5 IPS e.max ZirCAD
inLab MO C15L, cor MO 1.608459 1x5 IPS e.max ZirCAD inLab
MO C15L, cor MO 2.602440 1x25 IPS e.max ZirCAD inLab MO
C15L, cor MO 0.608462 1x25 IPS e.max ZirCAD inLab MO C15L,
cor MO 1.608463 1x25 IPS e.max ZirCAD inLab MO C15L, cor
MO 2.596826 1x3 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40, cor MO
0.608466 1x3 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40, cor MO 1.608467
1x3 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40, cor MO 2.602441 1x9 IPS
e.max ZirCAD inLab MO B40, cor MO 0.608470 1x9 IPS e.max
ZirCAD inLab MO B40, cor MO 1.608471 1x9 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B40, cor MO 2.602442 1x3 IPS e.max ZirCAD inLab
MO B40L, cor MO 0.608474 1x3 IPS e.max ZirCAD inLab MO
B40L, cor MO 1.608475 1x3 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40L,
cor MO 2.602443 1x9 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40L, cor MO
0.608478 1x9 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40L, cor MO
1.608479 1x9 IPS e.max ZirCAD inLab MO B40L, cor MO

2.605453 1x1 IPS e.max ZirCAD inLab MO B55, cor MO 0.608482
1x1 IPS e.max ZirCAD inLab MO B55, cor MO 1.608483 1x1 IPS
e.max ZirCAD inLab MO B55, cor MO 2.605454 1x3 IPS e.max
ZirCAD inLab MO B55, cor MO 0.608486 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B55, cor MO 1.608487 1x3 IPS e.max ZirCAD inLab
MO B55, cor MO 2.605461 1x1 IPS e.max ZirCAD inLab MO B65,
cor MO 0.608490 1x1 IPS e.max ZirCAD inLab MO B65, cor MO
1.608491 1x1 IPS e.max ZirCAD inLab MO B65, cor MO 2.605462
1x3 IPS e.max ZirCAD inLab MO B65, cor MO 0.608494 1x3 IPS
e.max ZirCAD inLab MO B65, cor MO 1.608495 1x3 IPS e.max
ZirCAD inLab MO B65, cor MO 2.605469 1x1 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B65 L-17, cor MO 0.608498 1x1 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B65 L-17, cor MO 1.608499 1x1 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B65 L-17, cor MO 2.605470 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B65 L-17, cor MO 0.608502 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B65 L-17, cor MO 1.608503 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B65 L-17, cor MO 2.605471 1x1 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B85 L-22, cor MO 0.608506 1x1 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B85 L-22, cor MO 1.608507 1x1 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B85 L-22, cor MO 2.605472 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B85 L-22, cor MO 0.608510 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B85 L-22, cor MO 1.608511 1x3 IPS e.max ZirCAD
inLab MO B85 L-22, cor MO 2.686193 1x5 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT C17, cor LT A1.686194 1x5 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT C17, cor LT A2.686195 1x5 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT C17, cor LT A3.686196 1x5 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT C17, cor LT B1.686201 1x3 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT B45, cor LT A1.686202 1x3 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT B45, cor LT A2.686203 1x3 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT B45, cor LT A3.686204 1x3 IPS e.max ZirCAD
CER/inLab LT B45, cor LT B1.686258 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor BL.686259 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor A1.686260 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor A2.686261 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor A3.686262 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor B1.686263 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor B2.686264 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor C2.686265 1x5 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT C17, cor D2.686266 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor BL.686267 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor A1.686268 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor A2.686269 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor A3.686270 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor B1.686271 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor B2.686272 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor C2.686273 1x3 IPS e.max ZirCAD
PrograMill LT B45, cor D2.686216 1x5 IPS e.max ZirCAD PlanMill
LT C17, cor BL.686217 1x5 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT C17,
cor A1.686218 1x5 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT C17, cor
A2.686219 1x5 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT C17, cor A3.686220
1x5 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT C17, cor B1.686221 1x5 IPS
e.max ZirCAD PlanMill LT C17, cor B2.686222 1x5 IPS e.max
ZirCAD PlanMill LT C17, cor C2.686223 1x5 IPS e.max ZirCAD
PlanMill LT C17, cor D2.686224 1x3 IPS e.max ZirCAD PlanMill
LT B45, cor BL.686225 1x3 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT B45,
cor A1.686226 1x3 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT B45, cor
A2.686227 1x3 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT B45, cor A3.686228
1x3 IPS e.max ZirCAD PlanMill LT B45, cor B1.686229 1x3 IPS
e.max ZirCAD PlanMill LT B45, cor B2.686230 1x3 IPS e.max
ZirCAD PlanMill LT B45, cor C2.686231 1x3 IPS e.max ZirCAD
PlanMill LT B45, cor D2.686787 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-
10mm, cor MO 0.686788 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-10mm,
cor MO 1.686789 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-10mm, cor MO
2.686790 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-10mm, cor MO
3.686791 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-10mm, cor MO
4.686792 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-14mm, cor MO
0.686793 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-14mm, cor MO
1.686794 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-14mm, cor MO
2.686795 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-14mm, cor MO
3.686796 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-14mm, cor MO
4.686797 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-18mm, cor MO
0.686798 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-18mm, cor MO
1.686799 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-18mm, cor MO
2.686800 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-18mm, cor MO
3.686801 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-18mm, cor MO
4.687046 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-20mm, cor MO
0.686802 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-20mm, cor MO
1.686803 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-20mm, cor MO
2.686804 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-20mm, cor MO
3.686805 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-20mm, cor MO
4.686806 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-25mm, cor MO
0.686807 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-25mm, cor MO
1.686808 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-25mm, cor MO
2.686809 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-25mm, cor MO
3.686810 1x1 IPS e.max ZirCAD MO 98.5-25mm, cor MO 4.686811
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor LT 0.686812 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-10, cor LT 1.686813 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-10, cor LT 2.686814 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor
LT 3.686815 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor LT 4.686816
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor LT sun.686817 1x1 IPS
e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor LT sunchroma.686818 1x1 IPS
e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor LT 0.686819 1x1 IPS e.max ZirCAD
LT 98.5-12, cor LT 1.686820 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12,
cor LT 2.686821 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor LT
3.686822 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor LT 4.686823 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor LT sun.686824 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-12, cor LT sunchroma.686825 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-14, cor LT 0.686826 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-14, cor LT 1.686827 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor

LT 2.686828 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor LT 3.686829
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor LT 4.686830 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-14, cor LT sun.686831 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-14, cor LT sunchroma.686832 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-
16, cor LT0.686833 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor
LT1.686834 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor LT2.686835
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor LT3.686836 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-16, cor LT4.686837 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-16, cor LT sun.686838 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor
LT sunchroma.686839 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor
LT0.686840 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor LT1.686841
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor LT2.686842 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-18, cor LT3.686843 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-18, cor LT4.686844 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor LT
sun.686845 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor LT
sunchroma.686846 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor
LT0.686847 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor LT1.686848
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor LT2.686849 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-20, cor LT3.686850 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-20, cor LT4.686851 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor LT
sun.686852 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor LT
sunchroma.686853 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor
LT0.686854 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor LT1.686855
1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor LT2.686856 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-25, cor LT3.686857 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-25, cor LT4.686858 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor LT
sun.686859 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor LT
sunchroma.689495 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor
BL.689496 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor A1.689497 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor A2.689498 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-10, cor A3.689499 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-10, cor B1.689500 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor
B2.689501 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor C2.689502 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-10, cor D2.689503 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-12, cor BL.689504 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-12, cor A1.689505 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor
A2.689506 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor A3.689507 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor B1.689508 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-12, cor B2.689509 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-12, cor C2.689510 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-12, cor
D2.689511 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor BL.689512 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor A1.689513 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-14, cor A2.689514 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-14, cor A3.689515 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor
B1.689516 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor B2.689517 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-14, cor C2.689518 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-14, cor D2.689519 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-16, cor BL.689520 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor
A1.689521 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor A2.689522 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor A3.689523 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-16, cor B1.689524 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-16, cor B2.689525 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor
C2.689526 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-16, cor D2.689527 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor BL.689528 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-18, cor A1.689529 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-18, cor A2.689530 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor
A3.689531 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor B1.689532 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-18, cor B2.689533 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-18, cor C2.689534 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-18, cor D2.689535 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor
BL.689536 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor A1.689537 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor D2.689538 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-20, cor A3.689539 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-20, cor B1.689540 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor
B2.689541 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor C2.689542 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-20, cor D2.689543 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-25, cor BL.689544 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-25, cor A1.689545 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor
A2.689546 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor A3.689547 1x1
IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor B1.689548 1x1 IPS e.max
ZirCAD LT 98.5-25, cor B2.689549 1x1 IPS e.max ZirCAD LT
98.5-25, cor C2.689550 1x1 IPS e.max ZirCAD LT 98.5-25, cor
D2.686860 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-14, cor BL.686861 1x1
IPS e.max ZirCAD MT 98.5-14, cor A1.686862 1x1 IPS e.max
ZirCAD MT 98.5-14, cor A2.686863 1x1 IPS e.max ZirCAD MT
98.5-14, cor A3.686864 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-14, cor
B1.686865 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-14, cor B2.686866 1x1
IPS e.max ZirCAD MT 98.5-14, cor C2.686867 1x1 IPS e.max
ZirCAD MT 98.5-14, cor D2.686868 1x1 IPS e.max ZirCAD MT
98.5-18, cor BL.686869 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-18, cor
A1.686870 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-18, cor A2.686871 1x1
IPS e.max ZirCAD MT 98.5-18, cor A3.686872 1x1 IPS e.max
ZirCAD MT 98.5-18, cor B1.686873 1x1 IPS e.max ZirCAD MT
98.5-18, cor B2.686874 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-18, cor
C2.686875 1x1 IPS e.max ZirCAD MT 98.5-18, cor D2.686876 1x1
IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-16, cor BL1.686877 1x1 IPS
e.max ZirCAD MT Multi 98.5-16, cor A1.686878 1x1 IPS e.max
ZirCAD MT Multi 98.5-16, cor A2.686879 1x1 IPS e.max ZirCAD
MT Multi 98.5-16, cor A3.686880 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi
98.5-16, cor B1.686881 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-16,
cor B2.686882 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-16, cor
C2.686883 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-16, cor
D2.686884 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
BL1.686885 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
A1.686886 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
A2.686887 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
A3.686888 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
B1.686889 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
B2.686890 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor
C2.686891 1x1 IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-18, cor D2.



2S90191.27A; 2S100191.27A; 2S85201.27A; 2S120201.27A; 2S70221.27A; 2S90221.27A; 2S110221.27A; 2S70241.27A; 2S100241.27A; 2S90251.27A; 2S100251.27A; 2S100251.27A; 2S120251.27A; 2S90261.27A; 2S100241.37A; 2S55290.7B; H6013.50.5B; H6013.50.6B; H70120.7B; H48130.8A; H48200.8A; H70200.8B; H70340.8B; H90200.8B; H60130.9A; H80130.9G; H9081.0A; H90141.0A; H60221.0A; H90221.0A; H70241.0B; H80251.0A; H90251.0A; H9025.51.0A; H80121.2A; H90141.2A; H85191.2A; H70221.2A; H80221.2A; H85221.2A; H90221.2A; H9025.41.2A; H80101.27A; H70111.27A; H90141.27A; H80171.27A; H80181.27A; H100181.27A; H90191.27A; H100191.27A; H10019.51.27A; H90201.27A; H120201.27A; H80221.27A; H90221.27A; H10221.27A; H90251.27A; H80171.37A; H90171.37A; H100181.37A; H110241.37A; S70220.8B; S90131.0A; S90141.0A; S70221.0A; S90221.0A; S90141.2A; S90221.2A; S90251.2A; 90131.27G; S90131.27A; S100181.27A; S100191.27A; S90221.27A; S90251.27G; S90251.27A; 120251.27A; XA90191.0A; XA90191.2A; XA90131.27A; XA90191.27A; XA70251.27A; JSO45100.5A; JSO70120.7B; JSO9012.50.9A; JSO80190.9A; JSO90190.9A; JSO95250.9A; JSO45101.0A; JSO60101.0A; JSO80141.2A; JSO90221.2A; JSO100251.2A; JSO9025.41.2A; JSO80121.27A; JSO90121.27G; JSO90131.27A; JSO90141.27A; JSO100181.27A; JSO90191.27A; JSO90191.27G; JSO100191.27A; JSO100221.27A; JSO90251.27A; JSO115251.27A; DE100221.0A; DE70111.27A; DE90251.27A; 2HF60130.8B; 2HF7013.8A; 2WF70131.0B; M90141.2A; M70221.2A; 90221.2A; H90221.2A; SW257.50.5B; SW357.50.5B; SW417.50.5B; SW5090.5B; SW259.50.5B; SW359.50.5B; SW419.50.5B; SW509.50.5B; SW41140.5B; SW459.50.7B; SW559.50.7B; SW45120.7B; SW55120.7B; SW45160.7B; SW55160.7B; SW50160.8B; WF2040.5B; WF2840.5B; WF2840.8B; WF3570.8B; WF3570.8A; WF5070.8B; WF7070.8B; WF9070.8B; WF90130.8B; WF508.51.0A; WF68101.0B; WF90111.0A; WF70131.0A; BJ10418.51.27A; BJ9925W18.27A; BJ8429W18.51.37A; BJ28800.64B; SSG430.8B; SSG640.8B; SSG510.8B; SSG940.8B; SG430.8B; SG640.8B; SG510.8B; SG940.8B; HJP-R8; HJP-R10; HJP-R12; HJP-R15; HJP-R18; HJP-R21; HJP-R23; HJP-R27; HJP-R30; HJP-R33; BJH2426-R8; BJH2426-R10; BJH2426-R12; BJH2426-R15; BJH2426-R18; BJH2426-R21; BJH2426-R24; BJH2426-R27; BJH2426-R30; BJH2426-R33; BJZT-4.0-8-87; BJZT-5.0-8-87; BJZT-6.0-8-87; BJZT-8.0-8-87; BJZT-9.0-8-87; BJZT-10.0-8-87; BJZT-11.0-8-87; BJZT-12.0-8-87; BJZT-13.0-8-87; BJXZ-4.0-30-65; BJXZ-2.7-13.5-65; BJXZ-2.0-12-65; BJZC-2.3-30-170-SJ; BJZC-3.5-30-240-SJ; BJZC-4.5-50-115; BJZC-3.5-50-115; BJZC-2.5-55-115; BJZC-3.2-50-115; BJZC-2.7-50-115; BJZC-2.0-35-115; BJZC-4.0-55-115; BJZC-3.0-50-200; BJZC-3.2-50-200-U; BJZC-3.5-55-300; BJZC-2.7-50-200-U; BJZC-3.0-50-200; BJZC-1.1-35-115; BJZC-1.5-35-115; BJ-040-001-001; BJZC-2.4-35-115; BJZC-2.5-25-125-U; BJZC-3.2-50-150-U; BJZC-3.2-35-100-U; BJZC-4.5-40-165-U; BJZC-4.0-50-240-U; BJZC-4.5-45-150-U; BJZC-2.7-50-125-U; BJZC-3.2-50-180-U; BJZC-3.5-50-120-U; BJZC-1.5-35-100-U; BJZC-3.0-38-100-U; BJZC-2.0-30-125-U; BJZC-1.8-35-115; BJZC-4.0-25-70; BJZC-4.5-55-200; BJZC-2.0-15-45; BJZC-5.0-50-115; BLZC-4.0-55-300; BJZC-3.0-55-115; BJZC-2.7-25-125U; BJZC-4.0-25-125U; BJZC-4.5-25-125U; BJZC-3.5-40-112-U; BJZC-3.5-40-165-U; BJZC-4.5-30-195-U; BJZC-3.5-30-195-U; BJZC-2.3-60-180-U; BJZC-4.0-30-185-U; BJZC-2.7-60-180-U; BJZC-2.5-50-200-U; BJZC-3.0-50-200-U; BJZC-4.5-50-200-U; BJZC-4.3-55-300-U; BJZC-5.2-52-250-U; BJZC-3.2-40-195-U; ZMCPTN315005 (ø3.14X85); ZMCPTN315006 (ø3.14X110); LOCPNT300002 (ø3.0X85); LOCPNT300001 (ø3.0X110); CPTH317075174DF (ø3.17X75); CPTH300041174HX (Ø3.041); CPTH300056174SF (ø3.0X56); BJZC-2.5-45-150-U; BJZC-1.1-25-125-U; BJZC-4.0-50-115-U; BJZC-3.2-25-125-U; BJZC-1.8-25-125-U; BJZC-3.0-50-200-U; BJZC-1.5-25-125-U; BJZC-2.4-25-125-U; BJZC-3.5-40-165-U; BJZC-4.5-30-195-U; BJZC-3.5-30-195-U; BJZC-3.5-40-165-U; BJZC-2.3-60-180-U; BJZC-4.0-30-185-U; BJZC-2.7-25-120-U; BJZC-2.0-35-100-U; BJZC-3.5-25-125-U; BJZC-2.7-60-180-U; BJZC-4.0-55-200; BJZC-3.5-55-200; BJZC-3.2-55-200; BJZC-4.5-50-200-U; BJZC-3.2-25-140-U; CB1890455AOS (ø1.8X90); BJZC-2.7-60-180-U; CB24110455AOS; BJZCZ-4.0-40-160; BJZCZ-2.7-30-150; BJZCZ-3.5-35-160; BJZCZ-3.0-30-150; BJZCZ-2.0-20-150; BJZCZ-3.2-35-150; BJZCZ-2.2-20-150; BJZCZ-4.5-50-160; BJZCZ-5.8-60-220; BJZCZ-4.5-40-250; BJZCZ-3.2-35-150-SJ; BJ340210-1.5-14-77; BJ340210-1.5-6-77; BJ340210-1.5-8-77; BJ340210-2.0-10-77; BJ340210-1.1-6-77; BJ340210-1.1-5-77; BJ340210-1.0-6-77; BJ340210-1.0-5-77; BJ340210-1.5-10-77; BJ340210-1.5-12-77; BJ340210-1.0-4-77; BJ340210-1.1-4-77; BJZC-2.5-35-120-U; BJZC-2.5-25-125-U; BJZC-2.5-25-112-U; CLCPHT320174TF-01 (ø3.2X70); ETCPNT32077174 (ø3.2X77); MSCPNT32001/COCPN T32001; CBD335001; BJZC-3.5-35-52.3-GJ; BJXZ-2.5-30-65; BJXW-6.3-62-174-B; BJZC-4.3-55-300-U; BJZC-5.2-52-250-U; BJRG-3.8-28-255; BJXWZ-2.3-32-100-U; BJZC-3.5-15-42.3-GJ; BJXWZ-3.0-32-100-U; BJZC-3.2-24-42.3-GJ; BJZC-3.2-24-57.3-GJ; BJZC-3.2-40-195-U; BJZC-3.5-25-42.3-GJ; CN72KRZ-K24; CN72KRZ-K22; BJZC-2.6-40-122; BJZC-4.0-60-310-U; BJZC-5.2-52-250-U; BJRG-3.8-20-195; BJJDRK-7.0-20-493-B; BJJDRK-7.5-20-493-B; BJJDRK-8.0-20-493-B; BJJDRK-8.5-20-493-B; BJJDRK-9.0-20-493-B; BJJDRK-9.5-20-493-B; BJJDRK-10.0-20-493-B; BJJDRK-10.5-20-493-B; BJJDRK-11.0-20-493-B; BJJDRK-11.5-20-493-B; BJJDRK-12.0-20-493-B; BJJDRK-12.5-20-493-B; BJJDRK-13.0-20-493-B; BJJDRK-13.5-20-493-B; BJJDRK-14.0-20-493-B; BJJDRK-14.5-20-493-B; BJJDRK-15.0-20-493-B; BJJDRK-15.5-20-493-B; BJJDRK-16.0-20-493-B; BJJDRK-16.5-20-493-B; BJJDRK-17.0-20-493-B; BJJDRK-17.5-20-493-B; BJJDRK-18.0-20-493-B; BJJDRK-18.5-20-493-B; BJJDRK-19.0-20-493-B; BJJDRK-19.5-20-493-B; BJJDRK-20.0-20-493-B; BJJDRK-20.5-20-493-B; BJJDRK-21.0-20-493-B; BJJDRK-21.5-20-493-B; BJJDRK-22.0-20-493-B; BJJDRK-22.5-20-493-B; BJJDRK-23.0-20-493-B; BJJDRK-23.5-20-493-B; BJJDRK-24.0-20-493-B; BJJDRK-24.5-20-493-B; BJJDRK-25.0-20-493-B; BJJDRK-25.5-20-493-B; BJJDRK-26.0-20-493-B; BJJDRK-26.5-20-493-B; BJJDRK-27.0-20-493-B; BJJDRK-27.5-20-493-B; BJJDRK-28.0-20-493-B; BJJDRK-28.5-20-493-B; BJJDRK-29.0-20-493-B; BJJDRK-29.5-20-493-B; BJJDRK-30.0-20-493-B; BJJDRK-30.5-20-493-B; BJJDRK-31.0-20-493-B; BJJDRK-31.5-20-493-B; BJJDRK-32.0-20-493-B; BJJDRK-32.5-20-493-B; BJJDRK-33.0-20-493-B; BJJDRK-33.5-20-493-B; BJJDRK-34.0-20-493-B; BJJDRK-34.5-20-493-B; BJJDRK-35.0-20-493-B; BJJDRK-35.5-20-493-B; BJJDRK-36.0-20-493-B; BJJDRK-36.5-20-493-B; BJJDRK-37.0-20-493-B; BJJDRK-37.5-20-493-B; BJJDRK-38.0-20-493-B; BJJDRK-38.5-20-493-B; BJJDRK-39.0-20-493-B; BJJDRK-39.5-20-493-B; BJJDRK-40.0-20-493-B; BJJDRK-40.5-20-493-B; BJJDRK-41.0-20-493-B; BJJDRK-41.5-20-493-B; BJJDRK-42.0-20-493-B; BJJDRK-42.5-20-493-B; BJJDRK-43.0-20-493-B; BJJDRK-43.5-20-493-B; BJJDRK-44.0-20-493-B; BJJDRK-44.5-20-493-B; BJJDRK-45.0-20-493-B; BJJDRK-45.5-20-493-B; BJJDRK-46.0-20-493-B; BJJDRK-46.5-20-493-B; BJJDRK-47.0-20-493-B; BJJDRK-47.5-20-493-B; BJJDRK-48.0-20-493-B; BJJDRK-48.5-20-493-B; BJJDRK-49.0-20-493-B; BJJDRK-49.5-20-493-B; BJJDRK-50.0-20-493-B; BJJDRK-50.5-20-493-B; BJJDRK-51.0-20-493-B; BJJDRK-51.5-20-493-B; BJJDRK-52.0-20-493-B; BJJDRK-52.5-20-493-B; BJJDRK-53.0-20-493-B; BJJDRK-53.5-20-493-B; BJJDRK-54.0-20-493-B; BJJDRK-54.5-20-493-B; BJJDRK-55.0-20-493-B; BJJDRK-55.5-20-493-B; BJJDRK-56.0-20-493-B; BJJDRK-56.5-20-493-B; BJJDRK-57.0-20-493-B; BJJDRK-57.5-20-493-B; BJJDRK-58.0-20-493-B; BJJDRK-58.5-20-493-B; BJJDRK-59.0-20-493-B; BJJDRK-59.5-20-493-B; BJJDRK-60.0-20-493-B; BJJDRK-60.5-20-493-B; BJJDRK-61.0-20-493-B; BJJDRK-61.5-20-493-B; BJJDRK-62.0-20-493-B; BJJDRK-62.5-20-493-B; BJJDRK-63.0-20-493-B; BJJDRK-63.5-20-493-B; BJJDRK-64.0-20-493-B; BJJDRK-64.5-20-493-B; BJJDRK-65.0-20-493-B; BJJDRK-65.5-20-493-B; BJJDRK-66.0-20-493-B; BJJDRK-66.5-20-493-B; BJJDRK-67.0-20-493-B; BJJDRK-67.5-20-493-B; BJJDRK-68.0-20-493-B; BJJDRK-68.5-20-493-B; BJJDRK-69.0-20-493-B; BJJDRK-69.5-20-493-B; BJJDRK-70.0-20-493-B; BJJDRK-70.5-20-493-B; BJJDRK-71.0-20-493-B; BJJDRK-71.5-20-493-B; BJJDRK-72.0-20-493-B; BJJDRK-72.5-20-493-B; BJJDRK-73.0-20-493-B; BJJDRK-73.5-20-493-B; BJJDRK-74.0-20-493-B; BJJDRK-74.5-20-493-B; BJJDRK-75.0-20-493-B; BJJDRK-75.5-20-493-B; BJJDRK-76.0-20-493-B; BJJDRK-76.5-20-493-B; BJJDRK-77.0-20-493-B; BJJDRK-77.5-20-493-B; BJJDRK-78.0-20-493-B; BJJDRK-78.5-20-493-B; BJJDRK-79.0-20-493-B; BJJDRK-79.5-20-493-B; BJJDRK-80.0-20-493-B; BJJDRK-80.5-20-493-B; BJJDRK-81.0-20-493-B; BJJDRK-81.5-20-493-B; BJJDRK-82.0-20-493-B; BJJDRK-82.5-20-493-B; BJJDRK-83.0-20-493-B; BJJDRK-83.5-20-493-B; BJJDRK-84.0-20-493-B; BJJDRK-84.5-20-493-B; BJJDRK-85.0-20-493-B; BJJDRK-85.5-20-493-B; BJJDRK-86.0-20-493-B; BJJDRK-86.5-20-493-B; BJJDRK-87.0-20-493-B; BJJDRK-87.5-20-493-B; BJJDRK-88.0-20-493-B; BJJDRK-88.5-20-493-B; BJJDRK-89.0-20-493-B; BJJDRK-89.5-20-493-B; BJJDRK-90.0-20-493-B; BJJDRK-90.5-20-493-B; BJJDRK-91.0-20-493-B; BJJDRK-91.5-20-493-B; BJJDRK-92.0-20-493-B; BJJDRK-92.5-20-493-B; BJJDRK-93.0-20-493-B; BJJDRK-93.5-20-493-B; BJJDRK-94.0-20-493-B; BJJDRK-94.5-20-493-B; BJJDRK-95.0-20-493-B; BJJDRK-95.5-20-493-B; BJJDRK-96.0-20-493-B; BJJDRK-96.5-20-493-B; BJJDRK-97.0-20-493-B; BJJDRK-97.5-20-493-B; BJJDRK-98.0-20-493-B; BJJDRK-98.5-20-493-B; BJJDRK-99.0-20-493-B; BJJDRK-99.5-20-493-B; BJJDRK-100.0-20-493-B; BJJDRK-100.5-20-493-B; BJJDRK-101.0-20-493-B; BJJDRK-101.5-20-493-B; BJJDRK-102.0-20-493-B; BJJDRK-102.5-20-493-B; BJJDRK-103.0-20-493-B; BJJDRK-103.5-20-493-B; BJJDRK-104.0-20-493-B; BJJDRK-104.5-20-493-B; BJJDRK-105.0-20-493-B; BJJDRK-105.5-20-493-B; BJJDRK-106.0-20-493-B; BJJDRK-106.5-20-493-B; BJJDRK-107.0-20-493-B; BJJDRK-107.5-20-493-B; BJJDRK-108.0-20-493-B; BJJDRK-108.5-20-493-B; BJJDRK-109.0-20-493-B; BJJDRK-109.5-20-493-B; BJJDRK-110.0-20-493-B; BJJDRK-110.5-20-493-B; BJJDRK-111.0-20-493-B; BJJDRK-111.5-20-493-B; BJJDRK-112.0-20-493-B; BJJDRK-112.5-20-493-B; BJJDRK-113.0-20-493-B; BJJDRK-113.5-20-493-B; BJJDRK-114.0-20-493-B; BJJDRK-114.5-20-493-B; BJJDRK-115.0-20-493-B; BJJDRK-115.5-20-493-B; BJJDRK-116.0-20-493-B; BJJDRK-116.5-20-493-B; BJJDRK-117.0-20-493-B; BJJDRK-117.5-20-493-B; BJJDRK-118.0-20-493-B; BJJDRK-118.5-20-493-B; BJJDRK-119.0-20-493-B; BJJDRK-119.5-20-493-B; BJJDRK-120.0-20-493-B; BJJDRK-120.5-20-493-B; BJJDRK-121.0-20-493-B; BJJDRK-121.5-20-493-B; BJJDRK-122.0-20-493-B; BJJDRK-122.5-20-493-B; BJJDRK-123.0-20-493-B; BJJDRK-123.5-20-493-B; BJJDRK-124.0-20-493-B; BJJDRK-124.5-20-493-B; BJJDRK-125.0-20-493-B; BJJDRK-125.5-20-493-B; BJJDRK-126.0-20-493-B; BJJDRK-126.5-20-493-B; BJJDRK-127.0-20-493-B; BJJDRK-127.5-20-493-B; BJJDRK-128.0-20-493-B; BJJDRK-128.5-20-493-B; BJJDRK-129.0-20-493-B; BJJDRK-129.5-20-493-B; BJJDRK-130.0-20-493-B; BJJDRK-130.5-20-493-B; BJJDRK-131.0-20-493-B; BJJDRK-131.5-20-493-B; BJJDRK-132.0-20-493-B; BJJDRK-132.5-20-493-B; BJJDRK-133.0-20-493-B; BJJDRK-133.5-20-493-B; BJJDRK-134.0-20-493-B; BJJDRK-134.5-20-493-B; BJJDRK-135.0-20-493-B; BJJDRK-135.5-20-493-B; BJJDRK-136.0-20-493-B; BJJDRK-136.5-20-493-B; BJJDRK-137.0-20-493-B; BJJDRK-137.5-20-493-B; BJJDRK-138.0-20-493-B; BJJDRK-138.5-20-493-B; BJJDRK-139.0-20-493-B; BJJDRK-139.5-20-493-B; BJJDRK-140.0-20-493-B; BJJDRK-140.5-20-493-B; BJJDRK-141.0-20-493-B; BJJDRK-141.5-20-493-B; BJJDRK-142.0-20-493-B; BJJDRK-142.5-20-493-B; BJJDRK-143.0-20-493-B; BJJDRK-143.5-20-493-B; BJJDRK-144.0-20-493-B; BJJDRK-144.5-20-493-B; BJJDRK-145.0-20-493-B; BJJDRK-145.5-20-493-B; BJJDRK-146.0-20-493-B; BJJDRK-146.5-20-493-B; BJJDRK-147.0-20-493-B; BJJDRK-147.5-20-493-B; BJJDRK-148.0-20-493-B; BJJDRK-148.5-20-493-B; BJJDRK-149.0-20-493-B; BJJDRK-149.5-20-493-B; BJJDRK-150.0-20-493-B; BJJDRK-150.5-20-493-B; BJJDRK-151.0-20-493-B; BJJDRK-151.5-20-493-B; BJJDRK-152.0-20-493-B; BJJDRK-152.5-20-493-B; BJJDRK-153.0-20-493-B; BJJDRK-153.5-20-493-B; BJJDRK-154.0-20-493-B; BJJDRK-154.5-20-493-B; BJJDRK-155.0-20-493-B; BJJDRK-155.5-20-493-B; BJJDRK-156.0-20-493-B; BJJDRK-156.5-20-493-B; BJJDRK-157.0-20-493-B; BJJDRK-157.5-20-493-B; BJJDRK-158.0-20-493-B; BJJDRK-158.5-20-493-B; BJJDRK-159.0-20-493-B; BJJDRK-159.5-20-493-B; BJJDRK-160.0-20-493-B; BJJDRK-160.5-20-493-B; BJJDRK-161.0-20-493-B; BJJDRK-161.5-20-493-B; BJJDRK-162.0-20-493-B; BJJDRK-162.5-20-493-B; BJJDRK-163.0-20-493-B; BJJDRK-163.5-20-493-B; BJJDRK-164.0-20-493-B; BJJDRK-164.5-20-493-B; BJJDRK-165.0-20-493-B; BJJDRK-165.5-20-493-B; BJJDRK-166.0-20-493-B; BJJDRK-166.5-20-493-B; BJJDRK-167.0-20-493-B; BJJDRK-167.5-20-493-B; BJJDRK-168.0-20-493-B; BJJDRK-168.5-20-493-B; BJJDRK-169.0-20-493-B; BJJDRK-169.5-20-493-B; BJJDRK-170.0-20-493-B; BJJDRK-170.5-20-493-B; BJJDRK-171.0-20-493-B; BJJDRK-171.5-20-493-B; BJJDRK-172.0-20-493-B; BJJDRK-172.5-20-493-B; BJJDRK-173.0-20-493-B; BJJDRK-173.5-20-493-B; BJJDRK-174.0-20-493-B; BJJDRK-174.5-20-493-B; BJJDRK-175.0-20-493-B; BJJDRK-175.5-20-493-B; BJJDRK-176.0-20-493-B; BJJDRK-176.5-20-493-B; BJJDRK-177.0-20-493-B; BJJDRK-177.5-20-493-B; BJJDRK-178.0-20-493-B; BJJDRK-178.5-20-493-B; BJJDRK-179.0-20-493-B; BJJDRK-179.5-20-493-B; BJJDRK-180.0-20-493-B; BJJDRK-180.5-20-493-B; BJJDRK-181.0-20-493-B; BJJDRK-181.5-20-493-B; BJJDRK-182.0-20-493-B; BJJDRK-182.5-20-493-B; BJJDRK-183.0-20-493-B; BJJDRK-183.5-20-493-B; BJJDRK-184.0-20-493-B; BJJDRK-184.5-20-493-B; BJJDRK-185.0-20-493-B; BJJDRK-185.5-20-493-B; BJJDRK-186.0-20-493-B; BJJDRK-186.5-20-493-B; BJJDRK-187.0-20-493-B; BJJDRK-187.5-20-493-B; BJJDRK-188.0-20-493-B; BJJDRK-188.5-20-493-B; BJJDRK-189.0-20-493-B; BJJDRK-189.5-20-493-B; BJJDRK-190.0-20-493-B; BJJDRK-190.5-20-493-B; BJJDRK-191.0-20-493-B; BJJDRK-191.5-20-493-B; BJJDRK-192.0-20-493-B; BJJDRK-192.5-20-493-B; BJJDRK-193.0-20-493-B; BJJDRK-193.5-20-493-B; BJJDRK-194.0-20-493-B; BJJDRK-194.5-20-493-B; BJJDRK-195.0-20-493-B; BJJDRK-195.5-20-493-B; BJJDRK-196.0-20-493-B; BJJDRK-196.5-20-493-B; BJJDRK-197.0-20-493-B; BJJDRK-197.5-20-493-B; BJJDRK-198.0-20-493-B; BJJDRK-198.5-20-493-B; BJJDRK-199.0-20-493-B; BJJDRK-199.5-20-493-B; BJJDRK-200.0-20-493-B; BJJDRK-200.5-20-493-B; BJJDRK-201.0-20-493-B; BJJDRK-201.5-20-493-B; BJJDRK-202.0-20-493-B; BJJDRK-202.5-20-493-B; BJJDRK-203.0-20-493-B; BJJDRK-203.5-20-493-B; BJJDRK-204.0-20-493-B; BJJDRK-204.5-20-493-B; BJJDRK-205.0-20-493-B; BJJDRK-205.5-20-493-B; BJJDRK-206.0-20-493-B; BJJDRK-206.5-20-493-B; BJJDRK-207.0-20-493-B; BJJDRK-207.5-20-493-B; BJJDRK-208.0-20-493-B; BJJDRK-208.5-20-493-B; BJJDRK-209.0-20-493-B; BJJDRK-209.5-20-493-B; BJJDRK-210.0-20-493-B; BJJDRK-210.5-20-493-B; BJJDRK-211.0-20-493-B; BJJDRK-211.5-20-493-B; BJJDRK-212.0-20-493-B; BJJDRK-212.5-20-493-B; BJJDRK-213.0-20-493-B; BJJDRK-213.5-20-493-B; BJJDRK-214.0-20-493-B; BJJDRK-214.5-20-493-B; BJJDRK-215.0-20-493-B; BJJDRK-215.5-20-493-B; BJJDRK-216.0-20-493-B; BJJDRK-216.5-20-493-B; BJJDRK-217.0-20-493-B; BJJDRK-217.5-20-493-B; BJJDRK-218.0-20-493-B; BJJDRK-218.5-20-493-B; BJJDRK-219.0-20-493-B; BJJDRK-219.5-20-493-B; BJJDRK-220.0-2

BH8 Avitus® Bone Harvester
CLASSE : II 80625390004
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA - EPP 8.12400-8
Evidenciador de Placas 25351.445116/2017-37
PHARMABLUE
FABRICANTE : PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA - EPP - BRASIL
PharmaBlue 5. PharmaBlue 10.
CLASSE : I 81240080001
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.04139-6
Aguilhas Descartáveis 25351.389489/2017-57
AGULHA DE ESCLEROSE
FABRICANTE : SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA - BRASIL
112567> 112568> 112569> 112570> 112571> 112572> 112573>
112574> 112575> 112576> 112577> 112578> 112579> 112580>
112581> 112582> 112583> 112584> 112585> 112586> 112587>
112588> 112589> 112590> 112591> 112592> 112593> 112594>
112595> 112596>
CLASSE : II 10413960218
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

SERION BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 8.08268-4
Instrumento destinado a imunoenaios 25351.602008/2017-11
SkyLAB 752
FABRICANTE : AXA DIAGNOSTICS S.R.L. - ITÁLIA
SkyLAB 752
CLASSE : II 80826840110
8436 - IVD - Cadastro de produto importado

SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME 8.14791-1
Extensão 25351.657342/2017-01
EXTENSÃO PARA ARTROSCOPIA
FABRICANTE : SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME - BRASIL
C/ 3.000MM ;
C/ 2.000MM ;
C/ 2.500MM ;
C/ 3.000MM ;
C/ 4.000MM.
SEROAR 269 - EXTENSÃO EM PVC CRISTAL DE 2 VIAS
SEROAR 270 - EXTENSÃO EM PVC CRISTAL DE 2 VIAS
SEROAR 271 - EXTENSÃO EM PVC CRISTAL DE 4 VIAS
SEROAR 272 - EXTENSÃO EM PVC CRISTAL DE 4 VIAS
SEROAR 273 - EXTENSÃO EM PVC CRISTAL DE 4 VIAS
CLASSE : II 81479110009
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Extensão 25351.657357/2017-61
EXTENSÃO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
FABRICANTE : SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME - BRASIL
SEROVIDEO 274 - 2.500 MM DE COMP.;
SEROVIDEO 275 - 3.000 MM DE COMP.;
SEROVIDEO 276 - 3.500 MM DE COMP.;
CLASSE : II 81479110010
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Extensão 25351.657318/2017-64
EXTENSÃO PARA INFUSÃO
FABRICANTE : SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME - BRASIL
SEROINFU 277 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 200MM LUER SLIP> SEROINFU 278 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 400MM LUER SLIP> SEROINFU 279 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 600MM LUER SLIP> SEROINFU 280 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 800MM LUER SLIP> SEROINFU 281 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 1.200MM LUER SLIP> SEROINFU 282 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 2.400MM LUER SLIP> SEROINFU 283 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 200MM SPIN LOCK> SEROINFU 284 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 400MM SPIN LOCK> SEROINFU 285 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 600MM SPIN LOCK> SEROINFU 286 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 800MM SPIN LOCK> SEROINFU 287 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 1.200MM SPIN LOCK> SEROINFU 288 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 2.400MM SPIN LOCK> SEROINFU 289 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 200MM SPIN LOCK NEO NATAL> SEROINFU 290 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 400MM SPIN LOCK NEO NATAL> SEROINFU 291 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 600MM SPIN LOCK NEO NATAL> SEROINFU 292 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 800MM SPIN LOCK NEO NATAL> SEROINFU 293 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 1.200MM SPIN LOCK NEO NATAL> SEROINFU 294 - EXTENSÃO PARA INFUSÃO 2.400MM SPIN LOCK NEO NATAL>
CLASSE : II 81479110011
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Extensão 25351.657523/2017-20

EXTENSÃO PARA SUCCÃO
FABRICANTE : SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME - BRASIL
SEROSUC 295 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 1.000 MM>
SEROSUC 296 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 2.000 MM>
SEROSUC 297 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 3.000 MM>
SEROSUC 298 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 4.000 MM>
SEROSUC 299 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 5.000 MM>
SEROSUC 300 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 6.000 MM>
SEROSUC 301 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 7.000 MM>
SEROSUC 302 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 8.000 MM ;>
SEROSUC 303 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 9.000 MM ;>
SEROSUC 304 - EXTENSÃO DE 6.5 X 4.5 X 10.000 MM>
SEROSUC 305 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 1.000 MM ;>
SEROSUC 306 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 2.000 MM ;>
SEROSUC 307 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 3.000 MM ;>
SEROSUC 308 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 4.000 MM ;>
SEROSUC 309 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 5.000 MM>
SEROSUC 310 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 6.000 MM ;>
SEROSUC 311 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 7.000 MM>
SEROSUC 312 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 8.000 MM>
SEROSUC 313 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 9.000 MM>
SEROSUC 314 - EXTENSÃO DE 8 X 5.5 X 10.000 MM>
SEROSUC 315 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 1.000 MM>
SEROSUC 316 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 2.000 MM>
SEROSUC 317 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 3.000 MM ;>
SEROSUC 318 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 4.000 MM ;>
SEROSUC 319 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 5.000 MM>
SEROSUC 320 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 6.000 MM>
SEROSUC 321 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 7.000 MM ;>
SEROSUC 322 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 8.000 MM>
SEROSUC 323 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 9.000 MM>
SEROSUC 324 - EXTENSÃO DE 9.5 X 6.7 X 10.000 MM>
CLASSE : II 81479110012
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 1.02434-1
Fio de Sutura 25351.445640/2016-04
KIT CESAREA COM SINTÉTICO ABSORVÍVEL - SHALON
FABRICANTE : SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL
Apresentação Comercial: NYLON 4-0 AGULHA CTI 3/8 CIRC. TRG. 2,4CM 75 CM - Contém 1 fio de sutura em cada envelope; ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0 MR 1/2 CIRC. CIL. 3,5CM 90CM - Contém 3 fios de sutura em cada envelope; ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 MR 1/2 CIRC. CIL. 4,0CM 90CM - Contém 2 fios de sutura em cada envelope.
CLASSE : IV 10243410038
80088 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 1.03451-6
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE II25351.599834/2017-67
Atellica CH Multi-Drug - Controle de urina (MULTIDRUG QC)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Nível 1: 3 X 5,0 mL; Nível 2: 3 X 5,0 mL
CLASSE : II 10345162180
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
COMPLEMENTO DE COMPONENTE C4 25351.599869/2017-04
Atellica CH Complemento C4 (C4)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
400 testes
CLASSE : II 10345162181
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
COMPLEMENTO DE COMPONENTE C3/C3C 25351.599875/2017-53
Atellica CH Complemento C3 (C3)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
400 testes
CLASSE : II 10345162182
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
DIÓXIDO DE CARBONO 25351.599878/2017-97
Família Atellica CH Dióxido de Carbono Concentrado (CO2_c)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Atellica CH Dióxido de Carbono, Concentrado Reagente (CO2_c) - 7600 testes
Atellica CH Dióxido de carbono Concentrado, Calibrador/Diluente (CO2 Cal) - 2 frascos de 21,0 mL cada
CLASSE : II 10345162183
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família
AMÔNIA 25351.599905/2017-21
Família Atellica CH Amonia Reagente (Amm)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Atellica CH CHEM III Calibrador (CHEM III CAL) - 6 frascos de 2,5 mL cada: 2 x 2,5 ml calibrador nível 1, 2 x 2,5 ml calibrador nível 2, 2 x 2,5 ml calibrador nível 3
Atellica CH Amonia Reagente (Amm) - 480 testes
CLASSE : II 10345162184
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE II25351.599917/2017-56

Atellica CH Calibrador Químico (CHEM CAL)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
12 frascos de 3,0 mL cada
CLASSE : II 10345162185
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 25351.617344/2017-50
ADVIA Centaur Sonda auxiliar Lavagem 3 (APW3)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
2 X 25,0 mL
CLASSE : I 10345162186
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 25351.617349/2017-82
ADVIA Centaur Probe Wash 4(PW4)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1 X 25 mL
CLASSE : I 10345162187
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
Instrumento destinado exclusivamente à união de módulos, integração de analisadores ou de plataformas de teste25351.619960/2017-45
Família FlexLab
FABRICANTE : INPECO SA - SUÍÇA
Flexlab High Throughput - Flexlab High Throughput-sistema de automação
Flexlab - Flexlab-sistema de automação
CLASSE : I 10345162188
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família

SKINTEC COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA 1.03436-5
Manta Termica 25351.650017/2017-18
Cool Gel Pad
FABRICANTE : High Technology Products, SL - ESPANHA
600017 - Cool Pad Mini Membrana protetora; 600002 - Cool Pad Membrana Protetora; 600022 - Cool Gel Pad
CLASSE : I 10343650046
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Samsung Elettronica da Amazonia Ltda. 8.15492-5
Aparelho Movel Para Raio X 25351.573623/2017-02
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS DE RAIOS X MÓVEL
FABRICANTE : SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD. - CORÉIA DO SUL
CLASSE : III 81549250001
8049 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento Importado, de Médio e Pequeno Porte

Total Life comercio de produtos Medico-Hospitalar LTDA-EPP 8.12315-5
Dilatador Para Cateter 25351.257904/2017-62
Kit Dilatador para Cateter Balão Total Life
FABRICANTE : Shanghai Kindly Enterprise Development Group Medical Instruments CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
O Kit Dilatador para Cateter Balão Total Life contém: -Dilatador para Cateter Balão; -Conector em Y; -Torque; -Torneira; -Linha de Extensão. Os modelos disponíveis são: AI30,AI40,AI25.
CLASSE : II 81231550024
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 25351.610000/2017-10
Solução para Lavagem do Sistema
FABRICANTE : SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
SWS711: 4 x 20mL
CLASSE : I 80102511950
8436 - IVD - Cadastro de produto importado

WELCH ALLYN DO BRASIL, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8.00116-8
Equipamento para Avaliação Visual 25351.638206/2017-12
Escaneador Ocular
FABRICANTE : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
VS100-Z
VS100S-Z.
CLASSE : II 80011680092
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI 1.02163-5
Valvulas e Conectores de Tubos 25351.310751/2017-77
Sistema de drenagem torácica com válvula antirrefluxo - Physiodrain
FABRICANTE : ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI - BRASIL
Códigos do sistema: 111001-111002-111003-111004-111005-111010-111011-111020Códigos do componente bolsa de coleta para reposição: 11800-11801-11802-11803-11804
CLASSE : I 10216350106



80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

brasil medica technologies comercio e importacao ltda 8.09210-9
Collar Cervical 25351.522849/2017-37

Lubo Airway Collar
FABRICANTE : INOVYTEC MEDICAL SOLUTION LTD - ISRAEL

LUBO TM AIRWAY COLLAR (COR CINZA/LARANJA)

LUBO TM AIRWAY COLLAR (COR VERDE/PRETO)

MINI LUBO TM AIRWAY COLLAR

CLASSE : I 80921090002

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

innport comércio e distribuição de produtos para saúde ltda.
8.12715-7

Kit Instrumental 25351.482869/2017-68

Kit Instrumental para Vertebroplastia

FABRICANTE : Dragon Crown Medical Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

PVP 0140; PVP 0132. Componentes do conjunto: Propulsor Espiral com Controle e Cânula de Punção.

CLASSE : II 81271570010

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

ludan industria e comercio eireli 8.14814-1

Compressas 25351.654506/2017-31

Compressa de Gaze Estéril Ludan

FABRICANTE : ludan industria e comercio eireli - BRASIL

Compressa Cirúrgica Campo Operatório Estéril - Ludan 100% algodão, contendo 4 camadas com filamento radiopaco.

Dimensões 10cm x 9cm(pré lavado) 23cm x 25cm

25cm x 28cm(pré lavado) e 45cm x 50cm.

CLASSE : II 81481410001

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Gazes e Ataduras 25351.654531/2017-14

Gaze em Rolo Hidrófila Ludan

FABRICANTE : ludan industria e comercio eireli - BRASIL

Paris - contendo 9, 11, 13, e 18 fios/cm², dimensões 50 cm x 50 m e 50 cm x 91 m.Veneza - contendo 9, 11, 13, e 18 fios/cm², dimensões 91 cm x 91 m.. Número de dobras e camadas para

todos os modelos do produto: 4 dobras e 8 camadas

CLASSE : I 81481410002

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

vastore importação comercio e distribuição de materiais medicos hospitalares ltda me8.15732-4

Canulas 25351.657383/2017-90

canula de traqueostomia trcoe twist com balão e linha de aspiração subglótica

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA

1 obturador perfurado e 1 cadarço de fixação.

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST PLUS EXTRA LONGA COM BALÃO E LINHA DE ASPIRAÇÃO SUBGLOTICA: REF 306-04;

REF 306-05; REF 306-06; REF 306-07; REF 306-08; REF 306-09; REF 306-10

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST COM BALÃO E LINHA DE ASPIRAÇÃO SUBGLOTICA: REF 306-04;

REF 316-07; REF 316-08; REF 316-09; REF 316-10

Sistema composto por: 1 cânula externa com balão e linha de aspiração subglótica

2 cânulas internas com conector

2 conectores para sistemas de aspiração

CLASSE : II 81573240001

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Canulas 25351.657386/2017-23

canula de traqueostomia trcoe twist

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA

Sistema composto por:

REF 313-10

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST CURTA: REF 305-05; REF 305-06; REF 305-07; REF 305-08;

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST PLUS EXTRA LONGA: REF 313-07; REF 313-08; REF 313-09

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST: REF 303-04; REF 303-05; REF 303-06; REF 303-07; REF 303-08;

REF 303-09; REF 303-10

REF 305-09; REF 305-10

1 cânula externa longa

2 cânulas internas longas com conector

1 obturador perfurado e 1 cadarço de fixação.

CLASSE : II 81573240002

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Canulas 25351.657460/2017-10

canula de traqueostomia trcoe twist fenestrada

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA

1 Cânula interna fenestrada com conector

1 Cânula interna com conector

1 Tampa oclusora para conector

1 Obturador

1 Cadarço de fixação.

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST PLUS EXTRA LONGA FENESTRADA: REF 314-07; REF 314-08;

REF 304-08; REF 304-09; REF 304-10

REF 314-09; REF 314-10

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE TWIST FENESTRADA: REF 304-04; REF 304-05; REF 304-06; REF 304-07;

Sistema composto por: 1 Cânula externa fenestrada

CLASSE : II 81573240003

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Canulas 25351.657483/2017-16

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE VARIO COM FLANGE AJUSTÁVEL

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA

Sistema composto por: 1 Cânula com conector de 15mm

1 Obturador e 1 Cadarço de fixação.

REF 455-08; REF 455-09; REF 455-10; REF 455-11

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE VARIO ARAMADA COM FLANGE AJUSTÁVEL: REF 455-06; REF 455-07;

CLASSE : II 81573240004

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Canulas 25351.657473/2017-81

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE VARIO EXTRACT FLANGE AJUSTÁVEL, BALÃO E LINHA DE ASPIRAÇÃO SUBGLOTICA

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA

Sistema composto por: 1 cânula com conector de 15mm, balão e linha de aspiração subglótica

2 conectores para aspirador

1 obturador e um cadarço de fixação.Cânula de Traqueostomia Trcoe Vario Extract, Flange Ajustável, Balão e Linha de

Aspiração Subglótica: REF.470-07

REF. 470-08

REF. 470-09REF. 470-10.Cânula de Traqueostomia Trcoe Vario Extract XL Extra Longa, Flange Ajustável, Balão e Linha de

Aspiração Subglótica: REF. 471-07

REF. 471-08

REF REF. 471-09

REF. 471-10

CLASSE : II 81573240005

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Canulas 25351.657474/2017-25

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE VARIO FENESTRADA COM FLANGE AJUSTÁVEL

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA

REF 464-09

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE VARIO FENESTRADA COM FLANGE AJUSTÁVEL: REF 464-07; REF 464-08;

CLASSE : II 81573240006

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

RESOLUÇÃO-RE Nº 104, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-0

Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas25000.025864/99-32

PORTABLE CLINICAL ANALYSER i-STAT E ACESSORIOS

FABRICANTE : ABBOTT POINT OF CARE INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

i-STAT 0

i-STAT 1

CLASSE : II 10055310968

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II) DES-GAMA-CARBOXI PROTROMBINA (DCP) - PROTEÍNA

INDUZIDA PELA AUSÊNCIA DE VITAMINA K OU ANTAGONISTA-PII (PIVKA-II)25351.414445/2016-07

ARCHITECT PIVKA-II

FABRICANTE : ABBOTT GMBH & CO. KG - ALEMANHA

ARCHITECT PIVKA-II Reagent Kit - Kit de 100 testes: Micropartículas (1 x 7,1 ml); Conjugado (1 x 6,4 ml) e Diluente de Ensaio (1 x 6,4 ml).

ARCHITECT PIVKA-II Reagent Kit - Kit de 500 testes: Micropartículas (1 x 29,2 ml); Conjugado (1 x 28,5 ml) e Diluente de Ensaio (1 x 28,5 ml).

ARCHITECT PIVKA-II Controls - Kit contendo: Controles Alto, Médio e Baixo (1 x 8,0 ml cada).

ARCHITECT PIVKA-II Calibrators - Kit contendo: 6 Frascos (4,0 mL cada) de Calibradores

CLASSE : III 80146501980

8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)

VÍRUS DA HEPATITE A (HAV) 25351.443816/2017-21

Família Alinity i HAVAb IgG

FABRICANTE : ABBOTT GMBH & CO. KG - ALEMANHA

Alinity i HAVAb IgG Calibrator - 1 x 3,0 mL

Alinity i HAVAb IgG Reagent Kit - Micropartículas: 2 x 27,0 mL/Conjugado: 2 x 26,5 mL/Diluente: 2 x 47,1 mL

Alinity i HAVAb IgG Reagent Kit - Micropartículas: 2 x 6,6 mL/Conjugado: 2 x 26,5 mL/Diluente: 2 x 10,4 mL

Alinity i HAVAb IgG Controls - Controle Negativo: 1 x 8,0 mL/Controle Positivo: 1 x 8,0 mL

CLASSE : III 80146502038

80091 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela empresa

ABBOTT PRODUTOS OTICOS LTDA. 8.01470-6

KIT DO SISTEMA A LASER PARA CIRURGIA 25351.375944/2011-19

INTERFACE DO PACIENTE INTRALASE

FABRICANTE : AMO MANUFACTURING USA, LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

- 590106AN (20 unidades / caixa de embarque); 660065AN (02 unidades / caixa de embarque) .

CLASSE : II 80147060118

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ADJ IND E COM DE FIX ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA 8.01000-2

Material Implantavel 25351.367903/2010-69

PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

FABRICANTE : ADJ IND E COM DE FIX ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA - BRASIL

Parafuso de Interferência: 2-07-20; 2-07-25; 2-07-30; 2-08-20; 2-08-25; 2-08-30; 2-09-20; 2-09-25; 2-09-30; 2-10-20; 2-10-25; 2-10-30;

2-11-20; 2-11-25; 2-11-30.

CLASSE : III 80100020012

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

ALERE S/A 1.00717-7

VÍRUS INFLUENZA 25351.247050/2017-74

Alere i Influenza A & B

FABRICANTE : ALERE SCARBOROUGH, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

24 testes

CLASSE : III 10071770885

8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)

ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8.09785-6

Instrumentos cirúrgicos 25351.109661/2017-01

Lâminas para Motores Arthrex

FABRICANTE : ARTHREX INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

AR-600-000S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 13 mm x 1.0 mm);AR-600-001S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 13 mm x 1.27 mm);AR-600-002S Lâmina de Serra Sagital para 600

(90 (86) mm x 19 mm x 1.27 mm);AR-600-003S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 25.4 mm x 1.0 mm);AR-600-004S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 25.4 mm x 1.19 mm);AR-600-005S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 25.4 mm x 1.27 mm);AR-600-006S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 25.4 mm x 1.47 mm);AR-600-007S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 13 mm x 1.19 mm);AR-600-010S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 19 mm x 1.0 mm);AR-600-011S Lâmina de Serra Sagital para 600 (90 mm x 19 mm x 1.37 mm);AR-600-012S Lâmina de Serra Sagital para 600 (105 mm x 19 mm x 1.27 mm);AR-600-025S Lâmina de Serra Reciprocante 600 (32.8 mm x 9.5 mm x1.1 mm);AR-600-051S Lâmina de Serra Sagital para 600 (65 mm x 27 mm x 0.8 mm);AR-600-052S Lâmina de Serra Sagital para 600 (65 mm x 18 mm x 0.8 mm);AR-600-053S Lâmina de Serra Sagital para 600 (45 mm x 9 mm x 0.6 mm);AR-300-040S Lâmina de Serra Sagital para 300 (40 mm x 14 mm x 0.6 mm);AR-300-041S Lâmina de Serra Sagital para 300 (40 mm x 9.5 mm x 0.6 mm);AR-300-042S Lâmina de Serra Sagital para 300 (25 mm x 9.4 mm x 0.7 mm);AR-300-043S Lâmina de Serra Sagital para 300 (25 mm x 9.4 mm x 0.6 mm);AR-300-044S Lâmina de Serra Sagital para 300 (25 mm x 5.5 mm x 0.6 mm);AR-300-045S Lâmina de Serra Sagital para 300 (16 mm x 5.5 mm x 0.6 mm);AR-300-050S Lâmina de Serra Reciprocante 300 (15 mm x 6 mm x 0.60 mm);AR-300-051S Lâmina de Serra Reciprocante 300 (25 mm x 6 mm x 0.60 mm);AR-300-052S Lâmina de Serra Reciprocante 300 (40 mm x 6 mm x 0.60 mm);AR-300-406S Lâmina de Serra Sagital para 300, com bloqueio (17 mm x 9.4 mm x 0.55 mm);AR-300-450S Lâmina de Serra Sagital para 300, angulada (19 mm x 10 mm x 0.6mm). =

NOVOS MODELOS: AR-600-020S Lâmina de Serra Sagital para 600 (88 mm x 13,4 mmx 1,1 mm); AR-600-021S Lâmina de Serra Sagital para 600 (52,8 mm x 10 mmx 1,1 mm); AR-600-022S Lâmina de Serra Sagital para 600 (73,5 mm x 13,5mm x 1 mm).

CLASSE : II 80978560040

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Fio de Sutura 25351.109299/2017-05

FIOS DE SUTURAS FIBERWIRE COM AGULHA

FABRICANTE : ARTHREX INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

AR-7211; AR-7213; AR-7219; AR-7200; AR-7202; AR-7204; AR-7205; AR-7205T; AR-7206; AR-7207; AR-7208; AR-7214; AR-7231; AR-7234; AR-7234T; AR-7220; AR-7223; AR-7223SM; AR-7224; AR-7232-01; AR-7232-02; AR-7232-03; AR-7242; AR-7225; AR-7227-01; AR-7227-02; AR-7228; AR-7229-12; AR-7229-20; AR-7230-01; AR-7230-02; AR-7248; AR-7249-12; AR-7249-20; AR-7250; AR-7251; AR-7252; AR-7253; AR-7264.

CLASSE : III 80978560060

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

ASHER-SILB MEDICAL DO BRASIL LTDA 8.01604-0

ENXERTO PARA OSSOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.360323/2017-91

Reprobone Fusion

FABRICANTE : CERAMISYS LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO)

GNP0.5 - 0.5 CC / GNP1 - 1 CC / GNP2 - 2CC / GNP2.5 - 2.5 CC / GNP5 - 5.0 CC / 2GNP5 - 10 CC /3GNP5

CLASSE : IV 80160400118

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0

Caneta Para Eletrobisturi 25351.645511/2011-16

CANETA ELETROCIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ASPIRADOR

FABRICANTE : COVIDIEN IIC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

E3305 - Caneta Eletrocirúrgica Descartável com Aspirador 4,0mm, 15,24cm

E3310 - Caneta Eletrocirúrgica Descartável com Aspirador 3,33mm, 15,24cm

CLASSE : III 10349000309

8058 - EQUIPAMENTO - Revalidação de Registro de Sistema/Família de Equipamentos de Médio e Pequeno Porte

Curativo 25351.351041/2013-04

Kendall Alginato de Cálcio

FABRICANTE : COVIDIEN IIC, MANSFIELD - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

9231 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, Fita 12" (30,5 cm)

9243 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, Fita 24" (61 cm)

9244 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, Fita 36" (91,4 cm)

9232 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, 2" x 2" (5,1 cm x 5,1 cm)

9233 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, 4" x 4" (10,2 cm x 10,2 cm)

9236 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall Plus, 4" x 4" (10,2 cm x 10,2 cm)

9238 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, 8" x 4" (20,3 cm x 10,2 cm)

9239 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, 6" x 10" (15,2 cm x 25,4 cm)

9240 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, 4" x 5½" (10,2 cm x 14 cm)

9242 - Curativo de Alginato de Cálcio Kendall, 12" x 24" (30,5 cm x 61 cm)

CLASSE : III 10349000349

8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro

Curativo 25351.351067/2013-02

Kendall Gaze Impregnada com Hidrogel

FABRICANTE : COVIDIEN IIC, MANSFIELD - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

9256 - Kendall Gaze Impregnada com Hidrogel 4" x 4" (10,2 cm x 10,2 cm)

9257 - Kendall Gaze Impregnada com Hidrogel 4" x 8" (10,2 cm x 20,3 cm)

9259 - Kendall Gaze Impregnada com Hidrogel 1" x 36" (2,5 cm x 91,4 cm)

9255 - Kendall Gaze Impregnada com Hidrogel 2" x 2" (5,1 cm x 5,1 cm)

CLASSE : III 10349000352

8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro

Curativo 25351.348113/2013-16

Kendall Hidrocolóide e Alginato

FABRICANTE : COVIDIEN IIC, MANSFIELD - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

FABRICANTE : KENDALL, A DIVISION OF TYCO HEALTHCARE GROUP LP - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

9801 - Kendall Hidrocolóide e Alginato 4" x 4" (10,2cm x 10,2cm)

9802 - Kendall Hidrocolóide e Alginato 6" x 6" (15,2cm x 15,2cm)

9804 - Kendall Hidrocolóide e Alginato 8" x 8" (20,3 cm x 20,3 cm)

9805 - Kendall Hidrocolóide e Alginato, Sacral, 4" x 5" (10,2 cm x 12,7 cm)

9806 - Kendall Hidrocolóide e Alginato, Sacral, 6" x 7" (15,2 cm x 17,8 cm)

9807 - Kendall Hidrocolóide e Alginato, com borda, 2-½" x 2-½" (6,4 cm x 6, 4 cm)

9808 - Kendall Hidrocolóide e Alginato, com borda, 4" x 4" (10,2 cm x 10,2 cm)

9809 - Kendall Hidrocolóide e Alginato, com borda, 6" x 6" (15,2 cm x 15,2 cm)

CLASSE : III 10349000398

8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro

Cateter com Porta Para Infusao 25351.481394/2014-19

CRAGG-MACNAMARA - CATETER DE INFUSÃO

FABRICANTE : MICRO THERAPEUTICS, INC. DBA EV3 NEUROVASCULAR - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

41043-01, 41044-01, 41045-01, 41046-01, 41047-01, 41048-01, 41049-01, 41050-01, 41051-01, 41052-01, 41053-01, 41054-01, 41055-01, 41056-01, 41057-01, 41058-01, 41059-01, 41060-01, 41032-01, 41033-01, 41034-01, 41035-01, 41036-01, 41037-01, 41038-01, 41039-01, 41040-01, 41041-01, 41042-01.

CLASSE : IV 10349000463

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

Tubo Traqueal 25351.219932/2017-01

Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff

FABRICANTE : COVIDIEN IIC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

MODELOS: 86232 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 2mm; 86233 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 2,5mm; 86234 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 3mm; 86235 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 3,5mm; 86236 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 4mm; 86237 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 4,5mm; 86238 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 5mm; 86239 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 5,5mm; 86240 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 6mm; 86241 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 6,5mm; 86242 Tubo endotraqueal oral/nasal sem cuff, 7mm.

CLASSE : II 10349000572

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

GRAMPEADOR CIRÚRGICO 25351.168583/2017-07

Sistema de Grampeamento Signia

FABRICANTE : COVIDIEN IIC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

SIGADAPTSHORT

SIGADAPTSTND

SIGADAPTXL

SIGCADAPTSTND

SIGCADAPTXL

SIGPHANDLE

SIGPSHELL

CLASSE : II 10349000584

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

BARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 8.06890-9

STENT URINÁRIO 25351.738862/2014-47

STENT INLAY COM FIO GUIA DE HYDRO-GLIDE

FABRICANTE : CR BARD INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Stent Inlay Versafit com Fio Guia de Hydro-Glide: 777400; 777600; 777700; 777800. Stent Inlay com Fio Guia de Hydro-Glide: 777414; 777420; 777422; 777424; 777426; 777428; 777614; 777620; 777622; 777624; 777626; 777628; 777714; 777720; 777722; 777724; 777726; 777728; 777814; 777820; 777822; 777824; 777826; 777828.

CLASSE : III 80689090069

8041 - MATERIAL - Alteração da composição química/matéria-prima em registro

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

STENT URINÁRIO 25351.000096/2015-53

STENT INLAY OPTIMA COM FIO GUIA DE NITINOL NICORE

FABRICANTE : CR BARD INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Stent Inlay Optima com Fio Guia de Nitinol Nicore: 786414; 786420; 786422; 786424; 786426; 786428; 786430; 786614; 786620; 786622; 786624; 786626; 786628; 786630; 786714; 786720; 786722; 786724; 786726; 786728; 786730; 786814; 786820; 786822; 786824; 786826; 786828; 786830. Stent Inlay Optima com Fio Guia de Nitinol Nicore comprimentos múltiplos: 786400; 786600; 786700; 786800.

CLASSE : III 80689090082

8041 - MATERIAL - Alteração da composição química/matéria-prima em registro

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

BAYER S.A. 8.03843-8

Equipo de Transferencia 25351.324789/2015-14

CONECTOR DE TRANSFERENCIA DE SOLUÇÃO

FABRICANTE : Bayer Medical Care Inc - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

LPDCT 160 - Conector para transferência de Solução Baixa Pressão 152 cm

CLASSE : II 80384380027

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO

LTDA1.00331-2

ALFAPETOPROTEÍNA (AFP) 25351.328519/2007-85

ACCESS AFP

FABRICANTE : BECKMAN COULTER INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

2 x 50 testes: R1a: 3,10 mL / R1b: 2,98 mL

CLASSE : III 10033120574

8615 - IVD - Revalidação Automática para Registro de Produtos para Diagnóstico In Vitro (ASSUNTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO)

BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA 8.00206-9

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.336240/2013-11

Enzima de extração (Para Pastorex Strep)

FABRICANTE : BIO-RAD LABORATOIRES - FRANÇA

2 x 10 mL

CLASSE : I 80020690307

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 1.01581-2

DISPOSITIVO PARA IDENTIFICAÇÃO/ANTIBIOGRAMA DE MICROORGANISMOS25351.066610/2007-00

FAMÍLIA VITEK2 AST - BIOMERIEUX

FABRICANTE : BIOMERIEUX, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

VITEK2 AST P612 - 20 cartões

VITEK2 AST P585 - 20 cartões

VITEK2 AST-YS07 - 20 cartões

VITEK2 AST- P637 - 20 cartões

VITEK2 AST-ST03 - 20 cartões

VITEK 2 AST N238 - 20 cartões

VITEK 2 AST N239 - 20 cartões

VITEK2 AST-YS08 - 20 cartões

CLASSE : II 10158120592

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

BIOMET 3I DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8.00446-8

Kit Instrumental 25351.396408/2017-71

Instrumentais para Artroscopia de Quadril

FABRICANTE : T.A.G. Medical Products Corporation Ltd. - ISRAEL

904441bsm - Cureta para Quadril 20°

754430fbsm Punho do Bastão de Comutação paraQuadril, 754440fbsm Bastão de Troca Canulado paraQuadril 4.5,754450fbsm Bastão de Troca Canulado paraQuadril 5.0,754480fbsm Bastão de Troca Canulado paraQuadril 5.5,754470fbsm Bastão de Troca Canulado paraQuadril 6.0,904131bsm Liberador de Tecido para Quadril - 20°,904431bsm Raspador de Quadril - 30° acima, 601400bsm Manipulador de Sutures para Quadril,602400bsm Pinça de Prensão de Sutura paraQuadril 727431bsm Mordedor para Quadril - 15° acima,727400bsm Mordedor para Quadril - Reto,754410bsm Cânula Ranhurada para Quadril 6.0,754420fbsm Bastão de Troca Canulado paraQuadril 4.0, 397400bsm Pinça de Prensão de Tecido paraQuadril tipo Maxilar de Crocodilo,399400bsm Passador de Sutura para Quadril - Reto,399431bsm Passador de Sutura para Quadril - 35°acima, 512400bsm Espigão para Osso do Quadril - Reto,512406bsm Espigão para Osso do Quadril - 40°,512404bsm Espigão para Osso do Quadril - 60°, 328412bsm Passador de Sutura para Quadril - Direito, 328422bsm Passador de Sutura para Quadril -Esquerdo, 391400bsm Pinça Reta de Prensão para Quadril,391411bsm Pinça 20° Direita de Prensão paraQuadril,391421bsm Pinça 20° Esquerda de Prensão paraQuadril,138405bsm Sonda Reta para Quadril,138415bsm Sonda Curva para Quadril,138416bsm Sonda Angular para Quadril,231400bsm Vareta de Corte para Quadril,301400bsm Empurrador de Nó para Quadril.

CLASSE : I 80044680255

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.03558-7

Instrumental para Implante de Coluna 25351.012396/2015-71

Brocas Amendia

FABRICANTE : Amendia Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

10013- 12 - Broca 12mm; 10013- 14 - Broca 14mm; 10013- 16 - Broca 16mm; 10013- 18 - Broca 18mm.10013- 12 - Broca 12mm; 10013- 14 - Broca 14mm; 10013- 16 - Broca 16mm; 10013- 18 - Broca 18mm; 10013- 10 - Broca 10mm.

CLASSE : I 10355870230

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Instrumental para Implante de Coluna 25351.773716/2014-13

INSTRUMENTOS AMENDIA NAC 316L

FABRICANTE : Amendia Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

MODELOS: 10016 - Pino de fixação temporária; 10016C - Pino de fixação temporária Degen

CLASSE : I 10355870235

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.00273-1

FOSFATASE ALCALINA (FAL OU ALP) 25351.291276/2011-69

Fosfatase Alcalina

FABRICANTE : BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL



R1 1x 800mL R2 1x 200mL> R1: 1x1000mL R2 1x250mL> R1: 1x20mL R2 1x5mL> R1: 1x80mL R2 1x20mL> R1: 2x20mL R2 2x5mL> R1: 3x20mL R2 3x5mL> R1: 4x20mL R2 4x5mL> R1: 5x20mL R2 5x5mL> R1: 1x24mL R2 1x6mL> R1: 2x24mL R2 2x6mL> R1: 3x24mL R2 3x6mL> R1: 4x24mL R2 4x6mL> R1: 4x25mL R2 1x25mL> R1: 8x25mL R2 2x25mL> R1: 1x40mL R2 1x10mL> R1: 2x40mL R2 2x10mL> R1: 3x40mL R2 3x10mL> R1: 4x40mL R2 4x10mL> R1: 5x40mL R2 5x10mL> R1: 6x40mL R2 6x10mL> R1: 7x40mL R2 7x10mL> R1: 8x40mL R2 8x10mL> R1: 9x40mL R2 9x10mL> R1 10x 40mL R2 10x 10mL> R1: 1x60mL R2 1x15mL> R1: 2x60mL R2 2x15mL> R1: 3x60mL R2 3x15mL> R1: 4x60mL R2 4x15mL> R1: 5x60mL R2 5x15mL> R1: 2x80mL R2 2x20mL> R1: 3x80mL R2 3x20mL> R1: 4x80mL R2 4x20mL> R1: 5x80mL R2 5x20mL> R1: 1x100mL R2 1x25mL> R1 3x 100mL R2 3x25mL> R1: 1x120mL R2 1x30mL> R1: 1x160mL R2 1x40mL> R1: 1x200mL R2 1x50mL> R1: 2x200mL R2 2x50mL> R1: 3x200mL R2 3x50mL> R1: 4x200mL R2 4x50mL> R1: 5x200mL R2 5x50mL> R1: 1x400mL R2 1x100mL>
CLASSE : II 80027310187
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI 8.02030-2
Miniplacas 25351.059021/2008-48
PLACA PAULUS - ANTON HIPP
FABRICANTE : ANTON HIPP GMBH - ALEMANHA
Códigos:12.190.02, 12.190.04, 12.190.06, 12.190.08, 12.190.10, 12.190.12, 12.190.14, 12.190.16
Produto em liga de titânio, não estéril.
CLASSE : III 80203020008
80162 - MATERIAL - Revalidação de registro de família de material implantável em ortopedia

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1.03413-5
Conjunto para Introducao de Protese Biliar25351.048369/2004-86
STENT BILIAR AMSTERDAM
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Flexima: M00539200, M00539210, M00539220, M00539230, M00539240, M00539250, M00539260, M00539270, M00539280, M00539290, M00539300, M00539310, M00539320, M00539330, M00539340, M00539350, M00539360, M00539370, M00539380, M00539390.
CLASSE : III 10341350341
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

BRAINLAB LTDA 8.00420-7
Partes, Peças e Acessorios 25351.438294/2012-29
53153 - CONTROLE REMOTO CLIP-ON DESCARTÁVEL 20 pçs
FABRICANTE : BRAINLAB AG - ALEMANHA
CLASSE : I 80042079015
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação

CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1.03320-3
Instrumento Para Avaliacao do Campo Visual25351.514533/2015-17
Campímetro Humphrey
FABRICANTE : CARL ZEISS MEDITEC INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Humphrey FDT 710
Humphrey Matrix 800
CLASSE : II 10332030100
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
Retinografo 25351.748523/2015-23
VISUSCOUT 100
FABRICANTE : OPTOMED OY - FINLÂNDIA
CLASSE : II 10332039083
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

CASEX IND DE PLAST PRODS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.02223-2
Acessorios para Ostomia 25351.685120/2010-72
SHELTER CH3 - LUBRIFICANTE PARA BOLSAS DE OSTOMIA
FABRICANTE : CASEX IND DE PLAST PRODS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
SHELTER CH3 LUBRIFICANTE PARA BOLSAS DE OSTOMIA 100 ML
SHELTER CH3 LUBRIFICANTE PARA BOLSAS DE OSTOMIA 8 ML
CLASSE : I 10222320010
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA 8.02996-1
Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.141408/2006-85
FLUORESCINA
FABRICANTE : CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL
Ampolas de Fluoresceína a 10% (códigos GTIN 7898920500013 e 7898920500020), a 20% (códigos GTIN 7898920500037 e 7898920500044) , a 25% (códigos 7898920500051, 7898920500068, 7898920500075 e 7898920500082). Frasco-ampolas de fluoresceína a 10% (código GTIN 7898920500341 e 7898920500358).

CLASSE : IV 80299610001
8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro

CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.00829-1
Fixadores Externos 25351.074109/2017-08
FIXADOR EXTERNO CIRCULAR RINGFIX TAIMIN
FABRICANTE : ZHANGJIAGANG FUKANG MEDICAL APPARATUS & INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
O FIXADOR EXTERNO CIRCULAR RINGFIX TAIMIN - Código: 789750TM compreende 03 (três) Cases: CASE (Estojo) - CÓDIGO: 999876TM - 111008TM; 111010TM; 111012TM; 111013TM; 111014TM; 111015TM; 111016TM; 111017TM; 111018TM; 111020TM; 111022TM; 111024TM; 112008TM; 112010TM; 112012TM; 112013TM; 112014TM; 112015TM; 112016TM; 112017TM; 112018TM; 112020TM; 112022TM; 112024TM; 113010TM; 113012TM; 113013TM; 113014TM; 113015TM; 113016TM; 113017TM; 113018TM; 113020TM; 114010TM; 114012TM; 114013TM; 114014TM; 114015TM; 114016TM; 114017TM; 114018TM; 114020TM; 115015TM; 116015TM; 116018TM; 116020TM; 116021TM; 116022TM; 117090TM; 118090TM; 110120TM; 111120TM; 116120TM; 116130TM; 116140TM; 116150TM. CASE (Estojo) - CÓDIGO: 999875TM - 112030TM; 112050TM; 112040TM; 112060TM; 202012TM; 202016TM; 202013TM; 202014TM; 202015TM; 202019TM; 225210TM; 225220TM; 233301TM; 233302TM; 233303TM; 233304TM; 116023TM; 116024TM; 116160TM; 116185TM; 116115TM; 116215TM; 116165TM; 116230TM; 116240TM; 201030TM; 202040TM; 202545TM; 116220TM; 202120TM; 233305TM. CASE (Estojo) - CÓDIGO: 999874TM - 116510TM; 116707TM; 116710TM; 116715TM; 116720TM; 116910TM; 116915TM; 116606TM; 116610TM; 116615TM; 116620TM; 116810TM; 116610TM; 202020TM; 333700TM; 555700TM; 777700TM; 116511TM
CLASSE : I 80082910165
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA1.01504-7
Balao 25351.000877/2015-15
Balão de Oxigênio em neoprene Goodcome
FABRICANTE : GCMEDICA ENTERPRISE LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
GC800605 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 500ml; GC800610 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 1000ml; GC800615 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 1500ml; GC800620 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 2000ml; GC800630 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 3000ml; GC800650 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 5000ml; GC800625 Balão de Oxigênio Goodcome em Neoprene 2500ml.
CLASSE : II 10150470417
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Aguilhas Descartaveis 25351.050887/2017-04
Aguilha para coleta múltipla de sangue à vácuo Wiltex
FABRICANTE : Yangzhou Medline Industry CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
MDLB1638 Agulha para coleta múltipla de sangue à vácuo 16G 1-1/2

CLASSE : II 10150470513
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Curativo 25351.057720/2017-06
Curativo Transparente Pharmaplast
FABRICANTE : PHARMAPLAST S.A.E. - EGITO
IVFS79 - Curativo IV fenestrado com borda 7x9cm; IVFS85115 - Curativo IV fenestrado com borda 8.5x11.5cm; IVFS5057 - Curativo IV fenestrado com borda 5x5.7cm; IVFS67 - Curativo IV fenestrado com borda 6x7cm; PROT706 - Curativo 7X6cm; PROT755 - Curativo 7.5X5cm; PROT7510 - Curativo 7.5X10cm; PROT7512 - Curativo 7.5X12cm; PROT825 - Curativo 8.2X5cm; PROT8565 - Curativo 8.5X6.5cm; PROT1012 - Curativo 10x12cm; PROT1014 - Curativo 10x14cm; PROT1016 - Curativo 10x16cm; PRFS4545 - Curativo com borda 4.5x4.5; PRFS4867 - Curativo com borda 4.8x6.7cm; PRFS67 - Curativo com borda 6x7cm; PRFS1010 - Curativo com borda 10x10cm; PRFS1015 - Curativo com borda 10x15cm; PRFS1020 - Curativo com borda 10x20cm; PRFS1025 - Curativo com borda 10x25cm; PRFS1030 - Curativo com borda 10x30cm; PRFS1520 - Curativo com borda 15x20cm; PRFS2030 - Curativo com borda 20x30cm.
PRFS1012 - Curativo com borda 10x12cm
CLASSE : I 10150470516

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Escalpes 25351.358795/2017-19
Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Dispositivo de Segurança Safer
FABRICANTE : CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - BRASIL
3151167119 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 19G
- 3151167118 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 18G
3151167120 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 20G
3151167121 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 21G
3151167122 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 22G

3151167123 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 23G
3151167124 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp.de Segurança Safer 24G
3151167125 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 25G
3151167126 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 26G
3151167127 - Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de Sangue com Disp. de Segurança Safer 27G.

CLASSE : II 10150470555
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.03426-0
Mascaras 25351.671901/2013-30
MÁSCARA FACIAL ALMOFADA DESCARTÁVEL SURE SEAL
FABRICANTE : TELEFLEX MEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282
CLASSE : II 10342600054
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA 8.00102-9
Instrumentos de Uso Odontologico 25351.120474/2007-01
INSTRUMENTO DE CONEXÃO
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
Chave Adaptadora para Contra-ângulo Protética, Chave Adaptadora para Contra-ângulo Cirúrgica, Chave Conect Grip Curta, Chave Conect Grip Longa, Chave Master Grip Curta, Chave Master Grip Longa, Chave Master Grip Bi-Torque, Chave Orto-Bracket Curta, Chave Orto-Bracket Longa, Chave Orto Grip Curta, Chave Orto Grip Longa, Chave Orto-Grip Hexagonal Curta, Chave Orto-Grip Hexagonal Longa, Chave Philips Curta, Chave Philips Longa, Extensor de Fresas

Chave Hex Interno 2 para Contra-ângulo;Chave Hex Interno 2,5 para Contra-ângulo;Chave Multi Spline para Contra-ângulo - Curta;Chave Multi Spline para Contra-ângulo - Média;Chave Multi Spline para Contra-ângulo - Longa;
Chave Hexagonal para Contra-ângulo 1,2mm - Curta; Chave Hexagonal para Contra-ângulo 1,2mm - Média; Chave Hexagonal para Contra-ângulo 1,2mm - Longa; Chave Quadrada para Contra-ângulo 1,3mm - Curta; Chave Quadrada para Contra-ângulo 1,3mm - Média; Chave Quadrada para Contra-ângulo 1,3mm - Longa.

Chave Adapt Loc;Chave Adapt Loc Longa;Chave Adapt NP;Chave Adapt NP Longa;Chave Adapt RP;Chave Adapt RP Longa;Chave Adapt Short HI;Chave Adapt Orto Bracket Curta;Chave Adapt Orto Bracket Longa;Chave Adapt Orto Grip Curta;Chave Adapt Orto Grip Longa;Chave Adapt Guide Orto Bracket Curta;Chave Adapt Guide Orto Bracket Longa;Chave Adapt Guide Orto Grip Curta;Chave Adapt Guide Orto Grip Longa;Chave Adaptadora para Contra-ângulo Hexagonal;
CLASSE : I 80010290013

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Instrumentos de Uso Odontologico 25351.358418/2013-86
CHAVE

FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
Prosthetic Torque Wrench;
Surgical Torque Wrench.
CLASSE : I 80010290027

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Instrumentos de Uso Odontologico 25351.469587/2013-53
INSTRUMENTAIS

FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
90003099 Extrator de Implante, 99101099 Adaptador Hexagonal, 99102099 Adaptador Quadrado,99103099 Adaptador Contra-ângulo, 06810099 Chave Fricção Dupla, 99161099 ExtensorQuadrado/Hexagonal, 99162099 Extensor Quadrado, 99171099 Extensor Hexagonal/Quadrado,99172099 Extensor Hexagonal, 99160099 Extensor de Monta Quadrado, 99173099 Extensor deMonta Hexagonal, 08110099 Chave (MS) Curta, 08120099 Chave (MS) Média, 08130099 Chave(MS) Longa, 08210099 Chave (SCS) Curta, 08220099 Chave (SCS) Média, 08230099 Chave (SCS)Longa, 06410099 Chave Hexágono Interno 2,7mm - Curta, 06420099 Chave Hexágono Interno2,7mm - Média, 06430099 Chave Hexágono Interno 2,7mm - Longa, 06510099 Chave HexágonoInterno 3,0mm - Curta, 06520099 Chave Hexágono Interno 3,0mm - Média, 06530099 ChaveHexágono Interno 3,0mm - Longa, 06510199 Chave Hexágono Interno 2,5mm - Curta, 06520199Chave Hexágono Interno 2,5mm - Média, 06530199 Chave Hexágono Interno 2,5mm - Longa,05910099 Chave Hexágono Interno 2,0mm - Média, 05920099 Chave Hexágono Interno 2,0mm -Longa, 90006099 Pino Fixador - Guide, 99304199 External Solid SD Short, 99304299 ExternalSolid SD, 99304399 External Solid SD Long, 99309199 External Solid Ank Short, 99309299External Solid Ank, 99309399 External Solid Ank Long, 99308199 External Solid RD/Fit Short,99308299 External Solid RD/Fit, 99308399 External Solid RD/Fit Long, 99324099 Monta ImplanteHE SD - Guide, 99320099 Monta Implante MI NP Narrow - Guide, 99321099 Monta Implante MINP Regular - Guide, 99322099 Monta Implante HI AR - Guide, 99323099 Monta Implante HE RD -Guide, 99325099 Monta Implante MI FIT Narrow - Guide, 99326099 Monta Implante MI FITRegular - Guide, 99327099 Monta Implante NA RP Regular- Guide, 99314099

Estabilizador HE SD- Guide, 99310099 Estabilizador MI NP - Guide, 99312099 Estabilizador HI AR - Guide, 99313099 Estabilizador HE RD - Guide, 99315099 Estabilizador MI FIT - Guide, 99316099 Estabilizador NARP - Guide, As partes relacionadas abaixo podem ser vendidas separadamente: 20170099 Anel O'ring Ø2,2 X 1,6, 60001699 Anel O'Ring Tipo 1. CLASSE : I 80010290028 8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

DENTSCARE LTDA 8.01723-1

Implantes Dentários (Osseointegrável) 25351.115458/2014-83

Implante Friccional Arcsys

FABRICANTE : DENTSCARE LTDA - BRASIL

01.01.01 -Implante friccional arcsys 3,3X8mm. 01.01.02 -Implante friccional arcsys 3,3X9mm. 01.01.03 -Implante friccional arcsys 3,3X10mm. 01.01.04 -Implante friccional arcsys 3,3X11mm. 01.01.05 -Implante friccional arcsys 3,3X12mm. 01.01.06 -Implante friccional arcsys 3,3X13mm. 01.01.07 -Implante friccional arcsys 3,3X14mm. 01.01.08 -Implante friccional arcsys 3,3X15mm. 01.02.01 -Implante friccional arcsys 3,8X8mm. 01.02.02 -Implante friccional arcsys 3,8X9mm. 01.02.03 -Implante friccional arcsys 3,8X10mm. 01.02.04 -Implante friccional arcsys 3,8X11mm. 01.02.05 -Implante friccional arcsys 3,8X12mm. 01.02.06 -Implante friccional arcsys 3,8X13mm. 01.02.07 -Implante friccional arcsys 3,8X14mm. 01.02.08 -Implante friccional arcsys 3,8X15mm. 01.03.01 -Implante Friccional Arcsys Short 4,3x5mm. 01.03.02 -Implante Friccional Arcsys Short 4,3x6mm. 01.03.03 -Implante friccional arcsys 4,3X7mm. 01.03.04 -Implante friccional arcsys 4,3X8mm. 01.03.05 -Implante friccional arcsys 4,3X9mm. 01.03.06 -Implante friccional arcsys 4,3X10mm. 01.03.07 -Implante friccional arcsys 4,3X11mm. 01.03.08 -Implante friccional arcsys 4,3X12mm. 01.03.09 -Implante friccional arcsys 4,3X13mm. 01.03.10 -Implante friccional arcsys 4,3X14mm. 01.03.11 -Implante friccional arcsys 4,3X15mm. 01.04.01 -Implante Friccional Arcsys Short 5x5mm. 01.04.02 -Implante Friccional Arcsys Short 5x6mm. 01.04.03 -Implante friccional arcsys 5X7mm. 01.04.04 -Implante friccional arcsys 5X8mm. 01.04.05 -Implante friccional arcsys 5X9mm. 01.04.06 -Implante friccional arcsys 5X10mm. 01.04.07 -Implante friccional arcsys 5X11mm. 01.04.08 -Implante friccional arcsys 5X12mm. 01.04.09 -Implante friccional arcsys 5X13mm. 01.05.01 -Implante Friccional Arcsys Short 6x5mm. 01.05.02 -Implante Friccional Arcsys Short 6x6mm. 01.05.03 -Implante friccional arcsys 6X7mm. 01.05.04 -Implante friccional arcsys 6X8mm. 01.01.01 -Implante friccional arcsys 3,3X8mm. 01.01.02 -Implante friccional arcsys 3,3X9mm. 01.01.03 -Implante friccional arcsys 3,3X10mm. 01.01.04 -Implante friccional arcsys 3,3X11mm. 01.01.05 -Implante friccional arcsys 3,3X12mm. 01.01.06 -Implante friccional arcsys 3,3X13mm. 01.01.07 -Implante friccional arcsys 3,3X14mm. 01.01.08 -Implante friccional arcsys 3,3X15mm. 01.02.01 -Implante friccional arcsys 3,8X8mm. 01.02.02 -Implante friccional arcsys 3,8X9mm. 01.02.03 -Implante friccional arcsys 3,8X10mm. 01.02.04 -Implante friccional arcsys 3,8X11mm. 01.02.05 -Implante friccional arcsys 3,8X12mm. 01.02.06 -Implante friccional arcsys 3,8X13mm. 01.02.07 -Implante friccional arcsys 3,8X14mm. 01.02.08 -Implante friccional arcsys 3,8X15mm. 01.03.01 -Implante friccional arcsys 4,3X5mm. 01.03.02 -Implante friccional arcsys 4,3X6mm. 01.03.03 -Implante friccional arcsys 4,3X7mm. 01.03.04 -Implante friccional arcsys 4,3X8mm. 01.03.05 -Implante friccional arcsys 4,3X9mm. 01.03.06 -Implante friccional arcsys 4,3X10mm. 01.03.07 -Implante friccional arcsys 4,3X11mm. 01.03.08 -Implante friccional arcsys 4,3X12mm. 01.03.09 -Implante friccional arcsys 4,3X13mm. 01.03.10 -Implante friccional arcsys 4,3X14mm. 01.03.11 -Implante friccional arcsys 4,3X15mm. 01.04.01 -Implante friccional arcsys 5X5mm. 01.04.02 -Implante friccional arcsys 5X6mm. 01.04.03 -Implante friccional arcsys 5X7mm. 01.04.04 -Implante friccional arcsys 5X8mm. 01.04.05 -Implante friccional arcsys 5X9mm. 01.04.06 -Implante friccional arcsys 5X10mm. 01.04.07 -Implante friccional arcsys 5X11mm. 01.04.08 -Implante friccional arcsys 5X12mm. 01.04.09 -Implante friccional arcsys 5X13mm. 01.05.01 -Implante friccional arcsys 6X5mm. 01.05.02 -Implante friccional arcsys 6X6mm. 01.05.03 -Implante friccional arcsys 6X7mm. 01.05.04 -Implante friccional arcsys 6X8mm. 06.18.01 -Tapa friccional arcsys 3,1mm. 06.18.02 -Tapa friccional arcsys 3,6mm. 06.18.03 -Tapa friccional arcsys 4,0mm. 01.01.01 -Implante friccional arcsys 3,3X8mm. 01.01.02 -Implante friccional arcsys 3,3X9mm. 01.01.03 -Implante friccional arcsys 3,3X10mm. 01.01.04 -Implante friccional arcsys 3,3X11mm. 01.01.05 -Implante friccional arcsys 3,3X12mm. 01.01.06 -Implante friccional arcsys 3,3X13mm. 01.01.07 -Implante friccional arcsys 3,3X14mm. 01.01.08 -Implante friccional arcsys 3,3X15mm. 01.02.01 -Implante friccional arcsys 3,8X8mm. 01.02.02 -Implante friccional arcsys 3,8X9mm. 01.02.03 -Implante friccional arcsys 3,8X10mm. 01.02.04 -Implante friccional arcsys 3,8X11mm. 01.02.05 -Implante friccional arcsys 3,8X12mm. 01.02.06 -Implante friccional arcsys 3,8X13mm. 01.02.07 -Implante friccional arcsys 3,8X14mm. 01.02.08 -Implante friccional arcsys 3,8X15mm. 01.03.01 -Implante friccional arcsys 4,3X5mm. 01.03.02 -Implante friccional arcsys 4,3X6mm. 01.03.03 -Implante friccional arcsys 4,3X7mm. 01.03.04 -Implante friccional arcsys 4,3X8mm. 01.03.05 -Implante friccional arcsys 4,3X9mm. 01.03.06 -Implante friccional arcsys 4,3X10mm. 01.03.07 -Implante friccional arcsys 4,3X11mm. 01.03.08 -Implante friccional arcsys 4,3X12mm. 01.03.09 -Implante friccional arcsys 4,3X13mm. 01.03.10 -Implante friccional arcsys 4,3X14mm. 01.03.11 -Implante friccional arcsys 4,3X15mm. 01.04.01 -Implante friccional arcsys 5X5mm. 01.04.02 -Implante friccional arcsys 5X6mm. 01.04.03 -Implante friccional arcsys 5X7mm. 01.04.04 -Implante friccional arcsys 5X8mm. 01.04.05 -Implante friccional arcsys 5X9mm. 01.04.06 -Implante friccional arcsys 5X10mm. 01.04.07 -Implante friccional arcsys 5X11mm. 01.04.08 -Implante friccional arcsys 5X12mm. 01.04.09 -Implante friccional arcsys 5X13mm. 01.05.01 -Implante friccional arcsys 6X5mm. 01.05.02 -Implante friccional arcsys 6X6mm. 01.05.03 -Implante friccional arcsys 6X7mm. 01.05.04 -Implante friccional arcsys 6X8mm. 06.18.01 -Tapa friccional arcsys 3,1mm. 06.18.02 -Tapa friccional arcsys 3,6mm. 06.18.03 -Tapa friccional arcsys 4,0mm. 01.01.01 -Implante friccional arcsys 3,3X8mm. 01.01.02 -Implante friccional arcsys 3,3X9mm. 01.01.03 -Implante friccional arcsys 3,3X10mm. 01.01.04 -Implante friccional arcsys 3,3X11mm. 01.01.05 -Implante friccional arcsys 3,3X12mm. 01.01.06 -Implante friccional arcsys 3,3X13mm. 01.01.07 -Implante friccional arcsys 3,3X14mm. 01.01.08 -Implante friccional arcsys 3,3X15mm. 01.02.01 -Implante friccional arcsys 3,8X8mm. 01.02.02 -Implante friccional arcsys 3,8X9mm. 01.02.03 -Implante friccional arcsys 3,8X10mm. 01.02.04 -Implante friccional arcsys 3,8X11mm. 01.02.05 -Implante friccional arcsys 3,8X12mm. 01.02.06 -Implante friccional arcsys 3,8X13mm. 01.02.07 -Implante friccional arcsys 3,8X14mm. 01.02.08 -Implante friccional arcsys 3,8X15mm. 01.03.01 -Implante friccional arcsys 4,3X5mm. 01.03.02 -Implante friccional arcsys 4,3X6mm. 01.03.03 -Implante friccional arcsys 4,3X7mm. 01.03.04 -Implante friccional arcsys 4,3X8mm. 01.03.05 -Implante friccional arcsys 4,3X9mm. 01.03.06 -Implante friccional arcsys 4,3X10mm. 01.03.07 -Implante friccional arcsys 4,3X11mm. 01.03.08 -Implante friccional arcsys 4,3X12mm. 01.03.09 -Implante friccional arcsys 4,3X13mm. 01.03.10 -Implante friccional arcsys 4,3X14mm. 01.03.11 -Implante friccional arcsys 4,3X15mm. 01.04.01 -Implante friccional arcsys 5X5mm. 01.04.02 -Implante friccional arcsys 5X6mm. 01.04.03 -Implante friccional arcsys 5X7mm. 01.04.04 -Implante friccional arcsys 5X8mm. 01.04.05 -Implante friccional arcsys 5X9mm. 01.04.06 -Implante friccional

arcsys 5X10mm. 01.04.07 -Implante friccional arcsys 5X11mm. 01.04.08 -Implante friccional arcsys 5X12mm. 01.04.09 -Implante friccional arcsys 5X13mm. 01.05.01 -Implante friccional arcsys 6X5mm. 01.05.02 -Implante friccional arcsys 6X6mm. 01.05.03 -Implante friccional arcsys 6X7mm. 01.05.04 -Implante friccional arcsys 6X8mm. 01.01.01 -Implante friccional arcsys 3,3X8mm. 01.01.02 -Implante friccional arcsys 3,3X9mm. 01.01.03 -Implante friccional arcsys 3,3X10mm. 01.01.04 -Implante friccional arcsys 3,3X11mm. 01.01.05 -Implante friccional arcsys 3,3X12mm. 01.01.06 -Implante friccional arcsys 3,3X13mm. 01.01.07 -Implante friccional arcsys 3,3X14mm. 01.01.08 -Implante friccional arcsys 3,3X15mm. 01.02.01 -Implante friccional arcsys 3,8X8mm. 01.02.02 -Implante friccional arcsys 3,8X9mm. 01.02.03 -Implante friccional arcsys 3,8X10mm. 01.02.04 -Implante friccional arcsys 3,8X11mm. 01.02.05 -Implante friccional arcsys 3,8X12mm. 01.02.06 -Implante friccional arcsys 3,8X13mm. 01.02.07 -Implante friccional arcsys 3,8X14mm. 01.02.08 -Implante friccional arcsys 3,8X15mm. 01.03.01 -Implante friccional arcsys 4,3X5mm. 01.03.02 -Implante friccional arcsys 4,3X6mm. 01.03.03 -Implante friccional arcsys 4,3X7mm. 01.03.04 -Implante friccional arcsys 4,3X8mm. 01.03.05 -Implante friccional arcsys 4,3X9mm. 01.03.06 -Implante friccional arcsys 4,3X10mm. 01.03.07 -Implante friccional arcsys 4,3X11mm. 01.03.08 -Implante friccional arcsys 4,3X12mm. 01.03.09 -Implante friccional arcsys 4,3X13mm. 01.03.10 -Implante friccional arcsys 4,3X14mm. 01.03.11 -Implante friccional arcsys 4,3X15mm. 01.04.01 -Implante friccional arcsys 5X5mm. 01.04.02 -Implante friccional arcsys 5X6mm. 01.04.03 -Implante friccional arcsys 5X7mm. 01.04.04 -Implante friccional arcsys 5X8mm. 01.04.05 -Implante friccional arcsys 5X9mm. 01.04.06 -Implante friccional arcsys 5X10mm. 01.04.07 -Implante friccional arcsys 5X11mm. 01.04.08 -Implante friccional arcsys 5X12mm. 01.04.09 -Implante friccional arcsys 5X13mm. 01.05.01 -Implante friccional arcsys 6X5mm. 01.05.02 -Implante friccional arcsys 6X6mm. 01.05.03 -Implante friccional arcsys 6X7mm. 01.05.04 -Implante friccional arcsys 6X8mm. 06.18.01 -Tapa friccional arcsys 3,1mm. 06.18.02 -Tapa friccional arcsys 3,6mm. 06.18.03 -Tapa friccional arcsys 4,0mm. 06.18.04 Tapa Friccional Arcsys

CLASSE : III 80172310067

8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro 8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro 80006 - MATERIAL - Inclusão de acessórios de uso exclusivo em registro 80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8

Pilar Protetico 25351.085000/2008-88

ABUTMENTS PROTÉTICOS DE TITÂNIO

FABRICANTE : DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA

Pilares Formadores de Sulco, Pilares Standard, Pilares Balance, Pilares Formadores de Sulco Balance, Pilares Syncone, Pilares Esthetic Base, Pilares MP Abutment, Pilares Ankylos C/X. Pilares Attachment.

CLASSE : III 80196880228

80151 - MATERIAL - Exclusão de modelos em Registro de Família

DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1.03306-6

Máscaras 25351.068616/2010-93

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL DESCARPACK

FABRICANTE : XIANTAO FUSHI PROTECTIVE PRODUCTS

CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

FABRICANTE : XIANTAO RAYXIN MEDICAL PRODUCTS CO

LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

máscara cirúrgicas descartável descarpack com tiras; máscara cirúrgica descartável descarpack com elástico.

CLASSE : I 10330669038

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 8.06387-2

FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS

BIOLÓGICAS25351.218568/2014-94

TUBOS DE VIDRO A VACUO

FABRICANTE : ZHEJIANG GONGDONG MEDICAL PLASTIC FACTORY - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Tubo de Vidro à vácuo com EDTA - RACK C/100 TUBOS

VOLUME : 1ml,2ml,4ml,5ml e 9ml

Tubo de Vidro à vácuo com Fluoreto de Sódio - RACK /100

TUBOS VOLUME: 2ml,3ml e 4ml

Tubo de Vidro à Vacuo com Citrato de Sódio 3,8% ERS - RACK

C/100 TUBOS VOLUME : 1,28 ml , 1,6 ml, 2mL e 2.4mL

Tubo de Vidro à Vacuo com Citrato de Sódio 3,2% - RACK C/100

TUBOS VOLUME : 1,8ML, 2ML, 2,7 ML, 3,6 ML e 4ML.

Tubos de Vidro à Vácuo com Acelerador - RACK C/100 TUBOS

VOLUME : 2 ml, 3ml,4ml, 5ml,7ml e 9ml

Tubo de Vidro à Vácuo com Heparina - RACK C/100 TUBOS

VOLUME: 2ml, 3ml, 4ml e 5ml

Tubo de Vidro à Vácuo SECO - Rack c/ 100 tubos volumes: 2mL,

3mL, 4mL e 5mL.

Tubo de Vidro à vácuo com Gel Separador e Ativador - RACK

C/100 TUBOS VOLUME : 3,5mL, 4ml, 5ml, 6ml e 8ml

CLASSE : I 80638720031

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II) SANGUE OCULTO EM FEZES 25351.157533/2016-16

FOB Test Biocon

FABRICANTE : DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - BRASIL

Dispositivo de Teste / Tira teste , 1 x 20, 1 x 25, 1 x 40 unds; Instrução de uso - 1, Tubo coletor de amostra com diluente (2ml) 1 x 20, 1 x 25, 1 x 40 unds.

CLASSE : III 80638720069

8009 - IVD - Alteração da apresentação comercial de produtos ou modelo de instrumentos registrados (classes III ou IV)

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.04073-7

Circuito de CPAP 25351.516776/2011-26

BABYFLOW - INTERFACE REUTILIZÁVEL

FABRICANTE : Drägerwerk AG & Co. KGaA - ALEMANHA

8418580/8418410 ACESSÓRIOS: 8418414;8418411; 8418415; 8418605; 8418416; 8418531; 8418417; 8418603; 8418607; 8418609; 8418617;8418491; 8418490; 8418619; 8418418; 8418419; 8418420; 8418421; 8418422; 8418423; 8418540; 8418534; 8418535; 8418536; 8418537; 8418538; 8418539; 8418471; 8418472; 8418473; 8418474; 8418475; 8418476.

CLASSE : II 10407379012

80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA

Dental Morelli Ltda 1.03968-3

Instrumentos Auxiliares na Pratica Odontologica25351.136796/2012-

87

INSTRUMENTOS PARA ORTODONTIA

FABRICANTE : Dental Morelli Ltda - BRASIL

75.01.001 - Aplicador/Extrator de Amarrilho Elástico - Plástico;

75.01.002 - Aplicador/Extrator de Amarrilho Elástico - Inox;

75.01.003 - Aplicador de Amarrilho Elástico - Plástico; 75.01.004 -

Aplicador de Amarrilho Elástico - Inox; 75.01.006 - Posicionador

de Bráquetes 5.0 - 4.5 - 4.0 - 3.5 mm; 75.01.007 - Riscador de

Bandas 5.0 - 4.5 - 4.0 - 3.5 mm; 75.01.011 - Acalgador de Bandas

com Ponta Triangular; 75.01.012 - Acalgador de Bandas com Ponta

Triangular Invertida; 75.01.013 - Acalgador de Bandas com Ponta

Redonda; 75.01.014 - Acalgador de Bandas com Ponta Quadrada;

75.01.022 - Pinça Ortodôntica; 75.01.023 - Marcador de Bandas -

Tipo Estrela (3.5mm - 5.0mm); 75.01.024 - Destacador para Tampa

do Tubo Conversível; 75.01.025 - Lâmina para Destacador;

75.01.027 - Pinça para Tubos; 75.01.028 - Pinça

CLASSE : I 10396830049

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Diagam Industria e Comércio Ltda- Me 8.11143-4

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA

ANÁLISE LABORATORIAL25351.508887/2017-87

DIAGBUFFER 1

FABRICANTE : Diagam Industria e Comércio Ltda- Me - BRASIL

I X I L

CLASSE : I 81114340037

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA

ANÁLISE LABORATORIAL25351.508898/2017-67

DIAGBUFFER 2

FABRICANTE : Diagam Industria e Comércio Ltda- Me - BRASIL

I X I L

CLASSE : I 81114340038

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

Diagmaster Científica Ltda 8.06159-5

Instrumento para hemostasia 25351.254047/2017-34

Merilyzer ClotQuant 2

FABRICANTE : MERIL DIAGNOSTICS PVT. LTD - ÍNDIA

Merilyzer ClotQuant 2 - Referência: CGCCAQ-01 - Intrumento para

hemostasia - Analisador de coagulação

CLASSE : II 80615950154

80091 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela empresa

COLESTEROL TOTAL 25351.186877/2017-58

Meril kit Colesterol

FABRICANTE : MERIL DIAGNOSTICS PVT. LTD. - ÍNDIA

CHOFSR-01 (4x25ml) R1: reagente Meril Kit Colesterol 4x25 ml e

Colesterol padrão: 1x5ml

CHOFSR-02 (4x50ml) R1: reagente Meril Kit Colesterol (4x50ml) e

Colesterol padrão: 1x5ml

CLASSE : II 80615950160

80091 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela empresa

UREIA 25351.254086/2017-82

MERIL KIT UREIA AQ

FABRICANTE : MERIL DIAGNOSTICS PVT. LTD. - ÍNDIA

UREAQI-01 - 6 X 20 mL - R1: reagente AQ 6x20 ml / R2:

reagente AQ 6x5 ml

CLASSE : II 8061595017



FABRICANTE : COOK INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IMWCE: Diâmetro do embolo estendido (.025 polegadas; .035 polegadas; .038 polegadas).
IMWCE-38-5-12;IMWCE-38-5-15;IMWCE-38-5-20;IMWCE-38-6-3; IMWCE-38-6-4;IMWCE-38-6-5;IMWCE-38-6-6;IMWCE-38-6-8; IMWCE-38-6-10;IMWCE-38-6-12;IMWCE-38-6-15;IMWCE-38-7-5; IMWCE-38-8-3;IMWCE-38-8-4;IMWCE-38-8-5;IMWCE-38-8-6; IMWCE-38-8-8;IMWCE-38-8-10;IMWCE-38-8-12;IMWCE-38-8-15; IMWCE-38-9-5;IMWCE-38-10-5;IMWCE-38-10-6;IMWCE-38-10-7; IMWCE-38-10-8;IMWCE-38-10-10;IMWCE-38-10-12;IMWCE-38-10-15;IMWCE-38-10-20;IMWCE-38-12-10. IMWCE-35-8-6;IMWCE-35-8-8; IMWCE-35-10-4 IMWCE-35-10-5; IMWCE-35-10-6;IMWCE-35-10-8;IMWCE-35-10-10;IMWCE-35-10-12;IMWCE-35-10-15;IMWCE-35-10-20;IMWCE-35-12-5;IMWCE-35-12-8;IMWCE-35-12-10;IMWCE-35-14-3;IMWCE-35-14-5; IMWCE-35-14-6;IMWCE-35-14-8;IMWCE-35-14-12;IMWCE-35-15-5;IMWCE-35-15-10;IMWCE-35-15-12;IMWCE-35-15-15;IMWCE-35-15-20;IMWCE-35-20-10;IMWCE-35-20-15;IMWCE-35-20-20; IMWCE-38-1-2;IMWCE-38-1-3;IMWCE-38-1.5-3;IMWCE-38-1.5-5. IMWCE-38-12-12;IMWCE-38-12-14;IMWCE-38-12-5;IMWCE-38-12-8;IMWCE-38-13-8;IMWCE-38-15-2;IMWCE-38-15-8;IMWCE-38-15-10;IMWCE-38-15-12;IMWCE-38-15-15;IMWCE-38-15-20;IMWCE-38-15-25;IMWCE-38-15-30;IMWCE-38-16-45;IMWCE-38-20-10;IMWCE-38-20-15;IMWCE-38-20-20. IMWCE-38-2-2;IMWCE-38-2-3;IMWCE-38-2-4;IMWCE-38-2-5; IMWCE-38-2-6;IMWCE-38-2-8;IMWCE-38-2.5-5;IMWCE-38-3-2; IMWCE-38-3-3;IMWCE-38-3-4;IMWCE-38-3-5;IMWCE-38-3-7; IMWCE-38-3-8;IMWCE-38-4-3;IMWCE-38-4-4;IMWCE-38-4-5; IMWCE-38-4-6;IMWCE-38-4-7;IMWCE-38-4-8;IMWCE-38-4-10; IMWCE-38-4-12;IMWCE-38-5-2;IMWCE-38-5-3;IMWCE-38-5-4; IMWCE-38-5-5;IMWCE-38-5-6;IMWCE-38-5-7;IMWCE-38-5-8; IMWCE-38-5-9;IMWCE-38-5-10. IMWCE-35-4-3; IMWCE-35-4-4; IMWCE-35-4-5; IMWCE-35-4-6; IMWCE-35-4-7; IMWCE-35-4-8; IMWCE-35-5-2; IMWCE-35-5-3; IMWCE-35-5-4; IMWCE-35-5-5; IMWCE-35-5-6; IMWCE-35-5-7; IMWCE-35-5-8;IMWCE-35-5-10;IMWCE-35-5-12;IMWCE-35-5-15; IMWCE-35-6-10; IMWCE-35-6-3; IMWCE-35-6-4; IMWCE-35-6-5; IMWCE-35-6-6; IMWCE-35-6-7; IMWCE-35-6-8; IMWCE-35-7-3; IMWCE-35-7-5; IMWCE-35-8-10; IMWCE-35-8-12;IMWCE-35-8-15; IMWCE-35-8-4; IMWCE-35-8-5. IMWCE-25-1.2-2; IMWCE-25-2.5-2; IMWCE-25-2-2;IMWCE-25-2-3 IMWCE-25-3-2; IMWCE-25-3-3; IMWCE-25-3-5; IMWCE-25-4-3; IMWCE-25-5-5; IMWCE-25-5-8; IMWCE-35-1-2; IMWCE-35-1-3; IMWCE-35-1-5; IMWCE-35-1.5-3;IMWCE-35-1.5-5;IMWCE-35-2-2; IMWCE-35-2-3; IMWCE-35-2-4; IMWCE-35-2-5; IMWCE-35-2-8; IMWCE-35-2-5-5; IMWCE-35-3-2; IMWCE-35-3-3; IMWCE-35-3-4; IMWCE-35-3-5; IMWCE-35-3-6; IMWCE-35-3-7; IMWCE-35-3-8; IMWCE-35-3-10; IMWCE-35-4-2
CLASSE : III 10212990264

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

STENT FARMACOLÓGICO PARA ARTÉRIAS PERIFÉRICAS25351.204931/2015-52
Stent periférico com Eluição com Paclitaxel Zilver
FABRICANTE : COOK IRELAND LIMITED - IRLANDA
ZISV6-35-125-5.0-140-PTX; ZISV6-35-125-6.0-140-PTX; ZISV6-35-125-7.0-140-PTX; ZISV6-35-80-5.0-140-PTX; ZISV6-35-80-6.0-140-PTX; ZISV6-35-80-7.0-140-PTX.
ZISV6-35-125-5.0-40-PTX; ZISV6-35-125-5.0-60-PTX; ZISV6-35-125-5.0-80-PTX; ZISV6-35-125-5.0-100-PTX; ZISV6-35-125-5.0-120-PTX; ZISV6-35-125-6.0-40-PTX; ZISV6-35-125-6.0-60-PTX; ZISV6-35-125-6.0-80-PTX; ZISV6-35-125-6.0-100-PTX; ZISV6-35-125-6.0-120-PTX; ZISV6-35-125-7.0-40-PTX; ZISV6-35-125-7.0-60-PTX; ZISV6-35-125-7.0-80-PTX; ZISV6-35-125-7.0-100-PTX; ZISV6-35-125-7.0-120-PTX; ZISV6-35-125-8.0-40-PTX; ZISV6-35-125-8.0-60-PTX; ZISV6-35-125-8.0-80-PTX; ZISV6-35-125-8.0-100-PTX; ZISV6-35-125-8.0-120-PTX; ZISV6-35-80-5.0-40-PTX; ZISV6-35-80-5.0-60-PTX; ZISV6-35-80-5.0-80-PTX; ZISV6-35-80-5.0-100-PTX; ZISV6-35-80-5.0-120-PTX; ZISV6-35-80-6.0-40-PTX; ZISV6-35-80-6.0-60-PTX; ZISV6-35-80-6.0-80-PTX; ZISV6-35-80-6.0-100-PTX; ZISV6-35-80-6.0-120-PTX; ZISV6-35-80-7.0-40-PTX; ZISV6-35-80-7.0-60-PTX;ZISV6-35-80-7.0-80-PTX; ZISV6-35-80-7.0-100-PTX; ZISV6-35-80-7.0-120-PTX; ZISV6-35-80-8.0-40-PTX; ZISV6-35-80-8.0-60-PTX; ZISV6-35-80-8.0-80-PTX; ZISV6-35-80-8.0-100-PTX; ZISV6-35-80-8.0-120-PTX.
CLASSE : IV 10212990323
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

ELECTRIC INK INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP 8.04857-3
PIGMENTOS, VEÍCULOS E SOLVENTES PARA PIGMENTAÇÃO ARTIFICIAL PERMANENTE DA PELE25351.668985/2013-08
EASY GLOW
FABRICANTE : ELECTRIC INK INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP - BRASIL
Apricot, Army Brown, Autumn Dusk, Autumn Love, Aztec Orange, Aztec Red, Blood Red, Brick Red, Bright Green, Bronze, Camaro Red, Camarel, Caribbean Blue, Caribbean Green, Cinnamon, Coconut Cream, Cold Pink, Coral, Daisy, Dandelion, Dark Chocolate, Dark Persimmon, Dark Turquoise, Deep Tan, Delightful Green, Dutch Orange, Eastern Blue, Electric Red, Florida Orange, Forest Green, Ginger Green, Green Apple, Gulf Green, Happy Green, Hard Blue, Hard Candy, Honest Olive, Hot Lips, Ivory

Yellow, Just Peachy, Khaki Forest, Lemon Yellow, Licorice, Light Magent, Light Persimmon, Lost Forest Green, Luscious Lavender, Luscious Pink, Magenta, Maya Blue, Night Sky, Old School Blue, Old School Brown, Old School Green, Old School Red1, Old School Red2, Old School Turquoise, Old School Yellow1, Old School Yellow2, Old School Yellow3, Olive Brown, Orange Peel, Orchid, Pale Flesh, Pale Pink, Perfect Blue, Perfect Green, Perfect Love, Pinewood Green, Power Green, Pumpkin Spice, Purple, Purple Passion, Purple Power, Purple Sky, Rose, Salmon, Sandlewood, Sexy Berry, Sexy Red, Spring Leaf, Steel Blue, Summer Sky, Sunrise Orange, Sunrise Yellow, Swag, Tan Flesh, Tangerine, Teal, True Red, Turquoise, Vivid Salmon, Warrior Red.
Atlantic Green, Bear Brown, Brilliant Green, Brunette, Bubblegum, Bus Yellow, Deepest Green, Deepest Pink, Eagle Brown, Electric Blue, Electric Pink, Electric Purple, Ghost White, Golden Tan, Jet Black, Light Pink, Lipstick Red, Mellow Yellow, Monkey Brown, Moss Green, Mustard, Navy Blue, Navy Grey, Olympic Blue, Orange, Orchid Purple, Pacific Green, Peach, Pink, Raven Black, Redish, Rose, Salmon, Sapphire Blue, Shark Grey, Snake Brown, Snake Green, Sunshine Orange, True Green, Vampire Red, Walnut, Wine Purple
Acorn, African Violet, Algae, Amarelo Canário, Amethyst, Army Green, Atomic Green, Azul Royal, Bad Wolf Brown, Bahama Blue, Bamboo, Big Blue Eyes, Big Kahuna, Bikini Pink, Blue, Blue Bird Blue, Blue Lapis, Blush, Bombshell Blue, Bourbon, Branco Real, Brown, Brunette Brown, Buck Naked, Burgundy, Burgundy Lips, Burnt Umber, Butterscotch, Camel, Camo Green, Canary Yellow, Carolina Blue, Chicory, Coffee Bean, Concrete, Copper, Corduroy, Cotton Candy, Crimson, Crocodile, Dark Knight, Decomposed Flesh, Deep Blue, Deep Magenta, Deep Orange, Deep Violet, Desert, Dirt, Dirty Blonde, Driftwood, Eggplant, Emerald Eyes, Emerald Green, Espresso, Extraterrestrial, Extreme Black, Extreme Black Liner, Eye Shadow, Farmer''''''''''''''''''''s Tan, Fire Red, Flamingo Pink, Flesh, Fuchsia, Gangrene, Gargoyle, Garnet Red, Garter Belt Green, Georgia Clay, Globin Green, Goldenrod, Graphite, Greed, Green, Grey, Grey Matter, Gun Metal, Hard Candy, Hazelnut, Highlight Yellow, Honeycomb, Hot Rod Red, Hula Skirt Green, In The Buff, Indigo, Knockout Green, Lady Bug Orange, Laranja Real, Leather, Liberty, Lotus, Luscious Lavender, Lust, Magenta, Magenta 2, Mean Machine Green, Mint Green, Mocha, Mojo, Moon Rock, Muddy Water, Mushroom, Neptune, Nude Beach, Ogre Green, Outliner Black, Pacific Green, Panther Purple, Patina, Peanut Butter, Periwinkle, Pewter, Pistachio, Poison Ivy, Preto Linha/Preto Tribal, Purple 2, Purple Haze, Rancid Yellow, Rasta Green, Red, Redwood, Relish, Rhino, Royal Blue, Rubberband, Ruby Red, Rust, Sangria, Sex Appeal, Shamrock, Sharkskin, Sienna, Sinful Red, Skidmark, Skull Grey, Smog, Smoke, Spiced Rum, Spicy Mustard, Steel Grey, Storm, Suntan, Surf Blue, Swamp Green, Taffy, Taupe, Terra Cotta, Tiki Tan, Timber Brown, Toasted, Toasted Coconut, Tombstone, Toy Soldier, Tribal Black, True Blue, True White, Truffle Butter, Vanity, Verde Esmeralda, Vermelho Bombeiro, Vermillion, Violeta, Wed Night Whit, Wheat, Wisteria, Yellow.
CLASSE : III 80485730015
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família

EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 8.12296-0
Mascaras 25351.206555/2017-95
MASCARA DESCARTÁVEL BOMPACK
FABRICANTE : WUHAN GREAT PROTECTIVE PRODUCTS CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
MÁSCARA DESCARTÁVEL BOMPACK - DUPLA - COM ELÁSTICO
MÁSCARA DESCARTÁVEL BOMPACK - TRIPLA - COM ELÁSTICO
CLASSE : I 81229600003
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.01175-8
Aguilhas 25351.091568/2016-84
Cânulas para Anestesia Espinhal
FABRICANTE : EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL
FABRICANTE : PAJUNK GMBH MEDIZINTECHNOLOGIE - ALEMANHA
Tuohy 18G x 50mm (1150-4K050), Tuohy19G x 80mm (1150-4I080), Tuohy 19G x90mm (1150-4I090), Tuohy 18G x 80mm(1150-4K080), Tuohy 18G x 90mm (1150-4K090), Tuohy 18G x 120mm (1150-4K120),Tuohy 17G x 80mm (1150-4M080), Tuohy17G x 90mm (1150-4M090), Tuohy 17G x120mm (1150-4M120), Tuohy 17G x 150mm(1150-4M150), Tuohy 16G x 80mm (1150-4O080), Tuohy 16G x 90mm (1150-4O090),TuohySono 17G x 90mm (1085-4M090),TuohySono 18G x 120mm (1085-4K120),TuohySono 18G x 50mm (1085-4K050),TuohySono 18G x 90mm (1085-4K090),Sprotte 24G x 90 mm (001151-30A), Sprotte24G x 70 mm (001151-30B), Sprotte 24G x25 mm (001151-30D), Sprotte 24G x 35 mm(001151-30E), Sprotte 25G x 35 mm(001151-29E), Sprotte 25G x 123 mm(151151-29A), Sprotte 24G x 103 mm(521151-30A), Sprotte 22G x 150 mm(041151-30C), Sprotte 24G x 150 mm(141151-30A), Sprotte 24G x 120 mm(031151-30A), Sprotte 25G x 90 mm(501151-29A), Sprotte 25G x 120 mm(031151-29A), Sprotte 22G x 120 mm(131151-30C), Sprotte 22G x 103 mm(221151-30C), Sprotte 22G x 90 mm(021151-30C), Sprotte 22G x 70 mm(051151-30B), Sprotte 25G x 150 mm(061151-29A),

Sprotte 25G x 120 mm(051151-29A), Sprotte 25G x 103 mm(041151-29A), Sprotte 25G x 90 mm(021151-29A), Sprotte 25G x 70 mm(021151-29B), Sprotte 24G x 200 mm(0051151-30), Sprotte 24G x 150 mm(131151-30A), Sprotte 24G x 120 mm(041151-30A), Sprotte 24G x 103 mm(021151-30A), Sprotte 24G x 90 mm(121151-30A), Sprotte 24G x 70 mm(021151-30B), Sprotte 22G x 150 mm(141151-30C), Sprotte 27G x 123 mm(231151-27A), Sprotte 25G x 90 mm(521151-29A), Sprotte 25G x 123 mm(251151-29A), Sprotte 27G x 35 mm(111151-27A), Sprotte 27G x 25 mm(101151-27A), Sprotte 29G x 90 mm(501151-28A), Sprotte 25G x 120 mm(171151-29A), Sprotte 25G x 103 mm(161151-29A), Sprotte 25G x 90 mm(511151-29A), Sprotte 27G x 120 mm(151151-27A), Sprotte 27G x 103 mm(141151-27A), Sprotte 27G x 90 mm(121151-27A), Sprotte 27G x 70 mm(121151-27B), Sprotte 2.G 27G x 123 mm(231251-27A), Sprotte 2.G 25G x 120 mm(031251-29A), Sprotte 2.G 27G x 90 mm(501251-29A), Sprotte 2.G 25G x 123 mm(151251-29A), Sprotte 2.G 24G x 120 mm(031251-30A), Sprotte 2.G 24G x 103 mm(521251-30A), Sprotte 2.G 24G x 90 mm(001251-30A), Sprotte 2.G 27G x 120 mm(151251-27A), Sprotte 2.G 27G x 103 mm(141251-27A), Sprotte 2.G 27G x 90 mm(121251-27A), Sprotte 2.G 27G x 70 mm(121251-27B), Sprotte 2.G 25G x 150 mm(061251-29A), Sprotte 2.G 25G x 120 mm(051251-29A), Sprotte 2.G 25G x 103 mm(041251-29A), Sprotte 2.G 25G x 90 mm(021251-29A), Sprotte 2.G 25G x 70 mm(021251-29B), Sprotte 2.G 24G x 120 mm(041251-30A), Sprotte 2.G 24G x 103 mm(021251-30A), Sprotte 2.G 24G x 90 mm(121251-30A), CauDal 23G x 25 mm (1149-12D025), CauDal 22G x 40 mm (1149-12E040).
CLASSE : III 80117580474
80151 - MATERIAL - Exclusão de modelos em Registro de Família
SISTEMAS INTERNOS DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL25351.008845/2017-09
Spinejack Expansion Kit
FABRICANTE : VEXIM SA - FRANÇA
KE001, KE004, KE058
CLASSE : III 80117580534
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP 1.02086-1
Implante Para Ligamento 25351.613152/2007-01
Placa Endobotton para Ligamento Engimplan
FABRICANTE : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
102.70004 PLACA ENDOBOTTON; 102.70005 PLACA ENDOBOTTON REDONDA; 102.70006 PLACA ENDOBOTTON GRANDE; 102.70007 PLACA ENDOBOTTON PA; 102.70008 PLACA ENDOBOTTON COM GARRA; 102.70009 PLACA ENDOBOTTON COM FIO 20mm; 102.70010 PLACA ENDOBOTTON COM FIO 25mm; 102.70011 PLACA ENDOBOTTON COM FIO 30mm; 102.70012 PLACA ENDOBOTTON COM FIO 35mm; 102.70017 PLACA ENDOBOTTON COM FIO 40mm; 102.70013 PLACA ENDOBOTTON GRANDE COM FIO 25mm; 102.70014 PLACA ENDOBOTTON GRANDE COM FIO 30mm; 102.70015 PLACA ENDOBOTTON GRANDE COM FIO 35mm; 102.70016 PLACA ENDOBOTTON GRANDE COM FIO 40mm; 102.80015 PLACA ENDOBOTTON PA COM FIO 15mm; 102.80020 PLACA ENDOBOTTON PA COM FIO 20mm; 102.80025 PLACA ENDOBOTTON PA COM FIO 25mm; 102.80030 PLACA ENDOBOTTON PA COM FIO 30mm; 102.80035 PLACA ENDOBOTTON PA COM FIO 35mm.
CLASSE : III 10208610040
80162 - MATERIAL - Revalidação de registro de família de material implantável em ortopedia
Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição discal25351.142406/2012-88
CAGE INTERSOMÁTICO PEEKPLAN
FABRICANTE : ENGIMPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E COM LTDA.-EPP - BRASIL
107.60245 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 4,5mm 107.60250 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 5,0mm 107.60255 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 5,5mm 107.60260 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 6,0mm 107.60265 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 6,5mm 107.60270 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 7,0mm 107.60275 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 7,5mm 107.60280 CAGE CERVICAL PEEKPLAN 8,0mm 107.60350 CAGE CERVICAL BLOQUEADO PEEKPLAN 5,0mm 107.60355 CAGE CERVICAL BLOQUEADO PEEKPLAN 5,5mm 107.60360 CAGE CERVICAL BLOQUEADO PEEKPLAN 6,0mm 107.60406 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 6mm 107.60407 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 7mm 107.60408 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 8mm 107.60409 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 9mm 107.60410 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 10mm 107.60411 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 11mm 107.60412 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 12mm 107.60413 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 13mm 107.60414 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 14mm 107.60415 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 15mm 107.60416 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 16mm 107.60417 CAGE TÔRACO-LOMBAR RETO PEEKPLAN 17mm 107.60505 CAGE TÔRACO-LOMBAR ANGULADO PEEKPLAN 5x7mm 107.60506 CAGE TÔRACO-LOMBAR ANGULADO PEEKPLAN 6x8mm 107.60507 CAGE TÔRACO-LOMBAR ANGULADO PEEKPLAN 7x9mm 107.60508 CAGE TÔRACO-LOMBAR ANGULADO PEEKPLAN 8x10mm 107.60509 CAGE TÔRACO-LOMBAR

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]



3,7, 3,75, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1, 4,7, 4,8, 5,0, 6,0 Comprimentos: 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 10, 11, 11,5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25> TSVT MTX Diametros: 2,2, 2,5, 2,8, 3,0, 3,25, 3,3, 3,7, 3,75, 3,8, 3,9, 4,0, 4,1, 4,7, 4,8, 5,0, 6,0 Comprimentos: 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 10, 11, 11,5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25> ZF AMP Comprimentos: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 72,5, 75> ZF AMP M+N Comprimentos: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 72,5, 75> ZF AMP N Comprimentos: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 72,5, 75> ZF AMP OSPOLO Comprimentos: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 72,5, 75> ZF AMP-S Comprimentos: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 72,5, 75> ZF AMP-S M+N Comprimentos: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 72,5, 75> CLASSE : III 80250370002 8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - EIRELI - EPP8.00813-5 Instrumentos cirúrgicos 25351.356476/2015-50 INSTRUMENTAL ARTICULADO NÃO CORTANTE MARTIN FABRICANTE : GEBRÜDER MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA 24-580-01-09> 24-580-02-07> 24-580-02-09> 24-580-03-07> 24-580-03-09> 24-580-04-07> 24-580-04-09> 24-580-05-07> 24-580-05-09> 24-581-01-09> 24-581-02-09> 24-581-03-09> 24-581-04-09> 24-581-05-09> 24-588-16-07> 24-589-16-07> 24-590-16-07> 24-591-15-07> 24-592-16-07> 24-593-00-07> 24-599-20-04> 24-599-21-04> 24-599-22-04> 24-599-23-04> 24-599-24-04> 24-599-25-04> 24-599-26-04> 24-599-27-04> 24-599-28-04> 24-599-30-04> 24-599-31-04> 24-599-32-04> 24-599-33-04> 24-599-34-04> 24-599-35-04> 24-599-40-04> 24-599-41-04> 24-599-42-04> 24-599-43-04> 24-599-44-04> 24-599-45-04> 24-599-46-04> 24-599-47-04> 24-599-48-04> 24-599-49-04> 24-599-50-04> 24-599-51-04> 24-599-52-04> 24-599-53-04> 24-599-54-04> 24-599-55-04> 24-599-56-04> 24-599-57-04> 24-599-60-04> 24-599-61-04> 24-599-62-04> 24-599-91-07> 24-599-92-07> 24-599-93-07> 24-676-00-07> 24-851-01-07> 24-851-02-07> 24-851-10-07> 24-851-11-07> 24-851-12-07> 24-851-13-07> 24-973-16-07> 24-975-17-07> 24-977-27-07> 24-998-08-07> 24-998-09-07> 24-998-10-07> 24-999-07-07> 24-999-09-07> 24-999-11-07> 26-166-10-07> 26-166-11-07> 26-950-37-07> 26-975-04-07> 26-975-05-07> 26-975-06-07> 34-149-07-01> 34-195-03-01> 36-859-75-07> 36-859-90-07> 36-861-45-07> 36-861-75-07> 50-205-17-07> 51-525-76-07> 13-131-24-07> 13-304-14-07> 13-305-18-07> 13-310-14-07> 13-311-14-07> 13-318-18-07> 13-340-14-07> 13-346-16-07> 13-419-18-07> 13-915-11-07> 14-352-25-07> 15-703-07-07> 15-723-10-07> 15-732-20-07> 15-735-20-07> 15-735-24-07> 15-735-26-07> 15-749-10-07> 15-751-13-07> 15-751-16-07> 15-755-13-07> 15-757-11-07> 15-759-11-07> 15-761-06-07> 15-762-05-07> 15-762-06-07> 15-762-07-07> 15-768-00-07> 15-771-13-07> 15-773-13-07> 15-774-00-07> 15-774-25-07> 15-778-32-07> 15-811-30-07> 15-811-31-07> 15-815-30-07> 20-000-00-07> 20-000-01-07> 20-000-02-07> 20-000-03-07> 20-001-00-07> 20-001-01-07> 20-001-02-07> 20-001-03-07> 20-002-15-07> 20-002-18-07> 20-003-15-07> 20-003-18-07> 20-004-15-07> 20-004-18-07> 20-005-15-07> 20-005-18-07> 20-006-18-07> 20-007-18-07> 20-008-18-07> 20-009-18-07> 20-010-15-07> 20-010-21-07> 20-010-23-07> 20-011-15-07> 20-011-18-07> 20-011-21-07> 20-011-23-07> 20-012-15-07> 20-012-18-07> 20-012-21-07> 20-012-23-07> 20-013-15-07> 20-013-18-07> 20-013-21-07> 20-013-23-07> 20-016-15-09> 20-016-18-09> 20-017-15-09> 20-017-18-09> 20-018-15-09> 20-018-18-09> 20-019-15-09> 20-019-18-09> 20-020-15-09> 20-020-18-09> 20-020-21-09> 20-021-15-09> 20-021-18-09> 20-021-21-09> 20-022-15-09> 20-022-18-09> 20-022-21-09> 20-023-15-09> 20-023-18-09> 20-023-21-09> 20-288-10-07> 20-289-10-07> 20-298-10-07> 20-298-11-07> 20-299-10-07> 20-299-11-07> 20-300-11-07> 20-300-12-09> 20-300-13-07> 20-300-14-07> 20-300-15-09> 20-301-13-07> 20-302-01-07> 20-304-01-07> 20-305-01-07> 20-306-14-07> 20-307-14-07> 20-308-14-07> 20-309-14-07> 20-310-14-07> 20-311-14-07> 20-313-14-07> 20-469-16-07> 20-620-00-07> 20-620-01-07> 20-620-14-07> 20-620-18-07> 20-620-21-07> 20-621-14-07> 20-621-18-07> 20-621-21-07> 20-626-13-07> 20-628-13-07> 20-630-13-07> 20-631-13-07> 20-634-14-07> 20-637-13-07> 20-638-15-07> 20-638-20-07> 20-640-18-07> 20-642-16-07> 20-642-18-07> 20-642-20-07> 20-642-24-07> 20-642-30-07> 20-646-18-07> 20-646-20-07> 20-646-23-07> 20-646-31-07> 20-666-00-07> 20-666-05-07> 24- 466-06-07> 24-003-04-07> 24-004-01-07> 24-005-01-07> 24-156-24-07> 24-156-36-07> 24-157-24-07> 24-157-36-07> 24-200-08-07> 24-317-23-07> 24-319-21-07> 24-336-00-07> 24-336-15-07> 24-336-30-07> 24-336-45-07> 24-336-90-07> 24-338-00-07> 24-338-15-07> 24-338-30-07> 24-338-45-07> 24-338-90-07> 24-340-18-07> 24-341-17-07> 24-341-18-07> 24-341-19-07> 24-342-14-07> 24-342-16-07> 24-342-18-07> 24-343-18-07> 24-343-19-07> 24-344-16-07> 24-344-17-07> 24-344-18-07> 24-344-20-07> 24-344-24-07> 24-344-27-07> 24-344-30-07> 24-345-18-07> 24-347-18-07> 24-349-18-07> 24-349-20-07> 24-350-00-07> 24-350-01-07> 24-350-02-07> 24-350-03-07> 24-350-04-07> 24-350-05-07> 24-350-07-07> 24-350-08-07> 24-350-09-07> 24-352-22-07> 24-352-25-07> 24-352-31-07> 24-353-25-07> 24-354-19-07> 24-354-26-07> 24-354-27-07> 24-354-32-07> 24-354-34-07> 24-395-23-07> 24-398-06-07> 24-398-07-07> 24-398-09-07> 24-399-06-07> 24-399-07-07> 24-399-09-07> 24-400-21-07> 24-400-22-07> 24-401-21-07> 24-401-22-07> 24-403-21-07> 24-403-22-07> 24-405-22-07> 24-407-22-07> 24-408-19-07> 24-408-23-07> 24-409-16-07> 24-411-19-07> 24-411-20-07> 24-413-18-07> 24-413-19-07> 24-413-20-07> 24-415-15-07> 24-415-18-

07> 24-416-20-07> 24-417-26-07> 24-417-27-07> 24-417-31-07> 24-417-33-07> 24-418-28-07> 24-419-30-07> 24-420-25-07> 24-420-27-07> 24-421-24-07> 24-422-24-07> 24-423-25-07> 24-423-26-07> 24-424-01-07> 24-424-02-07> 24-424-03-07> 24-424-04-07> 24-425-00-07> 24-425-20-07> 24-425-24-07> 24-425-25-07> 24-425-26-07> 24-425-27-07> 24-426-01-07> 24-426-02-07> 24-426-03-07> 24-426-04-07> 24-427-23-07> 24-427-25-07> 24-429-25-07> 24-430-00-07> 24-433-23-07> 24-433-24-07> 24-433-25-07> 24-433-26-07> 24-434-21-07> 24-434-23-07> 24-434-27-07> 24-434-31-07> 24-435-21-07> 24-435-23-07> 24-435-27-07> 24-435-31-07> 24-436-18-07> 24-436-19-07> 24-436-23-07> 24-436-27-07> 24-437-18-07> 24-437-20-07> 24-437-21-07> 24-437-25-07> 24-437-29-07> 24-440-17-07> 24-441-16-07> 24-443-15-07> 24-445-15-07> 24-447-17-07> 24-449-17-07> 24-451-17-07> 24-451-21-07> 24-451-26-07> 24-453-16-07> 24-454-16-07> 24-454-17-07> 24-455-17-07> 24-456-16-07> 24-456-17-07> 24-456-18-07> 24-457-17-07> 24-457-19-07> 24-457-21-07> 24-458-10-07> 24-458-11-07> 24-458-12-07> 24-459-12-07> 24-459-13-07> 24-460-01-09> 24-460-02-09> 24-460-03-09> 24-460-04-09> 24-460-05-09> 24-460-06-09> 24-460-07-09> 24-460-08-09> 24-460-09-09> 24-460-10-09> 24-460-11-09> 24-461-01-09> 24-461-02-09> 24-461-03-09> 24-461-04-09> 24-461-05-09> 24-461-06-09> 24-461-07-09> 24-461-08-09> 24-461-09-09> 24-461-10-09> 24-461-11-09> 24-461-30-09> 24-461-31-09> 24-461-32-09> 24-461-33-09> 24-461-34-09> 24-461-35-09> 24-461-36-09> 24-461-37-09> 24-461-50-09> 24-461-51-09> 24-461-52-09> 24-461-53-09> 24-461-54-09> 24-462-01-09> 24-462-02-09> 24-462-03-09> 24-462-04-09> 24-462-05-09> 24-462-20-09> 24-462-21-09> 24-462-22-09> 24-462-23-09> 24-462-40-09> 24-462-41-09> 24-462-42-09> 24-462-43-09> 24-462-44-09> 24-462-45-09> 24-462-46-09> 24-462-47-09> 24-462-48-09> 24-462-60-09> 24-462-61-09> 24-462-62-09> 24-462-63-09> 24-466-00-07> 24-466-01-07> 24-466-02-07> 24-466-03-07> 24-466-04-07> 24-466-05-07> 24-466-06-07> 24-467-21-07> 24-468-17-07> 24-469-18-07> 24-469-20-07> 24-469-26-07> 24-470-17-07> 24-471-16-07> 24-472-15-07> 24-472-16-07> 24-472-17-07> 24-473-17-07> 24-474-17-07> 24-475-26-07> 24-475-27-07> 24-475-28-07> 24-476-17-07> 24-477-16-07> 24-477-17-07> 24-478-21-07> 24-480-23-07> 24-480-25-07> 24-559-15-07> 24-561-16-07> 24-573-01-07> 24-573-02-07> 24-573-03-07> 24-573-04-07> 24-573-05-07> 24-573-06-07> 24-573-07-07> 24-573-08-07> 24-573-09-07> 24-573-10-07> 24-573-11-07> 24-573-12-07> 24-573-13-07> 24-573-14-07> 24-573-15-07> 24-580-01-07> CLASSE : I 80081350393 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8.01451-1 Instrumento para análise de proteínas plasmáticas 25351.482270/2015-20 CompoLab TM FABRICANTE : FRESENIUS KABI AG - ALEMANHA CompoLab TM CLASSE : II 80145110228 8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.00712-6 Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.117764/2006-88 SIGNA EXCITE HDE 1.5T FABRICANTE : GE HEALTHCARE JAPAN CORPORATION - JAPÃO SIGNA EXCITE HDE 1.5T CLASSE : II 80071260077 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.075711/2007-63 SIGNA EXCITE FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS LLC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA SIGNA EXCITE HD 1.5T SIGNA EXCITE HD 3.0T CLASSE : II 80071260088 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.610549/2008-13 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FABRICANTE : GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - BRASIL FABRICANTE : GE MEDICAL SYSTEMS LLC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Signa HDxt 1.5T Signa HDxt 3.0T CLASSE : II 80071260103 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.626433/2010-52 SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FABRICANTE : GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - BRASIL FABRICANTE : GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR Brivo MR 355 (16 Beat) Brivo MR 355 (16 Beat) Mobile BRIVO MR355 CLASSE : II 80071260125 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

GN INJECTA IND. E COM. MAT. MÉD. CIR. ODONT. E DESCART. LTDA 1.02230-6

Limas Para Odontologia 25351.407359/2007-30 LIMAS ENDODONTICAS MICRO MEGA FABRICANTE : MICRO MEGA SA - FRANÇA ENDOFLARE (20141001) HERO Apical (20136601), (20136602) e (20136603) R-ENDO Classics (20142201), (20142202), (20142203), (20142204) e (20142406) HERO 642 (20136001 até 20136034), (20136013), (20136101 para 20136134) e (20136113) HERO Shaper (20136401 até 20136419), (20136413), (20136414), (20136415), (20136416), (20136420 até 20136422), (20136423 até 20136425) e (20136426 até 20136428) CLASSE : II 10223060032 80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA

GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA 1.04013-1 Instrumentos cirúrgicos 25351.648313/2014-41 FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO CORTANTE FABRICANTE : GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL; ABRIDOR DE BOCA DENHARD 12CM; ABRIDOR DE BOCA FERGUSSON-ACKLAND 20CM; ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM; ABRIDOR DE BOCA JENNING 9,11,13,15CM; ABRIDOR DE BOCA MASON-ACKLAND 14,20CM; ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO E INFANTIL; ABRIDOR DE BOCA MOLT DOYEN; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD 11, 13,15CM.; ABRIDOR DE GESSO HENNING 28 cm; ABRIDOR DE GESSO WOLF 24 cm; AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 16, 18, 20, 22,24CM.; AFASTADOR ADSON 19CM RETA E CURVA; AFASTADOR ALM 10 cm 4X4 DENTES AGUDOS E ROMBOS; AFASTADOR ANKENNEY GRANDE C/ 8 VALVULA; AFASTADOR ANKENNEY INFANTIL; AFASTADOR BALFOUR C/ VALVULA CURVA 45X80MM; AFASTADOR BALFOUR C/ VALVULA RETA 70X100MM; AFASTADOR BALFOUR-BABY; AFASTADOR BECKMAN ADSON 4X4 31 cm.; AFASTADOR CASTROVIEJO 8CM; AFASTADOR COLLIN; AFASTADOR FINOCHIETO 12,13,16,18,21,24,30CM; AFASTADOR FINOCHIETO 16CM 40X40MM; AFASTADOR FINOCHIETTO 21CM 44X65,65X65MM; AFASTADOR FINOCHIETO BURFORD 20, 25,30CM; AFASTADOR FINOCHIETO BABY 8 cm; AFASTADOR FINOCHIETO C/ 6 VALVULA; AFASTADOR DINKHYSEN; AFASTADOR GELPI 18 cm; AFASTADOR GOSSET 12, 16,24,30CM; AFASTADOR GOSSET BABY; AFASTADOR HUMBY DUPLO 11,5CM; AFASTADOR HAIGHT; AFASTADOR HANLEY 16,5CM; AFASTADOR HUMBY 11,5CM; AFASTADOR IVORY; AFASTADOR JANSEN 10CM; AFASTADOR JUDD MASSON; AFASTADOR LA-BORDE 14CM; AFASTADOR LANCASTER 7CM; AFASTADOR MC IVOR C/ SUCCÃO; AFASTADOR MC IVOR SEM SUCCÃO; AFASTADOR MILLIN 18CM C/ 5 LÂMINAS; AFASTADOR RIGBY 18CM; AFASTADOR STEVENSON 7CM; AFASTADOR TROUSSEAU 14CM; AFASTADOR WEITLANER 11,5, 13, 16,5, 18, 20, 22, 24, 26, 30CM; AFASTADOR WILLIAMS 8CM; AFASTADOR ZIEGLER 7CM; ALICATE BAAD 45º Ponta Aguda; ALICATE BAAD 90º Ponta Aguda; ALICATE BAAD RÉTO; ALICATE BAAD 90º Meia Lua Aguda; ALICATE BAAD 45º Meia Lua; ALICATE 053 MEIA CANA; ALICATE 58 ORTODÔNTICO; ALICATE 074 TORRE YOUNG; ALICATE 104 ORTODÔNTICO; ALICATE 107 ANGLE; ALICATE 109 DELA ROSA; ALICATE 110 HOW RÉTO; ALICATE 111 HOW CURVO; ALICATE 112 ORTODÔNTICO; ALICATE 114 JHONSON; ALICATE 115 BICO DE PAPAGAIO; ALICATE 118 ORTODÔNTICO; ALICATE 121 BICO CHATO; ALICATE 122 ORTODÔNTICO; ALICATE 128 ORTODÔNTICO; ALICATE 130 ORTODÔNTICO; ALICATE 137 ORTODÔNTICO; ALICATE 139 ANGLE BENDING; ALICATE 141 FORM MATRIZ; ALICATE 142 ORTODÔNTICO; ALICATE 155 ORTODÔNTICO; ALICATE 157 ORTODÔNTICO; ALICATE 158 ORTODÔNTICO; ALICATE 168 DOBRA "V"; ALICATE 193 ORTODÔNTICO; ALICATE 195 BARRA PALATINA; ALICATE 200 TRIDENTE; ALICATE 210 ORTODÔNTICO; ALICATE 222 ORTODÔNTICO; ALICATE 325 UNIVERSAL; ALICATE 345 ORTODÔNTICO; ALICATE 346 ORTODÔNTICO; ALICATE 346R ORTODÔNTICO; ALICATE 347 ORTODÔNTICO; ALICATE 350 ORTODÔNTICO; ALICATE 401 ORTODÔNTICO; ALICATE 410 ORTODÔNTICO; ALICATE 442 ORTODÔNTICO; ALICATE 442L ORTODÔNTICO; ALICATE 755 JARABAK; ALICATE 1001 ORTODÔNTICO; ALICATE BINLÃO 767; ALICATE CLIP SLB; ALICATE FIXADOR DE GANCHO; ALICATE PARA TORQUE INDIVIDUAL; ALICATE SACA BANDAS; ALICATE TORQUE (FÊMEA); ALICATE TORQUE (MACHO); ALICATE WEINGART; ALICATE WEINGART ESPECIAL; DILATADOR GOODELL; DILATADOR WYLIE; DILATADOR LA-BORDE TRAQUEAL 3 RAMOS 15CM; DILATADOR TROUSSEAU 2 RAMOS TRAQUEAL 15CM; DILATADORES WYLIE COM 2 RAMOS UTERINO; ESPECÍMETRO CASTROVIEJO; ESPECÍMETRO CIRÚRGICO; ESPECÍMETRO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE; ESPECÍMETRO IWANSON; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 0,1,2,3 - ADULTO E INFANTIL; ESPÉCULO NASAL; ESPÉCULO NASAL HARTMANN 0,1,2,3,4 - ADULTO E INFANTIL; ESPÉCULO NASAL KILLIAN 1,2,3,4; ESPÉCULO NASAL TIECK HALLE; ESPÉCULO NASAL VIENNA ADULTO, INFANTILE E PEDIATRICO.; ESPÉCULO P/ CADELA C/ REGULAGEM; ESPÉCULO RETAL BODENHAMMER; ESPECULO RETAL DE BEM-SAUDE; ESPECULO RETAL COLLIN 1,2,3; ESPECULO RETAL KELLY;

ESPECULO RETAL MARTIN; ESPECULO RETAL MATHIEU; ESPECULO RETAL MATHIEU TRIVALVE; ESPECULO RETAL PITANGA SANTOS13 CM; ESPECULO RETAL PRATT; ESPECULO RETAL SIMS; ESPECULO RETAL SMITH BUIE; ESPECULO VAGINAL PEQUENO, MEDIO, GRANDE E PARA VIRGEM; ESPECULO VAGINAL COLLIN PEQUENO, MEDIO, GRANDE E PARA VIRGEM; ESPECULO VAGINAL CUSCO PEQUENO, MEDIO E GRANDE; ESPECULO VAGINAL GRAVES; ESPECULO VAGINAL PEDERSON; FORCEPS KIELAND P/ OBSTETRÍCIA 39,42CM; FORCEPS OBSTÉTRICO DEWEY 37CM; FORCEPS OBSTÉTRICO DE LEE 37CM; FORCEPS OBSTÉTRICO KIELLAND 39,42CM; FORCEPS OBSTÉTRICO SIMPSON 30,35CM; FORCEPS OBSTÉTRICO MARIELE; FORCEPS OBSTÉTRICO SIMPSON BRAUN 30,35CM; FORCEPS OBSTÉTRICO PIPER 40,44CM; FORCEPS OBSTÉTRICO TARNIER 40CM; FORCEPS 1 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 2 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 3 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 5 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 10S ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 15 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 16 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 17 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 17L ODONTOLÓGICO ADULTO; 4FORCEPS 17R ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 18D ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 18E ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 18L ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 18R ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 21 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 23 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 23C ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 24 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 27 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 32 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 32A ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 44 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 45 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 45C ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 46 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 53L ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 53R ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 62 ODONTOLÓGICO ADULTO;

FORCEPS 65 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 68 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 69 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 88L ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 88R ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 99A ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 99C ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 101 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 150 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 151 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 203 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 210 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 213 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 222 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 286 ODONTOLÓGICO ADULTO; FORCEPS 1 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 2 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 3 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 4 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 5 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 6 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 7 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 9 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 16 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 16S ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 17 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 17C ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 18D ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 18E ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 18L ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 18R ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 21 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 23 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 23S ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 27 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 32 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 44 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 46 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 62 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 65 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 68 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 69 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 101 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 106 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 150 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 151 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 203 ODONTOLÓGICO INFANTIL; FORCEPS 286 ODONTOLÓGICO INFANTIL; MICRO PORTA AGULHA RETO E CURVO 15 E 16CM; PELVIMETRO COLLYER 30CM; PELVIMETRO COLLIN; PELVIMETRO MARTIN 34CM; PINÇA ABADIE 27CM; PINÇA ALLIS 12,14,15,16,18,20,22,24,25CM; PINÇA ALLIS ADAIR 15CM; PINÇA ALVEOLÓTOMO BIARTICULADO 18CM; PINÇA ALVEOLÓTOMO LUER - RETO E CURVO; PINÇA ASCH 22CM; PINÇA AUTOCENTRANTE 16,19,24,26 E 28CM; PINÇA BABCOCK 16,18,20,23,24,26,28CM; PINÇA BACKHAUS 8,9,10,11,13,15CM; PINÇA BERNHARD 16CM; PINÇA BEYER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 18CM; PINÇA BEYER SACA BOCADO 18CM; PINÇA BEYER 17 E 18CM; PINÇA BIÓPSIA COMUM, DR.MEDINA E TOMAS GAYLOR; PINÇA BIÓPSIA TOMAS GAYLOR; PINÇA BLAKE 20CM; PINÇA BOZEMANN 26CM RETA E CURVA; PINÇA BRUENNINGS 19CM 00, 01, 02, 3; PINÇA BRUNNER; PINÇA BRYANTS 13CM; PINÇA BUCK 11CM; PINÇA CHEATLE 27CM; PINÇA CHERON 25CM; PINÇA CLAMP FIXAÇÃO 16 E 22CM; PINÇA COLLIN 16,25CM; PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16,25CM; PINÇA COLLIN OVAL/ANEL 17CM; PINÇA COLLIN P/ INSTRUMENTO 1X2 - 20,25CM - RETA E CURVA; PINÇA COLLIN P/ INSTRUMENTO 23CM - RETA E CURVA; PINÇA CRILLE 14,16 E 18 cm, RETA; PINÇA CRILLE 14,16 E 18CM, CURVA; PINÇA DANDY 14CM; PINÇA DARTIGUES 24,27CM; PINÇA DEBAKEY MOSQUITO CURVA 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30CM; PINÇA DEJASDIN 23CM - Nº 1,2,3,4; PINÇA DESMARRÉS 9CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA E CURVA 16,18,21,23,25CM; PINÇA DUVAL COLLIN 19,5,20,23CM;

PINÇA ECHLIN 23CM; PINÇA FAURE 20, 24CM; PINÇA FAURE 20CM - 1X2 DENTES; PINÇA FEHLAND; PINÇA FINOCHIETO 24CM; PINÇA FOERSTER 16, 18, 20 E 24CM RETA E CURVA; PINÇA FRAENKEL 18,19CM; PINÇA GLOVER 6,7,9,11CM RETA E CURVA; PINÇA GRAY 22,23CM; PINÇA FRAENKEL 18,19CM; PINÇA GROSS 14CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETA 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/ CIMA 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/ BAIXO 26CM; PINÇA GUYON 16,22,24,26CM; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 9,10,11,12,14,18,21CM RETA E CURVA; PINÇA HARKEN 24CM; PINÇA HARRINGTON 29,5,30,5CM; PINÇA HARTMANN 8,8,5,9,12,13,14,16,5,20,28CM; PINÇA HARTMANN C/ SERRILHA P/ CORPO ESTRANHO 8,5,13,14,16,16,5,20CM; PINÇA HARTMANN C/ DENTE P/ CORPO ESTRANHO 8,5CM; PINÇA HARTMANN P/ CURATIVO AURICULAR 13,16,20CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS HALSTEAD-MOSQUITO 15CM; PINÇA HERRICK 23CM; PINÇA JANSEN 18CM; PINÇA JUDD ALLIS 15,19CM; PINÇA KELLY 14,16,18,20 E 22CM RETA E CURVA; PINÇA KERRISON 4X4,5X5,6X6; PINÇA KOCHER 14, 16,18,20,22,24 RETA E CURVA; PINÇA KOCHER - ATRAUMA 25 cm - RETA E CURVA; PINÇA KOCHER - ATRAUMA 28 cm - RETA E CURVA; PINÇA KOCHER INTESTINAL E COPROSTASIA 25 CM; PINÇA LAHEY 19, 22CM; PINÇA LAMBOTTE 21,26,31CM - COM BOCA MÓVEL; PINÇA LANÉ 18,22,23, 33, 45CM; PINÇA LEKSELL -STILLE 24 CM; PINÇA LEKSELL EM ÂNGULO 24CM; PINÇA LEMPERT 19CM; PINÇA LEWIN 17,5CM; PINÇA LITTAUER 12, 18CM; PINÇA LOVELACE 20CM; PINÇA LOWMANN PEQUENA Nº 12,15,17CM; PINÇA LOWMANN MÉDIA 18,5CM; PINÇA LOWMANN GRANDE 20CM; PINÇA LUER 12 E 16CM; PINÇA LUER 17 E 18,5CM RETA E CURVA; PINÇA LUER-STILLE 22,22,5 E 27CM; PINÇA MAIER 25CM; PINÇA MARGILL 12,14,15,20,25CM; PINÇA MAKWALDER 20CM; PINÇA MARQUARDT 20CM; PINÇA MARTEL 14CM; PINÇA MARTIN 19CM; PINÇA MATHIEU 11,14,17, 20,28CM; PINÇA MAYFIELD 17CM; PINÇA MAYO 11,14,17 E 23CM; PINÇA MAYO ROBSON RETA E CURVA; PINÇA MAYO-BLAKE 20CM; PINÇA MCKENZIE 15CM; PINÇA MENKEL OU KOUGAN 27CM; PINÇA MICHEL 12,12,5CM; PINÇA MILLIN 23CM; PINÇA MUSEUX 24CM - RETA E CURVA; PINÇA MIXTER 14,16,18,20,22,24CM; PINÇA MOSQUITO 9,10,12,14,16,18,20,21CM - RETA E CURVA; PINÇA MOYNIHAN 22,24CM; PINÇA NEGUS 19CM; PINÇA OLDBERG 25 CM; PINÇA PARA INSTRUMENTO 23 cm; PINÇA PARA OSSO; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) 24CM - CURVA,RETA E ANGULADA; PINÇA PALMER SERRILHADA; PINÇA PAYR 15,21,35CM; PINÇA PEAN 14,16,20,23,26CM; PINÇA PORTA ENXERTO PERFURADA; PINÇA PORTA ENXERTO LISA; PINÇA PORTA GRAMPO BREWER; PINÇA PORTA GRAMPO PALMER; PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA; PINÇA PORTA IMPLANTE; PINÇA POZZI 24,25CM; PINÇA P/ RAIZ INFERIOR E SUPERIOR; PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM - 2,3,4,5MM; PINÇA RANDAL 23CM Nº 1,2,3 E 4; PINÇA RANKIN; PINÇA REINOLD 18CM; PINÇA REMOÇÃO MATRIZES SEGMENTADAS; PINÇA ROCHESTER PEAN 16,18,20,22,24,26CM RETA E CURVA; PINÇA ROTTGEM-RUSKIN 24CM; PINÇA ROWE 23 cm - DIREITA E ESQUERDA; PINÇA RUSKIN 10CM; PINÇA RUSKIN 19CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA SAROT 23CM, SEMB 23CM; PINÇA SATINSKY 15,20,24,26CM; PINÇA SATINSKY 22CM - ANGULADA E CURVA; PINÇA SATINSKY BABY SERR/CRUZ 15CM; PINÇA SATINSKY SERR/CRUZADA 18,20,22,24,26CM; PINÇA SAUERBRUCH CORYLLOS 31CM; PINÇA SAWTELL SCHNIDT 19CM; PINÇA SCHOEDER RETA E CURVA 25CM 2X2 DENTES; PINÇA SCHNIDT 19CM - RETA E CURVA; PINÇA SEMB 20CM; PINÇA SEMB 23CM; PINÇA SCHMIDT 18,19CM - RETA E CURVA; PINÇA SCHUBERT 26CM; PINÇA SCHUMACHER 31CM; PINÇA SMITH 22 CM (SEPARADOR DE CAVIDADES); PINÇA SMITH BICO DE PATO; PINÇA SPENCER WILLS 13,25,18,20,23CM RETA E CURVA; PINÇA SPURLING 12,5 E 18CM; PINÇA STILLE 23CM; PINÇA STILLE LISTON 27CM - RETA E CURVA; PINÇA STILLE-RUSKIN 23CM; PINÇA STONE; PINÇA STRULLY 22CM; PINÇA TAKAHASHI RETA; PINÇA TAKAHASHI 19CM - BOCA RETA; PINÇA TAKAHASHI 20CM - BOCA PARA CIMA; PINÇA THOMAS ALLIS 20CM; PINÇA THOMAS GAYLOR 24CM; PINÇA TUBO 18CM; PINÇA VAN BUREN 23CM; PINÇA WALSHAN DIREITA, ESQUERDA, RETA 23CM; PINÇA WERTHEIN CULLEN 21,5,22CM; PINÇA WILLIAMS; PINÇA WINTER 27CM - Nº 1,2,3 -RETA E CURVA; PINÇA WITTNER 23CM; PINÇA WITZEL PARA RAIZ SUPERIOR E INFERIOR; PINÇA YEOMAN 28,35CM - BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 28,35CM - BOCA CHATA; PINÇA YONG 16CM; PINÇA YOUNG 16, 20CM; PINÇA ZAUFAL 17CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS BAIBRIDGER 15,18CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS BALLENGER 18CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS CRILE 14,16 E 18CM - RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS DANDY 14CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS FORERSTER 16,18,20,24,25CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS GAUSS 27CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS GREEN-ARMYTAG 21CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS HALSTEAD-MOSQUITO 9,12,18,20,21CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS HARTMAN 9 E 15CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS KELLY 14,16,18,20,22 E 32CM;

PINÇAS HEMOSTÁTICAS KOCHER 14, 15,16,18,20,22,24,25,26CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS KOCHER 1X2 DENTES 14,16,18CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS MIXTER 16,18,22,23,25,28CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS MIXTER-BABY 14,16CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PEAN 14,16CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PEET-MOSQUITO 9 E 12,5CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PENNINGTON 15,20CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PRATT 15CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS RANKIN-CRILLE 16CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS RANKIN-KELLY 16CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS ROCHESTER-CARMALT 16,18,20CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS ROCHESTER-PEAN 14,16,18,20,22,24,26,30CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS RUMEL 23CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS SAENGER 27CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS SPENCERWELLS 12,5, 14,15,18,20CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS ULRICH 22,25CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS WINTER 1,2,3; PORTA AGULHA ADSON, 18CM; PORTA AGULHA ARRUGA 16CM; PORTA AGULHA BARRAQUER 13CM; PORTA AGULHA BAUMGARTNER 13CM; PORTA AGULHA BOYTON; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14,16,18,20CM - RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO ESPECIAL 14,16,18,20CM - RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO SIMPLES 14,16,18,20CM - RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO SIMPLES CABO CHATO 14,16,18,20CM - RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO SIMPLES CABO REDONDO14,16,18,20CM RETO E; CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO CHATO 14,16,18,20CM - RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 14,16,18,20CM - RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM - FINO RETO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO C/ TRAVA RETO 14CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO QUEBRA-GILLETTE; PORTA AGULHA COLLIER 12,5CM; PORTA AGULHA CRILE 15 E 18CM; PORTA AGULHA CRILEWOOD 15,18CM; PORTA AGULHA CRYDER 23,18,24,26 E 30CM; PORTA AGULHA DERF 12CM; PORTA AGULHA DERF ESPECIAL; PORTA AGULHA DERF SIMPLES; PORTA AGULHA FINOCHIETTO 20,27CM; PORTA AGULHA GILLIES 16CM; PORTA AGULHA HALSEY 13CM; PORTA AGULHA HEANEY 21CM; PORTA AGULHA HEEP SCHEIDEL; PORTA AGULHA HERMOLD; PORTA AGULHA JOHNSON 27CM; PORTA AGULHA JACOBSON - RETO E CURVO; PORTA AGULHA JACOBSON CASTRO; PORTA AGULHA JACOBSON ESPECIAL; PORTA AGULHA MASSON 27CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11,14,17,20CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11,14,17,20CM - ESPECIAL; PORTA AGULHA MATHIEU 11,14,17,20CM - SIMPLES; PORTA AGULHA MATHIEU LIGADURA ELASTICA 11,14CM; PORTA AGULHA MATHIEU ORTO 11,14CM; PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 11,14,16,17,18,20,24,26,30CM; PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 11,14,16,17,18,20,24,26,30CM - ESPECIAL; PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 11, 14,16,17,18,20,24,26,30CM - SIMPLES; PORTA AGULHA MICRO 16,18CM FINO; PORTA AGULHA MICRO 16,18CM RETO; PORTA AGULHA OLSEN; PORTA AGULHA OLSEN-HEGAR 14,16,19,20CM; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO 16,20CM; PORTA AGULHA QUEBRA GILLETE; PORTA AGULHA QUEBRA GILLETE ESPECIAL; PORTA AGULHA QUEBRA GILLETE SIMPLES; PORTA AGULHA RYDER 13, 14, 15,16,18,20,22,23CM; PORTA AGULHA STRATTE 23 cm; PORTA AGULHA WEBSTER 13CM; TRITURADOR DE OSSO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.; PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR; PINÇA PEAN MURPHY; COMPASSO CASTROVIEJO; PINÇA SMITH SEPARADOR DE CAVIDADE. Novos modelos: AFASTADOR WEITLANER 3x4 AGUDO 14 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 AGUDO 17 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 AGUDO 21 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 ROMBO 14 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 ROMBO 17 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 ROMBO 21 CM; ALICATE 058 PARA GANCHO; ALICATE WEINGART MINI; ALICATE WEINGART MINI ESPECIAL; ALICATE 139 ANGLES BENDING ESPECIAL; ALICATE 222F TORQUE INDIVIDUAL; ALICATE TORQUE S; ALICATE TORQUE INDIVIDUAL COM CHAVE; ALICATE 222M TORQUE INDIVIDUAL; ALICATE 332 ORTODÔNTICO; ALICATE 346R REMOVEDOR DE BRACKET; ALICATE 349 ORTODÔNTICO; ALICATE 410 BARRA PALATINA; ALICATE 452 ORTODÔNTICO; ALICATE REMOVEDOR DE BRACKET CERAMICO; ALICATE BAAD RETO MEIA LUA; ALICATE BAAD RETO PONTA AGUDA; ALICATE ORTO 001 NANCY; ALICATE SACA RESINA; ALICATE SACA RESINA ESPECIAL; DILATADORES SIMS COM 3 RAMOS UTERINO 27CM; ESPECULO HARTMANN VIENNA Nº 1; ESPECULO HARTMANN VIENNA Nº 2; ESPECULO HARTMANN VIENNA Nº 3; ESPECULO RETAL SIMS VAZADO; FORCEPS 101 UNIVERSAL; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 10 CM; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 12 CM; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 15 CM; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 20 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 12 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 14 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 16 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 18 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 20 CM; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON Nº 01; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON Nº 02; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON Nº 03; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON Nº 04; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON Nº 05; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON Nº 06; PINÇA BULDOG CURVA 4CM; PINÇA BULDOG CURVA



5CM; PINÇA BULLDOG CURVA 6CM; PINÇA BULLDOG RETA 4CM; PINÇA BULLDOG RETA 5CM; PINÇA BULLDOG RETA 6CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 17CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 20CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 23CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 25CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 17CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 20CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 23CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 17 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 20 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 23 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 25 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 17 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 20 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 23CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 25 CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON CURVA 12 CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON CURVA 18,5 CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON RETA 12CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON RETA 18,5 CM; ESPECULO RETAL SIMS LISO; ESPECULO RETAL MATHIEU; ESPECULO RETAL PRATT; PINÇA KOGAN 24CM 20X3MM; PINÇA KOGAN 24CM 20X7MM; PINÇA HEMOSTÁTICA GAUSS 27CM; PINÇA HEMOSTÁTICA GREEN- ARMYTAGE 21CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH RETA 22CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH RETA 25CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH CURVA 22CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH CURVA 25CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30º 14CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30º 16CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30º 18CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30º 20CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60º 14CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60º 16CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60º 18CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60º 20CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90º 14CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90º 16CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90º 18CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90º 20CM; PINÇA LANE 18CM; PINÇA LANE 22CM; PINÇA LANE 23CM; PINÇA LANE 33CM; PINÇA LANE 45CM; PINÇA MICRO FORCEPS COM PLATAFORMA RETO; PINÇA MICRO FORCEPS COM PLATAFORMA CURVO; PINÇA MULLER; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 20CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 22CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 26CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 28CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 20CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 22CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 26CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 28CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 20CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 22CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 26CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 28CM; PINÇA PORTA ENXERTO VAZADA; PORTA AGULHA MICRO CURVO 16CM; PORTA AGULHA MICRO CURVO 18CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11 CM LIGADURA ELÁSTICA FINO; PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM LIGADURA ELÁSTICA FINO; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 16CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 18CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 20CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 22CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 24CM; PORTA AGULHA STEVENS; PORTA AGULHA STEVENSON; PORTA AMALGAMA DUPLO; PORTA AMALGAMA MICRO; PORTA AMALGAMA SIMPLES; PORTA MATRIZ IVORY; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE UNIVERSAL; PORTA OSSO 4,4MM; PORTA OSSO 5,5MM; TRITURADOR RASPADOR P/ OSSO PEQUENO.
CLASSE : I 10401310111
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 1.02903-1
Torniquete 25351.513042/2009-55
TORNQUETE DESCARTÁVEL VACUETTE
FABRICANTE : SURGE INDUSTRIAL CO., LTD. - TAIWAN
TORNQUETE DESCARTÁVEL VACUETTE.
CLASSE : I 10290319002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

GRIFOLS BRASIL LTDA 8.01348-6
IMUNOHEMATOLOGIA - REAGENTES
COMPLEMENTARES25351.307653/2005-81
DG GEL SOL
FABRICANTE : DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A. - ESPANHA
DG Gel Sol 2 x 100 ml
CLASSE : I 80134860100
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ANTICORPOS ANTI-ADALIMUMAB (ADL) 25351.310767/2016-95
PROMONITOR ANTI-ADL
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor ANTI-ADL Ref. 5090730000: Kit para 96 testes
CLASSE : II 80134860235
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ETANERCEPT (ETN) 25351.310802/2016-53
PROMONITOR ANTI-ETN
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor ANTI-ETN Ref. 5120730000: 96 testes

CLASSE : II 80134860236
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ETANERCEPT (ETN) 25351.310806/2016-60
PROMONITOR ETN
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor-ETN Ref. 5110730000: 96 testes
CLASSE : II 80134860237
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ANTICORPOS ANTI-RITUXIMAB (RTX) 25351.310811/2016-46
PROMONITOR ANTI-RTX
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor ANTI-RTX Ref. 5140730000: Kit para 96 testes
CLASSE : II 80134860238
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ANTICORPOS ANTI-INFLIXIMAB (IFX) 25351.310813/2016-01
PROMONITOR ANTI-IFX
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor ANTI-IFX Ref. 5070730000:96 testes
CLASSE : II 80134860239
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ADALIMUMAB (ADL) 25351.310815/2016-52
PROMONITOR-ADL
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor - ADL Ref. 5080730000: 96 testes
CLASSE : II 80134860240
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
RITUXIMAB (RTX) 25351.310816/2016-81
PROMONITOR RTX
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor RTX Ref. 5130730000: 96 testes
CLASSE : II 80134860241
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
INFLIXIMAB (IFX) 25351.310822/2016-97
PROMONITOR IFX
FABRICANTE : PROGENIKA BIOPHARMA S.A. - ESPANHA
Promonitor IFX Ref. 5060730000: kit para 96 testes
CLASSE : II 80134860242
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

HEXAGON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA 1.02097-8
Sistema de fixação rígida de placas retas para osteossíntese25351.810921/2010-03
PLACAS RETAS BLOQUEÁVEIS
FABRICANTE : HEXAGON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
Placa Reta AC B/C Bloqueável - Códigos (19004) (19006) (19007) (19009) (19010) (19012) (19014); Placa Reta CS Bloqueável - Códigos (276041) (276061) (276081) (276101) (276121); Placa Reta Larga AC B/C Bloqueável - Códigos (21908) (21910) (21912) (21914) (21916) (21918); Placa Reta Estreita AC B/C Bloqueável - Códigos (18506) (18507) (18508) (18510) (18512) (18514); Parafuso Cortical Rosqueável Ø 4,9 - Códigos (10720) (10722) (10724) (10726) (10728) (10730) (10732) (10734) (10736) (10738) (10740) (10742) (10744) (10746) (10748) (10750) (10755) (10760) (10765) (10770); Parafuso Cortical Rosqueável Ø 3,5 - Códigos (105.2.10) (105.2.12) (105.2.14) (105.2.16) (105.2.18) (105.2.20) (105.2.22) (105.2.24) (105.2.26) (105.2.28) (105.2.30) (105.2.32) (105.2.34) (105.2.36) (105.2.38) (105.2.40) (105.2.45) (105.2.50) (105.2.55) (105.2.60) (105.2.65) (105.2.70) (105.2.75) (105.2.80) (105.2.85) (105.2.90) (105.2.95) (105.2.100) (105.2.105) (105.2.110) (105.2.115) (105.2.120) (105.2.125) (105.2.130) (105.2.135) (105.2.140) (105.2.145) (105.2.150)
CLASSE : III 10209780063
80143 - MATERIAL - Alteração de componente/acessório em registro de sistema de material implantável em ortopedia
Fio e cabo flexíveis não absorvíveis 25351.379613/2013-36
Fio Metálico tipo Kirschner
FABRICANTE : HEXAGON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
(3131508) (3131510) (3131512) (3131514) (3131516)(3131518) (3131520) (3132010) (3132012) (3132014) (3132016) (3132018) (3132020) (3132025) (3132030) (3132035) (3132040) (3132045) (3133020) (3133025) (3133030) (3133035) (3133040) (3133045) (3133050) (3133055)
CLASSE : III 10209780095
80146 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial em registro de material implantável em ortopedia
80138 - MATERIAL - Alteração de apresentação comercial em registro de material implantável em ortopedia

HOLLISTER DO BRASIL LTDA 1.03264-0
Acessorios para Ostomia 25351.262517/2016-59
Adapt CeraRing - Anéis de Hidrocolóide com Ceramida
FABRICANTE : HOLLISTER INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
8805 Adapt CeraRing - Anéis Planos c/Ceramida, diâ. exter. 48 mm, Espessura 4,5mm. 8815 Adapt CeraRing - Slim - Anéis Planos c/ Ceramida, diâ. exter. 48 mm, Espessura 2,3mm
89520 Adapt CeraRing - Anéis Convexos c/Ceramida, abertura 20 mm, 89530 Adapt CeraRing - Anéis Convexos c/Ceramida, abertura 30 mm, 89540 Adapt CeraRing - Anéis Convexos c/Ceramida, abertura 40 mm, 89601 Adapt CeraRing - Anéis Ovais Convexos c/Ceramida, abertura 22 x 38 mm, 89602 Adapt CeraRing - Anéis Ovais Convexos c/Ceramida, abertura 30 x 48 mm, 89603 Adapt CeraRing - Anéis Ovais Convexos c/Ceramida, abertura 38 x 56 mm.

CLASSE : I 10326400037
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA 1.03473-2
Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas25351.422662/2015-54
Yumizen - Analisador Hematológico
FABRICANTE : HORIBA ABX SAS - FRANÇA
Yumizen H500 OT - Yumizen H500 OT
Yumizen H1500 - Yumizen H1500
Yumizen H2500 - Yumizen H2500
Yumizen H550 - Yumizen H550
CLASSE : II 10347320306
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

I-9 IMPLANTES, COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA8.07404-7
Containers em Geral(Caixas, Bandejas, Cubas, etc)25351.367572/2017-71
BANDEJAS PARA ARMAZENAMENTO DELPHOS
FABRICANTE : DELPHOS IMPLANTS IND. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES MÉDICOS LDA - PORTUGAL
DP-0000-800> DP-0000-801> DP-0112-801> DP-0208-801> DP-0312-801> DP-0315-801> DP-0613-801> DP-0702-801> DP-0722-801> DP-1200-801> DP-1216-801> DP-1216-802> DP-2000-800> DP-2000-801> DP-2000-802> DP-2000-803> DP-2427-800> DP-2427-801 e DP-2499-801.> DP-1600-801>
CLASSE : I 80740470008
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA8.02976-1
Plataforma tibial para artroplastia de joelho25351.207463/2016-83
Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee
FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL
61-080000 - Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee # 0, 61-080001 - Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee # 1, 61-080002 - Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee # 2, 61-080003 - Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee # 3, 61-080004 - Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee # 4, 61-080005 - Componente Tibial Móvel Cimentado I - Knee # 5; 85-113826 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Direito 38 x 26 mm; 85-114126 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Direito 41 x 26 mm; 85-114428 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Direito 44 x 28 mm; 85-114730 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Direito 47 x 30 mm; 85-115032 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Direito 50 x 32 mm; 85-115334 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Direito 53 x 34 mm; 85-123826 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Esquerdo 38 x 26 mm; 85-124126 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Esquerdo 41 x 26 mm; 85-124428 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Esquerdo 44 x 28 mm; 85-124730 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Esquerdo 47 x 30 mm; 85-125032 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Esquerdo 50 x 32 mm; 85-125334 - Componente Tibial Móvel Cimentado UNI Medial Esquerdo 53 x 34 mm; Acessórios 61-140701 - Espaçador Tibial I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 1, 61-141201 - Espaçador Tibial I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 1, 61-140702 - Espaçador Tibial I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 2, 61-141202 - Espaçador Tibial I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 2, 61-140703 - Espaçador Tibial I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 3, 61-141203 - Espaçador Tibial I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 3, 61-140704 - Espaçador Tibial I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 4, 61-141204 - Espaçador Tibial I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 4, 61-140705 - Espaçador Tibial I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 5, 61-141205 - Espaçador Tibial I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 5, 61-090100 - Modulo Tibial I - Knee Liso Curto, 61-090103 - Modulo Tibial I - Knee Curto Offset +3 mm, 61-090106 - Modulo Tibial I - Knee Curto Offset +6 mm, 61-090200 - Modulo Tibial I - Knee Liso Longo, 61-090203 - Modulo Tibial I - Knee Longo Offset +3 mm, 61-090206 - Modulo Tibial I - Knee Longo Offset +6 mm, 61-110060 - Haste Tibial I - Knee H. 60 mm, 61-110090 - Haste Tibial I - Knee H. 90 mm, 61-110120 - Haste Tibial I - Knee H. 120 mm, 61-110150 - Haste Tibial I - Knee H. 150 mm, 62-016520 - Parafuso Ósseo 6.5 x 20 mm; 62-016525 - Parafuso Ósseo 6.5 x 25 mm; 62-016530 - Parafuso Ósseo 6.5 x 30 mm; 62-016535 - Parafuso Ósseo 6.5 x 35 mm; 62-016540 - Parafuso Ósseo 6.5 x 40 mm; 62-016545 - Parafuso Ósseo 6.5 x 45 mm; 62-016550 - Parafuso Ósseo 6.5 x 50 mm; 62-016555 - Parafuso Ósseo 6.5 x 55 mm; 62-016560 - Parafuso Ósseo 6.5 x 60 mm; 02-206130 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #1 - 30 x 15, 02-206230 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #2 - 30 x 15, 02-206330 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #3 - 30 x 15, 02-206430 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #4 - 30 x 15, 02-206530 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #5 - 30 x 15, 02-206630 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #6 - 30 x 15, 02-206730 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #7 - 30 x 15, 02-206830 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #8 - 30 x 15, 02-206930 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee #9 - 30 x 15, 02-206900 - Calço Tibial Trabecular Direito I - Knee Pré Moldados Em Forma Especial Sob Encomenda, 02-207130 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #1 - 30 x 15, 02-207230 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #2 - 30

x 15, 02-207330 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #3 - 30 x 15, 02-207430 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #4 - 30 x 15, 02-207530 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #5 - 30 x 15, 02-207630 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #6 - 30 x 15, 02-207730 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #7 - 30 x 15, 02-207830 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #8 - 30 x 15, 02-207930 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee #9 - 30 x 15, 02-207900 - Calço Tibial Trabecular Esquerdo I - Knee Pré Moldados Em Forma Especial Sob Encomenda, 61-270701 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 1, 61-271201 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 1, 61-270702 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 2, 61-271202 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 2, 61-270703 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 3, 61-271203 - Espaçador Tibial Trabeculado 12 mm para Componente Tibial # 3, 61-270704 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 4, 61-271204 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 4, 61-270705 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 7 mm para Componente Tibial # 5, 61-271205 - Espaçador Tibial Trabeculado I - Knee 12 mm para Componente Tibial # 5, CLASSE : III 80297610101

80145 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de modelo/apresentações em registro de família de material implantável em ortopedia

Kit Instrumental 25351.285982/2017-24

66-160000 - Kit de Instrumentais para Acetábulo I - Tapper e Acetábulo Trabeculares Iconacy

FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL

66-160128 - Prova de Liner Grande para Cabeça Femoral Dia. 28 mm, 66-160132 - Prova de Liner Grande para Cabeça Femoral Dia. 32 mm, 66-160136 - Prova de Liner Grande para Cabeça Femoral Dia. 36 mm, 66-160140 - Prova de Liner Grande para Cabeça Femoral Dia. 40 mm, 66-160228 - Prova de Liner Médio para Cabeça Femoral Dia. 28 mm, 66-160232 - Prova de Liner Médio para Cabeça Femoral Dia. 32 mm, 66-160236 - Prova de Liner Médio para Cabeça Femoral Dia. 36 mm, 66-160328 - Prova de Liner Pequeno para Cabeça Femoral Dia. 28 mm, 66-160332 - Prova de Liner Pequeno para Cabeça Femoral Dia. 32 mm, 66-160336 - Prova de Liner Pequeno para Cabeça Femoral Dia. 36 mm, 66-160432 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 32 mm Pequena, 66-160532 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 32 mm Média, 66-160632 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 32 mm Grande, 66-160436 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 36 mm Pequena, 66-160536 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 36 mm Média, 66-160636 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 36 mm Grande, 66-160736 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 36 mm Extra Grande, 66-160440 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 40 mm Pequena, 66-160540 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 40 mm Média, 66-160640 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 40 mm Grande, 66-160740 - Prova de Cabeça Femoral Cone 12/14 Dia. 40 mm Extra Grande, 66-160001 - Chave para Acetábulo I - Tapper, 66-160800 - Adaptador Pequeno para Chave para Acetábulo I - Tapper, 66-160801 - Adaptador Médio para Chave para Acetábulo I - Tapper, 66-160802 - Adaptador Grande para Chave para Acetábulo I - Tapper, 66-160803 - Adaptador Extra Grande para Chave para Acetábulo I - Tapper, 66-160003 - Bandeja 1 do Kit de Instrumentais para Acetábulo I - Tapper e Acetábulo Trabeculares Iconacy, 66-160004 - Bandeja 2 do Kit de Instrumentais para Acetábulo I - Tapper e Acetábulo Trabeculares Iconacy, 66-160005 - Suporte do Kit de Instrumentais para Acetábulo I - Tapper e Acetábulo Trabeculares.

CLASSE : I 80297610119

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

Kit Instrumental 25351.286022/2017-30

66-170000 - Kit de Instrumentais para Haste Femoral I - Tapper Iconacy

FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL

66-174500 ,66-176501 ,66-177502 ,66-178703 ,66-171004 ,66-171105 ,66-171206 ,66-171307 ,66-171508 ,66-171709 ,66-172010 ,66-170001 ,66-170002 ,66-170003 ,66-172128 ,66-172228 ,66-172328 ,66-170004 ,66-170005 ,66-170006 ,66-170007 ,66-170008.

CLASSE : I 80297610120

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E EXPOR LTDA 1.02475-3

Sistema para artroplastia de ombro total25351.602408/2007-46

COMPONENTES DE OMBRO EXACTECH EQUINOXE

FABRICANTE : EXACTECH, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

310-01-38--Cabeça umeral curta Equinox, 38mm; 310-01-41--Cabeça umeral curta Equinox, 41mm; 310-01-44--Cabeça umeral curta Equinox, 44mm; 310-01-47--Cabeça umeral curta Equinox, 47mm; 310-01-50--Cabeça umeral curta Equinox, 50mm; 310-01-53--Cabeça umeral curta Equinox, 53mm; 310-02-38--Cabeça umeral alta Equinox, 38mm; 310-02-41--Cabeça umeral alta Equinox, 41mm; 310-02-44--Cabeça umeral alta Equinox, 44mm; 310-02-47--Cabeça umeral alta Equinox, 47mm; 310-02-50--Cabeça umeral alta Equinox, 50mm; 310-02-53--Cabeça umeral alta Equinox, 53mm; 310-03-47--Cabeça umeral expandida Equinox, 47mm; 310-03-50--Cabeça umeral expandida Equinox, 50mm; 310-

03-53--Cabeça umeral expandida Equinox, 53mm; 310-03-47--Cabeça umeral expandida Equinox, 47mm;

314-01-02--Glenóide cavilhada alfa Equinox, tamanho pequeno; 314-01-03--Glenóide cavilhada alfa Equinox, tamanho médio; 314-01-04--Glenóide cavilhada alfa Equinox, tamanho grande; 314-01-12--Glenóide cavilhada beta Equinox, tamanho pequeno; 314-01-13--Glenóide cavilhada beta Equinox, tamanho médio; 314-01-14--Glenóide cavilhada beta Equinox, tamanho grande; 314-02-02--Glenóide com pino alfa Equinox, tamanho pequeno; 314-02-03--Glenóide com pino alfa Equinox, tamanho médio; 314-02-04--Glenóide com pino alfa Equinox, tamanho grande; 314-02-12--Glenóide com pino beta Equinox, tamanho pequeno; 314-02-13--Glenóide com pino beta Equinox, tamanho médio; 314-02-14--Glenóide com pino beta Equinox, tamanho grande;

Os Componentes de Ombro são fornecidos em embalagens estéreis, contendo uma unidade. Códigos: 302-01-06 - Haste umeral primária cimentada Equinox, 6mm; 302-01-08 - Haste umeral primária cimentada Equinox, 8mm; 302-01-10 - Haste umeral primária cimentada Equinox, 10mm; 302-01-12 - Haste umeral primária cimentada Equinox, 12mm; 306-01-08 - Haste umeral longa Equinox 8mm, 175mm; 306-02-08 - Haste umeral longa Equinox 8mm, 215mm; 306-02-10 - Haste umeral longa Equinox 10mm, 200mm; 306-02-12 - Haste umeral longa Equinox 12mm, 200mm; 300-10-15 - Placa de replicador anatômico Equinox, 1,5mm o/s; 300-10-45 - Placa de replicador anatômico Equinox, 4,5mm o/s; 300-10-00 - Parafuso de torque Equinox; 300-10-01 - Parafuso tradicional Equinox; 310-01-38 - Cabeça umeral curta Equinox, 38mm; 310-01-41 - Cabeça umeral curta Equinox, 41mm; 310-01-44 - Cabeça umeral curta Equinox, 44mm; 310-01-47 - Cabeça umeral curta Equinox, 47mm; 310-01-50 - Cabeça umeral curta Equinox, 50mm; 310-01-53 - Cabeça umeral curta Equinox, 53mm; 310-02-38 - Cabeça umeral alta Equinox, 38mm; 310-02-41 - Cabeça umeral alta Equinox, 41mm; 310-02-44 - Cabeça umeral alta Equinox, 44mm; 310-02-47 - Cabeça umeral alta Equinox, 47mm; 310-02-50 - Cabeça umeral alta Equinox, 50mm; 310-02-53 - Cabeça umeral alta Equinox, 53mm; 310-03-47 - Cabeça umeral expandida Equinox, 47mm; 310-03-50 - Cabeça umeral expandida Equinox, 50mm; 310-03-53 - Cabeça umeral expandida Equinox, 53mm; 310-03-47 - Cabeça umeral expandida Equinox, 47mm; 314-01-02 - Glenóide cavilhada alfa Equinox, tamanho pequeno; 314-01-03 - Glenóide cavilhada alfa Equinox, tamanho médio; 314-01-04 - Glenóide cavilhada alfa Equinox, tamanho grande; 314-01-12 - Glenóide cavilhada beta Equinox, tamanho pequeno; 314-01-13 - Glenóide cavilhada beta Equinox, tamanho médio; 314-01-14 - Glenóide cavilhada beta Equinox, tamanho grande; 314-02-02 - Glenóide com pino alfa Equinox, tamanho pequeno; 314-02-03 - Glenóide com pino alfa Equinox, tamanho médio; 314-02-04 - Glenóide com pino alfa Equinox, tamanho grande; 314-02-12 - Glenóide com pino beta Equinox, tamanho pequeno; 314-02-13 - Glenóide com pino beta Equinox, tamanho médio; 314-02-14 - Glenóide com pino beta Equinox, tamanho grande; 314-02-15 - Glenóide com pino beta Equinox, tamanho extra grande.

CLASSE : III 10247530064

80164 - MATERIAL - Revalidação de registro de sistema de material implantável em ortopedia

Âncora de sutura ortopédica não absorvível25351.608946/2011-87

ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA XO BUTTON LINVATEC

FABRICANTE : CONMED CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

T5015, T5020, T5025, T5030, T5035, T5040, T5045, T5050, T5055, T5060.

CLASSE : III 10247530108

80162 - MATERIAL - Revalidação de registro de família de material implantável em ortopedia

IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA 1.01087-7

COMPONENTES ACETABULARES 25351.467204/2017-24

COMPONENTE ACETABULAR EM POLIETILENO CIMENTADO

FABRICANTE : IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA - BRASIL

1470-022-040 Acetábulo MU (Ø 22X40) 1470-022-042 Acetábulo MU (Ø 22X42) 1470-022-044 Acetábulo MU (Ø 22X44) 1470-022-046 Acetábulo MU (Ø 22X46) 1470-022-048 Acetábulo MU (Ø 22X48) 1470-022-050 Acetábulo MU (Ø 22X50) 1470-022-052 Acetábulo MU (Ø 22X52) 1470-022-054 Acetábulo MU (Ø 22X54) 1470-022-056 Acetábulo MU (Ø 22X56) 1470-022-058 Acetábulo MU (Ø 22X58) 1470-022-060 Acetábulo MU (Ø 22X60) 1470-022-062 Acetábulo MU (Ø 22X62) 1470-022-064 Acetábulo MU (Ø 22X64) 1470-028-044 Acetábulo MU (Ø 28X44) 1470-028-046 Acetábulo MU (Ø 28X46) 1470-028-048 Acetábulo MU (Ø 28X48) 1470-028-050 Acetábulo MU (Ø 28X50) 1470-028-052 Acetábulo MU (Ø 28X52) 1470-028-054 Acetábulo MU (Ø 28X54) 1470-028-056 Acetábulo MU (Ø 28X56) 1470-028-058 Acetábulo MU (Ø 28X58) 1470-028-060 Acetábulo MU (Ø 28X60) 1470-028-062 Acetábulo MU (Ø 28X62) 1470-028-064 Acetábulo MU (Ø 28X64) 1470-032-048 Acetábulo MU (Ø 32X48) 1470-032-050 Acetábulo MU (Ø 32X50) 1470-032-052 Acetábulo MU (Ø 32X52) 1470-032-054 Acetábulo MU (Ø 32X54) 1470-032-056 Acetábulo MU (Ø 32X56) 1470-032-058 Acetábulo MU (Ø 32X58) 1470-032-060 Acetábulo MU (Ø 32X60) 1470-032-062 Acetábulo MU (Ø 32X62) 1470-032-064 Acetábulo MU (Ø 32X64) 19-13-240-0 Acetábulo SAF (Ø 22X40) 19-13-242-0 Acetábulo SAF (Ø 22X42) 19-13-244-0 Acetábulo SAF (Ø 22X44) 19-13-446-0 Acetábulo SAF (Ø 28X46) 19-13-448-0 Acetábulo SAF (Ø 28X48) 19-13-450-0 Acetábulo SAF (Ø 28X50) 19-13-452-0 Acetábulo SAF (Ø 28X52) 19-13-454-0 Acetábulo SAF (Ø 28X54) 19-13-456-0 Acetábulo SAF (Ø 28X56)20-13-240-0 Acetábulo SAF II (Ø22X40) 20-13-242-0

Acetábulo SAF II (Ø22X42) 20-13-244-0 Acetábulo SAF II (Ø22X44) 20-13-246-0 Acetábulo SAF II (Ø22X46) 20-13-248-0 Acetábulo SAF II (Ø22X48) 20-13-250-0 Acetábulo SAF II (Ø22X50) 20-13-252-0 Acetábulo SAF II (Ø22X52) 20-13-254-0 Acetábulo SAF II (Ø22X54) 20-13-256-0 Acetábulo SAF II (Ø22X56) 20-13-258-0 Acetábulo SAF II (Ø22X58) 20-13-260-0 Acetábulo SAF II (Ø22X60) 20-13-262-0 Acetábulo SAF II (Ø22X62) 20-13-264-0 Acetábulo SAF II (Ø22X64) 20-13-440-0 Acetábulo SAF II (Ø28X40) 20-13-442-0 Acetábulo SAF II (Ø28X42) 20-13-444-0 Acetábulo SAF II (Ø28X44) 20-13-446-0 Acetábulo SAF II (Ø28X46) 20-13-448-0 Acetábulo SAF II (Ø28X48) 20-13-450-0 Acetábulo SAF II (Ø28X50) 20-13-452-0 Acetábulo SAF II (Ø28X52) 20-13-454-0 Acetábulo SAF II (Ø28X54) 20-13-456-0 Acetábulo SAF II (Ø28X56) 20-13-458-0 Acetábulo SAF II (Ø28X58) 19-13-460-0 Acetábulo SAF II (Ø28X60) 19-13-462-0 Acetábulo SAF II (Ø28X62) 19-13-464-0 Acetábulo SAF II (Ø28X64) 19-13-344-0 Acetábulo SAF II (Ø32X44) 19-13-346-0 Acetábulo SAF II (Ø32X46) 19-13-348-0 Acetábulo SAF II (Ø32X48) 19-13-350-0 Acetábulo SAF II (Ø32X50) 19-13-352-0 Acetábulo SAF II (Ø32X52) 19-13-354-0 Acetábulo SAF II (Ø32X54) 19-13-356-0 Acetábulo SAF II (Ø32X56) 19-13-358-0 Acetábulo SAF II (Ø32X58) 19-13-360-0 Acetábulo SAF II (Ø32X60) 19-13-362-0 Acetábulo SAF II (Ø32X62) 19-13-364-0 Acetábulo SAF II (Ø32X64)

CLASSE : III 10108770130

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

J.L. MATERIAL CIRURGICO LTDA 8.00341-4

Sistema de Cimentacao Ossea 25351.264370/2007-07

SUBITON VTP - CIMENTO CIRURGICO PARA VERTEBROPLASTIA

FABRICANTE : LABORATORIOS SL S.A. - ARGENTINA

Cimento Subiton VTP - Forma de apresentação: Embalagem que contém duas doses num blister esterilizado por ETO. Cada dose contém: - 1 ampola com 5mL de líquido esterilizado por ultrafiltração num blister esterilizado com óxido de etileno. - 1 envelope duplo com 12,5g de pó radiopaco esterilizado por óxido de etileno.

CLASSE : IV 80034140001

80163 - MATERIAL - Revalidação de registro de material implantável em ortopedia

JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. 1.03444-2

Componentes para Protese Dentaria 25351.912928/2016-57

BLOCOS EM POLÍMERO PARA PRÓTESE DENTÁRIA

FABRICANTE : AMANN GIRRBACH AG - ÁUSTRIA

760303 - Ceramill PNIÍVIA 71 L (20mm), 760311 - Ceramill P-M MA 71 XS (13mm), 760407 - Ceramill PMIyIA 98x12 N(12mm), 760408 - Ceramill PMM2V98x20 N(20mm), 760312 - CeramillSplintec 71 jCS/US (13 mm), 760319 - Ceramill Splintec 71 L/US (20 mm), 760320 - CeramillTEMP light 71 XS (13mm), 760321 - Ceramill TEMP middle 71 XS (13mm), 760322 - CeramillTEMP dark 71 XS (13mm), 760323 - Ceramill TEMP light 71 L(20mm), 760324 - Ceramill TEMPmiddle 71 L(20mm), 760325 - Ceramill TEMP dark 71 L(20mm), 760326 - Ceramill TEMP light71 XS / US (13mm), 760327 - Ceramill TEMP middle 71 XS / US (13mm), 760328 - CeramillTEMP dark 71 XS / US (13mm), 760329 - Ceramill TEMP light 71 L/ US (20mm), 760330 -Ceramill TEMP middle 71 L/ US (20mm), 760331 - Ceramill TEMP dark 71 L/ US (20mm),760332 - Ceramill TEMP bleach 71 XS / US (13mm), 760333 - Ceramill TEMP bleach 71 L/ US(20mm), 760334 - Ceramill TEMP bleach 71 X(13mm), 760335 - Ceramill TEMP bleach 71 L(20mm), 760380 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 71 XS (13mm), 760381 - Ceramill TEMPMultilayer A3 71 XS (13mm), 760382 - Ceramill TEMP Multilayer B1/B2 71 XS (13mm), 760383 -Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 71 XS (13mm), 760384 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 71 L(20mm), 760385 - Ceramill TEMP Multilayer A3 71 L(20mm), 760386 - Ceramill TEMPMultilayer B1/B2 71 L(20mm), 760387 - Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 71 L(20mm), 760538 -Ceramill TEMP light 98x14 N(14mm), 760539 - Ceramill TEMP middle 98x14 N(14mm), 760540- Ceramill TEMP dark 98x14 N(14mm), 760541 - Ceramill TEMP light 98x20 N(204mm), 760542- Ceramill TEMP middle 98x20 N(20mm), 760543 - Ceramill TEMP dark 98x20 N(20mm),760572 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 98x12 N(12mm), 760573 - Ceramill TEMP MultilayerA3 98x12 N(12mm), 760574 - Ceramill TEMP Multilayer B1B2 98x12 N(12mm), 760575 -Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 98x12 N(12mm), 760576 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A298x20 N(20mm), 760577 - Ceramill TEMP Multilayer A3 98x20 N(20mm), 760578 - CeramillTEMP Multilayer B1/B2 98x20 N(20mm), 760579 - Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 98x20 N(20mm), ND-760.303 - Ceramill PNIÍA 71 L 20mm), ND-760.311 - Ceramill PMMA 71 XS(13mm), ND-760.407 - Ceramill PM A 98x12 N(12mm), ND-760.408 - Ceramill PMM 98x20 N(20mm), ND-760.312 - Ceramill Sp intec 71 XS/US (13 mm), ND-760.319 - Ceramill Splintec 71L/US (20 mm), ND-760.320 - Ceramill TEMP light 71 XS (13mm), ND-760.321 - Ceramill TEMPmiddle 71 XS (13mm), ND-760.322 - Ceramill TEMP dark 71 XS (13mm), ND-760.323 - CeramillTEMP light 71 L(20mm), ND-760.324 - Ceramill TEMP middle 71 L(20mm), ND-760.325 -Ceramill TEMP dark 71 L(20mm), ND-760.326 - Ceramill TEMP light 71 XS / US (13mm), ND-760.327 - Ceramill TEMP middle 71 XS / US (13mm), ND-760.328 - Ceramill TEMP dark 71 XS /US (13mm), ND-760.329 - Ceramill TEMP light 71 L/ US (20mm), ND-760.330 - Ceramill TEMPmiddle 71 L/ US (20mm), ND-760.331 - Ceramill TEMP dark 71 L/ US (20mm), ND-760.332 -Ceramill TEMP bleach 71 XS / US



(13mm), ND-760.333 - Ceramill TEMP bleach 71 L/ US(20mm), ND-760.334 - Ceramill TEMP bleach 71 X(13mm), ND-760.335 - Ceramill TEMP bleach 71 L(20mm), ND-760.380 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 71 XS (13mm), ND-760.381 - Ceramill TEMP Multilayer A3 71 XS (13mm), ND-760.382 - Ceramill TEMP Multilayer B1/B2 71XS (13mm), ND-760.383 - Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 71 XS (13mm), ND-760.384 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 71 L(20mm), ND-760.385 - Ceramill TEMP Multilayer A3 71 L(20mm), ND-760.386 - Ceramill TEMP Multilayer 131/132 71 L(20mm), ND-760.387 - Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 71 L(20mm), ND-760.538 - Ceramill TEMP light 98x14 N(14mm), ND-760.539 - Ceramill TEMP middle 98x14 N(14mm), ND-760.540 - Ceramill TEMP dark 98x14 N(14mm), ND-760.541 - Ceramill TEMP light 98x20 N(204mm), ND-760.542 - Ceramill TEMP middle 98x20 N(20mm), ND-760.543 - Ceramill TEMP dark 98x20 N(20mm), ND-760.572 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 98x12 N(12mm), ND-760.573 - Ceramill TEMP Multilayer A398x12 N(12mm), ND-760.574 - Ceramill TEMP Multilayer 131B2 98x12 N(12mm), ND-760.575 - Ceramill TEMP Multilayer 122/123 98x12 N(12mm), ND-760.576 - Ceramill TEMP Multilayer A1/A2 98x20 N(20mm), ND-760.577 - Ceramill TEMP Multilayer A3 98x20 N(20mm), ND-760.578 - Ceramill TEMP Multilayer B1/B2 98x20 N(20mm), ND-760.579 - Ceramill TEMP Multilayer C2/C3 98x20 N(20mm), 760303-STM - PM A 71 L 20mm), 760311-STM - PMN-lr71XS (13mm), 760407-STM - PM- N-1A 98x12 N(12mm), 60408-STM - P- A 98x20 N(20mm), 760312-STM - Splintec 71 XS7US (13 mm), 760319-STM - Splintec 71 L/US (20 mm), 760320-STM - TEMP light 71 XS (13mm), 760321-STM - TEMP middle 71 XS (13mm), 760322-STM - TEMP dark 71 XS (13mm), 760323-STM - TEMP light 71 L(20mm), 760324-STM - TEMP middle 71 L(20mm), 760325-STM - TEMP dark 71 L(20mm), 760326-STM - TEMP light 71 XS / US(13mm), 760327-STM - TEMP middle 71 XS / US (13mm), 760328-STM - TEMP dark 71 XS / US(13mm), 760329-STM - TEMP light 71 L/ US (20mm), 760330-STM - TEMP middle 71 L/ US"20mm), 760331-STM - TEMP dark 71 L/ US (20mm), 760332-STM - TEMP bleach 71 XS / US(13mm), 760333-STM - TEMP bleach 71 L/ US (20mm), 760334-STM - TEMP bleach 71 X(13mm), 760335-STM - TEMP bleach 71 L(20mm), 760380-STM - TEMP Multilayer A1/A2 71XS (13mm), 760381-STM - TEMP Multilayer A3 71 XS (13mm), 760382-STM - TEMP Multilayer B1/B2 71 XS (13mm), 760383-STM - TEMP Multilayer C2/C3 71 XS (13mm), 760384-STM - TEMP Multilayer A1/A2 71 L(20mm), 760385-STM - TEMP Multilayer A3 71 L(20mm), 760386-STM - TEMP Multilayer 131B2 71 L(20mm), 760387-STM - TEMP Multilayer C2/C3 71 L(20mm), 760538-STM - TEMP light 98x14 N(14mm), 760539-STM - TEMP middle 98x14 N(14mm), 760540-STM - TEMP dark 98x14 N(14mm), 760541-STM - TEMP light 98x20 N(204mm), 760542-STM - TEMP middle 98x20 N(20mm), 760543-STM - TEMP dark 98x20 N(20mm), 760572-STM - TEMP Multilayer A1/A2 98x12 N(12mm), 760573-STM - TEMP Multilayer A3 98x12 N(12mm), 760574-STM - TEMP Multilayer B1/B2 98x12 N(12mm), 760575-STM - TEMP Multilayer C2/C3 98x12 N(12mm), 760576-STM - TEMP Multilayer A1/A2 98x20 N(20mm), 760577-STM - TEMP Multilayer A3 98x20 N(20mm), 760578-STM - TEMP Multilayer 131/132 98x20 N(20mm), 760579-STM - TEMP Multilayer C2/C3 98x20 N(20mm).
CLASSE : II 10344420093
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Componentes para Protese Dentária 25351.987138/2016-39
BLOCOS EM METAL PARA PRÓTESE DENTÁRIA
FABRICANTE : AMANN GIRRBAACH AG - ÁUSTRIA
178714 - SINTERING BEADS FOR SINTRON 100G, 761101R - CERAMILL SINTRON 71 XXSI OMM, 761102R - CERAMILL SINTRON 71 XS 12MM, 761103R - CERAMILL SINTRON 71 S14MM, 761104R - CERAMILL SINTRON 71 16MM, 761105R - CERAMILL SINTRON 71 M18MM, 761106R - CERAMILL SINTRON 71 L 20MM, 761107R - CERAMILL SINTRON 71 L25MM, 761120 - CERAMILL SINTRON 98X25 N, 761122 - CERAMILL SINTRON 98X20 N, 761124 - CERAMILL SINTRON 98X18 N, 761126 - CERAMILL SINTRON 98X16 N, 761128 - CERAMILL SINTRON 98X14 N, 761130 - CERAMILL SINTRON 98X12 N, 761132 - CERAMILL SINTRON 98X10 N, 178714-STM - SINTERING BEADS FOR SINTRON 100G, 76110111-STM - SINTRON IOMM, 761102R-STM - SINTRON 12MM, 761103R-STM - SINTRON 14MM, 761104R-STM - SINTRON 16MM, 761105R-STM - SINTRON 18MM, 761106R-STM - SINTRON 20MM, 761107R-STM - SINTRON 25MM, 761120-STM - SINTRON 98X25 N, 761122-STM - SINTRON 98X20 N, 761124-STM - SINTRON 98X18 N, 761126-STM - SINTRON 98X16 N, 761128-STM - SINTRON 98X14 N, 761130-STM - SINTRON 98X12 N, 761132-STM - SINTRON 98X10 N, ND178.714 - SINTERING BEADS FOR SINTRON 100G, ND761.101 R- CERAMILL SINTRON 71 XXS I OMM, ND761.102R - CERAMILL SINTRON 71XS 12MM, ND761.103R - CERAMILL SINTRON 71 S 14MM, ND761.104R - CERAMILL SINTRON 71 16MM, ND761.105R - CERAMILL SINTRON 71 M 18MM, ND761.106R - CERAMILL SINTRON 71 L 20MM, ND761.107R - CERAMILL SINTRON 71 L 25MM, ND761.120 - CERAMILL SINTRON 98X25 N, ND761.122 - CERAMILL SINTRON 98X20 N, ND761.124 - CERAMILL SINTRON 98X18 N, ND761.126 - CERAMILL SINTRON 98X16 N, ND761.128 - CERAMILL SINTRON 98X14 N, ND761.130 - CERAMILL SINTRON 98X12 N, ND761.132 - CERAMILL SINTRON 98X10 N.
CLASSE : II 10344420095
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

Instrumento Cirurgico Para Implantes Dentarios25351.582607/2016-08
Chaves e Conexões Conectadas a Equipamentos
FABRICANTE : JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. - BRASIL
105.131 Conexão GM para Contra-Ângulo; 105.135 Conexão Torque Neo Curta para Contra-Ângulo; 105.136 Conexão Torque Neo Média para Contra-Ângulo; 105.138 Conexão Protética Hexagonal para Contra-Ângulo
CLASSE : I 10344420183
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0
SISTEMAS INTERNOS DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL25351.710698/2014-60
SISTEMA PARA FIXAÇÃO DA COLUNA TORACO-LOMBAR COM PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL- VIA DE ACESSO POSTERIOR
FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
Parafuso Pedicular Click'X, Autorroscante: 498.580 - Ø 6,2mm x 30mm, 498.581 - Ø 6,2mm x 35mm, 498.582 - Ø 6,2 mm x 40 mm, 498.583 - Ø 6,2 mm x 45 mm, 498.584 - Ø 6,2 mm x 50 mm, 498.585 - Ø 6,2 mm x 55 mm, 498.586 - Ø 6,2 mm x 60 mm, 498.587 - Ø 6,2 mm x 65 mm, 498.510 - Ø 7,0 mm x 30 mm, 498.511 - Ø 7,0 mm x 35 mm, 498.512 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 498.513 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 498.514 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 498.515 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 498.516 - Ø 7,0 mm x 60 mm, 498.517 - Ø 7,0 mm x 65 mm, 498.591 - Ø 8,0 mm x 30 mm, 498.592 - Ø 8,0 mm x 35 mm, 498.593 - Ø 8,0 mm x 40 mm, 498.594 - Ø 8,0 mm x 45 mm, 498.595 - Ø 8,0 mm x 50 mm, 498.596 - Ø 8,0 mm x 55 mm, 498.597 - Ø 8,0 mm x 60 mm, 498.598 - Ø 8,0 mm x 65 mm Parafuso Pedicular Click'X, Dual Core: 487.070 - Ø 5,2 mm x 30 mm, 487.071 - Ø 5,2 mm x 35 mm, 487.072 - Ø 5,2 mm x 40 mm, 487.073 - Ø 5,2 mm x 45 mm, 487.074 - Ø 5,2 mm x 50 mm, 487.075 - Ø 5,2 mm x 55 mm, 487.076 - Ø 5,2 mm x 60 mm, 487.080 - Ø 8,0 mm x 30 mm, 487.081 - Ø 8,0 mm x 35 mm, 487.082 - Ø 8,0 mm x 40 mm, 487.083 - Ø 8,0 mm x 45 mm, 487.084 - Ø 8,0 mm x 50 mm, 487.085 - Ø 8,0 mm x 55 mm, 487.086 - Ø 8,0 mm x 60 mm, 487.087 - Ø 8,0 mm x 65 mm, 498.560 - Ø 6,2 mm x 30 mm, 498.561 - Ø 6,2 mm x 35 mm, 498.562 - Ø 6,2 mm x 40 mm, 498.563 - Ø 6,2 mm x 45 mm, 498.564 - Ø 6,2 mm x 50 mm, 498.565 - Ø 6,2 mm x 55 mm, 498.566 - Ø 6,2 mm x 60 mm, 498.567 - Ø 6,2 mm x 65 mm, 498.501 - Ø 7,0 mm x 30 mm, 498.502 - Ø 7,0 mm x 35 mm, 498.503 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 498.504 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 498.505 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 498.506 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 498.507 - Ø 7,0 mm x 60 mm, 498.508 - Ø 7,0 mm x 65 mm, 487.090 - Ø 5,5 mm x 30 mm, 487.091 - Ø 5,5 mm x 35 mm, 487.092 - Ø 5,5 mm x 40 mm, 487.093 - Ø 5,5 mm x 45mm, 487.094 - Ø 5,5 mm x 50 mm, 487.095 - Ø 5,5 mm x 55 mm, 487.096 - Ø 5,5 mm x 60 mm, 487.097 - Ø 5,5 mm x 65 mm, 487.061 - Ø 9,0 mm x 30 mm, 487.062 - Ø 9,0 mm x 35 mm, 487.063 - Ø 9,0 mm x 40 mm, 487.064 - Ø 9,0 mm x 45 mm, 487.065 - Ø 9,0 mm x 50 mm, 487.066 - Ø 9,0 mm x 55 mm, 487.067 - Ø 9,0 mm x 60 mm, 487.068 - Ø 9,0 mm x 65 mm Parafuso de Espondilolistesis Click'x, Pré-Montado: 498.974 - Ø 6,2mm x 40mm, 498.975 - Ø 6,2mm x 45mm, 498.976 - Ø 6,2 mm x 50 mm, 498.977 - Ø 6,2 mm x 55 mm, 498.978 - Ø 6,2 mm x 60 mm, 498.981 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 498.982 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 498.983 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 498.984 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 498.985 - Ø 7,0 mm x 60 mm Parafuso de Espondilolistesis, Dual Core Click'X, Pré-Montado: 498.986 - Ø 6,2 mm x 30 mm, 498.987 - Ø 6,2 mm x 35 mm, 498.988 - Ø 6,2 mm x 40 mm, 498.989 - Ø 6,2 mm x 45 mm, 498.990 - Ø 6,2 mm x 50 mm, 498.991 - Ø 6,2 mm x 55 mm, 498.992 - Ø 6,2 mm x 60 mm, 498.993 - Ø 6,2 mm x 65 mm, 498.501 - Ø 7,0 mm x 30 mm, 498.502 - Ø 7,0 mm x 35 mm, 498.503 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 498.504 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 498.505 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 498.506 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 498.507 - Ø 7,0 mm x 60 mm, 498.508 - Ø 7,0 mm x 65 mm, 499.085 - Ø 8,0 mm x 40 mm, 499.086 - Ø 8,0 mm x 45 mm, 499.087 - Ø 8,0 mm x 50 mm, 499.088 - Ø 8,0 mm x 55 mm, 499.089 - Ø 8,0 mm x 60 mm Parafuso Pedicular Click'X - Autorroscante, Dual Core: 499.510 - Ø 6,2 mm x 30 mm, 499.511 - Ø 6,2 mm x 35 mm, 499.512 - Ø 6,2 mm x 40 mm, 499.513 - Ø 6,2 mm x 45 mm, 499.514 - Ø 6,2 mm x 50 mm, 499.515 - Ø 6,2 mm x 55 mm, 499.516 - Ø 6,2 mm x 60 mm, 499.517 - Ø 6,2 mm x 65 mm Parafuso Pedicular Click'X, Dual Core, Pré-Montado: 499.550 - Ø 5,2 mm x 30 mm, 499.551 - Ø 5,2 mm x 35 mm, 499.552 - Ø 5,2 mm x 40 mm, 499.553 - Ø 5,2 mm x 45 mm, 499.554 - Ø 5,2 mm x 50 mm, 499.555 - Ø 5,2 mm x 55 mm, 499.556 - Ø 5,2 mm x 60 mm, 499.557 - Ø 5,2 mm x 65 mm, 499.070 - Ø 7,0 mm x 30mm, 498.994 - Ø 7,0 mm x 35 mm, 498.995 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 498.996 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 498.997 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 498.998 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 498.999 - Ø 7,0 mm x 60 mm, 499.000 - Ø 7,0 mm x 65 mm, 499.083 - Ø 8,0 mm x 30 mm, 499.084 - Ø 8,0 mm x 35 mm, 499.085 - Ø 8,0 mm x 40 mm, 499.086 - Ø 8,0 mm x 45 mm, 499.087 - Ø 8,0 mm x 50 mm, 499.088 - Ø 8,0 mm x 55 mm, 499.089 - Ø 8,0 mm x 60 mm, 499.090 - Ø 8,0 mm x 65 mm, 499.560 - Ø 9,0 mm x 30 mm, 499.561 - Ø 9,0 mm x 35 mm, 499.562 - Ø 9,0 mm x 40 mm, 499.563 - Ø 9,0 mm x 45 mm, 499.564 - Ø 9,0 mm x 50 mm, 499.565 - Ø 9,0 mm x 55 mm, 499.566 - Ø 9,0 mm x 60 mm, 499.567 - Ø 9,0 mm x 65 mm Parafuso Pedicular Click'X, Dual Core, Rotativo, Pré-Montado: 499.500 - Ø 5,5 mm x 30 mm, 499.501 - Ø 5,5 mm x 35 mm, 499.502 - Ø 5,5 mm x 40 mm, 499.503 - Ø 5,5 mm x 45 mm, 499.504 - Ø 5,5 mm x 50 mm, 499.505 - Ø 5,5 mm x 55 mm,

499.506 - Ø 5,5 mm x 60 mm, 499.507 - Ø 5,5 mm x 65 mm, 499.520 - Ø 7,0 mm x 30 mm, 499.521 - Ø 7,0 mm x 35 mm, 499.522 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 499.523 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 499.524 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 499.525 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 499.526 - Ø 7,0 mm x 60 mm, 499.527 - Ø 7,0 mm x 65 mm Parafuso Poliaxial Pangea: 04.620.420 - Ø 4,0 mm x 20 mm, 04.620.425 - Ø 4,0 mm x 25 mm, 04.620.428 - Ø 4,0 mm x 28 mm, 04.620.430 - Ø 4,0 mm x 30 mm, 04.620.432 - Ø 4,0 mm x 32 mm, 04.620.435 - Ø 4,0 mm x 35 mm, 04.620.438 - Ø 4,0 mm x 38 mm, 04.620.440 - Ø 4,0 mm x 40 mm, 04.620.445 - Ø 4,0 mm x 45 mm, 04.620.525 - Ø 5,0 mm x 25 mm, 04.620.530 - Ø 5,0 mm x 30 mm, 04.620.535 - Ø 5,0 mm x 35 mm, 04.620.540 - Ø 5,0 mm x 40 mm, 04.620.545 - Ø 5,0 mm x 45 mm, 04.620.550 - Ø 5,0 mm x 50 mm, 04.620.555 - Ø 5,0 mm x 55 mm, 04.620.625 - Ø 6,0 mm x 25 mm, 04.620.630 - Ø 6,0 mm x 30 mm, 04.620.635 - Ø 6,0 mm x 35 mm, 04.620.640 - Ø 6,0 mm x 40 mm, 04.620.645 - Ø 6,0 mm x 45 mm, 04.620.650 - Ø 6,0 mm x 50 mm, 04.620.655 - Ø 6,0 mm x 55 mm, 04.620.660 - Ø 6,0 mm x 60 mm, 04.620.665 - Ø 6,0 mm x 65 mm, 04.620.725 - Ø 7,0 mm x 25 mm, 04.620.730 - Ø 7,0 mm x 30 mm, 04.620.735 - Ø 7,0 mm x 35 mm, 04.620.740 - Ø 7,0 mm x 40 mm, 04.620.745 - Ø 7,0 mm x 45 mm, 04.620.750 - Ø 7,0 mm x 50 mm, 04.620.755 - Ø 7,0 mm x 55 mm, 04.620.760 - Ø 7,0 mm x 60 mm, 04.620.765 - Ø 7,0 mm x 65 mm, 04.620.770 - Ø 7,0 mm x 70 mm, 04.620.775 - Ø 7,0 mm x 75 mm, 04.620.780 - Ø 7,0 mm x 80 mm, 04.620.790 - Ø 7,0 mm x 90 mm, 04.620.799 - Ø 7,0 mm x 100 mm, 04.620.825 - Ø 8,0 mm x 25 mm, 04.620.830 - Ø 8,0 mm x 30 mm, 04.620.835 - Ø 8,0 mm x 35 mm, 04.620.840 - Ø 8,0 mm x 40 mm, 04.620.845 - Ø 8,0 mm x 45 mm, 04.620.850 - Ø 8,0 mm x 50 mm, 04.620.855 - Ø 8,0 mm x 55 mm, 04.620.860 - Ø 8,0 mm x 60 mm, 04.620.865 - Ø 8,0 mm x 65 mm, 04.620.870 - Ø 8,0 mm x 70 mm, 04.620.875 - Ø 8,0 mm x 75 mm, 04.620.880 - Ø 8,0 mm x 80 mm, 04.620.890 - Ø 8,0 mm x 90 mm, 04.620.899 - Ø 8,0 mm x 100 mm, 04.620.930 - Ø 9,0 mm x 30 mm, 04.620.935 - Ø 9,0 mm x 35 mm, 04.620.940 - Ø 9,0 mm x 40 mm, 04.620.945 - Ø 9,0 mm x 45 mm, 04.620.950 - Ø 9,0 mm x 50 mm, 04.620.955 - Ø 9,0 mm x 55 mm, 04.620.960 - Ø 9,0 mm x 60 mm, 04.620.965 - Ø 9,0 mm x 65 mm, 04.620.970 - Ø 9,0 mm x 70 mm, 04.620.975 - Ø 9,0 mm x 75 mm, 04.620.980 - Ø 9,0 mm x 80 mm, 04.620.990 - Ø 9,0 mm x 90 mm, 04.620.999 - Ø 9,0 mm x 100 mm Barra Click'X, Curva: 498.139 - Ø 6,0 mm x 45 mm, 498.140 - Ø 6,0 mm x 55 mm, 498.141 - Ø 6,0 mm x 65 mm, 498.142 - Ø 6,0 mm x 75 mm, 498.143 - Ø 6,0 mm x 85 mm Barra, Curva: 04.620.135 - Ø 6,0 mm x 35 mm, 04.620.140 - Ø 6,0 mm x 40 mm, 04.620.150 - Ø 6,0 mm x 50 mm, 04.620.160 - Ø 6,0 mm x 60 mm, 04.620.170 - Ø 6,0 mm x 70 mm, 04.620.180 - Ø 6,0 mm x 80 mm Barra Click'X, Reta: 498.150 - Ø 6,0 mm x 50 mm, 498.151 - Ø 6,0 mm x 75 mm, 498.152 - Ø 6,0 mm x 100 mm, 498.153 - Ø 6,0 mm x 125 mm, 498.154 - Ø 6,0 mm x 150 mm Casquilho de Fechamento Click'X: 498.570 - Tamanho Único Casquilho de Fechamento: 04.620.000 - Tamanho Único Cabeça Tridimensional Click'X: 498.571 - Tamanho Único Conector Transversal, Baixo Perfil: 497.796 - 31,5 mm-34 mm, para barra 6,0 mm, 04.620.203 - 33 mm-36,5 mm, para barra 6,0 mm, 497.797 - 35 mm-41 mm, para barra 6,0 mm, 04.620.204 - 38,5mm-48mm, para barra 6,0 mm, 497.798 - 42 mm-55 mm, para barra 6,0 mm, 04.620.205 - 49 mm-69 mm, para barra 6,0 mm, 497.799 - 56 mm-83 mm para barra 6,0 mm 04.603.075 - Ø 5,0 mm x 75 mm
CLASSE : III 80145901542
80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA
Instrumentos cirúrgicos 25351.733630/2014-18
INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE
FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
357.419 Parafuso conector canulado percutâneo; 357.420 Pino de extração cônica para TFN; 357.421 Parafuso de extração para TFN; 357.427 Chave hexagonal Ø 5.0mm; 357.428 Insertor / Extrator para TFN; 03.010.471 Dispositivo de bloqueio para fio guia; 03.500.016 Instrumento ativador para distrator curvilíneo; 03.500.018 Medidor para Distrator Curvilíneo, grande; 03.500.030 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 30 mm, direito; 03.500.031 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 30 mm, esquerdo; 03.500.040 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 40 mm, direito; 03.500.041 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 40 mm, esquerdo; 03.500.050 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 50 mm, direito; 03.500.051 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 50 mm, esquerdo; 03.500.070 Medidor para Distrator Curvilíneo, Ø 2,0 mm, raio 70 mm, direito; 03.500.071 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 70 mm, esquerdo; 03.500.100 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 100 mm, direito; 03.500.101 Medidor para Distrator Curvilíneo Ø 2,0 mm, raio 100 mm, esquerdo; 03.501.090 Medidor da placa de bloqueio com 30 furos para Matrix Tórax; 03.503.085 Medidor de profundidade 2.0mm; 03.509.003 Instrumento de ativação para Distrator Transpalatal - Paciente; 03.509.015 Medidor para Distrator Transpalatal 16mm; 03.509.016 Medidor para Distrator Transpalatal 20mm; 03.509.017 Medidor para Distrator Transpalatal 24mm; 03.662.002 Cabo para guia; 03.662.003 Guia para Oracle, 26mm; 03.662.004 Guia para Oracle, 29mm; 03.662.005 Guia para Oracle, 32mm; 03.662.006 Guia para Oracle, 35mm; 03.662.007 Guia para Oracle, 38mm; 03.662.009 Bainha de sujeição ; 03.662.010 Pino para fixação temporária ; 03.662.011 Chave desmontável para guia Oracle; 03.662.014 Guia de posicionamento Oracle ; 03.662.015 Probe para medição de parafusos; 03.809.875 Afastador Oracle, altura 9mm; 03.809.876 Afastador Oracle, altura 11mm; 03.809.877 Afastador Oracle, altura 13mm; 03.809.881 Impactor Oracle; 03.809.855 Dilatador Oracle, centrado, grande; 03.809.857 Chave de parafusos para lâminas retratoras; 03.809.858 Dilatador Oracle, não centrado, pequeno; 03.809.859 Dilatador Oracle, não centrado, grande; 03.809.977 Retractor de partes moles; 03.809.975

Instrumento de aspiração comprido; 03.809.919 Âncora intra-discal retrator Oracle; 03.809.923 Chave parafusos hexagonal, comprida, Ø 2.5mm, C 170mm; 03.809.925S Grampo de luz p/retractor Oracle; 03.809.942 Fixador para braço universal; 03.809.943 Pino retrator; 03.809.973 Punho para bisturi, comprido; 03.809.974 Pinça; 03.809.853 Dilatador Oracle, centrado, médio; 03.809.809 Goiva côncava Oracle, altura 9mm; 03.809.851 Dilatador Oracle, centrado, pequeno; 03.610.007 Dilatador de Ø 25/28mm, p/ref. 03.610.006; 03.636.014 Instrumento de redução para parafuso de redução universal; 03.689.001 Peça para chave stardrive para parafuso de redução universal; 03.689.002 Bainha de proteção; 03.689.004 Instrumento para introdução de barras para parafuso de redução universal degenerativo; 03.627.008 Instrumento de distração para MIS; 03.627.012 Cabo em T para instrumento de redução para espondilolistese; 03.627.015 Cabo 13mm; 03.627.016 Cabo 24mm; 03.627.024 Chave Ø 5.0mm, para parafuso de Schanz; 03.627.029 Porta instrumentos, radiotransparente; 03.628.101 Dilatador Ø 13mm, excêntrico, para ref. 03.628.103; 03.628.103 Dilatador Ø 10.0/13.0mm, para ref. 03.610.001; 03.628.104 Ferramenta de redução para espondilolistesis; 03.628.105 Porta rótulas; 03.628.107 Medidor de comprimento para barras; 03.628.108 Guia para casquilho de fechamento; 03.628.111 Chave de desbloqueio; 03.628.112 Chave para casquilho de fechamento, T25; 03.628.113 Peça da chave tubular; 03.628.114 Cabo com engate hexagonal Ø 7.0mm; 03.628.115 Adaptador para engate hexagonal Ø 7.0mm; 03.628.120 Chave com cabo em T para parafusos de Schanz; 03.628.124 Indicador de barra; 03.631.521 Medidor de parafusos; 02.648.001S Instrumento de limpeza para parafusos pediculares perfurados, estéril; 03.628.116 Instrumento de remoção para Rótula para fraturas; 03.628.119 Instrumento de remoção para parafusos; 03.628.121 Instrumento de remoção para casquilho de fechamento; 03.628.122 Bainha para Instrumento de remoção; 03.628.123 Instrumento de remoção para porcas; 03.628.125 Adaptador para Compressão / Distração; 03.631.528 Adaptador para Distração; 02.648.001 Guia para parafusos perfurados; 352.044 Haste flexível Synream Ø 7.0mm, longa; 03.010.477 Peça de chave de parafusos hexagonal 5.0mm, com encaixe hexagonal 6.0mm; 03.231.013 Punho em T com função de regulação do movimento de rotação, 6 Nm; 03.231.018 Punho com função de regulação do movimento de rotação, 6 Nm.

03.100.091 Alavanca para torção e flexão in situ; 03.100.092 Alavanca para torção e flexão in situ 90°; 03.100.093 Alavanca para torção e flexão in situ 120°; 03.010.405 Arco de inserção para PFNA; 03.226.034 Bainha de compressão para HCS; 03.227.034 Bainha de compressão para HCS; 03.010.435 Bainha de proteção 12.0mm; 03.010.433 Bainha de proteção 12.0mm x 3.2mm para Suprapatellar; 03.010.442 Bainha de proteção 12.0mm x 8.0mm; 03.010.436 Bainha de proteção 14.5mm; 03.010.434 Bainha de proteção 14.5mm x 3.2mm para Suprapatellar; 00.314.550 Bainha de suporte 2.5mm x 165mm; 03.010.441 Braço direcional para aproximação suprapatellar; 03.010.440 Cabo de inserção para aproximação Suprapatellar; 03.111.041 Cabo de suporte de tensão para compressão/distração; 03.010.430 Cabo para guia de proteção para aproximação suprapatellar; 03.010.444 Chave de fenda de bloqueio hexagonal, 8.0mm; 03.010.445 Chave de fenda de bloqueio stardrive, T40; 03.010.447 Chave de fenda longa stardrive, T40m, canulada; 03.023.001 Chave de fenda Stardrive ® com cabeça esférica, 300 mm; 05.001.403 Chave torque para Piezo Eletric; 03.010.475 Conector para cabo de inserção pra PFNA; 03.010.443 Dispositivo de compressão para Suprapatellar; 04.108.200.10 Fio com rosca e ponta da broca em titânio 3.0mm x 230mm; 02.108.200.10 Fio com rosca e ponta de broca em aço 3.0mm x 230mm; 03.010.471 Fio guia; 02.226.001 Fio guia com ponta de trocar Ø 1.6 mm x 220 mm; 02.111.001 Fio guia com ponta 1.6mm x 3.2mm; 02.227.001 Fio guia com ponta de trocar Ø 2.8 mm x 300 mm; 02.226.000 Fio guia com rosca e ponta de trocar Ø 1.6 mm x 220 mm; 387.603 Guia de broca; 395.950 Guia de broca para fixador externo pequeno; 03.010.412 Guia para TFN; 02.306.006 Haste para fixador de pêlvís de emergência 190mm; 02.306.007 Haste para fixador de pêlvís de emergência canulada 210mm; 03.812.507 Implante de prova T-PAL grande 7 mm; 03.812.508 Implante de prova T-PAL grande 8 mm; 03.812.509 Implante de prova T-PAL grande 9 mm; 03.812.510 Implante de prova T-PAL grande 10 mm; 03.812.511 Implante de prova T-PAL grande 11 mm; 03.812.512 Implante de prova T-PAL grande 12 mm; 03.812.513 Implante de prova T-PAL grande 13 mm; 03.812.515 Implante de prova T-PAL grande 15 mm; 03.812.517 Implante de prova T-PAL grande 17 mm; 03.812.307 Implante de prova T-PAL pequeno 7 mm; 03.812.308 Implante de prova T-PAL pequeno 8 mm; 03.812.309 Implante de prova T-PAL pequeno 9 mm; 03.812.310 Implante de prova T-PAL pequeno 10 mm; 03.812.311 Implante de prova T-PAL pequeno 11 mm; 03.812.312 Implante de prova T-PAL pequeno 12 mm; 03.812.313 Implante de prova T-PAL pequeno 13 mm; 03.812.315 Implante de prova T-PAL pequeno 15 mm; 03.812.317 Implante de prova T-PAL pequeno 17 mm; 03.632.037 Instrumento de posicionamento para cabeça de parafuso poliaxial; 03.632.045 Instrumento de remoção para cabeça de parafuso poliaxial; 03.010.404 Pino de conexão para aproximação suprapatellar; 03.010.446 Pino de extração para aproximação suprapatellar; 03.100.120 Sapata de apoio com puas, redonda, furo 6.5 mm; 03.100.121 Sapata de apoio com puas, retangular, furo 6.5 mm; 399.206 Separador ósseo 30° curvado à direita 8 mm; 399.205 Separador ósseo 30° curvado à esquerda 8 mm; 03.010.455 Trocar 12.0mm para suprapatellar, em PEEK; 03.010.456 Trocar 14.5mm para suprapatellar, em PEEK; 03.019.030 Parafuso de conexão para MultiLock; 03.010.415 Parafuso de conexão para TFN; 03.010.474 Parafuso de conexão para TFN; 03.100.114 Retrator Hohmann Radiotransparente 8 mm x 220 mm; 03.100.119 Retrator Hohmann Radiotransparente 22 mm x 250 mm; 03.100.342 Implante de prova

para Cabeça Femoral 42 mm; 03.100.344 Implante de prova para Cabeça Femoral 44 mm; 03.100.346 Implante de prova para Cabeça Femoral 46 mm; 03.100.348 Implante de prova para Cabeça Femoral 48 mm; 03.100.350 Implante de prova para Cabeça Femoral 50 mm; 03.100.352 Implante de prova para Cabeça Femoral 52 mm; 03.100.354 Implante de prova para Cabeça Femoral 54 mm; 03.100.356 Implante de prova para Cabeça Femoral 56 mm; 03.100.358 Implante de prova para Cabeça Femoral 58 mm; 03.311.013 Parafuso de fixação para montagem com parafuso de Schanz; 03.311.015 Parafuso de fixação para parafuso de Schanz, 02 peças; 03.311.058 Parafuso de fixação canulado para parafuso de Schanz; 03.311.059 Parafuso de fixação canulado para montagem com parafuso de Schanz; 328.180 Escoplo para extração de placas; 389.224 Chave hexagonal Ø 3.5 mm x 375 mm, para Universal Spine System; 393.480 Peça curva com porca, para articulação universal ref. 393.710; 398.712 Instrumento de Redução retangular; 399.260 Afastador ósseo com ponta 35 mm x 284 mm; 02.200.003 Pino rosqueado Stardrive de Ø 3.5mm; E5526-14 Implante de Prova para Parafuso Epoca Ø 3.5mm x 14mm; E5526-26 Implante de Prova para Parafuso Epoca Ø 3.5mm x 26mm; RH5511-14 Implante de Prova para Parafuso Epoca RH 14mm; RH5511-16 Implante de Prova para Parafuso Epoca RH 16mm; 357.417 Chave Hexagonal flexível Ø 5.0 mm; 357.418 Braço de inserção percutâneo para TFN; CLASSE : I 80145901663

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Instrumentos cirúrgicos 25351.713572/2014-59 INSTRUMENTAL ARTICULADO NÃO CORTANTE FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA

MODELOS: Alicate Afastador para Partes Moles: 03.400.000 - Tamanho Único; Alicate com Guia para Dobrar Placas de 1.0 a 2.0 mm: 347.964 - Esquerdo; Alicate com Guia para Dobrar Placas de 1.0 a 2.0 mm: 347.965 - Direito; Alicate com Rodas para Barras 6.0 mm: 388.960 - 300 mm; Alicate Crimpador: 391.882 - Tamanho Único; Alicate de Bloqueio: 324.065 - 220 mm; Alicate de Bloqueio: 329.150 - 230 mm; Alicate de Bloqueio: 391.880 - 180 mm; Alicate de Bloqueio para Barras USS: 388.490 - Tamanho Único; Alicate de Bloqueio para Porcas: E5014-04 - Tamanho Único; Alicate de dobrar com pino, para placas 1.5mm: 347.920 - Direito; Alicate de dobrar com pino, para placas 2.0mm: 347.940 - Esquerdo; Alicate de Dobrar MatrixMandible: 03.503.040 - Direito; Alicate de Dobrar MatrixMandible: 03.503.041 - Esquerdo; Alicate de Dobrar para Placas de 3.5 mm: 03.100.031 - Tamanho Único; Alicate de Dobrar para Placas MatrixMandible: 03.503.056 - Tamanho Único; Alicate de Efeito Duplo sem Dentes: 389.481 - 8 mm; Alicate de Extração: 03.616.022 - Para Pangea, lateral; Alicate de Extração: 03.620.014 - Para Pangea; Alicate de Extração: 388.353 - Para Click X; Alicate de Extração de Parafuso: 03.900.011 - Pequeno; Alicate de Extração de Parafuso: 03.900.013 - Grande; Alicate de Extração para TEN: 359.215 - Tamanho Único; Alicate de Introdução de Barras de 6.0 mm: 388.508 - Tamanho Único; Alicate de Introdução de Barras Pangea: 03.622.090 - Tamanho Único; Alicate de Introdução de Barras Pangea para Redução: 03.622.095 - Tamanho Único; Alicate de introdução de barras para barras de Ø 6.0 mm, USS-II: 03.607.016 - Comprido; Alicate de Introdução de Barras para StarLock: 388.036 - Tamanho Único; Alicate de Introdução de Barras USS Pediátrico: 388.503 - Tamanho Único; Alicate de Introdução de Barras USS-II Polyaxial: 03.607.009 - Tamanho Único; Alicate de introdução de barras, para Pangea, redução vertical: 03.622.096 - Comprido; Alicate de posicionamento para barras de Ø 6.0 mm: 03.616.020 - Tamanho Único; Alicate de Posicionamento para Lotus: 03.603.101 - Médio; Alicate de Posicionamento para Lotus: 03.603.126 - Longo; Alicate de Posicionamento USS Polyaxial para Cabeça Tridimensional: 03.607.004 - Tamanho Único;

Alicate Lótus TL: 03.603.111 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar: 03.503.030 - Com Bloqueio; Alicate para Dobrar: 03.503.031 - Sem Bloqueio; Alicate para Dobrar: 03.503.038 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar Barras de Ø 3.5 mm e Placas 3.5 mm: 388.005 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar Chapas: 03.503.035 - Grande; Alicate para dobrar em ângulo reto para placas até 2.0mm : 347.960 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar Fios de até 1.25 mm: 391.820 - 155 mm; Alicate para Dobrar Placas 1.5 a 2.7 mm: 329.120 - Comprimento 140 mm; Alicate para Dobrar Placas 1.5 a 2.7 mm: 391.970 - Comprimento 175 mm; Alicate para dobrar placas claviculares: 329.291 - 227mm; Alicate para Dobrar Placas com Três Pontas de 1.5 e 2.0 mm: 399.064 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar Placas de 2.4 mm: 329.180 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar Placas de Bloqueio Calcâneo: 329.155 - Tamanho Único; Alicate para Dobrar Placas de Reconstrução 2.7 e 3.5 mm: 329.270 - Comprimento 270 mm; Alicate para Dobrar Placas de Reconstrução 2.7 e 3.5 mm: 329.290 - Comprimento 240 mm; Alicate para Extrair Parafusos: 398.650 - 205 mm; Alicate para Extrair Parafusos: 398.651 - 205 mm, Estreito; Alicate para Prensar Barras USS: 388.500 - Tamanho Único; Alicate para Prensar de Barras USS Pediátricas: 388.506 - Tamanho Único; Alicate para Transconector: 388.038 - Tamanho Único; Alicate Plano com Ponta Chata: 391.850 - 160 mm; Alicate Plano com Ponta para Placas de 1.0 a 2.0 mm: 399.062 - 145 mm; Alicate Plano para TEN: 359.204 - Tamanho Único; Alicate Separador para USS Pediátrico: 388.413 - Tamanho Único; Alicate Universai para Dobrar Placas Auto-Estáveis para Coluna Cervical: 387.293 - Tamanho Único; Alicate Universal: 387.684 - Tamanho Único; Alicate Universal para Dobrar: 391.963 - 165 mm; Aparador de Exentor: 389.183 - Tamanho Único; Cabo de Montagem para Fixador Pinless: 394.750 - Tamanho Único; Cabo de Montagem Pinless, com Bloqueio: 394.760 - Tamanho Único; Cabo Distrator FRA: 397.012 - Tamanho Único; Cabo Distrator para Abordagem Interior: 397.081 - Tamanho Único; Centrador de osteotomia: 03.108.015 - completo; Colocador de

Fechos: 03.641.010 - Tamanho Único; Dispositivo de compressão / distração para pé e tornozelo: 03.111.021 - Tamanho Único; Distrator Ajustável para Parafuso Pedicular: 388.406 - Tamanho Único; Distrator Anterior para SynCage-LR: 397.113 - Tamanho Único; Distrator Articulado: 03.620.016 - Tamanho Único; Distrator Cervical Regulável: 396.395 - Esquerdo; Distrator Cervical Regulável: 396.396 - Direito; Distrator Curvo, para Barra de Extensão: 388.472 - Tamanho Único; Distrator de Corpo Vertebral: 03.820.111 - Tamanho Único; Distrator L: 03.821.154 - altura 10 mm; Distrator L: 03.821.155 - altura 12 mm; Distrator L: 03.821.156 - altura 14 mm; Distrator M: 03.821.152 - altura 12 mm; Distrator M: 03.821.153 - altura 14 mm; Distrator Pangea: 03.620.018 - Tamanho Único; Distrator para Acesso Lateral: 397.084 - Tamanho Único; Distrator para Parafusos: 388.414 - Tamanho Único; Distrator para Visios: 397.086 - Tamanho Único; Distrator Plivios: 389.101 - Tamanho Único; Distrator SynCage: 397.126 - Tamanho Único; Distrator TomoFix: 395.000 - Tamanho Único; Distrator Vertebral: 03.820.112 - Prodisc-C Longo; Distrator Vertebral: SFC801R - Prodisc-C; Distrator Vertebral: SFC802R - Prodisc C, com Ponta Rugosa; Dobrador de Barras: 03.161.042 - Tamanho Único; Dobrador de Barras: 03.600.004 - Para Vectra; Dobrador de Barras: 03.620.020 - Barras de 6.0 mm; Dobrador de Barras: 388.112 - Direito; Dobrador de Barras: 388.113 - Esquerdo; Dobrador de Barras: 388.961 - Ø 5.0 mm; Dobrador de Barras: 389.478 - Ø 3.5 mm; Dobrador de Barras de 4.0 mm: 03.305.007 - Tamanho Único; Dobrador de Barras para NFlex: 03.600.420 - Tamanho Único; Dobrador de Placas e Barras: 03.614.022 - Tamanho Único; Dobrador para barras rosqueadas: 392.500 - 320 mm; Extrator de Implantes - Oracle: 03.809.940 - Tamanho Único; Extrator de Implantes Prodisc-C: SFC601R - Tamanho Único; Extrator de Lâminas: 03.812.040 - Tamanho Único; Guia de Broca: 387.201 - 3.0 mm; Guia de Broca: 387.286 - 3.0 mm com Ângulo Variável; Guia para Zero-P: 03.617.963 - Tamanho Único; Insertor: 03.821.143 - Tamanho M; Insertor: 03.821.145 - Tamanho L; Insertor de Implantes: 03.820.129 - Tamanho Único; Insertor de Implantes Prodisc-C: SFC602R - Tamanho Único; Insertor de Implantes Prodisc-C Nova: 03.820.210 - Tamanho Único; Instrumento de aplicação com guia para alinhamento FlapFix: 329.323 - Tamanho Único; Instrumento de compressão e distração para MIS: 388.446 - Ø 6.0 mm; Instrumento de distração e de inserção lateral Oracle: 03.809.921 - Tamanho Único; Instrumento de Fixação SoFi: 03.603.007 - Tamanho Único; Instrumento de Redução: 03.661.005 - Tamanho Único; Instrumento para Aplicar a Compressão Óssea: 03.631.002 - Tamanho Único; Instrumento para Extração de Rótulas StarLock: 388.035 - Tamanho Único; Instrumento para Introdução de Barras: 03.614.027 - Para Synapse; Instrumento para Introdução de Barras: 03.620.008 - Para Pangea, Curto; Instrumento para Introdução de Barras: 03.620.038 - Para Pangea, Longo; Instrumento para Introdução de Barras: 388.504 - Para Axon; Instrumento para Medir: 324.092 - Tamanho Único; Instrumento para Remoção de Parafusos Axon: 388.548 - Tamanho Único; Introdutor: SFW572R - M; Introdutor: SFW573R - L; Introdutor: SFW672R - M; Introdutor: SFW673R - L; Persuader para Barras e Implantes USS: 388.491 - Tamanho Único; Pinça com Mordaca Móvel: 399.010 - Comprimento 140 mm; Pinça Curva: 389.492 - Comprimento 150 mm; Pinça Curva: 389.493 - Comprimento 190 mm; Pinça Curva: 389.844 - 4 mm - Ângulo Suave; Pinça Curva: 389.845 - 6 mm - Ângulo Suave; Pinça Curva: 389.846 - 8 mm - Ângulo Suave; Pinça Curva: 389.847 - 4 mm - Ângulo Acentuado; Pinça Curva: 389.848 - 6 mm - Ângulo Acentuado; Pinça Curva: 389.849 - 8 mm - Ângulo Acentuado; Pinça Curva para Fíbula: 399.150 - Comprimento 210 mm; Pinça de Bloqueio para Porca: 394.690 - 225 mm; Pinça de Compressão: 03.614.029 - Tamanho Único; Pinça de Compressão: 03.620.017 - Para Coluna Lombar; Pinça de Compressão: 388.408 - Tamanho Único; Pinça de Compressão: 388.420 - Para Parafusos Pediculares; Pinça de Compressão CerviFix para Barras: 388.015 - De 3.5 mm; Pinça de Compressão Óssea: 388.492 - Tamanho Único; Pinça de Compressão para USS e Click X: 388.422 - 335 mm de comprimento; Pinça de Compressão para USS Pediátrico: 388.424 - Tamanho Único; Pinça de Compressão para Ventrofix: 388.421 - 335 mm de comprimento; Pinça de Compressão Paralela com Distanciador Estendido: 03.622.006 - Tamanho Único; Pinça de Compressão Paralela para Barras de 6.0 mm: 03.622.070 - Tamanho Único; Pinça de Compressão Sistema ATB: 324.078 - Tamanho Único; Pinça de Discectomia: 03.605.000 - Largura de 3 mm; Pinça de Discectomia: 03.605.001 - Largura de 4 mm; Pinça de Discectomia: 03.605.002 - Largura de 6 mm; Pinça de Discectomia: 389.320 - Largura de 02 mm e Comprimento de 400 mm; Pinça de Discectomia: 389.321 - Largura de 4 mm e Comprimento de 400 mm;

MODELOS: Pinça de Discectomia: 389.323 - Largura de 6 mm e Comprimento de 400 mm; Pinça de Discectomia: 389.324 - 3 x 3 x 200 mm; Pinça de Discectomia: 389.325 - 5 x 5 x 200 mm; Pinça de Discectomia: 389.326 - 7x 7 x 200 mm; Pinça de Discectomia: 389.327 - 3 x 3 x 300 mm; Pinça de Discectomia: 389.328 - 5 x 5 x 300 mm; Pinça de Discectomia: 389.329 - 7 x 7 x 300 mm; Pinça de Distração: 388.405 - Tamanho Único; Pinça de Divisão: 03.221.010 - Diâmetro de Dobra de 23 mm; Pinça de Divisão: 03.221.011 - Diâmetro de Dobra de 30 mm; Pinça de Inserção: 388.475 - Tamanho Único; Pinça de Lâmina: 388.170 - Tamanho Único; Pinça de placas MatrixRIB: 03.501.071 - Pequena; Pinça de placas MatrixRIB, com ponta esférica: 03.501.030 - Pequena; Pinça de placas MatrixRIB, com ponta esférica: 03.501.031 - grande; Pinça de Redução: 398.902 - Tamanho Único; Pinça de Redução: 399.075 - Comprimento 117 mm; Pinça de Redução Ampla com Pontas: 398.410 - Comprimento 132 mm; Pinça de Redução Ampla com Pontas, Fecho Fino: 399.074 - Comprimento 127 mm; Pinça de Redução Colineal: 314.291 - Tamanho Único; Pinça de Redução com Cremalheira: 398.400 - 132 mm; Pinça de Redução com



Cremalheira: 398.950 - 90 mm; Pinça de Redução com Cremalheira: 398.960 - 120 mm; Pinça de Redução com Cremalheira: 398.985 - 180 mm; Pinça de Redução com Cremalheira: 398.986 - 140 mm; Pinça de Redução com Cremalheira: 399.940 - 160 mm; Pinça de Redução com Pontas: 398.980 - Comprimento 180 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.071 - Comprimento 126 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.082 - Comprimento 146 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.084 - Comprimento 161 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.086 - Comprimento 154 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.770 - Comprimento 130 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.780 - Comprimento 200 mm; Pinça de Redução com Pontas: 399.790 - Comprimento 140 mm; Pinça de Redução Dentada, com Fecho de Cremalheira: 399.970 - Comprimento de 130 mm; Pinça de Redução Dentada, com Fecho de Cremalheira: 399.990 - Comprimento de 140 mm; Pinça de Redução Dentada, Fecho com Haste Roscada: 399.050 - Comprimento 240 mm; Pinça de Redução Dentada, Fecho com Haste Roscada: 399.060 - Comprimento 170 mm; Pinça de Redução Dentada, Fecho Fino: 399.098 - Comprimento 192 mm; Pinça de Redução Dentada, Fecho Fino: 399.124 - Comprimento 250 mm; Pinça de Redução Estreita com Pontas, Fecho Fino: 399.073 - Comprimento 127 mm; Pinça de Redução Larga com Ponta e Cremalheira: 399.980 - Comprimento 200 mm; Pinça de Redução Larga com Pontas, Fecho Fino: 399.092 - Comprimento 222 mm; Pinça de Redução Mandibular: 398.900 - Comprimento 260 mm; Pinça de Redução para Esterno, Angulada e Dentada: 398.903 - Tamanho Único; Pinça de Redução para Fragmentos com ponta Estreita: 386.912 - Comprimento 210 mm; Pinça de Redução para Inserção Percutânea com Fecho de Haste Roscada: 399.002 - Comprimento 190 mm; Pinça de Redução para Inserção Percutânea Completa: 399.003 - Comprimento 190 mm; Pinça de redução para placas: 03.400.035 - Tamanho Único; Pinça de Redução Pélvica: 03.100.023 - 400 mm; Pinça de Redução Pélvica: 03.100.024 - 404 mm - Assimétrica; Pinça de Redução Pélvica: 398.730 - Comprimento 400 mm; Pinça de Redução Pélvica Angulada Grande: 398.850 - Comprimento 230 mm; Pinça de Redução Pélvica Angulada Pequena: 03.100.021 - Comprimento 195 mm; Pinça de Redução Pélvica Angulada Pequena: 03.100.022 - Comprimento 240 mm; Pinça de Redução Pélvica Angulada Pequena: 398.840 - Comprimento 190 mm; Pinça de Redução Pélvica com Duas Pontas: 398.860 - Comprimento 400 mm; Pinça de Redução Pélvica com Três Pontas: 398.870 - Comprimento 400 mm; Pinça de Redução Pélvica Grande: 03.100.020 - Comprimento 257 mm; Pinça de Redução Pélvica Grande: 398.890 - Comprimento 250 mm; Pinça de Redução Pélvica Grande, Ajustável, Fecho com Haste Roscada: 398.880 - Comprimento 330 mm; Pinça de Redução Pélvica Média: 398.750 - Comprimento 250 mm; Pinça de Redução Pélvica para Parafusos de 3.5 mm: 03.100.025 - Comprimento 250 mm; Pinça de Redução Pélvica Pequena: 398.740 - Comprimento 190 mm; Pinça de Redução Periarticular, parte Superior Esférica: 398.226 - Média; Pinça de Redução Periarticular, parte Superior Esférica: 398.228 - Grande; Pinça de Separação Costal: 388.471 - Tamanho Único; Pinça de Separação Vertebral para USS e Click'X: 388.410 - 300 mm; Pinça de Sujeição: 03.661.011 - Tamanho Único; Pinça de Sujeição para Barras: 388.447 - Ø 6.0mm x 300mm; Pinça de Sujeição para Barras 30°: 388.448 - Ø 6.0mm x 300mm; Pinça de Suporte Época para Glenóide: E5211-8 - Tamanho Único; Pinça de Suporte Época para Glenóide para Teste: E5211-8E - Tamanho Único; Pinça de Suporte para Placas: 328.028 - Reto; Pinça de Suporte para Placas: 387.689 - Curvado; Pinça de Sustentação: 351.780 - Comprimento 170 mm; Pinça de Sustentação: 388.407 - Comprimento 181 mm; Pinça de Sustentação: 388.449 - Para Barras de 6.0 mm Click'X; Pinça de Sustentação: 388.468 - Para Barras de Extensão VEPTR; Pinça de Sustentação com Bola: 398.660 - Comprimento 180 mm; Pinça de Sustentação com Bola: 398.940 - Comprimento 180 mm, com Cremalheira; Pinça de Sustentação com Bola: 399.087 - Comprimento 156 mm; Pinça de Sustentação com Gancho, Fecho com Haste Roscada: 394.610 - Comprimento 200 mm; Pinça de Sustentação de Barras com Grampo de Ajuste: 03.622.081 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação de Ossos: 399.081 - Comprimento 144 mm; Pinça de Sustentação de Ossos: 399.091 - Comprimento 191 mm; Pinça de Sustentação de Ossos: 399.121 - Comprimento 239 mm; Pinça de Sustentação de Ossos: 399.122 - Comprimento 258 mm; Pinça de Sustentação de Ossos: 399.123 - Comprimento 277 mm; Pinça de Sustentação de Ossos com Haste Roscada: 398.790 - Comprimento 150 mm; Pinça de Sustentação de Ossos com Haste Roscada: 398.800 - Comprimento 190 mm; Pinça de Sustentação de Ossos com Haste Roscada: 398.810 - Comprimento 240 mm; Pinça de Sustentação de Ossos com Haste Roscada: 398.820 - Comprimento 260 mm; Pinça de Sustentação de Ossos com Haste Roscada: 398.830 - Comprimento 280 mm; Pinça de Sustentação de Placas: 398.811 - Tamanho 0; Pinça de Sustentação de Placas: 398.812 - Tamanho 1; Pinça de Sustentação de Placas: 398.813 - Tamanho 2; Pinça de Sustentação de Placas: 398.819.960 - Tamanho 3; Pinça de Sustentação de Rótula: 399.085 - Comprimento 162 mm; Pinça de Sustentação para Barras: 388.373 - 300 mm - Reta com Ponta Estreita; Pinça de Sustentação para Barras: 388.374 - 300 mm - Angulada com Ponta Estreita; Pinça de Sustentação para Barras: 388.375 - Reta Ø 6.0 mm; Pinça de Sustentação para Barras: 388.440 - 290 mm; Pinça de Sustentação para Barras: 388.450 - Ø 3.5 / 4.5 mm; Pinça de Sustentação para Barras: 388.460 - Angulada; Pinça de Sustentação para Barras CerviFix: 388.011 - 3.5 mm; Pinça de Sustentação para Barras de 6.0 mm: 388.409 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para Barras de Ø 3.5 mm: 03.614.023 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para Barras L135: 394.630 - 455 mm de comprimento; Pinça de Sustentação para Fragmentos da Tibia: 399.160 - Comprimento 210 mm; Pinça de Sustentação para Gancho: 388.495 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para Guia de Fresagem Synream: 351.782 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para

Implantes: 03.614.030 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para Olhal de Cerclagem e Posicionamento de Pino: 391.885 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para Placas de Dedos: 399.000 - Comprimento 135 mm; Pinça de Sustentação para Placas Pequenas: 387.530 - Para Coluna Cervical; Pinça de Sustentação para Placas Pequenas: 388.465 - Para VEPTR; Pinça de Sustentação para Placas Pequenas: 398.990 - Comprimento 135 mm; Pinça de Sustentação para Rótula: 398.760 - Comprimento 175 mm; Pinça de Sustentação para Rótula StarLock: 388.034 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação para Semi Anel de Fechamento VEPTR: 388.453 - Tamanho Único; Pinça de Sustentação SoFi para Implantes: 03.603.002 - Tamanho Único; Pinça de Travamento: 388.456 - Longo; Pinça de Travamento: 388.474 - Médio; Pinça Distrator SoFi: 03.603.005 - Tamanho Único; Pinça Guia: 03.641.007 - Tamanho Único; Pinça Maleolar: 399.170 - Comprimento 210 mm; Pinça Móvel Para Placas de 1.3 a 3.4 mm: 398.819 - Tamanho Único; Pinça para Abrir Emplastros: 398.720 - Comprimento 260 mm; Pinça para Anel de Fechamento: 03.641.006 - Tamanho Único; Pinça para Barras USS Pediátrico: 388.441 - 5.0 mm; Pinça para Disco: 03.605.513 - 2 mm - Curvada; Pinça para Disco: 03.605.514 - 4 mm - Curvada; Pinça para Disco: 03.605.515 - 6 mm - Curvada; Pinça para Disco: 03.605.526 - 2 mm - Reta; Pinça para Disco: 03.605.527 - 4 mm - Reta; Pinça para Disco: 03.605.528 - 6 mm - Reta; Pinça para Disco Invertebral: 389.450 - 4 X 330 mm Reta; Pinça para Disco Invertebral: 389.452 - 6 X 330 mm; Pinça para Disco Invertebral: 389.460 - 4.0 mm; Pinça para Disco Invertebral: 389.470 - 7.5 mm; Pinça para Distração: 03.614.028 - Tamanho Único; Pinça para Dobrar Placas de 2.4 mm: 329.170 - Comprimento 200 mm; Pinça para Extração de Lâminas PFNA: 03.010.171 - Tamanho Único; Pinça para Fíbula: 399.140 - Comprimento 210 mm - Reta; Pinça para Fios de Cerclagem: 391.800 - Comprimento 170 mm; MODELOS: Pinça para Fios Larga: 391.250 - Comprimento 212 mm; Pinça para Fixador Pinless: 291.510 - Pequena; Pinça para Fixador Pinless: 291.530 - Grande; Pinça para Fixador Pinless: 291.550 - Assimétrica; Pinça para Gancho USS Pediátrico: 388.522 - Tamanho Único; Pinça para Oracle Disc: 03.810.465 - Tamanho Único; Pinça para Osso Dentada: 389.480 - Comprimento 360 mm; Pinça para Placa para Parafusos de Ø 1.0 a 2.4 mm: 347.980 - Universal; Pinça para Placa para Parafusos de Ø 1.0 a 2.4 mm: 347.981 - Ø 1.0 a 2.4 mm sem Trava; Pinça para Placa para Parafusos de Ø 1.0 a 2.4 mm: 347.985 - Ø 1.0 a 2.4 mm; Pinça para Placas MatrixMandible: 03.503.062 - Tamanho Único; Pinça para Remoção de Trava VEPTR: 388.452 - Tamanho Único; Pinça para Suporte Costal: 388.494 - Tamanho Único; Pinça Paralela de Separação Vertebral: 388.411 - Tamanho Único; Pinça Paralela de Separação Vertebral com Escala: 389.193 - Tamanho Único; Pinça Porta Parafuso: 03.503.032 - Pequeno; Pinça Porta Parafuso: 03.503.034 - Grande; Pinça Porta Parafuso: 319.970 - Tamanho Único; Pinça Separadora: 399.100 - Largura 8 mm e comprimento 210 mm; Pinça Separadora: 399.130 - Largura 12 mm e comprimento 270 mm; Pinça Separadora: SFW550R - Reta; Pinça Separadora: SFW650R - Curvada; Pinça Separadora de Ossos: 398.930 - Comprimento 140 mm; Pinça Separadora de Ossos, Fecho Fino: 399.083 - Largura 5 mm e Comprimento 148 mm; Pinça Separadora de Ossos, Fecho Fino: 399.097 - Largura 8 mm e Comprimento 220 mm; Pinça Separadora de Ossos, Fecho Fino: 399.125 - Largura 12 mm e Comprimento 260 mm; Pinça Separadora Grande: 389.188 - 30 a 95 mm; Pinça Separadora para Ombro: 03.401.060 - Curvada para esquerda; Pinça Separadora para Ombro: 03.401.061 - Curvada para direita; Pinça Separadora Paralela para Barras de 6.0 mm: 03.622.071 - Tamanho Único; Pinça Separadora, Paralela, com Distração de 0 a 70 mm: 389.187 - Tamanho Único; Pinça Sustentação para Semi Anel de Fechamento ou Suporte Costal: 388.461 - Tamanho Único; Pinça Synfix-LR: 03.802.038 - Tamanho Único; Insertor para Synfix-LR : 03.802.121; Pinças de Sustentação Auto-Estáveis para Coluna Cervical: 387.532 - Curva; Pinças para Troca de Lâminas: U22-64711 - 115 mm; Pinças separadora paralela: 03.810.468 - reta; Pinças USS de extração, para rótulas sacrais USS: 388.470 - Tamanho Único; Porta Barras: 03.641.013 - Tamanho Único; Porta Barras MIS: 03.631.003 - Tamanho Único; Porta Gancho de Costela: 03.641.005 - Tamanho Único; Porta Gancho de Lâmina: 03.641.008 - Tamanho Único; Porta Gancho Pangea: 03.622.040 - Lateral; Porta Gancho Pangea: 03.622.041 - Reto; Porta Gancho Pangea: 03.622.042 - Curvado; Porta Implante: 03.802.039 - Para Synfix-LR; Porta Implante: 389.021 - Para Contact Fusion Cage; Porta Implante: 389.024 - Com Pinça de Compressão; Porta Implante: 396.990 - Para SynCage-C; Porta Implante: 397.089 - Para Visio; Porta Implante: 397.117 - Angulado para SynCage LSR; Porta Implante MIS para Travios: 389.910 - Tamanho Único; Porta Implante para Synex: 389.204 - Tamanho Único; Porta Implante Reto: 397.087 - Tamanho Único; Porta Implante SynCage LR: 397.114 - Standard; Porta Implante SynCage LR: 397.115 - 45°/90°; Porta Implante SynCage LR: 397.116 - 45°/91° Largo; Porta Implantes com Travas SynMesh TM: 396.388 - Com Travas Pequenas; Porta Implantes com Travas SynMesh TM: 396.389 - Com Travas Grandes; Porta Implantes FRA: 397.011 - Tamanho Único; Porta Implantes para Abordagem Lateral: 397.088 - Tamanho Único; Porta Implantes para Oracle Cage: 03.809.874 - Tamanho Único; Porta Implantes para Plivios: 389.102 - Tamanho Único; Porta Implantes para Travios: 03.806.000 - Tamanho Único; Porta Implantes Plivios Revolution: 381.103 - Tamanho Único; Porta Implantes SynMesh: 396.391 - Pequeno e Reto; Porta Implantes SynMesh: 396.392 - Pequeno e Angulado; Porta Implantes SynMesh: 396.393 - Reto; Porta Implantes SynMesh: 396.394 - Pequeno; Porta placa: 388.172 - Tamanho Único; Porta-Implantes para Zero-P: 03.617.980 - Tamanho Único; Prensa com Ponta para Placas de 2.4 e 2.7 mm: 329.142 - Tamanho Único; Prensa de Mesa: 329.300 - Comprimento 400 mm; Prensa para Dobrar Placas de 4.5: 329.240 - Comprimento 250 mm; Punção

de Laminectomia: 03.605.520 - 4 mm x 254 - 40°; Punção de Laminectomia: 03.605.521 - 2 mm x 254 - 40°; Punção de Laminectomia: 03.605.522 - 4 mm x 254 - 90°; Punção de Laminectomia: 03.605.523 - 2 mm x 254 - 90°; Punção de Laminectomia: 03.802.035 - Punção de Ø 3.2 mm SynFix-LR; Punção de Laminectomia: 389.304 - 2 mm X 400 mm; Punção de Laminectomia: 389.306 - 4 mm X 400 mm; Punção de Laminectomia: 389.410 - 4 mm X 330 mm - Angulação de 40°; Punção de Laminectomia: 389.412 - 6 mm X 330 mm - Angulação de 40°; Punção de Laminectomia: 389.420 - 2 mm x 330 mm - Angulação de 40°; Punção de Laminectomia: 389.430 - 4 mm x 330 mm; Punção de Laminectomia: 389.440 - 2 mm x 330 mm; Removedor de Implante: 03.820.127 - Tamanho Único; Retentor de Corpo Vertebral Prodisc-C: SFC805R - Tamanho Único; Retrator: 328.016 - Retrator lateral, médio 80 mm; Retrator: 328.021 - Retrator lateral, pequeno 60 mm; Retrator: 328.022 - Retrator lateral, grande 110 mm; Retrator: 328.023 - Retrator medial, pequeno 60 mm; Retrator: 328.024 - Retrator medial, médio 80 mm; Retrator: 328.025 - Retrator medial, grande 110 mm; Retrator de Partes Moles: 03.802.400 - Tamanho Único; Retrator Oracle: 03.809.900 - Tamanho Único; Separador Cervical Longitudinal: U22-64010 - Médio; Separador Cervical Longitudinal: U22-74010 - Longo; Separador Cervical Transversal: U22-73010 - Tamanho Único; Separador de Corpo Vertebral: PDL114 - Tamanho Único; Separador de Implantes Telefix: 388.415 - Tamanho Único; Separador Laminar: 389.265 - Tamanho Único; Separador Synex para MIS: 389.202 - Tamanho Único; Suporte para a Chave do Parafuso de Fechamento: 03.631.005 - Tamanho Único; Suporte para Implantes: 389.266 - Tamanho Único; Suporte para Separador Hohmann: 387.585 - Tamanho Único; Suporte para Sistemas Ópticos SynFrame de Ø 10.0 e 4.0 mm: 387.365 - Tamanho Único; Tensor Cravador de Cabos para Coluna Vertebral: 321.131 - Tamanho Único; Tensor de Cerclagem: 391.230 - Comprimento 260 mm; Tensor de Compressão Aberto: 393.760 - Tamanho Único; Tensor de Compressão Aberto: 395.510 - Tamanho Único; Tensor de Fios: 391.210 - Comprimento 230 mm; Tensor de Fios para Cerclagem: E5014-05 - Tamanho Único; Tensor de Placa Articulado: 321.120 - Tamanho Único; Torcedor de Fios: 398.906 - Tamanho Único; Alicate para dobrar placas com ângulo variável: 03.211.005 ; Instrumento de distração com escala: 03.211.009 ; Alicate para compressão de fios: 03.211.400 ; Suporte Lateral: 03.604.002 ; Alicate para barras: 03.616.003 ; Introduzidor de barras: 03.616.048 ; Alicate para barras: 03.616.053 ; Persuader: 03.616.056 ; Distractor: 03.616.058 ; Compressor: 03.616.059 ; Pinça de Inserção para Stenofix: 03.630.520 ; Porta implantes Stenofix: 03.630.525 ; Pinça de compressão Stenofix: 03.630.526 ; Alicate de introdução de barras, standard, para Matrix 5.5: 03.632.009 ; Dobrador de Barras: 03.632.017 ; Pinça de sustentação com gancho, lateral, Matrix 5.5: 03.632.021 ; Pinça de sustentação com gancho, reta, Matrix 5.5: 03.632.022 ; Pinça curva para ganchos, Matrix 5.5: 03.632.023 ; Guia para conectores transversais, com trava de pressão: 03.632.053 ; Alicate de introdução de barras, longo, para Matrix 5.5: 03.632.079 ; Alicate para barras, Matrix 5.5: 03.632.081 ; Pinça compressora paralela para barras de Ø 5.5 mm / 6.0 mm: 03.632.200 ; Pinça distratora paralela para barras de Ø 5.5 mm / 6.0 mm: 03.632.201 ; Pinça porta barras de Ø 5.5 mm / 6.0mm: 03.632.202 ; Pinça compressora paralela de dois níveis, para barras de Ø 5.5 mm / 6.0 mm: 03.632.203 ; Instrumento de remoção T: 03.812.005 ; Dobrador de placa garfo para osteotomia: 329.082 ; Dobrador de placa garfo para osteotomia: 329.085 ; Alicate dobrador de placas: 329.100 ; Alicate dobrador de micro placas: 329.130 ; Alicate dobrador de micro placas: 329.140 ; Alicate dobrador de placas 3.2mm: 329.152 ; Alicate dobrador de placas: 329.200 ; Instrumento de aplicação: 329.320 ; Centrador de osteotomia: 333.600 ; Alicate dobrador de placas 1.0mm / 2.0mm: 347.900 ; Aplicador para chronOS Inject: 353.000 ; Afastador Vertebral: 389.210 ; Alicate dobrador: 396.000.541 ; Alicate dobrador: 396.000.542 ; Alicate dobrador 45°: 396.000.545 ; Alicate enrolador de fios: 398.905 ; Pinça de redução pequena, reta: 398.987 ; Pinça de redução, pequena: 399.040 ; Pinça de redução com cremalheira: 399.070 ; Pinça de redução, media: 399.076 ; Pinça de redução com pontas: 399.080 ; Pinça de redução, grande: 399.090 ; Pinça para fios de cerclagem 176mm: 399.095 ; Pinça separadora curta: 399.110 ; Pinça separadora comprida: 399.120 ; Pinça auto: 529.000.001; Dobrador In-situ: 03.100.090; Braço universal: 03.809.941; Alicate dobrador para Matrix Rib: 03.501.091; Pinça para placas, cuva: 03.509.005; Pinça de distração para MIS: 03.627.077; Alicate de introdução: 03.628.109; Contra forte: 03.628.110; Instrumento de remoção para barras: 03.628.117; Instrumento insertor de barras: 03.631.507; Instrumento de redução para parafuso de redução universal degenerativo: 03.689.003; Pinça de compressão para MIS: 03.627.078; Pinça de compressão para distrator curvilíneo: 03.500.015; CLASSE : I 80145901703 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Instrumentos cirúrgicos 25351.736279/2014-07 INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA Adaptador: 03.010.312; Adaptador de Redução: 398.758; Adaptador de Redução para Pinça LCP: 398.757; Adaptador para Expert LFN: 03.010.302; Adaptador para Extração: 03.064.062; Adaptador para Extração: 03.630.064; Adaptador para Extração: 03.630.066; Adaptador : 332.354; Adaptador : 332.355; Adaptador : 332.356; Adaptador : 388.160; Adaptador para Punho da Chave para Parafuso: 03.305.027; Adaptador para Tubo Guia: 357.013; Adaptador tipo Storz: 387.398; Adaptador tipo Wolf: 387.399; Afastador de Nervo Ciático: 03.100.013; Afastador de Nervo Ciático: 03.100.014; Afastador de Partes Moles: 325.010; Afastador de Partes Moles: 328.010; Afastador de Rotulas: 392.973; Afastador de Rotulas: 392.794; Afastador Maleável: 03.100.015; Afastador Maleável:

03.100.016; Afastador Maleável: 03.100.017; Afastador tipo Colher: 03.100.011; Afastador tipo Colher: 03.100.012; Afaiador para PolypinTM: 365.910; Alavanca de Colocação USS Low Profile: 388.642; Alavanca em F: 359.208; Alavanca em F: 359.209; Alavanca em F: 359.212; Alavanca para Barra: 388.459; Alavanca para Barra: 388.458; Alavanca para Inserir Instrumentos Prodisc-L: SFW582R; Alavanca para Inserir Instrumentos Prodisc-L: PDL442; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.810; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.813; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.816; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.819; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.910; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.913; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.916; Alavanca para Ossos SynFrame: 03.609.919; Alinhador: 389.479; Alinhador para CMF Distrator: 03.315.003; Anel de Cureta Intervertebral: 389.570; Anel de Sustentação SynFrame: 387.336; Anel Retrator de Bochechas: 397.430; Anel Retrator de Bochechas MatrixMANDIBLE: 03.503.051; Anel Separador: 397.424; Anel Separador: 397.230; Anel Separador: 397.431; Anel Separador: 397.130; Anel Separador: 387.427; Anel Separador: 386.908; Angulador: 392.909; Apalpador: 03.606.022; Aplicador de Guia de Broca com Rosca: 389.216; Apalpador Apofisis Transversal para Pangea: 03.622.030; Apalpador de Suporte Torácico: 388.467; Apalpador Laminar para Pangea: 388.104; Apalpador Laminar para Pangea: 388.105; Apalpador Laminar para Pangea: 388.106; Apalpador Laminar para Pangea: 03.622.020; Apalpador Laminar USS: 388.520; Apalpador Laminar USS Pediátrico: 388.521; Apalpador para Canal Curvo: 388.546; Apalpador para Canal Curvo: 388.545; Apalpador Pedicular para Ganchos Pequenos USS-II: 388.512; Apalpador Pedicular para Pangea: 03.622.012; Apalpador Pedicular USS: 388.510; Apalpador Pedicular USS Pediátrico: 388.511; Apalpador Reto com Ponta Redonda: 388.549; Apoio Oblíquo: 03.311.091; Apoio para Agulhas: 03.311.070; Apoio para Agulhas: 03.311.071; Aparelho de limpeza para cabeça de parafuso Stardrive®, T25 : 324.253; Arco de Inserção: 03.010.045; Arco de Inserção: 03.010.046; Arco de Inserção: 357.112; Arco de Inserção: 355.511; Arco de Inserção: 03.010.013; Arco de Inserção: 03.010.011; Arco de Inserção: 03.010.307; Arco de inserção PFNA para bloqueio dinâmico, para PFNA pequena e extra-pequena: 03.010.125; Arco de Inserção para Bloqueio com Cabo para ModAD: 356.210; Arco de Inserção para ExpertTM: 03.010.054; Arco de Inserção para Expert Haste Tibial: 03.010.018; Arco de Inserção para DHP: 313.354; Arco de Inserção para FlexNail: 359.052; Arco de Inserção para Haste Femoral Intramedular: 355.490; Arco de Inserção para Haste Femoral Intramedular: 355.500; Arco de Inserção para Haste Femoral Intramedular: 355.510; Arco de Inserção para Haste Tibial Intramedular: 355.410; Arco de Inserção para PHILOS Hexagonal: 03.122.006; Arco de Inserção para PHILOS Stardrive: 03.122.035; Arco de Inserção para TFN: 357.411; Arco de Inserção para UFN / CFN: 357.521; Arco de Inserção para UHN: 358.510; Arco de Inserção para UNH e PHN: 358.692; Arco de Inserção para UTN: 356.520; Arco de Inserção para UTN/CTN: 356.511; Arco de Inserção SureLock: 03.010.200; Arco Direcional para Bloqueio Dinâmico PFNA: 356.824; Arco guia: 355.800; Arruela com Dentes para Pinças de Redução: 398.710; Bainha: 03.603.104; Bainha: 392.927; Bainha: 392.928; Bainha: 323.035; Bainha: 03.616.012; Bainha: 03.616.013; Bainha: 03.631.012; Bainha: 03.631.013; Bainha com Escala para Bloco Guia: 03.110.021; Bainha com Rosca para Fixador de Emergência de Pêlviz: 03.306.008; Bainha de Alinhamento: 03.616.016; Bainha de Centralização: 03.620.066; Bainha de Compressão: 03.226.000; Bainha de Compressão: 03.226.016; Bainha de Compressão para HCS: 03.230.003; Bainha de Compressão para HCS: 03.226.033; Bainha de Compressão para HCS: 03.227.033; Bainha de Desencaixe para Chave para Parafuso : 313.839; Bainha de Deslizamento para Bainha Rosqueada: 03.614.036; Bainha de Extração: 388.349; Bainha de Extração para Trepano SynCage e Cervios: 387.001; Bainha de Fixação: 389.221; Bainha de Fixação: 357.046; Bainha de Fixação: 324.089; Bainha de Fixação: 03.010.079; Bainha de Fixação: 357.405; Bainha de Fixação: 356.701; Bainha de Proteção: 03.010.075; Bainha de Proteção: 03.607.095; Bainha de Proteção para Compressão / Distração: 03.111.022; Bainha de Proteção para Compressão / Distração: 03.111.023; Bainha de Proteção para Compressão / Distração: 03.111.024; Bainha de proteção, para PFNA-II: 03.023.002; Bainha de Proteção: 314.060; Bainha de Proteção: 03.620.225; Bainha de Proteção: 03.620.226; Bainha de Proteção: 03.620.227; Bainha de Proteção: 03.620.228; Bainha de Proteção: 03.620.229; Bainha de Proteção: 03.010.229; Bainha de Proteção: 314.080; Bainha de Proteção: 314.310; Bainha de Proteção: 314.090; Bainha de Proteção: 314.110; Bainha de Proteção: 314.280; Bainha de Proteção: 388.360; Bainha de Proteção: 314.281; Bainha de Proteção: 314.091; Bainha de Proteção: 388.363; Bainha de Proteção: 388.380; Bainha de Proteção: 389.218; Bainha de Proteção: 357.073; Bainha de Proteção 30º: 359.078; Bainha de proteção, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.012; Bainha de proteção, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.013; Bainha de Proteção com Dispositivo de Bloqueio: 03.010.112; Bainha de Proteção Combinada T8 para Parafusos Corticais StarDrive®: 313.300; Bainha de Proteção Histica: 03.010.009; Bainha de Proteção Histica: 03.025.040; Bainha de Proteção Histica: 358.688; Bainha de Proteção Histica: 03.010.081; Bainha de Proteção Histica: 03.008.002; Bainha de Proteção Histica: 03.010.030; Bainha de Proteção Histica: 312.770; Bainha de Proteção Histica: 356.818; Bainha de Proteção Histica: 03.010.035; Bainha de Proteção Histica: 03.010.038; Bainha de Proteção Histica: 03.010.063; Bainha de Proteção Histica: 351.260; Bainha de Proteção Histica: 355.890; Bainha de Proteção Histica: 356.705; Bainha de Proteção Histica: 356.706; Bainha de Proteção Histica: 356.831; Bainha de Proteção Histica: 357.031; Bainha de Proteção Histica: 357.036; Bainha de

Proteção Histica: 357.061; Bainha de Proteção Histica: 357.118; Bainha de Proteção Histica: 357.123; Bainha de Proteção Histica: 357.127; Bainha de Proteção Histica: 312.050; Bainha de Proteção Histica: 319.340; Bainha de Proteção Histica: 325.070; Bainha de Proteção Histica: 328.100; Bainha de Proteção Histica: 387.017; Bainha de Proteção Histica: 357.001; Bainha de Proteção Histica: 357.410; Bainha de Proteção Histica: 357.530; Bainha de Proteção Histica: 312.090; Bainha de Proteção Histica: 351.280; Bainha de Proteção Histica: 355.700; Bainha de Proteção Histica: 357.760; Bainha de Proteção Histica: 357.840; Bainha de Proteção Histica: 356.633; Bainha de Proteção Histica: 356.211; Bainha de Proteção Histica: 356.215; Bainha de Proteção Histica: 357.386; Bainha de Proteção Histica: 387.250; Bainha de Proteção Histica: 393.745; Bainha de Proteção Histica: 393.746; Bainha de Proteção Histica para Trepano SynCage e Cervios: 396.995; Bainha de Proteção Oblíqua: 03.010.135; Bainha de Proteção Pangea: 03.622.003; Bainha de Proteção para Chaves: 313.969; Bainha de Proteção para Chaves: 313.301; Bainha de Proteção para Chaves: 313.970; Bainha de Proteção para Chaves: 314.468; Bainha de Proteção para Fresa de Trepanação: 05.001.097; Bainha de Proteção para Fresa de Trepanação: 05.001.096; Bainha de Proteção para Inserção Percutânea: 324.200; Bainha de Proteção para Mini Parafusos: 313.980; Bainha de Proteção para Parafuso Pedicular: 388.162; Bainha de Proteção para Parafuso Poliaxial: 03.614.017; Bainha de Proteção para Punho: 387.655; Bainha de Proteção Rosqueada para Placas: 324.023; Bainha de Redução: 388.931; Bainha de Redução: 03.108.004; Bainha de Retenção de Parafusos Pangea: 03.620.023; Bainha de Sustentação: 03.620.053; Bainha de Sustentação: 314.068; Bainha de Sustentação: 314.069; Bainha de Sustentação: 03.620.034; Bainha de Sustentação: 314.065; Bainha de Sustentação: 352.312; Bainha de Sustentação: 388.391; Bainha de Sustentação: 389.814; Bainha de Sustentação: 387.320; Bainha de Sustentação: 03.503.067; Bainha de Sustentação: 03.503.069; Bainha de Sustentação: 03.616.025; Bainha de Sustentação Click™X: 388.359; Bainha de Sustentação com Bloqueio Click™X: 388.362; Bainha de Sustentação para Barras: 388.163; Bainha de Sustentação para Parafusos: 03.617.901; Bainha de Sustentação para Parafusos Cilíndricos: 388.381; Bainha de Sustentação para Parafusos Pediculares Click™X: 314.063; Bainha de Sustentação para Parafusos StarLock™: 388.033; Bainha de Sustentação USS-II Polyaxial: 03.607.003; Bainha Externa: 314.066; Bainha Externa para Chave do Parafuso Hexagonal: 388.399; Bainha Guia para Barras: 328.026; Bainha Guia para Brocas: 387.014; Bainha Guia para Brocas: 387.016; Bainha Guia para Fios: 387.011; Bainha Externa para Instrumentos Percutâneo: 03.113.009; Bainha Guia para Lamina Espiral TFN: 357.369; Bainha Guia para Macho: 388.070; Bainha para Chave de Fixação Pangea: 03.622.016; Bainha para Estabilização Pangea: 03.620.004; Bainha para Extrator Com Cabo em L para Lótus TL: 309.541; Bainha para Fio Guia: 03.113.022; Bainha para Prender: 03.631.007; Bainha para Prender: 03.631.008; Bainha Percutânea para Bloqueio - Posição Neutra: 356.804; Bainha Porta Implantes: 385.315; Bainha Porta Implantes: 385.316; Bainha Porta Implantes: 385.317; Bainha Porta Implantes: 385.318; Bainha Porta Implantes: 385.319; Bainha Porta Implantes: 385.320; Bainha Porta Implantes: 385.323; Bainha Porta Implantes: 385.325; Bainha Porta Implantes: 385.327; Bainha Trocar: 324.204; Barra Angulada SynFrame: 387.344; Barra Calibrada: 333.370; Barra de suporte para ganchos e parafusos USS : 388.617; Barra de Alinhamento: 03.180.030; Barra de Conexão SynFrame para Anel de Sustentação: 387.345; Barra de Extração para Fios: 388.563; Barra de Prova: 388.868; Barra de Prova: 388.870; Barra de Prova: 388.880; Barra de Prova: 388.906; Barra de Prova: 388.907; Barra de Prova: 388.000; Barra de Retorção Epoca: E5115-1; Barra de Retorção Epoca: E5115-6; Barra de Sustentação para Gancho e Parafusos Hexagonais: 388.612; Barra de Sustentação para Ganchos e Parafusos USS: 388.610; Barra de Sustentação para Ganchos e Parafusos USS Low Profile: 388.616; Base do Separador Torácico: 388.486; Barra Guia para Remoção de Implantes: 03.401.070; Barra para Alavanca: 359.210; Barra para Dobrar Fio de Kirschner: 392.000; Barra para Dobrar Fio de Kirschner: 392.020; Barra para Mandíbula: 395.150; Barra para Mandíbula: 395.170; Barra para Small F-Tool: 359.207; Barra Rosqueada: 392.640; Barra Rosqueada: 392.650; Barra Rosqueada: 392.660; Barra Rosqueada: 392.600; Barra Rosqueada: 392.610; Barra Rosqueada: 392.620; Barra Rosqueada: 392.630; Barra Rosqueada: 392.670; Barra Rosqueada: 394.410; Barra Rosqueada: 394.400; Barra Rosqueada: 328.160; Barra Rosqueada: 328.170; Barra Rosqueada Auto Perfurante: 325.160; Barra Rosqueada LCP: 03.114.003; Barra Transmissora SynFrame: 387.362; Bloco Guia: 312.946; Bloco Guia: 312.947; Bloco Guia: 312.940; Bloco Guia: 312.941; Bloco Guia: 312.926; Bloco Guia: 312.930; Bloco Guia: 312.931; Bloco Guia: 312.932; Bloco Guia: 312.933; Bloco Guia: 312.924; Bloco Guia para LCP: 03.120.044; Bloco Guia para LCP: 03.120.045; Bloco Guia para Parafuso LCP: 03.108.001; Bloco Guia para Parafuso LCP: 03.108.002; Bloco Guia para Placa de Radio Distal 2.4mm: 03.111.700; Bloco Guia para Placa de Radio Distal 2.4mm: 03.111.701; Bloco Guia para Placa de Radio Distal 2.4mm: 03.111.600; Bloco Guia para Placa de Radio Distal 2.4mm: 03.111.601; Braço Angulado para Chave de Parafuso 90º: 514.010; Braço de Inserção Nails-Ex: 03.010.226; Braço direcional para lâmina PFNA : 356.813; Braço direcional para lâmina PFNA : 356.814; Braço Direcional: 03.008.003; Braço Direcional: 03.008.009; Braço Direcional: 03.010.097; Braço Direcional: 03.010.310; Braço Direcional: 03.010.311; Braço Direcional: 357.018; Braço Direcional: 357.115; Braço Direcional: 357.522; Braço Direcional: 357.104; Braço Direcional: 357.105; Braço Direcional: 357.106; Braço Direcional: 357.107; Braço Direcional: 357.015; Braço Direcional: 357.016; Braço Direcional: 357.116; Braço Direcional: 357.570; Braço Direcional: 357.017; Braço Direcional: 357.014;

Braço Direcional: 03.010.049; Braço Direcional: 03.010.050; Braço direcional para haste de osteotomia olécrano: 03.007.009; Braço Direcional Especial para UFN / CFN: 357.580; Braço Direcional Padrão: 03.010.055; Braço Direcional Padrão: 03.010.091; Braço Direcional Padrão: 03.010.340; Braço Direcional para ALFN Expert: 03.010.227; Braço Direcional para Arco de Inserção UTN/CTN: 356.521; Braço Direcional para Bloqueio com Lamina Espiral para UHN e PHN: 358.679; Braço Direcional para Bloqueio UHN: 358.689; Braço Direcional para Expert R/AFN com Bloqueio e Lamina Espiral: 03.010.051; Braço Direcional para Lamina PFNA: 356.810; Braço Direcional para Lamina PFNA: 356.811; Braço Direcional para Lamina PFNA: 356.812; Braço Direcional para Nail-Ex: 03.008.010; Braço Direcional para Placas LCP para Tibia Proximal: 03.100.001; Braço Direcional para Placas LCP para Tibia Proximal: 03.100.101; Braço Direcional para Placas para Condilo LCP: 356.800; Braço Direcional para Placas para Condilo LCP: 356.801; Braço Direcional para Placas para Condilo LCP Curvo: 03.001.000; Braço Direcional para Placas para Condilo LCP Curvo: 03.001.001; Braço Direcional para TFN: 357.365; Braço Direcional para TFN: 357.366; Braço Direcional para TFN: 357.367; Braço Espaçador Anterior: 356.605; Braço Espaçador para Expert ModAD: 03.010.308; Braço Flexível: 03.612.010; Braço Gancho para Pinça de Redução: 398.756; Braço para Parafuso: 03.505.003; Braço para Pêlviz para Pinça de Redução: 398.753; Braço Percutâneo para Pinça de Redução: 398.754; Braço Tensor para Fixador de Emergência de Pêlviz: 03.306.003; Braço Tensor para Fixador de Emergência de Pêlviz: 03.306.002; Bloco Guia para Arco de Inserção: 313.351; Bloco Guia para Arco de Inserção: 313.352; Cabeça / Casquilho: 352.055; Cabeça / Casquilho: 352.050; Cabeça Centralizadora para Pangea: 03.620.011; Cabeça extratora para Barra Guia: 03.401.071; Cabo: PDL202; Cabo: 392.110; Cabo: 03.100.000; Cabo: 311.016; Cabo: 311.017; Cabo: 311.010; Cabo: 311.011; Cabo: 311.012; Cabo: 311.013; Cabo: 397.705; Cabo: 03.110.005; Cabo Catraca com Engate Rápido: 03.100.032; Cabo Catraca com Engate Rápido: 321.132; Cabo Catraca com Engate Rápido: 388.654; Cabo Catraca com Engate Rápido: 388.396; Cabo com Adaptador Dinamométrico - Engate Rápido: 389.471; Cabo com Engate Dental: 310.950; Cabo com Engate Rápido: 03.111.012; Cabo com Engate Rápido: 03.111.013; Cabo com Engate Rápido para Parafuso de Extração Conico: 03.111.012; Cabo com Rosca: 359.211; Cabo da Chave de Parafuso: 514.000; Cabo da Chave de Parafuso: 514.001; Cabo de Catraca com Cabo em T: 388.652; Cabo de Catraca para Cabeça da Chave para Parafuso: 388.653; Cabo de Conexão: 03.802.231; Cabo de Engate Dental para Chave para Micro Parafusos: 311.030; Cabo de Engate Hexagonal: 311.005; Cabo de Engate Hexagonal: 311.006; Cabo de Engate Hexagonal: 311.007; Cabo de Engate Rápido: 324.107; Cabo de Engate Rápido: 311.43.99; Cabo de Engate Rápido: 03.617.940; Cabo de Engate Rápido: 311.425; Cabo de Engate Rápido: 311.420; Cabo de Engate Rápido: 311.430; Cabo de Engate Rápido: 311.421; Cabo de Engate Rápido: 392.040; Cabo de Engate Rápido: 03.617.903; Cabo de Engate Rápido: 397.700; Cabo de Engate Rápido para Jogo de Extração de Parafusos: 311.431; Cabo de Engate USS-II: 388.640; Cabo de Engate USS-II: 03.607.006; Cabo de Implantes de Prova SynCage: 397.035; Cabo de Implantes de Prova SynCage: 397.034; Cabo de Inserção: 03.008.007; Cabo de Orientação para Cabeça 3D: 388.368; Cabo de Orientação para Cabeça Tridimensional Click™X: 388.351; Cabo de Redução: 325.030; Cabo de Redução: 328.030; Cabo de Redução: 392.923; Cabo de Redução Multi-Pin: 392.966; Cabo de Redução com Dentes: 325.020; Cabo de Redução com Dentes: 328.020; Cabo em L com Engate Rápido: 389.018; Cabo em T: 03.111.001; Cabo em T: 357.050; Cabo em T: 357.054; Cabo em T Canulado: 03.305.008; Cabo em T com Engate Rápido: 03.507.000; Cabo em T com Engate Rápido: 311.440; Cabo em T com Engate Rápido: 351.150; Cabo em T com Engate Rápido: 338.080; Cabo em T com Engate Rápido: 311.441; Cabo em T com Engate Rápido: 394.951; Cabo em T com Engate Rápido: 388.274; Cabo em T com Limitador: 03.641.002; Cabo em T com Limitador: 321.133; Cabo em T Epoca: E5111-3; Cabo em T para Parafuso de Extração para Click™X: 03.606.002; Cabo Flexível: 355.280; Cabo Limitador de Torque: 397.706; Cabo Limitador de Torque: 03.614.035; Cabo Limitador de Torque: 03.620.019; Cabo para adaptador de Irrigação: 05.001.066; Cabo para Adaptador de Irrigação: 05.001.067; Cabo para Adaptador de Irrigação: 05.001.068; Cabo para Adaptador de Irrigação com cabo: 05.001.070; Cabo para Adaptador de Irrigação com cabo: 05.001.071; Cabo para Adaptador de Irrigação: 05.001.121; Cabo para Adaptador de Irrigação: 05.001.180; Cabo para Bainha de Compressão HCS: 03.226.006; Cabo para Bainha de Compressão para HCS: 03.226.037; Cabo para Bainha de Compressão para HCS: 03.227.037; Cabo para Barra de Sustentação: 388.622; Cabo para Barra de Sustentação para Ganchos e Parafusos: 388.621; Cabo para Bisturi: 03.808.001; Cabo para Cabeçal de Corte: 391.780; Cabo para Cabeçal de Corte: 391.790; Cabo para Chave de Parafuso com Engate Hexagonal: 311.004; Cabo para Chave de Parafuso com Engate Rápido: 03.620.100; Cabo para Chave de Parafuso com Trinquete, Engate Hexagonal: 311.023; Cabo para Chave de Parafuso em T: 03.620.005; Cabo para Chave de Parafuso Matrix com Bloqueio e Engate Hexagonal: 03.511.004; Cabo para Cerclagem: 03.221.001; Cabo para Cinzel Prodisc-C: SFC850R; Cabo para Cinzel Prodisc-C: 03.820.125; Cabo para Fusion Cage: 389.019; Cabo para Guia de Broca: 387.060; Cabo para Guias de Broca: 03.113.014; Cabo para Guia de Broca: 395.911; Cabo para Guia de Broca: 312.860; Cabo para Guia de Broca Paralelo: 392.915; Cabo para Implantes de Prova: 03.820.000; Cabo para Implantes Prodisc-C: SFC840R; Cabo para Implantes Prodisc-C: SFW520; Cabo para Implantes de Prova Prodisc-L: SFW565R; Cabo para Jogo de Extração de Parafusos Esponjosos: 387.657; Cabo para Laminas de Corte: 03.820.204; Cabo para Parafuso: 03.505.004; Cabo para Parafuso de Manejo: 386.903; Cabo



Guia para Fios: 03.010.024; Cabo para Peça da Chave para Parafuso Hexagonal T15: 03.400.111; Cabo para Peça da Chave para Parafuso Hexagonal T25: 03.400.112; Cabo para Retrator: 386.915; Cabo Simples: 395.380; Cabo Suporte: SFW520R; Cabo Suporte: 314.092; Cabo Suporte para Bloco Umeral: 314.005; Cabo Universal para DAD: 356.616; Cabo Universal Para Guia de Broca: 397.211; Calibrador para Corpectomia: 389.186; Calibrador CSLP: 324.060; Cânula: 03.305.026; Cânula: 397.213; Cânula e Obturador Rosqueado Longo: 386.914; Casquilho Centrador Curto DHS/DCS: 338.180; Casquilho Centrador DHS/DCS Largo: 338.190; Casquilho Centrador para Impactor de Barras para Click""X: 03.606.000; Casquilho com Rosca para Guia com Engate Rápido: 357.222; Casquilho de Distração: 03.630.080; Casquilho de Distração: 03.630.082; Casquilho de Distração: 03.630.084; Casquilho de Distração: 03.630.086; Casquilho de Distração: 03.630.108;

Casquilho de Distração SoFi: 03.603.004; Casquilho de Inserção: 03.630.010; Casquilho de Inserção: 03.630.012; Casquilho de Inserção: 03.630.014; Casquilho de Inserção: 03.630.016; Casquilho de Inserção: 03.630.008; Casquilho DHS / DCS: 338.320; Casquilho Guia para Machos: 03.614.016; Casquilho para Remoção sem Barras: 03.607.013; Casquilho Tensor para Rótulas Abertas: 393.972; Caquillo USS Low Profile: 388.641; Guia para Fresas: E5211-9; Centrador: 387.633; Centrador: 03.821.139; Centrador para Trepano SynCage e Cervios: 387.005; Chave: 03.311.003; Chave: 03.311.007; Chave cardan hexagonal com cabo em T: 03.010.126; Chave Cardam com Cabo T: 321.150; Chave Cardam com Cabo T: 357.023; Chave Combinada: 321.158; Chave Combinada: 321.160; Chave Combinada: 321.180; Chave Combinada: 395.302; Chave Combinada: 395.350; Chave de Ativação para Distrator Mandibular Monoaxial: 314.402; Chave em T: 05.001.229; Chave de Boca Epoca: E5211-3; Chave de Inserção DHS/DCS: 338.300; Chave de Inserção para Fios: 03.306.009; Chave de Forquilha Aberta: 394.600; Chave de Forquilha Dupla: 394.680; Chave de Parafuso: 514.029; Chave de Parafuso Ajustavel com Top: PDL206; Chave de Parafuso Angulada com Engate Hexagonal Matrix: 03.511.002; Chave de parafusos Stardrive®, T8, com stop, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.014; Chave de parafusos hexagonal, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.015; Chave de Parafuso com Cabo em T: 03.616.021; Chave de Parafuso com Cabo em T: 03.620.001; Chave de Parafuso com Cabo em T: 03.620.031; Chave de Parafuso com Cabo em T: 03.620.036; Chave de Parafuso com Cabo Reto: 03.620.006; Chave de Parafuso com Limitador de Torque: 03.630.110; Chave de Parafuso de Retenção Prodisc-C: SFC810R; Chave de Parafuso em Cruz Auto Portante: 313.939; Chave de Parafuso Hexagonal: 388.398; Chave de Parafuso para Casquilho: 03.620.029; Chave de Parafuso para Casquilho: 03.620.030; Chave de Parafuso para Casquilho: 03.620.043; Chave de Parafuso para Casquilho: 388.375; Chave de Parafuso para Casquilho ClickX: 388.366; Chave de Parafuso Hexagonal Pequena: 388.310; Chave de Parafuso StarDrive T8 Auto Portante: 314.038; Chave de Parafuso T15: 03.113.021; Chave de Soquete com Cabo em L: 388.158; Chave de Soquete com Cabo em T: 388.145; Chave de Soquete com Cabo Reto: 388.152; Chave de Soquete Ranhurada: 03.311.002; Chave de Sustentação para Casquilho: 03.621.011; Chave de Trinquete: 321.200; Chave DHS/DCS: 338.060; Chave Dinamométrica: 392.922; Chave Dinamométrica: 324.052; Chave Dinamométrica: 324.305; Chave Dinamométrica: 388.265; Chave Dinamométrica: 388.266; Chave Dinamométrica DHS: 338.560; Chave Dinamométrica para Prensa Epoca: E5115-5/4; Chave do Parafuso de Ativação com Hexágono: 314.404; Chave do Parafuso de Ativação com Hexágono: 314.406; Chave do Parafuso de Fechamento: 03.631.009; Chave do Parafuso de Fechamento: 03.631.017; Chave em Cruz: 313.960; Chave em Cruz com Bainha: 313.940; Chave em Cruz com Bainha: 314.670; Chave em Cruz com Bainha: 314.680; Chave em Cruz com Bainha: 314.411; Chave em L: 321.170; Chave em T: 355.150; Chave Espaçadora Grande: 356.645; Chave Gancho: 03.641.012; Chave Gancho: 03.641.001; Chave de Gancho: 321.250; Chave Hexagonal: 03.641.015; Chave Hexagonal: 03.641.016; Chave Hexagonal: 388.335; Chave Hexagonal: 389.217; Chave Hexagonal: 357.055; Chave Hexagonal: 314.260; Chave Hexagonal: 314.750; Chave Hexagonal: 314.271; Chave Hexagonal: 356.708; Chave Hexagonal: 313.930; Chave Hexagonal: 314.240; Chave Hexagonal: 314.250; Chave Hexagonal: 314.570; Chave Hexagonal: 388.020; Chave Hexagonal: 388.395; Chave Hexagonal: 314.070; Chave Hexagonal: 314.270; Chave Hexagonal: 388.311; Chave Hexagonal: 388.337; Chave Hexagonal: 314.036; Chave Hexagonal: 314.300; Chave Hexagonal Angulada Pangea: 03.622.084; Chave Hexagonal Canulada: 314.050; Chave Hexagonal Canulada: 314.190; Chave Hexagonal Canulada: 314.290; Chave Hexagonal Canulada: 314.200; Chave Hexagonal Canulada: 314.463; Chave Hexagonal Canulada: 03.010.092; Chave Hexagonal Canulada: 357.515; Chave Hexagonal Canulada com Dispositivo de Descarga: 314.266; Chave Hexagonal com Cabo em T: 314.130; Chave Hexagonal com Cabo em T: 388.135; Chave Hexagonal com Cabo em T: 392.921; Chave Hexagonal com Cabo em T: 392.948; Chave Hexagonal com Ponta: 314.265; Chave Hexagonal Curva: 314.140; Chave Hexagonal DHS/DCS: 338.302; Chave Hexagonal Dinamométrica: 392.920; Chave Hexagonal Epoca: F017-2.5; Chave Hexagonal Epoca: F017-4.5; Chave Hexagonal Flexível: 357.406; Chave Hexagonal Grande: 314.150; Chave Hexagonal Larga Curva: 392.919; Chave Mandril: 310.932; Chave Hexagonal Pangea: 03.622.082; Chave Hexagonal para Parafuso Caspar: 396.967; Chave Hexagonal Pequena com Bainha: 314.020; Chave Hexagonal Pequena com Bainha: 311.014; Chave Hexagonal Pequena Curva: 314.160; Chave Hexagonal USS Low Profile: 388.662; Chave para Casquilho: 392.924; Chave para Dispositivo de extração: 03.111.030; Chave para Dispositivo de

extração: 03.111.031; Chave para Colocar Parafusos: 387.284; Chave para Expandir Parafusos: 387.282; Chave para Guia: 397.344; Chave para Lamina PFNA: 356.832; Chave para Parafuso: 03.820.101; Chave para Parafuso Ajustável Prodisc-L: SFW602R; Chave para Parafuso Auto Portante: 387.018; Chave para Parafuso Canulado: 395.330; Fixar os parafusos aos ossos e/ou demais implantes do sistema.: 03.226.041; Fixar os parafusos aos ossos e/ou demais implantes do sistema.: 03.227.041; Chave para Parafuso Cardam Grande: 314.170; Chave para Parafuso Casquilho: 388.365; Chave para Parafuso Casquilho: 388.354; Chave para Parafuso com Cabo em T: 03.607.001; Chave para Parafuso com Cabo em T: 03.622.015; Chave para Parafuso com Cabo em T: 388.338; Chave para Parafuso com Cabo Reto: 03.622.004; Chave para Parafuso de Bloqueio QuickLock: 03.610.601; Chave para Parafuso de Extração: 352.311; Chave para Parafuso de Inserção de Porta Parafusos: 324.105; Chave para Parafuso Epoca para Implante de Prova: E5115-4/2; Chave para Parafuso Epoca para Implante de Prova: E5115-4/3; Chave para Parafuso Femoral Completa: 357.053; Chave para Parafuso Femoral Completa: 357.048; Chave para Parafuso Hexagonal: 351.034; Chave para Parafuso Hexagonal: 03.010.121; Chave para Parafuso Hexagonal: 03.820.143; Chave para Parafuso Hexagonal: 351.035; Chave para Parafuso Hexagonal / StarDrive T25: 03.010.150; Chave para Parafuso Hexagonal com Cabo em T: 314.131; Chave para Parafuso Hexagonal com Cabo em T: 314.132; Chave para Parafuso Hexagonal com Cabo em T para Parafusos Pediculares Click""X: 388.364; Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.073; Chave para Parafuso para Bloco Umeral: 314.169; Chave para Parafuso PlusDriveTM 1.6 mm para engate Hexagonal: 313.931; Chave para Parafuso PlusDriveTM 1.6 mm para engate Hexagonal: 313.932; Chave para Parafuso PlusDriveTM 1.6 mm para engate Dental: 313.933; Chave para Parafuso PlusDriveTM 1.6 mm para engate Dental: 313.934; Chave para Parafuso QuickLock: 03.610.602; Chave para Parafuso Stardrive®: 03.617.900; Chave para Parafuso StarDrive: 03.230.004; Chave para Parafuso StarDrive: 03.010.108; Chave para Parafuso StarDrive: 314.118; Chave para Parafuso StarDrive: 03.010.110; Chave para Parafuso StarDrive: 314.023; Chave para Parafuso StarDrive: 314.041; Chave para Parafuso StarDrive: 03.010.107; Chave para Parafuso StarDrive: 314.164; Chave para Parafuso StarDrive® T8: 03.110.007; Chave para Parafuso StarDrive® T25: 03.010.109; Chave para Parafuso StarDrive® T25: 314.119; Chave para Parafuso StarLockTM: 388.032; Chave para Parafuso SynFix-LR: 03.802.037; Chave para Parafuso T15: 03.802.030; Chave para Parafuso T15: 314.115; Chave para Parafuso T15: 314.400; Chave para Polyaxial: 03.620.015; Chave para Porca: 314.210; Chave para Porca VPTR: 03.641.004; Chave para Remover Pinos: 307.950; Chave reserva do mandril capacidade de fixação: 510.191; Chave Reta: 03.311.004; Chave StarDrive Canulada T40 com Alavanca: 03.010.111; Chave StarDrive Curta Engate Dental: 313.822; Chave StarDrive T8 Cilindrica com Stop: 313.302; Chave StarDrive T8 Cilindrica com Stop para Encaixe Rápido: 314.304; Chave Tubular: 319.200; Chave Tubular: 388.031; Chave Tubular: 388.584; Chave Tubular: 395.304; Chave Tubular: 395.360; Chave Tubular: 355.140; Chave Tubular: 388.143; Chave Tubular: 388.144; Chave Tubular: 387.920; Chave Tubular Canulada: 394.700; Chave Tubular Canulada: 394.701; Chave Tubular Canulada: 03.621.012; Chave Tubular Canulada: 388.149; Chave Tubular Canulada: 388.140; Chave Tubular Canulada: 388.142; Chave Tubular Canulada: 388.150; Chave Tubular Canulada: 388.159; Chave Tubular Canulada: 365.010; Chave Tubular Canulada: 03.607.008; Chave Tubular com Articulação Cardan: 03.821.138; Chave Tubular com Cabo em L: 388.130; Chave Tubular com Cabo em T: 388.132; Chave Tubular com Martelo: 398.320; Contra Forte para Alicate de Introdução de Barras USS: 388.501; Contra Forte para alicate de introdução de barras USS Pediátrico: 388.606; Contra Torque: 03.600.403; Contra Torque: 03.600.414; Contra Torque: 324.067; Contra Torque: 03.631.001; Contra Torque: 310.971; Contra Torque para Chave para Parfuso StarDrive T25 Pangea: 03.622.018; Contra Torque Lótus: 03.603.114; Contra Torque Lótus: 03.603.125; Controlador de Ângulo: 332.090; Cursor para Guia: 333.360; Derrotador para Parafusos Pangea: 03.622.007; Deslocador Hexagonal: 321.263; Dilatador: 03.610.001; Dilatador: 03.610.002; Dilatador: 03.610.003; Dilatador: 03.610.004; Dilatador: 03.610.005; Dilatador Tubo: 03.606.006; Dilatador Tubo: 03.606.007; Dilatador Tubo: 03.606.008; Direcionador Automatico: 314.423; Direcionador para Tachas Reabsorvíveis: 314.416; Direcionador para Tachas Reabsorvíveis com Bainha: 314.419; Disco Redondo: 03.100.027; Disco Retangular: 03.100.028; Dispositivo de Bloqueio: 280.960; Dispositivo de Bloqueio para Bainha: 360.253; Dispositivo de Compressão: 358.600; Dispositivo de Correção Cuneiforme: 237.090; Dispositivo de Guia: 03.607.110; Dispositivo de Inserção para Cilindro: 387.638; Dispositivo de Limpeza: 324.053; Dispositivo de Proteção para Haste Guia: E5211-2P; Dispositivo de Remoção de Travas VEPTR: 388.462; Dispositivo de Remoção para Fresas SynReam: 351.783; Dispositivo de Trepanação: 03.111.025; Dispositivo de Trepanação: 03.111.026; Dispositivo de extração: 03.111.027; Dispositivo de extração: 03.111.028; Distanciador Angulado: 03.821.121; Distanciador Angulado: 03.821.122; Distanciador Angulado: 03.821.123; Distanciador Paralelo Reto: 03.821.111; Distanciador Reto: 03.821.112; Distanciador Reto: 03.821.113; Distrator: SFW874R; Distrator: SFW875R; Distrator: SFW876R; Distrator: PDL422; Distrator: PDL424; Distrator: PDL426; Distrator M: 03.821.151; Dobrador: 388.112; Dobrador: 388.113; Dobrador de Barras: 03.622.061; Dobrador de Barras: 03.622.062; Dobrador de Barras: 03.614.024; Dobrador de Barras: 03.614.025; Dobrador de Placas: 388.925; Dobrador de Placas: 388.924; Eixo com Rosca para Transporte: 392.941; Eixo com Rosca para Transporte: 392.942; Eixo com Rosca para Transporte: 392.943; Eixo para Posicionador de Calibre: SFC506R; Elevador: 03.605.502;

Elevador: 03.605.005; Elevador: 389.560; Elevador: 399.481; Elevador: PDL116; Empurrador: 394.571; Espaçador: 03.808.020; Espaçador: 03.808.030; Espaçador: 03.808.040; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.207; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.208; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.209; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.606; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.607; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.608; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.609; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.610; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.611; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.612; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.613; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.614; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.642; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.654; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.648; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.641; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.644; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.647; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.640; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.643; Espaçador em L Ajustável para ModAD: 356.646; Espaçador em T Ajustável para ModAD: 356.206; Espaçador / Expansor: 03.010.331; Espaçador / Expansor: 03.010.332; Espaçador / Expansor: 03.010.333; Espaçador / Expansor: 356.596; Espaçador / Expansor: 03.010.325; Espaçador / Expansor: 03.010.326; Espaçador / Expansor: 03.010.327; Espaçador / Expansor: 03.010.328; Espaçador / Expansor: 03.010.329; Espaçador / Expansor: 03.010.330; Espaçador / Expansor: 03.010.314; Espaçador / Expansor: 03.010.315; Espaçador / Expansor: 03.010.316; Espaçador / Expansor: 03.010.317; Espaçador / Expansor: 03.010.318; Espaçador / Expansor: 03.010.319; Espaçador / Expansor: 356.228; Espaçador / Expansor: 356.229; Espaçador / Expansor: 356.227; Espaçador / Expansor: 03.010.320; Espaçador / Expansor: 03.010.321; Espaçador / Expansor: 03.010.322; Espaçador / Expansor: 03.010.323; Espaçador / Expansor: 03.010.324; Espaçador / Expansor: 356.622; Espaçador / Expansor: 356.623; Espaçador / Expansor: 356.624; Espaçador para PE-INLAY: SFW578R; Espaçador para PE-INLAY L: SFC615R; Espaçador para PE-INLAY L: SFC616R; Espaçador para PE-INLAY L: SFC617R; Espaçador para PE-INLAY L: SFC605R; Espaçador para PE-INLAY L: SFC606R; Espaçador para PE-INLAY L: SFC607R; Espaçador para PE-INLAY M: SFW577R; Espaçador Teste Angulado: 396.474; Espaçador Teste Angulado: 396.476; Espaçador Teste Angulado: 396.478; Espaçador Teste Angulado: 396.480; Espaçador Teste Angulado: 396.482; Espaçador Teste Paralelo: 396.469; Espaçador Teste Paralelo: 396.466; Espaçador Teste Paralelo: 396.468; Espaçador Teste Paralelo: 396.470; Espaçador Teste Paralelo: 396.472; Estabilizador de Tensão para Uso Temporário: 391.884; Estaca com Ponta Bola: 03.100.018; Estaca com Ponta Bola: 03.100.019; Extensor de Chave: 03.900.002; Extensor Hexagonal: 03.611.059; Extensor para Broca: 03.607.104; Extensor para Broca: 03.607.106; Extrator: 387.632; Extrator: 387.642; Extrator: 388.756; Extrator Com Cabo em L para Casquilho: 309.540; Extrator Com Cabo em L para Lótus TL: 03.603.110; Extrator de Pino: 357.378; Extrator / Insertor para Placas Anguladas: 332.402; Extrator para Barra Guia: 03.401.072; Extrator para CONTACT Fusion Cage, para abordagem anterior: 389.022; Extrator para Parafuso: 03.611.035; Extrator para Parafuso USS com Cabeça Esférica: 388.357; Extrator para Trepano SynCage e Cervios: 387.003; Extrator para Excentrico: 03.401.073; Fio Guia com Ponta Trocar: 03.010.115; Fio guia com rosca, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.020; Fio Guia com Rosca M1.4: 388.562; Fio de Retenção: 355.230; Fio Guia : 03.401.074; Fio Guia: 338.001; Fio Guia: 03.630.103; Fio Guia: 351.060; Fio Guia: 355.060; Fio Guia: 356.340; Fio Guia com Ponta Espatula: 03.108.005; Fio Guia para Tibia e Femur: 355.040; Fio Guia SynFrame com Rotula Ajustável: 387.358; Funil: 394.561; Funil: 394.562; Gancho: 333.410; Gancho: 03.900.001; Gancho Angulado: 386.905; Gancho Angulado para Guia: 333.380; Gancho de Extração Longo: 355.370; Gancho de Extração Longo: 355.380; Gancho de Extração Longo: 355.390; Gancho de Extração para Haste Canulada: 355.399; Gancho de Extração para Pinos: 355.350; Gancho de Extração para Pinos: 355.360; Gancho de Manipulação para Extração: 356.303; Gancho de Manipulação para Extração: 356.302; Gancho de Manipulação para Extração: 356.301; Gancho para Guia: 333.350; Gancho para Limpeza: 03.820.126; Gancho para Limpeza de Corte: SFC320R; Gancho para Redução Pélvica 30 mm: 398.560; Gancho para Redução Pélvica 30 mm: 398.580; Gancho para Ossos: 03.100.029; Gancho para Ossos: 03.100.030; Gancho para Ossos: 398.510; Gancho para Ossos: 398.520; Gancho Pontagudo: 398.530; Garfo para Introdução de Barras: 03.620.010; Garfo para Introdução de Barras Curvo: 03.620.009; Garfo para Introdução de Barras Curvo: 03.622.055; Guia: 357.399; Guia: 03.010.025; Guia: 397.470; Guia: 03.607.025; Guia: 03.607.035; Guia: 03.607.040; Guia: 03.607.048; Guia: 03.607.060; Guia Angulado DHS: 338.005; Guia Angulado DHS: 338.010; Guia Angulado DHS: 338.020; Guia Angulado DHS: 338.030; Guia Angulado DHS: 338.040; Guia Calibrado: 357.129; Guia Calibrado: 357.630; Guia Canulado para Martelo: 355.220; Guia Centrado para Fios: 324.168; Guia com Engate Rápido: 357.221; Guia com Gancho: 356.601; Guia de Bloqueio para ModAD: 356.201; Guia de Bloqueio para Expert: 03.010.303; Guia de Bloqueio para Expert: 03.010.301; Guia de Bloqueio para Expert: 03.010.305; Guia de Bloqueio para Expert: 03.010.031; Guia de Broca: 03.507.005; Guia de Broca: 03.100.040; Guia de Broca: 03.010.064; Guia de Broca: 03.010.065; Guia de Broca: 03.010.066; Guia de Broca: 03.010.073; Guia de Broca: 03.010.074; Guia de Broca: 03.010.082; Guia de Broca: 03.010.076; Guia de Broca: 03.010.086; Guia de Broca: 312.080; Guia de Broca: 312.750; Guia

de Broca: 312.760; Guia de Broca: 313.357; Guia de Broca: 319.320; Guia de Broca: 319.330; Guia de Broca: 323.054; Guia de Broca: 03.010.334; Guia de Broca: 358.694; Guia de Broca: 386.913; Guia de Broca: 309.603; Guia de Broca: 03.113.020; Guia de Broca: 03.111.004; Guia de Broca: 312.154; Guia de Broca: 312.850; Guia de Broca: 03.226.003; Guia de Broca: 03.226.005; Guia de Broca: 03.226.007; Guia de Broca: 312.470; Guia de Broca: 313.353; Guia de Broca: 324.034; Guia de Broca: 324.055; Guia de Broca: 387.200; Guia de Broca: 324.300; Guia de Broca: 324.301; Guia de Broca: 325.080; Guia de Broca: 325.100; Guia de Broca: 328.110; Guia de Broca: 328.120; Guia de Broca: 328.130; Guia de Broca: 351.230; Guia de Broca: 355.710; Guia de Broca: 355.711; Guia de Broca: 355.720; Guia de Broca: 355.722; Guia de Broca: 356.213; Guia de Broca: 356.827; Guia de Broca: 356.828; Guia de Broca: 357.037; Guia de Broca: 357.063; Guia de Broca: 357.097; Guia de Broca: 357.124; Guia de Broca: 357.381; Guia de Broca: 357.389; Guia de Broca: 357.413; Guia de Broca: 357.710; Guia de Broca: 357.711; Guia de Broca: 357.820; Guia de Broca: 357.850; Guia de Broca: 357.900; Guia de Broca: 357.930; Guia de Broca: 357.940; Guia de Broca: 359.026; Guia de Broca: 392.955; Guia de Broca: 324.302; Guia de Broca: 333.310; Guia de Broca: 333.320; Guia de Broca: 333.330; Guia de Broca: 333.340; Guia de Broca: 338.740; Guia de Broca: 338.720; Guia de Broca: 338.731; Guia de Broca: 338.730; Guia de Broca: 312.300; Guia de Broca: 392.916; Guia de Broca: 393.840; Guia de Broca: 395.912; Guia de Broca: 355.880; Guia de Broca: 357.002; Guia de Broca: 357.392; Guia de Broca: 357.032; Guia de Broca: 03.110.001; Guia de Broca: 03.600.006; Guia de Broca: 357.531; Guia de Broca: 396.904; Guia de Broca: 396.913; Guia de Broca: 396.914; Guia de Broca: 397.417; Guia de Broca: 397.433; Guia de Broca: 397.434; Guia de Broca: 397.436; Guia de Broca: SFC338R; Guia de Broca: SFC339R; Guia de Broca: SFC340R; Guia de Broca: 03.614.002; Guia de Broca: 03.613.003; Guia de Broca: 397.150; Guia de Broca: 397.160; Guia de Broca: 397.170; Guia de Broca: 397.260; Guia de Broca: 397.270; Guia de Broca: 397.280; Guia de Broca: 397.290; Guia de Broca: 397.300; Guia de Broca: 397.412; Guia de Broca: 397.413; Guia de Broca: 397.414; Guia de Broca: 397.570; Guia de Broca: 399.006; Guia de Broca: 399.007; Guia de Broca: 399.008; Guia de Broca: 399.009; Guia de Broca: 399.011; Guia de Broca: 393.800; Guia de Broca: 394.139; Guia de Broca Ajustável: 03.161.023; Guia de Broca Angulado: 03.600.002; Guia de Broca Angulado: 03.600.003; Guia de Broca Auto Retenção: 386.904; Guia de Broca Centrado: 397.415; Guia de Broca Centrado: 397.435; Guia de Broca Centrado: 312.480; Guia de Broca Centrado: 323.055; Guia de Broca Centrado: 355.730; Guia de Broca com 02 Furos Paralelos: 333.420; Guia de Broca com Abertura de 30º: 359.077; Guia de Broca com Ângulo Variável: 03.110.023; Guia de Broca com Ângulo Variável: 03.110.024; Guia de Broca com Cabo: 03.617.962; Guia de Broca com Cabo Longo: 312.160; Guia de Broca com Escala: 388.393; Guia de Broca com Escala: 388.029; Guia de Broca com Escala: 388.939; Guia de Broca com Escala para Broca: 03.614.011; Guia de Broca com Rosca: 389.211; Guia de Broca com Rosca: 389.802; Guia de Broca com Rosca: 312.920; Guia de Broca com Rosca: 03.501.000; Guia de Broca com Rosca: 397.441; Guia de Broca com Rosca: 397.442; Guia de Broca com Rosca: 324.031; Guia de Broca com Rosca: 395.922; Guia de Broca com Rosca: 312.156; Guia de Broca com Rosca: 397.438; Guia de Broca com Rosca: 397.444; Guia de Broca com Stop: 312.330; Guia de Broca com Stop: 312.330; Guia de Broca Curto com Rosca: 03.503.043; Guia de Broca Curto com Rosca: 03.503.044; Guia de Broca Curto com Rosca: 03.503.046; Guia de Broca Curto com Rosca: 392.951; Guia de Broca Curto com Rosca: 395.921; Guia de Broca DCP: 389.213; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.150; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.210; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.320; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.430; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.440; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.240; Guia de Broca DCP para Posição Neutra e de Compressão: 322.250; Guia de Broca de Engate Rápido 2.4mm com Escala: 03.111.000; Guia de broca de abertura para haste de osteotomia olécrano: 03.007.007; Guia de Broca Duplo: 312.133; Guia de Broca Duplo: 312.140; Guia de Broca Duplo: 312.145; Guia de Broca Duplo: 312.151; Guia de Broca Duplo: 312.153; Guia de Broca Duplo: 312.180; Guia de Broca Duplo: 312.181; Guia de Broca Duplo: 312.220; Guia de Broca Duplo: 312.240; Guia de Broca Duplo: 312.280; Guia de Broca Duplo: 312.350; Guia de Broca Duplo: 312.401; Guia de Broca Duplo: 312.460; Guia de Broca Duplo: 312.670; Guia de Broca Duplo: 319.134; Guia de Broca Duplo: 332.510; Guia de Broca Duplo: 395.902; Guia de Broca Época: E5211-4/R; Guia de Broca Época: E5211-4/L; Guia de Broca Época: E5221-2; Guia de Broca LC / DCP Posição Neutra e de Compressão: 322.180; Guia de Broca LC / DCP Posição Neutra e de Compressão: 323.350; Guia de Broca LC / DCP Posição Neutra e de Compressão: 323.450; Guia de Broca LCP: 312.922; Guia de Broca LCP: 323.030; Guia de Broca LCP: 323.031; Guia de Brocas LCP: 323.027; Guia de Brocas LCP: 323.061; Guia de Brocas LCP: 323.029; Guia de Brocas LCP: 323.033; Guia de Brocas LCP: 323.034; Guia de Broca LCP: 312.648; Guia de Broca LCP: 03.114.001; Guia de Broca LCP: 03.114.004; Guia de Broca LCP: 03.114.005; Guia de Broca LCP / DCP: 397.437; Guia de Brocas LCP para Brocas de 2.8 mm: 03.120.040; Guia de Brocas LCP para Brocas de 2.8 mm: 03.108.009; Guia de Brocas LCP para Brocas de 4.3 mm: 03.108.010; Guia de Brocas LCP para Brocas de 4.3 mm: 323.042; Guia de Broca LISS: 324.022; Guia de Broca Longo: 392.917; Guia de Broca Longo: 393.830; Guia de Broca Longo: 395.913; Guia de Broca Longo: 393.790; Guia de Broca Longo: 394.140; Guia de Broca Longo com Rosca: 395.923; Guia de Broca Longo com Rosca: 395.931; Guia de Broca Longo com Rosca:

392.952; Guia de Broca MatrixMANDIBLE: 03.503.045; Guia de Broca MatrixMANDIBLE: 03.503.047; Guia de Broca MatrixMANDIBLE: 03.503.042; Guia de Broca para Brocas 2.4 mm: 389.475; Guia de Broca para Brocas 3.2 mm: 324.176; Guia de Broca para Brocas Canuladas: 360.110; Guia de Broca para Brocas Canuladas: 360.130; Guia de Broca para Brocas Canuladas: 360.150; Guia de Broca para Brocas Canuladas: 360.170; Guia de Broca para Compressão: 03.113.013; Guia de Broca para CNS Haste Tibial: 03.002.000; Guia de Broca para DAD: 356.632; Guia de Broca para DAD: 356.363; Guia de Broca para DAD: 356.636; Guia de Broca para DAD - Azul: 356.634; Guia de Broca para Fixador Externo Pequeno: 393.747; Guia de Broca para Lamina PFNA: 356.819; Guia de Broca para ModAD: 356.219; Guia de Broca para ModAD: 356.217; Guia de Broca para ModAD: 356.221; Guia de Broca para ModAD: 356.223; Guia de Broca para Parafuso de Tensão: 359.065; Guia de Broca para Placas LOCK 2.0 mm: 312.155; Guia de Broca para Posição Neutra Percutânea: 03.113.012; Guia de Broca para Punção: 389.223; Guia de Broca para TeleFix: 388.432; Guia de Broca para UHN: 355.723; Guia de Broca para UHN: 355.724; Guia de Broca para VECTRA / VECTRA -T: 03.613.001; Guia de Broca Paralelo para Fios de Kirschner: 387.421; Guia de Broca Paralelo para Fixador Externo: 395.967; Guia de Broca Posterior: 388.431; Guia de Broca Sistema Percutâneo: 03.100.141; Guia de Broca Sistema Percutâneo: 03.100.142; Guia de Broca Triplo: 312.200; Guia de Broca Triplo: 332.010; Guia de Broca Universal: 323.200; Guia de Broca Universal: 323.204; Guia de Broca Universal: 322.535; Guia de Broca Universal: 323.202; Guia de Broca Universal: 323.201; Guia de Broca Universal: 323.260; Guia de Broca Universal: 323.360; Guia de Broca Universal com Ângulo Variável: 03.110.000; Guia de Broca Universal LCP: 323.500; Guia de Broca Universal Posição Neutra e de Compressão: 323.460; Guia de Broca USS: 388.581; Guia de Centro: 323.053; Guia de Expansão: 356.626; Guia de Fresagem Angulado: 351.710; Guia de Fresagem SynReam Longo: 352.035; Guia de Inserção para Fios: 312.070; Guia de Inserção para Fios: 312.730; Guia de Inserção Paralelo: 312.010; Guia de Inserção Paralelo: 312.710; Guia de Inserção Múltipla: 312.692; Guia de Parafuso com Cabo para SynFix: 03.802.202; Guia de Parafuso com Cabo para SynFix: 03.802.203; Guia de Parafuso com Cabo para SynFix: 03.802.205; Guia de Parafuso com Cabo para SynFix: 03.802.207; Guia de Parafuso com Cabo para SynFix: 03.802.209; Guia de Perfuração Múltiplo: 319.300; Guia de Perfuração Múltiplo: 392.963; Guia DHHS: 338.044; Guia Direcional para Bloqueio: 356.621; Guia Distal: 355.600; Guia Fresado Calibrado: 359.083; Guia Fresado Curto: 352.032; Guia LCP para Lâminas: 338.341; Guia LCP Condilar: 324.170; Guia LCP Condilar: 324.171; Guia Medidor de Extensão: 03.641.014; Guia Milling: 03.820.114; Guia Milling: 03.820.115; Guia Milling: 03.820.116; Guia Modificado : 03.802.242; Guia Modificado : 03.802.243; Guia Modificado : 03.802.245; Guia Modificado : 03.802.247; Guia Modificado : 03.802.249; Guia para Bloco Guia para Placa de Fixação: 03.120.043; Guia para Bloqueio: 03.010.306; Guia para bloqueio distal ML-Locking: 03.010.304; Guia para Bloqueio Proximal: 357.137; Guia para Bloqueio Proximal: 357.138; Guia para Bloqueio Proximal: 03.620.013; Guia para Chave do Parafuso de Fechamentok: 03.631.010; Guia para Chave do Parafuso de Fechamentok: 03.631.018; Guia para DFN: 357.117; Guia para DHC/DCS com Ponta Rosqueada: 338.000; Guia para Extrator com Cabo em L para Lotus: 03.603.112; Guia para Fios: 03.010.087; Guia para Fios: 323.044; Guia para Fios: 391.100; Guia para Fios: 391.130; Guia para Fios de Kirschner: 324.081; Guia para Fios de Kirschner: 03.120.042; Guia para Fios de Kirschner para Bloco Umeral: 324.085; Guia para Fios Guia para Parafusos de 5.0 mm: 324.174; Guia para Fios Guia para Parafusos de 7.3 mm: 324.175; Guia para Fixador Externo Grande: 333.400; Guia para Insertor M: 03.821.142; Guia para Lamina PFNA: 356.830; Guia para Martelo: 357.220; Guia para Martelo Combinado: 03.010.059; Guia para Placas Anguladas: 332.401; Guia para Placas Condilares: 333.200; Guia para Suporte Lateral de Implantes: 03.616.005; Guia para SynFix-LR: 03.802.020; Guia para SynFix-LR: 03.802.032; Guia para SynFix-LR: 03.802.036; Guia para SynFix-LR: 03.802.033; Guia para SynFix-LR: 03.802.034; Guia para TEN: 359.218; Guia Paralelo DHS: 338.750; Guia Percutâneo: 324.202; Guia Percutâneo: 324.203; Guia Percutâneo Canulado: 03.100.140; Guia Percutâneo para Fio Guia: 324.215; Guia Proximal: 357.136; Guia Radiotransparente para Fio Kirschner: 388.437; Guia Spirit: 03.631.015; Guia Spirit: 03.631.016; Guia Transbucal: 397.422; Guia Transbucal: 397.110; Guia Transbucal para Parafuso: 397.210; Haste de Manipulação: 355.820; Haste de Manipulação: 357.970; Haste Rígida para Guia Época: E5211-2; Haste Transmissão RIA: 314.742; Haste Transmissão RIA: 314.743; Haste Flexível SynReam: 352.040; Haste Flexível Ø 7.0 mm : 352.044; Impactor: 03.605.500; Impactor: 03.605.531; Impactor: 389.750; Impactor: 03.641.009; Impactor: 389.855; Impactor: 389.830; Impactor: 389.856; Impactor: 389.831; Impactor: 388.755; Impactor: 03.614.026; Impactor: 03.617.981; Impactor: 03.820.144; Impactor: 332.220; Impactor: 391.919; Impactor Angulado: 397.024; Impactor Angulado para TEN: 359.206; Impactor para TEN: 359.220; Impactor Bifurcado: 333.390; Impactor Bifurcado: 389.184; Impactor Bifurcado: 389.185; Impactor com Ponta: 03.617.982; Impactor Curvo: 03.605.532; Impactor Curvo: 03.605.533; Impactor Curvo: 394.580; Impactor de Barras: 388.940; Impactor de Barras para Click""X: 388.352; Impactor de Barras para Click""X: 388.369; Impactor de Esponjoso: 389.288; Impactor de Esponjoso: 389.696; Impactor de Esponjoso: 394.572; Impactor de Esponjoso: 394.579; Impactor de Esponjoso: 394.585; Impactor de Esponjoso: 394.586; Impactor de Esponjoso: 396.992; Impactor de Esponjoso para Cervios: 396.999; Impactor de Esponjoso para VISIOS: 394.581; Impactor de Glenóide Época: E5211-10; Impactor de Grampos:

385.800; Impactor DHS/DCS: 338.140; Impactor DHS/DCS: 338.280; Impactor Época: E5115-7; Impactor Esponjoso Zero-P: 03.617.970; Impactador / Extrator: 332.015; Impactador/Extrator com Rótulas Ajustáveis: 332.160; Impactor/Extrator para Placas e Mini-Placas: 332.350; Impactor Metalback Época: E5221-1; Impactor para ACF: 396.402; Impactor para Cabeça 3D: 388.376; Impactor para Casquilho: 338.334; Impactor para Casquilho: 388.582; Impactor para Casquilho USS: 388.153; Impactor para Ferrolho: 388.493; Impactor para Lamina Espiral: 357.310; Impactor para Placa Angulada Infantil: 332.180; Impactor: 389.178; Impactor para Lamina PFNA: 356.823; Impactor para Placa Angulada Canulada: 332.405; Impactor para Placa de Quadril: 332.353; Impactor para Travios: 389.274; Impactor para Travios: 389.275; Impactor Plivios: 389.103; Impactor Reto: 394.570; Impactor Reto: 396.398; Impactor Esponjoso Redondo: 397.710; Impactor Esponjoso Redondo: 397.730; Impactor Esponjoso Redondo - Achatado: 397.720; Impactor Esponjoso Retangular: 397.740; Impactor Esponjoso Retangular: 397.750; Impactor Esponjoso Retangular: 397.760; Impactor/Extrator para Placas: 332.352; Impactor/Extrator para Placas Anguladas Canuladas: 332.016; Impactador LCP / DHHS Canulado: 338.347; Impactor para Arruelas Anguladas: 385.807; Impactor para Casquilho: 388.502; Impactor para Grampos: 03.650.000; Impactor para Placas Anguladas: 332.210; Impactor para PolypinTM: 365.915; Impactor para TEN: 359.205; Impactor Semi Circular: 397.023; Impactor USS para Arruelas Anguladas: 388.691; Indicador de Linha: PDL118; Indicador de Torque: 388.134; Insertor: 359.226; Insertor / Extrator para UNT/CTN e UHN: 356.490; Inserto para Guia de Broca: 312.880; Inserto para Guia de Broca: 313.355; Inserto para Guia de Broca: 313.356; Inserto para Guia de Broca Calibrado: 388.017; Insertor para Haste: 357.066; Inserto para Impactor: 332.406; Inserto para Impactor DHS/DCS: 338.250; Insertor para Lamina Espiral TFN: 357.372; Insertor para Lamina Espiral UNH/PHN: 358.696; Insertor: PDL402; Insertor: PDL404; Insertor / Extrator para FlexNail: 359.070; Insertor Largo para TEN: 359.201; Insertor para Laminas em Espiral: 03.008.011; Insertor para TEN: 359.219; Instrumento Alinhador de Parafusos Monoaxiais Pangea: 03.622.008; Instrumento Aplicador de Compressão: 03.613.002; Instrumento Ativador: 387.422; Instrumento Ativador para CMF Distrator: 03.315.001; Instrumento Ativador para CMF Distrator: 03.315.005; Instrumento Ativador com Articulação para Distrator Alveolar: 314.003; Instrumento Ativador Para Distrator Alveolar: 314.001; Instrumento de Contra Torção USS Low Profile: 388.643; Instrumento de Contra Torção USS Low Profile: 05.505.003; Instrumento de Posicionamento: 03.161.041; Instrumento Corretor de Ângulos: 387.423; Instrumento Corretor de Ângulos Para Distrator Alveolar com engate Hexagonal: 314.004; Instrumento Curvador de Barras SoFi: 03.603.006; Instrumento Curvador de Barras SoFi: 03.603.008; Instrumento de alinhamento para haste de osteotomia olécrano: 03.007.011; Instrumento de Ajuste para Distrator Externo Terço Médio: 314.407; Instrumento de Ajuste para Distrator Externo Terço Médio: 314.408; Instrumento de Alinhamento: 03.614.034; Instrumento de Colocação de Suporte Torácico: 388.466; Instrumento de Compressão: 03.631.002; Instrumento de Desbloqueio para SynexTM: 389.201; Instrumento de Desmontagem Para Distrator Mandibular Monoaxial: 329.399; Instrumento de Desmontagem Para Terminais Synex II: 03.807.003; Instrumento de Inserção para Discos Intervertebrais: 389.780; Instrumento de Inserção para Discos Intervertebrais: 389.781; Instrumento de Inserção para Discos Intervertebrais: 389.782; Instrumento de Inserção para Discos Intervertebrais: 389.783; Instrumento de Inserção para Discos Intervertebrais: 389.784; Instrumento de Inserção para Discos Intervertebrais: 389.785; Instrumento de Montagem: 387.424; Instrumento de adaptação FlexNail: 359.085; Instrumento de adaptação SoFi: 03.603.001; Instrumento de adaptação SoFi: 03.603.003; Instrumento de Redução: 388.358; Instrumento de Redução: 03.620.012; Instrumento de Redução Intramedular: 360.251; Instrumento de Redução: 324.024; Instrumento de Remoção: 03.315.004; Instrumento de Remoção para Lótus: 03.603.108; Instrumento de Remoção USS-II: 03.607.012; Instrumento de Tração: 324.033; Instrumento para Guia Percutâneo: 397.340; Introdutor para Inserto em L: 03.821.157; Instrumento para Medialização: 03.108.007; Insertor de Fios: 324.084; Insertor de haste para haste de osteotomia olécrano: 03.007.008; Instrumento para Extração / Limpeza: 324.071; Instrumento para Insertar Guia de Broca: 324.086; Instrumento para Insertar Guia de Broca com Rosca Angulado: 389.811; Instrumento para Insertar Guia de Broca com Rosca Canulado: 389.801; Instrumento Posicionador: 03.607.007; Introdutor para Pino de Fixação: 389.872; Limitador Ajustável: PDL208; Limitador Ajustável para Implantes de Prova Prodisc-L: SFW601R; Limitador de Profundidade Suporte para SynCage e Cervios: 396.993; Lamina de Tração: 397.013; Lamina de Tração: 397.014; Lamina para Afastador de Parets Moles: 328.011; Lamina para Afastador de Parets Moles: 328.012; Lamina para Distratores: 397.082; Lamina para Distratores: 397.083; Lamina Retratora: 386.917; Lamina Retratora: 386.918; Limitador Ajustável: SFC502R; Limitador Ajustável: SFC503R; Limitador Ajustável: SFC500R; Limitador Ajustável: SFC501R; Limitador Ajustável: SFC504R; Limitador Ajustável: SFC505R; Mandril Universal com Cabo em T: 393.100; Mandril Universal com Cabo em T: 393.105; Manipulador de Barras: 03.620.041; Manipulador de Posição: 388.300; Manipulador de Linha: PDL120; Marcador Pedicular Canulado com Marcas: 03.620.216; Marcador Pedicular Canulado com Marcas Esféricas: 03.620.215; Marcador Pedicular com Marcas Esféricas: 388.608; Marcador Pedicular com Marcas Longas: 388.609; Marcador Pedicular Pequeno com Marcas Curtas: 389.473; Marcador Pedicular Pequeno com Marcas Longas: 389.474; Martelo: 03.820.113; Martelo: 03.809.972; Martelo: 399.500; Martelo: 399.505; Martelo: 399.410; Martelo Combinado: PDL102; Martelo



Combinado: SFW691R; Martelo Combinado: 03.010.056; Martelo Combinado: 03.010.058; Martelo Combinado: 03.010.124; Martelo Combinado para TEN: 359.221; Martelo de Impacto Superficial: SFW692R; Martelo de Percussão: 355.250; Martelo de Percussão com Cabo: 359.036; Martelo Diapásio: 332.200; Martelo Diapásio: 359.035; Martelo Diapásio: 332.403; Martelo Diapásio Extrator Epoca: E5115-3; Martelo Grande: 399.420; Martelo Grande: 399.430; Martelo para Inserção Percutânea: 03.630.031; Martelo Prodisc-C: SFC825R; Medidor para Barras: 03.616.006; Medidor para Barras: 03.631.006; Medidor de comprimento para lâminas em espiral, para UHN e PHN: 358.698; Medidor de profundidade para parafusos de bloqueio, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.016; Medidor de Profundidade: 03.226.002; Medidor de Profundidade: 388.536; Medidor de Profundidade: 388.537; Medidor de Profundidade: 388.539; Medidor de Profundidade: 388.544; Medidor de Profundidade: 351.717; Medidor de Profundidade com Ponta Trocar: 03.606.005; Medidor de Profundidade DHS/DCS: 338.050; Medidor de Profundidade HCS: 03.226.030; Medidor de Profundidade HCS: 03.227.030; Medidor de Profundidade para Laminas Espirais: 03.010.083; Medidor de Profundidade para Laminas Espirais: 03.010.090; Medidor de Profundidade para Parafusos de Bloqueio Canulados: 319.701; Medidor de Profundidade para Parafusos de Tensão: 359.076; Medidor de Profundidade Percutâneo: 324.208; Medidor de Profundidade Reto para Pediculos: 388.655; Medidor de Profundidade Curvo para Pediculos: 388.657; Medidor de Profundidade para AFN: 319.021; Medidor de Profundidade para Agulhas: 319.700; Medidor de Profundidade para Brocas: 03.010.106; Medidor de Profundidade para Fio Guia: 356.829; Medidor de Profundidade para Fio Guia: 357.042; Medidor de Profundidade para Fios de Kirschner: 324.037; Medidor de Profundidade para Fixador Externo: 03.305.005; Medidor de Profundidade para Guia de Broca: 03.226.008; Medidor de Profundidade para Parafuso de Bloqueio: 356.835; Medidor de Profundidade: 03.010.085; Medidor de Profundidade para Parafusos Canulados: 319.150; Medidor de Profundidade para Parafusos Canulados: 319.155; Medidor de Profundidade para Parafusos Canulados: 319.170; Medidor de Profundidade para Parafusos Canulados: 319.702; Medidor de Profundidade para Parafusos Canulados: 319.210; Medidor de Profundidade para Pediculos: 389.472; Medidor de Profundidade para Pediculos: 388.538; Medidor de Profundidade para Pediculos: 388.540; Medidor de Profundidade PHILOS: 323.060; Medidor Direcional: 03.108.003; Medidor para Brocas: 03.110.020; Molde Alicate para Dobrar Placas: 329.250; Molde Alicate para Dobrar Placas: 329.260; Molde para Conectores Iliacos: 03.621.031; Molde para Conectores Iliacos: 03.621.032; Molde para Conectores Iliacos: 03.621.033; Molde Radiográfico: 387.635; Mordaca para Placas LCP e LC-DCP: 325.041; Mordaca para Placas LCP e LC-DCP: 328.041; Mordaca para Placas LCP e LC-DCP: 328.042; Noz de Abertura para Chave: 324.306; Obturador: 03.305.025; Obturador: 351.027; Obturador para Dilatador: 03.610.000; Obturador para Guia: 397.207; Obturador Para Guia de Broca Paralelo: 387.426; Orientador: 355.620; Orientador Ajustável para Fio Guia: 333.683; Passa Cabos: 321.745; Passador de Cerclagem: 03.221.002; Passador de Cerclagem: 03.221.004; Passador de Fios: 391.150; Passador de Fios: 351.028; Passador de Fios: 391.105; Passador de Fios: 391.107; Passador de Fios com Angulação 45º: 391.106; Passador de Fios com Angulação 45º: 391.108; Passador de Fios Curvo: 391.103; Passador de Fios Curvo: 391.104; Peça da Chave de engate Rápido para Parafuso em Cruz 2.4 mm: 314.447; Peça da chave de parafusos, auto-portante: 313.251; Peça da Chave para End Cap - Haste TEN: 359.226; Peça da Chave de Parafuso: 03.620.003; Peça da Chave de Parafuso: 03.620.022; Peça de chave de parafusos Stardrive®, T8, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.021; Peça da Chave de Parafuso: 03.620.002; Peça da Chave de Parafuso: 388.079; Peça da Chave de Parafuso Canulada com Engate Hexagonal: 03.620.220; Peça da Chave de Parafuso com Bainha de Proteção e Engate Hexagonal MatrixMIDFACE: 03.503.205 Partes: Arco de Inserção LISS para Fêmur Distal: 324.011; Arco de Inserção LISS para Fêmur Distal: 324.012; Arco de Inserção LISS para Tibia Proximal: 324.003; Arco de Inserção LISS para Tibia Proximal: 324.004; Arco de Inserção para PFN: 357.012; Arco de Inserção para PFN: 357.020; Braço Direcional: 03.010.010; Braço Direcional: 357.096; Braço Direcional para PHILOS: 03.122.007; Braço Direcional para Tibia: 03.010.052; Braço Direcional para UNH para ModAd: 356.204; Bloco Guia para Placas LCP: 312.910; Bloco Guia para Placas LCP: 312.911; Bloco Guia para Placas LCP: 312.948; Bloco Guia para Placas Úmero Proximal: 312.925; Inserto para Impactor DHS/DCS: 338.260; Parafuso com Rosca para MEFISTO: 392.944; Parafuso de Reserva: E5114-1; Parafuso de aperto para braço direcional para haste de osteotomia olécrano: 03.007.010; Parafuso de Bloqueio para Pino de Schanz: 03.311.010; Parafuso de Bloqueio Percutâneo: 356.805; Parafuso de Compressão: 03.010.015; Parafuso de Compressão: 03.010.004; Parafuso de Compressão: 03.010.007; Parafuso de Compressão: 03.010.113; Parafuso de Conexão: 03.401.077; Parafuso de Conexão: 03.401.078; Parafuso de Conexão: 328.044; Parafuso de Conexão: 03.802.200; Parafuso de Conexão: 325.044; Parafuso de Conexão: 357.131; Parafuso de Conexão: 357.051; Parafuso de Conexão: 328.335; Parafuso de Conexão: 328.345; Parafuso de Conexão: 338.313; Parafuso de Conexão Canulado: 03.010.095; Parafuso de conexão canulado, para PFN: 357.029; Parafuso de Conexão Canulado: 03.010.014; Parafuso de Conexão Canulado: 03.010.044; Parafuso de Conexão Canulado: 03.010.053; Parafuso de Conexão Canulado para CTN: 356.539; Parafuso de Conexão Canulado para TFN: 357.397; Parafuso de Conexão Canulado para UFN / CFN: 357.512; Parafuso de Conexão para Arco de Inserção: 03.010.042; Parafuso de Conexão para Arco de Inserção: 03.010.146; Parafuso de Conexão para Arco de Inserção: 357.095; Parafuso de Conexão para

Compressão: 358.610; Parafuso de Conexão para CTN: 356.544; Parafuso de Conexão para CFN/AFN: 398.335; Parafuso de Conexão para CTN SynReam: 356.593; Parafuso de Conexão para DFN: 357.135; Parafuso de Conexão para Espaçador / Extensor: 356.625; Parafuso de Conexão Para Guia de Broca Paralelo: 387.425; Parafuso de Conexão para Lamina Espiral: 357.377; Parafuso de Conexão para Lamina Espiral para DFN: 357.132; Parafuso de Conexão para Lamina Espiral UFN: 357.341; Parafuso de Conexão para Lamina Espiral UNH/PHN: 358.697; Parafuso de Conexão para Lamina Espiral UNH/PHN: 357.340; Parafuso de Conexão para LCP / DHHS: 338.345; Parafuso de Conexão para PFN: 357.021; Parafuso de Conexão para UFN: 357.540; Parafuso de Conexão para UHN: 358.540; Parafuso de Conexão para UTN: 356.542; Parafuso de Conexão para UTN: 356.540; Parafuso de Distração Caspar: 396.970; Parafuso de Distração Caspar: 397.971; Parafuso de Distração: 03.641.011; Parafuso de Extração Cônico: 03.401.076; Parafuso de extração cônico, de engate rápido, para haste de osteotomia olécrano: 03.007.018; Parafuso de Extração: 03.010.000; Parafuso de Extração com Engate: 03.010.001; Parafuso de Extração Cônico: 309.501; Parafuso de Extração Cônico: 309.531; Parafuso de Extração Cônico: 309.532; Parafuso de Extração Cônico Canulado para Click""X: 03.606.001; Parafuso de Extração Cônico com Rosca: 387.340; Parafuso de Extração Cônico com Rosca: 387.330; Parafuso de Extração Cônico para Click""X: 03.606.003; Parafuso de Extração Cônico para Parafuso: 309.510; Parafuso de Extração Cônico para Parafuso: 309.520; Parafuso de Extração Cônico para Parafuso: 309.521; Parafuso de Extração Cônico para Parafuso: 309.530; Parafuso de Extração para AFN / DFN: 357.133; Parafuso de Extração para AFN / UFN / CFN / DFN e Lamina Espiral: 356.721; Parafuso de Extração para AFN / UFN / CFN / DFN e Lamina Espiral com Engate Rápido: 356.722; Parafuso de Extração para Lamina Espiral UNH / PHN: 357.360; Parafuso de Extração para Lamina PFNA: 356.825; Parafuso de Extração para TFN: 357.396; Parafuso de Extração para UFN/CFN e Lamina Espiral com Engate Rápido: 357.361; Parafuso de Extração para UTN/CTN: 356.543; Parafuso Estriado para Guia de Broca para Bloco Umeral: 357.130; Parafuso Extração StarDrive®: 03.620.007; Parafuso de Manipulação: 386.902; Parafuso de Retenção: SFC812R; Parafuso de Retenção: SFC813R; Parafuso de Retenção: SFC814R; Parafuso de Retenção: SFC815R; Parafuso de Retenção: SFC816R; Parafuso de Retenção: SFC817R; Parafuso de Retenção: SFC818R; Parafuso de Retenção: SFC819R; Parafuso de Retenção: 03.820.102; Parafuso de Retenção: 03.820.103; Parafuso de Retenção: 03.820.104; Parafuso de Retenção: 03.820.105; Parafuso de Retenção: 03.820.106; Parafuso de Retenção: 03.820.107; Parafuso de Retenção: 03.820.108; Parafuso de Retenção: 03.820.109; Parafuso Fôrceps: 319.970; Parafuso para Agulhas: 03.311.051; Parafuso para Agulhas Ranhurado: 03.311.050; Parafuso para Bloco Guia para Radio Distal: 03.111.007; Porca com Asas para Distrator: SFW893R; Porca de Compressão: 357.052; Porca de Retenção: SFC811R; Porca de Sustentação e Compressão: 357.371; Porca de Sustentação e Compressão para Lamina PFNA: 356.817; Porca de Tensão: 328.344; Porca de Tensão para Barra Rosqueada: 325.150; Porca de Tensão para Barra Rosqueada: 328.150; Porca Estriada: 338.120; Porca Estriada para Haste Femoral Intramedular: 355.570; Porca Estriada para Haste Femoral Intramedular: 355.580; Porca Estriada para Haste Femoral Intramedular: 355.590; Porca Estriada para Haste Tibial Intramedular: 355.470; Porca Estriada para UTN: 356.530; Porca Hexagonal com Arruela: 392.360; Porca para Parafuso de Bloqueio Percutâneo: 356.806; Porca USS: 388.932; Peça de Assento para SynCage-LR: 397.131; Peça de Assento para SynCage-LSR Grande: 397.132; Peça de Assento para SynFix-LR: 03.802.041; Peça de Assento para SynFix-LR: 03.802.042; Suporte Grande para Barra de Alinhamento com abas: 03.108.031; Suporte Pequeno para Barra de Alinhamento: 03.108.032

Peça da Chave de Parafuso com Bainha de Proteção e Engate Hexagonal MatrixMIDFACE: 03.503.206; Peça da Chave de Parafuso Comprida: 314.064; Peça da Chave de Parafuso Comprida: 388.329; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 313.936; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 387.285; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 387.281; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 387.310; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 387.271; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 387.300; Peça da Chave de Parafuso em Cruz: 314.215; Peça da Chave de Parafuso em Cruz com Bainha para Polymax - Engate Dental: 314.431; Peça da Chave de Parafuso em Cruz com Bainha para Polymax - Engate Dental: 314.432; Peça da Chave de Parafuso em Cruz com Bainha para Polymax - Engate Dental: 314.686; Peça da Chave de Parafuso em Cruz com Bainha para Polymax - Engate Dental: 314.687; Peça da Chave de Parafuso em Cruz com Bainha: 314.425; Peça da Chave de Parafuso em Cruz com Bainha e Engate Hexagonal: 314.677; Peça da Chave de Parafuso em Cruz para Parafuso de 90º: 03.505.101; Peça da Chave de Parafuso em Cruz para Parafuso de 90º: 03.505.103; Peça da Chave de Parafuso em Cruz para Parafuso de 90º: 314.005; Peça da Chave de Parafuso Hexagonal Auto Portante: 324.097; Peça da Chave de Parafuso Hexagonal: 03.400.101; Peça da Chave de Parafuso Hexagonal: 03.400.102; Peça da Chave de Parafuso PlusDrive TM para Parafuso de 90º: 03.505.121; Peça da Chave de Parafuso StarDrive® para Parafuso de 90º: 03.505.111; Peça da Chave de Parafuso StarDrive® para Parafuso de 90º: 03.505.112; Peça da Chave Extratora de Parafuso Hexagonal: 314.040; Peça da Chave Hexagonal Canulada: 314.100; Peça da Chave Hexagonal Canulada: 314.230; Peça da Chave para Casquilho: 359.222; Peça da Chave para Parafuso com Pino T15: 03.614.018; Peça da Chave para Parafuso Canulada T8: 03.226.004; Peça da Chave para Parafuso para Parafuso de Bloqueio T15: 03.614.019; Peça da Chave para Parafuso Hexagonal com Engate: 03.614.039; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T8: 314.467; Peça da Chave para Parafuso

StarDrive® T8: 314.039; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T8: 03.110.022; Peça da Chave para Parafuso Stardrive® T8 Canulada: 314.466; Peça da Chave de Parafuso StarDrive® T15: 388.392; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T25: 03.620.218; Peça da Chave de Parafuso T4: 03.114.002; Peça da Chave de Parafuso T15: 03.113.019; Peça da Chave em Cruz: 03.900.022; Peça da Chave em Cruz: 313.915; Peça da Chave em Cruz: 314.480; Peça da Chave em Cruz com Bainha: 314.412; Peça da Chave em Cruz com Bainha: 314.671; Peça da Chave Hexagonal: 03.100.033; Peça da Chave Hexagonal: 03.900.032; Peça da Chave Hexagonal: 314.152; Peça da Chave Hexagonal: 314.320; Peça da Chave Hexagonal: 314.324; Peça da Chave Hexagonal: 324.050; Peça da Chave Hexagonal Canulada: 314.465; Peça da Chave Hexagonal Canulada: 314.464; Peça da Chave Hexagonal Grande de Engate Rápido: 314.560; Peça da Chave Hexagonal Pequena: 314.030; Peça da Chave Hexagonal Pequena: 314.381; Peça da Chave Hexagonal Pequena de Engate Rápido: 314.550; Peça da Chave Hexagonal VEPTR: 03.641.003; Peça da Chave para Parafuso: 03.606.011; Peça da Chave para Parafuso Auto-Portante T25: 03.010.151; Peça da Chave para Parafuso em Cruz: 313.916; Peça da Chave para Parafuso em Cruz: 313.992; Peça da Chave para Parafuso em Cruz: 313.993; Peça da Chave para Parafuso em Cruz: 03.503.081; Peça da Chave para Parafuso em Cruz 2.0 mm com Bainha e engate Hexagonal: 314.675; Peça da Chave para Parafuso em Cruz 2.0 mm com Bainha e engate Hexagonal: 314.684; Peça da Chave para Parafuso em Cruz 2.4 mm: 314.448; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Bainha e engate hexagonal: 314.482; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Engate Hexagonal: 313.917; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Engate Hexagonal: 313.928; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Engate Hexagonal: 313.935; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Bainha e Engate Dental: 314.481; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Bainha e Engate Dental: 314.483; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Bainha e Engate Dental: 314.413; Peça da Chave para Parafuso em Cruz com Bainha e Engate Dental: 314.414; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.3 mm com bainha e Engate Hexagonal: 314.491; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.5 / 2.0 mm: 314.441; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.5 / 2.0 mm: 314.442; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.5 mm com Bainha e engate Dental: 314.667; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.5 mm com Bainha e engate Dental: 314.668; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.5 mm com Bainha e engate Hexagonal: 314.651; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 1.5 mm com Bainha e engate Hexagonal: 314.682; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 2.0 mm com Bainha e engate Dental: 314.672; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de 2.0 mm com Bainha e engate Dental: 314.673; Peça da Chave para Parafuso em Cruz de Engate Dental: 313.991; Peça da Chave para Parafuso Esponjoso USS-II Polyaxial: 03.607.002; Peça da Chave para Parafuso Hexagonal: 389.829; Peça da Chave para Parafuso Hexagonal: 314.067; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.201; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.202; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.203; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.066; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.068; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.070; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.071; Peça da Chave para Parafuso MatrixMANDIBLE: 03.503.072; Peça da Chave para Parafuso MatrixNEURO 1.5 mm: 03.503.016; Peça da Chave para Parafuso MatrixNEURO 1.5 mm: 03.503.017; Peça da Chave para Parafuso Pedicular Pangea: 03.622.002; Peça da Chave para Parafuso PlusDrive com engate hexagonal: 314.485; Peça da Chave para Parafuso PlusDrive com engate hexagonal: 313.253; Peça da Chave para Parafuso PlusDrive 1.3 mm com engate Hexagonal: 313.805; Peça da Chave para Parafuso PlusDrive 1.3 mm com engate Hexagonal: 313.806; Peça da Chave para Parafuso PlusDrive 1.5 / 2.0 mm com engate Hexagonal: 313.254; Peça da Chave para Parafuso PlusDrive 1.5 / 2.0 mm com engate Hexagonal: 313.252; Peça da Chave para Parafuso StarDrive®: 03.100.045; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.3 mm com bainha para engate Dental: 314.492; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.3 mm com bainha para engate hexagonal: 314.493; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com Bainha para engate Dental: 314.652; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com Bainha para engate Dental: 314.683; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com Bainha para engate Hexagonal: 314.653; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com Bainha para engate Hexagonal: 314.681; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com engate Dental: 313.832; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com engate Dental: 313.833; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com engate Hexagonal: 313.837; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 1.5 mm com engate Hexagonal: 313.838; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com Bainha para engate Dental: 314.676; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com Bainha para engate Dental: 314.685; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com Bainha para engate Hexagonal: 314.688; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com Bainha para engate Hexagonal: 314.689; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com engate Dental: 313.842; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com engate Dental: 313.843; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com engate Hexagonal: 313.847; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® 2.0 mm com engate Hexagonal: 313.848; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® com engate hexagonal: 313.827; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® Curta: 314.451; Peça da Chave para Parafuso Stardrive® Curta: 314.453; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® Curta com Engate Dental: 314.021; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® Longa com Engate Dental:

314.452; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T8 com Engate Dental: 313.303; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T8 com Engate Rápido: 313.304; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T8: 03.617.902; Peça da Chave para Parafuso StarDrive® T15: 314.116; Peça da Chave para Parafuso USS: 388.330; Peça da Chave T15: 03.161.031; Peça da Chave T25: 03.900.042; Peça da Chave T40: 03.900.044; Peça de Ajuste: 03.010.203; Peça de Assento Cervicos: 396.996; Peça de Assento Plivios: 389.138; Peça de Assento Plivios Revolution: 381.102; Peça de Assento Travios: 389.287; Peça de Assento para SynCage: 397.092; Peça de Assento para SynCage-C: 396.991; Peça de Assento Visios: 397.096; Peça de Compactação para Zero-P: 03.617.984; Peça de Conexão: 357.181; Peça de Conexão: 03.008.005; Peça de conexão para PFN: 357.028; Peça de Conexão com Casquilho para UTN: 356.580; Peça de Conexão para Arco: 03.010.047; Peça de Conexão para TFN: 357.395; Peça de Conexão para Extração de UHN: 359.021; Peça de Conexão para Extração de UTN: 356.560; Peça de Conexão para Perfuradora Manual: 351.160; Peça de Conexão para UFN / CFN: 357.180; Peça de Conexão para UTN: 356.570; Peça de Conexão SureLock: 03.010.201; Peça de Conexão SureLock: 03.010.202; Peça de Extração: 356.328; Peça de Extração: 356.329; Peça de Extração: 356.330; Peça de Extração: 356.331; Peça de Extração: 356.332; Peça de Inserção: 355.160; Peça Dupla StarDrive: 309.551; Peça Dupla StarDrive: 309.552; Peça para Dinamização Mefisto: 392.946; Peça Sobreposta para Bainha de Compressão para HCS: 03.226.038; Peça Sobreposta para Bainha de Compressão para HCS: 03.227.038; Peça Sobreposta para Bloqueio A/P para Expert: 03.010.309; Peça Suporte com Cabo para Tackdriver: 314.415; Peça Tackdriver com Cabo Suporte: 03.821.102; Pinça de Suporte Torácico: 388.488; Pinça de Sustentação: 388.489; Pinça Sobreposta para Pinça Separadora SynexTM: 389.205; Pinça Sobreposta para Pinça Separadora SynexTM: 389.206; Pino Centrador: 309.070; Pino Centrador: 309.170; Pino Centrador: 309.270; Pino Centrador: 309.370; Pino Centrador: 309.470; Pino Centrador: 309.670; Pino Cônico com Rosca para Haste Femoral Intramedular: 355.530; Pino Cônico com Rosca para Haste Femoral Intramedular: 355.540; Pino Cônico com Rosca para Haste Femoral Intramedular: 355.550; Pino Cônico com Rosca para Haste Tibial Intramedular: 355.440; Pino de Calibração: 03.010.204; Pino de Calibração para DAD: 356.628; Pino de Centralização: 310.800; Pino de Conexão: 338.200; Pino de Conexão DHS/DCS: 338.220; Pino de Conexão Duplo: 356.205; Pino de Conexão para Chave DHS/DCS: 338.310; Pino de Conexão para FlexNail: 359.054; Pino de Estabilização: 324.044; Pino de Extração para Parafusos: 309.090; Pino de Extração para Parafusos: 309.190; Pino de Extração para Parafusos: 309.290; Pino de Extração para Parafusos: 309.039; Pino de Extração para Parafusos: 309.490; Pino de Extração para Parafusos: 309.069; Pino de Fixação: 324.101; Pino de Fixação: 389.873; Pino de Fixação para Fêmur: 355.660; Pino de Fixação para Tibia: 355.670; Pino de Inserção: 324.043; Pino de Orientação: 03.820.136; Pino de Orientação: 03.820.137; Pino de Percussão: 355.180; Pino Guia com Rosca: 03.008.004; Pino para Bloco Guia para Placa de Radio Distal 2.4mm: 03.110.011; Pino para Fixador de Placas: 387.595; Pino para Dobrar LCP: 329.916; Pino para Dobrar LCP com Rosca: 329.921; Pino para Dobrar LCP com Rosca: 329.922; Pino para Dobrar Placas: 329.090; Placa Protetora: 357.011; Ponta para Estabilizador de Tensão: 391.883; Ponta Trocar: 03.606.021; Porta Cilindros: 387.637; Porta Cilindros: 387.643; Porta Gancho com Rosca para Gancho de Extração: 355.330; Porta Implantes: 387.674; Porta Implantes: 387.675; Porta Implantes: 387.676; Porta Implantes: 387.677; Porta Implantes: 387.678; Porta Implantes Distrator: 389.827; Porta Implantes para Alicete de Introdução de Barras: 03.622.091; Porta Implantes para Cage com Peça de Compressão: 389.024

Porta Implantes para Extração de Cage: 389.021; Porta Implantes para Inserção Percutânea: 03.630.100; Porta Implantes para SynCage: 396.990; Porta Implantes para SynFix-LR: 03.802.039; Porta Implantes para Visios: 397.089; Porta Implantes para Visios e Implantes de Prova FRA: 389.089; Porta Implantes para TeleFix: 388.564; Porta Parafusos USS-II Polyaxial: 03.607.005; Porta Parafusos para Chave de Parafuso: 03.505.010; Posicionador: 03.616.002; Posicionador Curto: 03.631.036; Posicionador Curto: 03.631.037; Posicionador Curto: 03.631.031; Posicionador Curto: 03.631.032; Posicionador Curto: 03.631.033; Posicionador Curto: 03.631.034; Posicionador de Cabeça 3D: 328.027; Posicionador de Calibre: SFC352R; Posicionador de Calibre: SFC362R; Posicionador de Calibre: SFC372R; Posicionador de Calibre: SFC356R; Posicionador de Calibre: SFC366R; Posicionador de Calibre: SFC376R; Posicionador de Calibre: SFC252R; Posicionador de Calibre: SFC262R; Posicionador de Calibre: SFC272R; Posicionador de Calibre: SFC256R; Posicionador de Calibre: SFC266R; Posicionador de Calibre: SFC276R; Posicionador de Calibre: SFC452R; Posicionador de Calibre: SFC462R; Posicionador de Calibre: SFC476R; Posicionador de Calibre: SFC456R; Posicionador de Calibre: SFC466R; Posicionador de Calibre: SFC472R; Posicionador de Casquilho: 388.161; Posicionador de Casquilho: 388.583; Posicionador de Casquilho ASLS4 / ASLS5: 03.025.067; Posicionador de Casquilho ASLS6: 03.025.066; Posicionador de Extração: 389.832; Posicionador de Ganchos USS: 388.630; Posicionador de Ganchos USS: 388.631; Posicionador de Ganchos USS-II: 388.632; Posicionador de Implantes: 03.605.501; Posicionador de Implantes: 388.151; Posicionador para Barras: 388.114; Posicionador para Ganchos Pangea: 388.110; Posicionador para LCP 2.7 mm / 3.5 mm: 328.310; Posicionador para LCP 2.7 mm / 3.5 mm: 328.311; Posicionador para LCP 3.5 mm: 328.330; Posicionador para LCP 3.5 mm: 328.331; Posicionador para LCP 3.5 mm / 4.5 mm / 5.0 mm: 328.320; Posicionador para LCP 3.5 mm / 4.5 mm / 5.0 mm: 328.321; Posicionador para LCP 4.5 mm / 5.0 mm: 328.340; Posicionador para LCP 4.5 mm / 5.0 mm: 328.341;

Posicionador para Osteotomia: 03.108.008; Posicionador para SynCage: 389.157; Poste de Fixação: 03.821.133; Poste de Fixação: 03.821.134; Prensa Epoca: E5115-5/1; Prensa para Bloco Guia: 03.108.006; Prensa para Rotulas: 395.139; Pretensor para Cabos: 321.744; Probe com Cabeça Redonda: 03.605.010; Probe com Cânula para Parafusos: 03.600.031; Probe com Cânula para Parafusos: 03.600.033; Probe para Parafusos Pediculares: 03.614.012; Probe para Parafusos Pediculares: 03.614.013; Probe para Parafusos Pediculares com Engate: 388.498; Probe Pedicular Torácico: 03.622.005; Probe Pedicular: 03.614.037; Probe Pedicular Curvo: 03.614.038; Prolongador: 03.630.104; Prolongador de Parafuso Canulado TeleFix: 388.560; Prolongador para Synex II: 03.807.000; Prolongador SynFrame: 387.338; Protetor de Partes Moles: 03.311.005; Protetor de Partes Moles: 03.311.006; Protetor de Partes Moles: 351.050; Punho Dinamométrico de Engate Rápido: 387.390; Punho para Casquilho de Distração e Inserção: 03.630.024; Punho para Expaçador / Extensor para Expert ModAD: 03.010.313; Punho para Guia de Broca: 322.260; Punho para Implante de Prova: 03.821.101; Removedor de Cartilagem: 03.111.014; Removedor de Cartilagem para ACF: 389.719; Removedor Rosqueado MIS: 03.616.030; Retorcedor: 329.052; Retorcedor: 329.053; Retorcedor: 388.910; Retorcedor: 388.920; Retorcedor de Placas: 329.010; Retorcedor de Placas: 329.040; Retorcedor de Placas: 329.050; Retorcedor de Placas: 397.371; Retorcedor para Placas de Reconstrução 3.5 / 4.5 mm: 329.080; Retorcedor de Placas LCP: 329.095; Retorcedor para Placas LC-DCP 4.5 mm e Placas DCP 4.5: 329.020; Retorcedor de Placas MatrixMANDIBLE: 03.503.077; Retorcedor de Placas MatrixMANDIBLE: 03.503.078; Retorcedor USS Pediátrico para Barras: 388.911; Retorcedor USS Pediátrico para Barras: 388.922; Retrator: 03.802.400; Retrator: 03.400.004; Retrator: 03.400.005; Retrator: 03.400.010; Retrator: 03.400.011; Retrator: 386.920; Retrator Anel: 03.401.054; Retrator Anel Curvo: 03.401.050; Retrator Anel Curvo: 03.401.051; Retrator Anel Reto: 03.401.052; Retrator Anel Reto: 03.401.053; Retrator C: 397.232; Retrator Caspar: U22.630.10; Retrator Caspar: U22.640.10; Retrator Cervical: U22.7301.10; Retrator Cervical: U22.7401.10; Retrator Delta: 03.401.040; Retrator Delta: 03.401.041; Retrator Orbital: 03.503.801; Retrator Orbital: 03.503.802; Retrator Ósseo para Cabeça Umeral: 03.401.042; Retrator SynFrame: 387.431; Retrator SynFrame: 387.432; Retrator SynFrame: 387.433; Retrator SynFrame: 387.434; Retrator SynFrame: 387.435; Retrator SynFrame: 387.436; Retrator SynFrame: 387.437; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.604; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.606; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.608; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.610; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.612; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.504; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.506; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.508; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.510; Retrator SynFrame com Dentes Grandes: 03.609.512; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.404; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.406; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.408; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.410; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.412; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.304; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.306; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.308; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.310; Retrator SynFrame com Dentes Pequenos: 03.609.312; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.204; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.206; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.208; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.210; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.212; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.004; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.006; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.008; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.010; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.012; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.014; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.016; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.018; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.020; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.028; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.030; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.032; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.034; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.036; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.038; Retrator SynFrame com Ponta Romba: 03.609.040; Rotula Synframe: 387.347; Segura Placas: 347.986; Segura Placas: 347.987; Segura Placas: 347.988; Semi Anel SynFrame: 387.337; Separador: 324.066; Separador de Bochechas: 397.420; Separador de Bochechas: 397.220; Separador de Bochechas MatrixMANDIBLE: 03.503.052; Separador de Costelas SynFrame: 387.451; Separador de Costelas SynFrame: 387.452; Separador de Hohmann: 399.200; Separador de Hohmann: 399.250; Separador de Hohmann: 398.752; Separador de Hohmann: 399.490; Separador de Hohmann com Ponta Dupla: 387.580; Separador de Hohmann com Ponta Estreita: 399.197; Separador de Hohmann com Ponta Estreita: 399.220; Separador de Hohmann com Ponta Estreita: 399.230; Separador de Hohmann com Ponta Larga: 399.240; Separador de Hohmann com Ponta Larga: 399.280; Separador de Hohmann com Ponta Larga: 399.450; Separador de Hohmann com Ponta Larga e Estreita: 399.210; Separador de Hohmann com Ponta Larga e Estreita: 399.270; Separador de Hohmann com Ponta Redonda: 399.195; Separador de Hohmann Maleável: 399.310; Separador de Hohmann Maleável: 399.340; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.201; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.202; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.203; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.209; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.211; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.212; Separadores de Hohmann para SynFrame: 399.213; Separador de Hohmann Pequeno

com Ponta Curta e Estreita: 399.180; Separador de Hohmann Reto: 389.354; Separador de Hohmann Reto: 389.356; Separador de Partes Moles: 389.857; Separador de Partes Moles: 389.858; Separador de Partes Moles: 389.859; Separador de Partes Moles em U: 397.423; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.391; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.392; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.393; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.394; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.395; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.396; Separador de Partes Moles SynFrame: 387.397; Separador Duplo: U44-48220; Separador com dispositivo aspirante e agulha de limpeza: 386.906; Separador Hohmann Pequeno com Ponta Curta e Estreita: 399.190; Separador Muscular SynFrame: 387.372; Separador Muscular SynFrame: 387.373; Separador Muscular SynFrame: 387.374; Separador Muscular SynFrame: 387.375; Separador Muscular SynFrame: 387.376; Separador Muscular SynFrame: 387.377; Separador Muscular SynFrame: 387.378; Separador Muscular SynFrame: 387.379; Separador para Cabeça Umeral: 399.290; Separador para Suporte Torácico: 388.464; Separador Reto: 398.415; Separador Subcondilar angulado: 386.911; Separador Subcondilar angulado: 386.910; Separador Vertebral: 389.009; Separador Vertebral: 389.010; Separador Vertebral: 389.011; Separador Vertebral: 389.012; Separador Vertebral: 389.013; Separador Vertebral: 389.014; Separador Vertebral: 389.015; Suporte de Compressão para Barras USS: 388.425; Suporte Direcional: 357.880; Suporte Direcional para Fios Anti - Rotação: 356.826; Suporte Direcional para TFN: 357.920; Suporte Epoca para Prensa: E5115-5/6; Suporte Epoca para Prensa: E5115-5/8; Suporte Epoca para Prensa: E5115-5/10; Suporte Epoca para Prensa: E5115-5/12; Suporte Epoca para Prensa: E5115-5/14; Suporte Exterior para Fixador de Emergência de Pélvis: 03.306.001; Suporte Interior para Fixador de Emergência de Pélvis: 03.306.000; Suporte Lateral de Implantes, Longo: 03.616.017; Suporte Lateral de Implantes, Longo: 03.616.018; Suporte Lateral de Implantes, Longo: 03.616.019; Suporte Lateral de Implantes, Standard: 03.616.007; Suporte Lateral de Implantes, Standard: 03.616.008; Suporte Lateral de Implantes, Standard: 03.616.009; Suporte para Adaptador: 03.630.050; Suporte para Barras: 388.615; Suporte para Exerto: 388.171; Suporte para Guia para SynFix-LR: 03.802.031; Suporte para Implantes de Prova Curto: 397.071; Suporte para Implantes de Prova Curto: 397.072; Suporte para Implantes OPAL: 03.803.001; Suporte para Implantes OPAL: 03.803.002; Suporte para Implantes PlivioPore: 387.691; Suporte para Implantes PlivioPore: 387.692; Suporte para Parafusos: 03.505.011; Suporte para Parafusos: 03.505.012; Suporte para Parafusos para Chave de Parafuso: 514.024; Suporte para Placas: 328.040; Suporte para Placas Reversíveis Matrix: 03.511.003; Suporte para Separador de Hohmann para SynFrame: 387.356; Suporte para SynCage e Cervicos: 396.989; Tensionador: 03.311.001; Tensionador: 393.743; Tensor de Cabos: 391.201; Tensor de Fios: 393.742; Tensor de Reserva: 03.311.008; Tensor para Placas LCP: 311.449; Top Ajustavel PRODISC-C NOVA: 03.820.221; Topo do Prolongador: 03.807.005; Topo do Prolongador: 03.807.008; Topo do Prolongador: 03.807.015; Topo do Prolongador: 03.807.025; Transportador: 333.700; Trava do Parafuso: 03.820.110; Trepano para SynCage e Cervicos: 396.994; Trepano para USS-II Polyaxial: 03.607.014; Trilho: 395.430; Trilho Grande: 394.430; Trocar: 03.606.020; Trocar: 399.004; Trocar: 03.010.069; Trocar: 03.010.088; Trocar: 03.010.098; Trocar: 03.010.099; Trocar: 03.010.070; Trocar: 03.010.071; Trocar: 03.010.077; Trocar: 03.010.335; Trocar: 03.400.024; Trocar: 03.400.030; Trocar: 312.020; Trocar: 312.694; Trocar: 312.740; Trocar: 319.310; Trocar: 324.027; Trocar: 324.303; Trocar: 356.707; Trocar: 355.750; Trocar: 355.870; Trocar: 356.833; Trocar: 358.686; Trocar: 357.003; Trocar: 357.033; Trocar: 357.038; Trocar: 357.065; Trocar: 357.098; Trocar: 357.383; Trocar: 357.387; Trocar: 357.393; Trocar: 357.550; Trocar: 357.860; Trocar: 357.910; Trocar: 357.950; Trocar: 357.960; Trocar: 387.012; Trocar: 388.497; Trocar: 394.183; Trocar: 394.184; Trocar: 394.185; Trocar: 394.180; Trocar: 394.181; Trocar: 394.182; Trocar: 394.160; Trocar Centralizador: 355.640; Trocar com Cabo: 03.113.010; Trocar para Cerclagem: 03.221.003; Trocar para Lamina PFNA: 356.820; Trocar para ModAD: 356.212; Trocar para ModAD: 356.224; Trocar Para Punho: 387.654; Trocar para Trepano SynCage e Cervicos: 387.002; Trocar Percutâneo: 324.205; Trocar Percutâneo: 356.807; Trocar Radiotransparente: 03.620.232; Tubo Alongador para Guia de Fresagem: 351.719; Tubo de Controle: 333.530; Tubo de Engate Hexagonal: 321.210; Tubo de Engate Hexagonal: 357.414; Tubo de Engate Hexagonal Canulado para AFN: 356.714; Tubo de Engate Hexagonal Canulado para AFN: 356.715; Tubo de Inserção: 03.600.427; Tubo Espiral LCP: 338.346; Tubo Espiral para Inserção de Laminas Espirais: 03.010.084; Tubo Espiral para Inserção de Laminas Espirais: 357.120; Tubo Guia: 357.071; Tubo Guia: 338.210; Tubo Guia DHHS: 338.342; Tubo Guia DHS/DCS: 338.211; Tubo Guia SynFrame: 387.343; Tubo Medular Sintético: 355.010; Tubo para Dobrar Barras: 388.860; Vareta de Extração: 03.010.093; Vareta de Extração: 03.821.132; Vara de Extração para Barras USS Stature/Pediátrico: 388.941; Vareta de Separação: 388.457; Vareta Guia com Ponta Reta: 355.041; Vareta Guia com Ponta Reta: 355.042; Vareta para Pistola de Lavagem: 351.810; Vastago de Conexão Canulado: 357.516; Vastago Hexagonal: 357.415; Vastago Hexagonal Canulado Curto: 357.398

CLASSE : I 80145901733
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Instrumental cirúrgicos 25351.131337/2016-13
Instrumental Não Articulado Cortante
FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
Abridor Intervertebral: 389.006> Abridor Intervertebral: 389.007> Adaptador de Extração para Cabo: 387.669> Adaptador de Extração para Cabo: 387.670> Adaptador de Extração para Cabo: 387.671> Adaptador de Extração para Cabo: 387.672> Adaptador de Extração



para Cabo: 387.673> Adaptador de Trepano para Cabo: 387.659> Adaptador de Trepano para Cabo: 387.660> Adaptador de Trepano para Cabo: 387.661> Adaptador de Trepano para Cabo: 387.662> Adaptador de Trepano para Cabo: 387.663> Cabo de Escoplo: 399.540> Cinzel Curvo: 03.111.017> Cinzel Curvo: 03.111.018> Cinzel Curvo: 03.111.019> Cinzel Curvo: 03.111.020> Cinzel Estreito: 03.111.015> Cinzel Estreito: 03.111.016> Cinzel Longo: 399.555> Cinzel Longo: 399.565> Cinzel Longo: 399.575> Cinzel Longo: 399.585> Cinzel PRODISC-C NOVA: 03.820.285> Cinzel PRODISC-C NOVA: 03.820.286> Cinzel PRODISC-C NOVA: 03.820.287> Cinzel para Linha Mediana: 03.605.009> Cinzel: 03.820.119> Cinzel: 03.820.120> Cinzel: 03.820.121> Cinzel: 03.820.122> Cinzel: 03.820.123> Cinzel: 03.820.124> Cinzel: PDL322> Cinzel: PDL324> Cinzel: PDL326> Cinzel: PDL432> Cinzel: PDL434> Cinzel: SFC257R> Cinzel: SFC258R> Cinzel: SFC267R> Cinzel: SFC268R> Cinzel: SFC277R> Cinzel: SFC278R> Cinzel: SFW567R> Cinzel: SFW568R> Cinzel: SFW569R> Cinzel: SFW867R> Cinzel: SFW868R> Cinzel: SFW869R> Cureta Aberta Medial para Haste: 356.627> Cureta Anel: 03.604.011> Cureta Anel: 03.605.003> Cureta Anel: 03.605.006> Cureta Anel: 03.605.007> Cureta Anel: 03.605.008> Cureta Anel: 03.605.011> Cureta Anel: 388.173> Cureta Retangular: 03.803.054> Cureta em L: 356.618> Cureta em L: 356.619> Cureta em L: 356.620> Cureta em T para ModAD: 356.226> Cureta para Abertura: 03.010.338> Cureta para Abertura: 03.010.339> Cureta para Disco Cervical: 389.741> Cureta para Disco Cervical: 389.742> Cureta para Disco Cervical: 389.743> Cureta para Disco Cervical: 389.744> Cureta para Disco Cervical: 389.745> Cureta para Disco Cervical: 389.746> Cureta para Disco Cervical: 389.747> Cureta para Disco Cervical: 389.748> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.767> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.768> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.769> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.770> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.771> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.772> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.773> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.775> Cureta para Discos Intervertebrais: 389.777> Cureta para Ossos Angulada Corte Oval: 389.612> Cureta para Ossos: 384.494> Cureta para Ossos: 389.023> Cureta para Ossos: 389.025> Cureta para Ossos: 389.124> Cureta para Ossos: 389.278> Cureta para Ossos: 389.279> Cureta para Ossos: 389.281> Cureta para Ossos: 389.282> Cureta para Ossos: 389.283> Cureta para Ossos: 389.284> Cureta para Ossos: 389.370> Cureta para Ossos: 389.372> Cureta para Ossos: 389.391> Cureta para Ossos: 389.393> Cureta para Ossos: 389.395> Cureta para Ossos: 389.397> Cureta para Ossos: 389.456> Cureta para Ossos: 389.457> Cureta para Ossos: 389.494> Cureta para Ossos: 389.580> Cureta para Ossos: 389.620> Cureta para Ossos: 389.630> Cureta para Ossos: 389.640> Cureta para Ossos: 389.680> Cureta para Ossos: 389.700> Cureta para Ossos: 389.833> Cureta para Ossos: 389.837> Cureta para Ossos: 389.838> Cureta para Ossos: 389.839> Cureta para Ossos: 389.834> Cureta para Ossos: 389.840> Cureta para Ossos: 389.841> Cureta para Ossos: 389.860> Cureta para Ossos: 389.861> Cureta para Ossos: 389.862> Cureta para Ossos: 389.863> Cureta para Ossos: 389.864> Cureta para Ossos: 389.865> Cureta para Ossos: 389.866> Cureta para Ossos: 389.870> Cureta para Ossos: 389.871> Cureta: 03.605.503> Cureta: 03.605.504> Cureta: 03.605.505> Cureta: 03.605.506> Cureta: 03.605.509> Cureta: 03.605.510> Cureta: 03.605.529> Cureta: 03.605.530> Cureta: 03.605.534> Cureta: 03.605.536> Cureta: 389.590> Cureta: 389.591> Cureta: 389.600> Cureta: 389.610> Cureta: 389.650> Cureta: 389.651> Cureta: 389.660> Cureta: 389.670> Cureta: 389.671> Cureta: 389.672> Dissector Rombo: 03.616.001> Dissector sem Ponta: 03.605.012> Dissector: 03.605.524> Dissector: 03.605.525> Erina: 319.390> Erina: 398.409> Escoplo Curvo: 397.930> Escoplo Osteotomia TomoFix: 397.992> Escoplo Osteotomia TomoFix: 397.993> Escoplo Osteotomia TomoFix: 397.994> Escoplo Osteotomia TomoFix: 397.995> Escoplo Reto: 397.910> Escoplo Reto: 397.960> Escoplo Reto: 397.970> Escoplo Reto: 397.990> Escoplo USS: 388.530> Escoplo em U para Placa de Quadril: 332.120> Escoplo para Placas: 332.170> Escoplo para Placas: 332.172> Escoplo para Placas: 332.190> Escoplo: 03.821.135> Escoplo: 332.111> Escoplo: 332.173> Escoplo: 332.174> Escoplo: 332.175> Extrator Com Cabo: 387.653> Goiva Cilíndrica: 03.010.008> Goiva Cilíndrica: 351.240> Goiva Cilíndrica: 399.610> Goiva Cilíndrica: 399.620> Goiva Cilíndrica: 399.630> Goiva Cilíndrica: 399.650> Goiva Cilíndrica: 399.660> Goiva Cilíndrica: 399.670> Goiva Cilíndrica: 399.680> Goiva Curva: 397.810> Goiva Curva: 397.820> Goiva Curva: 397.830> Goiva Curva: 397.850> Goiva Curva: 397.860> Goiva Curva: 397.870> Lamina de Escoplo: 399.550> Lamina de Escoplo: 399.560> Lamina de Escoplo: 399.570> Lamina de Escoplo: 399.580> Lima, com encaixe hexagonal: 03.500.020> Osteotomo Reto: 389.276> Osteotomo Reto: 389.277> Osteotomo Reto: 389.574> Osteotomo Reto: 389.575> Osteotomo para Redução Pélvica: 398.550> Osteotomo: 03.605.508> Osteotomo: 389.125> Osteotomo: 389.730> Osteotomo: 389.740> Osteotomo: 389.851> Osteotomo: 389.852> Osteotomo: 399.800> Osteotomo: 399.810> Osteotomo: 399.820> Periostomo Curvo com Corte Redondo 14 mm: 399.350> Periostomo Curvo: U44-483-20> Periostomo Lamina Ligeiramente Curvada com Corte Redondo 06 mm: 399.360> Periostomo Lamina Ligeiramente Curvada com Corte Reto 03 mm: 399.480> Periostomo Lamina Ligeiramente Curvada com Corte Reto 06 mm: 399.400> Periostomo Lamina Ligeiramente Curvada com Ponta Redonda: 398.408> Periostomo Reto com Corte Redondo 14 mm: 399.370> Periostomo Reto com Corte Redondo 20 mm: 399.380> Periostomo Reto com Corte Reto 13 mm: 399.320> Periostomo Reto com Corte Reto 13 mm: 399.330> Periostomo de Placa Vertebral: 389.550> Periostomo de Pélvis: 399.850> Periostomo de Pélvis: 399.860> Periostomo para Placas Vertebrais: 389.338> Periostomo para Placas Vertebrais: 389.339> Periostomo

para Placas Vertebrais: 389.340> Periostomo: 03.605.004> Periostomo: SFW580R> Raspador 8 mm: 389.867> Raspador 8 mm: 389.868> Raspador Angulado: 03.605.511> Raspador Curvo Pequeno: 389.835> Raspador Curvo Pequeno: 389.836> Raspador Epoca: E5112-10> Raspador Epoca: E5112-12> Raspador Epoca: E5112-14> Raspador Epoca: E5112-6> Raspador Epoca: E5112-8> Raspador Inicial Época: E5112-1> Raspador Reto: 389.714> Raspador: 03.605.507> Raspador: 389.285> Raspador: 389.286> Raspador: 397.790> Raspador: 397.800> CLASSE : I 80145901780 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro ----- KARL STORZ Marketing America do sul Ltda. 8.07534-6 GERENCIADOR DE IMAGENS MÉDICAS 25351.643856/2015-17 KARL STORZ ORI mini FABRICANTE : KARL STORZ SE & CO. KG - ALEMANHA WUIS1851 WUIS1851-01 WUIS1852 WUIS1852-01 WUIS1856-01 WUIS2451 WUIS2452 WUIS2753 WUIS2754 CLASSE : I 80753460014 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro ----- LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A 8.01369-9 Filtros 25000.012982/89-54 STERIFIX INFUSAO - FILTRO DE INFUSAO DE 0,2 MICRAPARA INFUSAO DE SOLUCOES FABRICANTE : LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A - BRASIL STERIFIX® INFUSÃO - Filtro de 0,2 µm para Infusão de Soluções; STERIFIX® INFUSÃO Ped -Filtro de 0,2 µm para Infusão de Soluções para Uso em Pediatria; STERIFIX® INFUSÃO Neo - Filtro de 0,2 µm para Infusão de Soluções para Uso em Neonatologia. CLASSE : II 10008530021 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Filtros 25000.009949/99-82 INTRAPUR - FILTRO DE INFUSAO DE 0,2 MICRA PARA INFUSAO DE SOLUCOES FABRICANTE : LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A - BRASIL FABRICANTE : B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANHA Embalagem esteril tipo blister contendo 01 Filtro nas apresentacoes: Intrapur PLUS - Adulto, Intrapur PAED - Pediatrico - Intrapur NEONAT - Neonatal CLASSE : II 10008530390 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Adaptadores 25351.112056/2014-95 Dispositivo de transferência para mistura e administração FABRICANTE : Elcam Medical Acal LTD. - ISRAEL FABRICANTE : B. BRAUN MELSUNGEN AG - ALEMANHA Acessórios: PureSite - Dust Cover Cap PureSite - Conector Macho Fechado PureSite - Dust Cover Cap CLASSE : II 80136990766 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro ----- LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA 8.06707-8 Materiais para Detecção de Endotoxinas 25351.187595/2012-96 Controle Padrão de Endotoxina FABRICANTE : LONZA WALKERSVILLE, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Catálogo E50-640 - Endotoxina E. coli cepa O111:B4 Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo E50-643; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo E50-643L; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo N185; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo N186; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo N187; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo 00193783; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo 7360; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo 7360L; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo 7460; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo 7460L; Endotoxina (E.coli) 055:B5 - catálogo 00192568 CLASSE : I 80670780004 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro ----- LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA EPP 8.00836-5 Tubo Traqueal 25351.044100/2017-03 Sonda Endotraqueal sem balão com Fibra Óptica FABRICANTE : LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA EPP - BRASIL 0264000-030 - Sonda Endotraqueal 3,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-025 - Sonda Endotraqueal 2,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-035 - Sonda Endotraqueal 3,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-040 - Sonda Endotraqueal 4,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-045 - Sonda Endotraqueal 4,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-050 - Sonda Endotraqueal 5,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-055 - Sonda Endotraqueal 5,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-060 - Sonda Endotraqueal 6,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-065 - Sonda Endotraqueal 6,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-070 - Sonda Endotraqueal 7,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-075 - Sonda Endotraqueal 7,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-080 - Sonda Endotraqueal 8,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-085 - Sonda Endotraqueal 8,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-090 - Sonda Endotraqueal 9,0mm

sem balão com Fibra Óptica> 0264000-095 - Sonda Endotraqueal 9,5mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-100 - Sonda Endotraqueal 10,0mm sem balão com Fibra Óptica> 0264000-020 - Sonda Endotraqueal 2,0mm sem balão com Fibra Óptica> CLASSE : I 80083659003 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro -----

MAG ESTETICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8.08155-3 Recipiente P/Armazenar e Transportar Produtos25351.579015/2017-01 Batoque Dermomag FABRICANTE : MAG ESTETICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - BRASIL Batoque Dermomag CLASSE : II 80815539003 8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA -----

MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA 1.04179-4 Parafuso não absorvível para osteossíntese25351.054363/2003-67 PARAFUSO IMPLANTAVEL MDT TI FABRICANTE : MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA - BRASIL cortical, esponjoso, maleolar, acetabular Parafuso Cortical Ø 3,5 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti 04.24.43.35010 - Parafuso Cortical Ø 3,5x10 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35012 - Parafuso Cortical Ø 3,5x12 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35014 - Parafuso Cortical Ø 3,5x14 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35016 - Parafuso Cortical Ø 3,5x16 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35018 - Parafuso Cortical Ø 3,5x18 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35020 - Parafuso Cortical Ø 3,5x20 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35022 - Parafuso Cortical Ø 3,5x22 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35024 - Parafuso Cortical Ø 3,5x24 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35026 - Parafuso Cortical Ø 3,5x26 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35028 - Parafuso Cortical Ø 3,5x28 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35030 - Parafuso Cortical Ø 3,5x30 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35035 - Parafuso Cortical Ø 3,5x35 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35040 - Parafuso Cortical Ø 3,5x40 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35045 - Parafuso Cortical Ø 3,5x45 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35050 - Parafuso Cortical Ø 3,5x50 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35055 - Parafuso Cortical Ø 3,5x55 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; 04.24.43.35060 - Parafuso Cortical Ø 3,5x60 mm Passo 1,25 Hexagonal Ti; Parafuso Cortical Ø 4,5 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti 04.24.43.45010 - Parafuso Cortical Ø 4,5x010 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45012 - Parafuso Cortical Ø 4,5x012 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45014 - Parafuso Cortical Ø 4,5x014 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45016 - Parafuso Cortical Ø 4,5x016 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45018 - Parafuso Cortical Ø 4,5x018 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45020 - Parafuso Cortical Ø 4,5x020 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45022 - Parafuso Cortical Ø 4,5x022 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45024 - Parafuso Cortical Ø 4,5x024 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45026 - Parafuso Cortical Ø 4,5x026 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45028 - Parafuso Cortical Ø 4,5x028 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45030 - Parafuso Cortical Ø 4,5x030 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45035 - Parafuso Cortical Ø 4,5x035 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45040 - Parafuso Cortical Ø 4,5x040 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45045 - Parafuso Cortical Ø 4,5x045 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45050 - Parafuso Cortical Ø 4,5x050 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45055 - Parafuso Cortical Ø 4,5x055 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45060 - Parafuso Cortical Ø 4,5x060 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45065 - Parafuso Cortical Ø 4,5x065 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45070 - Parafuso Cortical Ø 4,5x070 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45075 - Parafuso Cortical Ø 4,5x075 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45080 - Parafuso Cortical Ø 4,5x080 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45085 - Parafuso Cortical Ø 4,5x085 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45090 - Parafuso Cortical Ø 4,5x090 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45095 - Parafuso Cortical Ø 4,5x095 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; 04.24.43.45100 - Parafuso Cortical Ø 4,5x100 mm Passo 1,75 Hexagonal Ti; Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5 mm Hexagonal Ti 04.24.44.65025- Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x025 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65030 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x030 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65035 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x035 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65040 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x040 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65045 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x045 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65050 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x050 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65055 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x055 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65060 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x060 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65065 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x065 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65070-- -Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x070 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65075 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x075 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65080 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x080 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65085 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x085 mm Hexagonal Ti; ; 04.24.44.65090 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x090 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65095 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm 0 6,5x095 mm Hexagonal Ti;

04.24.44.65100- Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x100 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65105- Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x105 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65110 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x110 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65115 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x115 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65120 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x120 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65125 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x125 mm Hexagonal Ti; 04.24.44.65130 - Parafuso Esponjoso Rosca 16 mm Ø 6,5x130 mm Hexagonal Ti; Acessórios 04.02.01.00035 - Arruela para Parafuso 0 3,5 mm Ti; 04.02.01.00045 - Arruela para Parafuso 0 4,5 mm Ti; 04.02.01.00065 - Arruela para Parafuso 0 6,5 mm Ti; 04.02.05.00014 - Arruela Dentada 0 14 mm Ti; 04.02.05.00017 - Arruela Dentada 0 17 mm Ti; 04.02.06.00014 - Arruela Lisa 0 14 mm Ti; 04.02.06.00017 - Arruela Lisa 0 17 mm Ti; CLASSE : III 10417940022

80145 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de modelo/apresentações em registro de família de material implantável em ortopedia

Haste modular para artroplastia de quadril25351.089683/2005-08

HASTE CIMENTADA

FABRICAÇÃO : MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA - BRASIL

04.30.41.00112 / 09.30.41.00112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária Estreita 35, 04.30.41.01112 / 09.30.41.01112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária Estreita 40, 04.30.41.02112 / 09.30.41.02112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária Standard 35, 04.30.41.03112 / 09.30.41.03112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária Standard 40, 04.30.41.04112 / 09.30.41.04112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária c/ Flange, 04.30.41.05112 / 09.30.41.05112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária Extra Reforçada, 04.30.41.06112 / 09.30.41.06112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primária Colo 10 mm, 04.30.41.07112 / 09.30.41.07112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 10/11 Primário Colo 20 mm, 04.30.20.00112 / 09.30.20.00112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 12/13 Primária Estreita 35, 04.30.20.01112 / 09.30.20.01112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 12/13 Primária Estreita 40, 04.30.20.02112 / 09.30.20.02112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone12/13 Primária Standard 35, 04.30.20.03112 / 09.30.20.03112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone12/13 Primária Standard 40, 04.30.20.04112 / 09.30.20.04112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular Cone 12/13 Primária c/ Flange, 04.30.20.05112 / 09.30.20.05112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Primária Extra Reforçada, 04.30.20.06112 / 09.30.20.06112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Primária Colo 10 mm, 04.30.20.07112 / 09.30.20.07112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Primária Colo 20 mm, 04.30.21.00000 / 09.30.21.00000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão Estreita 35, 04.30.21.01000 / 09.30.21.01000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão 200 mm Estreita 40, 04.30.21.02000 / 09.30.21.02000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão Standard 35, 04.30.21.03000 / 09.30.21.03000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão Standard 40, 04.30.21.04000 / 09.30.21.04000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão 200 mm c/ Flange, 04.30.21.04060 / 09.30.21.04060 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão c/ Flange+60, 04.30.21.04090 / 09.30.21.04090 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão c/ Flange+90, 04.30.21.05000 / 09.30.21.05000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão Extra Reforçada, 04.30.21.06000 / 09.30.21.06000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão Colo 10 mm, 04.30.21.07000 / 09.30.21.07000 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/13 Revisão Colo 20 mm, 04.30.22.00112 / 09.30.22.00112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Estreita 35, 04.30.22.01112 / 09.30.22.01112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Estreita 40, 04.30.22.02112 / 09.30.22.02112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Standard 35, 04.30.22.03112 / 09.30.22.03112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Standard 40, 04.30.22.04112 / 09.30.22.04112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária c/ Flange, 04.30.22.05112 / 09.30.22.05112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Extra Reforçada, 04.30.22.06112 / 09.30.22.06112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Colo 10, 04.30.22.07112 / 09.30.22.07112 - Prótese Femoral Tipo Charnley Modular 12/14 Primária Colo 20, 04.30.01.37001 / 09.30.01.37001 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/13 Primária nº 01, 04.30.01.37002 / 09.30.01.37002 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/13 Primária nº 02, 04.30.01.37003 / 09.30.01.37003 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/13 Primária nº 03, 04.30.03.44001 / 09.30.03.44001 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/13 Primária nº 01, 04.30.03.44002 / 09.30.03.44002 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/13 Primária nº 02, 04.30.03.44003 / 09.30.03.44003 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/13 Primária nº 03, 04.30.03.44004 / 09.30.03.44004 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/13 Primária nº 04, 04.30.04.44251 / 09.30.04.44251 - Prótese Femoral Cimentada 44,0x250 mm Cone 12/13 Revisão nº 01, 04.30.04.44253 / 09.30.04.44253 - Prótese Femoral Cimentada 44,0x250 mm Cone 12/13 Revisão nº 03, 04.30.04.44301 / 09.30.04.44301 - Prótese Femoral Cimentada 44,0x300 mm Cone 12/13 Revisão nº 01, 04.30.02.37000 / 09.30.02.37000 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária nº 00, 04.30.02.37001 / 09.30.02.37001 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária nº 01, 04.30.02.37002 / 09.30.02.37002 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária nº 02,

04.30.02.37003 / 09.30.02.37003 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária nº 03, 04.30.86.41001 / 09.30.86.41001 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01, 04.30.86.41002 / 09.30.86.41002 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02, 04.30.86.41003 / 09.30.86.41003 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03, 04.30.86.41004 / 09.30.86.41004 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04, 04.30.05.44001 / 09.30.05.44001 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01, 04.30.05.44002 / 09.30.05.44002 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02, 04.30.05.44003 / 09.30.05.44003 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03, 04.30.05.44004 / 09.30.05.44004 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04, 04.30.87.41001 / 09.30.87.41001 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Revisão nº 01, 04.30.87.41002 / 09.30.87.41002 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Revisão nº 02, 04.30.87.41003 / 09.30.87.41003 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Revisão nº 03, 04.30.87.41231 / 09.30.87.41231 - Prótese Femoral Cimentada 41,0x230 mm Cone 12/14 Revisão nº 01, 04.30.87.41232 / 09.30.87.41232 - Prótese Femoral Cimentada 41,0x230 mm Cone 12/14 Revisão nº 02, 04.30.87.41233 / 09.30.87.41233 - Prótese Femoral Cimentada 41,0x230 mm Cone 12/14 Revisão nº 03, 04.30.06.44001 / 09.30.06.44001 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Revisão nº 1, 04.30.06.44002 / 09.30.06.44002 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Revisão nº 2, 04.30.06.44003 / 09.30.06.44003 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Revisão nº 3, 04.30.06.44231 / 09.30.06.44231 - Prótese Femoral Cimentada 44,0x230 mm Cone 12/14 Revisão nº 1, 04.30.06. / 09.30.06.44232 - Prótese Femoral Cimentada 44,0x230 mm Cone 12/14 Revisão nº 2, 04.30.06.44233 / 09.30.06.44233 - Prótese Femoral Cimentada 44,0x230 mm Cone 12/14 Revisão nº 3, 04.30.45.37000 / 09.30.45.37000 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária Nº0 - CrCo, 04.30.45.37001 / 09.30.45.37001 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária Nº1 - CrCo, 04.30.45.37002 / 09.30.45.37002 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária Nº2 - CrCo, 04.30.45.37003 / 09.30.45.37003 - Prótese Femoral Cimentada 37,5 mm Cone 12/14 Primária Nº3 - CrCo, 04.30.88.41001 / 09.30.88.41001 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária Nº1 - CrCo, 04.30.88.41002 / 09.30.88.41002 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária Nº2 - CrCo, 04.30.88.41003 / 09.30.88.41003 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária Nº3 - CrCo, 04.30.88.41004 / 09.30.88.41004 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Primária Nº4 - CrCo, 04.30.46.44001 / 09.30.46.44001 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária Nº1 - CrCo, 04.30.46.44002 / 09.30.46.44002 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária Nº2 - CrCo, 04.30.46.44003 / 09.30.46.44003 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária Nº3 - CrCo, 04.30.46.44004 / 09.30.46.44004 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Primária Nº4 - CrCo, 04.30.89.41001 / 09.30.89.41001 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Revisão Nº1 - CrCo, 04.30.89.41002 / 09.30.89.41002 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Revisão Nº2 - CrCo, 04.30.89.41003 / 09.30.89.41003 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mm Cone 12/14 Revisão Nº3 - CrCo, 04.30.89.41231 / 09.30.89.41231 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mmx230 mm Cone 12/14 Revisão Nº1 CrCo, 04.30.89.41232 / 09.30.89.41232 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mmx230 mm Cone 12/14 Revisão Nº2 CrCo, 04.30.89.41233 / 09.30.89.41233 - Prótese Femoral Cimentada 41,0 mmx230 mm Cone 12/14 Revisão Nº3 CrCo, 04.30.47.44001 / 09.30.47.44001 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Revisão Nº1 - CrCo, 04.30.47.44002 / 09.30.47.44002 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Revisão Nº2 - CrCo, 04.30.47.44003 / 09.30.47.44003 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mm Cone 12/14 Revisão Nº3 - CrCo, 04.30.47.44231 / 09.30.47.44231 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mmx230 mm Cone 12/14 Revisão Nº1 CrCo, 04.30.47.44232 / 09.30.47.44232 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mmx230 mm Cone 12/14 Revisão Nº 2 CrCo, 04.30.47.44233 / 09.30.47.44233 - Prótese Femoral Cimentada 44,0 mmx230 mm Cone 12/14 Revisão Nº 3 CrCo, 04.30.13.09117 / 09.30.13.09117 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 09x117 mm, 04.30.13.10122 / 09.30.13.10122 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 10x122 mm, 04.30.13.11127 / 09.30.13.11127 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 11x127 mm, 04.30.13.12132 / 09.30.13.12132 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 12x132 mm, 04.30.13.13137 / 09.30.13.13137 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 13x137 mm, 04.30.13.14142 / 09.30.13.14142 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 14x142 mm, 04.30.13.15147 / 09.30.13.15147 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 15x147 mm, 04.30.13.16152 / 09.30.13.16152 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 16x152 mm, 04.30.13.17157 / 09.30.13.17157 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Primária 17x157 mm, 04.30.14.10170 / 09.30.14.10170 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 10x170 mm, 04.30.14.11180 / 09.30.14.11180 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 11x180 mm, 04.30.14.12190 / 09.30.14.12190 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 12x190 mm, 04.30.14.13200 / 09.30.14.13200 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 13x200 mm, 04.30.14.14210 / 09.30.14.14210 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 14x210 mm, 04.30.14.14260 / 09.30.14.14260 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 14x260 mm, 04.30.14.15220 /

09.30.14.15220 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 15x220 mm, 04.30.14.16230 / 09.30.14.16230 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 16x230 mm, 04.30.14.17240 / 09.30.14.17240 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 10/11 Revisão 17x240 mm, 04.30.15.09117 / 09.30.15.09117 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 09x117 mm, 04.30.15.10122 / 09.30.15.10122 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 10x122 mm, 04.30.15.10157 / 09.30.15.10157 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 10x157 mm, 04.30.15.11127 / 09.30.15.11127 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 11x127 mm, 04.30.15.12132 / 09.30.15.12132 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 12x132 mm, 04.30.15.12157 / 09.30.15.12157 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 12x157 mm, 04.30.15.13137 / 09.30.15.13137 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 13x137 mm, 04.30.15.14142 / 09.30.15.14142 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 14x142 mm, 04.30.15.14157 / 09.30.15.14157 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 14x157 mm, 04.30.15.15147 / 09.30.15.15147 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 15x147 mm, 04.30.15.16152 / 09.30.15.16152 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 16x152 mm, 04.30.15.17157 / 09.30.15.17157 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Primária 17x157 mm, 04.30.16.10170 / 09.30.16.10170 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 10x170 mm, 04.30.16.11180 / 09.30.16.11180 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 11x180 mm, 04.30.16.12190 / 09.30.16.12190 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 12x190 mm, 04.30.16.12200 / 09.30.16.12200 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 12x200 mm, 04.30.16.12240 / 09.30.16.12240 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 12x240 mm, 04.30.16.12300 / 09.30.16.12300 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 12x300 mm, 04.30.16.13200 / 09.30.16.13200 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 13x200 mm, 04.30.16.14200 / 09.30.16.14200 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 14x200 mm, 04.30.16.14210 / 09.30.16.14210 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 14x210 mm, 04.30.16.14240 / 09.30.16.14240 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 14x240 mm, 04.30.16.14300 / 09.30.16.14300 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 14x300 mm, 04.30.16.15220 / 09.30.16.15220 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 15x220 mm, 04.30.16.16200 / 09.30.16.16200 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 16x200 mm, 04.30.16.16230 / 09.30.16.16230 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 16x230 mm, 04.30.16.16240 / 09.30.16.16240 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 16x240 mm, 04.30.16.16300 / 09.30.16.16300 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 16x300 mm, 04.30.16.17240 / 09.30.16.17240 - Prótese Femoral MD4 Sem Revestimento Cone 12/14 Revisão 17x240 mm, 04.30.42.00055 / 09.30.42.00055 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 05,5 mm, 04.30.42.00075 / 09.30.42.00075 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 07,5 mm, 04.30.42.00100 / 09.30.42.00100 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 10,0 mm, 04.30.42.00125 / 09.30.42.00125 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 12,5 mm, 04.30.42.00150 / 09.30.42.00150 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 15,0 mm, 04.30.42.00175 / 09.30.42.00175 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 17,5 mm, 04.30.42.00200 / 09.30.42.00200 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 10/11 Primária 20,0 mm, 04.30.28.00055 / 09.30.28.00055 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 05,5 mm, 04.30.28.00075 / 09.30.28.00075 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 07,5 mm, 04.30.28.00100 / 09.30.28.00100 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 10,0 mm, 04.30.28.00125 / 09.30.28.00125 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 12,5 mm, 04.30.28.00150 / 09.30.28.00150 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 15,0 mm, 04.30.28.00175 / 09.30.28.00175 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 17,5 mm, 04.30.28.00200 / 09.30.28.00200 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Primária 20,0 mm, 04.30.29.00055 / 09.30.29.00055 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 05,5 mm, 04.30.29.00075 / 09.30.29.00075 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 07,5 mm, 04.30.29.00100 / 09.30.29.00100 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 10,0 mm, 04.30.29.00125 / 09.30.29.00125 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 12,5 mm, 04.30.29.00150 / 09.30.29.00150 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 15,0 mm, 04.30.29.00175 / 09.30.29.00175 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 17,5 mm, 04.30.29.00200 / 09.30.29.00200 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/13 Revisão 20,0 mm, 04.30.30.00055 / 09.30.30.00055 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone12/14 Primária 05,5 mm, 04.30.30.00075 / 09.30.30.00075 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone12/14 Primária 07,5 mm, 04.30.30.00100 / 09.30.30.00100 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone12/14 Primária 10,0 mm, 04.30.30.00125 / 09.30.30.00125 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone12/14 Primária 12,5 mm, 04.30.30.00150 / 09.30.30.00150 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone12/14 Primária 15,0 mm,



04.30.30.00175 / 09.30.30.00175 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Primária 17,5 mm, 04.30.30.00200 / 09.30.30.00200 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Primária 20,0 mm, 04.30.31.00075 / 09.30.31.00075 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Revisão 07,5 mm, 04.30.31.00100 / 09.30.31.00100 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Revisão 10,0 mm, 04.30.31.00125 / 09.30.31.00125 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Revisão 12,5 mm, 04.30.31.00150 / 09.30.31.00150 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Revisão 15,0 mm, 04.30.31.00175 / 09.30.31.00175 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Revisão 17,5 mm, 04.30.31.00200 / 09.30.31.00200 - Prótese Femoral Tipo Muller Modular Cone 12/14 Revisão 20,0 mm, 04.30.17.05130 / 09.30.17.05130 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 10/11 05x130 mm, 04.30.17.06135 / 09.30.17.06135 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 10/11 06x135 mm, 04.30.17.07140 / 09.30.17.07140 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 10/11 07x140 mm, 04.30.17.08145 / 09.30.17.08145 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 10/11 08x145 mm, 04.30.17.09150 / 09.30.17.09150 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 10/11 09x150 mm, 04.30.17.10155 / 09.30.17.10155 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 10/11 10x155 mm, 04.30.18.05130 / 09.30.18.05130 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 12/14 05x130 mm, 04.30.18.06135 / 09.30.18.06135 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 12/14 06x135 mm, 04.30.18.07140 / 09.30.18.07140 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 12/14 07x140 mm, 04.30.18.08145 / 09.30.18.08145 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 12/14 08x145 mm, 04.30.18.09150 / 09.30.18.09150 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 12/14 09x150 mm, 04.30.18.10155 / 09.30.18.10155 - Sistema SPOAC Haste Femoral Cone 12/14 10x155 mm, 04.30.50.33001 / 09.30.50.33001 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 140°, 04.30.50.33002 / 09.30.50.33002 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 140°, 04.30.50.33003 / 09.30.50.33003 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 140°, 04.30.50.33004 / 09.30.50.33004 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 140°, 04.30.50.33005 / 09.30.50.33005 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 140°, 04.30.50.36801 / 09.30.50.36801 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 135°, 04.30.50.36802 / 09.30.50.36802 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 135°, 04.30.50.36803 / 09.30.50.36803 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 135°, 04.30.50.36804 / 09.30.50.36804 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 135°, 04.30.50.36805 / 09.30.50.36805 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 135°, 04.30.50.40001 / 09.30.50.40001 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 135°, 04.30.50.40002 / 09.30.50.40002 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 135°, 04.30.50.40003 / 09.30.50.40003 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 135°, 04.30.50.40004 / 09.30.50.40004 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 135°, 04.30.50.40005 / 09.30.50.40005 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 135°, 04.30.50.43001 / 09.30.50.43001 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 130°, 04.30.50.43002 / 09.30.50.43002 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 130°, 04.30.50.43003 / 09.30.50.43003 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 130°, 04.30.50.43004 / 09.30.50.43004 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 130°, 04.30.50.43005 / 09.30.50.43005 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 130°, 04.30.50.47001 / 09.30.50.47001 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 130°, 04.30.50.47002 / 09.30.50.47002 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 130°, 04.30.50.47003 / 09.30.50.47003 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 130°, 04.30.50.47004 / 09.30.50.47004 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 130°, 04.30.50.47005 / 09.30.50.47005 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 130°, 04.30.26.33001 / 09.30.26.33001 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 140° - CrCo, 04.30.26.33002 / 09.30.26.33002 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 140° - CrCo, 04.30.26.33003 / 09.30.26.33003 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 140° - CrCo, 04.30.26.33004 / 09.30.26.33004 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 140° - CrCo, 04.30.26.33005 / 09.30.26.33005 - Prótese Femoral SPOAC NG 33,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 140° - CrCo, 04.30.26.36801 / 09.30.26.36801 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 135° - CrCo, 04.30.26.36802 / 09.30.26.36802 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 135° - CrCo, 04.30.26.36803 / 09.30.26.36803 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 135° - CrCo, 04.30.26.36804 / 09.30.26.36804 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 135° - CrCo, 04.30.26.36805 / 09.30.26.36805 - Prótese Femoral SPOAC NG 36,8 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 135° - CrCo, 04.30.26.40001 / 09.30.26.40001 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 135° - CrCo, 04.30.26.40002 / 09.30.26.40002 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 135° - CrCo, 04.30.26.40003 / 09.30.26.40003 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 135° - CrCo, 04.30.26.40004 / 09.30.26.40004 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 135° - CrCo, 04.30.26.40005 / 09.30.26.40005 - Prótese Femoral SPOAC NG 40,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 135° - CrCo, 04.30.26.43001 / 09.30.26.43001 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0

mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 130° - CrCo, 04.30.26.43002 / 09.30.26.43002 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 130° - CrCo, 04.30.26.43003 / 09.30.26.43003 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 130° - CrCo, 04.30.26.43004 / 09.30.26.43004 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 130° - CrCo, 04.30.26.43005 / 09.30.26.43005 - Prótese Femoral SPOAC NG 43,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 130° - CrCo, 04.30.26.47001 / 09.30.26.47001 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 01 - 130° - CrCo, 04.30.26.47002 / 09.30.26.47002 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 02 - 130° - CrCo, 04.30.26.47003 / 09.30.26.47003 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 03 - 130° - CrCo, 04.30.26.47004 / 09.30.26.47004 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 04 - 130° - CrCo, 04.30.26.47005 / 09.30.26.47005 - Prótese Femoral SPOAC NG 47,0 mm Cone 12/14 Primária nº 05 - 130° - CrCo, 04.30.37.00000 / 09.30.37.00000 - Prótese Modular Tipo Thompson Cone 12/13, 04.30.37.00001 / 09.30.37.00001 - Prótese Modular Tipo Thompson Cone 12/14, 04.06.01.00010 / 09.06.01.00010 - Centralizador Distal PMMA Ø 10 mm, 04.06.01.00011 / 09.06.01.00011 - Centralizador Distal PMMA Ø 11 mm, 04.06.01.00012 / 09.06.01.00012 - Centralizador Distal PMMA Ø 12 mm, 04.06.01.00013 / 09.06.01.00013 - Centralizador Distal PMMA Ø 13 mm, 04.06.01.00014 / 09.06.01.00014 - Centralizador Distal PMMA Ø 14 mm, 04.06.01.00015 / 09.06.01.00015 - Centralizador Distal PMMA Ø 15 mm, 04.06.01.00016 / 09.06.01.00016 - Centralizador Distal PMMA Ø 16 mm, 04.06.02.00000 / 09.06.02.00000 - Centralizador Distal Prótese Femoral Cônico - UHMWPE, 04.06.02.00001 / 09.06.02.00001 - Centralizador Distal Prótese Femoral Máxima - PMMA, 04.06.03.05010 / 09.06.03.05010 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 05x10 mm, 04.06.03.05011 / 09.06.03.05011 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 05x11 mm, 04.06.03.06011 / 09.06.03.06011 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 06x11 mm, 04.06.03.06013 / 09.06.03.06013 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 06x13 mm, 04.06.03.07013 / 09.06.03.07013 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 07x13 mm, 04.06.03.07015 / 09.06.03.07015 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 07x15 mm, 04.06.03.08013 / 09.06.03.08013 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 08x13 mm, 04.06.03.08015 / 09.06.03.08015 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 08x15 mm, 04.06.03.09015 / 09.06.03.09015 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 09x15 mm, 04.06.03.10015 / 09.06.03.10015 - Centralizador Distal SPOAC - PMMA 10x15 mm, 04.06.04.00001 / 09.06.04.00001 - Centralizador Distal SPOAC NG - PMMA, 04.06.04.00002 / 09.06.04.00002 - Centralizador Distal SPOAC NG - UHMWPE, 04.06.04.00003 / 09.06.04.00003 - Centralizador Distal SPOAC NG - PEEK, 04.31.03.01513 / 09.31.03.01513 - Tela Femoral 130 mm, 04.31.03.01515 / 09.31.03.01515 - Tela Femoral 150 mm, 04.31.03.01518 / 09.31.03.01518 - Tela Femoral 180 mm, 04.32.01.00015 / 09.32.01.00015 - Restritor para Cimento 15 mm, 04.32.01.00018 / 09.32.01.00018 - Restritor para Cimento 18 mm, 04.32.01.00021 / 09.32.01.00021 - Restritor para Cimento 21 mm, 04.32.01.00024 / 09.32.01.00024 - Restritor para Cimento 24 mm, 04.32.02.00009 / 09.32.02.00009 - Restritor de Cimento 09 mm - PMMA, 04.32.02.00011 / 09.32.02.00011 - Restritor de Cimento 11 mm - PMMA, 04.32.02.00013 / 09.32.02.00013 - Restritor de Cimento 13 mm - PMMA, 04.32.02.00015 / 09.32.02.00015 - Restritor de Cimento 15 mm - PMMA. CLASSE : III 10417940039 8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA Componente tibial não modular para artroplastia de joelho25351.315701/2017-84 COMPONENTE BASE TIBIAL - MB FABRICANTE : MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA - BRASIL 2635-502 / 39.14.11.00002 - B ase Tibial T2,2635-503 / 39.14.11.00003 - Base Tibial T3,2635-504 / 39.14.11.00004 - Base Tibial T4,2635-505 / 39.14.11.00005 - Base Tibial T5,2635-506 / 39.14.11.00006 - Base Tibial T6,2635-507 / 39.14.11.00007 - Base Tibial T7,2635-592 / 39.14.12.00002 - Base Tibial para Alongamento T2,2635-593 / 39.14.12.00003 - Base Tibial para Alongamento T3,2635-594 / 39.14.12.00004 - Base Tibial para Alongamento T4,2635-595 / 39.14.12.00005 - Base Tibial para Alongamento T5,2635-596 / 39.14.12.00006 - Base Tibial para Alongamento T6,2635-597 / 39.14.12.00007 - Base Tibial para Alongamento T7,2609-572-005 / 39.05.24.00205 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 05 mm - C -,2609-572-010 / 39.05.24.00210 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 10 mm - C -,2609-572-015 / 39.05.24.00215 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 15 mm - C -,2609-572-020 / 39.05.24.00220 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 20 mm - C -,2609-573-005 / 39.05.24.00305 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 05 mm - C -,2609-573-010 / 39.05.24.00310 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 10 mm - C -,2609-573-015 / 39.05.24.00315 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 15 mm - C -,2609-573-020 / 39.05.24.00320 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 20 mm - C -,2609-574-005 / 39.05.24.00405 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 05 mm - C -,2609-574-010 / 39.05.24.00410 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 10 mm - C -,2609-574-015 / 39.05.24.00415 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 15 mm - C -,2609-574-020 / 39.05.24.00420 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 20 mm - C -,2609-575-005 / 39.05.24.00505 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 05 mm - C -,2609-575-010 / 39.05.24.00510 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 10 mm - C -,2609-575-015 / 39.05.24.00515 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 15 mm - C -,2609-575-020 / 39.05.24.00520 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 20 mm - C -,2609-576-005 / 39.05.24.00605 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 05 mm - C -,2609-576-010 / 39.05.24.00610 - Calço Tibial Parcial

Paralelo T6 X 10 mm - C -,2609-576-015 / 39.05.24.00615 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 15 mm - C -,2609-576-020 / 39.05.24.00620 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 20 mm - C -,2609-577-005 / 39.05.24.00705 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 05 mm - C -,2609-577-010 / 39.05.24.00710 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 10 mm - C -,2609-577-015 / 39.05.24.00715 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 15 mm - C -,2609-577-020 / 39.05.24.00720 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 20 mm - C -,2609-572-105 / 39.05.24.10205 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 05 mm - T -,2609-572-110 / 39.05.24.10210 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 10 mm - T -,2609-572-115 / 39.05.24.10215 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 15 mm - T -,2609-572-120 / 39.05.24.10220 - Calço Tibial Parcial Paralelo T2 X 20 mm - T -,2609-573-105 / 39.05.24.10305 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 05 mm - T -,2609-573-110 / 39.05.24.10310 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 10 mm - T -,2609-573-115 / 39.05.24.10315 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 15 mm - T -,2609-573-120 / 39.05.24.10320 - Calço Tibial Parcial Paralelo T3 X 20 mm - T -,2609-574-105 / 39.05.24.10405 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 05 mm - T -,2609-574-110 / 39.05.24.10410 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 10 mm - T -,2609-574-115 / 39.05.24.10415 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 15 mm - T -,2609-574-120 / 39.05.24.10420 - Calço Tibial Parcial Paralelo T4 X 20 mm - T -,2609-575-105 / 39.05.24.10505 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 05 mm - T -,2609-575-110 / 39.05.24.10510 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 10 mm - T -,2609-575-115 / 39.05.24.10515 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 15 mm - T -,2609-575-120 / 39.05.24.10520 - Calço Tibial Parcial Paralelo T5 X 20 mm - T -,2609-576-105 / 39.05.24.10605 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 05 mm - T -,2609-576-110 / 39.05.24.10610 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 10 mm - T -,2609-576-115 / 39.05.24.10615 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 15 mm - T -,2609-576-120 / 39.05.24.10620 - Calço Tibial Parcial Paralelo T6 X 20 mm - T -,2609-577-105 / 39.05.24.10705 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 05 mm - T -,2609-577-110 / 39.05.24.10710 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 10 mm - T -,2609-577-115 / 39.05.24.10715 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 15 mm - T -,2609-577-120 / 39.05.24.10720 - Calço Tibial Parcial Paralelo T7 X 20 mm - T -,2608-572-016 / 39.05.25.00216 - Calço Tibial Parcial Angulado T2 X 16° - C -,2608-572-026 / 39.05.25.00226 - Calço Tibial Parcial Angulado T2 X 26° - C -,2608-573-016 / 39.05.25.00316 - Calço Tibial Parcial Angulado T3 X 16° - C -,2608-573-026 / 39.05.25.00326 - Calço Tibial Parcial Angulado T3 X 26° - C -,2608-574-016 / 39.05.25.00416 - Calço Tibial Parcial Angulado T4 X 16° - C -,2608-574-026 / 39.05.25.00426 - Calço Tibial Parcial Angulado T4 X 26° - C -,2608-575-016 / 39.05.25.00516 - Calço Tibial Parcial Angulado T5 X 16° - C -,2608-575-026 / 39.05.25.00526 - Calço Tibial Parcial Angulado T5 X 26° - C -,2608-576-016 / 39.05.25.00616 - Calço Tibial Parcial Angulado T6 X 16° - C -,2608-576-026 / 39.05.25.00626 - Calço Tibial Parcial Angulado T6 X 26° - C -,2608-577-016 / 39.05.25.00716 - Calço Tibial Parcial Angulado T7 X 16° - C -,2608-577-026 / 39.05.25.00726 - Calço Tibial Parcial Angulado T7 X 26° - C -,2608-572-116 / 39.05.25.10216 - Calço Tibial Parcial Angulado T2 X 16° - T -,2608-572-126 / 39.05.25.10226 - Calço Tibial Parcial Angulado T2 X 26° - T -,2608-573-116 / 39.05.25.10316 - Calço Tibial Parcial Angulado T3 X 16° - T -,2608-573-126 / 39.05.25.10326 - Calço Tibial Parcial Angulado T3 X 26° - T -,2608-574-116 / 39.05.25.10416 - Calço Tibial Parcial Angulado T4 X 16° - T -,2608-574-126 / 39.05.25.10426 - Calço Tibial Parcial Angulado T4 X 26° - T -,2608-575-116 / 39.05.25.10516 - Calço Tibial Parcial Angulado T5 X 16° - T -,2608-575-126 / 39.05.25.10526 - Calço Tibial Parcial Angulado T5 X 26° - T -,2608-576-116 / 39.05.25.10616 - Calço Tibial Parcial Angulado T6 x 16° - T -,2608-576-126 / 39.05.25.10626 - Calço Tibial Parcial Angulado T6 X 26° - T -,2608-577-116 / 39.05.25.10716 - Calço Tibial Parcial Angulado T7 X 16° - T -,2608-577-126 / 39.05.25.10726 - Calço Tibial Parcial Angulado T7 X 26° - T -,2608-572-022 / 39.15.26.00222 - Calço Tibial 1/3 Angulado T2 X 22° - C -,2608-573-022 / 39.15.26.00322 - Calço Tibial 1/3 Angulado T3 X 22° - C -,2608-574-022 / 39.15.26.00422 - Calço Tibial 1/3 Angulado T4 X 22° - C -,2608-575-022 / 39.15.26.00522 - Calço Tibial 1/3 Angulado T5 X 22° - C -,2608-576-022 / 39.15.26.00622 - Calço Tibial 1/3 Angulado T6 X 22° - C -,2608-577-022 / 39.15.26.00722 - Calço Tibial 1/3 Angulado T7 X 22° - C -,2608-572-122 / 39.15.26.10222 - Calço Tibial 1/3 Angulado T2 X 22° - T -,2608-573-122 / 39.15.26.10322 - Calço Tibial 1/3 Angulado T3 X 22° - T -,2608-574-122 / 39.15.26.10422 - Calço Tibial 1/3 Angulado T4 X 22° - T -,2608-575-122 / 39.15.26.10522 - Calço Tibial 1/3 Angulado T5 X 22° - T -,2608-576-122 / 39.15.26.10622 - Calço Tibial 1/3 Angulado T6 x 22° - T -,2608-577-122 / 39.15.26.10722 - Calço Tibial 1/3 Angulado T7 X 22° - T -,2607-572-007 / 39.15.27.00207 - Calço Tibial Total Angulado T2 X 07° - C -,2607-573-007 / 39.15.27.00307 - Calço Tibial Total Angulado T3 X 07° - C -,2607-574-007 / 39.15.27.00407 - Calço Tibial Total Angulado T4 X 07° - C -,2607-575-007 / 39.15.27.00507 - Calço Tibial Total Angulado T5 X 07° - C -,2607-576-007 / 39.15.27.00607 - Calço Tibial Total Angulado T6 X 07° - C -,2607-577-007 / 39.15.27.00707 - Calço Tibial Total Angulado T7 X 07° - C -,2607-572-107 / 39.15.27.10207 - Calço Tibial Total Angulado T2 X 07° - T -,2607-573-107 / 39.15.27.10307 - Calço Tibial Total Angulado T3 X 07° - T -,2607-574-107 / 39.15.27.10407 - Calço Tibial Total Angulado T4 X 07° - T -,2607-575-107 / 39.15.27.10507 - Calço Tibial Total Angulado T5 X 07° - T -,2607-576-107 / 39.15.27.10607 - Calço Tibial Total Angulado T6 X 07° - T -,2607-577-107 / 39.15.27.10707 - Calço Tibial Total Angulado T7 X 07° - T -,2626-610-040 / 39.25.23.10040 - Pino Alongador STD Ø 10x085 mm (040 mm) - C -,2626-611-040 / 39.25.23.11040 - Pino Alongador STD Ø 11x085 mm (040 mm) - C -,2626-612-040 / 39.25.23.12040 - Pino

[illegible][illegible][illegible]

39.25.07.24160 - Pino Alongador Curvo Ø24x205 mm (160 mm) - T -,2626-325-160 / 39.25.07.25160 - Pino Alongador Curvo Ø25x205 mm (160 mm) - T -,2626-310-200 / 39.25.07.10200 - Pino Alongador Curvo Ø10x245 mm (200 mm) - T -,2626-311-200 / 39.25.07.11200 - Pino Alongador Curvo Ø11x245 mm (200 mm) - T -,2626-312-200 / 39.25.07.12200 - Pino Alongador Curvo Ø12x245 mm (200 mm) - T -,2626-313-200 / 39.25.07.13200 - Pino Alongador Curvo Ø13x245 mm (200 mm) - T -,2626-314-200 / 39.25.07.14200 - Pino Alongador Curvo Ø14x245 mm (200 mm) - T -,2626-315-200 / 39.25.07.15200 - Pino Alongador Curvo Ø15x245 mm (200 mm) - T -,2626-316-200 / 39.25.07.16200 - Pino Alongador Curvo Ø16x245 mm (200 mm) - T -,2626-317-200 / 39.25.07.17200 - Pino Alongador Curvo Ø17x245 mm (200 mm) - T -,2626-318-200 / 39.25.07.18200 - Pino Alongador Curvo Ø18x245 mm (200 mm) - T -,2626-319-200 / 39.25.07.19200 - Pino Alongador Curvo Ø19x245 mm (200 mm) - T -,2626-320-200 / 39.25.07.20200 - Pino Alongador Curvo Ø20x245 mm (200 mm) - T -,2626-321-200 / 39.25.07.21200 - Pino Alongador Curvo Ø21x245 mm (200 mm) - T -,2626-322-200 / 39.25.07.22200 - Pino Alongador Curvo Ø22x245 mm (200 mm) - T -,2626-323-200 / 39.25.07.23200 - Pino Alongador Curvo Ø23x245 mm (200 mm) - T -,2626-324-200 / 39.25.07.24200 - Pino Alongador Curvo Ø24x245 mm (200 mm) - T -,2626-325-200 / 39.25.07.25200 - Pino Alongador Curvo Ø25x245 mm (200 mm) - T -,2626-910-160 / 39.25.26.12160 - Pino Alongador Cônico Ø 10x205 mm (160 mm) - C -,2626-911-160 / 39.25.26.12160 - Pino Alongador Cônico Ø 11x205 mm (160 mm) - C -,2626-912-160 / 39.25.26.12160 - Pino Alongador Cônico Ø 12x205 mm (160 mm) - C -,2626-913-160 / 39.25.26.12160 - Pino Alongador Cônico Ø 13x205 mm (160 mm) - C -,2626-914-160 / 39.25.26.14160 - Pino Alongador Cônico Ø 14x205 mm (160 mm) - C -,2626-915-160 / 39.25.26.15160 - Pino Alongador Cônico Ø 15x205 mm (160 mm) - C -,2626-916-160 / 39.25.26.16160 - Pino Alongador Cônico Ø 16x205 mm (160 mm) - C -,2626-917-160 / 39.25.26.17160 - Pino Alongador Cônico Ø 17x205 mm (160 mm) - C -,2626-918-160 / 39.25.26.18160 - Pino Alongador Cônico Ø 18x205 mm (160 mm) - C -,2626-919-160 / 39.25.26.19160 - Pino Alongador Cônico Ø 19x205 mm (160 mm) - C -,2626-920-160 / 39.25.26.20160 - Pino Alongador Cônico Ø 20x205 mm (160 mm) - C -,2626-921-160 / 39.25.26.21160 - Pino Alongador Cônico Ø 21x205 mm (160 mm) - C -,2626-922-160 / 39.25.26.22160 - Pino Alongador Cônico Ø 22x205 mm (160 mm) - C -,2626-923-160 / 39.25.26.23160 - Pino Alongador Cônico Ø 23x205 mm (160 mm) - C -,2626-924-160 / 39.25.26.24160 - Pino Alongador Cônico Ø 24x205 mm (160 mm) - C -,2626-925-160 / 39.25.26.25160 - Pino Alongador Cônico Ø 25x205 mm (160 mm) - C -,2626-910-200 / 39.25.26.12200 - Pino Alongador Cônico Ø 10x245 mm (200 mm) - C -,2626-911-200 / 39.25.26.12200 - Pino Alongador Cônico Ø 11x245 mm (200 mm) - C -,2626-912-200 / 39.25.26.12200 - Pino Alongador Cônico Ø 12x245 mm (200 mm) - C -,2626-913-200 / 39.25.26.12200 - Pino Alongador Cônico Ø 13x245 mm (200 mm) - C -,2626-914-200 / 39.25.26.14200 - Pino Alongador Cônico Ø 14x245 mm (200 mm) - C -,2626-915-200 / 39.25.26.15200 - Pino Alongador Cônico Ø 15x245 mm (200 mm) - C -,2626-916-200 / 39.25.26.16200 - Pino Alongador Cônico Ø 16x245 mm (200 mm) - C -,2626-917-200 / 39.25.26.17200 - Pino Alongador Cônico Ø 17x245 mm (200 mm) - C -,2626-918-200 / 39.25.26.18200 - Pino Alongador Cônico Ø 18x245 mm (200 mm) - C -,2626-919-200 / 39.25.26.19200 - Pino Alongador Cônico Ø 19x245 mm (200 mm) - C -,2626-920-200 / 39.25.26.20200 - Pino Alongador Cônico Ø 20x245 mm (200 mm) - C -,2626-921-200 / 39.25.26.21200 - Pino Alongador Cônico Ø 21x245 mm (200 mm) - C -,2626-922-200 / 39.25.26.22200 - Pino Alongador Cônico Ø 22x245 mm (200 mm) - C -,2626-923-200 / 39.25.26.23200 - Pino Alongador Cônico Ø 23x245 mm (200 mm) - C -,2626-924-200 / 39.25.26.24200 - Pino Alongador Cônico Ø 24x245 mm (200 mm) - C -,2626-925-200 / 39.25.26.25200 - Pino Alongador Cônico Ø 25x245 mm (200 mm) - C -,2626-410-160 / 39.25.13.10160 - Pino Alongador Cônico Ø10x205 mm (160 mm) - T -,2626-411-160 / 39.25.13.11160 - Pino Alongador Cônico Ø11x205 mm (160 mm) - T -,2626-412-160 / 39.25.13.12160 - Pino Alongador Cônico Ø12x205 mm (160 mm) - T -,2626-413-160 / 39.25.13.13160 - Pino Alongador Cônico Ø13x205 mm (160 mm) - T -,2626-414-160 / 39.25.13.14160 - Pino Alongador Cônico Ø14x205 mm (160 mm) - T -,2626-415-160 / 39.25.13.15160 - Pino Alongador Cônico Ø15x205 mm (160 mm) - T -,2626-416-160 / 39.25.13.16160 - Pino Alongador Cônico Ø16x205 mm (160 mm) - T -,2626-417-160 / 39.25.13.17160 - Pino Alongador Cônico Ø17x205 mm (160 mm) - T -,2626-418-160 / 39.25.13.18160 - Pino Alongador Cônico Ø18x205 mm (160 mm) - T -,2626-419-160 / 39.25.13.19160 - Pino Alongador Cônico Ø19x205 mm (160 mm) - T -,2626-420-160 / 39.25.13.20160 - Pino Alongador Cônico Ø20x205 mm (160 mm) - T -,2626-421-160 / 39.25.13.21160 - Pino Alongador Cônico Ø21x205 mm (160 mm) - T -,2626-422-160 / 39.25.13.22160 - Pino Alongador Cônico Ø22x205 Mm (160 mm) - T -,2626-423-160 / 39.25.13.23160 - Pino Alongador Cônico Ø23x205 mm (160 mm) - T -,2626-424-160 / 39.25.13.24160 - Pino Alongador Cônico Ø24x205 mm (160 mm) - T -,2626-425-160 / 39.25.13.25160 - Pino Alongador Cônico Ø25x205 mm (160 mm) - T -, 2626-410-200 / 39.25.13.10200 - Pino Alongador Cônico Ø10x245 mm (200 mm) - T -,2626-411-200 / 39.25.13.11200 - Pino Alongador Cônico Ø11x245 mm (200 mm) - T -,2626-412-200 / 39.25.13.12200 - Pino Alongador Cônico Ø12x245 mm (200 mm) - T -,2626-413-200 / 39.25.13.13200 - Pino Alongador Cônico Ø13x245 mm (200 mm) - T -,2626-414-200 / 39.25.13.14200 - Pino Alongador Cônico Ø14x245 mm (200 mm) - T -,2626-415-200 / 39.25.13.15200 - Pino Alongador Cônico Ø15x245 mm (200 mm) - T -,2626-416-200 / 39.25.13.16200 - Pino Alongador Cônico Ø16x245 mm (200 mm) - T -,2626-417-200 / 39.25.13.17200 - Pino Alongador Cônico Ø17x245 mm (200 mm) - T -,2626-418-200 / 39.25.13.18200 - Pino Alongador Cônico Ø18x245 mm (200 mm) - T -,2626-419-200 / 39.25.13.19200 - Pino Alongador Cônico

Ø19x245 mm (200 mm) - T -,2626-420-200 / 39.25.13.20200 - Pino Alongador Cônico Ø20x245 mm (200 mm) - T -,2626-421-200 / 39.25.13.21200 - Pino Alongador Cônico Ø21x245 mm (200 mm) - T -,2626-422-200 / 39.25.13.22200 - Pino Alongador Cônico Ø22x245 mm (200 mm) - T -,2626-423-200 / 39.25.13.23200 - Pino Alongador Cônico Ø23x245 mm (200 mm) - T -,2626-424-200 / 39.25.13.24200 - Pino Alongador Cônico Ø24x245 mm (200 mm) - T -,2626-425-200 / 39.25.13.25200 - Pino Alongador Cônico Ø25x245 mm (200 mm) - T -, CLASSE : III 10417940135
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 8.03882-2
Capa Estéril Para Microscópio Cirúrgico 25351.461246/2010-66
CAPA ESTÉRIL PARA MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
FABRICANTE : MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
CMA 1122-S
CMA 1122-V
CMA 1322
CMA 6080
CMA 9048
CLASSE : I 80388220001
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Capa protetora 25351.461253/2010-75
FORRAÇÃO ESTÉRIL PARA CAMPO CIRÚRGICO
FABRICANTE : MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
FCC 1055
CLASSE : I 80388220002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Capa protetora 25351.461239/2010-02
CAPA PARA VÍDEO LAPAROSCOPIA ASSÉPTICA - CVA
FABRICANTE : MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
CVA 1325 E CVA AS 1325
CLASSE : I 80388220003
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

MEDIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.02596-1
RICKETTSLIA SP 25351.646539/2014-64
Rickettssia IFA IgM
FABRICANTE : DIASORIN MOLECULAR LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
80 determinações
CLASSE : III 10259610159
8011 - IVD - Alteração do fabricante legal do produto registrado (classes III ou IV)

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA 8.04955-1
Luvas Descartáveis 25351.744003/2015-48
Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo
MEDIX BRASIL
FABRICANTE : YTY INDUSTRY SDN. BHD. - MALÁSIA
Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo
MEDIX BRASIL - Tamanho PP (Extra-pequena). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho P (Pequena). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Top Quality Luvas para procedimentos não cirúrgicos de nitrilo MEDIX BRASIL - Tamanho G (Grande). cor azul, violeta, preta, pink, rosa. Composição: Nitrilo (borracha sintética), não estéril, ambidestra, sem pó, levemente texturizada nas pontas dos dedos.
CLASSE : I 80495510008
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.00473-0
GRAMPOS 25351.136608/2017-08
RECARGA PARA GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO LINEAR CORTANTE
FABRICANTE : Reach Surgical, Inc. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
ENDO SRC 4535BR> ENDO SRC 4535L> ENDO SRC 4535R> ENDO SRC 4548BL> ENDO SRC 4548BR> ENDO SRC 4548L> ENDO SRC 4548R> ENDO SRC 4550BR> ENDO SRC 4550L> ENDO SRC 4550R> ENDO SRC 6025BL> ENDO SRC 6025BR> ENDO SRC 6025L> ENDO SRC 6025R> ENDO SRC 6035BL> ENDO SRC 6035BR> ENDO SRC 6035L> ENDO SRC 6035R> ENDO SRC 6040BL> ENDO SRC 6040BR> ENDO SRC 6040L> ENDO SRC 6040R> ENDO SRC 6048BL> ENDO SRC 6048BR> ENDO SRC 6048L> ENDO SRC 6048R> ENDO SRC 6050BL> ENDO SRC 6050BR> ENDO SRC 6050L> ENDO SRC 6050R> ENDO SRC4550BL> ENDOSRC 6035BR>

CLASSE : III 80047300644
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9
Enxerto Osseo 25351.209163/2010-75
PASTA DE HIDROXIAPATITA NANO-PARTICULAR NANOSTIM
FABRICANTE : AAP BIOMATERIALS GMBH - ALEMANHA
PASTA DE HIDROXIAPATITA NANO-PARTICULAR NANOSTIM: 8470010;8470020;8470050;8470100.
CLASSE : IV 10339190351
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
KIT PARA INTRODUÇÃO DE CATETER VASCULAR, DIRIGÍVEL25351.366633/2013-88
FLEXCATH ADVANCE - BAINHA DEFLECTÍVEL COM DILATADOR
FABRICANTE : MEDTRONIC CRYOCATH LP - CANADÁ 4FC12
CLASSE : IV 10339190492
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 1.03093-1
FIXADOR 25351.073603/2017-02
BOTÃO DE FECHAMENTO DE CRÂNIO MICRONEURO ESTÉRIL
FABRICANTE : MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - BRASIL
30015000001 Botão MicroNeuro Ø11 mm Estéril
30015000002 Botão MicroNeuro Ø16 mm Estéril
30015000003 Botão MicroNeuro Ø20 mm Estéril
CLASSE : III 10309310054
80138 - MATERIAL - Alteração de apresentação comercial em registro de material implantável em ortopedia

MJS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA SAUDE LTDA ME 8.15182-4
Cimentos Odontologicos 25351.489444/2017-80
Cimento PBS CIMMO®
FABRICANTE : MJS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA SAUDE LTDA ME - BRASIL
O cimento PBS CIMMO® é comercializado em blister de filme plástico (PVC) e alumínio, embalado em caixa de papelão. Cada Blister possui 4 porções do produto, cada uma com 0,20g. Modelo: () Cimento PBS CIMMO Branco; () Cimento PBS CIMMO Cinza; (1) EMBALAGEM PRIMÁRIA 1 - Acondicionamento que está em contato direto com o produto e que pode se constituir em recipiente, envoltório ou qualquer outra forma de proteção, removível ou não, destinado a envasar ou manter, cobrir ou empacotar matérias-primas, produtos semi-elaborados ou produtos acabados. Descrição da embalagem primária: Tipo Blisters Fracionáveis, formato aberto: 75 x 40 mm Material: Blister de poliestireno e tampa de alumínio com impressão a 4 cores. Quantidade: 5000 unidades (2) EMBALAGEM PRIMÁRIA 2 - Recipiente destinado ao acondicionamento e envase de Insumos farmacêuticos que mantêm contato direto com os mesmos Descrição da embalagem primária: Tipo Frasco plástico conta gotas de 3 ml, cilíndrico, com tampa com rosca lacre. 45 mm de altura e 10 mm de diâmetro. Rótulo impresso em papel adesivo para identificar o frasco, formato : 45 x 25 mm, papel adesivo 90 gr, 4 x 0 cores, acabamento: refil, quantidade 5000 unidades. (3) EMBALAGEM SECUNDÁRIA - Recipiente destinado ao acondicionamento de Insumos Farmacêuticos em sua embalagem primária, Não mantendo contato com os mesmos. Descrição da embalagem secundária: Tipo Cartuchos, formato aberto: 168 x 152 mm / formato fechado: 60 x 100 x 18 mm Impressão Ofeset: 4 x 0 cores Papel: Supremo 300 gr Acabamento: Faca especial, dobras e cola Quantidade: 5000 unidades. (4) EMBALAGEM SECUNDÁRIA - Recipiente destinado ao acondicionamento de Insumos Farmacêuticos em sua embalagem primária, Não mantendo contato com os mesmos. Descrição da embalagem secundária: Tipo Cartuchos, formato aberto: 168 x 152 mm / formato fechado: 60 x 100 x 18 mm Impressão Ofeset: 4 x 0 cores Papel: Supremo 300 gr Acabamento: Faca especial, dobras e cola Quantidade: 5000 unidades.
CLASSE : II 81518240001
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

MR ANTUNES COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA ME 8.06081-4
Preservativos 25351.271771/2010-28
PRESERVATIVO THE BEST
FABRICANTE : UNIDOS CORPORATION - CORÉIA DO SUL
CLASSE : III 80608140001
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

NIDEK EYECARE DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS OPTICOS LTDA 8.06250-8
Lentes Intra-Oculares 25351.297954/2014-27
NEX-ACRI AA
FABRICANTE : NIDEK CO., LTDA - JAPÃO



- MODELO: N4-18YB / N4-11YB / N4-18YG / N4-11YG.
POTÊNCIA DO DIOPTRO: 1,0 D / 1,5 D / 2,0 D / 2,5 D / 3,0 D / 3,5 D / 4,0 D / 4,5 D / 5,0 D / 5,5 D / 6,0 D / 6,5 D / 7,0 D / 7,5 D / 8,0 D / 8,5 D / 9,0 D / 9,5 D / 10,0 D / 10,5 D / 11,0 D / 11,5 D / 12,0 D / 12,5 D / 13,0 D / 13,5 D / 14,0 D / 14,5 D / 15,0 D / 15,5 D / 16,0 D / 16,5 D / 17,0 D / 17,5 D / 18,0 D / 18,5 D / 19,0 D / 19,5 D / 20,0 D / 20,5 D / 21,0 D / 21,5 D / 22,0 D / 22,5 D / 23,0 D / 23,5 D / 24,0 D / 24,5 D / 25,0 D / 25,5 D / 26,0 D / 26,5 D / 27,0 D / 27,5 D / 28,0 D / 28,5 D / 29,0 D / 29,5 D / 30,0 D.

CLASSE : III 80625080029

8046 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro

NIPRO MEDICAL LTDA 1.03248-6

Sistema de Circulacao Extracorporea 25351.291189/2016-74

BRIZIO CF CONSOLE - Console para Bomba Centrífuga

FABRICANTE : NIPRO MEDICAL LTDA - BRASIL

BRZ+01CC

CLASSE : III 10324860092

80023 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Partes e Acessórios

NIVAA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.05832-2

Sistema de fixação não rígida, não absorvível para osteossíntese 25351.381889/2016-29

Sistema de Fixação Crânio Maxilo Facial TITAMED BVBA

FABRICANTE : Titamed Bvba - BÉLGICA

A05-90-003; A05-90-004; A06-90-003; A06-90-004; A08-90-003;
A08-90-004; A05-90-006; A06-90-006; A08-90-006; A05-90-010;
A06-90-010; A08-90-010; A05-90-016; A06-90-016; A08-90-016;
A05-90-104; A06-90-104; A08-90-104; A05-90-106; A06-90-106;
A08-90-106; A05-91-009; A06-91-009; A08-91-009; A05-92-003;
A05-92-006; A05-92-010; A06-92-003; A06-92-006; A06-92-010;
A08-92-003; A08-92-006; A08-92-010; A05-92-103; A05-92-106;
A05-92-110; A06-92-103; A06-92-106; A06-92-110; A08-92-103;
A08-92-106; A06-92-110; A05-92-304; A05-92-307; A05-92-311;
A06-92-304; A06-92-307; A06-92-311; A08-92-304; A08-92-307;
A08-92-311; A05-92-404; A05-92-407; A05-92-411; A06-92-404;
A06-92-407; A06-92-411; A08-92-404; A08-92-407; A08-92-411;
A05-93-006; A06-93-007; A08-93-007; A06-93-100; A06-93-104;
A06-93-108; A08-93-100; A08-93-104; A08-93-108; A05-94-005;
A06-94-005; A08-94-005; A05-94-007; A06-94-007; A08-94-007;
A05-95-004; A06-95-004; A08-95-004; A05-95-006; A06-95-006;
A08-95-006; A05-96-006; A06-96-006; A08-96-006; A05-96-008;
A06-96-008; A08-96-008; A05-96-011; A06-96-011; A08-96-011;
A05-97-004; A05-97-007; A06-97-007; A08-97-007; A08-97-004;
A08-97-007; A05-97-504; A05-97-507; A06-97-504; A06-97-507;
A08-97-504; A08-97-507; A05-98-004; A06-98-004; A08-98-004;
A05-98-006; A06-98-006; A05-98-006; A05-98-014; A06-98-014;
A08-98-014; A05-98-114; A06-98-114; A08-98-114; A03-86-001;
A04-86-002; A05-86-002; A05-86-003; A03-87-001; A04-87-001;
A03-87-003; A04-87-003; A06-88-012; A06-88-015; A06-88-018;
S13-10-003; S13-10-004; S13-10-005; S13-10-006; S13-10-008;
S13-10-010; S13-10-012; S13-10-014; S13-10-016; S13-10-018;
S13-10-020; S16-10-003; S16-10-004; S16-10-005; S16-10-006;
S16-10-008; S16-10-010; S16-10-012; S16-10-014; S16-10-016;
S16-10-018; S16-10-020; S13-20-003; S13-20-004; S13-20-005;
S13-20-006; S13-20-008; S16-20-003; S16-20-004; S16-20-005;
S16-20-006; S16-20-008; B06-90-002; B06-90-003; B06-90-004;
B07-90-002; B07-90-003; B07-90-004; B08-90-002; B08-90-003;
B08-90-004; B06-90-006; B07-90-006; B08-90-006; B06-90-008;
B07-90-008; B08-90-008; B06-90-010; B07-90-010; B08-90-010;
B06-90-016; B07-90-016; B06-90-016; B06-90-104; B07-90-104;
B08-90-104; B06-90-106; B07-90-106; B08-90-106; B06-90-108;
B07-90-108; B08-90-108; B06-92-003; B06-92-006; B06-92-010;
B07-92-003; B07-92-006; B07-92-010; B08-92-003; B08-92-006;
B08-92-010; B06-92-204; B06-92-207; B06-92-211; B07-92-204;
B07-92-207; B07-92-211; B08-92-204; B08-92-207; B08-92-211;
B06-92-505; B06-92-509; B06-92-513; B07-92-505; B07-92-509;
B07-92-513; B08-92-505; B08-92-509; B08-92-513; B06-94-005;
B07-94-005; B08-94-005; B06-94-007; B07-94-007; B08-94-007;
B08-94-105; B08-94-110; B08-94-115; B06-95-006; B07-95-006;
B08-95-006; B06-95-004; B07-95-004; B08-95-004; B06-98-106;
B07-98-106; B08-98-106; B08-99-205; B08-99-207; B08-99-209;
B08-99-213; B10-99-205; B10-99-207; B10-99-209; B10-99-213;
B10-99-004; B10-99-006; B10-99-008; B10-99-010; B10-99-012;
B10-99-105; B10-99-109; B10-99-115; B06-83-010; B06-83-012;
B08-84-200; B08-84-202; B08-84-204; B08-84-206; B08-84-208;
B08-84-210; B08-84-212; B08-84-300; B08-84-302; B08-84-304;
B08-84-306; B08-84-308; B08-84-310; B08-84-312; B08-84-000;
B08-84-002; B08-84-004; B08-84-006; B08-84-008; B08-84-010;
B08-84-012; B08-84-100; B08-84-102; B08-84-104; B08-84-106;
B08-84-108; B08-84-110; B08-84-112; B08-85-002; B08-85-003;
B08-85-004; B08-85-005; B08-85-006; B10-85-008; B10-85-010;
B10-85-012; S22-10-003; S22-10-004; S22-10-005; S22-10-006;
S22-10-008; S22-10-010; S22-10-012; S22-10-014; S22-10-016;
S22-10-018; S22-10-020.

S19-10-003, S19-10-004, S19-10-005, S19-10-006, S19-10-008, S19-10-010, S19-10-012, S19-10-014, S19-10-016, S19-10-018, S19-90-008, S19-90-010, S19-90-012, S19-91-008, S19-91-010, S19-91-012.

S21-10-004; S21-10-005; S21-10-006; S21-10-008; S21-10-010;
S21-10-012; S21-10-014; S21-10-016; S21-10-018; S21-10-020;
S21-20-004; S21-20-005; S21-20-006; S21-20-008; S24-10-004;
S24-10-005; S24-10-006; S24-10-008; S24-10-010; S24-10-012;
S24-10-014; S24-10-016; S24-10-018; S24-10-020; S24-20-004;
S24-20-005; S24-20-006; S24-20-008; S27-10-004; S27-10-005;
S27-10-006; S27-10-008; S27-10-010; S27-10-012; S27-10-014;

S27-10-016; S27-10-018; S27-10-020; B06-90-906; B06-90-908;
B06-90-910; B07-90-906; B07-90-908; B07-90-910; B06-90-062;
B06-90-082; B06-90-102; B07-90-062; B07-90-082; B07-90-102;
B08-90-062; B08-90-082; B08-90-102; A05-90-002; A05-90-102;
A06-90-002; A06-90-102; A08-90-002; A08-90-102; B06-96-006;
B07-96-006; B08-96-006; B06-96-008; B07-96-008; B08-96-008

CLASSE : III 80583220003

80143 - MATERIAL - Alteração de componente/acessório em

registro de sistema de material implantável em ortopedia

NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A 8.01534-8

Pincas 25351.660133/2012-11

PINÇAS ESTÉREIS E DE USO ÚNICO GRIESHABER

FABRICANTE : ALCON GRIESHABER AG - SUÍÇA

705.43 REVOLUTION DSP 25Ga End Grasping Forceps; 705.43P
REVOLUTION DSP 25Ga+ Endgrasping Forceps; 705.44
REVOLUTION DSP 25Ga ILM Forceps; 705.44P REVOLUTION
DSP 25Ga+ ILM Forceps; 706.43 REVOLUTION DSP 23Ga
Endgrasping Forceps; 706.44 REVOLUTION DSP 23Ga ILM
Forceps; 707.13 GRIESHABER®MAXGrip™ REV DSP Forceps,
20Ga.

CLASSE : II 80153480145

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.659976/2012-58

SYSTANE UL

FABRICANTE : ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. -

BRASIL

FABRICANTE : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS

UNIDOS DA AMÉRICA

SML, 10ML, 15ML

CLASSE : IV 80153480163

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso,
contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em
registros

8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro

NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. 1.03553-9

Monitor de Pressao Arterial Nao Invasivo 25351.030851/2017-05

Monitor de Pressão Arterial de Pulso Automático

FABRICANTE : NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS

LTDA. - BRASIL

HEM-6124

HEM-6125

HEM-6132

CLASSE : II 10355390024

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 8.00746-4

Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição corpo-
discal 25351.616760/2013-59

SISTEMA PARA CORPECTOMIA NUVASIVE

FABRICANTE : NUVASIVE, INC. - ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

6262600 Endcap, 26mm, 0°, 18mm 6262604 Endcap, 26mm, 4°,
18mm 6262608 Endcap, 26mm, 8°, 18mm 7222200 Endcap, 22mm,
0°, 22mm 7222204 Endcap, 22mm, 4°, 22mm 7222208 Endcap,
22mm, 8°, 22mm 7222212 Endcap, 22mm, 12°, 22mm 7224000
Endcap, 22x40mm, 0° 7224004 Endcap, 22x40mm, 4° 7224008
Endcap, 22x40mm, 8° 7224012 Endcap, 22x40mm, 12° 7225000
Endcap, 22x50mm, 0° 7225004 Endcap, 22x50mm, 4° 7225008
Endcap, 22x50mm, 8° 7225012 Endcap, 22x50mm, 12° 7226000
Endcap, 22x30mm, 0° 7226004 Endcap, 22x30mm, 4° 7226008
Endcap, 22x30mm, 8° 7226012 Endcap, 22x30mm, 12° 7226200
Endcap, 26mm, 0°, 22mm 7262604 Endcap, 26mm, 4°, 22mm
7262608 Endcap, 26mm, 8°, 22mm 7262612 Endcap, 26mm, 12°,
22mm 7303000 Endcap, 30mm, 0°, 22mm 7303004 Endcap, 30mm,
4°, 22mm 7303008 Endcap, 30mm, 8°, 22mm 7303012 Endcap,
30mm, 12°, 22mm 5950400 Ø16mm Endcap, Ø14, 0° 5951520
Endcap, 15x12mm, 0° 5951526 Ø12x15x12mm, 7° Top Lord
5951527 Ø12x15x12mm, 7° Btm Lord 5951740 Endcap, 17x14mm,
0° 5951746 Ø12x17x12mm, 7° Top Lord 5951747 Ø12x17x12mm,
7° Btm Lord 5960200 Endcap, Ø14 par round Ø12 5960400 Endcap,
Ø16 par round Ø14 5962520 Ø12mm Core, Parallel, 15x12mm
5962521 Endcap, Ø12mm Core, Contoured, Top, 15x12mm 5962526
Endcap, Ø12mm Core, Lordotic, Bottom, 15x12mm 5962527
Endcap, Ø12mm Core, Lordotic, Top, 15x12mm 5962740 Endcap,
Ø12mm Core, Parallel, 17x14mm 5962741 Endcap, Ø12mm Core,
Contoured, Top, 17x14mm 5962746 Endcap, Ø12mm Core, Lordotic,
Bottom, 17x14mm 5962747 Endcap, Ø12mm Core, Lordotic, Top,
17x14mm 5963740 Endcap, Ø14mm Core, Angled, Parallel, Top,
17x14mm 5963745 Endcap, Ø14mm Core, Angled, Parallel, Bottom,
17x14mm 5963746 Endcap, Ø14mm Core, Angled, Kyphotic,
Bottom, 17x14mm 5963747 Endcap, Ø14mm Core, Angled,
Kyphotic, Top, 17x14mm 5963960 Endcap, Ø14mm Core, Angled,
Parallel, Top, 19x16mm 5963965 Endcap, Ø14mm Core, Angled,
Parallel, Bottom, 19x16mm 5963966 Endcap, Ø14mm Core, Angled,
Kyphotic, Bottom, 19x16mm 5963967 Endcap, Ø14mm Core,
Angled, Kyphotic, Top, 19x16mm 5964740 Endcap, Ø14 Core,
Parallel, 17x14mm 5964741 Endcap, Ø14 Core, Contoured, Top,
17x14mm 5964746 Endcap, Ø14 Core, Lordotic, Bottom, 17x14mm
5964747 Endcap, Ø14 Core, Lordotic, Top, 17x14mm 5964960
Endcap, Ø14 Core, Parallel, 19x16mm 5964961 X-CORE Mini Ti,
19x16mm Ø14 Convex Top 5964966 Endcap, Ø14 Core, Lordotic,
Bottom, 19x16mm 5964967 Endcap, Ø14 Core, Lordotic, Top,
19x16mm 6539001 Lock Screw, Ø18mm 6539002 Lock Screw,
Ø2mm 1552191 VBR Set Screw, Core 7110001 Lock Screw, Ø16
Core 7110003 Lock Screw, Core 7162000 Lock Screw, Endcap

1564933 Lock Screw 5950011 Lock Screw, Endcap 5960011 Lock
Screw, Endcap 5960033 Lock Screw, Ø12mm 5960034 Lock Screw,
Ø14mm 7820015 Traverse Plate, Size 15 Fixed 7820020 Traverse
Plate, Size 20 Fixed 7820025 Traverse Plate, Size 25 Fixed 7820030
Traverse Plate, Size 30 Fixed 7820035 Traverse Plate, Size 35 Fixed
7820040 Traverse Plate, Size 40 Fixed 7820045 Traverse Plate, Size
45 Fixed 7820050 Traverse Plate, Size 50 Fixed 7820055 Traverse
Plate, Size 55 Fixed 7820060 Traverse Plate, Size 60 Fixed 7820065
Traverse Plate, Size 65 Fixed 7820070 Traverse Plate, Size 70 Fixed
7820075 Traverse Plate, Size 75 Fixed 7820080 Traverse Plate, Size
80 Fixed 7820085 Traverse Plate, Size 85 Fixed 7820090 Traverse
Plate, Size 90 Fixed 7821040 Traverse Plate, Size 40 Compression
7821045 Traverse Plate, Size 45 Compression 7821050 Traverse
Plate, Size 50 Compression 7821055 Traverse Plate, Size 55
Compression 7821060 Traverse Plate, Size 60 Compression 7821065
Traverse Plate, Size 65 Compression 7821070 Traverse Plate, Size
70 Compression 7821075 Traverse Plate, Size 75 Compression
7821080 Traverse Plate, Size 80 Compression 7821085 Traverse
Plate, Size 85 Compression 7821090 Traverse Plate, Size 90
Compression 7821095 Traverse Plate, Size 95 Compression 7821100
Traverse Plate, Size 100 Compression 7821105 Traverse Plate, Size
105 Compression 7821070 Traverse Plate, 70mm Compression ATL
7812075 Traverse Plate, 75mm Compression ATL 7812080 Traverse
Plate, 80mm Compression ATL 7812085 Traverse Plate, 85mm
Compression ATL 7812090 Traverse Plate, 90mm Compression ATL
7812095 Traverse Plate, 95mm Compression ATL 7812100 Traverse
Plate, 100mm Compression ATL 7812105 Traverse Plate, 105mm
Compression ATL 7812110 Traverse Plate, 110mm Compression
ATL 7812120 Traverse Plate, 120mm Compression ATL 7812130
Traverse Plate, 130mm Compression ATL 7810060 Traverse Plate,
60mm Fixed ATL 7810065 Traverse Plate, 65mm Fixed ATL
7810070 Traverse Plate, 70mm Fixed ATL 7810075 Traverse Plate,
75mm Fixed ATL 7810080 Traverse Plate, 80mm Fixed ATL
7810085 Traverse Plate, 85mm Fixed ATL 7810090 Traverse Plate,
90mm Fixed ATL 7810095 Traverse Plate, 95mm Fixed ATL
7810100 Traverse Plate, 100mm Fixed ATL 7810110 Traverse Plate,
110mm Fixed ATL 7810120 Traverse Plate, 120mm Fixed ATL
7822040 Traverse Plate, 40mm 2-Bolt 7822045 Traverse Plate,
45mm 2-Bolt 7822050 Traverse Plate, 50mm 2-Bolt 7822055
Traverse Plate, 55mm 2-Bolt 7822060 Traverse Plate, 60mm 2-Bolt
7822065 Traverse Plate, 65mm 2-Bolt 7822070 Traverse Plate,
70mm 2-Bolt 7822075 Traverse Plate, 75mm 2-Bolt 7822080
Traverse Plate, 80mm 2-Bolt 7822085 Traverse Plate, 85mm 2-Bolt
7822090 Traverse Plate, 90mm 2-Bolt 7822095 Traverse Plate,
95mm 2-Bolt 7822100 Traverse Plate, 100mm 2-Bolt 7822105
Traverse Plate, 105mm 2-Bolt 7835525 Traverse Screw, 5.5x25mm
7835530 Traverse Screw, 5.5x30mm 7835535 Traverse Screw,
5.5x35mm 7835540 Traverse Screw, 5.5x40mm 7835545 Traverse
Screw, 5.5x45mm 7835550 Traverse Screw, 5.5x50mm 7835555
Traverse Screw, 5.5x55mm 7835560 Traverse Screw, 5.5x60mm
7835565 Traverse Screw, 5.5x65mm 7846525 Traverse Screw,
6.5x25mm 7846530 Traverse Screw, 6.5x30mm 7846535 Traverse
Screw, 6.5x35mm 7846540 Traverse Screw, 6.5x40mm 7846545
Traverse Screw, 6.5x45mm 7846550 Traverse Screw, 6.5x50mm
7846555 Traverse Screw, 6.5x55mm 7846560 Traverse Screw,
6.5x60mm 7846565 Traverse Screw, 6.5x65mm 7845525 Traverse
Bolt, 5.5x25mm Plate 7845530 Traverse Bolt, 5.5x30mm Plate
7845535 Traverse Bolt, 5.5x35mm Plate 7845540 Traverse Bolt,
5.5x40mm Plate 7845545 Traverse Bolt, 5.5x45mm Plate 7845550
Traverse Bolt, 5.5x50mm Plate 7845555 Traverse Bolt, 5.5x55mm
Plate 7845560 Traverse Bolt, 5.5x60mm Plate 7845565 Traverse
Bolt, 5.5x65mm Plate 7856525 Traverse Bolt, 6.5x25mm Plate
7856530 Traverse Bolt, 6.5x30mm Plate 7856535 Traverse Bolt,
6.5x35mm Plate 7856540 Traverse Bolt, 6.5x40mm Plate 7856545
Traverse Bolt, 6.5x45mm Plate 7856550 Traverse Bolt, 6.5x50mm
Plate 7856555 Traverse Bolt, 6.5x55mm Plate 7856560 Traverse
Bolt, 6.5x60mm Plate 7856565 Traverse Bolt, 6.5x65mm Plate
7867525 Traverse Bolt, 7.5x25mm Plate 7867530 Traverse Bolt,
7.5x30mm Plate 7867535 Traverse Bolt, 7.5x35mm Plate 7867540
Traverse Bolt, 7.5x40mm Plate 7867545 Traverse Bolt, 7.5x45mm
Plate 7867550 Traverse Bolt, 7.5x50mm Plate 7867555 Traverse
Bolt, 7.5x55mm Plate 7867560 Traverse Bolt, 7.5x60mm Plate
7867565 Traverse Bolt, 7.5x65mm Plate 7868525 Traverse Bolt,
8.5x25mm Plate 7868530 Traverse Bolt, 8.5x30mm Plate 7868535
Traverse Bolt, 8.5x35mm Plate 7868540 Traverse Bolt, 8.5x40mm
Plate 7868545 Traverse Bolt, 8.5x45mm Plate 7868550 Traverse
Bolt, 8.5x50mm Plate 7868555 Traverse Bolt, 8.5x55mm Plate
7868560 Traverse Bolt, 8.5x60mm Plate 7868565 Traverse Bolt,
8.5x65mm Plate 7815525 Traverse Screw, 5.5x25mm ATL 7815530
Traverse Screw, 5.5x30mm ATL 7815535 Traverse Screw,
5.5x35mm ATL 7815540 Traverse Screw, 5.5x40mm ATL 7815545
Traverse Screw, 5.5x45mm ATL 7815550 Traverse Screw, 5.5x50mm
ATL 7815555 Traverse Screw, 5.5x55mm ATL 7815560 Traverse
Screw, 5.5x60mm ATL 7815565 Traverse Screw, 5.5x65mm ATL
7816525 Traverse Screw, 6.5x25mm ATL 7816530 Traverse Screw,
6.5x30mm ATL 7816535 Traverse Screw, 6.5x35mm ATL 7816540
Traverse Screw, 6.5x40mm ATL 7816545 Traverse Screw, 6.5x45mm
ATL 7816550 Traverse Screw, 6.5x50mm ATL 7816555 Traverse
Screw, 6.5x55mm ATL 7816560 Traverse Screw, 6.5x60mm ATL
7816565 Traverse Screw, 6.5x65mm ATL 7822035 Traverse Plate,
35mm 2 Bolt 7830001 Traverse Lock Nut 7830002 Traverse Lock
Nut, Plate
6591011 X-CORE, 18mm, 20-22mm 6591012 X-CORE, 18mm, 21-
25mm 6591013 X-CORE, 18mm, 24-31mm 6591014 X-CORE,
18mm, 28-40mm 6591015 X-CORE, 18mm

CORE, 22mm, 41-65mm 6591027 X-CORE, 22mm, 47-75mm 7160012 X-CORE 2, 16mm, 12mm Static 7160014 X-CORE 2, 16mm, 14mm Static 7160022 X-CORE 2, 16mm, 16-22mm 7160025 X-CORE 2, 16mm, 18-25mm 7160035 X-CORE 2, 16mm, 23-35mm 7160041 X-CORE 2, 16mm, 26-41mm 7160049 X-CORE 2, 16mm, 30-49mm 7160063 X-CORE 2, 16mm, 37-63mm 7160075 X-CORE 2, 16mm, 43-75mm 7160087 X-CORE 2, 16mm, 49-87mm 7180016 X-CORE 2, 18mm, 16mm Static 7180018 X-CORE 2, 18mm, 18mm Static 7180025 X-CORE 2, 18mm, 20-25mm 7180027 X-CORE 2, 18mm, 21-27mm 7180033 X-CORE 2, 18mm, 24-33mm 7180041 X-CORE 2, 18mm, 28-41mm 7180055 X-CORE 2, 18mm, 35-55mm 7180067 X-CORE 2, 18mm, 41-67mm 7180079 X-CORE 2, 18mm, 47-79mm 7180121 X-CORE 2, 18mm, 68-121mm 7220016 X-CORE 2, 16mm Static 7220018 X-CORE 2, 18mm Static 7220025 X-CORE 2, 20-25mm 7220027 X-CORE 2, 21-27mm 7220033 X-CORE 2, 24-33mm 7220041 X-CORE 2, 28-41mm 7220055 X-CORE 2, 35-55mm 7220067 X-CORE 2, 41-67mm 7220079 X-CORE 2, 47-79mm 7220121 X-CORE 2, 68-121mm 5952162 X-CORE Mini, Ø12mm, 17-24mm 5952213 X-CORE Mini, Ø12mm, 22-34mm 5952243 X-CORE Mini, Ø12mm, 25-39mm 5952284 X-CORE Mini, Ø12mm, 29-48mm 5952356 X-CORE Mini, Ø12mm, 36-62mm 5952417 X-CORE Mini, Ø12mm, 42-74mm 5954213 X-CORE Mini, Ø14mm, 22-34mm 5954243 X-CORE Mini, Ø14mm, 25-39mm 5954284 X-CORE Mini, Ø14mm, 29-48mm 5954356 X-CORE Mini, Ø14mm, 36-62mm 5954417 X-CORE Mini, Ø14mm, 42-74mm 5962152 X-CORE Mini, Ø12mm, 15-20mm 5962172 X-CORE Mini, Ø12mm, 17-24mm 5962223 X-CORE Mini, Ø12mm, 22-34mm 5962253 X-CORE Mini, Ø12mm, 25-40mm 5962294 X-CORE Mini, Ø12mm, 29-48mm 5962366 X-CORE Mini, Ø12mm, 36-62mm 5962427 X-CORE Mini, Ø12mm, 42-74mm 5964152 X-CORE Mini, Ø14mm, 15-20mm 5964172 X-CORE Mini, Ø14mm, 17-24mm 5964223 X-CORE Mini, Ø14mm, 22-34mm 5964253 X-CORE Mini, Ø14mm, 25-40mm 5964294 X-CORE Mini, Ø14mm, 29-48mm 5964366 X-CORE Mini, Ø14mm, 36-62mm 5964427 X-CORE Mini, Ø14mm, 42-74mm 6533431 Endcap, 18 x 30, -4º 6533131 Endcap, 18 x 30, 0º 6533231 Endcap, 18 x 30, 4º 6533331 Endcap, 18 x 30, 8º 6533441 Endcap, 18 x 40, -4º 6533141 Endcap, 18 x 40, 0º 6533241 Endcap, 18 x 40, 4º 6533341 Endcap, 18 x 40, 8º 6533451 Endcap, 18 x 50, -4º 6533151 Endcap, 18 x 50, 0º 6533251 Endcap, 18 x 50, 4º 6533351 Endcap, 18 x 50, 8º 6533461 Endcap, 22 x 40, 0º 6533541 Endcap, 22 x 40, 4º 6533641 Endcap, 22 x 40, 8º 6533541 Endcap, 22 x 40, 12º 6533251 Endcap, 22 x 50, 0º 6533551 Endcap, 22 x 50, 4º 6533451 Endcap, 22 x 50, 8º 6533551 Endcap, 22 x 50, 12º 6533261 Endcap, 22 x 60, 0º 6533361 Endcap, 22 x 60, 4º 6533461 Endcap, 22 x 60, 8º 6533561 Endcap, 22 x 60, 12º 5163014 Endcap, 16x16x30mm, -4º 5163000 Endcap, 16x16x30mm, 0º 5163004 Endcap, 16x16x30mm, 4º 5164014 Endcap, 16x16x40mm, -4º 5164000 Endcap, 16x16x40mm, 0º 5164004 Endcap, 16x16x40mm, 4º 5165000 Endcap, 16x16x50mm, 0º 5183014 Endcap, 16x18x30mm, -4º 5183000 Endcap, 16x18x30mm, 0º 5183004 Endcap, 16x18x30mm, 4º 5184000 Endcap, 16x18x40mm, 0º 5184004 Endcap, 16x18x40mm, 4º 5185004 Endcap, 16x18x50mm, 4º 6537124 Round Endcap, 22mm 0º - 18mm 6537134 Round Endcap, 22mm 8º - 18mm 6537125 Round Endcap, 26mm 0º - 18mm 6537135 Round Endcap, 26mm 8º - 18mm 6537225 Round Endcap, 26mm 0º - 22mm 6537235 Round Endcap, 26mm 8º - 22mm 6537226 Round Endcap, 30mm 0º - 22mm 6537236 Round Endcap, 30mm 8º - 22mm 5161600 Endcap, Ø16mm, 0º 5161604 Endcap, Ø16mm, 4º 5161608 Endcap, 16mm, 8º 5161612 Endcap, 16mm, 12º 5181800 Endcap, Ø18mm, 0º 5181804 Endcap, Ø18mm, 4º 5181808 Endcap, Ø18mm, 8º 5181812 Endcap, Ø18mm, 12º 6181800 Endcap, Ø18mm, 0º 6181804 Endcap, Ø18mm, 4º 6181808 Endcap, Ø18mm, 8º 6183000 Endcap, Ø18x30mm, 0º 6183004 Endcap, Ø18x30mm, 4º 6184000 Endcap, Ø18x40mm, 0º 6184004 Endcap, Ø18x40mm, 4º 6184008 Endcap, Ø18x40mm, 8º 6184014 Endcap, Ø18x40mm, -4º 6185000 Endcap, Ø18x50mm, 0º 6185004 Endcap, Ø18x50mm, 4º 6185008 Endcap, Ø18x50mm, 8º 6185014 Endcap, Ø18x50mm, -4º 6222200 Endcap, 22mm, 0º, 18mm 6222204 Endcap, 22mm, 4º, 18mm 6222208 Endcap, 22mm, 8º, 18mm 6223000 Endcap, 22x30mm, 0º 6223004 Endcap, 22x30mm, 4º 6223008 Endcap, 22x30mm, 8º 6223012 Endcap, 22x30mm, 12º 6224000 Endcap, 22x40mm, 0º 6224004 Endcap, 22x40mm, 4º 6224008 Endcap, 22x40mm, 8º 6224012 Endcap, 22x40mm, 12º 6225000 Endcap, 22x50mm, 0º 6225004 Endcap, 22x50mm, 4º 6225008 Endcap, 22x50mm, 8º 6225012 Endcap, 22x50mm, 12º 6226000 Endcap, 22x60mm, 0º 6226004 Endcap, 22x60mm, 4º 6226008 Endcap, 22x60mm, 8º 6226012 Endcap, 22x60mm, 12º 7180025A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x20-25mm, Autolock 7180027A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x21-27mm, Autolock 7180033A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x24-33mm, Autolock 7180041A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x28-41mm, Autolock 7180055A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x35-55mm, Autolock 7180067A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x41-67mm, Autolock 7180079A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x47-79mm, Autolock 7180121A X-CORE 2 Ti Core, Ø18x68-121mm, Autolock 7220025A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x20-25mm, Autolock 7220027A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x21-27mm, Autolock 7220033A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x24-33mm, Autolock 7220041A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x28-41mm, Autolock 7220055A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x35-55mm, Autolock 7220067A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x41-67mm, Autolock 7220079A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x47-79mm, Autolock 7220121A X-CORE 2 Ti Core, Ø22x68-121mm, Autolock CLASSE : III 80074640029 80143 - MATERIAL - Alteração de componente/acessório em registro de sistema de material implantável em ortopedia ----- OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A 1.02813-0 Turbina de Alta Rotacao 25351.194974/2016-19

CX207
FABRICANTE : FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CX207-A H02-SP> CX207-A H02-TP> CX207-F H05-DSP> CX207-F H05-MPQ> CX207-F H05-SP> CX207-F H05-SPQ> CX207-F H05-TP> CX207-F H05-TPQ> CX207-G H06-KSPQ> CX207-G H06-KTPQ> CX207-G H06-NSPQ> CX207-G H06-NTPQ> CX207-G H06-SSPQ> CX207-G H06-STPQ> CX207-G H06-WSPQ> CX207-G H06-WTPQ> CX207-W H07-SP> CX207-W H07-SPQ> CX207-W H07-TP> CX207-W H07-TPQ>
CLASSE : II 10281300017
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro -----
ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02237-1 Sistema para Artroplastia total multicompartimental fêmoro-tibio-patelar25351.248950/2011-73
PROTESE DE JOELHO NKS PLUS COM BLOQUEIO
FABRICANTE : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
0350/01 - Componente femoral direito com bloqueio C; 0350/02 - Componente femoral esquerdo com bloqueio C; 0351/01 - Componente femoral direito com bloqueio D; 0351/02 - Componente femoral esquerdo com bloqueio D; 0352/01 - Componente femoral direito com bloqueio E; 0352/02 - Componente femoral esquerdo com bloqueio E; 0366/01 - Componente femoral direito com bloqueio F; 0366/02 - Componente femoral esquerdo com bloqueio F; 0353/02 - Componente Tibial 3; 0353/03 - Componente Tibial 4; 0353/04 - Componente Tibial 5; 0353/05 - Componente Tibial 6. 0359/01 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 8 mm; 0359/02 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 10 mm; 0359/03 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 12 mm; 0359/04 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 14 mm; 0359/05 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 17 mm; 0359/06 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 20 mm; 0359/07 - Plato tibial com bloqueio 3 / 4 x 23 mm; 0362/01 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 8 mm; 0362/02 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 10 mm; 0362/03 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 12 mm; 0362/04 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 14 mm; 0362/05 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 17 mm; 0362/06 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 20 mm; 0362/07 - Plato tibial com bloqueio 5 / 6 x 23 mm; 0364/01 - Patela 29 mm; 0364/02 - Patela 32 mm; 0364/03 - Patela 35mm; 0364/04 - Patela 38 mm; 0364/05 - Patela 41 mm; 0372/01 - Componente femoral com bloqueio direito G; 0372/02 - Componente femoral com bloqueio esquerdo G; 0353/01 - Componente Tibial 2; 0353/06 - Componente Tibial 7; 0353/07 - Componente Tibial 8; 0375/01 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 8 mm; 0375/02 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 10 mm; 0375/03 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 12 mm; 0375/04 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 14 mm; 0375/05 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 17 mm; 0375/06 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 20 mm; 0375/07 - Plato tibial com bloqueio 7 / 8 x 23 mm; 333/01 - Componente Femoral direito com bloqueio 60mm; 333/02 - Componente Femoral esquerdo com bloqueio 60mm; 334/01 - Componente Femoral direito com bloqueio 65mm; 334/02 - Componente Femoral esquerdo com bloqueio 65mm; 335/01 - Componente Femoral direito com bloqueio 70mm; 335/02 - Componente Femoral esquerdo com bloqueio 70mm; 335/03 - Componente Femoral direito com bloqueio 75mm; 335/04 - Componente Femoral esquerdo com bloqueio 75mm; 336/01 - Componente Tibial 60mm; 336/02 - Componente Tibial 65mm; 336/03 - Componente Tibial 70mm; 336/04 - Componente Tibial 75mm; 337/01 - Componente Tibial Plus 60mm; 337/02 - Componente Tibial Plus 65mm; 337/03 - Componente Tibial Plus 70mm; 337/04 - Componente Tibial Plus 75mm; 341/01 - Platô Tibial com bloqueio 60 x 7mm; 341/02 - Platô Tibial com bloqueio 60 x 9mm; 341/03 - Platô Tibial com bloqueio 60 x 11mm; 341/04 - Platô Tibial com bloqueio 60 x 13mm; 341/05 - Platô Tibial com bloqueio 60 x 15mm; 342/01 - Platô Tibial com bloqueio 65 x 7mm; 342/02 - Platô Tibial com bloqueio 65 x 9mm; 342/03 - Platô Tibial com bloqueio 65 x 11mm; 342/04 - Platô Tibial com bloqueio 65 x 13mm; 342/05 - Platô Tibial com bloqueio 65 x 15mm; 343/01 - Platô Tibial com bloqueio 70 x 7mm; 343/02 - Platô Tibial com bloqueio 70 x 9mm; 343/03 - Platô Tibial com bloqueio 70 x 11mm; 343/04 - Platô Tibial com bloqueio 70 x 13mm; 343/05 - Platô Tibial com bloqueio 70 x 15mm; 343/06 - Platô Tibial com bloqueio 75 x 7mm; 343/07 - Platô Tibial com bloqueio 75 x 9mm; 343/08 - Platô Tibial com bloqueio 75 x 11mm; 343/09 - Platô Tibial com bloqueio 75 x 13mm; 343/10 - Platô Tibial com bloqueio 75 x 15mm; 344/01 - Patela 32mm; 344/02 - Patela 34mm; 344/03 - Patela 36mm; 344/04 - Patela 38mm
CLASSE : III 10223710107
80143 - MATERIAL - Alteração de componente/acessório em registro de sistema de material implantável em ortopedia -----
OSSEA TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.00784-5 Sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular.25351.013162/2008-14
CILINDROS CERVICAIS PARA COLUNA VERTEBRAL
FABRICANTE : OSSEA TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL
Cilindros Fixos: CL1203 - 12 x 03 mm (2); CL1204 - 12 x 04 mm (2); CL1205 - 12 x 05 mm (2); CL1206 - 12 x 06 mm (2); CL1207 - 12 x 07 mm (2); CL1208 - 12 x 08 mm (2); CL1209 - 12 x 09 mm (2); CL1210 - 12 x 10 mm (2); CL1212 - 12 x 12 mm (1); CL1214 - 12 x 14 mm (1); CL1216 - 12 x 16 mm (1); CL1218 - 12 x 18 mm (1); CL1220 - 12 x 20 mm (1); CL1222 - 12 x 22 mm (1); CL1224 - 12 x 24 mm (1); CL1226 - 12 x 26 mm (1); CL1240 - 12 x 40 mm (1); CL1290 - 12 x 90 mm (1); CL1405 - 14 x 05 mm (2); CL1406

- 14 x 06 mm (2); CL1407 - 14 x 07 mm (2); CL1408 - 14 x 08 mm (2); CL1409 - 14 x 09 mm (2); CL1410 - 14 x 10 mm (2); CL1412 - 14 x 12 mm (1); CL1414 - 14 x 14 mm (1); CL1416 - 14 x 16 mm (1); CL1418 - 14 x 18 mm (1); CL1420 - 14 x 20 mm (1); CL1422 - 14 x 22 mm (1); CL1424 - 14 x 24 mm (1); CL1426 - 14 x 26 mm (1); CL1440 - 14 x 40 mm (1); CL1490 - 14 x 90 mm (1); CL1614 - 16 X 14 mm (1); CL1616 - 16 X 16 mm (1); CL1618 - 16 X 18 mm (1); CL1620 - 16 X 20 mm (1); CL1622 - 16 X 22 mm (1); CL1624 - 16 X 24 mm (1); CL1626 - 16 X 26 mm (1); Cilindros Fixos Angulados: CL1606A - 16 x 06 mm (2); CL1608A - 16 x 08 mm (2); CL1610A - 16 x 10 mm (2); CL1612A - 16 x 12 mm (2); CL1614A - 16 x 14 mm (2).
CLASSE : III 80078450011
80157 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material implantável em ortopedia -----
OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES, IND.E COMERCIO LTDA. 1.03305-2 Laringoscopia 25351.40701/2014-48
LARINGOSCÓPIO
FABRICANTE : OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES, IND.E COMERCIO LTDA. - BRASIL
7-701-0086 - Lâmina Curva Convencional #3 Latão> Convencional, Fibra ótica e Articulado> CABO:> 7-701-0101 - Cabo Convencional Infantil Inox> 7-701-0062 - Cabo Convencional Adulto Inox> 7-701-5055 - Cabo Convencional Curto Inox> 7-701-2246 - Cabo Fibra Ótica Infantil Inox> 7-701-2209 - Cabo Fibra Ótica Adulto Inox> 7-701-5065 - Cabo Fibra Ótica Curto Inox> 7-701-5012 - Cabo Convencional Infantil Latão> 7-701-0004 - Cabo Convencional Adulto Latão> 7-701-5050 - Cabo Convencional Curto Latão> 7-701-2167 - Cabo Fibra Ótica Infatil Latão> 7-701-2180 - Cabo Fibra Ótica Adulto Latão> 7-701-5060 - Cabo Fibra Ótica Curto Latão> LÂMINA:> 7-701-0135 - Lâmina Curto Convencional #0 Inox> 7-701-0136 - Lâmina Curta Convencional #1 Inox> 7-701-0098 - Lâmina Curta Convencional #2 Inox> 7-701-0099 - Lâmina Curta Convencional #3 Inox> 7-701-0109 - Lâmina Curta Convencional #4 Inox> 7-701-0128 - Lâmina Curta Convencional #5 Inox> 7-701-2100 - Lâmina Curta Fibra Ótica #0 Inox> 7-701-2101 - Lâmina Curta Fibra Ótica #1 Inox> 7-701-2102 - Lâmina Curta Fibra Ótica #2 Inox> 7-701-2103 - Lâmina Curta Fibra Ótica #3 Inox> 7-701-2104 - Lâmina Curta Fibra Ótica #4 Inox> 7-701-2105 - Lâmina Curta Fibra Ótica #5 Inox> 7-701-5035 - Lâmina Curva Convencional #0 Latão> 7-701-5010 - Lâmina Curva Convencional #1 Latão> 7-701-0073 - Lâmina Curva Convencional #2 Latão> 7-701-0088 - Lâmina Reta Convencional #2 Latão> 7-701-0089 - Lâmina Reta Convencional #3 Latão> 7-701-0097 - Lâmina Reta Convencional #4 Latão> 7-701-2190 - Lâmina Reta Fibra Ótica #00 Latão> 7-701-2191 - Lâmina Reta Fibra Ótica #0 Latão> 7-701-2192 - Lâmina Reta Fibra Ótica #1 Latão> 7-701-2193 - Lâmina Reta Fibra Ótica #2 Latão> 7-701-2194 - Lâmina Reta Fibra Ótica #3 Latão> 7-701-2195 - Lâmina Reta Fibra Ótica #4 Latão> 7-701-7131 - Lâmina Articulada Convencional #3> 7-701-5011 - Lâmina Reta Convencional #1 Latão> 7-701-7133 - Lâmina Articulada Convencional #4> 7-701-7135 - Lâmina Articulada Convencional #5> 7-701-7144 - Lâmina Articulada Fibra Ótica #3> 7-701-7145 - Lâmina Articulada Fibra Ótica #4> 7-701-7138 - Lâmina Articulada Fibra Ótica #5> 7-701-2910 - Lâmina Curva Convencional #0 Inox/ Nylon> 7-701-2911 - Lâmina Curva Convencional #1 Inox/ Nylon> 7-701-2912 - Lâmina Curva Convencional #2 Inox/ Nylon> 7-701-2913 - Lâmina Curva Convencional #3 Inox/ Nylon> 7-701-2914 - Lâmina Curva Convencional #4 Inox/ Nylon> 7-701-2915 - Lâmina Curva Convencional #5 Inox/ Nylon> 7-701-2920 - Lâmina Reta Convencional #0 Inox/ Nylon> 7-701-2921 - Lâmina Reta Convencional #1 Inox/ Nylon> 7-701-2922 - Lâmina Reta Convencional #2 Inox/ Nylon> 7-701-2923 - Lâmina Reta Convencional #3 Inox/ Nylon> 7-701-2924 - Lâmina Reta Convencional #4 Inox/ Nylon> 7-701-2930 - Lâmina Curva Fibra Ótica #0 Inox> 7-701-2931 - Lâmina Curva Fibra Ótica #1 Inox> 7-701-2932 - Lâmina Curva Fibra Ótica #2 Inox> 7-701-2184 - Lâmina Curva Fibra Ótica #5 Latão> 7-701-0087 - Lâmina Curva Convencional #4 Latão> 7-701-0085 - Lâmina Curva Convencional #5 Latão> 7-701-0454 - Lâmina Reta Convencional #00 Inox> 7-701-0430 - Lâmina Reta Convencional #0 Inox> 7-701-2185 - Lâmina Curva Fibra Ótica #0 Latão> 7-701-2186 - Lâmina Curva Fibra Ótica #1 Latão> 7-701-2187 - Lâmina Curva Fibra Ótica #2 Latão> 7-701-2188 - Lâmina Curva Fibra Ótica #3 Latão> 7-701-2189 - Lâmina Curva Fibra Ótica #4 Latão> 7-701-2122 - Lâmina Reta Fibra Ótica #2 Inox> 7-701-2123 - Lâmina Reta Fibra Ótica #3 Inox> 7-701-2124 - Lâmina Reta Fibra Ótica #4 Inox> 7-701-5015 - Lâmina Reta Convencional #00 Latão> 7-701-5016 - Lâmina Reta Convencional #0 Latão> 7-701-0431 - Lâmina Reta Convencional #1 Inox 7-701-0432 - Lâmina Reta Convencional #2 Inox> 7-701-0433 - Lâmina Reta Convencional #3 Inox> 7-701-1043 - Lâmina Reta Convencional #4 Inox> 7-701-2120 - Lâmina Reta Fibra Ótica #0 Inox> 7-701-2121 - Lâmina Reta Fibra Ótica #1 Inox> 7-701-2933 - Lâmina Curva Fibra Ótica #3 Inox> 7-701-2934 - Lâmina Curva Fibra Ótica #4 Inox> 7-701-2935 - Lâmina Curva Fibra Ótica #5 Inox> 7-701-2940 - Lâmina Reta Fibra Ótica #0 Inox> 7-701-2941 - Lâmina Reta Fibra Ótica #1 Inox> 7-701-2942 - Lâmina Reta Fibra Ótica #2 Inox> 7-701-2943 - Lâmina Reta Fibra Ótica #3 Inox> 7-701-2944 - Lâmina Reta Fibra Ótica #4 Inox> LÂMPADA:> 7-701-2611 - Lâmpada Convencional> 7-701-2612 - Lâmpada Fibra Ótica>



CLASSE : I 10330520073
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

PHARMAKIN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA 8.02313-1
Adesivos Para Dentadura 25351.478404/2015-36
KIN ORO CREME FIXADOR PARA PRÓTESES DENTÁRIAS
EXTRA FORTE
FABRICANTE : LABORATORIOS KIN, S.A. - ESPANHA
Tubo contendo 4 mL.,Tubo contendo 40 mL, Tubo contendo 75 mL.
CLASSE : I 80231310008
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U -
Correção pela ANVISA

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.02167-1
Aparelho de Ultra-Som 25351.637248/2014-66
SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITY
FABRICANTE : PHILIPS ULTRASOUND, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
50
70
30
CLASSE : II 10216710306
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
CPAP de Nivel Duplo 25351.077735/2013-90
RESPIRADOR BIPAP
FABRICANTE : RESPIRONICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
BiPAP Auto SV Advanced System One
CLASSE : II 10216719015
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
CPAP de Nivel Duplo 25351.200357/2014-36
RESPIRADOR BIPAP
FABRICANTE : RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
BiPAP AUTOSV ADVANCED SYSTEM ONE COM TUBO AQUECIDO
CLASSE : II 10216719019
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME 8.02435-2
Caixa/Estojo Para Instrumentos Odontologicos25351.676896/2013-23
ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS
FABRICANTE : PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL
STERIBOX PLUS I; STERIBOX PLUS II; STERIBOX PLUS III
STERIBOX PLUS IV
CLASSE : I 80243520030
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1.03068-4
Proteses Peniana 25351.189960/2002-21
PENILE PROSTHESIS TUBE
FABRICANTE : PROMEDON SA - ARGENTINA
T-090, T-100, T-110, T-120, T-120 VS, T-130, T-130 VS
CLASSE : III 10306840047
8041 - MATERIAL - Alteração da composição química/matéria-prima em registro
Cesto endoscópico para remoção de calculos25351.418888/2017-18
Cesto endoscópico para remoção de cálculos
FABRICANTE : Micro-Tech (Nanjing) CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
SEB111/1570200-P, SEB111/2070200-P, SEB111/2570200-P, SEB111/3070200-P, SEB111/3570200-P.
CLASSE : II 10306840148
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U -
Correção pela ANVISA

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA 1.02693-6
TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TGP OU ALT)25351.176308/2007-51
TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA
FABRICANTE : QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA - BRASIL
R1: 3 x 40 mL / R2: 3 x 10 mL> R1: 3 x 50 mL / R2: 3 x 10 mL>
R1: 3 x 54 mL / R2: 3 x 6 mL> R1: 4 x 20 mL / R2: 4 x 5 mL>
R1: 4 x 27 mL / R2: 1 x 12 mL> R1: 4 x 27 mL / R2: 4 x 3 mL>
R1: 4 x 30 mL / R2: 4 x 10 mL> R1: 4 x 40 mL / R2: 2 x 20 mL>
R1: 4 x 40 mL / R2: 4 x 10 mL> R1: 4 x 50 mL / R2: 4 x 10 mL>
R1: 4 x 54 mL / R2: 4 x 6 mL> R1: 54 mL / R2: 6 mL> R1: 6 x 36 mL / R2: 1 x 24 mL> R1: 6 x 36 mL / R2: 2 x 12 mL> R1: 6 x 36 mL / R2: 6 x 4 mL> R1: 1 x 80 mL / R2: 1 x 20 mL> R1: 2 x 80 mL / R2: 2 x 20 mL> R1: 4 x 80 mL / R2: 4 x 20 mL> R1: 8 x 40 mL / R2: 8 x 10 mL> R1: 3 x 36 mL / R2: 1 x 12 mL> R1: 2 x 50 mL / R2: 2 x 10 mL> R1: 2 x 54 mL / R2: 2 x 6 mL> R1: 27 mL / R2: 3 mL> R1: 3 x 20 mL / R2: 3 x 5 mL> R1: 3 x 30 mL / R2: 3 x 10 mL> R1: 3 x 36 mL / R2: 3 x 4 mL> R1: 1 x 20 mL / R2: 1 x 5 mL> R1: 1 x 30 mL / R2: 1 x 10 mL> R1: 1 x 40 mL / R2:1 x 10 mL> R1: 1 x 50 mL / R2: 1 x 10 mL> R1: 2 x 20 mL / R2: 2 x 5 mL> R1: 2 x 27 mL / R2: 2 x 3 mL> R1: 2 x 30 mL / R2: 2 x 10 mL> R1: 2 x 40 mL / R2: 2 x 10 mL> R1: 2 x 40 mL / R2: 1 x 20 mL>
CLASSE : II 10269360145
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde s/a 8.08016-3
Brocas Odontologicas 25351.590907/2017-55
Broca Odontológica AllPrime
FABRICANTE : R&S PAPERCONVERTING B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
BROCA GATES 28 MM Nº 1,> BROCA GATES 28 MM Nº 2,>
BROCA GATES 28 MM Nº 3,> BROCA GATES 28 MM Nº 4,>
BROCA GATES 28 MM Nº 5,> BROCA GATES 28 MM Nº 6,>
BROCA GATES 32 MM Nº 1,> BROCA GATES 32 MM Nº 2,>
BROCA GATES 32 MM Nº 3,> BROCA GATES 32 MM Nº 4,>
BROCA GATES 32 MM Nº 5,> BROCA GATES 32 MM Nº 6,>
BROCA PEESO 32 MM Nº 2,> BROCA PEESO 32 MM Nº 3,>
BROCA PEESO 32 MM Nº 4,> BROCA PEESO 32 MM Nº 5,>
BROCA PEESO 32 MM Nº 6,> BROCA PEESO 28 MM Nº 1,>
BROCA PEESO 28 MM Nº 2,> BROCA PEESO 28 MM Nº 3,>
BROCA PEESO 28 MM Nº 4,> BROCA PEESO 28 MM Nº 5,>
BROCA PEESO 28 MM Nº 6,> BROCA PEESO 32 MM Nº 1,>
CLASSE : I 80801630018
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

RESSERV COMÉRCIO DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA ME 8.02132-5
TESTOSTERONA 25351.266696/2004-18
TESTOSTERONA
FABRICANTE : DIAGNOSTICS BIOCHEM CANADA INC - CANADÁ
96 determinações
CLASSE : II 80213250005
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
TRIIODOTIRONINA (T3) LIVRE 25351.283239/2004-98
TRIIODOTIRONINA LIVRE (FT3)
FABRICANTE : DIAGNOSTICS BIOCHEM CANADA INC - CANADÁ
96 determinações
CLASSE : II 80213250077
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ANDROSTENEDIONA 25351.624077/2008-86
ANDROSTENEDIONA
FABRICANTE : DIAGNOSTICS BIOCHEM CANADA INC - CANADÁ
96 testes
CLASSE : II 80213250300
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ESTRONA 25351.624101/2008-87
ESTRONA
FABRICANTE : DIAGNOSTICS BIOCHEM CANADA INC - CANADÁ
96 testes
CLASSE : II 80213250301
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
CORTISOL 25351.232247/2009-44
CORTISOL SALIVA
FABRICANTE : DIAGNOSTICS BIOCHEM CANADA INC - CANADÁ
Embalagem para 96 testes
CLASSE : II 80213250360
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
ALDOSTERONA 25351.520335/2015-31
ALDOSTERONA
FABRICANTE : DBC - DIAGNOSTICS BIOCHEM CANADÁ INC. - CANADÁ
96 determinações
CLASSE : II 80213250637
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE - ME 8.13346-9
Aparelho Auditivo 25351.101918/2016-96
Aparelho Auditivo
FABRICANTE : EAR TEKNIK ISITME ve ODIOMETRI CİHAZLARI SANAYİ ve TICARET A.Ş. - TURQUIA
Aria 6 F> Aria 6 FO> Aria 6 HP+> Aria 6 Micro> Aria 6 Micro P> Aria 6 RM> Aria 6 S> Aria 6 SD> Aria 6 SP> Nano 2 14> Nano 3 Box> Nano2 14> Nano2 14D> Nano2 Micro P> Opera OP 31T> Opera OP 61T> Royal 12 F> Royal 12 FO> Royal 12 HP+> Royal 12 Micro P> Royal 12 RM> Royal 12 RS> Royal 12 S> Royal 12 SD> Royal 12 SP> Royal 12 SPn> Royal 16 F> Royal 16 FO> Royal 16 HP+> Royal 16 Micro P> Royal 16 RM> Royal 16 RS> Royal 16 S> Royal 16 SD> Royal 16 SP> Royal 16 SPn> Royal 8 F> Royal 8 FO> Royal 8 HP+> Royal 8 Micro P> Royal 8 RM> Royal 8 RS> Royal 8 S> Royal 8 SD> Royal 8 SP> Royal 8 SPn>
CLASSE : II 81334690001
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 1.02874-1
APOLIPOPROTEÍNA B 25351.057013/2003-52
Familia - APO B ver.2 - Roche
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS - ALEMANHA
APOBT - Tina-quant Apolipoprotein B ver.2 - Kit para 150 testes (R1(B): 10mL e R3(C): 2,5mL)
Tina-quant APO B ver.2 - R1- 6 x 19ml e R2- 6 x 5ml
Cobas Integra Tina -quant (a) APO B ver.2 - Kit para 100 testes - R1: 10 mL; R2: 2,5 mL
APOBT, Tina-Quant (A) Apoliproteína B Ver. 2 - Kit para 100 testes - R1: 10 mL; R2: 2,5 mL.
CLASSE : II 10287410175
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

TRIGLICERÍDEO 25351.001573/2004-33
TG GPO-PAP
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
12 x 65ml
6 x 258ml
4 x 641ml
18 x 50ml
10 x 100ml
5 x 300ml
4 x 915ml
CLASSE : II 10287410256
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
APOLIPOPROTEÍNA A-I 25351.009579/2004-59
FAMÍLIA TINA QUANT APOLIPOPROTEIN A-1 VER.2 - ROCHE
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Cobas Integra Tina-quant Apolipoprotein A-1 ver.2 - Embalagem para 100 testes - R1 1x10mL/ R2 2x2,5mL
Tina-quant (a) APO A1 ver.2 - - R1: 6 x 19ml e R2: 6 x 5ml
APOAT-Tina-quant Apolipoprotein A-1 ver.2.0. - Embalagem com 100 testes (R1(B): 10 mL; R3(C): 2,5 mL)
APOAT, Tina-Quant(a) Apolipoproteína A-1 Ver.2 - Embalagem para 100 testes - R1 1x10mL/ R2 2x2,5mL
CLASSE : II 10287410276
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
LACTATO 25351.090260/2004-41
LACT2, LACTATO GEN.2
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Kit para 225 testes (R1(B): 28,1 mL; R2(C): 5,6 mL)
kit para 100 testes - R1: 15,8 mL; R2: 5,1 mL.
CLASSE : II 10287410361
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
CREATININA 25351.346052/2006-74
CREATININA JAFFE GEN 2
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
1500 testes (R1: 19,5mL / R3: 25,5mL)
700 testes (R1: 9,1mL / R3: 11,9mL)
CLASSE : II 10287410570
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 25351.032716/2007-00
SMS
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
1 x 50ml
12 x 66ml
1 x 119ml
CLASSE : I 10287410623
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
CREATININA 25351.031856/2007-52
CREJC CREJU - CREATININ JAFFE C111
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Embalagem para 400 testes: 4 x 100 testes (R1: 4 x 20mL; R2: 4 x 5,3mL)
CLASSE : II 10287410696
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE LINFOMAS E LEUCEMIAS25351.088046/2010-71
Familia Lymphoma (Roche)
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
INFORM® Cytoplasmic Lambda mRNA Probe - 50 testes (5mL)
INFORM® Kappa Probe - 50 testes (5mL)
Anti-ALK (D5F3) Rabbit Monoclonal Primary - 50 testes (5 mL)
ALK 2 in 1 Control Slide - 10 testes
CLASSE : III 10287410881
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)
ANTÍGENO E ANTICORPO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA ADQUIRIDA TIPO 1, TIPO 2 E TIPO 1 SUBGRUPO O (HIV)25351.096545/2011-49
Elecsys HIV combi PT
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
200 testes M 12ml; R1 12ml; R2 12ml; R0 6.5ml; Cal1 1 x 1.0ml e Cal 2 1 x 1.0ml
100 testes (M: 6,5mL; R1: 7mL; R2: 7mL; R0: 4mL; Cal1: 2x1,0mL; Cal2: 2x1,0mL)
CLASSE : IV 10287410958
8009 - IVD - Alteração da apresentação comercial de produtos ou modelo de instrumentos registrados (classes III ou IV)
TREPONEMA PALLIDUM 25351.160743/2014-10
Syphilis
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
100 testes M 6.5ml, R1 9ml e R2 9ml Cal1 2 x 1.0ml e Cal2 2 x 1.0ml
200 testes M 12ml; R1 18ml; R2 18ml; Cal1 2 x 1.0ml e Cal2 2 x 1.0ml
CLASSE : IV 10287411059
8009 - IVD - Alteração da apresentação comercial de produtos ou modelo de instrumentos registrados (classes III ou IV)
VANCOMICINA 25351.507757/2016-06
VANC3 - Online TDM Vancomycin Gen.3
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
100 testes
150 testes
200 testes

CLASSE : II 10287411245

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

SARSTEDT LTDA 8.00039-2

FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS25351.251872/2012-14

TUBO PARA GASOMETRIA CAPILAR SARSTEDT®

FABRICANTE : SARSTEDT AG CO - ALEMANHA

Tubo para gasometria S-Monovette - 50 tubos de 1 mL

Tubo para gasometria S-Monovette - 50 tubos de 2 mL

Tubo para gasometria S-Monovette embalados individualmente - 100 tubos de 1mL

Tubo para gasometria S-Monovette embalados individualmente - 100 tubos de 2mL

Tubo para gasometria S-Monovette com filtro de remoção de ar - 100 unidades

CLASSE : I 80003920029

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS25351.197891/2013-61

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

FABRICANTE : SARSTEDT AG CO - ALEMANHA

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® LÍLIO HEPARINA

GEL - S-MONOVETTE® 4,0ml LHG> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® NEUTRO - S-MONOVETTE® NEUTRO 4,5

mL> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® LÍLIO

HEPARINA GEL - S-MONOVETTE® 4,7ml LHG> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® NEUTRO - S-MONOVETTE®

NEUTRO 2,7 mL> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

NEUTRO - S-MONOVETTE® NEUTRO 4,9 mL> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® NEUTRO - S-MONOVETTE®

NEUTRO 7,5 mL> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

NEUTRO - S-MONOVETTE® NEUTRO 9,0 mL> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® NEUTRO - S-MONOVETTE®

NEUTRO 2,6mL> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

ACD-A - TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® 8.8ml ACD-

A> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® ACD-A - TUBO

PARA COLETA S-MONOVETTE® ACD-A 8.5ml> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® ACD-A - TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® ACD-A DE 1 A 10 ml> TUBO PARA COLETA

S-MONOVETTE® K3E EDTA - S-MONOVETTE® 3.4ml K3E>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K3E EDTA - S-

MONOVETTE® 1.2ml K3E> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® K3E EDTA - S-MONOVETTE® 2.6ml K3E>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K3E EDTA - S-

MONOVETTE® 2.7ml K3E> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® K3E EDTA - S-MONOVETTE® 4.0ml K3E>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K3E EDTA - S-

MONOVETTE® 4.9ml K3E> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® K3E EDTA - S-MONOVETTE® 7.5ml K3E>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K3E EDTA - S-

MONOVETTE® 9.0ml K3E> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® K3E EDTA - S-MONOVETTE® de 1.0 a 10.0 ml

K3E> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K3E EDTA - S-

MONOVETTE® 1.6ml K3E> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® 9NC CITRATO - S-MONOVETTE® 10.0ml

9NC> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® 9NC CITRATO -

S-MONOVETTE® 3.0ml 9NC> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® 9NC CITRATO - S-MONOVETTE® de 1.0 a

10ml 9NC> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® 9NC

CITRATO - S-MONOVETTE® 1.4ml 9NC> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® 9NC CITRATO - S-MONOVETTE®

2.9ml 9NC> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® 9NC

CITRATO - S-MONOVETTE® 4.3ml 9NC> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® 9NC CITRATO - S-MONOVETTE®

5.0ml 9NC> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® 9NC

CITRATO - S-MONOVETTE® 3.8ml 9NC> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® DNA Exact - S-MONOVETTE®

2,7ml DNA Exact> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

NH4 HEPARIN - S-MONOVETTE® 4,5ml NH4 Heparin> TUBO

PARA COLETA S-MONOVETTE® K2E GEL EDTA-GEL - S-

MONOVETTE® 4,9ml K2E GEL> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® K2E GEL EDTA-GEL - S-MONOVETTE® 7.5ml

K2E GEL> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K2E GEL

EDTA-GEL - S-MONOVETTE® 9.0ml K2E Gel> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® K2E GEL EDTA-GEL - S-

MONOVETTE® K2E GEL de 1 a 10 ml> TUBO PARA COLETA

S-MONOVETTE® K2E GEL EDTA-GEL - S-MONOVETTE®

1,2ml K2E> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® K2E GEL

EDTA-GEL - S-MONOVETTE® 2,7ml K2E> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® NH SÓDIO HEPARINA - S-

MONOVETTE® 4,9ml NH> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® NH SÓDIO HEPARINA - S-MONOVETTE®

7,5ml NH> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® NH SÓDIO

HEPARINA - S-MONOVETTE® de 1.0 a 10.0 ml NH> TUBO

PARA COLETA S-MONOVETTE® NH SÓDIO HEPARINA - S-

MONOVETTE® 2,6 ml NH> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® LÍLIO HEPARINA GEL - S-MONOVETTE®

4,9ml LHG> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® LÍLIO

HEPARINA GEL - S-MONOVETTE® 7.5 ml LHG> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® LÍLIO HEPARINA GEL - S-

MONOVETTE® 1.2 ml LHG> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® LÍLIO

HEPARINA GEL - S-MONOVETTE® 1.1ml LHG> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® LÍLIO HEPARINA GEL - S-

MONOVETTE® 2.6ml LHG> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® LÍLIO HEPARINA GEL - S-MONOVETTE®

2,7ml LHG> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z SORO

SEM GEL - S-MONOVETTE® 2.6ml Z> TUBO PARA COLETA

S-MONOVETTE® Z SORO SEM GEL - S-MONOVETTE® 2,7ml

Z> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z SORO SEM GEL

- S-MONOVETTE® 4,5ml Z> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z SORO SEM GEL - S-MONOVETTE® 4,9 ml

Z> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z SORO SEM GEL

- S-MONOVETTE® 5,5ml Z> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z SORO SEM GEL - S-MONOVETTE® 7.5 ml

Z> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z SORO SEM GEL

- S-MONOVETTE® 9.0 ml Z> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z SORO SEM GEL - S-MONOVETTE® 4,0ml

Z> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z SORO SEM GEL

- S-MONOVETTE® 4,7ml Z> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z-Gel SORO COM GEL - S-MONOVETTE® de

1.0 a 10.0 ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

Z-Gel SORO COM GEL - S-MONOVETTE® 4,7ml Z- Gel>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z-Gel SORO COM

GEL - S-MONOVETTE® 1.1ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z-Gel SORO COM GEL - S-MONOVETTE®

2,6ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z-Gel

SORO COM GEL - S-MONOVETTE® 2,7ml Z-Gel> TUBO

PARA COLETA S-MONOVETTE® Z-Gel SORO COM GEL - S-

MONOVETTE® 4,5ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z-Gel SORO COM GEL - S-MONOVETTE® 4,9

ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z-Gel

SORO COM GEL - S-MONOVETTE® 4,0ml Z- Gel> TUBO

PARA COLETA S-

MONOVETTE® Z-Gel SORO COM GEL - S-MONOVETTE®

5,5ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z-Gel

SORO COM GEL - S-MONOVETTE® 7.5 ml Z-Gel> TUBO

PARA COLETA S-MONOVETTE® Z-Gel SORO COM GEL - S-

MONOVETTE® 9.0 ml Z-Gel> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® F FLUORETO - S-MONOVETTE® 1,2ml FE>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® F FLUORETO - S-

MONOVETTE® 2,6ml FE> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® F FLUORETO - S-MONOVETTE® 2,7ml FE>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® F FLUORETO - S-

MONOVETTE® de 1.0 a 10.0 ml FE> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE® LIVRE DE METAIS - S-MONOVETTE® 7,5ml

LH> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® LIVRE DE

METAIS - S-MONOVETTE® de 1,0ml a 10,0ml LH> TUBO

PARA COLETA S-MONOVETTE® TROMBOEXACT - S-

MONOVETTE® 2,7ml TROMBOEXACT> TUBO PARA COLETA

S-MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-MONOVETTE® 1,2ml

LH> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE LÍLIO HEPARINA -

S-MONOVETTE® 2,6 ml LH> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-MONOVETTE® 2,7ml LH>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-

MONOVETTE® 4,0ml LH> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-MONOVETTE® 4,5ml LH>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-

MONOVETTE® 4,9ml LH> TUBO PARA COLETA S-

MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-MONOVETTE® 5,5 ml

LH> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE LÍLIO HEPARINA -

S-MONOVETTE® de 1.0 a 10.0 ml LH> TUBO PARA COLETA

S-MONOVETTE LÍLIO HEPARINA - S-MONOVETTE® 2,7ml

LH> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CITRATE/

BUFFER - TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CITRATE/

BUFFER> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CITRATE/

BUFFER - TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CITRATE/

BUFFER 1 A 10 ml> S-SEDIVETTE® NC - S-SEDIVETTE®

3,5ml NC> S-SEDIVETTE® NC - S-SEDIVETTE® de 1 A 10 ml

NC> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® Z SORO SEM

GEL - S-MONOVETTE® de 1.0 a 10.0 ml Z> TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® Z SORO SEM GEL - S-

MONOVETTE® 1,2ml Z> S-SEDIVETTE® NC - S-SEDIVETTE®

2,0ml NC> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CITRATE/

BUFFER - TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CITRATE/

BUFFER 3,8ml> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® HCY-

Z-GEL - TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® HCY-Z-GEL

2,7ml> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® HIRUDIN -

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® HIRUDIN 2,7ml>

TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE® CTAD - TUBO PARA

COLETA S-MONOVETTE® CTAD 2,9ml> TUBO PARA COLETA

S-MONOVETTE® GLUCOEXACT - S-MONOVETTE®

GLUCOEXACT 3,1ml> TUBO PARA COLETA S-MONOVETTE®

GLUCOEXACT - S-MONOVETTE® GLUCOEXACT DE 1 A 10

ml>

CLASSE : I 80003920031

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 1.03451-6

Aparelho de Ultra-Som 25351.564277/2015-11

SISTEMA DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO ACUSON X300

PREMIUM EDITION

FABRICANTE : SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC -

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

CLASSE : II 10345161993

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

Aparelho de Ultra-Som 25351.564329/2015-94

SISTEMA DE ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO ACUSON SC2000

FABRICANTE : SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA INC -

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ACUSON SC2000

CLASSE : II 10345161999

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1.01021-8

Modelador Vaginal 25000.023504/97-34

CONFORMADOR VAGINAL INFLAVEL 03521-XXX

FABRICANTE : SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA

- BRASIL

3521-012, 3521-013, 3521-028, 3521-030, 3521-040,3521-045,

3521-050,3521-052,3521-055,3521-070

3521-075,3521-130,3521-132,3521-133,3521-135,3521-136, 3521-

095, 3521-120, 3521-140, 3521-160

CLASSE : III 10102180041

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

Protese de Panturrilha 25351.625356/2007-86

IMPLANTE DE PANTURRILHA - ELASTÔMERO DE SILICONE

- SUPERFÍCIE LISA

FABRICANTE : SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA

- BRASIL

Códigos: 402-65, 402-100, 402-160, 402-190, 402-260, 402-270,412-

150,412-200, 412-230.

CLASSE : III 10102180097

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

SIRONA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS

ODONTOLÓGICOS LTDA. 8.07454-0

Instrumento para Dentística 25351.082047/2013-91

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS PARA

RESTAURAÇÃO CEREC AC

FABRICANTE : SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH -

ALEMANHA

6371830 CEREC AC OMNICAM

6319300 CEREC AC CONNECT Bluecam

6237700 CEREC AC PAYG Bluecam

6212166 CEREC AC Bluecam

6431519 CEREC AC CONNECT Omnicam

CLASSE : I 80745400003

8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA 8.08728-3

Aparelho Auditivo 25351.437161/2014-17

APARELHO AUDITIVO INTRA DIGITAL REXTON

FABRICANTE : Sivantos GmbH - ALEMANHA

● Arena Basic ITE / ITC / MC & CIC> ● Arena Linear ITE / ITC



dosadora, 01 Instruções de uso, Seringa para Impressão (acessório opcional). 6,8 L (10 Kg) - 01 Massa A 3,4 L (5 Kg), 01 Massa B 3,4 L (5 Kg), 01 Instruções de uso, Seringa para Impressão (acessório opcional). 20,4 L (30 Kg) - 01 Massa A 10,2 L (15 Kg), 01 Massa B 10,2 L (15 Kg), 01 Instruções de uso, Seringa para Impressão (acessório opcional)
CLASSE : I 10283310061
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA. 1.03323-4
Cateteres 25351.347669/2005-26
IBI - 1100 - CATETER DIAGNOSTICO INQUIRY DEFLECTIVEL
FABRICANTE : Irvine Biomedical, Inc. A St. Jude Medical Company - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
81126> 81947> 81102> 81101> 81104> 81105> 81107> 81108> 81109> 81120> 81121> 81124> 81125> 81945> 81520> 81128> 81130> 81134> 81136> 81171> 81172> 81174> 81202> 81207> 81521> 81524> 81530> 81531> 81534> 81537> 81540> 81542> 81545> 81603> 81721> 81730> 81734> 81735> 81751> 81801> 81802> 81807> 81809> 81871> 81209> 81402> 81403> 81404> 81417> 81418> 81472> 81473> 81474> 81483> 81872>
CLASSE : IV 10332340161

80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro
Cateteres 25351.353558/2005-59
CATETER DIAGNOSTICO INQUIRY AFOCUS
FABRICANTE : Irvine Biomedical, Inc. A St. Jude Medical Company - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
81587
81595
81596
81599
81673
81674
81680
81594
CLASSE : IV 10332340165

80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro
Introdutores 25351.447641/2012-83
Amplatzter - Bainha Introdutora TorVue 45x45
FABRICANTE : AGA MEDICAL CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Diâmetro da bainha: 9 French 10 French 12 French 13 French.
Modelos: 9-TV45X45-09F-100 9-TV45X45-10F-100 9-TV45X45-12F-100 9-TV45X45-13F-100 9-TV45X45-14F-100.
CLASSE : IV 10332340336
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família

STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3
IMPLANTE 25351.494165/2014-65
IMPLANTE DE POLIETILENO POROSO DE ALTA DENSIDADE MEDPOR CONTAIN CAN
FABRICANTE : STRYKER LEIBINGER GMBH & CO. KG. - ALEMANHA
81071 IMPLANTE CONTAIN COROA 8MM 81072 IMPLANTE CONTAIN COROA 9MM 81073 IMPLANTE CONTAIN COROA 10MM
CLASSE : III 80005430367
80149 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia

SYMBIOSIS DIAGNOSTICA LTDA 8.01052-2
ANTICORPO PARA VÍRUS DE IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 E TIPO 2 (HIV 1 E HIV 2)25351.150591/2015-00
Smart Test Anti HIV 1&2 SYM
FABRICANTE : SYMBIOSIS DIAGNOSTICA LTDA - BRASIL
40 Testes: 40 cassetes / 4 Frascos com 2 ml de Diluente de Amostras
50 Testes: 50 cassetes / 4 frascos om 2 mL de Diluente de Amostras
CLASSE : IV 80105220099
8009 - IVD - Alteração da apresentação comercial de produtos ou modelo de instrumentos registrados (classes III ou IV)

Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda. 8.08040-5
Fio Guia 25351.254424/2014-67
FIO GUIA ORTOPEDICO ESTERIL SMITH & NEPHEW
FABRICANTE : Smith & Nephew, inc.- Endoscopy Division - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
012608, 012615, 014394, 014395, 014396, 014508, 014859, 7205659, 7207220, 7207221, 7207222, 7207284, 7209166, 7211137, 7211138, 72201406 e 72201407
Inclusão: 7208678,72202998, 72202810, 72202809, 72201594, 72202807 e 014399.
72202189 - Fio Guia Tendão 1.5mm
CLASSE : II 80804050078
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Kit Instrumental 25351.254260/2014-15
INSTRUMENTAL CONTOUR
FABRICANTE : SMITH & NEPHEW, INC. ORTHOPAEDIC DIVISION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
71367168 Prova do Anel de Reconstrução Contour, DE 68mm 64 DI esquerdo 71367174 Prova do Anel de Reconstrução Contour, DE 74mm 70 DI esquerdo 71367268 Prova do Anel de Reconstrução Contour, DE 68mm 64 DI direito 71367274 Prova do Anel de Reconstrução Contour, DE 74mm 70 DI direito 71377056 Prova do

Anel de Reconstrução Contour, DE 56mm 52mm DI 71377156
Prova do Anel de Reconstrução Contour, DE 56mm 52mm DI 71367641
Cúpula de compactação acetabular 41mm 71367644
Cúpula de compactação acetabular 44mm 71367647
Cúpula de compactação acetabular 47mm 71367650
Cúpula de compactação acetabular 50mm 71367653
Cúpula de compactação acetabular 53mm 71367656
Cúpula de compactação acetabular 56mm 71367659
Cúpula de compactação acetabular 59mm 71367662
Cúpula de compactação acetabular 62mm 71367665
Cúpula de compactação acetabular 65mm 71367668
Cúpula de compactação acetabular 68mm 71367671
Cúpula de compactação acetabular 71mm 71367674
Cúpula de compactação acetabular 74mm
CLASSE : I 80804050119
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

TERUMO BCT TECNOLOGIA MÉDICA LTDA. 8.05542-1
Kit p/Separacao e Coleta de Componentes Sanguíneos25351.334094/2010-08
KIT PARA PROCESSAMENTO DE CÉLULAS SANGUINEAS COBE 2991
FABRICANTE : TERUMO BCT INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III 80554210011
80004 - MATERIAL - Alteração das condições de armazenamento e transporte do produto em registro
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.11585-1
Cateteres 25351.042676/2017-01
Cateter Percutâneo com Introdutor (PICC)- B lenta
FABRICANTE : TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Cateter Percutâneo com Introdutor (PICC) - B lenta Código: 5004.19.50-1- 01 cateter percutâneo mono-lumen - 01 introdutor silflash FR02/22 GA - 01 fita métrica de 50cm com conector- 01 Pinça Metálica - 01 conector intermitente luer lock (segurança)- 01 garrote de silicone 20cm - 01 prolongador luer lock Cateter Percutâneo com Introdutor (PICC) - B lenta Código:5004.02.30-1- 01 cateter percutâneo mono-lumen - 01 introdutor silflash FR02/22 GA - 01 fita métrica de 50cm com conector- 01 Pinça Metálica - 01 conector intermitente luer lock (segurança)- 01 garrote de silicone 20cm - 01 prolongador luer lock Cateter Percutâneo com Introdutor (PICC) - B lenta Código:5004.03.50-1- 01 cateter percutâneo mono lumen - 01 introdutor silflash FR03 / 19GA - 01 fita métrica de 50cm com conector- 01 pinça metálica - 01 conector intermitente luer lock (segurança)- 01 garrote de silicone 50cm- 01 prolongador luer lock Cateter Percutâneo com Introdutor (PICC) - B lenta Código: 5004.04.65-1- 01 cateter percutâneo mono-lumen - 01 introdutor silflash FR04/ 17 GA- 01 fita métrica de 65cm com conector - 01 pinça metálica- 01 conector intermitente luer lock (segurança) - 01 garrote de silicone 50cm - 01 prolongador luer lock Cateter Percutâneo com Introdutor (PICC) - B lenta Código: 5004.05.65-1- 01 cateter percutâneo mono-lumen - 01 introdutor silflash FR05/ 15GA - 01 fita métrica de 65cm com conector - 01 pinça metálica - 01 conector intermitente luer lock (segurança) - 01 garrote de silicone 50cm - 01 prolongador luer lock
CLASSE : II 81158510021

80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA
Cateteres 25351.134683/2017-01
Cateter Percutâneo com Introdutor Duplo-Lúmen (PICC)- B lenta
FABRICANTE : TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Cateter Percutâneo com Introdutor Duplo-Lúmen (PICC) - B lenta Código: 5008.03.50-2- 01 cateter percutâneo duplo-lúmen - 01 introdutor silflash FR03/19GA - 01 fita métrica de 50cm com conector - 01 pinça metálica - 02 conectores intermitente luer lock (segurança) - 01 garrote de silicone 50cm - 01 prolongador luer lock - 01 prolongador luer lock- G Cateter Percutâneo com Introdutor Duplo-Lúmen (PICC) - B lenta Código: 5008.04.65-2- 01 cateter percutâneo duplo-lúmen- 01 introdutor silflash FR04 / 17GA - 01 fita métrica de 65cm com conector- 01 pinça metálica - 02 conectores intermitente luer lock (segurança) - 01 garrote de silicone 50cm- 01 prolongador luer lock -G Cateter Percutâneo com Introdutor Duplo-Lúmen (PICC) - B lenta Código: 5008.05.65-2- 01 cateter percutâneo duplo-lúmen - 01 introdutor silflash FR05 / 15GA- 01 fita métrica de 65cm com conector - 01 pinça metálica - 02 conectores intermitente luer lock (segurança) - 01 garrote de silicone 50cm- 01 prolongador luer lock - 01 prolongador luer lock -G
CLASSE : II 81158510023
80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA

TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA 8.01490-5
Solução Lubrificante para Articulações 25351.325430/2006-86
OSTEONIL
FABRICANTE : TRB CHEMEDICA AG. - ALEMANHA
Osteonil Osteonil Mini, Osteonil Plus.
CLASSE : IV 80149050006
80149 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia

Total Life comercio de produtos Medico-Hospitalar LTDA-EPP 8.12315-5
Canulas 25351.261852/2016-17
Cânula de Punção Total Life
FABRICANTE : SHANGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
SN03, SN06, SN07, SN03a
CLASSE : II 81231550005
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Introdutores 25351.481963/2016-09
Kit Introdutor Total Life
FABRICANTE : SHANGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
O Kit Introdutor Total Life contém: 1 Cânula 1 Fio Guia 1 Dilatadore uma Bainha com válvula. MODELOS: ISO1 ISO2 ISO3 ISO4 TRO1 TRO2 TRO2a TRO3 TRO3a TRO4 TRO4a.
CLASSE : II 81231550006
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Conectores e Conexoes 25351.481946/2016-08
Conector em Y Total Life
FABRICANTE : SHANGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Conjunto composto por: 1 Conector em Y, 1 cânula de inserção,1 dispositivo de torque e 1 extensão de alta pressão. MODELOS: YCK111 YCK111A YCK113 YCK113A YCK113F YCK113G YCK113J YCK113K.
CLASSE : II 81231550007
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Introdutores 25351.481910/2016-03
Kit Introdutor Hidrofilico Total Life
FABRICANTE : SHANGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Componentes: 1 Cânula 1 Fio Guia Hidrofilico 1 Dilatador e 1 Bainha com Válvula. Códigos: HTR03 HTR03A HTR04 HTR04A.
CLASSE : II 81231550008
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Fios e Fitas Cirurgicos 25351.150107/2017-03
Fio Guia Teflonado Total Life.
FABRICANTE : SHANGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
GW381JF
GW381SF
GW382JF
GW382SF
GW383JF
GW351SF
GW351JF
GW352JF
GW352SF
GW353JF
CLASSE : II 81231550011
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Introdutores 25351.125133/2017-01
Kit Introdutor Hidrofilico Total Life II
FABRICANTE : SHANGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Componentes: 1 Cânula 1 Fio Guia Hidrofilico 1 Dilatador e 1 Bainha Hidrofilica valvulada. CHTRO3 CHTRO3A CHTRO4 CHTRO4A
CLASSE : II 81231550016
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA 1.04054-1
Software de Planej. de Trat. P/ Radioterapia25351.222243/2002-18
SISTEMA DE PLANEJAMENTO TRIDIMENSIONAL PARA RADIOTERAPIA ECLIPSE
FABRICANTE : VARIAN MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
ECLIPSE
CLASSE : III 10405410007
80018 - EQUIPAMENTO - Alteração de Software
8060 - EQUIPAMENTO - Revalidação de Registro de Equipamento de Médio e Pequeno Porte
Software de Planej. de Trat. P/ Radioterapia25351.315133/2007-11
ARIA
FABRICANTE : VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III 10405410013
80018 - EQUIPAMENTO - Alteração de Software

VIMED INDÚSTTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS LTDA. 8.07094-6
Compressas 25351.205060/2016-63
COMPRESSA CIRURGICA COM RADIOPACA NÃO ESTERIL VIMED
FABRICANTE : VIMED INDÚSTTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS LTDA. - BRASIL
45 CM X 50 CM 23 CM X 25 CM
CLASSE : II 80709460002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - ME 8.11301-0
Brocas de Perfuracao Ossea 25351.101251/2016-14
Brocas Diamantadas
FABRICANTE : VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - ME - BRASIL
50.11.43101S Broca Diamantada Ø2,0x Comprimento 120mm engate Midas> 50.11.43102S Broca Diamantada Ø2,0x Comprimento 125mm engate Midas> 50.11.43103S Broca Diamantada Ø2,0x Comprimento 130mm engate Midas> 50.11.43104S Broca

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

07,7x Comprimento 110mm engate Midas> 50.11.44297S Broca
 Diamantada 07,7x Comprimento 115mm engate Midas>
 50.11.44298S Broca Diamantada 07,7x Comprimento 120mm engate
 Midas> 50.11.44299S Broca Diamantada 07,7x Comprimento
 125mm engate Midas> 50.11.44300S Broca Diamantada 07,7x
 Comprimento 130mm engate Midas> 50.11.44301S Broca
 Diamantada 07,7x Comprimento 135mm engate Midas>
 50.11.44302S Broca Diamantada 07,7x Comprimento 140mm engate
 Midas> 50.11.44303S Broca Diamantada 07,7x Comprimento
 145mm engate Midas> 50.11.44304S Broca Diamantada 07,7x

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



Diamantada Ø1,8x Comprimento 145mm engate AO> 50.11.44514S
Broca Diamantada Ø1,8x Comprimento 150mm engate AO>
50.11.44515S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 50mm engate
AO> 50.11.44516S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 55mm
engate AO> 50.11.44517S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento
60mm engate AO> 50.11.44518S Broca Diamantada Ø1,9x
Comprimento 65mm engate AO> 50.11.44519S Broca Diamantada
Ø1,9x Comprimento 70mm engate AO> 50.11.44520S Broca
Diamantada Ø1,9x Comprimento 75mm engate AO> 50.11.44521S
Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 80mm engate AO>
50.11.44522S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 85mm engate
AO> 50.11.44523S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 90mm
engate AO> 50.11.44524S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento
95mm engate AO> 50.11.44525S Broca Diamantada Ø1,9x
Comprimento 100mm engate AO> 50.11.44526S Broca Diamantada
Ø1,9x Comprimento 105mm engate AO> 50.11.44527S Broca
Diamantada Ø1,9x Comprimento 110mm engate AO> 50.11.44528S
Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 115mm engate AO>
50.11.44529S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 120mm engate
AO> 50.11.44530S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento 125mm
engate AO> 50.11.44531S Broca Diamantada Ø1,9x Comprimento
130mm engate AO> 50.11.44532S Broca Diamantada Ø1,9x
Comprimento 135mm engate AO> 50.11.44533S Broca Diamantada
Ø1,9x Comprimento 140mm engate AO> 50.11.44534S Broca
Diamantada Ø1,9x Comprimento 145mm engate AO> 50.11.44535S
Broca Diamantada Ø1,9x> 50.11.44536S Broca Diamantada Ø2,0x
Comprimento 50mm engate AO> 50.11.45183S Broca Diamantada
Ø5,0x Comprimento 135mm engate AO> 50.11.45184S Broca
Diamantada Ø5,0x Comprimento 140mm engate AO> 50.11.45185S
Broca Diamantada Ø5,0x Comprimento 145mm engate AO>
50.11.45186S Broca Diamantada Ø5,0x Comprimento 150mm engate
AO> 50.11.45187S Broca Diamantada Ø5,1x Comprimento 50mm
engate AO> 50.11.45188S Broca Diamantada Ø5,1x Comprimento
55mm engate AO> 50.11.45189S Broca Diamantada Ø5,1x
Comprimento 60mm engate AO> 50.11.45190S Broca Diamantada
Ø5,1x Comprimento 65mm engate AO> 50.11.45191S Broca

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

100mm engate Midas> 50.11.44127S Broca Diamantada Ø6,9x
Comprimento 105mm engate Midas> 50.11.44128S Broca
Diamantada Ø6,9x Comprimento 110mm engate Midas>
50.11.44129S Broca Diamantada Ø6,9x Comprimento 115mm engate
Midas> 50.11.44130S Broca Diamantada Ø6,9x Comprimento
120mm engate Midas> 50.11.44131S Broca Diamantada Ø6,9x
Comprimento 125mm engate Midas> 50.11.44132S Broca
Diamantada Ø6,9x Comprimento 130mm engate Midas>
50.11.44133S Broca Diamantada Ø6,9x Comprimento 135mm engate
Midas> 50.11.44134S Broca Diamantada Ø6,9x Comprimento
140mm engate Midas> 50.11.44135S Broca Diamantada Ø6,9x
Comprimento 145mm engate Midas> 50.11.44136S Broca
Diamantada Ø6,9x Comprimento 150mm engate Midas>
50.11.44137S Broca Diamantada Ø7,0x Comprimento 50mm engate
Midas> 50.11.44138S Broca Diamantada Ø7,0x Comprimento 55mm
engate Midas> 50.11.44139S Broca Diamantada Ø7,0x
Comprimento 60mm engate Midas> 50.11.44140S Broca
Diamantada Ø7,0x Comprimento 65mm engate Midas>
50.11.44141S Broca Diamantada Ø7,0x Comprimento 70mm engate
Midas> 50.11.44142S Broca Diamantada Ø7,0x Comprimento 75mm
engate Midas> 50.11.44143S Broca Diamantada Ø7,0x
Comprimento 80mm engate Midas> 50.11.44144S Broca
Diamantada Ø7,0x Comprimento 85mm engate Midas>
50.11.44145S Broca Diamantada Ø7,0x Comprimento 90mm engate
Midas> 50.11.44146S Broca Diamantada Ø7,0x Comprimento 95mm
engate Midas> 50.11.44147S Broca Diamantada Ø7,0x
Comprimento 100mm engate Midas> 50.11.44148S Broca
Diamantada Ø7,0x Comprimento 105mm engate Midas>
50.11.44796S Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento 90mm engate
AO> 50.11.44797S Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento 95mm
engate AO> 50.11.44798S Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento
100mm engate AO> 50.11.44799S Broca Diamantada Ø3,2x
Comprimento 105mm engate AO> 50.11.44800S Broca Diamantada
Ø3,2x Comprimento 110mm engate AO> 50.11.44801S Broca
Diamantada Ø3,2x Comprimento 115mm engate AO> 50.11.44802S
Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento 120mm engate AO>
50.11.44803S Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento 125mm engate
AO> 50.11.44804S Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento 130mm
engate AO> 50.11.44805S Broca Diamantada Ø3,2x Comprimento
135mm engate AO> 50.11.44806S Broca Diamantada Ø3,2x
Comprimento 140mm engate AO> 50.11.44807S Broca Diamantada
Ø3,2x Comprimento 145mm engate AO> 50.11.44808S Broca
Diamantada Ø3,2x Comprimento 150mm engate AO> 50.11.44809S
Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 50mm engate AO>
50.11.44810S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 55mm engate
AO> 50.11.44811S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 60mm
engate AO> 50.11.44812S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento
65mm engate AO> 50.11.44813S Broca Diamantada Ø3,3x
Comprimento 70mm engate AO> 50.11.44814S Broca Diamantada
Ø3,3x Comprimento

75mm engate AO> 50.11.4485S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 80mm engate AO> 50.11.44816S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 85mm engate AO> 50.11.44817S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 90mm engate AO> 50.11.44818S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 95mm engate AO> 50.11.44819S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 100mm engate AO> 50.11.44820S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 105mm engate AO> 50.11.44821S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 110mm engate AO> 50.11.44822S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 115mm engate AO> 50.11.44823S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 120mm engate AO> 50.11.44824S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 125mm engate AO> 50.11.44825S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 130mm engate AO> 50.11.44826S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 135mm engate AO> 50.11.44827S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 140mm engate AO> 50.11.44828S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 145mm engate AO> 50.11.44829S Broca Diamantada Ø3,3x Comprimento 150mm engate AO> 50.11.44830S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 50mm engate AO> 50.11.44831S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 55mm engate AO> 50.11.44832S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 60mm engate AO> 50.11.44833S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 65mm engate AO> 50.11.44834S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 70mm engate AO> 50.11.44835S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 75mm engate AO> 50.11.44836S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 80mm engate AO> 50.11.44837S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 85mm engate AO> 50.11.44838S Broca Diamantada Ø3,4x Comprimento 90mm engate AO> 50.11.45474S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 120mm engate AO> 50.11.45475S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 125mm engate AO> 50.11.45476S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 130mm engate AO> 50.11.45477S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 135mm engate AO> 50.11.45478S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 140mm engate AO> 50.11.45479S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 145mm engate AO> 50.11.45480S Broca Diamantada Ø6,4x Comprimento 150mm engate AO> 50.11.45481S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 50mm engate AO> 50.11.45482S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 55mm engate AO> 50.11.45483S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 60mm engate AO> 50.11.45484S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 65mm engate AO> 50.11.45485S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 70mm engate AO> 50.11.45486S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 75mm engate AO> 50.11.45487S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 80mm engate AO> 50.11.45488S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 85mm engate AO> 50.11.45489S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 90mm engate AO> 50.11.45490S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 95mm engate AO> 50.11.45491S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 100mm engate AO> 50.11.45492S Broca Diamantada Ø6,5x Comprimento 105mm engate AO> 50.11.45493S Broca Diamantada

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

07,3x Comprimento 70mm engate J-Latch> 50.11.41788S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.41789S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 70mm engate Quick> 50.11.41790S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 75mm engate Quick> 50.11.41791S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.41792S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 85mm engate Quick> 50.11.41793S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 90mm engate Quick> 50.11.41794S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 95mm engate Quick> 50.11.41795S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 100mm engate Quick> 50.11.41796S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 105mm engate Quick> 50.11.41797S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 110mm engate Quick> 50.11.41798S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 115mm engate Quick> 50.11.41799S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 120mm engate Quick> 50.11.41800S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 125mm engate Quick> 50.11.41801S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 130mm engate Quick> 50.11.41802S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 135mm engate Quick> 50.11.41803S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 140mm engate Quick> 50.11.41804S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 145mm engate Quick> 50.11.41805S Broca Diamantada 02,7x Comprimento 150mm engate Quick> 50.11.41806S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.41807S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 55mm engate Quick> 50.11.41808S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 60mm engate Quick> 50.11.41809S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.41810S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 70mm engate Quick> 50.11.41811S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 75mm engate Quick> 50.11.41812S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.41813S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 85mm engate Quick> 50.11.41814S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 90mm engate Quick> 50.11.41815S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 95mm engate Quick> 50.11.41816S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 100mm engate Quick> 50.11.41817S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 105mm engate Quick> 50.11.41818S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 110mm engate Quick> 50.11.41819S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 115mm engate Quick> 50.11.41820S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 120mm engate Quick> 50.11.41821S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 125mm engate Quick> 50.11.41822S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 130mm engate Quick> 50.11.41823S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 135mm engate Quick> 50.11.41824S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 140mm engate Quick> 50.11.41825S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 145mm engate Quick> 50.11.41826S Broca Diamantada 02,8x Comprimento 150mm engate Quick> 50.11.41827S Broca Diamantada 02,9x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.41828S Broca Diamantada 02,9x Comprimento 55mm engate Quick> 50.11.41829S Broca Diamantada 02,9x Comprimento 60mm engate Quick> 50.11.41830S Broca Diamantada 02,9x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.42211S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.42212S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 85mm engate Quick> 50.11.42213S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 90mm engate Quick> 50.11.42214S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 95mm engate Quick> 50.11.42215S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 100mm engate Quick> 50.11.42216S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 105mm engate Quick> 50.11.42217S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 110mm engate Quick> 50.11.42218S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 115mm engate Quick> 50.11.42219S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 120mm engate Quick> 50.11.42220S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 125mm engate Quick> 50.11.42221S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 130mm engate Quick> 50.11.42222S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 135mm engate Quick> 50.11.42223S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 140mm engate Quick> 50.11.42224S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 145mm engate Quick> 50.11.42225S Broca Diamantada 04,7x Comprimento 150mm engate Quick> 50.11.42226S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.42227S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 55mm engate Quick> 50.11.42228S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 60mm engate Quick> 50.11.42229S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.42230S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 70mm engate Quick> 50.11.42231S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 75mm engate Quick> 50.11.42232S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.42233S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 85mm engate Quick> 50.11.42234S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 90mm engate Quick> 50.11.42235S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 95mm engate Quick> 50.11.42236S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 100mm engate Quick> 50.11.42237S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 105mm engate Quick> 50.11.42238S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 110mm engate Quick> 50.11.42239S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 115mm engate Quick> 50.11.42240S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 120mm engate Quick> 50.11.42241S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 125mm engate Quick>

50.11.42242S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 130mm engate Quick> 50.11.42243S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 135mm engate Quick> 50.11.42244S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 140mm engate Quick> 50.11.42245S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 145mm engate Quick> 50.11.42246S Broca Diamantada 04,8x Comprimento 150mm engate Quick> 50.11.42247S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.42248S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 55mm engate Quick> 50.11.42249S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 60mm engate Quick> 50.11.42250S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.42251S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 70mm engate Quick> 50.11.42252S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 75mm engate Quick> 50.11.42253S Broca Diamantada 04,9x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.42604S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.42605S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 55mm engate Quick> 50.11.42606S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 60mm engate Quick> 50.11.42607S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.42608S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 70mm engate Quick> 50.11.42609S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 75mm engate Quick> 50.11.42610S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.42611S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 85mm engate Quick> 50.11.42612S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 90mm engate Quick> 50.11.42613S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 95mm engate Quick> 50.11.42614S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 100mm engate Quick> 50.11.42615S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 105mm engate Quick> 50.11.42616S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 110mm engate Quick> 50.11.42617S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 115mm engate Quick> 50.11.42618S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 120mm engate Quick> 50.11.42619S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 125mm engate Quick> 50.11.42620S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 130mm engate Quick> 50.11.42621S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 135mm engate Quick> 50.11.42622S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 140mm engate Quick> 50.11.42623S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 145mm engate Quick> 50.11.42624S Broca Diamantada 06,6x Comprimento 150mm engate Quick> 50.11.42625S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.42626S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 55mm engate Quick> 50.11.42627S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 60mm engate Quick> 50.11.42628S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 65mm engate Quick> 50.11.42629S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 70mm engate Quick> 50.11.42630S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 75mm engate Quick> 50.11.42631S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 80mm engate Quick> 50.11.42632S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 85mm engate Quick> 50.11.42633S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 90mm engate Quick> 50.11.42634S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 95mm engate Quick> 50.11.42635S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 100mm engate Quick> 50.11.42636S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 105mm engate Quick> 50.11.42637S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 110mm engate Quick> 50.11.42638S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 115mm engate Quick> 50.11.42639S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 120mm engate Quick> 50.11.42640S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 125mm engate Quick> 50.11.42641S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 130mm engate Quick> 50.11.42642S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 135mm engate Quick> 50.11.42643S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 140mm engate Quick> 50.11.42644S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 145mm engate Quick> 50.11.42645S Broca Diamantada 06,7x Comprimento 150mm engate Quick> 50.11.42646S Broca Diamantada 06,8x Comprimento 50mm engate Quick> 50.11.43118S Broca Diamantada 02,1x Comprimento 100mm engate Midas>

CLASSE : II 81130100014

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1 Circuitos Respiratórios 25351.047814/2008-14 CIRCUITO RESPIRATORIO COM BOLSA INTERSURGICAL FABRICANTE : INTERSURGICAL LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO) 2010100, 2011100 CLASSE : II 80102510482 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Circuitos Respiratórios 25351.139113/2008-19 CIRCUITO CPAP COM CÂMARA INTERSURGICAL FABRICANTE : INTERSURGICAL LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO) 2231000 CLASSE : II 80102510504 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Bolsas Plásticas 25351.661880/2007-11 BOLSAS RESERVATÓRIAS INTERSURGICAL FABRICANTE : INTERSURGICAL LIMITED - INGLATERRA (REINO UNIDO) 2805000, 2810000, 2820000 e 2830000

8910000, 8911000, 8912000, 8913000; CLASSE : II 80102510531 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro D-DÍMERO 25351.359440/2014-73 STA- Liatest® D-DI PLUS (REF 00662) FABRICANTE : DIAGNOSTICA STAGO S.A.S - FRANÇA Reagente 1: 6 x 5 mL de Buffer; Reagente 2: 6 x 6mL de Latex. CLASSE : III 80102511286 8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV) Instrumento autoteste para glicose 25351.450026/2014-43 FAMÍLIA DE MEDIDOR DE GLICOSE SANGUÍNEA ON CALL PLUS FABRICANTE : ACON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ON CALL PLUS - G113-211 ON CALL PLUS - G133-111 ON CALL PLUS - G113-112 ON CALL PLUS - G113-214 ON CALL PLUS - G113-215 ON CALL PLUS - G113-216 CLASSE : III 80102511375 8420 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela Anvisa TRIODOTIRONINA (T3) REVERSA 25351.303352/2017-70 MAGLUMI REV T3 (CLIA) FABRICANTE : SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD (SNIBE) - CHINA, REPÚBLICA POPULAR 130203010M: 1 x 2,5ml de microesferas magnéticas; 1 x 2,5ml de calibrador baixo; 1 x 2,5ml de calibrador alto; 1 x 10,5ml de FITC; 1 x 10,5ml de marcador ABEI; 1 x 2,0ml de controle de qualidade interno. Quantidade suficiente para 100 testes. 130603010M: 1 x 2,0ml de microesferas magnéticas; 1 x 2,0ml de calibrador baixo; 1 x 2,0ml de calibrador alto; 1 x 7,0ml de FITC; 1 x 7,0ml de marcador ABEI; 1 x 2,0ml de controle de qualidade interno. Quantidade suficiente para 50 testes. CLASSE : II 80102511895 8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

W.L. GORE & ASSOCIATES DO BRASIL LTDA. 8.00679-3 ENDOPRÓTESE (VASCULAR) 25351.262014/2010-40 ENDOPRÓTESE TORÁCICA GORE TAG FABRICANTE : W. L. GORE & ASSOCIATES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA TGE212110; TGE262610; TGE282810; TGE282815; TGE313110; TGE313115; TGE343410; TGE343415; TGE343420; TGE373710; TGE373715; TGE373720; TGE404010; TGE404015; TGE404020; TGE454510; TGE454515; TGE454520; TGE262110; TGE312610 CLASSE : IV 80067930032 80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

WELFARE IMP. DE PRODUTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. 1.03565-0 Instrumentos cirúrgicos 25351.606515/2011-60 INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS NÃO ARTICULADOS CORTANTES - A. SCHWET FABRICANTE : ADOLF SCHWEICKHARDT GmbH & Co. KG - ALEMANHA 19502-1 ; 19502-2 ; 19502-3 ; 1362-1 ; 1362-2 ; 636-100 ; 4960-49 ; 4960-58 ; 4087-0 ; 4087-1 ; 4087-2 ; 4087-3 ; 4088-10 ; 4088-0 ; 4088 ; 84088 ; 4089 ; 84089 ; 4090 ; 3902-0 ; 3902-1 ; 3901-0 ; 3901-1 ; 3902-2 ; 3901-2 ; 3910-1 ; 3902-3 ; 3901-3 ; 3902-91 ; 3902-92 ; 3902-93 ; 3902-4 ; 3901-4 ; 3902-5 ; 3901-5 ; 3902-6 ; 3902-8 ; 3902-9 ; 3902-10 ; 3902-18 ; 3902-19 ; 3902-20 ; 3902-29 ; 3901-29 ; 3901-16 ; 3902-16 ; 3902-30 ; 3901-30 ; 3902-31 ; 3901-31 ; 4050-4 ; 3902-15 ; 3901-15 ; 3902-13 ; 3901-13 ; 3902-14 ; 3901-14 ; 3022-26 ; 3902-27 ; 3902-28 ; 3902-46 ; 3902-47 ; 3904-50 ; 3904-51 ; 3904-207 ; 3940-1 ; 3940-2 ; 3907-1 ; 3907-2 ; 3907-3 ; 3907-4 ; 3907-5 ; 3907-6 ; 3939-1 ; 3907-13 ; 3907-14 ; 4000-2 ; 4010-1 ; 4010-2 ; 3902-14 ; 4020-2 ; 4020-3 ; 3904-1 ; 3904-3 ; 3904-7 ; 3904-103 ; 3915-154 ; 3915-155 ; 3910-0 ; 3910-1 ; 3910-2 ; 3910-4 ; 3936 ; 3944-4 ; 4122 ; 4126-1 ; 4126-20 ; 4133-2729 ; 4133-28D ; 4327 ; 84327 ; 4310 ; 4340 ; 4342-1 ; 84342-1 ; 4342-2 ; 4342-3 ; 4880-1 ; 4880-2 ; 4880-3 ; 4880-4 ; 3901 ; 3902 ; 4123-3 ; 4136 ; 4134-89 ; 4134-36 ; 4134-110 ; 4454 ; 4127-1 ; 4127-3 ; 4124 ; 4430 ; 4430-15 ; 4429-15 ; 4432-1 ; 4432-2 ; 4426-1 ; 4426-2 ; 4426-3 ; 4454 ; 1725-28 ; 3462-23 ; 3462-43 ; 3462-47 ; 3471-216 ; 3463-390 ; 4134-12 ; 1695-0 ; 1695-1 ; 1695-2 ; 1696-0 ; 3902-11 ; 4020-1 ; 4325 ; 4126-10 ; 3902-26 ; 1697-0T1 ; 4429-1 ; 4123 ; 21317-0 ; 21317-1 ; 21317-2 ; 21319-0 ; 21319-1 ; 21319-2 ; 26842 ; 26844 ; 1650-30 ; 14699-8 ; 14699-10 ; 614-21 ; 614-22 ; 614-23 ; 614-24 ; 1411-07 ; 1411-04 ; 1411-05 ; 1411-06 ; 1411-03 ; 1411-02 ; 1411-08 ; 1705-15 ; 1705-25 ; 1705-35 ; 1435-10 ; 3302-23A ; 3305-533 ; 3310-133J ; 3310-105H ; 3233-6 ; 3233-7 ; 3424 ; 3425 ; 3635-1 ; 3635-10L ; 3635-10R ; 3635-2 ; 3635-20L ; 3635-20R ; 3635-3 ; 3635-30R ; 3635-4 ; 3635-40R ; 3635-40L ; 3635-5 ; 3635-50L ; 3635-6 ; 3635-60L ; 3305-45 ; 3305-45L ; 3305-45R ; 3465-14 ; 3465-14L ; 3465-14R ; 3465-12 ; 3465-12L ; 3465-12R ; 3902-37 ; 3310-123AR ; 4479-1 ; 4479-2 ; 4479-3 ; 4479-4 ; 4479-5 ; 1418-3 ; 1372-0 ; 1372-1 ; 1372-2 ; 1372-10 ; 1372-11 ; 1372-12 ; 4990-300.



4421 ; 4422 ; 4441 ; 4444 ; 4446 ; 4447 ; 3254 ; 4424 ; 4454 ; 4466 ; 4468 ; 4470 ; 4510 ; 4512 ; 4516 ; 4517 ; 4520 ; 4522 ; 4540 ; 4542 ; 4545 ; 4546 ; 1306-30 ; 1306-40 ; 1340 ; 1342 ; 1342-OR ; 1363-1 ; 1363-2 ; 1371-1 ; 1371-2 ; 1375-1 ; 1375-2 ; 1361-0 ; 1361-1 ; 1361-2 ; 1361-3 ; 1365-0 ; 1365-1 ; 1365-2 ; 1365-3 ; 1682-4 ; 1682-6 ; 1682-8 ; 1682-16 ; 1682-18 ; 1682-26 ; 1682-28 ; 1682-36 ; 1682-38 ; 1682-46 ; 1682-56 ; 3100-1 ; 3100-2 ; 3100-3 ; 3100-7 ; 3153 ; 3154 ; 3144 ; 3168-4 ; 3169-1 ; 3169-12 ; 3169-6 ; 3169-7 ; 3253 ; 3254 ; 3274-2 ; 3275 ; 3274-204 ; 3275-23 ; 83275 ; 3274-6 ; 3276 ; 83274-6 ; 3380-131 ; 3380-171 ; 3274-102 ; 3274-30 ; 3274-533 ; 3376-1 ; 3376-5 ; 3278 ; 3383 ; 3376-6 ; 1432-1 ; 1432-2 ; 1432-3 ; 1432-4 ; 1432-5 ; 1432-6 ; 1432-7 ; 1432-11 ; 1432-12 ; 1432-13 ; 1433-1 ; 1433-2 ; 1433-3 ; 1433-4 ; 1433-5 ; 1435-1 ; 1435-2 ; 1435-3 ; 1435-4 ; 1435-5 ; 1435-6 ; 1723-1 ; 1723-11 ; 1723-6 ; 1723-16 ; 1700-27 ; 1700-32 ; 1700-37 ; 1700-42 ; 1700-50 ; 1700-127 ; 1700-132 ; 1700-137 ; 1700-142 ; 1700-150 ; 1700-227 ; 1700-232 ; 1700-237 ; 1700-242 ; 1700-250 ; 1701-27 ; 1701-32 ; 1701-37 ; 1701-42 ; 1701-50 ; 1701-127 ; 1701-132 ; 1701-137 ; 1701-142 ; 1701-150 ; 1702-127 ; 1702-132 ; 1702-137 ; 1702-142 ; 1702-150 ; 1703-27 ; 1703-32 ; 1703-37 ; 1703-42 ; 1703-50 ; 1703-127 ; 1703-132 ; 1703-137 ; 1703-142 ; 1703-150 ; 4954 ; 4952 ; 1704-22 ; 1704-25 ; 1704-27 ; 1704-30 ; 1704-32 ; 1704-122 ; 1704-125 ; 1704-127 ; 1704-130 ; 1704-132 ; 1689-0 ; 1689-1 ; 1689-2 ; 1710-122 ; 1710-128 ; 1710-134 ; 1710-140 ; 1710-22 ; 1710-28 ; 1710-34 ; 1710-40 ; 3380-13 ; 83380-13 ; 3380-17 ; 83380-17 ; 3232 ; 8323-2 ; 83274-204S ; 1496-1 ; 1496-2 ; 1496-3 ; 1706-1 ; 1706-2 ; 1706-3 ; 1675-06 ; 1675-08 ; 1675-10 ; 1676-06 ; 1676-08 ; 1676-10 ; 3462-31 ; 83462-31 ; 3462-33 ; 83462-33 ; 3462-35 ; 83462-35 ; 3462-37 ; 3462-39 ; 83462-39 ; 3463-33 ; 3463-35 ; 3463-37 ; 3463-39 ; 3463-49 ; 3463-50 ; 3476-5 ; 3476-17 ; 3462-53 ; 3462-55 ; 3462-57 ; 3462-59 ; 3476-18 ; 3476-19 ; 3476-20 ; 3452-63 ; 3452-65 ; 3462-244 ; 3471-101 ; 3471-218 ; 3470-210 ; 3470-212 ; 3470-218 ; 3470-216 ; 3470-220 ; 617-08 ; 617-09 ; 617-10 ; 617-11 ; 617-12 ; 617-13 ; 617-14 ; 617-15 ; 14774-20 ; 14774-10 ; 14774-1 ; 14744-2 ; 1411-01 ; 1706-41 ; 1706-42 ; 1706-43 ; 1706-44 ; 3310-102LC ; 3302-02 ; 3310-102RC ; 3310-113C ; 3302-13CU ; 3310-114C ; 3310-104LC ; 3302-04 ; 3310-104RC ; 3310-113MC ; 3302-13 ; 3310-114MC ; 3310-117MC ; 3302-17 ; 3310-118MC ; 3310-101L ; 3303-01 ; 3310-102L ; 3310-103L ; 3303-03 ; 3310-104L ; 3310-105L ; 3303-05 ; 3310-106L ; 3310-123L ; 3302-23 ; 3310-123R ; 3310-101G ; 3301-01 ; 3310-102G ; 3310-103G ; 3301-03 ; 3310-104G ; 3310-105GM5 ; 3310-105G ; 3301-05 M5 ; 3301-05 ; 3310-106GM5 ; 3310-106G ; 3310-107GM5 ; 3310-107G ; 3301-07 M5 ; 3301-07 ; 3310-108G ; 3310-108GM5 ; 3310-109G ; 3301-09 ; 3310-110G ; 3310-111GM5 ; 3310-111G ; 3301-11M5 ; 3301-11 ; 3310-112G ; 3310-112GM5 ; 3310-111GM5 ; 3310-113G ; 3301-13M5 ; 3301-13 ; 3310-114G ; 3310-114GM5 ; 3310-115G ; 3301-15 ; 3310-116G ; 3310-117G ; 3301-17 ; 3310-118G ; 3310-107H ; 3305-06 ; 3310-106H ; 3310-102CI ; 3305-02 ; 3310-103 ; 3310-135UL ; 3305-35 ; 3310-135UR ; 3310-102-TA ; 3306-02 ; 3310-103TA ; 3310-204L ; 3305-04S ; 3310-204R ; 3310-204LD ; 3305-04SD ; 3310-204RD ; 3310-123AL ; 3305-23 ; 3310-123AL ; 3310-104XL ; 3305-GX ; 3310-104XR ; 3301-05 ; 3301-07 ; 3301-11 ; 3301-13 ; 3305-04S ; 3301-05M5 ; 3301-07M5 ; 3301-11M5 ; 3301-13M5 ; 3305-04S ; 3303-01 ; 3303-03 ; 3303-05 ; 3302-23 ; 3305-04S ; 3303-01TI ; 3303-03TI ; 3303-05TI ; 3302-04TI ; 3308-01 ; 3308-02 ; 3308-03 ; 3308-04 ; 3308-05 ; 1705-2 ; 1705-3 ; 1434-1 ; 1434-2 ; 1434-3 ; 3274-204 ; 3901 ; 3902 ; 614-30 ; 1724 ; 3301-01M5 ; 3301-04S ; 636-101 ; 3385-1 ; 3385-2 ; 3385-3 ; 1651-3 ; 1401 ; 1412-2 ; 1412-22 ; 1650-3 ; 1707-1 ; 1708-1 ; 1708-2 ; 1725-30 ; 14815-1 ; 14699-12 ; 83232 ; 83232-2 ; 1650-361 ; 1650-362 ; 1402 ; 1650-15 ; 1650-40 ; 1435-7 ; 1435-8 ; 1705-4 ; 1650-365 ; 617-20 ; 1705-210 ; 1705-211 ; 1705-310 ; 1705-311 ; 1650-30 ; 3310-101L-TI ; 3310-102L-TI ; 3310-103L-TI ; 3310-104L-TI ; 3310-105L-TI ; 3310-106L-TI ; 3310-123L-TI ; 3310-123R-TI ; 815-3 ; 815-4 ; 3310-101GM5 ; 3310-102GM5 ; 3310-113GM5 ; 3310-251 ; 3310-252 ; 3310-253 ; 3310-254 ; 3310-255 ; 3310-256 ; 3310-257 ; 3310-258 ; 3310-259 ; 3310-260 ; 3462-243 ; 3462-245 ; 1682-8 ; 23860-2 ; 21922-1 ; 21922-2 ; 13242-8 ; 13232 ; 13232-6 ; 13232-8 ; 13232-12 ; 13232-15 ; 13232-18 ; 13197 ; 14173-18 ; 14173-21 ; 14873 ; 14874 ; 14875-6 ; 14875-12 ; 14875-19 ; 14875-25 ; 14820-2 ; 14821-2 ; 14820-1 ; 14821-1 ; 14877-1 ; 14877-2 ; 14877-3 ; 14877-4 ; 14877-5 ; 14878 ; 14879 ; 14985-1 ; 14985-2 ; 14985-3 ; 14985-4 ; 14985-5 ; 14986 ; 14988 ; 21541 ; 21544-1 ; 21544-2 ; 21544-3 ; 21544-4 ; 21544-5 ; 21544-5 ; 21546-1 ; 21546-2 ; 21546-3 ; 21546-4 ; 21557-1 ; 21557-2 ; 21557-3 ; 21557-4 ; 23620-7 ; 23620-9 ; 23831 ; 23830-2 ; 23830-3 ; 23830-4 ; 23830-5 ; 23830-6 ; 23830-7 ; 23830-8 ; 23826-3 ; 23826-4 ; 23826-5 ; 23826-6 ; 23827-1 ; 23827-2 ; 23827-3 ; 23827-4 ; 23827-5 ; 23827-6 ; 23821 ; 23822 ; 23820-10 ; 23820 ; 23824 ; 23818 ; 27116-1 ; 27116-2 ; 27116-3 ; 27116 ; 27114 ; 27120 ; 27121 ; 27122-1 ; 27122-2 ; 27122-3 ; 27123 ; 27118 ; 26924-1 ; 26924-2 ; 26924-3 ; 26924-4 ; 26924-5 ; 26924-6 ; 26935-A1 ; 26934-A1 ; 26935-B1 ; 26934-B1 ; 26935-A2 ; 26934-A2 ; 26935-B2 ; 26934-B2 ; 26935-A3 ; 26934-A3 ; 26935-B3 ; 26934-B3 ; 26935-A4 ; 26934-A4 ; 26935-B4 ; 26934-B4 ; 26935-A5 ; 26934-A5 ; 26935-B5 ; 26934-B5 ; 26935-A6 ; 26934-A6 ; 26935-B6 ; 26934-B6 ; 26935-A00 ; 26934-A00 ; 26935-B00 ; 26934-B00 ; 26935-A0 ; 26934-A0 ; 26935-B0 ; 26934-B0 ; 26935-A1 ; 26934-A1 ; 26935-B1 ; 26934-B1 ; 26935-A2 ; 26934-A2 ; 26935-B2 ; 26934-B2 ; 26935-A3 ; 26934-A3 ; 26935-B3 ; 26934-B3 ; 26935-A4 ; 26934-A4 ; 26935-B4 ; 26934-B4 ; 26935-A5 ; 26934-A5 ; 26935-B5 ; 26934-B5 ; 26935-A6 ; 26934-A6 ; 26935-B6 ; 26934-B6 ; 26935-A7 ; 26934-A7 ; 26935-B7 ; 26934-B7 ; 26935-A8 ; 26934-A8 ; 26935-B8 ; 26934-B8 ; 26935-A9 ; 26934-A9 ; 26935-B9 ; 26934-

B9 ; 26955-A10 ; 26954-A10 ; 26955-B10 ; 26954-B10 ; 26955-A11 ; 26954-A11 ; 26955-B11 ; 26954-B11 ; 26955-A12 ; 26954-A12 ; 26955-B12 ; 26954-B12 ; 26955-A13 ; 26954-A13 ; 26955-B13 ; 26954-B13 ; 26955-A14 ; 26954-A14 ; 26955-B14 ; 26954-B14 ; 26955-A15 ; 26954-A15 ; 26955-B15 ; 26954-B15 ; 26955-A16 ; 26954-A16 ; 26955-B16 ; 26954-B16 ; 26970 ; 26971 ; 26961-A0 ; 26961-A1 ; 26961-A2 ; 26961-A3 ; 26961-A4 ; 26961-A5 ; 26961-A6 ; 26961-B0 ; 26961-B1 ; 26961-B2 ; 26961-B3 ; 26961-B4 ; 26961-B5 ; 26961-B6 ; 26875-1 ; 26875-2 ; 26875-3 ; 26875-4 ; 26875-5 ; 26875-6 ; 26876-1 ; 26876-2 ; 26876-3 ; 26876-4 ; 26876-5 ; 26876-6 ; 11837 ; 15870 ; 23841 ; 23842 ; 23846 ; 23840 ; 610-2 ; 610-3 ; 610-4 ; 610-12 ; 610-13 ; 610-14 ; 614-2 ; 8614-2 ; 614-3 ; 8614-3 ; 614-4 ; 8614-4 ; 614-5 ; 614-12 ; 8614-12 ; 614-13 ; 8614-13 ; 614-14 ; 8614-14 ; 614-15 ; 620-23 ; 620-2 ; 8620-2 ; 620-3 ; 8620-3 ; 620-4 ; 8620-4 ; 634-4 ; 634-3 ; 634-2 ; 634-1 ; 636-1 ; 636-2 ; 636-3 ; 636-4 ; 636-5 ; 636-6 ; 646-1 ; 646-2 ; 646-3 ; 640-1 ; 640-2 ; 642 ; 790-5 ; 790-1 ; 790-13 ; 790-12 ; 782-5 ; 782-12 ; 782-13 ; 782-2 ; 782-3 ; 782-14 ; 782-15 ; 1490-1 ; 1490-2 ; 1490-3 ; 1491-2 ; 1491-12 ; 648-1 ; 648-2 ; 648-3 ; 648-11 ; 648-12 ; 648-13 ; 615-1 ; 615-2 ; 615-3 ; 804-1 ; 804-3 ; 804-2 ; 723 ; 726-1 ; 726-2 ; 710-1 ; 710-2 ; 710-3 ; 710-4 ; 710-12 ; 710-11 ; 710-14 ; 710-13 ; 830-1 ; 830-2 ; 838-1 ; 838-2 ; 835-1 ; 835-2 ; 836-27 ; 836-28 ; 836-2711 ; 836-2811 ; 850-12 ; 850-13 ; 850-14 ; 850-15 ; 684 ; 840-320 ; 840-321 ; 760-1 ; 760-2 ; 920-1 ; 920-2 ; 810 ; 811 ; 814-1 ; 814-3 ; 814-4 ; 925-2 ; 925-3 ; 925-4 ; 926-2 ; 926-3 ; 926-4 ; 1416 ; 1415 ; 1417 ; 1413-1 ; 1413-2 ; 1413-3 ; 1413-4 ; 1420 ; 1376 ; 1378 ; 1401-1 ; 1408 ; 81408 ; 1409 ; 1410 ; 1400 ; 1406 ; 1407 ; 1407-24 ; 1425-1 ; 1425-2 ; 1405 ; 1393 ; 1393-1 ; 1412-1 ; 1412-21 ; 1461 ; 1462 ; 1471 ; 1472 ; 1650-1 ; 1650-2 ; 1650-4 ; 1650-12 ; 1650-36 ; 1651-1 ; 1651-2 ; 1674-4 ; 1672-3 ; 1672-4 ; 1672-13 ; 1672-14 ; 1675-7 ; 1683-4 ; 1683-14 ; 1683-8 ; 1683-18 ; 1705-1 ; 3374-1 ; 3374-3 ; 3374-5 ; 3374-7 ; 3374-9 ; 3374-11 ; 3374-13 ; 3374-15 ; 3374-17 ; 3373-5 ; 3373-7 ; 3373-11 ; 3373-13 ; 3373-204S ; 3373-204DS ; 3373-H6/H7 ; 3377-1 ; 3377-3 ; 3377-5 ; 83377-5 ; 3377-7 ; 83377-7 ; 3377-9 ; 3377-11 ; 83377-11 ; 3377-13 ; 83377-13 ; 3377-15 ; 3377-17 ; 83377-17 ; 3375-5 ; 3375-7 ; 3375-11 ; 3375-13 ; 3377 ; 3377-101 ; 3377-103 ; 3373 ; 3377-105 ; 3373-105 ; 3377-107 ; 3373-107 ; 3377-109 ; 3377-111 ; 3373-111 ; 3377-113 ; 3373-113 ; 3377-91 ; 3377-93 ; 3377-95 ; 3379-2 ; 3379-4 ; 3379-13 ; 3376-2 ; 3376-3 ; 3376-4 ; 3395 ; 3396 ; 3397 ; 3398 ; 3399 ; 3378 ; 2322-2 ; 2323-9 ; 3446 ; 3453-11 ; 3453-28 ; 3453-29 ; 3452-77 ; 3452-79 ; 3453-77 ; 3453-79 ; 4112-10 ; 4430 ; 4430-15 ; 4429-15 ; 4432-1 ; 4432-2 ; 4426-1 ; 4426-2 ; 4426-3 ; 14640-A3 ; 14640-A4 ; 14640-A5 ; 14640-A6 ; 14640-A8 ; 14640-A10 ; 14640-A12 ; 14640-A14 ; 14640-A16 ; 14668-4 ; 14668-6 ; 14668-8 ; 14668-10 ; 14668-12 ; 14668-14 ; 14640-B4 ; 14640-B6 ; 14640-B8 ; 14640-B10 ; 14640-B12 ; 14640-B14 ; 14640-B16 ; 14652-2 ; 14652-3 ; 14652-4 ; 14652-5 ; 14652-6 ; 14652-7 ; 14652-8 ; 14654-2 ; 14654-3 ; 14654-4 ; 14654-5 ; 14654-6 ; 14654-7 ; 14654-8 ; 14654-9 ; 14669-4 ; 14669-6 ; 14669-10 ; 14669-12 ; 14669-14 ; 14641-3 ; 14641-4 ; 14641-5 ; 14641-6 ; 14641-8 ; 14641-10 ; 14641-12 ; 14641-14 ; 14641-16 ; 14658-4 ; 14658-6 ; 14653-2 ; 14653-3 ; 14653-4 ; 14653-5 ; 14653-6 ; 14653-7 ; 14653-8 ; 14655-2 ; 14655-3 ; 14655-4 ; 14655-5 ; 14655-6 ; 14655-7 ; 14655-8 ; 14684-3 ; 14684-4 ; 14684-6 ; 14684-8 ; 14684-10 ; 14684-12 ; 14684-15 ; 14685-3 ; 14685-4 ; 14685-6 ; 14685-8 ; 14685-10 ; 14685-12 ; 14685-15 ; 14688-8 ; 14688-10 ; 14688-13 ; 14688-15 ; 14688-20 ; 14688-25 ; 14688-30 ; 14688-38 ; 14688-44 ; 14688-50 ; 14659-3 ; 14659-5 ; 14689-8 ; 14689-10 ; 14689-13 ; 14689-15 ; 14689-20 ; 14689-25 ; 14689-30 ; 14689-38 ; 14689-44 ; 14689-50 ; 14666-4 ; 14666-6 ; 14666-8 ; 14666-10 ; 14666-12 ; 14666-15 ; 14667-6 ; 14667-8 ; 14667-10 ; 14667-12 ; 14667-15 ; 14663-15 ; 14663-20 ; 14663-25 ; 14662-6 ; 14662-8 ; 14662-10 ; 14662-12 ; 14662-15 ; 14662-20 ; 14662-25 ; 14662-30 ; 14660-6 ; 14660-8 ; 14660-10 ; 14660-12 ; 14660-15 ; 14660-20 ; 14660-25 ; 14660-30 ; 14710-3 ; 14710-5 ; 14710-6 ; 14710-8 ; 14710-9 ; 14665-6 ; 14665-8 ; 14665-10 ; 14665-12 ; 14665-15 ; 14665-20 ; 14665-25 ; 14665-30 ; 14676-6 ; 14676-13 ; 14676-19 ; 14676-25 ; 14676-32 ; 14704-6 ; 14704-9 ; 14704-13 ; 14704-16 ; 14704-19 ; 14704-25 ; 14704-32 ; 14677-6 ; 14677-13 ; 14677-19 ; 14677-25 ; 14677-32 ; 14705-6 ; 14705-9 ; 14705-13 ; 14705-16 ; 14705-19 ; 14705-25 ; 14705-32 ; 14698-4 ; 14698-6 ; 14698-8 ; 14698-10 ; 14698-12 ; 14706-6 ; 14706-9 ; 14706-13 ; 14706-16 ; 14706-19 ; 14706-25 ; 14706-32 ; 14699-4 ; 14699-6 ; 14699-8 ; 14699-10 ; 14699-12 ; 14707-6 ; 14707-9 ; 14707-13 ; 14707-16 ; 14707-19 ; 14707-25 ; 14707-32 ; 14678-6 ; 14678-13 ; 14678-19 ; 14678-25 ; 14678-32 ; 14700-5 ; 14700-7 ; 14700-10 ; 14700-15 ; 14700-20 ; 14700-25 ; 14700-30 ; 14702-5 ; 14702-10 ; 14702-15 ; 14703-5 ; 14703-10 ; 14703-15 ; 14701-5 ; 14701-7 ; 14701-10 ; 14701-15 ; 14701-20 ; 14701-25 ; 14701-30 ; 14679-6 ; 14679-13 ; 14679-19 ; 14679-25 ; 14679-32 ; 14680-6 ; 14680-13 ; 14680-19 ; 14680-25 ; 14680-32 ; 14796-30 ; 14796-20 ; 14796-10 ; 14796-1 ; 14796-2 ; 14796-3 ; 14796-4 ; 14795-5 ; 14795-6 ; 14795-7 ; 14796-8 ; 14796-9 ; 14796-10 ; 14796-11 ; 14796-12 ; 14796-13 ; 14796-14 ; 14796-15 ; 14796-16 ; 14796-17 ; 14796-18 ; 14796-19 ; 14796-20 ; 14796-21 ; 14796-22 ; 14796-23 ; 14796-24 ; 14796-25 ; 14796-26 ; 14796-27 ; 14796-28 ; 14796-29 ; 14796-30 ; 14796-31 ; 14796-32 ; 14796-33 ; 14796-34 ; 14796-35 ; 14796-36 ; 14796-37 ; 14796-38 ; 14796-39 ; 14796-40 ; 14796-41 ; 14796-42 ; 14796-43 ; 14796-44 ; 14796-45 ; 14796-46 ; 14796-47 ; 14796-48 ; 14796-49 ; 14796-50 ; 14796-51 ; 14796-52 ; 14796-53 ; 14796-54 ; 14796-55 ; 14796-56 ; 14796-57 ; 14796-58 ; 14796-59 ; 14796-60 ; 14796-61 ; 14796-62 ; 14796-63 ; 14796-64 ; 14796-65 ; 14796-66 ; 14796-67 ; 14796-68 ; 14796-69 ; 14796-70 ; 14796-71 ; 14796-72 ; 14796-73 ; 14796-74 ; 14796-75 ; 14796-76 ; 14796-77 ; 14796-78 ; 14796-79 ; 14796-80 ; 14796-81 ; 14796-82 ; 14796-83 ; 14796-84 ; 14796-85 ; 14796-86 ; 14796-87 ; 14796-88 ; 14796-89 ; 14796-90 ; 14796-91 ; 14796-92 ; 14796-93 ; 14796-94 ; 14796-95 ; 14796-96 ; 14796-97 ; 14796-98 ; 14796-99 ; 14797-1 ; 14797-2 ; 14797-3 ; 14797-4 ; 14797-5 ; 14797-6 ; 14797-7 ; 14797-8 ; 14797-9 ; 14797-10 ; 14797-11 ; 14797-12 ; 14797-13 ; 14797-14 ; 14797-15 ; 14797-16 ; 14797-17 ; 14797-18 ; 14797-19 ; 14797-20 ; 14797-21 ; 14797-22 ; 14797-23 ; 14797-24 ; 14797-25 ; 14797-26 ; 14797-27 ; 14797-28 ; 14797-29 ; 14797-30 ; 14797-31 ; 14797-32 ; 14797-33 ; 14797-34 ; 14797-35 ; 14797-36 ; 14797-37 ; 14797-38 ; 14797-39 ; 14797-40 ; 14797-41 ; 14797-42 ; 14797-43 ; 14797-44 ; 14797-45 ; 14797-46 ; 14797-47 ; 14797-48 ; 14797-49 ; 14797-50 ; 14797-51 ; 14797-52 ; 14797-53 ; 14797-54 ; 14797-55 ; 14797-56 ; 14797-57 ; 14797-58 ; 14797-59 ; 14797-60 ; 14797-61 ; 14797-62 ; 14797-63 ; 14797-64 ; 14797-65 ; 14797-66 ; 14797-67 ; 14797-68 ; 14797-69 ; 14797-70 ; 14797-71 ; 14797-72 ; 14797-73 ; 14797-74 ; 14797-75 ; 14797-76 ; 14797-77 ; 14797-78 ; 14797-79 ; 14797-80 ; 14797-81 ; 14797-82 ; 14797-83 ; 14797-84 ; 14797-85 ; 14797-86 ; 14797-87 ; 14797-88 ; 14797-89 ; 14797-90 ; 14797-91 ; 14797-92 ; 14797-93 ; 14797-94 ; 14797-95 ; 14797-96 ; 14797-97 ; 14797-98 ; 14797-99 ; 14798-1 ; 14798-2 ; 14798-3 ; 14798-4 ; 14798-5 ; 14798-6 ; 14798-7 ; 14798-8 ; 14798-9 ; 14798-10 ; 14798-11 ; 14798-12 ; 14798-13 ; 14

RESOLUÇÃO-RE Nº 105, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

3M DO BRASIL LTDA 8.02849-3
Adesivo Odontologico 25351.032190/2007-50
TRANSBOND PLUS SELF ETCHING PRIMER
FABRICANTE : 3M DO BRASIL LTDA - BRASIL
FABRICANTE : 3M UNITEK CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : II 80284930192
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BIOMET 3I DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8.00446-8
Instrumentos cirúrgicos 25351.807359/2010-29
Instrumentais Estéreis, Não-Articulados e Não-Cortantes para Artroscopia - Biomet Sports Medicine
FABRICANTE : BIOMET SPORTS MEDICINE - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : I 80044680045
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Instrumentos cirúrgicos 25351.807381/2010-61
Instrumentais Estéreis, Não-Articulados e Cortantes para Artroscopia - Biomet Sports Medicine
FABRICANTE : BIOMET SPORTS MEDICINE - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : II 80044680047
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
ENXERTO PARA OSSOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.335530/2017-71
AccuFill Substituto Ósseo - 5cc
FABRICANTE : ETEX CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : IV
80094 - MATERIAL - Registro de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
ENXERTO PARA OSSOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.330796/2017-60
AccuFill Substituto Ósseo - 3 cc
FABRICANTE : ETEX CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : IV
80094 - MATERIAL - Registro de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.03558-7
Instrumental para Implante de Coluna 25351.261842/2014-79
Instrumentos NSI ANC
FABRICANTE : NSI-US, Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : I 10355870206
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico25351.261832/2014-57
Caixas NSI
CLASSE : I 10355870207
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Instrumental para Implante de Coluna 25351.274124/2014-13
Ganchos NSI
FABRICANTE : NSI-US, Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : I 10355870210
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1.03413-5
Telas 25351.266526/2004-33
SISTEMA OBTRYX TRANSOBTURADOR MEDIO-URETRAL
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

CLASSE : III 10341350393
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Tubos 25351.120718/2012-03
SONDA DE ALIMENTAÇÃO JEJUNAL - KIT DE TUBO PEG-J
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III 10341350724
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
STENT FARMACOLÓGICO PARA ARTÉRIAS CORONÁRIAS25351.789330/2014-48
Synergy Monorail - Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : IV 10341350835
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Dispositivo de Embolizacao Artificial 25351.341642/2016-89
Microesferas Embozene
FABRICANTE : CELONOVA BIOSCIENCES GERMANY GMBH - ALEMANHA
CLASSE : IV 10341350914
80156 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material de Uso Médico
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
8046 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CANADA CENTRAL DE NEGOCIOS DO BRASIL LTDA 8.00038-9
SISTEMAS INTERNOS DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL25351.645892/2017-70
SISTEMA DE FIXAÇÃO CERVICAL MAHE
FABRICANTE : MAHE MEDICAL GMBH - ALEMANHA
CLASSE : III
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CENE RIO PRETO LTDA - ME 8.14832-3
Andador 25351.650624/2017-70
ANDADOR GERIATRICO COM RODAS DE ALUMINIO
CLASSE : I
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Cama Hospitalar 25351.650627/2017-11
CAMA MANUAL
CLASSE : I
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Cadeira de Rodas 25351.650622/2017-81
CADEIRA DE RODAS DE ALUMINIO
CLASSE : I
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA1.01504-7
Cateteres 25351.042656/2017-03
Cateter Mount Well Lead
FABRICANTE : WELL LEAD MEDICAL CO, LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II 10150470514
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CMS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.00653-2
Grampeador Cirurgico 25351.060423/2017-09
GRAMPEADOR CURVO CORTANTE DESCARTÁVEL E RECARGAS
FABRICANTE : FENGH MEDICAL CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : III
8542 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Grampeador Cirurgico 25351.060420/2017-01
GRAMPEADOR HEMORROIDAL DESCARTÁVEL
FABRICANTE : FENGH MEDICAL CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : III
8542 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Grampeador Cirurgico 25351.060427/2017-02
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE RECARREGÁVEL DESCARTÁVEL E RECARGAS
FABRICANTE : FENGH MEDICAL CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : III
8542 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Grampeador Cirurgico 25351.060421/2017-08
GRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTÁVEL
FABRICANTE : FENGH MEDICAL CO., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : III
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8.05221-1
Cama Motorizada 25351.728845/2012-74
CAMA FAWLER ELÉTRICA
CLASSE : I
8064 - EQUIPAMENTO - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (PartNumber) ou Modelo Comercial
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8
Porcelana/ Cerâmica Odontológica 25351.196065/2017-08
CELTRA CERAM BASIC KIT
FABRICANTE : DENTSPLY INTERNATIONAL INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : II
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Porcelana/ Cerâmica Odontológica 25351.196021/2017-18
CELTRA CERAM GINGIVA KIT
FABRICANTE : DENTSPLY INTERNATIONAL INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : II
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ENDOBRAx COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA8.03939-1
Endoscopia Rígida 25351.217499/2012-31
Endoscópio Rígido
FABRICANTE : HANGZHOU TONGLU ACME ENDOSCOPE CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : I 80393910013
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Instrumental Endoscópico 25351.772160/2011-05
INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADO CORTANTE PARA VIDEO CIRURGIA TS OPTICAL
FABRICANTE : HANGZHOU TONGLU ACME ENDOSCOPE CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : I 80393910014
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.02718-1
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.498076/2006-16
SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA, DE PLACAS ESPECIAIS, PARA MINI E MICRO FRAGMENTOS APTUS
FABRICANTE : MEDARTIS AG - SUÍÇA
CLASSE : III 80271810007
80143 - MATERIAL - Alteração de componente/acessório em registro de sistema de material implantável em ortopedia
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Eleve Comercio de Eletronicos Eireli Me 8.15191-5
Aparelho para Polimerizacao de Resinas 25351.643550/2017-15
Fotopolimerizador Odontológico Liang Ya
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA 1.01647-1
Preservativos Masculinos 25351.458734/2016-02
preservativo blowtex aloe vera
FABRICANTE : FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX LTDA - BRASIL
CLASSE : III
8028 - MATERIAL - Registro de Material de Uso Médico Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS LTDA 1.02168-3
Fio Guia 25351.527467/2017-08
Fio Guia GaBmed
FABRICANTE : GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : II



80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E EXPOR LTDA 1.02475-3
Kit Instrumental 25351.712126/2010-88
INSTRUMENTOS DE QUADRIL EXACTECH
FABRICANTE : EXACTECH, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

CLASSE : II 10247539008
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

INNOVA TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA ME 8.15129-2
Kit Cirurgico 25351.658993/2017-19
Kit Cânula Epidural Eden
FABRICANTE : JMT Co., Ltd - CORÉIA DO SUL
CLASSE : III

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Kit Cirurgico 25351.635834/2017-38
Kit Cânula Direcionável Eden
FABRICANTE : JMT Co., Ltd - CORÉIA DO SUL
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

INOVAMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP 8.03577-0
Embalagem para Esterilizacao 25351.650640/2011-41
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PMS STERIPACK
FABRICANTE : PMS MEDIKAL Amb. San. Tic. Sti. - TURQUIA
CLASSE : I 80357700009
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Embalagem para Esterilizacao 25351.650673/2011-83
TYVEK PMS STERIPACK
FABRICANTE : PMS MEDIKAL Amb. San. Tic. Sti. - TURQUIA
CLASSE : I 80357700011
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 8.01459-0
Instrumentos cirúrgicos 25351.734498/2014-20
INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE ESTÉRIL
FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA
CLASSE : II 80145901695
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

KENKO PATTO PHOTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 8.15430-1
Massageador Terapeutico 25351.641509/2017-12
MASSAGEADOR KENKO DRIVE
FABRICANTE : KENKO PATTO PHOTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - BRASIL
CLASSE : I
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

KOPP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.02041-1
Implantes Dentarios (Osseointegravel) 25351.227908/2017-05
Implantes Zigomático
FABRICANTE : KOPP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : III
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8.09445-1
Compressa Absorvente Para Neurocirurgia 25351.303040/2013-13
COMPRESSA NEUROCIRURGICA
FABRICANTE : MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL
CLASSE : II 80944510006
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 8.00731-1
Acessorios Para Endoscopia 25351.279176/2011-72
BOCAL
FABRICANTE : MEDI-GLOBE GMBH - ALEMANHA
CLASSE : I 80073110038
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MicroPort Brasil Produtos Médicos Ltda 8.12908-4
PRÓTESES TOTAIS DO QUADRIL 25351.301623/2017-72
SISTEMA TOTAL DE QUADRIL PROFEMUR
RENAISSANCE/LINEAGE

FABRICANTE : MicroPort Brasil Produtos Médicos Ltda - BRASIL
CLASSE : III
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

NEUROCIÊNCIAS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.05281-9
Kit Instrumental 25351.639023/2017-14
KIT DE INSTRUMENTAIS PARA IMPLANTE LOMBAR E CERVICAL
FABRICANTE : Normmed Medikal VE Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi - TURQUIA
CLASSE : I

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Kit Instrumental 25351.639027/2017-94
KIT DE INSTRUMENTAIS PARA CAGE COPERCTOMIA
FABRICANTE : Normmed Medikal VE Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi - TURQUIA
CLASSE : I
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Kit Instrumental 25351.639029/2017-83
KIT DE INSTRUMENTAIS PARA CAGE LOMBAR E CERVICAL
FABRICANTE : Normmed Medikal VE Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi - TURQUIA
CLASSE : I
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

NOVARTIS BIOCIECIAS S.A 8.01534-8
Pinças 25351.660127/2012-12
PINÇAS DSP
FABRICANTE : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : I 80153480126
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

OPTO ELETRÔNICA S/A 1.03095-7
Tonometro 25351.638176/2017-36
Tonometro de Aplanacao
FABRICANTE : UNION VISION CO., LTDA - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA 8.02233-4
ROLETE DE MICROAGULHAS PARA ESTÉTICA 25351.649948/2017-65
DERMAPAUHER SYSTEM
FABRICANTE : Guangzhou Ekai Electronic Technology Co. Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME 8.15047-9
HISTEROSCÓPIO 25351.656865/2017-22
HISTEROSCÓPIO DE LENTE CILÍNDRICA MYOSURE ®
FABRICANTE : HOLOGIC, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

POL-LUX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS E HOSPITALAR LTDA 8.05260-6
Medidor para Implante 25351.504407/2009-69
MEDIDOR DE IMPLANTE DE MAMA DE GEL DE SILICONE
FABRICANTE : POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH - ALEMANHA
CLASSE : II 80526060002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

PREMIUM EXPO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 8.12782-8
Mascaras 25351.414123/2017-01
Máscara Descartável Premium Expo
FABRICANTE : XIANTAO ZHIBO NON-WOVEN PRODUCTS CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde s/a 8.08016-3
Embalagem para Esterilizacao 25351.424293/2015-01
Embalagem para Esterilização AllPrime
FABRICANTE : EURONDA - SPA - ITÁLIA
CLASSE : I 80801630002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Aquecedor Endodontico para Gutta Percha 25351.638254/2017-01
EQ-V
FABRICANTE : META BIOMED CO. LTD. - CORÉIA DO SUL
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

RZ DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA EPP 8.03130-4
IMUNOGLOBULINA A 25351.596319/2017-25
IgA Salivar ELISA
FABRICANTE : DRG INSTRUMENTS GMBH - ALEMANHA
CLASSE : II
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
ALDOSTERONA 25351.596331/2017-30
Aldosterona ELISA
FABRICANTE : DRG INSTRUMENTS GMBH - ALEMANHA
CLASSE : II
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.04139-6
Grampo (Clips/Clamps) 25351.428208/2017-06
CLIP DE HEMOSTASIA
FABRICANTE : SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : III
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SURGICAL LINE -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.04109-0
Introdutores 25351.656614/2017-48
Introdutores Canulados Tubalnsert
FABRICANTE : SPIGGLE & THEIS MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Balao 25351.656597/2017-49
Cateter Balão Tubavent
FABRICANTE : SPIGGLE & THEIS MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
CLASSE : I
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SYSMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.00154-9
Instrumento para citometria de fluxo 25351.596353/2017-08
Cyflow Counter
FABRICANTE : SYSMEX PARTEC GMBH - ALEMANHA
CLASSE : II
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.02880-9
Lancetas 25351.655016/2017-06
lanceta Medlance
FABRICANTE : HTL STREFA SA - POLÔNIA
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Total Life comercio de produtos Medico-Hospitalar LTDA-EPP 8.12315-5
Extensor 25351.570140/2015-58
Linha de Extensão Total Life
FABRICANTE : Shanghai Kindly Enterprise Development Group Medical Instruments CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II 81231550001
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Torneiras 25351.570155/2015-11
Manifold Total Life
FABRICANTE : Shanghai Kindly Enterprise Development Group Medical Instruments CO.,LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II 81231550002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1
Conjunto para Drenagem 25351.633932/2017-31
CONJUNTO DE COLETA DE AEROSSÓIS 3T
CLASSE : I

80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

gasomex comercio de equipamentos eletro e electronicos Ltda 8.12423-8

Equipamento de Hemodinamica 25351.641315/2017-17
ANALISADOR DE GAS SANGUÍNEO - ELETRÓLITO - Hb - ESCHWEILER COMBILINE
CLASSE : I

8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Equipamento de Hemodinamica 25351.641331/2017-00
ANALISADOR DE GAS SANGUÍNEO - ELETRÓLITO - Hb - ESCHWEILER MODULAR PRO
CLASSE : I

8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

kindly industria e comercio de equipamentos médicos Ltda 8.06162-4
Equipos 25351.659087/2017-23

equipo de infusão parenteral gravitacional kindly

CLASSE : II

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ludan industria e comercio eireli 8.14814-1

Compressas 25351.654446/2017-56

Compressa de Gaze Estéril - Ludan

FABRICANTE : ludan industria e comercio eireli - BRASIL

CLASSE : II

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Compressas 25351.654470/2017-95

Compressa de Gaze Ludan

FABRICANTE : ludan industria e comercio eireli - BRASIL

CLASSE : I

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Campo Cirurgico 25351.654409/2017-48

Campo Operatório Não Estéril Ludan.

FABRICANTE : ludan industria e comercio eireli - BRASIL

CLASSE : I

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Ataduras 25351.654501/2017-16

Atadura de Crepom Ludan

FABRICANTE : ludan industria e comercio eireli - BRASIL

CLASSE : I

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

RESOLUÇÃO-RE Nº 106, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa, em atendimento à decisão da ação ordinária nº 51051-50.2012.4.01.3400 - 21ª Vara Federal/DF, que confirma a antecipação de tutela e determina à ANVISA a aceitar os certificados de boas práticas estrangeiros ou seus congêneres, nas hipóteses em que os pedidos de inspeção internacional feitos pelos filiados da ABIMED (Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares) estejam protocolados e paralisados há mais de seis meses, sem prejuízo da inspeção internacional a ser feita posteriormente pela ANVISA para fins de confirmação ou não da avaliação estrangeira.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

Autentica Medical Importação Comercio e Serviços LTDA-ME 8.10000-3

Sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular.25351.955555/2016-59

SISTEMA DE OSTEOSSÍNTESE POSTERIOR DE COLUNA

FABRICANTE : TDM Co., Ltd. - CORÉIA DO SUL

811-56585; 811-56590; 811-57025; 811-57030; 811-57035; 811-57040; 811-57045; 811-57050; 811-57055; 811-57060; 811-57065; 811-57070; 811-57075; 811-57080; 811-57085; 811-57090; 811-57525; 811-57530; 811-57535; 811-57540; 811-57545; 811-57550; 811-57555; 811-57560; 811-57565; 811-57570; 811-57575; 811-57580; 811-57585; 811-57590; 811-58025; 811-58030; 811-58035; 811-58040; 811-58045; 811-58050; 811-58055; 811-58060; 811-58065; 811-58070; 811-58075; 811-58080; 811-58085; 811-58090; 811-58525; 811-58530; 811-58535; 811-58540; 811-58545; 811-58550; 811-58555; 811-58560; 811-58565; 811-58570; 811-58575; 811-58580; 811-58585; 811-58590. Parafuso Pedicular Monoaxial MIS 5.5 mm: 821-24525; 821-24530; 821-24535; 821-24540; 821-24545; 821-24550; 821-24555; 821-24560; 821-24565; 821-24570; 821-25025; 821-25030; 821-25035; 821-25040; 821-25045; 821-25050; 821-25055; 821-25060; 821-25065; 821-25070; 821-25525; 821-25530; 821-25535; 821-25540; 821-25545; 821-25550; 821-25555; 821-25560; 821-25565; 821-25570; 821-26025; 821-26030; 821-26035; 821-26040; 821-26045; 821-26050; 821-26055; 821-26060; 821-26065; 821-26070; 821-26075; 821-26080; 821-26085; 821-26090; 821-26525; 821-26530; 821-26535; 821-26540; 821-26545; 821-26550; 821-26555; 821-26560; 821-26565; 821-26570; 821-26575; 821-26580; 821-26585; 821-26590; 821-27025; 821-27030; 821-27035; 821-27040; 821-27045; 821-27050; 821-27055; 821-27060; 821-27065; 821-27070; 821-27075; 821-27080; 821-27085; 821-27090; 821-27525; 821-27530; 821-27535; 821-27540; 821-27545; 821-27550; 821-27555; 821-27560; 821-27565; 821-27570; 821-27575; 821-27580; 821-27585; 821-27590; 821-28025; 821-28030; 821-28035; 821-28040; 821-28045; 821-28050; 821-28055; 821-28060; 821-28065; 821-28070; 821-28075; 821-28080; 821-28085; 821-28090; 821-28525; 821-28530; 821-28535; 821-28540; 821-28545; 821-28550; 821-28555; 821-28560; 821-28565; 821-28570; 821-28575; 821-28580; 821-28585; 821-28590. Parafuso Pedicular Poliaxial MIS 5.5 mm: 821-34525; 821-34530; 821-34535; 821-34540; 821-34545; 821-34550; 821-34555; 821-34560; 821-34565; 821-34570; 821-35025; 821-35030; 821-35035; 821-35040; 821-35045; 821-35050; 821-35055; 821-35060; 821-35065; 821-35070; 821-35525; 821-35530; 821-35535; 821-35540; 821-35545; 821-35550; 821-35555; 821-35560; 821-35565; 821-35570; 821-36035; 821-36040; 821-36045; 821-36050; 821-36055; 821-36060; 821-36065; 821-36070; 821-36075; 821-36080; 821-36085; 821-36090; 821-36525; 821-36530; 821-36535; 821-36540; 821-36545; 821-36550; 821-36555; 821-36560; 821-36565; 821-36570; 821-36575; 821-36580; 821-36585; 821-36590; 821-37025; 821-37030; 821-37035; 821-37040; 821-37045; 821-37050; 821-37055; 821-37060; 821-37065; 821-37070; 821-37075; 821-37080; 821-37085; 821-37090; 821-37525; 821-37530; 821-37535; 821-37540; 821-37545; 821-37550; 821-37555; 821-37560; 821-37565; 821-37570; 821-37575; 821-37580; 821-37585; 821-37590; 821-38025; 821-38030; 821-38035; 821-38040; 821-38045; 821-38050; 821-38055; 821-38060; 821-38065; 821-38070; 821-38075; 821-38080; 821-38085; 821-38090; 821-38525; 821-38530; 821-38535; 821-38540; 821-38545; 821-38550; 821-38555; 821-38560; 821-38565; 821-38570; 821-38575; 821-38580; 821-38585; 821-38590. Bloqueador: 811-00002. Haste 5.5 mm: 811-21040; 811-21045; 811-21050; 811-21055; 811-21060; 811-21065; 811-21070; 811- 1075; 811-21080; 811-21085; 811-21090; 811-21095; 811-21100; 811-21105; 811-21110; 811-21115; 811-21120; 811-21125; 811-21130; 811-21135; 811-21140; 811-21145; 811-21150; 811-21155; 811-21160; 811-21165; 811-21170; 811-21175; 811-21180; 811-21185; 811-21190; 811-21195; 811-21200; 811-21250; 811-21300; 811-21350; 811-21400; 811-21450; 811-21500; 811-21550; 811-21600. Haste com sextavado: 821-41200; 821-41250; 821-41300; 821-41350; 821-41400; 821-41450; 821-41500; 821-41550; 821-41600. Haste Curva: 821-21040; 821-21045; 821-21050; 821-21055; 821-21060; 821-21065; 821-21070; 821-21075; 821-21080; 821-21085; 821-21090; 821-21095; 821-21100; 821-21105; 821-21110; 821-21115; 821-21120; 821-21125; 821-21130; 821-21135; 821-21140; 821-21145; 821-21150; 821-21155; 821-21160; 821-21165; 821-21170; 821-21175; 821-21180; 821-21185; 821-21190; 821-21195; 821-21200; 821-21250; 821-21300; 821-21350; 821-21400; 821-21450; 821-21500; 821-21550; 821-21600. Conector Transverso: 811-00005; 811-00006; 811-00007. Domino: 811-00011; 811-00111. Conector Axial: 811-00012. Conector Lateral Aberto: 811-01015; 811-01020; 811-01025; 811-01030; 811-01035; 811-01040; 801-02015; 801-02020; 801-02025; 801-02030; 801-02035; 801-03015; 801-03020; 801-03025; 801-03030; 801-03035. Parafuso Pedicular Monoaxial 5.5 mm: 811-24525; 811-24530; 811-24535; 811-24540; 811-24545; 811-24550; 811-24555; 811-24560; 811-24565; 811-24570; 811-25025; 811-28030; 811-25035; 811-5040; 811-25045; 811-25050; 811-25055; 811-25060; 811-25065; 811-25070; 811-25525; 811-25530; 811-25535; 811-25540; 811-25545; 811-25550; 811-25555; 811-25560; 811-25565; 811-25570; 811-26025; 811-26030; 811-26035; 811-26040; 811-26045; 811-26050; 811-26055; 811-26060; 811-26065; 811-26070; 811-26075; 811-26080; 811-26085; 811-26090; 811-26525; 811-26530; 811-26535; 811-26540; 811-26545; 811-26550; 811-26555; 811-26560; 811-26565; 811-26570; 811-26575; 811-26580; 811-26585; 811-26590; 811-27025; 811-27030; 811-27035; 811-27040; 811-27045; 811-27050; 811-27055; 811-27060; 811-27065; 811-27070; 811-27075; 811-27080; 811-27085; 811-27090; 811-27525; 811-27530; 811-27535; 811-27540; 811-27545; 811-27550; 811-27555; 811-27560; 811-27565; 811-27570; 811-27575; 811-27580; 811-27585; 811-27590; 811-28025; 811-28030; 811-28035; 811-28040; 811-28045; 811-28050; 811-28055; 811-28060; 811-28065; 811-28070; 811-28075; 811-28080; 811-28085; 811-28090; 811-28525; 811-28530; 811-28535; 811-28540; 811-28545; 811-28550; 811-28555; 811-28560; 811-28565; 811-28570; 811-28575; 811-28580; 811-

28585; 811-28590. Parafuso Pedicular Poliaxial 5.5 mm: 811-34525; 811-34530; 811-34535; 811-34540; 811-34545; 811-34550; 811-34555; 811-34560; 811-34565; 811-34570; 811-35025; 811-35030; 811-35035; 811-35040; 811-35045; 811-35050; 811-35055; 811-35060; 811-35065; 811-35070; 811-35525; 811-35530; 811-35535; 811-35540; 811-35545; 811-35550; 811-35555; 811-35560; 811-35565; 811-35570; 811-36025; 811-36030; 811-36035; 811-36040; 811-36045; 811-36050; 811-36055; 811-36060; 811-36065; 811-36070; 811-36075; 811-36080; 811-36085; 811-36090; 811-36525; 811-36530; 811-36535; 811-36540; 811-36545; 811-36550; 811-36555; 811-36560; 811-36565; 811-36570; 811-36575; 811-36580; 811-36585; 811-36590; 811-37025; 811-37030; 811-37035; 811-37040; 811-37045; 811-37050; 811-37055; 811-37060; 811-37065; 811-37070; 811-37075; 811-37080; 811-37085; 811-37090; 811-37525; 811-37530; 811-37535; 811-37540; 811-37545; 811-37550; 811-37555; 811-37560; 811-37565; 811-37570; 811-37575; 811-37580; 811-37585; 811-37590; 811-38025; 811-38030; 811-38035; 811-38040; 811-38045; 811-38050; 811-38055; 811-38060; 811-38065; 811-38070; 811-38075; 811-38080; 811-38085; 811-38090; 811-38525; 811-38530; 811-38535; 811-38540; 811-38545; 811-38550; 811-38555; 811-38560; 811-38565; 811-38570; 811-38575; 811-38580; 811-38585; 811-38590. Parafuso Pedicular Monoaxial Longo 5.5 mm: 811-44525; 811-44530; 811-44535; 811-44540; 811-44545; 811-44550; 811-44555; 811-44560; 811-44565; 811-44570; 811-45025; 811-45030; 811-45035; 811-45040; 811-45045; 811-45050; 811-45055; 811-45060; 811-45065; 811-45070; 811-45525; 811-45530; 811-45535; 811-45540; 811-45545; 811-45550; 811-45555; 811-45560; 811-45565; 811-45570; 811-46025; 811-46030; 811-46035; 811-46040; 811-46045; 811-46050; 811-46055; 811-46060; 811-46065; 811-46070; 811-46075; 811-46080; 811-46085; 811-46090; 811-46525; 811-46530; 811-46535; 811-46540; 811-46545; 811-46550; 811-46555; 811-46560; 811-46565; 811-46570; 811-46575; 811-46580; 811-46585; 811-46590; 811-47025; 811-47030; 811-47035; 811-47040; 811-47045; 811-47050; 811-47055; 811-47060; 811-47065; 811-47070; 811-47075; 811-47080; 811-47085; 811-47090; 811-47525; 811-47530; 811-47535; 811-47540; 811-47545; 811-47550; 811-47555; 811-47560; 811-47565; 811-47570; 811-47575; 811-47580; 811-47585; 811-47590; 811-48025; 811-48030; 811-48035; 811-48040; 811-48045; 811-48050; 811-48055; 811-48060; 811-48065; 811-48070; 811-48075; 811-48080; 811-48085; 811-48090; 811-48525; 811-48530; 811-48535; 811-48540; 811-48545; 811-48550; 811-48555; 811-48560; 811-48565; 811-48570; 811-48575; 811-48580; 811-48585; 811-48590. Parafuso Pedicular Poliaxial Longo 5.5 mm: 811-54525; 811-54530; 811-54535; 811-54540; 811-54545; 811-54550; 811-54555; 811-54560; 811-54565; 811-54570; 811-55025; 811-55030; 811-55035; 811-55040; 811-55045; 811-55050; 811-55055; 811-55060; 811-55065; 811-55070; 811-55525; 811-55530; 811-55535; 811-55540; 811-55545; 811-55550; 811-55555; 811-55560; 811-55565; 811-55570; 811-56025; 811-56030; 811-56035; 811-56040; 811-56045; 811-56050; 811-56055; 811-56060; 811-56065; 811-56070; 811-56075; 811-56080; 811-56085; 811-56090; 811-56525; 811-56530; 811-56535; 811-56540; 811-56545; 811-56550; 811-56555; 811-56560; 811-56565; 811-56570; 811-56575; 811-56580;

CLASSE : III 81000030032

80149 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia

Haste intramedular semi-rígida com bloqueio25351.362277/2016-19

Família de Hastes Intramedulares TDM

FABRICANTE : TDM Co., Ltd. - CORÉIA DO SUL

503-61360> 503-61380> 503-62340> 503-62360> 503-62380.TAMPÃO DE FECHAMENTO FEMORAL: 530-01000> 503-9300> 505-01145> 505-02160> 505-02180> 505-02200. TAMPÃO DE FECHAMENTO U



42534> 507-42536> 507-52532> 507-52534> 507-52536> 507-62532> 507-62534> 507-62536> 507-72532> 507-72534> 507-72536> 507-82532> 507-82534> 507-82536> 507-92532> 507-92534> 507-92536. TAMPÃO DE FECHAMENTO CHN II: 508-30000> 508-30001> 508-30005> 508-30010.> 508-30100> 508-30101.TAMPÃO DE EXTENSÃO CHN II: 508-31000> 530-00005> 530-00010.HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL RECONSTRUÇÃO: 503-29320> 530-01005> 530-01010> 530-01015> 530-01020.HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL COMPRESSÃO CHN II: 507-12509>

CLASSE : III 81000030034
80149 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia
SISTEMAS INTERNOS DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL25351.422225/2016-08
Sistema Cervical Anterior APIS TRUFIT TDM
FABRICANTE : TDM Co., Ltd. - CORÊIA DO SUL
Placa Cervical APIS TRUFIT: 806-21022; 806-21024; 806-21026; 806-21028; 806-21030; 806-21032; 806-1034; 806-21036; 806-22036; 806-22038; 806-22040; 806-22042; 806-22044; 806-22046; 806-2048; 806-22050; 806-22052; 806-22054; 806-23051; 806-23054; 806-23057; 806-23060; 806-23063; 806-23066; 806-23069; 806-23072; 806-23075; 806-23078; 806-24069; 806-24073; 806-24074; 806-24081; 806-24085; 806-4089; 806-24093; 806-24097; 806-24101; 806-24105; 806-24109. Parafuso Cervical APIS TRUFIT Self-Tapping: 806-44012; 806-44014; 806-44016; 806-44018; 806-44512; 806-44514; 806-44516; 806-44518. Parafuso Cervical APIS TRUFIT Self-Drilling: 806-54012; 806-54014; 806-54016; 806-54018; 806-54512; 806-54514; 806-54516; 806-54518.
CLASSE : III 81000030036
80149 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia

Parafuso não absorvível para osteossíntese25351.368194/2016-64
Família de Parafusos para Hastes Intramedulares TDM
FABRICANTE : TDM Co., Ltd. - CORÊIA DO SUL
Parafuso de bloqueio Ø 4.0mm: 520-24014; 520-24016; 520-24018; 520-24020; 520-24022; 520-24024; 520-24026; 520-24028; 520-24030; 520-24032; ; 520-24034; 520-24036; 520-24038; 520-24040; 520-24042; 520-24044; 520-24045; 520-24046; 520-24048; 520-24050; 520-24052; 520-24054; 520-24055; 520-24056; 520-24058; 520-24060; 520-24114; 520-24116; 520-24118; 520-24120; 520-24122; 520-24124; 520-24126; 520-24128; 520-24130; 520-24132; 520-24134; 520-24136; 520-24138; 520-24140; 520-24142; 520-24144; 520-24146; 520-24148; 520-24150; 520-24152; 520-24154; 520-24156; 520-24158; 520-24160. Parafuso de bloqueio Ø 5.0mm: 520-25025; 520-25026; 520-25028; 520-25030; 520-25032; 520-25034; 520-25035; 520-25036; 520-25038; 520-25040; 520-25042; 520-25044; 520-25045; 520-25046; 520-25048; 520-25050; 520-25052; 520-25054; 520-25055; 520-25056; 520-25058; 520-25060; 520-25062; 520-25064; 520-25065; 520-25066; 520-25068; 520-25070; 520-25072; 520-25074; 520-25075; 520-25076; 520-25078; 520-25080; 520-25085; 520-25090. Parafuso de bloqueio Ø 6.5mm: 526-65026; 526-65028; 526-65030; 526-65032; 526-65034; 526-65036; 526-65038; 526-65040; 526-65042; 526-65044; 526-65046; 526-65048; 526-65050; 526-65052; 526-65054; 526-65056; 526-65058; 526-65060; 526-65062; 526-65064; 526-65066; 526-65068; 526-65070; 526-65075; 526-65080; 526-65085; 526-65090; 526-65095; 526-65100; 526-65105; 526-65110. Parafuso Lag Screw 6.5mm: 524-65050; 524-65055; 524-65060; 524-65065; 524-65070; 524-65075; 524-65080; 524-65085; 524-65090; 524-65095; 524-65100; 524-65105; 524-65110. Parafuso Canulado Lag Screw 6.5mm: 525-65050; 525-65055; 525-65060; 525-65065; 525-65070; 525-65075; 525-65080; 525-65085; 525-65090; 525-65095; 525-65100; 525-65105; 525-65110. Parafuso de Compressão Lag Screw: 508-40075; 508-40080; 508-40085; 508-40090; 508-40095; 508-40100; 508-40105; 508-40110; 508-41075; 508-41080; 508-41085; 508-41090; 508-41095; 508-41100; 508-41105; 508-41110.
CLASSE : III 81000030041
80149 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia

BUILDING HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP 8.12776-8
Implante Facial 25351.342121/2017-39
Ellanse

FABRICANTE : AQTIS MEDICAL BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS).
ELLANSÊ-S (ELLSIML.BR)
ELLANSÊ-M (ELLMIML.BR)
ELLANSÊ-L (ELLLIML.BR)
ELLANSÊ-E (ELLEIML.BR)
CLASSE : IV 81277680002
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 8.04191-1
Implante Capilar 25351.255534/2017-85
HAIRSTETICS DISPOSITIVO DE IMPLANTE CAPILAR
FABRICANTE : HAIRSTETICS LTD. - ISRAEL
Angular: 12, disponível nas seguintes cores: preto, castanho escuro, castanho, castanho médio, castanho claro, louro, louro acinzentado, louro dourado
Line / Linear: 12, disponível nas seguintes cores: preto, castanho escuro, castanho, castanho médio, castanho claro, louro, louro acinzentado, louro dourado
Square: 25 - 045 graus, disponível nas seguintes cores: preto, castanho escuro, castanho, castanho médio, castanho claro, louro, louro acinzentado, louro dourado

Square: 25, disponível nas seguintes cores: preto, castanho escuro, castanho, castanho médio, castanho claro, louro, louro acinzentado, louro dourado
Zigzag: 12, disponível nas seguintes cores: preto, castanho escuro, castanho, castanho médio, castanho claro, louro, louro acinzentado, louro dourado
CLASSE : III 80419110010
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. 1.03444-2
Hemostáticos Absorvíveis 25351.364323/2017-91
HEMOSTÁTICO DE COLÁGENO PORCINO
FABRICANTE : INSTITUT STRAUMANN AG - SUÍÇA
AW-511112 - Straumann® collacone®, altura 16 mm, largura superior 11 mm, largura inferior 7 mm.
CLASSE : IV 10344420199
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0
CIMENTO ORTOPÉDICO, SEM MEDICAMENTO 25351.447311/2017-08
CIMENTO CONFIDENCE 11cc
FABRICANTE : TEKNIMED S.A.S - FRANÇA
1839-01-000
CLASSE : III 80145901852
80094 - MATERIAL - Registro de Material Implantável em Ortopedia Importado

ORTOSPINE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.8.04543-8
Sistema de fixação rígida de placas especiais para osteossíntese25351.146687/2017-03
Sistema de Placas Piccolo Composite Mini e Micro Fragmentos
FABRICANTE : CarboFix Orthopedics Ltd - ISRAEL
PLACAS - PRLNN2403-Placa Volar Radio Distal Standard Piccolo Composite, 3 orif ESQ; PRRNN2403-Placa Volar Radio Distal Standard Piccolo Composite, 3 orif DIR; PRLNN2404-Placa Volar Radio Distal Standard Piccolo Composite, 4 orif ESQ; PRRNN2404-Placa Volar Radio Distal Standard Piccolo Composite, 4 orif DIR; PRLNN2407-Placa Volar Radio Distal Standard Piccolo Composite, 7 orif ESQ; PRRNN2407-Placa Volar Radio Distal Standard Piccolo Composite, 7 orif DIR; PRLSN2403-Placa Volar Radio Distal Estreita Piccolo Composite, 3 orif ESQ; PRRSN2403-Placa Volar Radio Distal Estreita Piccolo Composite, 3 orif DIR; PRLSN2404-Placa Volar Radio Distal Estreita Piccolo Composite, 4 orif ESQ; PRRSN2404-Placa Volar Radio Distal Estreita Piccolo Composite, 4 orif DIR; ; PRLTN2203-Placa Volar Radio Distal Triangular Piccolo Composite, 3 orif ESQ; PRLTN2204-Placa Volar Radio Distal Triangular Piccolo Composite, 4 orif ESQ; PRLTN2205-Placa Volar Radio Distal Triangular Piccolo Composite, 5 orif ESQ; PRRTN2203-Placa Volar Radio Distal Triangular Piccolo Composite, 3 orif DIR; PRRTN2204-Placa Volar Radio Distal Triangular Piccolo Composite, 4 orif DIR; PRRTN2205-Placa Volar Radio Distal Triangular Piccolo Composite, 5 orif DIR; PDFLN2003-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 3 orif ESQ; PDFLN2004-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 4 orif ESQ; PDFRN2003-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 3 orif DIR; PDFRN2004-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 4 orif DIR; PDFLN2005-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 5 orif ESQ; PDFRN2005-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 5 orif DIR; PDFLN2006 -Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 6 orif ESQ; PDFRN2006-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 6 orif DIR; PDFLN2009 -Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 9 orif ESQ; PDFRN2009-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 9 orif DIR; PDFLN2011-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 11 orif ESQ; PDFRN2011-Placa Fibula Distal Piccolo Composite, 11 orif DIR;
PARAFUSOS - : PRTST2514-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L14mm; PRTST2516-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L16mm; PRTST2518-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L18mm; PRTST2520-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L20mm; PRTST2522-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L22mm; PRTST2524-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L24mm; PRTST3510-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L10mm; PRTST3512-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L12mm; PRTST3514-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L14mm; PRTST3516-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L16mm; PRTST3518-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L18mm; PRTST3520-Parafuso Trava Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L20mm; PRAST2514-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L14mm; PRAST2516-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L16mm; PRAST2518-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L18mm; PRAST2520-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L20mm; PRAST2522-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L22mm; PRAST2524-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L24mm; PRAST2526-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2,5 x L26mm; PRCST3510-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L10mm; PRCST3512-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L12mm; PRCST3514-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L14mm; PRCST3516-Parafuso Placa

Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L16mm; PRCST3518-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L18mm; PRCST3520-Parafuso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 3,5 x L20mm; PLCST27100-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L10mm; PLCST27120-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L12mm; PLCST27140-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L14mm; PLCST27160-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L16mm; PLCST27180-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L18mm; PLCST27200-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L20mm; PLCST27220-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L22mm; PLCST27240-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L24mm; PLCST35100-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L10mm; PLCST35120-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L12mm; PLCST35140-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L14mm; PLCST35160-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L16mm; PLCST35180-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L18mm; PLCST35200-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L20mm; PLCST35220-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L22mm; PLCST35240-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L24mm; PLCST35260-Parafuso Trava Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L26mm; PNLST27120-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L12mm; PNLST27140-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L14mm; PNLST27160-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L16mm; PNLST27180-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L18mm; PNLST27200-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L20mm; PNLST27220-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L22mm; PNLST27240-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 2,7 x L24mm; PNLST35100-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L10mm; PNLST35120-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L12mm; PNLST35140-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L14mm; PNLST35160-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L16mm; PNLST35180-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L18mm; PNLST35200-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L20mm; PNLST35220-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L22mm; PNLST35240-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L24mm; PNLST35260-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L26mm; PNLST35300-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L30mm; PNLST35350-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L35mm; PNLST35400-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L40mm; PNLST35450-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L45mm; PNLST35500-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L50mm; PNLST35550-Parafuso Placa Fibula Distal Piccolo Composite 3,5 x L55mm; PSPST2014-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L14mm; PSPST2016-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L16mm; PSPST2018-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L18mm; PSPST2020-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L20mm; PSPST2022-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L22mm; PSPST2024-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L24mm; PSPST2026-PEG Liso Placa Volar Radio Distal Piccolo Composite 2 x L26mm.
CLASSE : III 80454380089
80092 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Importado

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.146689/2017-01
Sistema de Placas PICCOLO COMPOSITE Pequenos e Grandes Fragmentos
FABRICANTE : CarboFix Orthopedics Ltd - ISRAEL
Sistema de Placas PICCOLO COMPOSITE Pequenos/Grandes Fragmentos CÓDIGO-DESCRIÇÃO: PLACAS - PPHNN3503-Placa Umeral Proximal Piccolo Composite 3 Orif ; PPHNN3504-Placa Umeral Proximal Piccolo Composite 4 Orif; PPHNN3506-Placa Umeral Proximal Piccolo Composite 6 Orif; PPHNN3508-Placa Umeral Proximal Piccolo Composite 8 Orif; PPHNN3512-Placa Umeral Proximal Piccolo Composite 12 Orif; DFELN1806-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 6 orif ESQ; DFELN1808-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 8 orif ESQ; DFELN1810-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 10 orif ESQ; DFELN1812-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 12 orif ESQ; DFELN1814-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 14 orif ESQ; DFELN1816-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 16 orif ESQ; DFERN1806-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 6 orif DIR; DFERN1808-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 8 orif DIR; DFERN1810-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 10 orif DIR; DFERN1812-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 12 orif DIR; DFERN1814-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 14 orif DIR; DFERN1816-Placa Femur Distal Piccolo Composite, 16 orif DIR. PARAFUSOS - PHTST35200-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L20 mm; PHTST35225-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L22,5 mm; PHTST35250-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L25 mm; PHTST35275-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L27,5 mm; PHTST35300-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L30 mm; PHTST35325-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L32,5 mm; PHTST35350-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L35 mm; PHTST35400-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L40 mm; PHTST35450-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L45 mm; PHTST40200-Parafuso Trava Placa

Umeral Prox Piccolo Composite 4x L20 mm; PHTST40250-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L25 mm; PHTST40300-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L30 mm; PHTST40325-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L32,5 mm; PHTST40350-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L35 mm; PHTST40375-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L37,5 mm; PHTST40400-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L40 mm; PHTST40425-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L42,5 mm; PHTST40450-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L45 mm; PHTST40475-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L47,5 mm; PHTST40500-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L50 mm; PHTST40525-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L52,5 mm; PHTST40550-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L55 mm; PHTST40600-Parafuso Trava Placa Umeral Prox Piccolo Composite 4x L60 mm; PHCST35200-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L20 mm; PHCST35225-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L22,5 mm; PHCST35250-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L25 mm; PHCST35275-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L27,5 mm; PHCST35300-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L30 mm; PHCST35325-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L32,5 mm; PHCST35350-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L35 mm; PHCST35400-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L40 mm; PHCST35450-Parafuso Placa Umeral Prox Piccolo Composite 3,5x L45 mm;; PLCST50650-Parafuso Trava Placa Femur Distal Piccolo Composite 5 x L65mm; PLCST50700-Parafuso Trava Placa Femur Distal Piccolo Composite 5 x L70mm; PLCST50750-Parafuso Trava Placa Femur Distal Piccolo Composite 5 x L75mm; PLCST50800-Parafuso Trava Placa Femur Distal Piccolo Composite 5 x L80mm; PLCST50850-Parafuso Trava Placa Femur Distal Piccolo Composite 5 x L85mm; PLCST50900-Parafuso Trava Placa Femur Distal Piccolo Composite 5 x L90mm; PUCST50100-Parafuso Trava Unicortical Placa Femur Distal 5,0 x L10mm; PUCST50120-Parafuso Trava Unicortical Placa Femur Distal 5,0 x L12mm; PUCST50140-Parafuso Trava Unicortical Placa Femur Distal 5,0 x L14mm; PUCST50160-Parafuso Trava Unicortical Placa Femur Distal 5,0 x L16mm; PUCST50180-Parafuso Trava Unicortical Placa Femur Distal 5,0 x L18mm; CLASSE : III 80454380090 80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado

TECMEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.02029-1
STENT VENOSO PERIFÉRICO 25351.004346/2017-04
Stent Venoso Veniti Vici
FABRICANTE : VENITI, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
VEN12060, VEN12090, VEN12120, VEN14060, VEN14090, VEN14120, VEN16060, VEN16090, VEN16120
CLASSE : III 80202910089
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1
Cola Cirurgica 25351.298089/2017-29
LIQUIBAND® EXCEED
FABRICANTE : Advanced Medical Solutions (Plymouth) Ltd - REINO UNIDO
CLASSE : III 80102511951
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

RESOLUÇÃO-RE Nº 107, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a Transferência de Titularidade de Registro ou Cadastro e por consequente, cancelar o Registro ou Cadastro dos Produtos para Saúde na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, após a sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.01175-8
DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO EXTERNO25351.665343/2012-59

DEFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO NIHON KOHDEN
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
AED 2100K, AED 2152K
CLASSE : III 80117580221
80083 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro por Transferência de Titularidade
Monitor de Sinais Vitais 25351.664040/2012-41
MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SÉRIE PVM-2700
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
PVM-2701, PVM-2703
CLASSE : III 80117580271
80083 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro por Transferência de Titularidade

Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA8.09146-9
DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO EXTERNO25351.650629/2017-01
DEFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO NIHON KOHDEN
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
AED 2100K, AED 2152K
CLASSE : III 80914690032
80060 - EQUIPAMENTO - Transferência de Titularidade de Registro de Produto
Monitor de Sinais Vitais 25351.654212/2017-17
MONITOR DE BEIRA DE LEITO DA SÉRIE PVM-2700
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
PVM-2701, PVM-2703
CLASSE : III 80914690033
80060 - EQUIPAMENTO - Transferência de Titularidade de Registro de Produto

GERÊNCIA-GERAL DE TOXICOLOGIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 84, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 599, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAUJO

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
RAZÃO SOCIAL/CNPJ
MARCA COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO
PETIÇÃO(ÕES), EXPEDIENTE(S)
CLASSE TOXICOLÓGICA

Dow Agrosciences Industrial Ltda./47.180.625/0001-46
Gallant* HL
25351.558025/2013-37
5002 - Produto Formulado - Avaliação toxicológica de produto com ingrediente ativo já registrado no País, 0799230/13-1
CLASSE III
Gallant * Max
25351.558005/2013-00
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 0799185/13-1
CLASSE III
Gallant mays
25351.726966/2012-47
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 1039161/12-4
CLASSE III
Gallant Milho
25351.726916/2012-58
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 1039114/12-2
CLASSE III
GALLANT NF
25351.283408/2010-50
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 372620/10-7

CLASSE III
Missil
25351.209156/2011-05
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 291286/11-4
CLASSE III
PLURIS NA
25351.391216/2016-09
5016 - Produto de uso não agrícola - Avaliação toxicológica de Produto com Ingrediente Ativo já Registrado no País, 2342927/16-8
CLASSE IV
Verdict* HL
25351.558007/2013-51
5002 - Produto Formulado - Avaliação toxicológica de produto com ingrediente ativo já registrado no País, 0799187/13-8
CLASSE III
Verdict* Max
25351.557956/2013-01
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 0799122/13-3
CLASSE III
Verdict Mays
25351.726938/2012-40
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 1039127/12-4
CLASSE III
Verdict milho
25351.726902/2012-20
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 1039100/12-2
CLASSE III
Verdict NF
25351.283711/2010-18
5002 - PRODUTO FORMULADO - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO JÁ REGISTRADO NO PAÍS, 372996/10-6
CLASSE III

Du Pont do Brasil S.A./61.064.929/0001-79
SAVEY WP
25000.026948/98-85
5008 - Avaliação Toxicológica para Alteração de Formulação, 2172634/17-5
CLASSE II
Talentio
25351.214966/2002-43
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, 2172628/17-1
CLASSE II

Helm do Brasil Mercantil Ltda./47.176.755/0001-05
Lambda-Cyhalothrin JF Técnico Helm
25351.636291/2015-03
5041 - Produto Técnico Equivalente, 0910284/15-1
CLASSE I

Laboratorio de Bio Controle Farroupilha S.A./07.983.734/0001-87
Diamond
25351.289394/2017-46
5087 - Produto Microbiológico Novo - Avaliação toxicológica de produto com ingrediente ativo microbiológico ainda não registrado no País, 0990108/17-6
CLASSE III

Ouro Fino Química Ltda./09.100.671/0001-07
Diflubenzurom Técnico Ouro Fino
25351.768474/2014-59
5041 - Produto Técnico Equivalente, 1130480/14-4
CLASSE II
Tiametoxam Técnico Ouro Fino
25351.715795/2012-31
5041 - PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE, 1023530/12-2
CLASSE III

Tradecorp do Brasil Comércio de insumos Agrícolas Ltda./04.997.059/0001-57
Glifosato Tradecorp TECNICO
25351.156779/2011-42
5041 - PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE, 218137/11-1
CLASSE I
Lambda-Cialotrina Tradecorp Tecnico
25351.122934/2011-80
5041 - PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE, 169303/11-4
CLASSE I



RESOLUÇÃO-RE Nº 85, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 599, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar, no âmbito da Anvisa, a avaliação de resíduos dos produtos agrotóxicos, componentes e afins, conforme relação anexa.

Art. 2º A publicação do extrato desta avaliação de resíduos não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAUJO

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
RAZÃO SOCIAL/CNPJ
MARCA COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO
PETIÇÃO(ÕES)/EXPEDIENTE(S)

Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A./62.182.092/0001-25
Dimilin 80 WG
25351.036834/2004-36
5000 - Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas, 2221158/17-6
OMITE 720 EC
25991.008085/78
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 2220777/17-5

Basf S.A./48.539.407/0001-18
NOMOLT 150
25351.000938/00-26
5047 - Avaliação Toxicológica para Alteração de Modalidade de Aplicação, 2181237/17-5

Bayer S.A./18.459.628/0001-15
SIVANTO PRIME 200 SL
25351.484574/2012-70
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 2173352/17-8

Cropchem Ltda./03.625.679/0001-00
Abadin 72 EC
25351.764543/2014-80
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 2168900/17-1

FMC Química do Brasil Ltda./04.136.367/0001-98
REATOR 360 CS
25351.087855/2008-43
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 2181039/17-7

Quimetal Produtos Químicos do Brasil Ltda./07.308.309/0001-92
Defend WDG
25000.024279/99-05
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 2167228/17-8

Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda./05.772.606/0001-69
JAMBTRIN 120 EC
25351.135211/2009-43
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 175032/09-1
PORCEL 100 EC
25351.607272/2014-51
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, 2202017/17-9

Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda./42.462.952/0001-77
RYZUP 400
25351.707802/2014-69
5047 - Avaliação Toxicológica para Alteração de Modalidade de Aplicação, 2159667/17-1

UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A./02.974.733/0001-52
Agria
25351.530728/2014-66
5000 - Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas, 2217082/17-1

RESOLUÇÃO-RE Nº 86, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 599, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária nº 1013520-34.2017.4.01.3400, 2ª Vara Federal/SJDF que determinou que a Anvisa procedesse a avaliação toxicológica do produto FABIAN WG.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAUJO

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
RAZÃO SOCIAL/CNPJ
MARCA COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO
PETIÇÃO(ÕES)/EXPEDIENTE(S)
CLASSE TOXICOLÓGICA

Avugust Crop Protection Importação e Exportação Ltda./09.721.963/0001-59
Fabian WG
25351.413588/2010-34
5065 - Produto Formulado com base em Produto Técnico Equivalente /540192/10-5
CLASSE I

RESOLUÇÃO-RE Nº 87, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 599, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária nº 1013491-81.2017.4.01.3400, 2ª Vara Federal/SJDF que determinou que a Anvisa procedesse a avaliação toxicológica do produto HELMOQUAT.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAUJO

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
RAZÃO SOCIAL/CNPJ
MARCA COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO
PETIÇÃO(ÕES)/EXPEDIENTE(S)
CLASSE TOXICOLÓGICA

Helm do Brasil Mercantil Ltda./47.176.755/0001-05
HELMOQUAT
25351.193599/2013-51
5065 - Produto Formulado com base em Produto Técnico Equivalente /0275244/13-1
CLASSE I

DIRETORIA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO
E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 72, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para a Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Fabricante: AXE Systems
Endereço: ZAC et rue de Plaisance - Romorantin 41200 - França
Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares - ME CNPJ: 04.967.408/0001-98
Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 1381410/17-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados na classe de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Comex Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 01.430.765/0001-24
Endereço: Rua Doutor Álvaro Camargos, 1970, Bairro São João Batista, Belo Horizonte - MG CEP: 31.515-200
Autorização de Funcionamento: 8.00.178-2 Expediente: 1120270/17-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Degania Medical Devices Pvt. Ltd.
Endereço: 251 Sec-6 Imt Manesar, Gurgaon, Haryana - 122050 - Índia
Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0 Expediente: 1255429/17-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Inside Materiais Avançados Ltda. CNPJ: 05.021.899/0001-42
Endereço: Av. José Cândido da Silveira, 2100 - sala 20 - Horto Florestal, Belo Horizonte - MG CEP: 31035-536
Autorização de Funcionamento: 8.02.015-1 Expediente: 0600673/17-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Eireli- ME CNPJ: 31.569.296/0001-90
Endereço: Rua Professor Clemente Ferreira, 94, Padre Miguel - Rio de Janeiro - RJ CEP: 21715-410
Autorização de Funcionamento: 8.00.095-5 Expediente: 1479376/17-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Produtos para Saúde

Fabricante: Mathys Orthopadie GmbH
Endereço: An Den Trillers Bushen 2, 07646 - Morsdorf - Alemanha
Solicitante: Foccus Medical Equipamentos Médicos - EIRELI CNPJ: 07.748.763/0001-64
Autorização de Funcionamento: 8.03.447-1 Expediente: 1179340/17-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Monobind, Inc
Endereço: 100 North Pointe Drive - 92630 - Lake Forest - CA - Estados Unidos
Solicitante: USA Diagnóstica Ltda CNPJ: 02.330.159/0001-08
Autorização de Funcionamento: 8.00.484-9 Expediente: 1186786/17-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 36 de 26 de agosto de 2015.

Fabricante: Plexus Corporation
Endereço: 2400 Millbrook Drive, Buffalo Grove - Illinois - Estados Unidos da América

Solicitante: St. Jude Medical Brasil Ltda CNPJ: 00.986.846/0001-42
Autorização de Funcionamento: 1.03323-4 Expediente: 0821269/17-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados na classe de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: T.A.G. Medical Products Corporation Ltd
Endereço: Kibbutz Gaaton, 25130 - Israel
Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0 Expediente: 1717806/17-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Venusa de Mexico S.A. de C.V.
Endereço: 1525-6 Hertz Street, Industrial Park J Bermudez - Juarez, Chihuahua 32470 - México
Solicitante: K.C.I. Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda CNPJ: 10.918.419/0001-80
Autorização de Funcionamento: 8.06249-6 Expediente: 0768967/17-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO-RE Nº 74, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando a Declaração de Cooperação firmada em 27 de novembro de 2012 entre as Autoridades Regulatórias participantes do Programa de Auditoria Única em Produtos para a Saúde (MDSAP - Medical Device Single Audit Program);

considerando o Art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 alterado pelo Art. 128 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015;

considerando o Parágrafo Único do Art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 179, de 27 de setembro de 2017;

considerando o parecer da área técnica emitido com base em relatório válido de auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa para realizar auditorias regulatórias em estabelecimentos fabris de Produtos para Saúde;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Fabricante: 3M Health Care
Endereço: 601 22nd Ave. South Buildings 270 & 275, Brookings, South Dakota, 57006 - Estados Unidos da América
Solicitante: 3M do Brasil Ltda CNPJ: 45.985.371/0001-08
Autorização de Funcionamento: 8.02849-3 Expediente: 1226301/17-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Boston Scientific Corporation
Endereço: 780 Brookside Drive, Spencer, IN - 47460 - Estados Unidos da América
Solicitante: Boston Scientific do Brasil Ltda CNPJ: 01.513.946/0001-14
Autorização de Funcionamento: 1.03.413-5 Expediente: 1768408/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III e equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO-RE Nº 76, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Empresa: OTP Biomédica Ltda CNPJ: 21.923.206/0001-63
Endereço: Rua Diamante 832, Arvoredo, Contagem - MG CEP: 32113-000
Autorização de Funcionamento: 8.00.785-9 Expediente: 1202157/17-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 108, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, Substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO GREGIS

ANEXO

EMPRESA: GSA - GENERAL SHIPPING AGENCIES EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1460 - SALA 1310, ETC EXECUTIVE TRADE CENTER
BAIRRO: GRAÇAS
MUNICÍPIO: RECIFE
UF: PE
CEP: 52.050-215
CNPJ: 28.256.009/0002-68
PROCESSO: 25757.713545/2017-14 (EXP: 2298700/17-2)
AUTORIZ/MS: 9.08227-1
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de administração ou representação de negócios, em nome do representante legal ou responsável direto por embarcação, tomando as providências necessárias ao seu despacho em portos organizados e terminais aquaviários instalados no território nacional.

EMPRESA: GAMBAROTO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR CONSTÂNCIO MARTINS SAMPAIO, 124
BAIRRO: ESTUÁRIO
MUNICÍPIO: SANTOS
UF: SP
CEP: 11.020-390
CNPJ: 16.748.195/0001-92
PROCESSO: 25767.702163/2017-46 (EXP: 2282065/17-5)
AUTORIZ/MS: 9.08236-1
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteiras, embarcações, aeronaves, terminais portuários e aeroportuários de viajantes e de cargas, postos de fronteiras e terminais alfandegados de uso público.

EMPRESA: RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JUŚCELINO KUBITSCHKE, Nº 1830 - TORRE I, 3º ANDAR
BAIRRO: ITAIM BIBI
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
UF: SP

CEP: 04.543-900
CNPJ: 00.957.744/0001-07
PROCESSO: 25759.524552/2016-45 (EXP: 2537993/16-3)
AUTORIZ/MS: 9.07930-1
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de Aeronaves, Veículos Terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, Embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso público e estações e passagens de fronteira.

EMPRESA: IRMÃOS BRITTO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, Nº 475 - SALA 210, CXPST 029, ANDAR 2
BAIRRO: ESTADOS
MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA
UF: PB
CEP: 58.030-906
CNPJ: 13.009.550/0002-02
PROCESSO: 25755.001695/2018-82 (EXP: 0002518/18-6)
AUTORIZ/MS: 9.08106-2
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de administração ou representação de negócios, em nome do representante legal ou responsável direto por embarcação, tomando as providências necessárias ao seu despacho em portos organizados e terminais aquaviários instalados no território nacional.

EMPRESA: CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO DOMINGUES GRAÇA, Nº 831
BAIRRO: JARDIM DAS INDÚSTRIAS
MUNICÍPIO: CUBATÃO
UF: SP
CEP: 11.570-100
CNPJ: 06.235.812/0001-00
PROCESSO: 25759.639782/2017-96 (EXP: 2193514/17-9)
AUTORIZ/MS: 9.08222-2
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento, e destinação final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteiras, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: DEEP WATER SERVIÇOS GERAIS E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA HONORATO COELHO DA ROCHA, Nº 215 - CONJ 403
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: NAVEGANTES
UF: SC
CEP: 88.370-076
CNPJ: 06.889.037/0003-60
PROCESSO: 25741.586972/2017-92 (EXP: 2116142/17-9)
AUTORIZ/MS: 9.08233-1
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

RESOLUÇÃO-RE Nº 109, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, Substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder alteração de razão social na Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO GREGIS

ANEXO

EMPRESA: SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 07.709.236/0001-40
PROCESSO: 25741.578269/2013-40 (EXP: 2104185/17-7)
AUTORIZ/MS: 9.05968-1
ÁREA: PAF



ATIVIDADE: Prestação de serviço de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 07.709.236/0001-40
PROCESSO: 25741.578549/2013-30 (EXP: 2104219/17-5)
AUTORIZ/MS: 9.05969-5
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviço de esgotamento, coleta e tratamento de efluentes sanitários de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, aeroportos, terminais aquaviários, portos organizados e postos de fronteiras.

EMPRESA: SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 07.709.236/0001-40
PROCESSO: 25741.578576/2013-14 (EXP: 2104227/17-6)
AUTORIZ/MS: 9.05970-7
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviço de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

RESOLUÇÃO-RE Nº 110, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, Substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder alteração de endereço na Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO GREGIS

ANEXO

EMPRESA: SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 07.709.236/0001-40
PROCESSO: 25741.578269/2013-40 (EXP: 2268163/17-9)
AUTORIZ/MS: 9.05968-1
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 07.709.236/0001-40
PROCESSO: 25741.578549/2013-30 (EXP: 2268096/17-9)
AUTORIZ/MS: 9.05969-5
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de esgotamento, coleta e tratamento de efluentes sanitários de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, aeroportos, terminais aquaviários, portos organizados e postos de fronteiras.

EMPRESA: SERVIZA SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 07.709.236/0001-40
PROCESSO: 25741.578576/2013-14 (EXP: 2268350/17-0)
AUTORIZ/MS: 9.05970-7
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: FRIENDSHIP SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, Nº 404 - SALA 307
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBITUBA
UF: SC
CEP: 88.780-000
CNPJ: 08.831.922/0001-52

PROCESSO: 25741.318911/2007-22 (EXP: 2324482/17-8)
AUTORIZ/MS: 9.01225-9
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de administração ou representação de negócios, em nome do representante legal ou responsável direto por embarcação, tomando as providências necessárias ao seu despacho em portos organizados e terminais aquaviários instalados no território nacional.

RESOLUÇÃO-RE Nº 111, DE 11 DE JANEIRO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, Substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Indeferir pleito de concessão de Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO GREGIS

ANEXO

EMPRESA: NORTOIL AMBIENTAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA, Nº 155 - SALA 1601
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: ITAJAÍ
UF: SC
CEP: 88.301-030
CNPJ: 08.020.204/0001-04
PROCESSO: 25741.665294/2017-23 (EXP: 2229570/17-4)
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviço de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultante de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, e recintos alfandegados.

MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Por não atender integralmente as exigências do Anexo da Resolução RDC 345/02: não apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica, não apresentar Relatório Descritivo dos Maquinários e Equipamentos utilizados na prestação dos serviços; não apresentar Licença Ambiental para a coleta e o transporte de resíduos, não apresentar Endereço do local de destinação final dos resíduos coletados; não apresentar Licença Ambiental para o local de destinação final dos resíduos coletados e não apresentar Alvará Sanitário.

MACHADO DE ASSIS

MACHADO DE ASSIS

Patrono da Imprensa Nacional

Machado de Assis, no início de sua carreira literária, trabalhou, de 1856 a 1858, como aprendiz de tipógrafo, usando o prelo que hoje está em exposição no Museu da Imprensa.

Em 1867 regressa ao órgão oficial para trabalhar como ajudante do diretor de publicação do **Diário Oficial**, cargo que ocupou até 6 de janeiro de 1874.

MACHADO DE ASSIS



O autor de "Dom Casmurro", "Quincas Borba", entre outras obras, é patrono in memoriam da Imprensa Nacional desde janeiro de 1997.





Imprensa Nacional

Divulgando e preservando a história oficial brasileira

Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1808