



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional
Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Suplemento ao N^o 86

Brasília - DF, segunda-feira, 7 de maio de 2018

Sumário

PÁGINA

Ministério da Saúde 1

Ministério da Saúde

AGÊNCIA NACIONAL
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO
E REGISTRO SANITÁRIOS

GERÊNCIA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
PERFUMES, COSMÉTICOS E SANEANTES

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.132, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente da Gerência de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes Substituta, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 355, de 16 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA: 3M DO BRASIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00378-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: SCOTCH BRITE
DESINFETANTE LIMPADOR CLORADO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.579403/2012-09
NUMERO DE REGISTRO: 3.0378.0107.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL
OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA
DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 9 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de
Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0138313/18-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: SCOTCH BRITE
DESINFETANTE LIMPADOR CLORADO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.579403/2012-09
NUMERO DE REGISTRO: 3.0378.0107.002-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL
OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA
DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 9 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de
Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0138313/18-2

NOME DA EMPRESA: ANTARES QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02471-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: HIPOCLORITO DE SÓDIO
1% - ANTARES
NUMERO DE PROCESSO: 25351.378196/2006-90
NUMERO DE REGISTRO: 3.2471.0003.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 03/2023

APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2138955/17-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - ANTARES
NUMERO DE PROCESSO: 25351.378196/2006-90
NUMERO DE REGISTRO: 3.2471.0003.002-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2138955/17-1

NOME DA EMPRESA: BAYER S.A.
AUTORIZAÇÃO: 3.03222-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: FICAM VC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.090093/2006-09
NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0010.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL
OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2021
APRESENTAÇÃO: TAMBOR DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de
Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0020810/18-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: FICAM VC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.090093/2006-09
NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0010.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL
OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2021
APRESENTAÇÃO: SACHET
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de
Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0020810/18-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: FICAM VC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.090093/2006-09
NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0010.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL
OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2021
APRESENTAÇÃO: POTE
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de
Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0020810/18-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: K-OTHRINE WG 250
NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.001-8
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 10/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS
ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de
Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: K-OTHRINE WG 250

NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.002-6
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 10/2023
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
 NOME DO PRODUTO É MARCA: K-OTHRINE WG 250
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.003-4
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 10/2023
 APRESENTAÇÃO: SACO ALUMINIZADO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
 NOME DO PRODUTO É MARCA: K-OTHRINE WG 250
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.004-2
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 10/2023
 APRESENTAÇÃO: SACHE DE ALUMINIO + CAIXA DE CARTOLINA
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
 NOME DO PRODUTO É MARCA: K-OTHRINE WG 250
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.005-0
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 10/2023
 APRESENTAÇÃO: SACHET + CAIXA DE CARTOLINA
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
 NOME DO PRODUTO É MARCA: K-OTHRINE WG 250
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.006-9
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 10/2023
 APRESENTAÇÃO: SACHE DE ALUMINIO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
 NOME DO PRODUTO É MARCA: K-OTHRINE WG 250
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3222.0042.007-7
 VENDA E EMPREGO:
 VENCIMENTO: 10/2023
 APRESENTAÇÃO: SACHET + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 3 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 392 Novo Prazo de Validade de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0031447/18-1
 NOME DO PRODUTO É MARCA: K-OTHRINE WG 250
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.295272/2013-88



NUMERO DE PROCESSO: 25351.031404/2018-23
NUMERO DE REGISTRO: 3.4145.0056.002-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER TROOPER
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031407/2018-67
NUMERO DE REGISTRO: 3.4145.0057.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: POTE DE PLASTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER GENIUS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031422/2018-13
NUMERO DE REGISTRO: 3.4145.0059.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER ADITIV
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031425/2018-49
NUMERO DE REGISTRO: 3.4145.0060.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER ATTACK
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031427/2018-38
NUMERO DE REGISTRO: 3.4145.0061.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: ECOPEL QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02154-0
NOME DO PRODUTO E MARCA: PRONT-USE 2000
NUMERO DE PROCESSO: 25351.654259/2012-33
NUMERO DE REGISTRO: 3.2154.0012.001-9
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2319435/17-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: PRONT-USE 2000
NUMERO DE PROCESSO: 25351.654259/2012-33
NUMERO DE REGISTRO: 3.2154.0012.002-7
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2319435/17-9

NOME DA EMPRESA: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A
AUTORIZAÇÃO: 3.03548-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO LÍQUIDO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676304/2012-04
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0020.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE REFIL + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054039/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO LÍQUIDO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676304/2012-04
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0020.002-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE REFIL + CAIXA DE CARTOLINA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054039/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO PASTILHA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676310/2012-10
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0024.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: APARELHO + REFIL + CAIXA DE CARTOLINA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054044/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO PASTILHA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676310/2012-10
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0024.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: APARELHO + REFIL + CAIXA DE CARTOLINA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054000/18-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO PASTILHA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676310/2012-10
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0024.002-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FILME DE POLIESTER METALIZADO + CAIXA DE CARTOLINA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054044/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO PASTILHA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676310/2012-10
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0024.002-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FILME DE POLIESTER METALIZADO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054000/18-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO PASTILHA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676310/2012-10
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0024.003-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FILME DE POLIESTER METALIZADO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054044/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: MAT INSET ELÉTRICO PASTILHA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.676310/2012-10
NUMERO DE REGISTRO: 3.3548.0024.003-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FILME DE POLIESTER METALIZADO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0054000/18-5

NOME DA EMPRESA: HIDROAZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02108-2

NOME DO PRODUTO E MARCA: PASTILHA DE TRICLORO MULTIAÇÃO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.020641/2005-44
NUMERO DE REGISTRO: 3.2108.0014.001-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2020
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0122842/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: PASTILHA DE TRICLORO MULTIAÇÃO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.020641/2005-44
NUMERO DE REGISTRO: 3.2108.0014.002-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2020
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0122842/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: PASTILHA DE TRICLORO MULTIAÇÃO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.020641/2005-44
NUMERO DE REGISTRO: 3.2108.0014.003-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2020
APRESENTAÇÃO: POTE DE PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0122842/18-1

NOME DA EMPRESA: INDUSTRIA QUIMICA DIPIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02057-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.001-5
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO METALIZADO + SACO PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0127745/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.001-5
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO METALIZADO + SACO PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0073275/18-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.002-3
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO METALIZADO + CAIXA PAPEL CARTÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0127745/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.002-3
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO METALIZADO + CAIXA PAPEL CARTÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0073275/18-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.003-1
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO + CAIXA PAPEL CARTÃO



VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0127745/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.003-1
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO + CAIXA PAPEL CARTAO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0073275/18-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.004-1
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPEL AO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0127745/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDA MIX 10 PM
NUMERO DE PROCESSO: 25351.505777/2013-94
NUMERO DE REGISTRO: 3.2057.0063.004-1
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPEL AO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0073275/18-3

NOME DA EMPRESA: INTERLANDIA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01082-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: MULTI ALVEJANTE PERFUMADO COM DETERGENTE DRAGÃO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.763360/2010-67
NUMERO DE REGISTRO: 3.1082.0007.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 02/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3102017 ALVEJANTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0093404/18-6

NOME DA EMPRESA: JW DE SOUZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP
AUTORIZAÇÃO: 3.02845-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: VORAZ ALCALIS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.511879/2012-80
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0016.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPEL AO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222035 LAVA LOUÇAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115098/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VORAZ ALCALIS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.511879/2012-80
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0016.002-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO + CAIXA DE PAPEL AO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222035 LAVA LOUÇAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115098/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VORAZ ALCALIS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.511879/2012-80
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0016.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222035 LAVA LOUÇAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115098/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VORAZ ALCALIS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.511879/2012-80
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0016.004-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 04/2023
APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222035 LAVA LOUÇAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115098/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VEGA AMONIAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.512931/2012-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0013.001-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115083/18-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: VEGA AMONIAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.512931/2012-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0013.002-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115083/18-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: VEGA AMONIAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.512931/2012-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0013.003-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115083/18-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: VEGA AMONIAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.512931/2012-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.2845.0013.004-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 03/2023
APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 396 Alteração/Inclusão de Fabricante de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115083/18-9

NOME DA EMPRESA: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME
AUTORIZAÇÃO: 3.02522-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: TSUNAMI SC 200
NUMERO DE PROCESSO: 25351.149343/2013-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0063.001-8
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 08/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0086909/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: TSUNAMI SC 200
NUMERO DE PROCESSO: 25351.149343/2013-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0063.001-8
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 08/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0086905/18-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: TSUNAMI SC 200
NUMERO DE PROCESSO: 25351.149343/2013-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0063.002-6
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 08/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0086909/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: TSUNAMI SC 200
NUMERO DE PROCESSO: 25351.149343/2013-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0063.002-6
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 08/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0086905/18-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: TSUNAMI SC 200
NUMERO DE PROCESSO: 25351.149343/2013-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0063.003-4
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 08/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0086909/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: TSUNAMI SC 200
NUMERO DE PROCESSO: 25351.149343/2013-22
NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0063.003-4
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 08/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0086905/18-8

NOME DA EMPRESA: KIOLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01086-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: LADAL Q10
NUMERO DE PROCESSO: 25351.059715/2013-71
NUMERO DE REGISTRO: 3.1086.0025.001-4
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: BALDE
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0162060/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LADAL Q10
NUMERO DE PROCESSO: 25351.059715/2013-71
NUMERO DE REGISTRO: 3.1086.0025.002-2
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0162060/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LADAL Q10
NUMERO DE PROCESSO: 25351.059715/2013-71
NUMERO DE REGISTRO: 3.1086.0025.003-0
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0162060/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LADAL Q10
NUMERO DE PROCESSO: 25351.059715/2013-71
NUMERO DE REGISTRO: 3.1086.0025.004-9
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0162060/18-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: LADAL Q10
NUMERO DE PROCESSO: 25351.059715/2013-71
NUMERO DE REGISTRO: 3.1086.0025.005-7
VENDA E EMPREGO:



VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0162060/18-6

NOME DA EMPRESA: LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02027-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: NEOZIME ECO
VERSÃO: NEOZIME ECO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.539791/2013-32
NUMERO DE REGISTRO: 3.2027.0011.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 16 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115955/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: NEOZIME ECO
VERSÃO: NEOZIME ECO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.539791/2013-32
NUMERO DE REGISTRO: 3.2027.0011.002-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 16 Meses
CATEGORIA: 3222020 DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115955/18-1

NOME DA EMPRESA: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01282-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: START IODO 2500 QUALIMILK
NUMERO DE PROCESSO: 25351.221257/2010-56
NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0335.001-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115089/18-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: START IODO 2500 QUALIMILK
NUMERO DE PROCESSO: 25351.221257/2010-56
NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0335.002-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 07/2020
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0115089/18-8

NOME DA EMPRESA: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00546-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: PLURON HIDROXYSEPT
NUMERO DE PROCESSO: 25351.110835/2013-36
NUMERO DE REGISTRO: 3.0546.3124.001-8
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2258282/17-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: PLURON HIDROXYSEPT
NUMERO DE PROCESSO: 25351.110835/2013-36
NUMERO DE REGISTRO: 3.0546.3124.003-4
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 06/2023
APRESENTAÇÃO: CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2258282/17-7

NOME DA EMPRESA: PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02430-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: GLUCOSEPT
NUMERO DE PROCESSO: 25351.003647/2012-58
NUMERO DE REGISTRO: 3.2430.0004.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 07/2023
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0038767/18-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: GLUCOSEPT
NUMERO DE PROCESSO: 25351.003647/2012-58
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 07/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0038767/18-3

NOME DA EMPRESA: TECPON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01780-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: TECPON BG 04
NUMERO DE PROCESSO: 25351.365505/2016-63
NUMERO DE REGISTRO: 3.1780.0056.001-3
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2202094/17-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: TECPON BG 04
NUMERO DE PROCESSO: 25351.365505/2016-63
NUMERO DE REGISTRO: 3.1780.0056.002-1
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2202094/17-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: TECPON BG 04
NUMERO DE PROCESSO: 25351.365505/2016-63
NUMERO DE REGISTRO: 3.1780.0056.003-1
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2202094/17-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: TECPON BG 04
NUMERO DE PROCESSO: 25351.365505/2016-63
NUMERO DE REGISTRO: 3.1780.0056.004-8
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2202094/17-2

NOME DA EMPRESA: TOTAL QUIMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.01594-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA DACLOR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.079623/2005-79
NUMERO DE REGISTRO: 3.1594.0063.001-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 03/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0123344/18-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA DACLOR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.079623/2005-79
NUMERO DE REGISTRO: 3.1594.0063.002-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 03/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0123344/18-1

NOME DA EMPRESA: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02066-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: ORIGINAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027569/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: ORIGINAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.002-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027571/18-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: FLORAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.002-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027569/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: FLORAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.002-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027571/18-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: CITRUS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027569/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: CITRUS

NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.003-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027571/18-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: LAVANDA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.004-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027569/18-7
NOME DO PRODUTO E MARCA: VIM
VERSÃO: LAVANDA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.497214/2012-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.2066.0005.004-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 01/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0027571/18-9

NOME DA EMPRESA: Wilson Pereira da Silva - Tacos ME
AUTORIZAÇÃO: 3.05022-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ATIVADO LM LIMPA MELHOR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031429/2018-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.5022.0005.001-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ATIVADO LM LIMPA MELHOR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031429/2018-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.5022.0005.002-2
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ATIVADO LM LIMPA MELHOR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.031429/2018-27
NUMERO DE REGISTRO: 3.5022.0005.003-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 05/2023
APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00960-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA ZUPP
NUMERO DE PROCESSO: 25351.766109/2011-49
NUMERO DE REGISTRO: 3.0960.0057.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 02/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0119174/18-8

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.133, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente da Gerência de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes Substituta, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 355, de 16 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.
Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA: 3M DO BRASIL LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.00378-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: SCOTCH BRITE DESINFETANTE LIMPADOR CLORADO HOSPITALAR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.577576/2012-12
NUMERO DE REGISTRO: 3.0378.0106.001-5
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2005894/17-2
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: SCOTCH BRITE DESINFETANTE LIMPADOR CLORADO HOSPITALAR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.577576/2012-12
NUMERO DE REGISTRO: 3.0378.0106.001-5
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2018
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0138146/18-6
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: SCOTCH BRITE DESINFETANTE LIMPADOR CLORADO HOSPITALAR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.577576/2012-12
NUMERO DE REGISTRO: 3.0378.0106.002-3
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2018
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2005894/17-2
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: SCOTCH BRITE DESINFETANTE LIMPADOR CLORADO HOSPITALAR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.577576/2012-12
NUMERO DE REGISTRO: 3.0378.0106.002-3
VENDA E EMPREGO:
VENCIMENTO: 04/2018
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0138146/18-6
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: Ceras Johnson Ltda
AUTORIZAÇÃO: 3.00063-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: OFF! CLIP ON
NUMERO DE PROCESSO: 25351.167319/2013-11
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
APRESENTAÇÃO: CARTÃO IMPREGNADO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3769 Reconsideração de Indeferimento
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1352101/17-2
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: DOCTOR PISO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
AUTORIZAÇÃO: 3.06926-3
NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPEZA PESADA PARA AR CONDICIONADO PROCLEAN
VERSÃO: TRADICIONAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.076407/2018-96
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPEZA PESADA PARA AR CONDICIONADO PROCLEAN
VERSÃO: TRADICIONAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.076407/2018-96
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
APRESENTAÇÃO: GALAO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPEZA PESADA PARA AR CONDICIONADO PROCLEAN
VERSÃO: TRADICIONAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.076407/2018-96
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPEZA PESADA PARA AR CONDICIONADO PROCLEAN
VERSÃO: TRADICIONAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.076407/2018-96
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: INSETIMAX INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
AUTORIZAÇÃO: 3.02781-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: MANDARIN
NUMERO DE PROCESSO: 25351.081066/2018-71
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
APRESENTAÇÃO: FILME PLASTICO + CAIXA PAPEL CARTAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3881 Registro de Produto de Risco 2 - Inseticida de Venda Livre
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: MANDARIN
NUMERO DE PROCESSO: 25351.081066/2018-71
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
APRESENTAÇÃO: FILME PLASTICO + TUBO DE PAPELÃO COM TAMP A FUNDO METÁLICO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3881 Registro de Produto de Risco 2 - Inseticida de Venda Livre
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: MANDARIN
NUMERO DE PROCESSO: 25351.081066/2018-71
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
APRESENTAÇÃO: POTE DE PLASTICO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3881 Registro de Produto de Risco 2 - Inseticida de Venda Livre
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
NOME DO PRODUTO E MARCA: MANDARIN
NUMERO DE PROCESSO: 25351.081066/2018-71
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
APRESENTAÇÃO: LATA DE FLANDRES + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3881 Registro de Produto de Risco 2 - Inseticida de Venda Livre
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: ORDEMILK LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.07658-4



NOME DO PRODUTO E MARCA: ALKALI ULTRA
NUMERO DE PROCESSO: 25351.119664/2018-20
NUMERO DE REGISTRO: 000
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
CATEGORIA: 3222030_DESINCRUSTANTE ALCALINO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.144, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente da Gerência de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes Substituta, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 355, de 16 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, RESOLVE:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO
NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRICÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO

FLOR E MATTOS PRODUTO DE BELEZA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA 2.02902-6
ÓLEO BRONZEADOR FPS 15 FLOR E MATTOS
25351.003315/2018-97 2.2902.0044.001-1
DUQUE DE CAXIAS/RJ 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022131 BRONZEADOR - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

GALDERMA BRASIL LTDA 2.02262-5
CETAPHIL SUN LIGHT FLUID FPS 60
25351.694566/2017-96 2.2262.0213.001-8
HORTOLÂNDIA/SP 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
CETAPHIL SUN LIGHT FLUID FPS 60
25351.694566/2017-96 2.2262.0213.002-6
HORTOLÂNDIA/SP 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
CETAPHIL SUN LIGHT FLUID FPS 60
25351.694566/2017-96 2.2262.0213.003-4
HORTOLÂNDIA/SP 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORATÓRIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA 2.00558-6
AVÈNE MAT PERFECT FLUIDO COM COR FPS 60
25351.620744/2017-42 2.0558.0372.001-5
AREAL/RJ 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
AVÈNE MAT PERFECT FLUIDO COM COR FPS 60
25351.620744/2017-42 2.0558.0372.002-3
AREAL/RJ 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
AVÈNE MAT PERFECT FLUIDO ULTRA MATE FPS 60
25351.620748/2017-21 2.0558.0373.001-0
AREAL/RJ 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
AVÈNE MAT PERFECT AQUA FLUIDO ULTRA MATE FPS
30
25351.620764/2017-13 2.0558.0374.001-6
AREAL/RJ 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
AVÈNE MAT PERFECT AQUA FLUIDO ULTRA MATE FPS
30
25351.620764/2017-13 2.0558.0374.002-4
AREAL/RJ 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVAÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

Nutriex Indústria de Nutraceuticos Ltda. 2.09120-9
SPRAY REPELENTE DE INSETOS SOLAR GOLD KIDS 10
HORAS
25351.358162/2017-29 2.9120.0060.001-8
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO HIDROALCOOLICA
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SPRAY REPELENTE DE INSETOS SOLAR GOLD KIDS 10
HORAS
25351.358162/2017-29 2.9120.0060.002-6
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VÁLVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO HIDROALCOOLICA
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SPRAY REPELENTE TOTAL EXPERT FAMILY KIDS 10
HORAS
25351.358435/2017-84 2.9120.0061.001-3
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO HIDROALCOOLICA
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SPRAY REPELENTE TOTAL EXPERT FAMILY KIDS 10
HORAS
25351.358435/2017-84 2.9120.0061.002-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VÁLVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO HIDROALCOOLICA
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
TOALHAS UMEDECIDAS BEBÊ NATUREZA CUIDADO
MENINO
25351.666409/2017-91 2.9120.0168.001-5
GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENÇO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
TOALHAS UMEDECIDAS BEBÊ NATUREZA CUIDADO
MENINO
25351.666409/2017-91 2.9120.0168.002-3
GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENÇO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
TOALHAS UMEDECIDAS BEBÊ NATUREZA CUIDADO
MENINO
25351.666409/2017-91 2.9120.0168.003-1
GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
SACHE
CARTUCHO DE CARTOLINA
LENÇO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

BIOMÁTIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS S/A 2.04265-9
ÓLEO COM AMÊNDOAS BABY AMORÁVEL
25351.396288/2012-86 2.4265.0010.001-2

EUSÉBIO/CE 10/2022
COMERCIAL 36 Meses
2020330 ÓLEOS INFANTIS
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
OLEO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

Ceras Johnson Ltda 2.00192-0
OFF! LOÇÃO FAMILY
25351.497003/2012-67 2.0192.0484.001-7
MANAUS/AM 01/2023
COMERCIAL 36 Meses
2020320 REPELENTE DE INSETOS
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
2551 Retificação de Publicação de Alterações de Registro de
Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

EVER GREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2.03456-2
TOALHAS UMEDECIDAS HUPPY BABY WIPES
25351.440578/2012-17 2.3456.0008.001-3
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 11/2022
COMERCIAL 24 Meses
2020390 LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE INFANTIL
SACO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

INSTITUTO PASTEUR DE COSMIATRIA LTDA 2.01485-1
PROTETOR SOLAR FPS 30 FAMILY - MED SUN
25351.496238/2015-64 2.1485.0329.001-9
PORTO ALEGRE/RS 05/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO LIFAR LTDA
2.03868-6
PROTETOR SOLAR FACIAL PANVEL SOLAR FPS 40
25351.650402/2014-85 2.1415.0063.001-6
PORTO ALEGRE/RS 05/2020
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PHISALIA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00043-6
GEL FIXADOR TRÁ LÁ LÁ KIDS COM GLITTER
25351.069978/2012-16 2.0043.0376.001-3
OSASCO/SP 06/2022
COMERCIAL 36 Meses
2020437 FIXADOR DE CABELOS INFANTIL (LÍQUIDO, GEL,
CREME OU AEROSSOL)
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00070-9
X TENSO MOISTURIST CREME DE RELAXAMENTO
CABELOS NATURAIS
25351.654196/2008-63 2.0070.3303.001-2
RIO DE JANEIRO/RJ 10/2018
PROFISSIONAL 36 Meses
2020150 ALISANTE PARA CABELOS (CREME OU GEL)
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME

238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
USO PROFISSIONAL
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO
SUPERIOR A 40º C).

ATHENAS INDÚSTRIA E TERCERIZAÇÃO DE COSMÉTICOS
LTDA EPP 2.06670-0
CONDICIONADOR BARBIE RICCA PRÓ-VITAMINA B5
25351.735829/2017-24 2.6670.0126.001-4
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
CONDICIONADOR BARBIE RICCA PRÓ-VITAMINA B5
25351.735829/2017-24 2.6670.0126.002-2
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
ESTOJO DE CARTOLINA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

BEIERSDORF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2.02721-0
NIVEA SUN PROTECT & BRONZE FPS 30 PROTETOR
SOLAR
25351.733584/2017-09 2.2721.0701.001-2
ITATIBA/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORATÓRIOS EXPANSIENCE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
LTDA 2.06219-3
MUSTELA HYDRA BEBE LEITE CORPORAL
25351.313759/2016-23 2.6219.0038.001-4
FRANÇA 01/2022
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
2301 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA HYDRA BEBE LEITE CORPORAL
25351.313759/2016-23 2.6219.0038.002-2
FRANÇA 01/2022
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA HYDRA BEBE LEITE CORPORAL
25351.313759/2016-23 2.6219.0038.002-2
FRANÇA 01/2022
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA HYDRA BEBE LEITE CORPORAL
25351.313759/2016-23 2.6219.0038.003-0
FRANÇA 01/2022
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
2301 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA HYDRA BEBE LEITE CORPORAL
25351.313759/2016-23 2.6219.0038.003-0
FRANÇA 01/2022
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

NATURELLE IND E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS
LTDA 2.00664-1
ADA TINA BIOSOLE MAT FPS 50
25351.051578/2018-11 2.0664.0869.001-5
COTIA/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
ADA TINA BIOSOLE MAT FPS 50
25351.051578/2018-11 2.0664.0869.002-3
COTIA/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

PHISALIA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00043-6
SHAMPOO TRÁ LÁ LÁ KIDS SEM EMBARAÇO
25351.380160/2010-01 2.0043.0351.001-7
OSASCO/SP 11/2015
COMERCIAL 36 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PROLINK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA 2.09696-0
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.001-0
GUAPIAÇU/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.002-9



GUAPIAÇU/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM GOTEJADOR
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.003-7
GUAPIAÇU/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.004-5
GUAPIAÇU/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DE PAPELAO
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.005-3
GUAPIAÇU/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM GOTEJADOR
CAIXA DE PAPELAO
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.006-1
GUAPIAÇU/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CAIXA DE PAPELAO
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.007-1
GUAPIAÇU/SP 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
GALAO
CAIXA DE PAPELAO
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.008-8
GUAPIAÇU/SP 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
BOLSA PLASTICA
CAIXA DE CARTOLINA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.009-6
GUAPIAÇU/SP 05/2023

PROFISSIONAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.010-1
GUAPIAÇU/SP 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM GOTEJADOR
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SEPTPRO GEL 70
25351.023053/2018-87 2.9696.0001.011-8
GUAPIAÇU/SP 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM GOTEJADOR
CAIXA DE PAPELAO
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

ATHENAS INDÚSTRIA E TERCERIZAÇÃO DE COSMÉTICOS
LTDA EPP 2.06670-0
CREME DE PENTEAR NEOKIDS TUTTI FRUTTI
25351.056842/2018-02 2.6670.0127.001-1
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022158 CONDICIONADOR INFANTIL SEM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
GEL FIXADOR PARA CABELOS IMPALA HOMEM DE
FERRO INFANTIL
25351.069126/2018-87 2.6670.0129.001-0
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022157 FIXADOR DE CABELO INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
SABONETE LÍQUIDO IMPALA HULK INFANTIL
25351.069130/2018-45 2.6670.0133.001-2
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LÍQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
GEL FIXADOR PARA CABELOS IMPALA HULK INFANTIL
25351.069148/2018-47 2.6670.0128.001-5
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022157 FIXADOR DE CABELO INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional

RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
GEL FIXADOR PARA CABELOS IMPALA CAPITÃO
AMÉRICA INFANTIL
25351.069160/2018-51 2.6670.0130.001-6
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022157 FIXADOR DE CABELO INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
GEL FIXADOR PARA CABELOS IMPALA THOR INFANTIL
25351.069186/2018-08 2.6670.0131.001-1
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022157 FIXADOR DE CABELO INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
SABONETE LÍQUIDO IMPALA THOR INFANTIL
25351.069199/2018-79 2.6670.0132.001-7
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LÍQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
SABONETE LÍQUIDO IMPALA CAPITÃO AMÉRICA
INFANTIL
25351.069222/2018-25 2.6670.0134.001-8
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LÍQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
IMPALA MARVEL AVENGERS CAPITÃO AMÉRICA
SHAMPOO 2 EM 1 INFANTIL PARA MENINOS
25351.070427/2018-53 2.6670.0135.001-3
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LÍQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO
SHAMPOO 2 EM 1 INFANTIL IMPALA THOR
25351.070447/2018-24 2.6670.0136.001-9
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LÍQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO

AVON INDUSTRIAL LTDA 2.00004-1
AVON CARE SUN+ PROTETOR SOLAR FPS 60
25351.053583/2018-50 2.0004.2154.001-0
SÃO PAULO/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. 2.00544-7
DR BOTICA BANHO DE ENCANTO SABONETE BARRA
25351.040125/2018-51 2.0544.1561.001-1
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 05/2023
COMERCIAL 30 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
CARTUCHO DE CARTOLINA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
BARRA
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
APOS ABERTURA DE EMBALAGEM DE USO UTILIZAR
CONF. CONDIÇÕES INDICADAS NO ROTULO.

DEVINTEX COSMETICOS LTDA 2.02959-4
SALON LINE BASE RELAXANTE PARA USO COM LÍQUIDO
ATIVADOR COM GUANIDINA REGULAR
25351.037312/2018-57 2.2959.0336.001-2
JANDIRA/SP 05/2023
PROFISSIONAL 3 Ano(s)
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
SHRINK
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SALON LINE BASE RELAXANTE PARA USO COM LÍQUIDO
ATIVADOR COM GUANIDINA SUPER
25351.037313/2018-00 2.2959.0337.001-8
JANDIRA/SP 05/2023
PROFISSIONAL 3 Ano(s)
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
SHRINK
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SALON LINE CREME DE TRANSFORMAÇÃO
25351.037319/2018-79 2.2959.0338.001-3
JANDIRA/SP 05/2023
PROFISSIONAL 3 Ano(s)
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SALON LINE CREME RELAXANTE RELAXER FORMULA
NO BASE COM HIDRÓXIDO DE SÓDIO REGULAR
25351.719728/2017-14 2.2959.0335.001-7
JANDIRA/SP 05/2023
PROFISSIONAL 3 Ano(s)
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

ESTHETIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA 2.01739-8
RECONSTRUTOR ANTI-FRIZZ E REDUTOR DE VOLUME
BELLA HAIR
25351.563161/2017-15 2.1739.0066.001-8
SÃO PAULO/SP 05/2023
PROFISSIONAL 24 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 2.04083-0
GEL REPELENTE DE INSETOS REFUSE
25351.031446/2018-64 2.4083.0068.001-7
ANÁPOLIS/GO 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

IMPACTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 2.08391-9
MASSA GUANIDINA BIO PLÁSTICA SAMP HAIR
PROFESSIONAL
25351.659453/2017-44 2.8391.0013.001-9
GUARAPARI/ES 05/2023
PROFISSIONAL 2 Ano(s)
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
FILME PLASTICO
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. 2.00092-5
JOHNSON'S CHEIRINHO PROLONGADO CONDICIONADOR
25351.018019/2018-91 2.0092.1304.001-2
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
JOHNSON'S SHAMPOO CABELOS CLAROS
25351.037629/2018-93 2.0092.1305.001-8
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
JOHNSON'S GOTAS DE BRILHO CONDICIONADOR
25351.037658/2018-55 2.0092.1306.001-3
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
JOHNSON'S SABONETE LÍQUIDO
25351.064811/2018-17 2.0092.1307.001-9
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
JOHNSON'S HORA DO SONO TALCO
25351.069102/2018-28 2.0092.1308.001-4
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2020400 TALCO INFANTIL
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
PO SECO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
JOHNSON'S AMÊNDOAS ÓLEO
25351.069103/2018-72 2.0092.1309.001-1
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
OLEO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

BABY SHAMPOO JOHNSON'S
25351.728830/2017-01 2.0092.1302.001-1
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
JOHNSON'S FORÇA VITAMINADA CONDICIONADOR
25351.728851/2017-18 2.0092.1303.001-7
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda. 2.09120-9
PROTETOR SOLAR FPS 30 KIDS SOLAR GOLD
25351.708510/2017-26 2.9120.0175.001-3
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 KIDS SOLAR GOLD
25351.708510/2017-26 2.9120.0175.002-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 KIDS SOLAR GOLD
25351.708510/2017-26 2.9120.0175.003-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 KIDS SOLAR GOLD
25351.708510/2017-26 2.9120.0175.004-8
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 KIDS SOLAR GOLD
25351.708510/2017-26 2.9120.0175.005-6
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL TONALIZANTE SOLAR
GOLD



25351.708621/2017-32 2.9120.0176.001-9
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL TONALIZANTE SOLAR
GOLD
25351.708621/2017-32 2.9120.0176.002-7
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL TONALIZANTE SOLAR
GOLD
25351.708621/2017-32 2.9120.0176.003-5
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL TONALIZANTE SOLAR
GOLD
25351.708621/2017-32 2.9120.0176.004-3
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL TONALIZANTE SOLAR
GOLD
25351.708621/2017-32 2.9120.0176.005-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LENÇOS UMEDECIDOS LAVANDA DO CAMPO BEBÊ
NATUREZA
25351.729654/2017-16 2.9120.0177.001-4
GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LENÇOS UMEDECIDOS LAVANDA DO CAMPO BEBÊ
NATUREZA
25351.729654/2017-16 2.9120.0177.002-2
GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00070-9
SKINCEUTICALS UV OIL DEFENSE FPS 80
25351.050178/2018-80 2.0070.4297.001-4
RIO DE JANEIRO/RJ 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO
SUPERIOR A 40º C).

PSS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
COSMÉTICOS LTDA - EPP 2.08481-0
EXEL THE XL PROTECTION LINE XL SUN SHIELD UVA-
UVB FPS 60 / FPUVA 27
25351.055912/2018-05 2.8481.0003.001-3
ARGENTINA 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA
2.03186-1
CLARINS SPRAY SOLAIRE LOTION NON GRASSE SPÉCIAL
SPORTS MOYENNE PROTECTION 15 UVB UVA
25351.661236/2017-14 2.3186.0005.001-1
FRANÇA 05/2023
COMERCIAL 48 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE
CONSERVACAO

ATHENAS INDÚSTRIA E TERCERIZAÇÃO DE COSMÉTICOS
LTDA EPP 2.06670-0
CREME DE PENTEAR NEOKIDS UVA
25351.056774/2018-73 2.6670.0137.001-4
CAIEIRAS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022158 CONDICIONADOR INFANTIL SEM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

Ceras Johnson Ltda 2.00192-0
EXPOSIS SPRAY EXTREME
25351.003255/2018-11 2.0192.0503.001-9
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL
25351.003260/2018-15 2.0192.0504.001-4
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL
25351.003260/2018-15 2.0192.0504.002-2
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EXPOSIS GEL EXTREME
25351.003287/2018-16 2.0192.0505.001-1
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EXPOSIS GEL EXTREME
25351.003287/2018-16 2.0192.0505.002-8
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EXPOSIS SPRAY REPELENTE INFANTIL
25351.003310/2018-64 2.0192.0506.001-5
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

GFG COSMETICOS LTDA 2.01114-8
LOÇAO HIDRATANTE BABY MURIEL MENINA
25351.723602/2017-36 2.1114.0245.001-1
SÃO PAULO/SP 04/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO EMULSIONADA
258 Reconsideração de Indeferimento de Registro de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

INEZ BENTIVOGLIO BENEFICIADORA - EPP 2.08119-1
REPELENTE SOSSEGO SPRAY
25351.617313/2017-07 2.8119.0004.001-4
CAJAMAR/SP 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. 2.00092-5
JOHNSON'S CACHOS DOS SONHOS CONDICIONADOR
25351.023090/2018-95 2.0092.1310.001-5
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO LIFAR LTDA
2.03868-6
PROTETOR SOLAR FPS 50 ERTIA
25351.062240/2018-86 2.3868.0099.001-0
PORTO ALEGRE/RS 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 50 ERTIA
25351.062240/2018-86 2.3868.0099.002-9
PORTO ALEGRE/RS 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 50 ERTIA
25351.062240/2018-86 2.3868.0099.003-7
PORTO ALEGRE/RS 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASNAGA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
COLÔNIA PANVEL BABY CLUBE
25351.866725/2016-27 2.3868.0089.001-6
PORTO ALEGRE/RS 10/2021
COMERCIAL 24 Meses
2020420 COLÔNIAS INFANTIS (HIDROALCOÓLICAS OU
NÃO)
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

MARY HILL PERFUMES LTDA 2.00971-1
INOAR ALISAMENTO CAPILAR MARROQUINO SUAVE
25351.239085/2017-70 2.0971.0136.001-4
EMBU DAS ARTES/SP 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda. 2.09120-9
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708517/2017-48 2.9120.0178.001-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional

RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708517/2017-48 2.9120.0178.002-8
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708517/2017-48 2.9120.0178.003-6
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708517/2017-48 2.9120.0178.004-4
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708517/2017-48 2.9120.0178.005-2
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SOLAR GOLD
25351.708581/2017-29 2.9120.0179.001-5
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SOLAR GOLD
25351.708581/2017-29 2.9120.0179.002-3
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SOLAR GOLD
25351.708581/2017-29 2.9120.0179.003-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SOLAR GOLD
25351.708581/2017-29 2.9120.0179.004-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)

2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SOLAR GOLD
25351.708581/2017-29 2.9120.0179.005-8
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PHISALIA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00043-6
CONDICIONADOR TRÁ LA LA KIDS EXTRA
DESEMBARAÇO
25351.380019/2010-43 2.0043.0345.001-4
OSASCO/SP 07/2015
COMERCIAL 36 Meses
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00070-9
VICHY IDÉAL SOLEIL CLARIFY FPS 60 EXTRA CLARA
25351.038309/2018-51 2.0070.4298.001-1
RIO DE JANEIRO/RJ 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO
SUPERIOR A 40° C).

5 S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME
2.02889-2
TOALHAS UMEDECIDAS FEROZ CONFORT PREMIUM
25351.009125/2018-83 2.2889.0418.001-5
SÃO PAULO/SP 05/2023
COMERCIAL 24 Meses
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
BALDE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

Ceras Johnson Ltda 2.00192-0
EXPOSIS REPELENTE SPRAY
25351.003291/2018-76 2.0192.0502.001-3
PALHOÇA/SC 05/2023
COMERCIAL 36 Meses
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

INEZ BENTIVOGLIO BENEFICIADORA - EPP 2.08119-1
REPELENTE DE INSETOS ICARIDIN SPRAY
25351.617328/2017-67 2.8119.0003.001-9
CAJAMAR/SP 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022172 REPELENTE DE INSETOS - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional



RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda. 2.09120-9
SHAMPOO HOT CARS SPORT
25351.010003/2018-30 2.9120.0172.001-7
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO HOT CARS SPORT
25351.010003/2018-30 2.9120.0172.002-5
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO HOT CARS SPORT
25351.010003/2018-30 2.9120.0172.003-3
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO HOT CARS SPORT
25351.010003/2018-30 2.9120.0172.004-1
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.001-2
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.002-0
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.003-9

SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.004-7
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO CARROS
25351.010073/2018-98 2.9120.0174.001-8
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO CARROS
25351.010073/2018-98 2.9120.0174.002-6
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO CARROS
25351.010073/2018-98 2.9120.0174.003-4
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.001-2
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.002-0
SERRA/ES 05/2023
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
SHAMPOO 2 EM 1 HOT CARS SPORT
25351.010010/2018-31 2.9120.0173.003-9

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS SOLAR GOLD
25351.708542/2017-21 2.9120.0169.002-9
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS SOLAR GOLD
25351.708542/2017-21 2.9120.0169.003-7
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS SOLAR GOLD
25351.708542/2017-21 2.9120.0169.004-5
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 KIDS SOLAR GOLD
25351.708542/2017-21 2.9120.0169.005-3
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 FACIAL SOLAR GOLD
25351.708557/2017-90 2.9120.0170.001-6
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 FACIAL SOLAR GOLD
25351.708557/2017-90 2.9120.0170.002-4
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 FACIAL SOLAR GOLD
25351.708557/2017-90 2.9120.0170.003-2
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.



PROTETOR SOLAR FPS 60 FACIAL SOLAR GOLD
25351.708557/2017-90 2.9120.0170.004-0
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 60 FACIAL SOLAR GOLD
25351.708557/2017-90 2.9120.0170.005-9
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708559/2017-89 2.9120.0171.001-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708559/2017-89 2.9120.0171.002-1
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708559/2017-89 2.9120.0171.003-8
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708559/2017-89 2.9120.0171.004-6
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SOLAR GOLD
25351.708559/2017-89 2.9120.0171.005-4
APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 05/2023
COMERCIAL 2 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇAO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. 2.08438-2
CREME ALISANTE NORMAL CLAIROL PROFESSIONAL
25351.009184/2018-51 2.8438.0055.001-9
ITÁLIA 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
BISNAGA DE ALUMINIO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
CREME ALISANTE FORTE CLAIROL PROFESSIONAL
25351.009201/2018-51 2.8438.0056.001-4
ITÁLIA 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
BISNAGA DE ALUMINIO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
T.C.I INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA-EPP 2.04076-6
CREME RELAXANTE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO KENWEE
RELAXER
25351.696502/2017-20 2.4076.0247.001-7
FRANCA/SP 05/2023
PROFISSIONAL 36 Meses
2022238 ALISANTE PARA CABELOS - GRAU 2
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.145, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente da Gerência de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 355, de 16 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRICAO DE USO
CONSERVAÇÃO

CASA GRANADO LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DROGARIAS S/A 2.00116-9
SOS PICADAS BEBÊ PELES SENSÍVEIS GRANADO
25351.419819/2017-44 000
JAPERI/RJ /
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO

287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
GUDE INDUSTRIAL LTDA-ME 2.07520-8
CREME RELAXANTE GUDE PERFECT LINE HIDROXIDO DE CÁLCIO
25351.537432/2012-64 2.5540.0002.001-1
SERRA/ES 02/2018
PROFISSIONAL 38 Meses
2020150 ALISANTE PARA CABELOS (CREME OU GEL)
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS ADÉLIA MENDONÇA LTDA 2.03981-5
VELVET MOUSSE MATTE PERFECTION COVER FPS 30
BEIGE ADELIA MENDONÇA
25351.115110/2017-09 000
DORES DO INDAIÁ/MG /
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
MOUSSE
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
PSS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA - EPP 2.08481-0
EXEL THE XL PROTECTION LINE XL URBAN FACE
PROTECTION UVA-UVB FPS 31 / FP.UVA 17
25351.055922/2018-32 000
ARGENTINA /
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA
ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVACAO INDICADOS NA
ROTULAGEM

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.146, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente da Gerência de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 355, de 16 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a Revalidação Automática dos processos dos Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, conforme RDC nº 250/2004, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRICAO DE USO
CONSERVAÇÃO

INDÚSTRIA E COMÉRCIO SANTA THEREZA LTDA 2.00877-8
SHAMPOO LORYS KIDS BLUE SHAKE PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS
25351.005565/2003-85 2.0877.0239.001-8
JUNDIAÍ/SP 04/2023
COMERCIAL 03 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO



PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO VISCOSO
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).
CONDICIONADOR LORYS KIDS BLUE SHAKE PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS
25351.005567/2003-74 2.0877.0238.001-2
JUNDIAÍ/SP 04/2023
COMERCIAL 03 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA CREME
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

J.R.D. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. 2.03645-5
GEL ANTISSEPTICO UNISSEPT
25351.700449/2012-64 2.3645.0018.001-2
ANÁPOLIS/GO 04/2023
PROFISSIONAL 24 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
USO PROFISSIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
GEL ANTISSEPTICO UNISSEPT
25351.700449/2012-64 2.3645.0018.002-0
ANÁPOLIS/GO 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
GEL ANTISSEPTICO UNISSEPT
25351.700449/2012-64 2.3645.0018.003-9
ANÁPOLIS/GO 04/2023
INSTITUCIONAL 24 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
INSTITUCIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP 2.06301-5
CONDICIONADOR INFANTIL LSV
25351.665312/2012-74 2.6301.0001.001-7
ARAÇATUBA/SP 04/2023
COMERCIAL 12 Meses
2020360 CONDICIONADOR CAPILAR INFANTIL
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LIQUIDO
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

MARVALE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.03001-1
SÓ BABY LENÇOS UMEDECIDOS ROSA
25351.612714/2012-15 2.3001.0019.001-4
BLUMENAU/SC 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020390 LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE INFANTIL
BALDE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LENCOS TECIDO NAO TECIDO
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
SÓ BABY LENÇOS UMEDECIDOS ROSA
25351.612714/2012-15 2.3001.0019.002-2
BLUMENAU/SC 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020390 LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE INFANTIL
POTE DE PLÁSTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LENCOS TECIDO NAO TECIDO
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
SÓ BABY LENÇOS UMEDECIDOS ROSA
25351.612714/2012-15 2.3001.0019.003-0
BLUMENAU/SC 04/2023
COMERCIAL 24 Meses
2020390 LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE INFANTIL
REFIL DE POLIETILENO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA LENCOS TECIDO NAO TECIDO
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

MUNDIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA 2.04463-2
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.001-0
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
COMERCIAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
REFIL DE POLIETILENO
CAIXA DE CARTOLINA
GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.002-9
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
COMERCIAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.003-7
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
COMERCIAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
GALAO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.004-5
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
INSTITUCIONAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
REFIL DE POLIETILENO
CAIXA DE CARTOLINA
GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
INSTITUCIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.006-1
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
INSTITUCIONAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
GALAO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
INSTITUCIONAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.007-1
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
INDUSTRIAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
REFIL DE POLIETILENO
CAIXA DE CARTOLINA
GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
USO INDUSTRIAL

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.008-8
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
INDUSTRIAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
USO INDUSTRIAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUND HANDGEL GEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS
25351.598338/2012-61 2.4463.0004.009-6
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 04/2023
INDUSTRIAL 12 Meses
2020999 OUTROS PRODUTOS NÃO PREVISTOS - GRAU II
GALAO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA GEL
2336 Revalidação automática para Registro de produtos Cosméticos
USO INDUSTRIAL
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.147, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente da Gerência de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 355, de 16 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Cancelar os registros dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRIÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO

BIOSSENTIEL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 2.06442-2
ABSOLUT LISS FAST - NG DE FRANCE
25351.662282/2013-59 2.6442.0008.001-7
PORTO ALEGRE/RS 02/2019
PROFISSIONAL 3 Ano(s)
2020150 ALISANTE PARA CABELOS (CREME OU GEL)
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DE PAPELAO
CREME
299 Cancelamento de Registro - ANVISA
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.159, DE 4 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos no uso da atribuição que lhe fora conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a revalidação automática do registro do alimento, sob o número de processo constante do anexo desta Resolução, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 986, de 21 de outubro de 1969 e do item 7.1 da Resolução Anvisa nº. 23, de 15 de março de 2000.

Art. 2º A revalidação abrange as petições que ainda não foram objetos de decisão por parte da Anvisa.

Art. 3º A revalidação automática não se aplica às petições de revalidação de registro protocolados fora do prazo estabelecido nos termos do item 7.1 da Resolução Anvisa nº. 23, de 15 de março de 2000.



Art. 4º As petições revalidadas automaticamente serão analisadas, podendo a Administração indeferir o pedido de revalidação e cancelar o registro que tenha sido automaticamente revalidado ou ratificá-lo, deferindo o pedido de revalidação.

Art. 5º Os produtos com registros revalidados podem ser consultados no link: http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto/consulta_alimento.asp.

Art. 6º Será considerada a data de revalidação do registro contada a partir do final da vigência do período de validade anterior, sem haver interrupção na regularidade do registro.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

RAZÃO SOCIAL

NOME DO PRODUTO

NÚMERO DO REGISTRO VALIDADE DO REGISTRO

NÚMERO DO PROCESSO NÚMERO DO EXPEDIENTE

ALLBRANDS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
TRIGO, MILHO, ARROZ, AVEIA E CEVADA COM VITAMINAS
E MINERAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
6.2372.0010 30/04/2023
25023.022092/2012 1516745/17-3

AMBEV S.A.
EMBALAGEM PET-PCR GRAU ALIMENTÍCIO
MONOCAMADA USO ÚNICO PARA BEBIDAS NAO
ALCOOLICAS VERDE ESCURO
67178.0002.0016 30/11/2021
25351.313023/2014-15 23539271/65

BRASFOOD LABORATÓRIOS S/A
ÓLEO DE CÂRTAMO E VITAMINA E EM CÁPSULAS
6.6327.0013 30/04/2023
25351.591240/2012-55 0161316/18-2

C R VERTUAN INDÚSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E
NUTRACÊUTICOS - ME
ÓLEO DE GIRASSOL EM CÁPSULAS
6.2234.0060 30/04/2023
25351.562010/2012-14 0301284/18-1
ÓLEO DE CHIA EM CÁPSULA
6.2234.0059 30/04/2023
25351.562028/2012-42 0301271/18-9
ÓLEO DE PEIXE, ÓLEO DE CHIA E ÓLEO DE LINHAÇA EM
CÁPSULAS
6.2234.0061 30/04/2023
25351.626358/2012-43 0301288/18-3

EVERS NUTRACÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-
EPP
COLÁGENO HIDROLISADO EM TABLETE
6.6603.0003 30/04/2023
25351.624169/2012-71 0297343/18-0

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
ALIM P/SIT METAB ESP P/NUTR ENTER FORM P/SIT DE
PERIOPER DE CIRURG DE GRANDE PORTE E EM CASOS DE
TRAUMA, QUEIMADOS, SEPSE MODERADA COM APACHE II
< 15
6.2047.9941 30/04/2023
25004.121397/2002-15 1742434/17-8

GUKI ALIMENTOS LTDA - ME
ÓLEO DE PRIMULA EM CAPSULA
6.4828.0013 30/04/2023
25004.000012/2012-41 0153168/18-9

MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA ME
AGAR AGAR EM CAPSULAS
6.4643.0016 30/04/2023
25002.183459/2007-25 2157245/17-3
BERINJELA EM CAPSULA
6.4643.0020 30/04/2023
25002.183548/2008-52 2157248/17-8
QUITOSANA PSYLLIUM E VITAMINA C EM CAPSULA
6.4643.0017 30/04/2023
25002.183718/2008-07 2124886/17-9
ÓLEO DE LINHAÇA EM CAPSULAS
6.4643.0019 30/04/2023
25002.807963/2007-22 2157247/17-0
AGAR AGAR EM CAPSULAS
6.4643.0016 30/04/2023
25002.183459/2007-25 2157245/17-3
BERINJELA EM CAPSULA
6.4643.0020 30/04/2023
25002.183548/2008-52 2157248/17-8
CHLORELLA EM CAPSULAS
6.4643.0021 30/04/2023
25002.183629/2008-52 2166681/17-4
LICOPENO DE TOMATE EM CAPSULAS
6.4643.0027 30/04/2023
25002.396134/2008-91 2184874/17-2
FIBRA DE MAÇA EM CAPSULAS

6.4643.0024 30/04/2023
25002.396207/2008-45 2166659/17-8
GUARANÁ EM CÁPSULAS
6.4643.0028 30/04/2023
25002.396290/2008-52 2184788/17-6
SEMENTES DE UVA EM CAPSULAS
6.4643.0029 30/04/2023
25002.396703/2008-07 2193711/17-7
ÓLEO DE CARTAMO EM CAPSULAS
6.4643.0026 30/04/2023
25002.396878/2008-14 2166657/17-1
ÓLEO DE LINHAÇA EM CAPSULAS
6.4643.0019 30/04/2023
25002.807963/2007-22 2157247/17-0

NATU BELL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
SEMENTE DE UVA EM CÁPSULAS
6.6569.0036 30/04/2023
25003.150016/2012-14 0277978/18-1
LUTEÍNA E VITAMINA A EM CÁPSULAS
6.6569.0037 30/04/2023
25003.150029/2012-13 0278233/18-2
ÓLEO DE GIRASSOL E COLÁGENO COM VITAMINA C EM
CÁPSULAS
6.6569.0038 30/04/2023
25003.150064/2012-55 0278499/18-8
ÓLEO DE MACADAMIA EM CAPSULA
6.6569.0039 30/04/2023
25003.150066/2012-10 0277984/18-6
COLÁGENO COM VITAMINA C EM CÁPSULAS
6.6569.0034 30/04/2023
25003.150068/2012-61 0277992/18-7
ÓLEO DE SEMENTE DE ABOBORA EM CAPSULA
6.6569.0041 30/04/2023
25003.150070/2012-61 0278475/18-1
AÇAÍ, GUARANA E CACAU EM CAPSULAS
6.6569.0035 30/04/2023
25003.150071/2012-90 0278473/18-4
ÓLEO DE GIRASSOL E COGUMELO AGARICUS COM
VITAMINA E EM CAPSULA
6.6569.0040 30/04/2023
25351.599776/2012-16 0278004/18-6

NATURELIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA
QUITOSANA, PSYLLIUM E VITAMINA C EM
COMPRIMIDOS
6.6339.0001 30/04/2023
25022.002832/2007-18 2221209/17-4

POLENECTAR ENTERPRISE INTERNACIONAL LTDA ME
GUARANÁ COM AÇAÍ EM CÁPSULA
6.7005.0009 30/04/2023
25351.585961/2012-99 0183563/18-7

PROMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
NATURAIS LTDA-ME
L-CARNITINA LÍQUIDA SABOR GUARANÁ COM AÇAÍ
6.4572.0057 30/04/2023
25002.710337/2012-61 0197865/18-9

SOROCAPS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ÓLEO DE CÂRTAMO COM PICOLINATO DE CROMO EM
CÁPSULAS
6.6969.0009 30/04/2023
25351.577256/2012-55 0199567/18-7
ÓLEO DE LINHAÇA, ÓLEO DE PRÍMULA E ÓLEO DE
BORRAGEM COM VITAMINA E EM CÁPSULAS
6.6969.0010 30/04/2023
25351.577561/2012-65 0199550/18-2
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA EM CÁPSULAS
6.6969.0011 30/04/2023
25351.578389/2012-99 0199561/18-8

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.160, DE 4 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos no uso da atribuição que lhe
fora conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de
2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar a desistência a pedido das petições de
alimentos sob nº. de expedientes constantes do anexo desta
Resolução, nos termos do Art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

RAZÃO SOCIAL - CNPJ: NESTLE BRASIL LTDA -
60.409.075/0001-52
Nº PROCESSO: 25351.646191/2013-56
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0258233/18-3
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
0493344/17-3 / 456 - Alteração de Rotulagem
2193559/16-9 / 451 - Alteração do Nome / Designação do Produto
2193553/16-0 / 454 - Alteração de Fórmula do Produto

Nº PROCESSO: 25004.026031/00
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0258281/18-3
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
2193584/16-0 / 456 - Alteração de Rotulagem
2193580/16-7 / 451 - Alteração do Nome / Designação do Produto
2193576/16-9 / 454 - Alteração de Fórmula do Produto
Nº PROCESSO: 25004.003826/99
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0272369/18-7
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
1666530/17-9 / 456 - Alteração de Rotulagem
1666520/17-1 / 451 - Alteração do Nome / Designação do Produto
1666503/17-1 / 454 - Alteração de Fórmula do Produto
Nº PROCESSO: 25004.003816/99
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0272283/18-6
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
1666467/17-1 / 456 - Alteração de Rotulagem
1666401/17-9 / 451 - Alteração do Nome / Designação do Produto
1666144/17-3 / 454 - Alteração de Fórmula do Produto

RAZÃO SOCIAL - CNPJ: NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA -
72.563.158/0001-80
Nº PROCESSO: 25351.692738/2015-73
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0242403/18-7
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
0363542/17-3 / 456 - Alteração de Rotulagem
0363529/17-5 / 454 - Alteração de Fórmula do Produto
Nº PROCESSO: 25351.692746/2015-37
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0242326/18-0
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
0363521/17-7 / 456 - Alteração de Rotulagem
0363523/17-1 / 454 - Alteração de Fórmula do Produto

RAZÃO SOCIAL - CNPJ: PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA -
56.307.911/0001-10
Nº PROCESSO: 25351.362587/2013-70
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0307889/18-2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
0551148/17-8 / 4030 - Registro de Novos Alimentos e Novos
Ingredientes - IMPORTADO

RAZÃO SOCIAL - CNPJ: SUPPORT PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA 01.107.391/0001-00
Nº PROCESSO: 25351.172915/2017-19
Nº EXP. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: 0279901/18-4
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO / ASSUNTO:
0508616/17-7 / 4028 - Registro Único de Alimentos Infantis -
IMPORTADO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.161, DE 4 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos, no uso da atribuição que lhe
foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de
2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de
Alimentos conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 295118
NOME DA EMPRESA CNPJ
NOME DO PRODUTO UF
NUMERO DO PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
EMBALAGEM VALIDADE PRODUTO
CLASS/CAT DESCRIÇÃO VALIDADE REGISTRO
MARCA DO PRODUTO
ASSUNTO PETIÇÃO
AD OCEANUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
03.562.487/0001-94
FIBRA DE MAÇÃ E PECTINA EM CÁPSULAS GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC
25024.003988/2002-91 6.2358.0065.001-6
PLASTICO 02 Anos
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2018
SCHARAIBER / AD OCEANUM / PHYTOMARE / SIDRAX
500
NATURALLE
438 Cancelamento de Registro de Produto a Pedido da EMPRESA
FIBRA DE MAÇA E PECTINA EM CAPSULAS GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC
25024.003988/2002-91 6.2358.0065.002-4
PLASTICO 02 Anos
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2008
SIDRAX 500 / SCHRAIBER
438 Cancelamento de Registro de Produto a Pedido da EMPRESA
CATALENT BRASIL LTDA. 45.569.555/0007-82
COLÁGENO NÃO HIDROLISADO EM CÁPSULAS
INDAIATUBA/SP
25351.080633/2017-05 6.7198.0070.001-3
CELULOSICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses



VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2023
MARCAS INCLuíDAS: DISFOR ONE / DISFOR UNO / TOLARIF / BIOLAB
ABBOTT / ALETAM / CATALENT / DISFOR ACTIVE / DISFOR CAPS
MARCAS NÃO APROVADAS: JOINT CARE / MOVASSE / GENOFLEXID / ARTICOLEN / GENOMOBIL / GENOMOB
4042 Registro Único de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
COLÁGENO NÃO HIDROLISADO EM CÁPSULAS SOROCABA/SP
25351.080633/2017-05 6.7198.0070.002-1
CELULOSICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2023
MARCAS INCLuíDAS: DISFOR ONE / DISFOR UNO / TOLARIF / BIOLAB
ABBOTT / ALETAM / CATALENT / DISFOR ACTIVE / DISFOR CAPS
MARCAS NÃO APROVADAS: JOINT CARE / MOVASSE / GENOFLEXID / ARTICOLEN / GENOMOBIL / GENOMOB
4042 Registro Único de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49.324.221/0001-04
FóRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ALEMANHA
25351.113647/2015-15 6.2047.9991.001-3
PLASTICA 12 Meses
ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 05/2023
DIBEN 1.5 KCAL HP
4029 Registro de Alimentos para Nutrição Enteral IMPORTADO

SUNFLOWER INDÚSTRIA E LABORATÓRIO FITOTERÁPICO ME 02.385.401/0001-32
ÓLEO DE LINHACA, ÓLEO DE PEIXE E ÓLEO DE OVO ENRIQUECIDO COM VITAMINA E EM CÁPSULAS ARAÇÓIABA DA SERRA/SP
25004.360102/2010-01 6.2907.0039.001-5
PLASTICA 02 Anos
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 10/2020
BIOEM / BLEND MIX OIL / EFA K / KENKO BIO
LINSEED FLEX / LIPOCOR / MEGA G GOLD / MIX BLEND
MULTI OMEGA 3 / NEXUS / NUTRI SEED / OMEGA 3 BIOEM
OMEGA 3 VITAVIT / OMEGA 3 WF / PLEN 369 / PRATIC
QUALITY PLUS / SAFIRA FISH OIL / ADVANCED OIL / SEMPRE PREV
SUNFLOWER / TRIPE ACTION / VITAVIT / YEN NUTRACEUTICA
BIO LECITIN / BIOFLOWER / GENKI / GENKI PLUS
IKIRU HAN / KEN TAI / KEN TAI GOLD / KENKO HAN
KENKO PLUS / NAGAIKI / BELL ROST / ESSENCIAL OIL
TRIPLE OIL / MIX OIL / BLEND OIL
454 Alteração de Fórmula do Produto

TIARAJU FARMA, ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA ME 23.739.581/0001-83
COLÁGENO NÃO HIDROLISADO, CA , MG E VITAMINA D EM COMPRIMIDOS SANTO ÂNGELO/RS
25351.577802/2016-60 6.7315.0011.001-5
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 05/2023
MARCAS INCLuíDAS: COLAGENO MOVE / COLAGENO SELECT / COLAGENO TIPO II / COLLAGEN II / COLLAGEN II MAIS / COLLAGEN II PLUS / COLLAGEN LIMB / COLLAGEN MOVE / COLLAGEN TYPE II / COMPENS / COMPLET / LIFE COLAGENO / SELECT LIFE / TIARAJU / COLLAGEN TYPE II CALCIO MAGNESIO E VITAMINA D / COLAGENO II CA MG D
MARCAS NÃO APROVADAS: COLLAGEN FORT / ART LIV / ART CARE / MOVFLEX / ARTFLEX / ARTMOV / ARTMOVE
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.162, DE 4 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Indeferir as petições de avaliações relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 293118
NOME DA EMPRESA CNPJ
NOME DO PRODUTO UF
NUMERO DO PROCESSO NUMERO DE REGISTRO

EMBALAGEM VALIDADE PRODUTO
CLASS/CAT DESCRIÇÃO VALIDADE REGISTRO
MARCA DO PRODUTO
ASSUNTO PETIÇÃO

DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA 53.877.627/0001-91
BIS[3,3-BIS(3-TERC-BUTIL-4-HIDROXIFENIL)BUTIRATO] DE ETILENOGLICOL COMO ADITIVO DE PLÁSTICO SÃO PAULO/SP
25351.078449/2017-08 000000000
EMBALAGENS
447 Avaliação de Pedidos de Nova(s) Substância(s) / tecnologia(s) para embalagem em contato com alimento

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.163, DE 4 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Alimentos, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 598, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art.1º Deferir as petições de avaliações relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação anexa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 298218
NOME DA EMPRESA CNPJ
NOME DO PRODUTO UF
NUMERO DO PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
CLASS/CAT DESCRIÇÃO VALIDADE REGISTRO
MARCA DO PRODUTO
ASSUNTO PETIÇÃO

DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA. 84.430.149/0001-09
EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE CASCAS DE CATUABA (TRICHIGLIA CATIGUA)
25351.186118/2016-46 JARAGUÁ DO SUL/SC
FUNÇÃO DE AROMATIZANTE PARA USO NA CATEGORIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, NO LIMITE MÁXIMO DE 2% ADITIVOS
402 Avaliação de Pedidos de Inclusão de Aditivos Alimentares e ou Coadjuvantes de Tecnologia
EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE LENHO E CASCAS DE MARAPUAMA (CROTON ECHIoidES)
25351.186979/2016-52 JARAGUÁ DO SUL/SC
FUNÇÃO DE AROMATIZANTE PARA USO NA CATEGORIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, NO LIMITE MÁXIMO DE 0,2% ADITIVOS
402 Avaliação de Pedidos de Inclusão de Aditivos Alimentares e ou Coadjuvantes de Tecnologia
EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE TALOS E FOLHAS DE JURUBEBE (SOLANUM PANICULATUM)
25351.186984/2016-39 JARAGUÁ DO SUL/SC
FUNÇÃO DE AROMATIZANTE PARA USO NA CATEGORIA DE BEBIDAS, NO LIMITE MÁXIMO DE 2% ADITIVOS
402 Avaliação de Pedidos de Inclusão de Aditivos Alimentares e ou Coadjuvantes de Tecnologia

GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.119, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de medicamentos similares, genéricos, novos, específicos, dinamizados, fitoterápicos, biológicos e radiofármacos, sob o nº. de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do Art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA

ANEXO

RAZÃO SOCIAL ASSUNTO DA PETIÇÃO DESISTIDA
NUMERO DO PROCESSO EXPEDIENTE DE DESISTÊNCIA A PEDIDO EXPEDIENTE DA PETIÇÃO DESISTIDA
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA. 1963 - GENERICO - Inclusão no Tamanho do Lote superior a 10 vezes
25351551901200901 0218917/18-8 1030766/12-4
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 1472 - MEDICAMENTO NOVO - Alteração nos cuidados de conservação
2599100278978 0169431/18-6 1839700/16-0
BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A 10206 SIMILAR - Alteração maior de excipiente

25351555091201125 0161054/18-6 0508839/11-9
1980 SIMILAR Inclusão de novo acondicionamento
25351555091201125 0161054/18-6 0854647/11-9
10186- SIMILAR - Alteração de equipamento com diferente desenho e princípio de funcionamento
25351555091201125 0161054/18-6 0854591/11-0
10206 - SIMILAR - Alteração maior de excipiente
25351567124201189 0170613/18-6 0324492/11-0
10186- SIMILAR - Alteração de equipamento com diferente desenho e princípio de funcionamento
25351567124201189 0170613/18-6 0324472/11-5
1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351567124201189 0170789/18-2 0283857/10-5
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA 1445 - MEDICAMENTO NOVO - Cancelamento de Registro do Medicamento
2599101317279 0168416/18-7 0152879/18-3
CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA 1978 - SIMILAR - Inclusão de local de fabricação do fármaco
250000215329961 0181296/18-3 2098150/16-3
1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000043399974 0213543/18-4 0635544/14-7
1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000043479901 0213564/18-7 0498767/14-5
1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000044539940 0213610/18-4 0411323/13-3
1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000087279915 0213522/18-1 0914387/15-4
1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000092449947 0187477/18-2 0903762/15-4
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351263845200730 0187474/18-8 2418315/16-8
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 10190 - SIMILAR - Inclusão de equipamento com diferente desenho e princípio de funcionamento
2500100227582 0162415/18-6 1120100/15-2
1895 - SIMILAR - Solicitação de Correção de Dados na Base
253510248210083 0198002/18-5 1988795/17-7
EMS S/A 1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000545729971 0244705/18-3 0846384/12-1
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351001138200417 0219208/18-0 0809879/10-4
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
253510307620181 0244506/18-9 0254843/11-7
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351040185200397 0222100/18-4 0710555/14-0
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351682964200943 0243073/18-8 0143155/15-2
1978 SIMILAR Inclusão de local de fabricação do fármaco
25351762364201134 0234104/18-2 1011701/13-6
EMS SIGMA PHARMA LTDA 1963 - GENERICO - Inclusão no Tamanho do Lote superior a 10 vezes
25351083461200816 0210095/18-9 0613290/11-1
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351372629200865 0213916/18-2 0090784/15-7
10168 - GENÉRICO - Alteração moderada do processo de produção
25351372629200865 0214182/18-5 0237975/14-9
10168 - GENÉRICO - Alteração moderada do processo de produção
25351372629200865 0214185/18-0 0090774/15-0
1412 - GENERICO - Inclusão de local de fabricação do fármaco
25351377247200828 0210425/18-3 0100693/15-2
10168 - GENÉRICO - Alteração moderada do processo de produção
25351377247200828 0211889/18-1 0084413/14-6
10200 - GENÉRICO - Alteração moderada de excipiente
25351377247200828 0213692/18-9 0100682/15-7
10168 - GENÉRICO - Alteração moderada do processo de produção
25351377247200828 0213764/18-0 0100687/15-8
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351377247200828 0213852/18-2 0100690/15-8
10202 - SIMILAR - Alteração moderada de excipiente
25351464020200938 0187458/18-6 1022342/12-8
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351314546200946 0246938/18-3 2454570/16-8
10152 - SIMILAR - Inclusão de local de fabricação do medicamento de liberação convencional
25351314546200946 0246958/18-8 2155591/16-5
FARMOQUÍMICA S/A 1331 - MEDICAMENTO NOVO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351333320201215 0192986/18-1 0197150/13-6

GENZYME DO BRASIL LTDA 1440 - MEDICAMENTO NOVO - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro (Incorporação de Empresa)
25351140410201871 0234051/18-8 0199981/18-8
1440 - MEDICAMENTO NOVO - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro (Incorporação de Empresa)
25351140417201892 0233853/18-0 0199989/18-3
1440 - MEDICAMENTO NOVO - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro (Incorporação de Empresa)
25351140425201839 0222627/18-8 0199978/18-8
GERMED FARMACEUTICA LTDA 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351168305200914 0219851/18-7 1656011/16-6
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351273191200418 0219378/18-7 0809857/10-3
LTDA 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351298265200844 0219916/18-5 0845207/13-5
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351312155200550 0243188/18-2 0894566/12-7
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 1361 - GENERICO - Solicitação de Correção de Dados na Base
25351211961200854 0245134/18-4 0222662/18-6
LABORATÓRIO GLOBO LTDA 1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351129074201177 0183964/18-1 0393256/12-7
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000003159611 0219734/18-1 1015480/15-9
1415 - GENERICO - Inclusão de novo acondicionamento
25351240407200451 0199876/18-5 0473719/12-9
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351463835200531 0167916/18-3 0667840/15-8
LABORATÓRIOS STIEFEL LTDA 1331 - MEDICAMENTO NOVO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351163928200215 0231262/18-0 0511438/13-1
LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 1963 - GENERICO - Inclusão no Tamanho do Lote superior a 10 vezes
25351632633200715 0234635/18-4 0971009/12-4
10142- GENERICO - Inclusão de local de embalagem primária
25351456938200714 0222596/18-4 0758612/15-4
1978 - SIMILAR - Inclusão de local de fabricação do fármaco
25351652628201066 0220116/18-0 0978038/14-6
1963 - GENERICO - Inclusão no Tamanho do Lote superior a 10 vezes
25351668343201024 0217382/18-4 0237503/14-6
10188 - GENERICO - Inclusão de equipamento com diferente desenho e princípio de funcionamento
25351668343201024 0217414/18-6 0237494/14-3
10150 - GENERICO - Inclusão de local de fabricação do medicamento de liberação convencional
25351668343201024 0217510/18-0 1037933/15-9
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351693617201435 0177802/18-1 0985891/11-1
MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA 1489
MEDICAMENTO NOVO - Inclusão de local de fabricação do fármaco
250000052239411 0203994/18-0 2453336/16-2
PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EIRELI 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
250000176369791 0246120/18-0 0586678/12-2
RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA 1978 - SIMILAR - Inclusão de local de fabricação do fármaco
25351008022201160 0239016/18-7 0731563/13-5
1404 - GENERICO - Alteração de local de fabricação do fármaco
25351281546200604 0218678/18-1 2072492/16-6
SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
253510063850132 0208951/18-3 2138396/16-1
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351012124200844 0208918/18-1 2145420/16-5
105 - Alteração do prazo de validade
253510288180011 0215376/18-9 0184167/06-0
1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351181264200971 0204177/18-4 1121706/15-5
1934 - GENERICO - Atualização de especificações e/ou metodologia analítica
25351191004200217 0208886/18-0 0593428/06-1
1412 - GENERICO - Inclusão de local de fabricação do fármaco
25351682845200924 0204574/18-5 1102434/15-8
SCHERING-PLOUGH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 1412 - GENERICO - Inclusão de local de fabricação do fármaco
25351696046201111 0162252/18-8 0726925/15-1
mabra farmacêutica ltda. 1364 - GENERICO - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351407651200833 0200160/18-8 0934231/15-1
LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA 1971 - SIMILAR - Atualização de Especificações e Métodos Analíticos
25351.008349/2003-91 0051959/18-6 1886010/17-9

GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A 10186 - SIMILAR - Alteração de equipamento com diferente desenho e princípio de funcionamento
25351.017583/2003-18 0178277/18-1 2173975/16-7
10198 - SIMILAR - Alteração menor de excipiente
25351.017583/2003-18 0178277/18-1 2173978/16-1
JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA MEDICAMENTO NOVO - Alteração de posologia
25351567676/2013-52 0297440/18-1 0961240/15-8

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.120, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Declarar o cancelamento de registro dos medicamentos específicos e fitoterápicos sob os números de processos/números de registro constantes do anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA

ANEXO

LUPER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CEREBREX 104040147
25991.013978/83 0305600/18-7
LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA S/A
DEFATIG 103940494
25351.170302/2002-65 0305334/18-2
CELLERA FARMACÊUTICA S.A.
LIBIPLUS 104400033
25992.019638/76 0313669/18-8
BAYER S.A.
BENEROC JÚNIOR 170560002
25351.210268/2007-83 0313704/18-0
REDOXON
25351.609583/2007-64 0313786/18-4
HYPERMARCAS S/A
BELUP 172870444
25351.515718/2011-76 0313822/18-4
FONTOVIT LABORATORIOS S/A
FONTO-VIT C 112700013
25001.019489/85 0313828/18-3
APSEN FARMACEUTICA S/A
SEIS B 101180154
25000.035528/98-81 0313793/18-7
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA TEXON LTDA
ÁGUA PARA INJEÇÃO TEXON 100730002
25025.012748/99 0313794/18-5
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA TEXON LTDA
GLICETEX 100730003
25025.012755/99 0314175/18-6
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA TEXON LTDA
SOLUÇÃO INJETÁVEL DE GLICOSE 10% 100730001
25025.012753/99 0313797/18-0
CLARIS PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO BRASIL LTDA
EXPAN 142770020
25351.340542/2005-86 0313800/18-3
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA
OLEO DE COPAIBA 116950004
25001.009634/82 0314321/18-0
LABORATÓRIO DAUDT OLIVEIRA LTDA
ASILONE 101430062
25351.175705/2002-09 0314315/18-5
PHYTOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI
AZIGEL 151840001
25351.035399/01-91 0314317/18-1
THERASKIN FARMACEUTICA LTDA
GAMALAT 101910106
25992.000705/73 0314320/18-1
FARMOQUÍMICA S/A
GASTRIL 103900158
25351.021434/2004-26 0314524/18-7
INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO
IQUEGO-HIDROXIDO DE ALUMINIO 108840338
25000.026820/96-50 0314525/18-5
SANOFI WINTHROP FARMACEUTICA LTDA
PEPSAMAR 119240030
25992.008582/42 0314332/18-5
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
PEPTGEL 103700137
25000.028252/96-40 0314529/18-8
LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO ROCHA LTDA
TIRAZIA 105820003
25000.021679/99-79 0314534/18-4
BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA
LABORHEX 2 112130273
25000.007556/95-65 0314545/18-0
BIONATUS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA
ALCACHOFRA BIONATUS 120090006
25000.017254/92-80 0314546/18-8
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA

KOLANTYL 183260190
25351.700305/2014-09 0314548/18-4
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
COLUTOÍDE CAMOMILA 143810156
25351.474511/2009-88 0314549/18-2
TAUENS FARMACÊUTICA LTDA
AGLIX 152750004
25351.562026/2007-72 0319018/18-8
BAXTER HOSPITALAR LTDA
SOLUÇÃO DE RINGER BAXTER 106830076
25000.013355/94-15 0319140/18-1

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.122, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016 e, visando o adequado cumprimento da Lei nº 13.411/16, resolve:

Art. 1º Prorrogar por até 40 dias do prazo original, no caso de petições prioritárias, e por até 122 dias do prazo original, no caso de petições ordinárias, nos termos do § 5º do art. 17-A da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, o(s) prazo(s) para publicação de decisão referente às petições de registro listadas no ANEXO:

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
NUMERO DE EXPEDIENTE DATA DO PROTOCOLO

WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 61072393000133
0054984183 23/01/2018

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.123, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no Art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e visando o adequado cumprimento da Lei nº 13.411/16, resolve:

Art. 1º Prorrogar por até 20 dias do prazo original, no caso de petições prioritárias, e por até 60 dias do prazo original no caso de petições ordinárias, nos termos do § 5º do art. 17-A da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, o(s) prazo(s) para publicação de decisão referente às petições de pós-registro listadas no ANEXO:

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
NUMERO DE EXPEDIENTE DATA DO PROTOCOLO

MERCK S/A - 33.069.212/0001-84
0044128/18-7 17/01/2018

CELGENE BRASIL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. -
17.625.281/0001-70
0064560/18-5 25/01/2018
066390/18-5 25/01/2018

ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA. - 15.800.545/0001-50
0076438/18-8 30/01/2018

NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A - 56.994.502/0001-30
0080153/18-4 31/01/2018

SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA - 02.685.377/0001-57
0104421/18-4 07/02/2018

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - 51.780.468/0001-87
0292711/18-0 13/04/2018

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.124, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA



ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

IFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
48113906000149
IBUPROFENO
VANTIL 25000.021225/97-08 02/2020
1979 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA CONCENTRAÇÃO JÁ
REGISTRADA NO PAÍS 0608679/14-9
1.0481.0074.013-8 24 Meses
100 MG/ML SUS OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML
1.0481.0074.014-6 24 Meses
100 MG/ML SUS OR CT 50 FR GOT PLAS OPC X 20 ML
1.0481.0074.015-4 24 Meses
100 MG/ML SUS OR CT 100 FR GOT PLAS OPC X 20 ML

AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LIMITADA 04301884000175
besilato de anlodipino 25351.040782/2007-45 05/2023
10102 GGMED - INDEFERIMENTO PARCIAL 0293791/18-3
1.5167.0029.003-1 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.5167.0029.004-8 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 25351.198271/2002-15
04/2023
10102 GGMED - INDEFERIMENTO PARCIAL 0244921/18-8
1.5167.0007.001-3 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 6
1.5167.0007.002-1 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.5167.0007.003-1 24 Meses
250 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 10
1.5167.0007.007-2 24 Meses
250 MG COM REV CT 2 BL AL PLAS TRANS X 07
cloridrato de dexmedetomidina 25351.330548/2015-83 05/2023
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0474167/15-
6
1.5167.0051.001-3 24 Meses
100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML
1.5167.0051.002-1 24 Meses
100 MCG/ML SOL INJ CT 25 FA VD TRANS X 2 ML

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 60659463002992
NITAZOXANIDA
TANISEA 25351.567623/2016-84 03/2022
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
0649588/17-5
(1331) MEDICAMENTO NOVO - ATUALIZAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS - 1119489/14-8 -
25351.275533/2004-26)
1.0573.0506.001-4 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 6
1.0573.0506.002-2 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 14
1.0573.0506.006-5 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 18
1.0573.0506.007-3 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 60

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
QUINOFLOX 25000.019003/98-16 05/2020
11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA
APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES
FARMACOTÉCNICAS 1267263/17-7
1.3489.0009.010-2 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
COLECALCIFEROL
DEGEN 25351.353042/2017-84 01/2023
10504 ESPECÍFICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
2353756/16-6
(1877) ESPECÍFICO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE DE REGISTRO (INCORPORAÇÃO DE
EMPRESA) - 1288751/17-0 - 25351.353042/2017-84)
1.0974.0252.005-8 24 Meses
2000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0974.0252.006-6 24 Meses
2000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0974.0252.007-4 24 Meses
2000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 90
1.0974.0252.008-2 24 Meses
2000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 180
1.0974.0252.009-0 24 Meses
3000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0974.0252.010-4 24 Meses
3000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0974.0252.011-2 24 Meses
3000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 90
1.0974.0252.012-0 24 Meses

3000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 180
1.0974.0252.013-9 24 Meses
7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 4
1.0974.0252.014-7 24 Meses
7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 8
1.0974.0252.015-5 24 Meses
7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.0974.0252.016-3 24 Meses
7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.0974.0252.017-1 24 Meses
7000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 12
1.0974.0252.018-1 24 Meses
50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 4
1.0974.0252.019-8 24 Meses
50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 8
1.0974.0252.020-1 24 Meses
50000 UI CAP MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 12

BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A
05161069000110
PARACETAMOL + PARACETAMOL + CLORIDRATO DE
FENILEFRINA
NEOLEFRIN DIA 25351.010276/2011-76 05/2022
11093 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA
APRESENTAÇÃO 2175218/17-4
1.5584.0543.004-2 24 Meses
800 MG + 20 MG CT BL AL PLAS TRANS X 6 COM
AMARELO + 6 COM BRANCO
1.5584.0543.005-0 24 Meses
800 MG + 20 MG CT BL AL PLAS TRANS X 10 COM
AMARELO + 10 COM BRANCO
1.5584.0543.006-9 24 Meses
800 MG + 20 MG CT BL AL PLAS TRANS X 75 COM
AMARELO + 75 COM BRANCO

CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
02814497000107
PIROXICAM
FLAMOSTAT 25001.004542/87 12/2019
11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA
APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES
FARMACOTÉCNICAS 1083826/17-1
1.4381.0001.003-0 24 Meses
20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.4381.0001.004-9 24 Meses
20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 15
1.4381.0001.005-7 24 Meses
20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 150
1.4381.0001.006-5 24 Meses
20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 180
1.4381.0001.007-3 24 Meses
20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 300
PARACETAMOL + CLORIDRATO DE FENILEFRINA +
MALEATO DE CLORFENAMINA
CIMEGRIPE 25351.015654/00-52 12/2020
11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA
APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES
FARMACOTÉCNICAS 0090463/18-5
1.4381.0057.008-7 24 Meses
400 MG + 4 MG + 4 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS
X 12
CLORIDRATO DE BENZIDAMINA
CIFLOGEX 25351.165578/2002-21 09/2022
11099 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA
APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES
FARMACOTÉCNICAS 1338970/17-0
1.4381.0080.039-2 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 (SBR
LANRANJA)
1.4381.0080.040-6 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 8 (SBR
LANRANJA)
1.4381.0080.041-4 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 (SBR
LANRANJA)
1.4381.0080.042-2 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 (SBR
LANRANJA)
1.4381.0080.043-0 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 (SBR
CEREJA)
1.4381.0080.044-9 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 8 (SBR
CEREJA)
1.4381.0080.045-7 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 (SBR
CEREJA)
1.4381.0080.046-5 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 (SBR
CEREJA)
1.4381.0080.047-3 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 (SBR MENTA-
LIMÃO)
1.4381.0080.048-1 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 8 (SBR MENTA-
LIMÃO)
1.4381.0080.049-1 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 (SBR MENTA-LIMÃO)
1.4381.0080.050-3 24 Meses

3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 (SBR MENTA-LIMÃO)
1.4381.0080.051-1 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 (SBR MENTA-
LIMÃO DIET)
1.4381.0080.052-1 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 8 (SBR MENTA-
LIMÃO DIET)
1.4381.0080.053-8 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 (SBR MENTA-
LIMÃO DIET)
1.4381.0080.054-6 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 (SBR MENTA-
LIMÃO DIET)
1.4381.0080.055-4 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 4 (SBR MEL-
LIMÃO)
1.4381.0080.056-2 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 8 (SBR MEL-
LIMÃO)
1.4381.0080.057-0 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10 (SBR MEL-
LIMÃO)
1.4381.0080.058-9 24 Meses
3 MG PAS DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 (SBR MEL-
LIMÃO)

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
44734671000151
SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADA
DIMORF 25000.016041/88 02/2019
10958 RDC 73/2016 - SIMILAR - MUDANÇA MAIOR DE
MÉTODO ANALÍTICO 0048542/18-0
1.0298.0097.003-2 24 Meses
10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1ML (EMB
HOSP)
1.0298.0097.006-7 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 20 AMP VD AMB X 10 ML (EMB
HOSP)
1.0298.0097.007-2 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML (EMB
HOSP)
1.0298.0097.008-3 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD AMB X 1 ML
1.0298.0097.009-1 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD AMB X 2 ML
1.0298.0097.010-5 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD AMB X 10 ML
1.0298.0097.012-9 24 Meses
10 MG/ML SOL GOT CT FR VD AMB X 60 ML + CGT
1.0298.0097.013-1 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 50 ENVOL AMP VD AMB X 2 ML
(EMB HOSP)
1.0298.0097.014-8 24 Meses
0,2 MG/ML SOL INJ CX 50 ENVOL AMP VD AMB X 1 ML
(EMB HOSP)
1.0298.0097.015-6 24 Meses
0,2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML (EMB
HOSP)
1.0298.0097.019-9 24 Meses
10,0 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD AMB X 1 ML
1.0298.0097.020-2 24 Meses
10,0 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML
1.0298.0097.038-5 24 Meses
10 MG COM CT BL AL AL X 20
1.0298.0097.039-3 24 Meses
30 MG COM CT BL AL AL X 20
1.0298.0097.040-7 24 Meses
10 MG COM CX BL AL AL X 200
1.0298.0097.041-5 24 Meses
30 MG COM CX BL AL AL X 200
1.0298.0097.042-3 24 Meses
10 MG COM CX BL AL AL X 50
1.0298.0097.043-1 24 Meses
30 MG COM CX BL AL AL X 50
1.0298.0097.044-1 24 Meses
0,2 MG/ML SOL INJ CX 36 AMP VD AMB X 1 ML (EMB
HOSP)
1.0298.0097.045-8 24 Meses
10,0 MG/ML SOL INJ CX 36 AMP VD AMB X 1 ML (EMB
HOSP)
1.0298.0097.046-6 24 Meses
1,0 MG/ML SOL INJ CX 36 AMP VD AMB X 2 ML (EMB
HOSP)
BESILATO DE ATRACÚRIO
TRACUR 25000.016321/92-30 12/2019
10136 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE EMBALAGEM
SECUNDÁRIA 2145557/16-1
1.0298.0135.005-4 18 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 2,5 ML
1.0298.0135.006-2 18 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 5 ML
1.0298.0135.007-0 18 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 5 ML
1.0298.0135.008-9 18 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 2,5 ML
SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADA
DIMORF 25351.045723/2006-82 10/2022
10957 RDC 73/2016 - NOVO - MUDANÇA MAIOR DE MÉTODO
ANALÍTICO 0048460/18-1



1.0298.0363.001-1 24 Meses
0,1 MG/ML SOL INJ CT 05 EST AMP VD AMB X 1 ML EMB HOSP
1.0298.0363.002-1 24 Meses
0,1 MG/ML SOL INJ CX 10 EST AMP VD AMB X 1 ML EMB HOSP
1.0298.0363.003-8 24 Meses
0,1 MG/ML SOL INJ CX 50 EST AMP VD AMB X 1 ML EMB HOSP

EMS S/A 57507378000365
FLUCONAZOL 25351.202645/2002-04 01/2023
10150 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL 0000495/14-2
1.0235.0578.001-6 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 1
1.0235.0578.002-4 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 2
1.0235.0578.003-2 24 Meses
150 MG CAP DURA CT 2 BL AL PLAS TRANS X 1
1.0235.0578.004-0 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 50
1.0235.0578.005-9 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 100
1.0235.0578.006-7 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30
10150 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL 0000495/14-2
1415 GENERICO - INCLUSÃO DE NOVO ACONDICIONAMENTO 0000505/14-3
1.0235.0578.007-5 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 1
1.0235.0578.008-3 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 2
1.0235.0578.009-1 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 30
1.0235.0578.010-5 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 50
1.0235.0578.011-3 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 100

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61190096000192
GESTODENO + ETINILESTRADIOL
TÂMISA 25000.001903/98-15 12/2018
1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0170689/17-6
1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0170696/17-9
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 1003578/15-8
1.0043.0652.005-0 24 Meses
0,075 MG + 0,020 MG COM REV CT BL AL PVC PE PVDC TRANS X 21
TÂMISA 20
1.0043.0652.006-9 24 Meses
0,075 MG + 0,020 MG COM REV CT BL AL PVC PE PVDC TRANS X 63
TÂMISA 20
CETOPROFENO + CETOPROFENO
CETOPROFENO 25351.364705/2017-43 05/2023
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 1329309/17-5
1.0043.1236.001-9 24 Meses
150 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVC ACLAR TRANS X 4
1.0043.1236.002-7 24 Meses
150 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVC ACLAR TRANS X 10
1.0043.1236.003-5 24 Meses
150 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVC PVDC TRANS X 4
1.0043.1236.004-3 24 Meses
150 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVC PVDC TRANS X 10

FARMOQUÍMICA S/A 33349473000158
NITAZOXANIDA
ANNITA 25351.275533/2004-26 12/2020
1331 MEDICAMENTO NOVO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 1119489/14-8
1.0390.0173.001-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 6
1.0390.0173.002-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 14
1.0390.0173.006-2 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 18
1.0390.0173.007-0 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS X 60 (EMB HOSP)

GERMED FARMACEUTICA LTDA 45992062000165
FLUCONAZOL 25351.011991/2003-58 09/2018
10150 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL 0926695/13-0
1415 GENERICO - INCLUSÃO DE NOVO ACONDICIONAMENTO 0926704/13-2
1.0583.0295.006-8 24 Meses

150MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 1
1.0583.0295.007-6 24 Meses
150MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 2
1.0583.0295.008-4 24 Meses
150MG CAP DURA CT 50 BL AL PLAS OPC X 1
1.0583.0295.009-2 24 Meses
150MG CAP DURA CT 100 BL AL PLAS OPC X 1
10150 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL 0926695/13-0
1.0583.0295.001-7 24 Meses
150MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 1
1.0583.0295.002-5 24 Meses
150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 2
1.0583.0295.004-1 24 Meses
150 MG CAP DURA CT 50 BL AL PLAS TRANS X 1
1.0583.0295.005-1 24 Meses
150 MG CAP DURA CT 50 BL AL PLAS TRANS X 2

HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA 17174657000178
CLORIDRATO DE GRANISETRONA 25351.661533/2012-57 10/2022
11097 RDC 73/2016 - GENÉRICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO RESTRITA AO NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS 2322915/17-2
1.0387.0068.002-3 24 Meses
1 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD TRANS X 3 ML
1.0387.0068.003-1 24 Meses
1 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 3 ML

KLEY HERTZ FARMACEUTICA S.A 92695691000103
RITMONEURAN RTM 25351.124647/2009-11 10/2019
10626 MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODO ANALÍTICO 0766924/17-1
1699 MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO. 0258193/14-1
1796 FITOTERÁPICO - ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO MEDICAMENTO 0260659/14-3
1.0689.0163.001-7 24 Meses
182,93 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.003-3 24 Meses
35 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 100 ML + CP MED
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.004-1 24 Meses
35 MG/ML SOL OR CT 24 FLAC PLAS OPC X 10 ML
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.005-1 24 Meses
35 MG/ML SOL OR CT 60 FLAC PLAS OPC X 10 ML
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.006-8 24 Meses
182,93 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.0689.0163.007-6 24 Meses
182,93 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.008-4 24 Meses
182,93 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 40
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.009-2 24 Meses
182,93 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 120 (EMB MULTIPLA)
EXTRATO SECO DE PASSIFLORA
1.0689.0163.010-6 24 Meses
35 MG/ML SOL OR CT 12 FLAC PLAS OPC X 10 ML (EMB MULTIPLA)
PASSIFLORA INCARNATA
1.0689.0163.011-4 24 Meses
35 MG/ML SOL OR CT 48 FLAC PLAS OPC X 10 ML (EMB MULTIPLA)
PASSIFLORA INCARNATA

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176
CITRATO DE ORFENADRINA + dipirona monoidratada + CAFÉINA
SEDALEX 25000.021525/95-71 03/2022
11093 RDC 73/2016 - SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 0160016/18-8
1.0370.0179.024-7 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 24
1.0370.0179.025-5 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 36
1.0370.0179.026-3 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 50
1.0370.0179.027-1 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 60
1.0370.0179.028-1 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 100
1.0370.0179.029-8 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 220
1.0370.0179.030-1 24 Meses

35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 288
1.0370.0179.031-1 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 300
1.0370.0179.032-8 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 350
1.0370.0179.033-6 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 360
1.0370.0179.034-4 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 400
1.0370.0179.035-2 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 450
1.0370.0179.036-0 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 480
1.0370.0179.037-9 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 500
1.0370.0179.038-7 24 Meses
35 MG + 300 MG + 50 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS LAR X 600
1.0370.0179.039-5 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 24
1.0370.0179.040-9 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 36
1.0370.0179.041-7 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 50
1.0370.0179.042-5 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 60
1.0370.0179.043-3 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 100
1.0370.0179.044-1 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 220
1.0370.0179.045-1 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 288
1.0370.0179.046-8 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 300
1.0370.0179.047-6 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 350
1.0370.0179.048-4 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 360
1.0370.0179.049-2 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 400
1.0370.0179.050-6 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 450
1.0370.0179.051-4 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 480
1.0370.0179.052-2 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 500
1.0370.0179.053-0 24 Meses
300 MG + 50 MG + 35 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC OPC X 600

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 10588595000797
LISINOPRIL 25351.680355/2014-39 09/2022
1415 GENERICO - INCLUSÃO DE NOVO ACONDICIONAMENTO 0300612/12-3
1.8326.0198.014-4 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10
1.8326.0198.015-2 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20
1.8326.0198.016-0 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30
1.8326.0198.017-9 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 150
1.8326.0198.018-7 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10
1.8326.0198.019-5 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20
1.8326.0198.020-9 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30
1.8326.0198.021-7 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 150
1.8326.0198.022-5 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10
1.8326.0198.023-3 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 20
1.8326.0198.024-1 24 Meses
20 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30
1.8326.0198.025-1 24 Meses



20 MG COM CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 150

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166
Cloridrato de memantina 25351.442810/2012-11 05/2023
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0635086/12-1
1.2568.0264.001-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10
1.2568.0264.002-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30
1.2568.0264.003-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 60
1.2568.0264.004-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 90
1.2568.0264.005-6 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 120
1.2568.0264.006-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 100
1.2568.0264.007-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 200
1.2568.0264.008-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 300
1.2568.0264.009-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500
1.2568.0264.010-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 10
1.2568.0264.011-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 30
1.2568.0264.012-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 60
1.2568.0264.013-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 90
1.2568.0264.014-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 120
1.2568.0264.015-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 100
1.2568.0264.016-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 200
1.2568.0264.017-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 300
1.2568.0264.018-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 500

RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA 73663650000190
succinato de solifenacina 25351.203046/2015-21 05/2023
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0293406/15-0
1.2352.0252.001-4 24 Meses
5 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30
1.2352.0252.002-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 30
GLICLAZIDA 25351.349483/2011-43 09/2022
11091 RDC 73/2016 - GENERICO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 1297880/17-9
1.2352.0223.006-7 24 Meses
30 MG COM LIB PROL BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 1000

RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA 59557124000115
PARACETAMOL + CLORIDRATO DE FENILEFRINA + PARACETAMOL
NALDECON DIA 25351.012237/2017-01 12/2022
11092 RDC 73/2016 - NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 0003700/18-1
1.7390.0006.006-8 24 Meses
800 MG + 20 MG COM CT BL AL AL X 6 COM AMARELO + 6 COM BRANCO
1.7390.0006.007-6 24 Meses
800 MG + 20 MG COM CT BL AL AL X 8 COM AMARELO + 8 COM BRANCO
1.7390.0006.008-4 24 Meses
800 MG + 20 MG COM CT BL AL AL X 20 COM AMARELO + 20 COM BRANCO
PARACETAMOL + CLORIDRATO DE FENILEFRINA + PARACETAMOL + MALEATO DE CARBINOXAMINA
NALDECON 25351.012238/2017-08 06/2021
11092 RDC 73/2016 - NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 0003701/18-0
1.7390.0007.007-1 24 Meses
400 MG + 20 MG COM AMARELO / 400 MG + 4 MG COM LARANJA CT BL AL AL X 6 + 6
NALDECON NOITE
1.7390.0007.008-1 24 Meses
400 MG + 20 MG COM AMARELO / 400 MG + 4 MG COM LARANJA CT BL AL AL X 20 + 20
NALDECON NOITE
PARACETAMOL + CLORIDRATO DE FENILEFRINA + PARACETAMOL + MALEATO DE CARBINOXAMINA + PARACETAMOL
NALDECON PACK 25351.012251/2017-01 04/2018
11092 RDC 73/2016 - NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO 0003720/18-6
1.7390.0008.004-2 24 Meses
400 MG + (400 MG + 20 MG) + (400 MG + 4 MG) COM CT BL AL/AL X 4 + 6 + 2
1.7390.0008.005-0 24 Meses
400 MG + (400 MG + 20 MG) + (400 MG + 4 MG) COM CX BL AL/AL X 20 + 30 + 10

TEVA FARMACÊUTICA LTDA. 05333542000108
OXALIPLATINA
TEVAOXALI 25351.103201/2007-93 08/2022
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0590954/12-6
1993 SIMILAR - INCLUSÃO NO TAMANHO DO LOTE SUPERIOR A 10 VEZES 0590957/12-1
1.5573.0005.003-9 18 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML
1.5573.0005.004-7 18 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 20 ML
1.5573.0005.005-5 18 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 28 ML
1.5573.0005.006-3 18 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT FA VD TRANS X 40 ML
Cloridrato de Fingolimode 25351.545165/2017-11 05/2023
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 2015508/17-5
1.5573.0040.001-3 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL AL X 7
1.5573.0040.002-1 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL AL X 14
1.5573.0040.003-1 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL AL X 28
1.5573.0040.004-8 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL AL X 56
1.5573.0040.005-6 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL AL X 84
1.5573.0040.006-4 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 10
1.5573.0040.007-2 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20
1.5573.0040.008-0 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.5573.0040.009-9 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 60
1.5573.0040.010-2 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 80
1.5573.0040.011-0 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 30
1.5573.0040.012-9 24 Meses
0,5 MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X 90

LABORATÓRIOS PFIZER LTDA 46070868003699
SOMATROPINA
GENOTROPIN 25351.026048/2004-21 11/2018
10391 PRODUTO BIOLÓGICO - AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO PRINCÍPIO ATIVO 2173043/17-1
1.0216.0201.001-0 36 Meses
16 UI PO LIOF INJ CT 1 BL PAP PLAS INC X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL X 1 ML
1.0216.0201.002-9 36 Meses
36 UI PO LIOF INJ CT 1 BL PAP PLAS INC X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL X 1 ML
1.0216.0201.003-7 36 Meses
36 UI PO LIOF INJ CT 1 BL PAP PLAS INC X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL + 1 AG
1.0216.0201.004-5 36 Meses
36 UI PO LIOF INJ CT 1 BL PAP PLAS INC X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL + DISP + 1 AG
1.0216.0201.005-3 36 Meses
36 UI PO LIOF INJ CT 1 BL PAP PLAS INC X 5 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL + DISP + 5 AG
1.0216.0201.026-6 36 Meses
16 UI PO LIOF INJ CT X 1 CANETA PREENCHIDA X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL X 1 ML
GENOTROPIN CANETA PREENCHIDA
1.0216.0201.027-4 36 Meses
16 UI PO LIOF INJ CT X 5 CANETAS PREENCHIDAS X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL X 1 ML
GENOTROPIN CANETA PREENCHIDA
1.0216.0201.028-2 36 Meses
36 UI PO LIOF INJ CT X 1 CANETA PREENCHIDA X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL X 1 ML
GENOTROPIN CANETA PREENCHIDA
1.0216.0201.029-0 36 Meses
36 UI PO LIOF INJ CT X 5 CANETAS PREENCHIDAS X 1 FA VD INC DUPLO COMP + SOL DIL X 1 ML
GENOTROPIN CANETA PREENCHIDA

NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA 82277955000155
INSULINA ASPARTE
Fiasp 25351.183811/2016-12 05/2023
10370 PRODUTO BIOLÓGICO - REGISTRO DE PRODUTO PELA VIA DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 2024625/16-1
1.1766.0035.001-2 30 Meses
100 U / ML SOL INJ CT 1 CARP VD TRANS X 3 ML + 1 SIST APLIC PLAS
1.1766.0035.002-0 30 Meses
100 U / ML SOL INJ CT 5 CARP VD TRANS X 3 ML + 5 SIST APLIC PLAS
1.1766.0035.003-9 30 Meses
100 U / ML SOL INJ CT CARP VD TRANS X 10 ML
1.1766.0035.004-7 30 Meses
100 U / ML SOL INJ CT 5 CARP VD TRANS X 3 ML (PENFILL)
1.1766.0035.005-5 30 Meses
100 U / ML SOL INJ CT 10 CARP VD TRANS X 3 ML (PENFILL)

SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 02685377000157
Toxóide diftérico + Toxóide Tetânico + Toxóide pertussis + Hemaglutinina Filamentosa + Poliovírus Tipo 1 (Mahoney) + Poliovírus Tipo 2 + Poliovírus Tipo 3 + Antígeno de superfície da Hepatite B + Polissacarídeo de Haemophilus influenzae tipo b
Hexaxim 25351.154093/2013-81 08/2021
1935 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 0417837/17-9
1.1300.1161.001-1 36 Meses
SUS INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS X 0,5ML
1.1300.1161.002-1 36 Meses
SUS INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS X 0,5ML + 1 AGU
1.1300.1161.003-8 36 Meses
SUS INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS X 0,5ML + 2 AGU alfatirotopina
THYROGEN 25351.172410/2018-30 04/2020
1923 PRODUTO BIOLÓGICO - INCLUSÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EM SUA EMBALAGEM PRIMÁRIA 2564849/16-7
1.2543.0015.001-3 36 Meses
1,1 MG PÓ LIÓF INJ CT 2 FA VD INC

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO/CADASTRO - UF
NOME DO INSUMO NUMERO DO PROCESSO
ROTA
VENCIMENTO NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
ASSUNTO DESCRIÇÃO

HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA 1.00387-7
CIPROFLOXACINO 25351.368750/2016-38
001
05/2023 15.0387.0070.002-2 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MYLAN LABORATORIOS LTDA 1.08830-7
CLOZAPINA 25351.121703/2016-06
001
05/2023 15.8830.0036.002-2 24 Meses
10414 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO PARA O INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO PRESENTE NA COMPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO IMPORTADO SEMI-ELABORADO E ACABADO.

NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 1.01402-4
CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA 25351.262166/2016-81
001
05/2023 15.1402.0081.002-2 24 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 1.02568-5
AMPICILINA TRIIDRATADA 25351.008389/2011-98
001
11/2021 15.2568.0225.002-9 60 Meses
10311 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

BLAU FARMACÊUTICA S.A. 1.01637-7
CEFALOTINA SODICA 25351.113572/2015-21
001
05/2023 15.1637.0151.002-2 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 1.00370-7
CEFALOTINA SODICA 25351.477923/2015-96
001
05/2023 15.0370.0717.002-2 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.125, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Indeferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

ACCORD FARMACÊUTICA LTDA 64171697000146
TELMISARTANA 25351.746916/2015-22
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 1063730/15-3
40 MG COM CT BL AL AL X 10
40 MG COM CT BL AL AL X 14
40 MG COM CT BL AL AL X 20
40 MG COM CT BL AL AL X 28
40 MG COM CT BL AL AL X 30
40 MG COM CT BL AL AL X 5
40 MG COM CT BL AL AL X 60
80 MG COM CT BL AL AL X 10
80 MG COM CT BL AL AL X 14
80 MG COM CT BL AL AL X 20
80 MG COM CT BL AL AL X 28
80 MG COM CT BL AL AL X 30
80 MG COM CT BL AL AL X 5
80 MG COM CT BL AL AL X 60

ATIVUS FARMACÊUTICA LTDA 64088172000141
DPREV SOFT 25351.062341/2017-01
1577 ESPECÍFICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0180378/17-2
1000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
1000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 60
10000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 4
2000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
2000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 60
5000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
5000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 8
50000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 4
7000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 30
7000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 4
7000 UI CÁP GEL MOLE CT BL AL PLAS TRANS X 8
Pelargonium sidoides DC.
LITANE 25351.326865/2015-77
1697 MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - REGISTRO DE
MEDICAMENTO 0468644/15-6
825 MG/ML SOL GOT CT FR GOT VD AMB X 20 ML
825 MG/ML SOL GOT CT FR GOT VD AMB X 30 ML
825 MG/ML SOL GOT CT FR GOT VD AMB X 50 ML

BELFAR LTDA 18324343000177
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA monoidratado
PLABEL 25000.005706/88-86 02/2018
142 SIMILAR - RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO
1708409/17-1
1.0571.0086.002-7 24 Meses
4,0 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML
1.0571.0086.003-5 24 Meses
10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20

Balder Industria Farmacêutica Ltda 08100015000133
PROMESTRIENO
PROMESTRIN 25351.248434/2013-20
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0349459/13-4
10 MG/G CREM VAG CT BG AL X 30G + APLIC VAGINAL
10MG/G CREM VAG CT 20 BG AL X 30G + 20 APLIC VAGINAL
10MG/G CREM VAG CT 50 BG AL X 30G + 50 APLIC VAGINAL

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
44734671000151
DOCETAXEL 25351.517608/2017-76
10558 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO GENÉRICO
(PARCERIA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO) 1940322/17-4
20 MG/ML SOL INJ CX FA VD TRANS X 4 ML

DIFFUCAP - CHEMOBRÁS QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA
42457796000156
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 25351.479865/2012-17
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0689381/12-3
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 14
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 200
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 28
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 7
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 14
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 200
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 28
150 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 7
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 14
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 200
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 28
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 7
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 14
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 200
37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 28

37,5 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 7
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 14
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 200
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 28
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS OPC X 7
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 14
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 200
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 28
75 MG CAP DURA LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS X 7

EMS S/A 57507378000365
pemetrexede dissódico hemipentaidratado 25351.060358/2015-27
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
0089178/15-9
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR -
1085634/14-0 - 25351.738075/2014-70)
100 MG PO LIOF INJ CT FR VD INC X 10 ML
500 MG PO LIOF INJ CT FR VD INC X 50 ML
pemetrexede dissódico hemipentaidratado
PEXED 25351.738075/2014-70
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
1085634/14-0
100 MG PO LIOF INJ CT FR VD INC X 10 ML
500 MG PO LIOF INJ CT FR VD INC X 50 ML

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61190096000192
ALTAD CAPS 25351.000830/2017-05
1577 ESPECÍFICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0006138/17-2
1000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 10
1000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 180
1000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 30
1000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 60
1000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 90
15000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 10
15000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 30
15000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 4
50000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 10
50000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 30
50000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 4
7000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 10
7000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 30
7000 UI CAP MOLE BL AL PLAS TRANS X 4
DIOSMINA + HESPERIDINA
PERIVASC 25351.588903/2012-38 01/2019
10248 ESPECÍFICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM
PRAZO DE ANÁLISE 0243810/18-1
1.0043.1096.001-9 24 Meses
450 MG + 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30
1.0043.1096.002-7 24 Meses
450 MG + 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 60
1.0043.1096.003-5 24 Meses
450 MG + 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 90
1.0043.1096.004-3 24 Meses
450 MG + 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 120 (EMB
HOSP)
1.0043.1096.005-1 24 Meses
450 MG + 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 10

FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE
LTDA 06628333000146
CLORIDRATO DE LIDOCAINA
Cloridrato de lidocaína 25351.008186/2011-91
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 011905/11-9
20 MG/ML SOL INI CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML
20 MG/ML SOL INI CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML

FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 02060549000105
ACETATO DE CLORMADINONA + ETINILESTRADIOL
25351.650770/2014-01
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0962800/14-2
2 MG + 0, 03 MG COM REV CT 1 BL AL PLAS TRANS X 21

GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A 03485572000104
Cloridrato de Ambroxol 25351.030152/2006-81 07/2021
1412 GENERICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 0880928/12-3
1.5423.0067.001-2 24 Meses
6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
1.5423.0067.002-0 24 Meses
6 MG/ML XPE CX 60 FR VD AMB X 120 ML + 60 COP
1.5423.0067.003-9 24 Meses
3 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
1.5423.0067.004-7 24 Meses
3 MG/ML XPE CX 60 FR VD AMB X 120 ML + 60 COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
FLUISOLVAN 25351.044005/2006-99 07/2022
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 0883280/12-3
1.5423.0090.001-8 24 Meses
6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
1.5423.0090.002-6 24 Meses
6 MG/ML XPE CX 60 FR VD AMB X 120 ML + 60 COP
1.5423.0090.003-4 24 Meses
3 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
1.5423.0090.004-2 24 Meses
3 MG/ML XPE CX 60 FR VD AMB X 120 ML + 60 COP
fluocinolona acetônida + NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA
B + CLORIDRATO DE LIDOCAINA

FLUOCINOLONA ACETONIDA + SULFATO DE POLIMIXINA B +
SULFATO DE NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA
25351.513284/2009-06 09/2020
10168 GENÉRICO - ALTERAÇÃO MODERADA DO PROCESSO
DE PRODUÇÃO 0864039/12-4
10184 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM
DIFERENTE DESENHO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
0863991/12-4
10200 GENÉRICO - ALTERAÇÃO MODERADA DE EXCIPIENTE
0863975/12-2
1412 GENERICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 0863993/12-1
1.5423.0164.001-1 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML
1.5423.0164.002-8 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 50 FR PLAS OPC GOT X 5 ML
1.5423.0164.003-6 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 100 FR PLAS OPC GOT X 5 ML
1.5423.0164.004-4 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML
1.5423.0164.005-2 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 50 FR PLAS OPC GOT X 10 ML
1.5423.0164.006-0 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 100 FR PLAS OPC GOT X 10 ML
fluocinolona acetônida + NEOMICINA + SULFATO DE POLIMIXINA
B + CLORIDRATO DE LIDOCAINA
OTOSYLASE 25351.513322/2009-45 09/2020
10170 SIMILAR - ALTERAÇÃO MODERADA DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO 0865430/12-1
10186 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM
DIFERENTE DESENHO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
0865423/12-9
10202 SIMILAR - ALTERAÇÃO MODERADA DE EXCIPIENTE
0865378/12-0
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 0865414/12-0
1.5423.0165.001-5 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML
1.5423.0165.002-3 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 50 FR PLAS OPC GOT X 5 ML (EMB HOSP)
1.5423.0165.003-1 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 100 FR PLAS OPC GOT X 5 ML (EMB HOSP)
1.5423.0165.004-1 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML
1.5423.0165.005-8 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 50 FR PLAS OPC GOT X 10 ML (EMB HOSP)
1.5423.0165.006-6 24 Meses
0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML SOL OTO
CX 100 FR PLAS OPC GOT X 10 ML (EMB HOSP)

JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 55972087000150
METRONIDAZOL 25351.191189/2002-51 04/2018
143 GENÉRICO - RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE
MEDICAMENTO 1862359/17-0
1.0491.0064.002-6 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML
1.0491.0064.003-4 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ IV CX 50 FR PLAS SIST FECH X 100 ML

LABORATÓRIO GLOBO LTDA 17115437000173
HIDROCLOROTIAZIDA
HIDROTHIAZIDA 25351.669972/2012-31
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0959629/12-1
25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30
25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500
HIDROCLOROTIAZIDA 25351.677587/2012-46
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
0970635/12-6
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR -
0959629/12-1 - 25351.669972/2012-31)
25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 500

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 17159229000176
CLORIDRATO DE OLOPATADINA
CONJUNTINOL 25351.637282/2014-43
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0943322/14-8
1 MG/ ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 80/20
BRANCO X 5 ML
1 MG/ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 70/30
BRANCO X 5 ML
1 MG/ML SOL OFT CX 50 FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 70/30
BRANCO X 5 ML
1 MG/ML SOL OFT CX 50 FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 80/20
BRANCO X 5 ML



CLORIDRATO DE OLOPATADINA 25351.689467/2014-40
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
1017389/14-7
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR -
0943322/14-8 - 25351.637282/2014-43)
1 MG/ ML SOL OFT CT 50 FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 70/30
BRANCO X 5 ML
1 MG/ ML SOL OFT CT 50 FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 80/20
BRANCO X 5 ML
1 MG/ ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 70/30
BRANCO X 5 ML
1 MG/ ML SOL OFT CT FR GOT PLAS OPC PEBD/PEAD 80/20
BRANCO X 5 ML

LABORATÓRIOS PFIZER LTDA 46070868003699
IBUPROFENO + citrato de difenidramina
Advil Noite 25351.001092/2015-44
1460 MEDICAMENTO NOVO - REGISTRO DE NOVA
ASSOCIAÇÃO NO PAÍS 0002814/15-2
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 36
EMBALAGEM MÚLTIPLA
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 40
EMBALAGEM MÚLTIPLA
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 8
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 36
Embalagem múltipla
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 40
Embalagem múltipla
200 MG + 28 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 8

MEDIMPEX DO BRASIL PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 05519769000134
Cloridrato de Donepezila 25351.038311/2018-20
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0051868/18-9
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLORIDRATO DE DONEPEZILA
AYADONT 25351.038313/2018-19
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0051870/18-1
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60

NATULAB LABORATÓRIO S.A 02456955000183
ORLISTATE
XENOLIP 25351.391323/2013-12
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0551325/13-1
120 MG CAP DURA BL AL PLAS TRANS X 21
120 MG CAP DURA BL AL PLAS TRANS X 30
120 MG CAP DURA BL AL PLAS TRANS X 42
120 MG CAP DURA BL AL PLAS TRANS X 60
120 MG CAP DURA BL AL PLAS TRANS X 84
120 MG CAP DURA BL AL PLAS TRANS X 90
120 MG CAP DURA CX BL AL PLAS TRANS X 1050
120 MG CAP DURA CX BL AL PLAS TRANS X 1500
120 MG CAP DURA CX BL AL PLAS TRANS X 525
120 MG CAP DURA CX BL AL PLAS TRANS X 750

PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. 02501297000102
AZITROMICINA DI-HIDRATADA
AZITROPHAR 25000.023666/99-06 07/2020
1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 0045522/17-0
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E
MÉTODOS ANALÍTICOS 0045504/17-5
1.4107.0006.015-2 24 Meses
600 MG PO SUS OR EXT CT FR PLAS TRANS X 15 ML + SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0006.016-0 24 Meses
900 MG PO SUS OR EXT CT FR PLAS TRANS X 22,5 ML + SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0006.017-9 24 Meses
600 MG PO SUS OR EXT CX 25 FR PLAS TRANS X 15 ML + 25 SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0006.018-7 24 Meses
900 MG PO SUS OR EXT CX 25 FR PLAS TRANS X 22,5 ML + 25
SER DOSAD 5 ML
1.4107.0006.019-5 24 Meses
600 MG PO SUS OR EXT CX 50 FR PLAS TRANS X 15 ML + 50 SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0006.020-9 24 Meses
900 MG PO SUS OR EXT CX 50 FR PLAS TRANS X 22,5 ML + 50
SER DOSAD 5 ML
azitromicina di-hidratada 25351.680607/2017-67 01/2023
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
0078950/18-0
(1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E
MÉTODOS ANALÍTICOS - 0045504/17-5 - 25000.023666/99-06)
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
0078915/18-1

(1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO - 0045522/17-0 - 25000.023666/99-06)
1.4107.0610.005-9 24 Meses
900 MG PO SUS OR EXT CT FR PLAS TRANS X 22,5 ML + SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0610.006-7 24 Meses
600 MG PO SUS OR EXT CX 25 FR PLAS TRANS X 15 ML + 25 SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0610.007-5 24 Meses
900 MG PO SUS OR EXT CX 25 FR PLAS TRANS X 22,5 ML + 25
SER DOSAD 5 ML
1.4107.0610.008-3 24 Meses
600 MG PO SUS OR EXT CX 50 FR PLAS TRANS X 15 ML + 50 SER
DOSAD 5 ML
1.4107.0610.009-1 24 Meses
900 MG PO SUS OR EXT CX 50 FR PLAS TRANS X 22,5 ML + 50
SER DOSAD 5 ML
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
0078950/18-0
(1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E
MÉTODOS ANALÍTICOS - 0045504/17-5 - 25000.023666/99-06)
1.4107.0610.004-0 24 Meses
600 MG PO SUS OR EXT CT FR PLAS TRANS X 15 ML + SER
DOSAD 5 ML

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166
Telmisartana 25351.294464/2013-43
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0412978/13-4
40 MG COM CT BL AL AL X 10
40 MG COM CT BL AL AL X 120 (EMB FRAC)
40 MG COM CT BL AL AL X 14
40 MG COM CT BL AL AL X 30
40 MG COM CT BL AL AL X 300
40 MG COM CT BL AL AL X 500
40 MG COM CT BL AL AL X 60
40 MG COM CT BL AL AL X 60 (EMB FRAC)
40 MG COM CT BL AL AL X 800
40 MG COM CT BL AL AL X 90 (EMB FRAC)
80 MG COM CT BL AL AL X 10
80 MG COM CT BL AL AL X 120 (EMB FRAC)
80 MG COM CT BL AL AL X 14
80 MG COM CT BL AL AL X 30
80 MG COM CT BL AL AL X 300
80 MG COM CT BL AL AL X 500
80 MG COM CT BL AL AL X 60
80 MG COM CT BL AL AL X 60 (EMB FRAC)
80 MG COM CT BL AL AL X 800
80 MG COM CT BL AL AL X 90 (EMB FRAC)

UNICHEM FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA 05399786000185
CLORIDRATO DE TERBINAFINA 25351.584539/2010-94
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 771288/10-0
250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14
250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28

ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA 05254971000181
MESALAZINA 25351.751155/2013-61
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 1080876/13-1
800 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL PLAS TRANS X 30

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO/CADASTRO - UF
NOME DO INSUMO NUMERO DO PROCESSO
ROTA
VENCIMENTO NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
ASSUNTO DESCRIÇÃO

RANBAXY FARMACÊUTICA LTDA 1.02352-8
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.009009/2015-70
001
0000000000 18 Meses
10414 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE
REGISTRO PARA O INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO
PRESENTE NA COMPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO IMPORTADO
SEMI-ELABORADO E ACABADO.
01 - Em desacordo com a Legislação vigente

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 1.00497-7

CEFALOTINA SODICA 25351.017150/2015-17
001
0000000000 365 Dias
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE
REGISTRO
01 - Em desacordo com a Legislação vigente
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 1.00497-7
CEFTAZÍDIMA PENTAIDRATADA 25351.017154/2015-23
001
0000000000 18 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE
REGISTRO
01 - Em desacordo com a Legislação vigente

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.126, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº
390, de 23 de março de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º
do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro
de 2016, resolve:
Art. 1º Cancelar o registro sanitário de medicamentos e
produtos biológicos, ou de apresentações, conforme relação
anexa;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de
sua publicação.

VARLEY DIAS SOUSA

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO
VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS
S.A. 61082426000207
PANAX GINSENG C. A. MEY. + CLORIDRATO DE TIAMINA +
RIBOFLAVINA + NICOTINAMIDA + CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA + ACETATO DE
TOCOFEROL
VITASAY GINSENG 25351.186274/2015-12 11/2020
1882 ESPECÍFICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO
MEDICAMENTO 0059394/18-0
1.7817.0810.001-1 24 Meses
COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
1.7817.0810.002-1 24 Meses
COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60

ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA
02281006000100
CLORETO DE POTÁSSIO + GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO
25351.365037/2011-10 11/2021
1882 ESPECÍFICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO
MEDICAMENTO 0133344/18-5
1.5170.0030.001-4 24 Meses
(1,86 + 50 + 2) MG/ML SOL INFUS IV CX BOLS PLAS TRANS
SIST FECH X 500 ML
1.5170.0030.002-2 24 Meses
(1,86 + 50 + 2) MG/ML SOL INFUS IV CX BOLS PLAS TRANS
SIST FECH X 1000 ML
1.5170.0030.003-0 24 Meses
(1,86 + 50 + 4) MG/ML SOL INFUS IV CX BOLS PLAS INC X
1000 ML SIST FECH
1.5170.0030.005-7 24 Meses
(1,86 + 50 + 8) MG/ML SOL INFUS IV CX BOLS PLAS INC X
1000 ML SIST FECH

MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 60726692000181
PALMITATO DE RETINOL + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA +
ACETATO DE TOCOFEROL
TENSULAN 25000.033143/97-34 10/2018
1882 ESPECÍFICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO
MEDICAMENTO 0169552/18-5
1.0155.0204.001-0 24 Meses
5000 UI + 100 MG + 300 MG CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS
INC X 30
1.0155.0204.002-9 24 Meses
5000 UI + 100 MG + 300 MG CAP GEL MOLE CT BL AL PLAS
INC X 10

MERCK S/A 33069212000184
ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL + CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA + PALMITATO DE RETINOL
ESCLEROVITAN PL 25001.024534/84 03/2020
1882 ESPECÍFICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO
MEDICAMENTO 0127957/18-2
1.0089.0258.001-1 24 Meses
300 MG + 100 MG + 2,94 MG CAP GEL MOLE CT TB PLAS
X 10
1.0089.0258.002-8 24 Meses
300 MG + 100 MG + 2,94 MG CAP GEL MOLE CT TB PLAS X 30

GERÊNCIA-GERAL DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS OU NÃO DO TABACO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.115, DE 2 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 384, de 08 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações, resolve:

Art.1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos derivados do tabaco, conforme anexo.

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA FRANCISCO BRANCO

ANEXO

JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA
CNPJ: 03.334.170/0001-09
Marca: CAMEL DOUBLE MINT & YELLOW (cigarro com filtro) - embalagem box
Processo: 25351.509449/2016-57
Expediente: 0205516/18-3
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.041.933/0001-88
Marca: L&M BLUE LABEL KS (cigarro com filtro) - embalagens maço e box
Processo: 25351.139608/2007-59
Expediente: 0276942/18-5
Assunto: 6031 - Aditamento
SOUZA CRUZ S.A
CNPJ: 33.009.911/0001-39
Marca: KENT RED TASTE + FILTER FREE TASTE FULL COLOUR (cigarro com filtro) - embalagens maço e box
Processo: 25351.539184/2016-35
Expediente: 0163043/18-1
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: KENT SILVER TASTE + FILTER FREE TASTE FULL COLOUR (cigarro com filtro) - embalagem box
Processo: 25351.537982/2016-59
Expediente: 0163086/18-5
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
Marca: LUCKY STRIKE CLICK & ROLL KS (cigarro com filtro) - embalagens box
Processo: 25351.003540/2010-23
Expediente: 0163046/18-6
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.116, DE 2 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 384, de 08 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações, resolve:

Art.1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos derivados do tabaco, conforme anexo, em cumprimento a decisão judicial expedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo nº 0054565-79.2010.4.01.3400.
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA FRANCISCO BRANCO

ANEXO

MANUFATURA BRASILEIRA DE CHARUTOS DANNEMANN LTDA
CNPJ: 15.231.251/0001-54
Marca: DANNEMANN ARTIST LINE MATA FINA ROBUSTO (121x195) mm - caixas com 6 e 25 unidades
Processo: 25069.819902/2016-21
Expediente: 263477/17-5
Assunto: 6003 - Renovação de Registro de Produto Fumígeno - Dados Cadastrais
O deferimento abrange diferentes bitolas do produto, totalizando assim, as seguintes marcas:
DANNEMANN ARTIST LINE MATA FINA ROBUSTO (121x195) mm - caixas com 6 e 25 unidades;
DANNEMANN ARTIST LINE MATA FINA PANATELA (130x150) mm - caixas com 6 e 25 unidades;
DANNEMANN ARTIST LINE MATA FINA CORONA (142x168) mm - caixas com 6 e 25 unidades;
DANNEMANN ARTIST LINE MATA FINA DOUBLE CORONA (188x190) mm - caixas com 6 e 25 unidades

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.117, DE 2 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 384, de 08 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações, resolve:

Art.1º Indeferir as petições relativas a produtos fumígenos derivado do tabaco, conforme anexo.

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA FRANCISCO BRANCO

ANEXO

BLUE TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 27.839.998/0001-79
Marca: ZOMO IGUASSU FALLS (fumo para narguilé) - embalagem caixa para 50g
Processo: 25069.504159/2017-91
Expediente: 1878871/17-8
Assunto: 6001 - Registro de Produtos Fumígenos - Dados Cadastrais
Motivação: Não cumprimento dos Art. 6º e 7º da Resolução - RDC nº 14/2012.
EL-MASTABA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 09.602.064/0001-37
Marca: MIZO LEMON (fumo para narguilé) - embalagem caixa para 50g
Processo: 25069.470511/2017-88
Expediente: 1743923/17-0
Assunto: 6001 - Registro de Produtos Fumígenos - Dados Cadastrais
Motivação: Não cumprimento dos Art. 6º e 7º da Resolução - RDC nº 14/2012.
SELEÇÃO CANARINHO COMERCIAL E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 12.760.311/0001-38
Marca: MARLEY (fumo desfiado) - embalagem saco para 30g
Processo: 25351.449951/2017-81
Expediente: 1666092/17-7
Assunto: 6001 - Registro de Produtos Fumígenos - Dados Cadastrais
Motivação: Não cumprimento do Art. 4º da Resolução - RDC nº 90/2007.
TABACARIA GUANABARA LTDA EPP
CNPJ: 78.402.013/0001-84
Marca: FUMO PEÃO AMARELINHO (fumo desfiado) - embalagem saco para 25g
Processo: 25351.686975/2017-19
Expediente: 2261553/17-9
Assunto: 6001 - Registro de Produtos Fumígenos - Dados Cadastrais
Motivação: Não cumprimento dos Art. 6º e 7º da Resolução - RDC nº 14/2012.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.118, DE 2 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 384, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações, resolve:

Art.1º Cancelar por caducidade os Registros de Produtos Fumígenos - Dados Cadastrais das marcas, conforme relação anexa, por não terem sido peticionadas as renovações de registro no prazo determinado na legislação sanitária em vigor.

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA FRANCISCO BRANCO

ANEXO

PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.041.933/0001-88
Marca: L&M ORIENTAL (SELECT) KS
Processo: 25351.436423/2013-50
Vencimento: 08/11/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: MARLBORO DOUBLE BURST DOUBLECAPS MENTHOL KS
Processo: 25351.403383/2015-17
Vencimento: 17/08/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: MARLBORO KS
Processo: 25351.139812/2007-70
Vencimento: 30/07/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
SALAM TABACARIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME

CNPJ: 16.978.205/0001-86
Marca: AMY GOLD PINK LEMONADE
Processo: 25351.914083/2016-46
Vencimento: 03/05/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
SOUZA CRUZ S.A
CNPJ: 33.009.911/0001-39
Marca: DERBY AZUL MINI
Processo: 25351.261224/2014-36
Vencimento: 16/06/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: DERBY NOVO FILTRO AZUL
Processo: 25351.395296/2014-79
Vencimento: 18/09/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: DERBY PREMIUM MENTHOL KS
Processo: 25351.419893/2011-12
Vencimento: 31/10/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: DUNHILL OF LONDON FINE CUT
Processo: 25351.780246/2014-14
Vencimento: 13/01/2018
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade
Marca: FREE RED ITASTE KS
Processo: 25351.111647/2012-26
Vencimento: 02/04/2017
Assunto: 6012 - Cancelamento do Registro por Caducidade

GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.154, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

A-TARIQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI 8.15636-3
Instrumentos Cirurgicos Odontologicos 25351.208633/2018-42
Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos - Cortantes - AISI 420 - 6b
Invent Germany INOX CE
FABRICANTE : B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO
6b-06-009 PINÇA ALVEOLO TOMO 12.5CM 6b-06-010 PINÇA ALVEOLO TOMO 13CM 6b-06-011 PINÇA ALVEOLO TOMO 16CM 6b-06-012 PINÇA ALVEOLO TOMO BI-ARTICULADO 18CM 6b-06-013 PINÇA ALVEOLO TOMO BI-ARTICULADO 15CM 6b-14-010 TRITURADOR DE OSSOS 6b-25-01 DESCOLADOR FREER 6b-25-02 DESCOLADOR FREER # 146b-25-03 DESCOLADOR FREER # 156b-25-04 DESCOLADOR FREER # 16 CURVO 6b-25-05 DESCOLADOR FREER # 16 ANGULADO 90º 6b-25-06 DESCOLADOR MICRO FREER 6b-25-08 CURETA MOLT 2-46b-25-11 DESCOLADOR MOLT-PERIO TOMO 6b-25-13 CURETA MOLT 2-4 ANGULADO 6b-25-15 DESCOLADOR MOLT ANGULADO 6b-25-17 DESCOLADOR PSH 86b-25-18 DESCOLADOR HURINGAN 26b-25-19 DESCOLADOR PRICHARD 6b-25-20 DISSECTOR SIMPLES 6b-25-21 DISSECTOR COM PERIO TOMO 6b-25-22 DISSECTOR COM MOLT# 26b-25-23 DISSECTOR COM MOLT #46b-06-009 PINÇA ALVEOLO TOMO 12.5CM 6b-06-010 PINÇA ALVEOLO TOMO 13CM 6b-06-011 PINÇA ALVEOLO TOMO 16CM 6b-06-012 PINÇA ALVEOLO TOMO BI-ARTICULADO 18CM 6b-06-013 PINÇA ALVEOLO TOMO BI-ARTICULADO 15CM 6b-14-010 TRITURADOR DE OSSOS 6b-25-01 DESCOLADOR FREER 6b-25-02 DESCOLADOR FREER # 146b-25-03 DESCOLADOR FREER # 156b-25-04 DESCOLADOR FREER # 16 CURVO 6b-25-05 DESCOLADOR FREER # 16 ANGULADO 90º 6b-25-06 DESCOLADOR MICRO FREER 6b-25-08 CURETA MOLT 2-46b-25-11 DESCOLADOR MOLT-PERIO TOMO 6b-25-13 CURETA MOLT 2-4 ANGULADO 6b-25-15 DESCOLADOR MOLT ANGULADO 6b-25-17 DESCOLADOR PSH 86b-25-18 DESCOLADOR HURINGAN 26b-25-19 DESCOLADOR PRICHARD 6b-25-20 DISSECTOR SIMPLES 6b-25-21 DISSECTOR COM PERIO TOMO 6b-25-22 DISSECTOR COM MOLT# 26b-25-23 DISSECTOR COM MOLT #4 6b-25-24 DISSECTOR DUPLO 6b-25-25 PERIO TOMO DUPLO 6b-25-26 PERIO TOMO RETO 6b-25-27 PERIO TOMO FLEXIVEL 6b-25-29 EXTRATOR DE RAIZ RESIDUAL 6b-25-30 CINZEL CIRURGICO GOIVO 4MM 6b-25-31 CINZEL CIRURGICO



BIZEL 4MM 6b-25-32 CINZEL CIRURGICO BI-BIZEL 4MM 6b-25-33 CINZEL CIRURGICO BIZEL BAIONETA 4MM 6b-25-34 CINZEL CIRURGICO BI-BIZEL BAIONETA 4MM 6b-25-35 CINZEL DE WAGNER RETO 6b-25-36 CINZEL DE WAGNER RETO 4MM 6b-25-37 CINZEL DE WAGNER RETO 6MM 6b-25-38 CINZEL DE WAGNER RETO 8MM 6b-25-39 CINZEL DE WAGNER RETO 10MM 6b-25-40 CINZEL DE WAGNER CURVO 4MM 6b-25-41 CINZEL DE WAGNER CURVO 6MM 6b-25-42 CINZEL DE WAGNER CURVO 8MM 6b-25-43 CINZEL DE WAGNER CURVO 10MM 6b-25-44 CINZEL CIRURGICO-OSSEO 4MM 6b-25-45 CINZEL CIRURGICO-OSSEO 6MM 6b-25-46 CINZEL CIRURGICO-OSSEO 8MM 6b-25-47 CINZEL CIRURGICO AGUDO 4MM 6b-25-48 CINZEL CIRURGICO AGUDO 6MM 6b-25-49 CINZEL CIRURGICO AGUDO 8MM 6b-25-50 CINZEL CIRURGICO PLANO 4MM 6b-25-51 CINZEL CIRURGICO PLANO 6MM 6b-25-52 CINZEL CIRURGICO PLANO 8MM 6b-25-53 CINZEL CIRURGICO REDONDO 3.5MM 6b-25-54 CINZEL CIRURGICO REDONDO 5MM 6b-25-55 CINZEL CIRURGICO REDONDO 7MM 6b-25-56 CINZEL CIRURGICO ELIPTICO 3.5MM 6b-25-57 CINZEL CIRURGICO ELIPTICO 5MM 6b-25-58 CINZEL CIRURGICO ELIPTICO 7MM 6b-25-59 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 2MM 6b-25-60 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 2.8MM 6b-25-61 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 3.3MM 6b-25-62 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 3.8MM 6b-25-63 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 4.3MM 6b-25-64 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 5.0MM 6b-25-65 CINZEL DE CONDENSACAO OSSEA REDONDO 6.0MM 6b-25-66 CINZEL GARDNER 17.5CM.4MM FULL BLADE 6b-25-67 CINZEL GARDNER 17.5CM 400 HALF BLADE 6b-25-68 CINZEL LUCAS PLANO QUADRADO 4MM 6b-25-69 CINZEL LUCAS PLANO QUADRADO 6MM 6b-25-70 CINZEL LUCAS PLANO, PONTA REDONDA 3MM 6b-25-71 CINZEL LUCAS PLANO, PONTA REDONDA 5MM 6b-25-72 CINZEL PARTSCH QUADRADO 3MM, 14 CM 6b-25-73 CINZEL PARTSCH QUADRADO 4MM, 14 CM 6b-25-74 CINZEL PARTSCH QUADRADO 5MM, 14 CM 6b-25-75 CINZEL PARTSCH QUADRADO 3MM, 17 CM 6b-25-76 CINZEL PARTSCH QUADRADO 4MM, 17 CM 6b-25-77 CINZEL PARTSCH QUADRADO 5MM, 17 CM 6b-25-78 CINZEL PARTSCH REDONDO 3MM, 14 CM 6b-25-79 CINZEL PARTSCH REDONDO 4MM, 14 CM 6b-25-80 CINZEL PARTSCH REDONDO 5MM, 14 CM 6b-25-81 CINZEL PARTSCH REDONDO 3MM, 17 CM 6b-25-82 CINZEL PARTSCH REDONDO 4MM, 17 CM 6b-25-83 CINZEL PARTSCH REDONDO 7MM, 17 CM 6b-25-84 OSTEOTOMO OBWEGESSER 23.5CM 6b-25-85 OSTEOTOMO EPKER RETO 4X1 2MM 18 CM 6b-25-86 OSTEOTOMO EPKER RETO 6X1 2MM 18CM 6b-25-87 OSTEOTOMO EPKER RETO 8X1 2MM 18 CM 6b-25-88 OSTEOTOMO EPKER 6X1 2MM 18 CM 6b-25-89 OSTEOTOMO EPKER CURVO 8X1 2MM 18CM 6b-25-90 OSTEOTOMO EPKER ANGULADO 6X1.2MM 18 CM 6b-25-91 OSTEOTOMO EPKER ANGULADO 6X1.2MM 18CM 6b-25-92 OSTEOTOMO DUNN DAUTREY CURVO 6MM-165CM 6b-25-93 OSTEOTOMO DUNN DAUTREY ANGULADO 45° 16.5CM 6b-25-94 OSTEOTOMO DUNN DAUTREY PLANO 4MM 6b-25-95 OSTEOTOMO DUNN DAUTREY PLANO 6MM 6b-25-96 OSTEOTOMO DUNN DAUTREY PLANO 8MM 6b-25-97 CINZEL MINI-LEXER PLANO 4MM- 18CM 6b-25-98 CINZEL MINI-LEXER PLANO 6MM- 18CM 6b-25-99 CINZEL MINI-LEXER PLANO 8MM- 18CM 6b-25-100 CINZEL MINI-LEXER PLANO 10MM- 18CM 6b-25-101 CINZEL MINI-LEXER PLANO 12MM- 18CM 6b-25-102 CINZEL GOIVO MINI-LEXER 4MM-18CM 6b-25-103 CINZEL GOIVO MINI-LEXER 6MM-18CM 6b-25-104 CINZEL GOIVO MINI-LEXER 8MM-18CM 6b-25-105 CINZEL GOIVO MINI-LEXER 10MM-18CM 6b-25-106 CINZEL GOIVO MINI-LEXER 12MM-18CM 6b-25-107 CINZEL LEXER PLANO 7MM -22CM 6b-25-108 CINZEL LEXER PLANO 10MM -22CM 6b-25-109 CINZEL LEXER PLANO 15MM -22CM 6b-25-110 CINZEL LEXER PLANO 20MM -22CM 6b-25-111 CINZEL LEXER PLANO 25MM -22CM 6b-25-112 CINZEL LEXER PLANO 30MM -22CM 6b-25-113 CINZEL LEXER GOIVO 7MM -22CM 6b-25-114 CINZEL LEXER GOIVO 10MM -22CM 6b-25-115 CINZEL LEXER GOIVO 15MM -22CM 6b-25-116 CINZEL LEXER GOIVO 20MM -22CM 6b-25-117 CINZEL LEXER GOIVO 25MM -22CM 6b-25-118 CINZEL LEXER GOIVO 30MM -22CM 6b-25-173 MOEDOR DE OSSEO
CLASSE : I 81563630023
80007 - MATERIAL - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico Importado

A.D. DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL LTDA - ME 8.03449-8
Agulhas Descartaveis 25351.153617/2018-13
CARTUCHO COM AGULHAS NAJA
FABRICANTE : YIWU YUANTAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
3027RM> 3027RM> 3501RL> 3501RS> 3502RL> 3502RS>
3503RL> 3503RS> 3504RL> 3504RS> 3505ML> 3505M1>
3505RL> 3505RM> 3505RM> 3505RS> 3506RL> 3506RS>
3507M1> 3507M1> 3507RL> 3507RM> 3507RM> 3507RS>
3508RL> 3508RS> 3509M1> 3509M1> 3509RL> 3509RM>
3509RM> 3509RS> 3510RL> 3510RS> 3511M1> 3511M1>
3511RL> 3511RM> 3511RM> 3511RS> 3512RL> 3512RS>
3513M1> 3513M1> 3513RL> 3513RM> 3513RM> 3513RS>
3514RL> 3514RS> 3515M1> 3515M1> 3515RL> 3515RM>
3515RM> 3515RS> 3516RS> 3517M1> 3012RL> 3012RS>
3013M1> 3013M1> 3013RL> 3013RM> 3013RM> 3013RS>

3014RL> 3014RS> 3015M1> 3015M1> 3015RL> 3015RM>
3015RM> 3015RS> 3016RS> 3017M1> 3017M1> 3017RM>
3017RM> 3017RS> 3018RS> 3019M1> 3019M1> 3019RM>
3517RM> 3517RM> 3517RS> 3518RS> 3519M1> 3519M1>
3519RM> 3517M1> 3519RM> 3521M1> 3521M1> 3521RM>
3521RM> 3523M1> 3523M1> 3523RM> 3523RM> 3525M1>
3525M1> 3525RM> 3525RM> 3527M1> 3019RM> 3021M1>
3021M1> 3021RM> 3021RM> 3023M1> 3023M1> 3023RM>
3023RM> 3025M1> 3025M1> 3025RM> 3025RM> 3027M1>
3027M1> 3007RL> 3007RM> 3007RM> 3007RS> 3008RL>
3008RS> 3009M1> 3009M1> 3009RL> 3009RM> 3009RM>
3009RS> 3010RL> 3010RS> 3011M1> 3011M1> 3011RL>
3011RM> 3011RM> 3011RS> 3001RL> 3001RS> 3002RL>
3002RS> 3003RL> 3003RS> 3004RL> 3004RS> 3005M1>
3005M1> 3005RL> 3005RM> 3005RM> 3005RS> 3006RL>
3006RS> 3007M1> 3007M1> 3527M1> 3527RM> 3527RM>
4001RL>
CLASSE : II 80344980046
80007 - MATERIAL - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico Importado

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-0
SOLUÇÃO DE LISE PARA HEMATOLOGIA 25351.079352/2018-76
Aliniy h-series WBC Reagent
FABRICANTE : ABBOTT IRELAND DIAGNOSTICS DIVISION - IRLANDA
Reagente: 4 x 975 mL;
CLASSE : I 80146502111
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
CORANTES HEMATOPATOLÓGICOS 25351.079360/2018-12
Alinity h-series Retic Reagent
FABRICANTE : ABBOTT IRELAND DIAGNOSTICS DIVISION - IRLANDA
Reagente: 4 x 370 mL;
CLASSE : I 80146502112
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL 25351.079326/2018-48
Alinity h-series Phosphate Buffer
FABRICANTE : ABBOTT IRELAND - DIAGNOSTICS DIVISION - IRLANDA
1 x 9,6 L;
CLASSE : I 80146502113
8436 - IVD - Cadastro de produto importado

ADLIN PLÁSTICOS LTDA 1.03702-3
Kit Para Colpocitologia 25351.717851/2017-92
KIT PAPANICOLAOU PR ESTÉRIL
FABRICANTE : ADLIN PLÁSTICOS LTDA - BRASIL
Kit Papanicolaou PR Estéril - PP: componentes (01 Espéculo Vaginal Extra Pequeno, 01 Escova Cervical PR, 01 Espátula de Madeira mod. ayres descartável, Luvas Plásticas, 01 lâmina de vidro, 01 estojo porta lâmina); Kit Papanicolaou PR Estéril - P: componentes (01 Espéculo Vaginal Pequeno, 01 Escova Cervical PR, 01 Espátula de Madeira mod. ayres descartável, Luvas Plásticas, 01 lâmina de vidro, 01 estojo porta lâmina); Kit Papanicolaou PR Estéril - M: componentes (01 Espéculo Vaginal Médio, 01 Escova Cervical PR, 01 Espátula de Madeira mod. ayres descartável, Luvas Plásticas, 01 lâmina de vidro, 01 estojo porta lâmina); Kit Papanicolaou PR Estéril - G: componentes (01 Espéculo Vaginal Grande, 01 Escova Cervical PR, 01 Espátula de Madeira mod. ayres descartável, Luvas Plásticas, 01 lâmina de vidro, 01 estojo porta lâmina);
CLASSE : I 10370230052
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8.14921-1
Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas 25351.072871/2018-11
FAMÍLIA ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN
FABRICANTE : SHENZHEN PROKAN ELECTRONICS INC. - CHINA, REPUBLICA POPULAR
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6000
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6000 PLUS
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6100
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6100 PLUS
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6800
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PROKAN - ANALISADOR HEMATOLÓGICO PE-6800 PLUS
CLASSE : II 81492110003
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família

ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A 1.03494-5
Cimentos Odontologicos 25351.588841/2016-07
BIO-C TEMP
FABRICANTE : ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A - BRASIL

2832 - BIO-C TEMP - 1 seringa com 0,5g e 5 pontas aplicadoras;
2833 - BIO-C TEMP - 4 seringas com 0,5g e 20 pontas aplicadoras;
2834 - BIO-C TEMP - 10 seringas com 0,5g e 50 pontas aplicadoras.
CLASSE : IV 10349450094
8028 - MATERIAL - Registro de Material de Uso Médico Nacional

ARTHRO MEDIC DO BRASIL LTDA ME 8.11463-0
Canulas 25351.203684/2018-88
CANULA DE DEBRIDAÇÃO CURVA PARA SHAVER ARTHRO MEDIC
FABRICANTE : ARTHRO MEDIC DO BRASIL LTDA ME - BRASIL
MODELOS: 020 01 01 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 01 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 02 04 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 02 05 Tipo 01, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 03 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 03 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 04 04 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 04 05 Tipo 01, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 17 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 17 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 18 04 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 18 05 Tipo 01, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 19 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 19 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 20 04 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 20 05 Tipo 01, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 33 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 33 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 34 04 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 34 05 Tipo 01, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 35 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 35 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 01 36 04 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 01 36 05 Tipo 01, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 01 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 01 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 02 04 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 02 05 Tipo 02, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 03 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 03 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 04 04 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 04 05 Tipo 02, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 17 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 17 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 18 04 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 18 05 Tipo 02, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 19 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 19 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 20 04 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 20 05 Tipo 02, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 33 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 33 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 34 04 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 34 05 Tipo 02, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 35 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 35 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 02 36 04 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 02 36 05 Tipo 02, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 01 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 01 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 02 04 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 02 05 Tipo 03, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 03 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 03 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 04 04 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 04 05 Tipo 03, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 17 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 17 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 18 04 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 18 05 Tipo 03, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 19 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 19 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 20 04 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 20 05 Tipo 03, Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 33 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 33 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 34 04 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 34 05 Tipo 03, Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 35 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 35 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 03 36 04 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 03 36 05 Tipo 03, Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 01 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 04 01 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 02 04 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 04 02 05 Tipo 04, Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 03 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 04 03 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 04 04 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 04 04 05 Tipo 04, Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 17 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 04 17 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 18 04 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - BRD; 020 04 18 05 Tipo 04, Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - BRD; 020 04 19 04 Tipo 04, Tubo 40° B, Corte C, 95

-	BR,	021	08	07	04	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte C,	170	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	07	05	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte C,	170	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	08	04	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte B,	170	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	08	05	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte B,	170	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	09	04	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte C,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	09	05	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte C,	240	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	10	04	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte B,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	11	05	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte B,	240	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	11	04	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte C,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	11	05	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte C,	240	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	12	04	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte B,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	12	05	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte B,	240	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	13	04	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte C,	330	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	13	05	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte C,	330	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	14	04	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte B,	330	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	14	05	Tipo 08,	Tubo 12°	C,	Corte B,	330	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	15	04	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte C,	330	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	15	05	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte C,	330	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	16	04	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte B,	330	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	16	05	Tipo 08,	Tubo 12°	B,	Corte B,	330	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	17	04	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte C,	95	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	17	05	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte C,	95	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	18	04	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte B,	95	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	18	05	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte B,	95	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	19	04	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte C,	95	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	19	05	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte C,	95	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	20	04	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte B,	95	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	20	05	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte B,	95	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	21	04	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte C,	170	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	21	05	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte C,	170	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	22	04	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte B,	170	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	22	05	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte B,	170	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	23	04	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte C,	170	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	23	05	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte C,	170	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	24	04	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte B,	170	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	24	05	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte B,	170	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	25	04	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte C,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	25	05	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte C,	240	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	26	04	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte B,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	26	05	Tipo 08,	Tubo 40°	C,	Corte B,	240	x	Ø5,0mm
-	BR,	021	08	27	04	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte C,	240	x	Ø4,0mm
-	BR,	021	08	27	05	Tipo 08,	Tubo 40°	B,	Corte C,	240	x</	

- BR,	021	14	16	04	Tipo	14,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	16	05	Tipo	14,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	17	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	17	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	18	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	18	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	19	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	19	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	20	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	20	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	21	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	21	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	22	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	22	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	23	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	23	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	24	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	24	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	25	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	25	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	26	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm
BR,	021	14	26	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	27	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	27	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	28	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	28	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	29	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	29	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	30	04	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	30	05	Tipo	14,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	31	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	31	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	32	04	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	32	05	Tipo	14,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	33	04	Tipo	14,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	33	05	Tipo	14,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	34	04	Tipo	14,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	021	14	34	05	Tipo	14,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm
- BR,	021	14	35	04	Tipo	14,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm
- BR,	02													

[illegible]

Tubo 40° B,	Corte B,	170 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 25 04	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte C,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 25 05	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte C,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 26 04	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte B,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 26 05	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte B,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 27 04	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte C,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 27 05	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte C,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 28 04	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte B,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 28 05	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte B,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 29 04	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte C,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 29 05	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte C,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 30 04	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte B,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 30 05	Tipo 06,
Tubo 40° C,	Corte B,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 31 04	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte C,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 31 05	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte C,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 32 04	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte B,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 32 05	Tipo 06,
Tubo 40° B,	Corte B,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 33 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 33 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 34 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 34 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 35 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 35 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 36 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 36 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 37 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	170 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 37 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	170 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 38 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	170 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 38 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	170 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 39 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	170 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 39 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	170 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 40 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	170 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 40 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	170 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 41 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 41 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 42 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 42 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 43 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 43 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 44 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	240 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 44 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	240 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 45 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 45 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte C,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 46 04	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 46 05	Tipo 06,
Tubo 60° C,	Corte B,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 47 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 47 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte C,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 06 48 04	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	330 x Ø4,0mm -	APCR;	022 06 48 05	Tipo 06,
Tubo 60° B,	Corte B,	330 x Ø5,0mm -	APCR;	022 07 01 04	Tipo 07,
Tubo 12° C,	Corte C,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 07 01 05	Tipo 07,
Tubo 12° C,	Corte C,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 07 02 04	Tipo 07,
Tubo 12° C,	Corte B,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 07 02 05	Tipo 07,
Tubo 12° C,	Corte B,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 07 03 04	Tipo 07,
Tubo 12° B,	Corte C,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 07 03 05	Tipo 07,
Tubo 12° B,	Corte C,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 07 04 04	Tipo 07,
Tubo 12° B,	Corte B,	95 x Ø4,0mm -	APCR;	022 07 04 05	Tipo 07,
Tubo 12° B,	Corte B,	95 x Ø5,0mm -	APCR;	022 07 05 04	Tipo 07,
Tubo 12° C,	Corte C,	170 x Ø4,0mm -	APCR;	022 07 05 05	Tipo 07,
Tubo 12° C,	Corte C,	170 x Ø5,0mm -	APCR;	022 07	



05, Tubo 60° B,	Corte C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	05	39	05
05, Tubo 60° B,	Corte C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	05	40	04
05, Tubo 60° B,	Corte B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	05	40	05
05, Tubo 60° B,	Corte B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	05	41	04
05, Tubo 60° C,	Corte C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	05	41	05
05, Tubo 60° C,	Corte C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	05	42	04
05, Tubo 60° C,	Corte B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	05	42	05
05, Tubo 60° C,	Corte B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	05	43	04
05, Tubo 60° B,	Corte C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	05	43	05
05, Tubo 60° B,	Corte C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	05	44	04
05, Tubo 60° B,	Corte B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	05	44	05
05, Tubo 60° B,	Corte B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	05	45	04
05, Tubo 60° C,	Corte C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	05	45	05
05, Tubo 60° C,	Corte C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	05	46	04
05, Tubo 60° C,	Corte B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	05	46	05
05, Tubo 60° C,	Corte B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	05	47	04
05, Tubo 60° B,	Corte C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	05	47	05
05, Tubo 60° B,	Corte C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	05	48	04
05, Tubo 60° B,	Corte B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	05	48	05
05, Tubo 60° B,	Corte B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	06	01	04
06, Tubo 12° C,	Corte C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	01	05
06, Tubo 12° C,	Corte C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	06	02	04
06, Tubo 12° C,	Corte B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	02	05
06, Tubo 12° B,	Corte C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	03	05
06, Tubo 12° B,	Corte C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	06	03	04
06, Tubo 12° B,	Corte B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	04	05
06, Tubo 12° B,	Corte B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	06	05	04
06, Tubo 12° C,	Corte C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	06	05	05
06, Tubo 12° C,	Corte C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	06	06	04
06, Tubo 12° C,	Corte B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	06	06	05
06, Tubo 12° C,	Corte B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	06	07	04
06, Tubo 12° B,	Corte C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	06	07	05
06, Tubo 12° B,	Corte C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	06	08	04
06, Tubo 12° B,	Corte B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	06	08	05
06, Tubo 12° B,	Corte B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	06	09	04
06, Tubo 12° C,	Corte C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	06	09	05
06, Tubo 12° C,	Corte C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	06	10	04
06, Tubo 12° C,	Corte B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	06	10	05
06, Tubo 12° C,	Corte B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	06	11	04
06, Tubo 12° B,	Corte C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	06	11	05
06, Tubo 12° B,	Corte C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	06	12	04
06, Tubo 12° B,	Corte B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	06	12	05
06, Tubo 12° B,	Corte B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	06	13	04
06, Tubo 12° C,	Corte C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	06	13	05
06, Tubo 12° C,	Corte C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	06	14	04
06, Tubo 12° C,	Corte B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	06	14	05
06, Tubo 12° C,	Corte B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	06	15	04
06, Tubo 12° B,	Corte C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	06	15	05
06, Tubo 12° B,	Corte C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	06	16	04
06, Tubo 12° B,	Corte B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	06	16	05
06, Tubo 12° B,	Corte B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	06	17	04
06, Tubo 40° C,	Corte C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	17	05
06, Tubo 40° C,	Corte C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	06	18	04
06, Tubo 40° C,	Corte B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	18	05
06, Tubo 40° C,	Corte B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	06	19	04
06, Tubo 40° B,	Corte C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	19	05
06, Tubo 40° B,	Corte C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	06	20	04
06, Tubo 40° B,	Corte B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	06	20	

10,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	10	47	04	Tipo
10,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- BO;	023	10	47	05	Tipo
10,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	10	48	04	Tipo
10,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	- BO;	023	10	48	05	Tipo
10,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	01	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	01	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	02	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	02	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	03	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	03	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	04	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	04	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	05	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	05	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	06	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	06	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	07	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	07	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	08	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	08	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	09	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	09	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	10	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	10	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	11	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	11	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	12	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	12	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	13	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	13	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	14	04	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	14	05	Tipo
11,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	15	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	15	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	16	04	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	16	05	Tipo
11,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	17	04	Tipo
11,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	- BO;	023	11	17	05	Tipo
11,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	- BO;	023	11	18	04	Tipo
11,														



11,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	11	48	05	Tipo
11,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	01	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	01	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	02	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	02	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	03	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	03	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	04	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	04	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	05	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	05	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	06	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	06	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	07	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	07	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	08	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	08	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	09	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	09	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	10	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	10	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	11	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	11	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	12	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	12	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	13	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	13	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	14	04	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	14	05	Tipo
12,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	15	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	15	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	16	04	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	16	05	Tipo
12,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	17	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	17	05	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	18	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	18	05	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	19	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	19	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	20	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	20	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	21	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	21	05	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	22	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	22	05	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	23	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	23	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	24	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	24	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	25	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	25	05	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	26	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	26	05	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	27	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	27	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	28	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	28	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	29	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	01	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	01	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	01	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	02	04	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	02	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	02	05	Tipo
12,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	03	04	Tipo
12,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	03	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	34	04	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	34	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	35	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	35	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	36	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	12	36	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	12	37	04	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	37	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	38	04	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	38	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	39	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	39	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	40	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	12	40	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	12	41	04	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	41	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	42	04	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	42	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	43	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	43	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	44	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	12	44	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	12	45	04	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	45	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	46	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	46	05	Tipo
12,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	47	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	47	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	12	48	04	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	12	48	05	Tipo
12,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	01	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	01	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	02	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	02	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	03	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	03	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	04	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	04	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	05	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	13	05	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	13	06	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	13	06	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	13	07	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	13	07	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	13	08	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	170 x Ø4,0mm - BO;	023	13	08	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	170 x Ø5,0mm - BO;	023	13	09	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	13	09	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	13	10	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	13	10	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	13	11	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	13	11	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	13	12	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240 x Ø4,0mm - BO;	023	13	12	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240 x Ø5,0mm - BO;	023	13	13	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	13	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	14	04	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	14	05	Tipo
13,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	15	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	15	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	16	04	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330 x Ø4,0mm - BO;	023	13	16	05	Tipo
13,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330 x Ø5,0mm - BO;	023	13	17	04	Tipo
13,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	17	05	Tipo
13,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	18	04	Tipo
13,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	18	05	Tipo
13,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	19	04	Tipo
13,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95 x Ø4,0mm - BO;	023	13	19	05	Tipo
13,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95 x Ø5,0mm - BO;	023	13	20	04	Tipo

09,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	13	04	Tipo
09,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	13	05	Tipo
09,	Tubo	12°	C,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	14	04	Tipo
09,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	14	05	Tipo
09,	Tubo	12°	C,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	15	04	Tipo
09,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	15	05	Tipo
09,	Tubo	12°	B,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	16	04	Tipo
09,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	16	05	Tipo
09,	Tubo	12°	B,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	17	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	17	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	18	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	18	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	19	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	19	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	20	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	20	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	21	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	21	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	22	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	22	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	23	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	23	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	24	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	24	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	25	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	25	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	26	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	26	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	27	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	27	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	28	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	28	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	29	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	29	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	30	04	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	30	05	Tipo
09,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	31	04	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	- INC;	024	09	31	05	Tipo
09,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	- INC;	024	09	32	04	Tipo
09,</														

15,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	22	04	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	22	05	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	23	04	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	23	05	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	24	04	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	24	05	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	25	04	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	25	05	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	26	04	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	26	05	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	27	04	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	27	05	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	240	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	28	04	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	28	05	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	240	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	29	04	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	29	05	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	30	04	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	30	05	Tipo
15,	Tubo	40°	C,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	31	04	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	31	05	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	C,	330	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	32	04	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	330	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	32	05	Tipo
15,	Tubo	40°	B,	Corte	B,	330	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	33	04	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	33	05	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	34	04	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	34	05	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	35	04	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	95	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	35	05	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	95	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	36	04	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	95	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	36	05	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte	B,	95	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	37	04	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	37	05	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	38	04	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	170	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	38	05	Tipo
15,	Tubo	60°	C,	Corte	B,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	39	04	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	170	x	Ø4,0mm	-	INC;	024	15	39	05	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte	C,	170	x	Ø5,0mm	-	INC;	024	15	40	04	Tipo
15,	Tubo	60°	B,	Corte</											

16, Tubo 40º B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 16 23 05 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 16 24 04 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 16 24 05 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 16 25 04 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 25 05 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 26 04 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 26 05 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 27 04 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 27 05 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 28 04 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 28 05 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 29 04 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 29 05 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 30 04 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 30 05 Tipo
16, Tubo 40º C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 31 04 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 31 05 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 32 04 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 32 05 Tipo
16, Tubo 40º B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 33 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 16 33 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 16 34 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 16 34 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 16 35 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 16 35 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 16 36 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 16 36 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 16 37 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 16 37 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 16 38 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 16 38 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 16 39 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 16 39 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 16 40 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 16 40 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 16 41 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 41 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 42 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 42 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 43 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 43 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 44 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 16 44 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 16 45 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 45 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 46 04 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 46 05 Tipo
16, Tubo 60º C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 47 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 47 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 16 48 04 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 16 48 05 Tipo
16, Tubo 60º B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 01 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 01 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 02 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 02 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 03 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 03 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 04 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 04 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 05 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 05 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 06 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 06 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 07 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 07 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 08 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 08 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 09 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 09 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 10 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 10 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 11 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 11 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 12 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 12 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 13 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 13 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 14 04 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 14 05 Tipo
17, Tubo 12º C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 15 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 15 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 16 04 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 16 05 Tipo
17, Tubo 12º B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 17 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 17 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 18 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 18 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 19 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 19 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 20 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 20 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 21 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 21 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 22 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 22 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 23 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 23 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 24 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 24 05 Tipo

17, Tubo 40º B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 25 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 25 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 26 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 26 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 27 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 27 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 28 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 28 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 29 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 29 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 30 04 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 30 05 Tipo
17, Tubo 40º C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 31 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 31 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 32 04 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 32 05 Tipo
17, Tubo 40º B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 33 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 33 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 34 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 34 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 35 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 35 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 36 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 95 x Ø4,0mm - INC; 024 17 36 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 95 x Ø5,0mm - INC; 024 17 37 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 37 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 38 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 38 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 39 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 39 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 40 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 170 x Ø4,0mm - INC; 024 17 40 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 170 x Ø5,0mm - INC; 024 17 41 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 41 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 42 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 42 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 43 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 43 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 44 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 240 x Ø4,0mm - INC; 024 17 44 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 240 x Ø5,0mm - INC; 024 17 45 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 45 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 46 04 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 46 05 Tipo
17, Tubo 60º C, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 47 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 47 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte C, 330 x Ø5,0mm - INC; 024 17 48 04 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 330 x Ø4,0mm - INC; 024 17 48 05 Tipo
17, Tubo 60º B, Corte B, 330 x Ø5,0mm - INC;
CLASSE : I 81146300005
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0
SISTEMA MECANICO DE DESPRENDIMENTO DE BOBINAS
PARA TERAPIA DE ANEURISMAS25351.625925/2017-65
Destacador Instantâneo
FABRICANTE : MICRO THERAPEUTICS, INC. DBA EV3
NEUROVASCULAR - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
MODELOS: ID-1-5; ID-1.
CLASSE : I 10349000597
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA1.00331-2
HEMOGLOBINA 25351.062469/2018-11
Família de Controles HemoTrol
FABRICANTE : EUROTROL B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
HemoTrol - Level 2 (Normal) - 2 x 1,0 mL
HemoTrol - Level 3 (High) - 2 x 1,0 mL
HemoTrol - Level 1 (Low) - 2 x 1,0 mL
CLASSE : II 10033120986
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família
HEMOGLOBINA 25351.062477/2018-67
Família de Controles Hb 301 Control
FABRICANTE : EUROTROL B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
Hb 301 Control - Level 2 (Normal) - 2 x 1,0 mL
Hb 301 Control - Level 3 (High) - 2 x 1,0 mL
Hb 301 Control - Level 1 (Low) - 2 x 1,0 mL
CLASSE : II 10033120987
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 8.02123-4
Extensor 25351.659021/2017-33
Bioextensor para Aspiração e Drenagem com Conector Graduado
FABRICANTE : BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL
Bioextensorpara Aspiração e Drenagem com Conector Graduado
Medidas: 0,10; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,20; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00; 7,50; 8,00; 8,50; 9,00; 9,50; 10,00; 15,00; 20,00; 50,00; 75,00 e 100,00 metros.
CLASSE : II 80212340029
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

BIOMET 3I DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8.00446-8
Kit Instrumental 25351.072794/2018-91
Kit Instrumental Quattro
FABRICANTE : CAYENNE MEDICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CM-9000Q - Kit Instrumental Quattro: CM-9000QT - Bandeja Quattro; CM-9010GT - Passador de Sutura Quattro GT; CM-9010 - Passador de Sutura Quattro; CM-9010LS - Passador de Sutura Lock-Stitch; CM-9011 - Agulha para Passador de Sutura Quattro (Estéril); CM-9540 - Broca Auxiliar, 4mm (Estéril); CM-9550 - Broca Auxiliar, 5mm (Estéril); CM-9560 - Broca Auxiliar, 6mm (Estéril); CM-9570 - Broca Auxiliar, 7mm (Estéril); CM-9580 - Broca Auxiliar, 8mm (Estéril); CM-9303 - Guia de Broca Offset 2.9mm para Quattro® Link; CM-7609 - Broca com Rebaixamento 9mm e Aro de Sutura EZ Shuttle (Estéril); CM-7610 - Broca com Rebaixamento 10mm e Aro de Sutura EZ Shuttle (Estéril); CM-7611 - Broca com Rebaixamento 11mm e Aro de Sutura EZ Shuttle (Estéril); CM-9100 - Furador 4.5 & 5.5 para âncora sem nó Quattro® Link; CM-9302 - Obturador (Blunt) para Guia de Broca 2.9mm Quattro GL; CM-9301 - Guia de Broca 2.9mm para Quattro Link; CM-9200 - Furador para Âncora de Sutura Quattro X 5.5mm & 6.5mm; CM-9201 - Perfurador para Âncora de Sutura Quattro 1X (1 carga) 5.5mm; CM-9202 - Perfurador para Âncora de Sutura Quattro 1X (1 carga) 6.5mm; CM-9300 - Broca 2.9mm (Osso poroso) Quattro® Link; CM-9130 - Broca (3.0 mm) osso poroso, 4.5mm/5.5mm Âncora Knotless Quattro Link; CM-9138 - Broca (3.0 mm) osso rígido, 4.5mm/5.5mm Âncora Knotless Quattro Link/SP; CM-9148 - Broca (3.0 mm) osso rígido, 4.5mm/5.5mm Âncora Knotless Quattro Link; CM-9203 - Perfurador para Âncora de Sutura Quattro 3X (3 cargas) 5.5mm; CM-9324 - Broca 2.9mm (Osso Rígido) para Quattro® Link
CLASSE : II 80044680430
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA. 8.02243-9
Protecao Plumbifera Para Raios X 25351.018493/2018-12
Equipamento de Proteção à Radiação Zero-Gravity Unidade Móvel
FABRICANTE : CFI MEDICAL SOLUTIONS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Zero-Gravity Unidade Móvel (403803)
CLASSE : I 80224390274
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 8.06930-7
APARELHO PARA RESFRIAMENTO EM TRATAMENTOS DERMATOLÓGICOS25351.020846/2018-44
CRY-AC CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO
FABRICANTE : BRYMILL CRYOGENIC SYSTEMS (UK) LTD. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CRY - AC® CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO 500 ML
CRY - AC - 3® CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO 300 ML
CRY BABY ®CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO 150 ML
CLASSE : I 80693070001
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 8.13561-1
CATETER GUIA INTRAVASCULAR 25351.491575/2017-27
CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 5F 6F 7F
FABRICANTE : CORDIS CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
SM7717 (GC 6F .070 100CM RBL4)> 67021255 (6F .070 RDC (LARGE) 55CM)> 67021455 - (6F .070 JCV 55CM)> 67019300 (6F .070 IM VB-1 SH)> 67008255 (6F .070 JR 4 55CM)> 67019055 (6F .070 IM 55CM)> 67019090 (6F .070 IM 90CM)> 67019100 (6F .070 IM SH 100CM)> 67019200 (6F .070 IM VB-1 100 CM)> 67018300 (6F .070 RCB SH 100CM)> 67018800 (6F .070 EGB 100CM)> 67019000 (6F .070 IM)> 67018100 (6F .070 LCB SH 100CM)> 67018200 (6F .070 RCB 100CM)> 67018290 (6F .070 RCB 90CM)> 67017400 (6F .070 BARBEAU 100CM)> 67018000 (6F .070 LCB 100CM)> 67018090 (6F .070 LCB 90CM)> 67016800 (6F .070 JFR FAJADET 100CM)> 67017000 (6F .070 JFR-ST FAJADET 100CM)> 67017200 (6F .070 RB 100CM)> 67016200 (6F .070 JFL FAJADET 100CM)> 67016400 (6F .070 JFL-ST FAJADET 100CM)> 67016600 (6F .070 JFL-LT FAJADET 100CM)> 67013000 (3 DRC 100CM)> 67013100 (3 DRC SH 100CM)> 67012000 (NR 4 100CM)> 67012100 (6F .070 NR 4 SH 100 CM)> 6701120L (6F .070 AR 2 LBT 100CM)> 67011300 (6F .070 AR 2 SH 100CM)> 6701100L (6F .070 AR 1 LBT 100CM)> 67005800 (6F .070 XB 4.5 100CM)> 67005900 (6F .070 XB 4.5 SH 100CM)> 67012200 - (6F .070 XBR 1 100CM)> 67006100 (6F.070 XB LAD 3.5 SH)> 67006200 (6F .070 XB LAD 4 100CM)> 67006300 (6F .070 XB LAD 4 SH 100CM)> 67011100 (6F .070 AR 1 SH 100CM)> 67011200 (6F .070 AR 2 100CM)> 67011000 (6F .070 AR 1 100CM)> 67014300 (6F .070 XBA 3.5 SH)> 67007500 (6F .070 XBC 4 SH)> 67007600 (6F .070 XBC 4.5)> 67007700 (6F .070 XBC 4.5 SH)> 67007200 (6F .070 XBC 3.5)> 67007300 (6F .070 XBC 3.5 SH)> 67007400 (6F .070 XBC 4)> 67006700 (6F .070 XBLAD 3 SH)> 67007000 (6F .070 XBC 3)> 67007100 (6F .070 XBC 3 SH)> 67004400 (6F .070 AL 1 ST 100CM)> 67004800 (6F .070 AL 2 ST 100CM)> 67006600 (XBLAD3 100CM)> 6700400L (6F .070 AL 2 LBT 100CM)> 67004100 (6F .070 AL 2 SH 100CM)> 67004200 (6F .070 AL 3 100CM)> 67003700 (6F .070 AL. 1 SH 100CM)> 67003800 (6F



.070 AL 1.5 100CM)> 67004000 (6F .070 AL 2 100CM)> 67003400 (6F .070 AL.75 100CM)> 67003500 (6F .070 AL.75 SH 100CM)> 67003600 (6F .070 AL 1 100CM)> 67012600 (6F .070 XB RCA 100CM)> 67012700 (6F .070 XB RCA SH 100CM)> 67012300 (6F .070 XBR 1 SH 100CM)> 67012400 (6F .070 XBR 2 100CM)> 67012500 (6F .070 XBR 2 SH 100CM)> 67006400 (6F .070 XB LAD 4.5 100CM)> 67006500 (6F .070 XB LAD 4.5 SH 100CM)> 67000500 (6F .070 JL4 SH 100CM)> 67021055 (6F .070 RDC 1 (SMALL) 55CM)> 67000600 (6F .070 JL4.5 100CM)> 67000400 (6F .070 JL4 100CM)> 67000490 (6F .070 JL4 90CM)> 6700040E (6F .070 JL4 ECO PK)> 67000000 (6F .070 JL3 100CM)> 67000200 (6F .070 JL3.5 100CM)> 67000300 (6F .070 JL3.5 SH 100CM)> 67028055 (6F .070 STR 55 CM)> 67028090 (6F .070 STR 90 CM)> SM7465 (GC 6F 070 VBT 100 CM XB2.5)> SM7501 (GC GF VBT 070 90CM 30 LIMA 90 DEGREE")> SM7636 (GC 6F .070 100CM BL)> CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 5F: 5560020L (GC 5F .056 JL3.5 LBT)> SM7333 (GC LBT 5F .056 100CM AR1)> 5560600L (GC 5F .056 XB LAD 3.5 LBT)> 5560800L (GC 5F .056 JR 3.5 LBT)> 5560820L (GC 5F .056 JR 4 LBT)> 5560400L (GC 5F .056 AL 2 LBT)> 5560540L (GC 5F .056 XB 3.5 LBT)> 5560560L (GC 5F .056 XB 4 LBT)> 5561620L (GC 5F .056 JFL LBT FAJADET)> 5560040L (GC 5F .056 JL 4 LBT)> 5560080L (GC 5F .056 JL 5 LBT)> 5561900L (GC 5F .056 IM LBT)> 5562700L (GC 5F .056 MPA1 LBT)> 5562780L (GC 5F .056 H-STICK LBT)> 5561680L (GC 5F .056 JFR LBT FAJADET)> 5561720L (GC 5F .056 RB LBT)> 5561740L (GC 5F .056 LBT BARBEAU)> SM7328 (GC LBT 5F 056 100CM XB 3.0)> SM7329 (GC LBT 5F 056 100CM JL4.5)> SM7330 (GC LBT 5F.056 100CM JR5)> SM7331 (GC LBT 5F 056 100CM AL 1).CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 6F: 67027855 (6F.070 H-STK 55CM)> 67027890 (6F.070 HS 90CM)> 67027900 (6F.070 H-STK SH 100CM)> 67027200 (6F .070 MPB-1 100CM)> 67027800 (6F.070 H-STK 100CM)> 6702780L (6F .070 H-STK LBT 100CM)> 67027090 (6F .070 MPA- 1 90CM)> 67027055 (6F.070 MPA-1 55CM)> 67027100 (6F .070 MPA-1 SH 100CM)> 67027000 (6F .070 MPA 1 100CM)> 6702700L (6F .070 MPA-1 LBT 100CM)> 67021890 (6F .070 CBL MOD BURKE 90CM)> 6700820L (6F .070 JR 4 LBT 100CM)> 67008300 (6F .070 JR 4 SH 100CM)> 67008100 (6F .070 JR 3.5 SH 100CM)> 67008200 (6F .070 JR 4 100CM)> 67008290 (6F .070 JR 4 90CM)> 67002800 (6F .070 JCL 4 100CM)> 67002900 (JCL 4 SH 100CM)> 67008000 (6F .070 JR 3.5 100CM)> 67002600 (JCL 3.5 100CM)> 67002700 (6F .070 JCL 3.5 SH)> 67001400 (6F .070 JL4 ST 100CM)> 67001600 (6F .070 JL4.5 ST 100CM)> 67000800 (6F .070 JL5 100CM)> 67001000 (6F .070 JL6 100CM)> 67001200 (6F .070 JL3.5 ST 100CM)> 6700040L (6F .070 JL4 LBT 100CM)> 67006000 (6F .070 XB LAD 3.5 100CM)> 67005600 (6F .070 XB 4 100CM)> 6700560L (6F .070 XB 4 LBT 100CM)> 67005700 (6F .070 XB 4 SH 100CM)> 6700540E (6F .070 XB 3.5 ECO PK)> 6700540L (6F .070 XB 3.5 LBT 100CM)> 67005500 (6F .070 XB 3.5 SH 100CM)> 67005300 (6F .070 XB 3 SH 100CM)> 67005400 (6F .070 XB 3.5 100CM)> 67005490 (6F .070 XB 3.5 90CM)> 67009800 (JCR 4 100CM)> 67009900 - (JCR 4 SH 100CM)> 67005200 (6F .070 XB 3 100CM)> 67008400 (6F .070 JR 5 100CM)> 67009000 (6F .070 JR 4 ST 100CM)> 6700820E (6F .070 JR4 ECO PK)> 77808500 (GC 7F .078 JR 5 SH)> SM7718 (GC 6F .070 100CM RBL5). CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 7F: 77803700 (GC 7F .078 AL 1 SH)> 7780140E (GC 7F .078 JL 4 ST ECOPAC)> 77801400 (GC 7F .078 JL 4 ST)> 77801300 (GC 7F .078 JL 3.5 ST SH)> 77802200 (GC 7F .078 JL 4 MOD ST)> 77801800 (GC 7F .078 JL 5 ST)> 77801600 (GC 7F .078 JL 4.5 ST)> 7780360E (GC 7F .078 AL 1 ECOPAC)> 77803600 (GC 7F .078 AL 1)> 77803400 (GC 7F .078 AL. 75)> 77803900 (GC 7F .078 AL 1.5 SH)> 77803800 (GC 7F .078 AL 1.5)> 77801500 (GC 7F .078 JL 4 ST SH)> 77804300 (GC 7F .078 AL 3 SH)> 77804100 - (GC 7F .078 AL 2 SH)> 77804000 (GC 7F .078 AL 2)> 77801200 (GC 7F .078 JL 3.5 ST)> 77805200 (GC 7F .078 XB 3)> 77804500 (GC 7F .078 AL 1 ST SH)> 77800300 (GC 7F .078 JL 3.5 SH)> 77804800 (GC 7F .078 AL 2 ST)> 77805300 (GC 7F .078 XB 3 SH)> 77800000 (GC 7F .078 JL 3)> 77805400 (GC 7F .078 XB 3.5)> 77804400 - (GC 7F .078 AL 1 ST)> 77801000 (GC 7F .078 JL 6)> 7780020E (GC 7F .078 JL 3.5 ECOPAC)> 77800100 (GC 7F .078 JL 3 SH)> 77800490 (GC 7F .078 JL 4 90CM)> 7780040E (GC 7F .078 JL 4 ECOPAC)> 77800400 (GC 7F .078 JL 4)> 77800700 (GC 7F .078 JL 4.5 SH)> 77800600 (7F .078 JL 4.5 100CM)> 77800500 (GC 7F .078 JL 4 SH)> 77800200 (GC 7F .078 JL 3.5)> 77800900 (GC 7F .078 JL 5 SH)> 77800800 (GC 7F .078 JL 5)> 77809100 (GC 7F .078 JR 4 ST SH)> 77809000 (GC 7F .078 JR 4 ST)> 77819090 (GC 7F .078 IM 90CM)> 77811200 (GC 7F .078 AR 2)> 77811100 (GC 7F .078 AR 1 SH)> 77811000 (GC 7F .078 AR1)> 77818100 (GC 7F .078 LCB SH)> 77818000 (GC 7F .078 LCB)> 77811300 (GC 7F .078 AR 2 SH)> 77819000 (GC 7F .078 IM)> 77818200 (GC 7F .078 RCB)> 77821455 - (GC 7F .078 JCV 55CM)> 77819100 (GC 7F .078 IM SH)> 77827800 (GC 7F .078 H-STICK)> 77827200 (GC 7F .078 MP B - 1)> 77827000 - (GC 7F .078 MP A-1)> 77818300 (GC 7F .078 RCB SH)> 77805500 (GC 7F .078 XB 3.5 SH)> 77827890 (GC 7F .078 H-STICK 90CM)> 77827100 (GC 7F .078 MP A-1 SH)> 77805600 (GC 7F .078 XB 4)> 77805900 (GC 7F .078 XB 4.5 SH)> 77805800 (GC 7F .078 XB 4.5)> 77805700 (GC 7F .078 XB 4 SH)> 77808400 - (GC 7F .078 JR5)> 77804200 (GC 7F .078 AL3)> 77806000 (GC 7F .078 XBLAD 3.5)> 77827900 (GC 7F .078 H-STICK SH)> 77806300 (GC 7F .078 XBLAD 4 SH)> 77806200 (GC 7F .078 XBLAD 4)> 77806100 (GC 7F .078 XBLAD 3.5 SH)> 77808390 (GC 7F .078 JR 4 SH 90CM)> 77808300 (GC 7F .078 JR 4 SH)> 7780820E (GC 7F .078 JR 4 ECOPAC)> 77808290 (GC 7F .078 JR 4 90CM)> 77806400

(GC 7F .078 XBLAD 4.5)> 77808000 (GC 7F .078 JR3.5)> 77808100 (GC 7F .078 JR 3.5 SH)> 77808200 - (GC 7F .078 JR 4)> 77806500 (GC 7F .078 XBLAD 4.5 SH)> 77827090 (GC 7F .078 MP A-1 90CM)> 77821255 (GC 7F .078 RDC 55CM)> 77821055 (GC 7F .078 RDC (I) 55CM)> 77822455 (GC 7F .078 CONTRA 2 55CM)> 77827055 (GC 7F .078 MP A-1 55CM)> 77822255 (GC 7F .078 CONTRA 1 55CM)> 77821690 (GC 7F .078 VBL 90CM)> 77819190 (GC 7F .078 IM SH 90CM)> CLASSE : IV 81356112299
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
CATETER GUIA INTRAVASCULAR 25351.494949/2017-66
CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 8F
FABRICANTE : CORDIS CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
588824 (GC 8F.088 JL3.5 ST)> 588816T (GC 8F .088 RCB 90CM)> 588823T (GC 8F .088 JL4 90CM)> 588822 (GC 8F .088 JL4 MOD ST)> 588823 (GC 8F .088 JL4 100CM)> 588825 (GC 8F .088 JL4 ST 100CM)> 588823E (GC ECOPAC 8F .088 JL4 100CM)> 588820 (GC 8F .088 IM SH)> 588821 (GC 8F .088 JL 3.5 MOD ST)> 588817 (GC 8F .088 IM 100CM)> 588862 (GC 8F .088 JR 4.5 ST)> 588856 (GC 8F .088 JR 5 100CM)> 588863 (GC 8F .088 JR 5 ST)> 588858 (GC 8F .088 ALR 1.2)> 588859 (GC 8F .088 ALR 1.2 SH)> 588851E (GC ECOPAC 8F .088 JL 3.5 100CM)> 588852 (GC 8F .088 JL 4.5 100CM)> 588853E (GC 8F .088 JL 5 100CM)> 588853 (GC 8F .088 JL 5)> 588851T (GC 8F .088 JL 3.5 90CM)> 588858P (GC 8F .088 RDC 55CM)> 588849P (GC 8F .088 JCV 55CM)> 588848P (GC 8F.088 CBL MOD BURKE 90CM)> 588847P (GC 8F .088 VBL 90CM)> 588844P (GC 8F .088 STR 90CM)> 588858P (GC 8F.088 CONTRA2 55CM)> 588857P (GC 8F.088 CONTRA1 55CM).> 588881 (GC 8F .088 SON 2)> 588876 (GC 8F .088 AL 1.5)> 588877 (GC 8F .088 AL 1.5 ST)> 588878 (GC 8F .088 AL 1.5 SH)> 588884 (GC 8F .088 CAS 2)> 588874 (GC 8F .088 AL 2 ST SH)> 588883 (GC 8F .088 CAS 1)> 588870 (GC 8F .088 AL 1 ST)> 588871 (GC 8F .088 AL 2 ST)> 588872 (GC 8F .088 AL 3 ST)> 588867 (GC 8F .088 JR 4.5 ST SH)> 588868 (GC 8F .088 JR 5 ST SH)> 588869 (GC 8F .088 JR 3.5 MOD ST SH)> 588892 (GC 8F .088 MP A-1 SH 100CM)> 588875 (GC 8F .088 XB 3 SH)> 588866 (GC 8F .088 JR 4 ST SH)> 588897 (GC 8F .088 JL 5 MOD ST SH)> 588898 (GC 8F .088 XB 4.5)> 588899 (GC 8F .088 XB 4.5 SH)> 588894 (GC 8F .088 XB 4 100CM)> 588895 (GC 8F .088 JL 5 MOD ST)> 588896 (GC 8F .088 XB 4 SH)> 588885 (GC 8F .088 XB 3.5 SH 100CM)> 588892T (GC 8F .088 MP A-1 SH 90CM)> 588882 (GC 8F .088 XB 3.5 100CM)> 588889 (GC 8F .088 JL 3.5 ST SH)> 588890 (GC 8F .088 AL .75 100CM)> 588891 (GC 8F .088 AL 3 SH)> 588840 (GC 8F .088 DA 90)> 588887 (GC 8F .088 MP B-1 SH)> 588886 (GC 8F .088 MP B-1)> 588850 (GC 8F .088 H-STICK S H 100CM)> 588843E (GC ECOPAC 8F .088 AL1 100CM)> 588893 (GC 8F .088 NR 4)> 588847 (GC 8F .088 AL 1 SH 100CM)> 588848 (GC 8F .088 AL 2 SH 100CM)> 588849 (GC 8F .088 AL3 100CM)> 588845 (GC 8F .088 AR 1 100CM)> 588845T (GC 8F .088 AR 1 90CM)> 588846 (GC 8F .088 AR 2 100CM)> 588844E (GC ECOPAC 8F .088 AL 2 100CM)> 588844 (GC 8F .088 AL 2 100CM)> 588850T (GC 8F .088 H-STICK SH 90CM)> 588841T (GC 8F .088 H-STICK 90CM)> 588842 (GC 8F .088 MP A-1 100CM)> 588843 (GC 8F .088 AL 1 100CM)> 588844T (GC 8F .088 AL 2 90CM)> 588864 (GC 8F .088 JL 5 ST SH)> 588841 (GC 8F .088 H-STICK 100CM)> 588851 (GC 8F .088 JL 3.5 100CM)> 588843T (GC 8F .088 AL 1 90CM)> 588857 (GC 8F .088 JR 4.5)> 588860 (GC 8F .088 JR 3.5 ST)> 588826 (GC 8F .088 JL 4.5 ST)> 588831T (GC 8F .088 JR 4 SH 90CM)> 588831E (GC ECOPAC 8F .088 JR 4 SH 100CM)> 588830 (GC 8F .088 J R 4 100CM)> 588838 (GC 8F .088 EGB)> 588830E (GC ECOPAC 8F .088 JR 4 100CM)> 588827 (GC 8F .088 JL 5 ST)> 588828 (GC 8F .088 JR 3.5 SH 100CM)> 588829 (GC 8F .088 XB 3)> 588805 (GC 8F .088 SCR 4)> 588806 (GC 8F .088 SCR 4 SH)> 588833 (GC 8F .088 JR 5 SH)> 588800 (GC 8F .088 JL 5 SH)> 588802 (GC 8F .088 IM SH 90CM)> 588804 (GC 8F .088 SCR 3.5 SH)> 588839 (GC 8F .088 DA 75 100CM)> 588809 (GC 8F .088 JL 4 ST SH)> 588803 (GC 8F .088 SCR 3.5)> 5888114 (GC 8F .088 JCR 3.5 SH 100CM)> 5888105 (GC 8F .088 XBLAD 4.5 SH 100CM)> 588888 (GC 8F .088 JL 4 MOD ST SH)> 5888110 (GC 8F .088 JCL 4.5 100CM)> 5888111 (GC 8F .088 JCL 4.5 SH 100CM)> 5888113 (GC 8F .088 JCR 3.5 100CM)> 5888108 (GC 8F .088 JCL 4 100CM)> 5888109 (GC 8F .088 JCL 4 SH 100CM)> 588811 (GC 8F .088 NR 4 SH)> 588808 (GC 8F .088 SCR 5 SH)> 5888106 (GC 8F .088 JCL 3.5 100CM)> 588807 (GC 8F .088 SCR 5)> 5888101 (GC 8F .088 XBLAD 4 100CM)> 5888103 (GC 8F .088 XBLAD 3.5 SH 100CM)> 5888104 (GC 8F .088 XBLAD 4 SH 100CM)> 5888115 (GC 8F .088 JCR 4 100CM)> 588810 (GC 8F .088 JL 4.5 SH)> 5888100 (GC8F XBLAD 3.5 100CM)> 588865 (GC 8F .088 JR 3.5 ST SH)> 588873 (GC 8F .088 AL 1 ST SH)> 5888107 (GC 8F .088 JCL 3.5 SH 100CM)> 588861 (GC 8F .088 JR 4 ST)> 588815 (GC 8F .088 LCB 100CM)> 588819 (GC 8F .088 RCB SH)> 588815T (GC 8F .088 LCB 90CM)> 588825E (GC ECOPAC 8F .088 JL 4 ST 100C)> 588816 (GC 8F .088 RCB 100CM)> 588812 (GC 8F .088 JL 3)> 588813 (GC 8F .088 JL 3 SH)> 588832 (GC 8F .088 JL 3.5 SH 100CM)> 588801 (GC 8F .088 IM 90CM)> 588831 (GC 8F .088 JR 4 SH 100CM)>

588818 (GC 8F .088 LCB SH)> 588836 (GC 8F .088 AR 1 SH)> 588837 (GC 8F .088 AR 2 SH 100CM)> 5888116 (GC 8F 088 JCR 4 SH 100CM)> 588834 (GC 8F .088 JL 4 SH 100CM)> 588834E (GC ECOPAC 8F .088 JL 4 SH 100CM)> 588835 (GC 8F .088 JR 6 SH)> 588879 (GC 8F .088 AL 1.5 ST SH)> 588880 (GC 8F .088 SON 1)>
CLASSE : IV 81356112300
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

CIBRAMED PRODUTOS MEDICOS DESCARTAVEIS
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA8.02630-5
Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição discal25351.022052/2018-15
ESPAÇADORES RISE
FABRICANTE : GLOBUS MEDICAL INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
193.001 Espaçador RISE, 8x22mm, 7 -13mm; 193.002 Espaçador RISE, 8x26mm, 7 -14mm; 193.003; Espaçador RISE, 8x30mm, 7 -14mm; 193.004 Espaçador RISE, 8x34mm, 7 -14mm; 193.011 Espaçador; RISE, 8x22mm, 11 -17mm; 193.021 Espaçador RISE, 8x22mm, 8 -14mm, 10""; 193.041 Espaçador RISE.; 8x22mm, 11 -17mm, 15"; 193.051 Espaçador RISE, 8x22mm, 9 -15mm; 193.101 Espaçador RISE.; 10x22mm, 7 -13mm; 193.102 Espaçador RISE, 10x26mm, 7 -14mm; 193.103 Espaçador RISE, 10x30mm.; 7 -14mm; 193.111 Espaçador RISE, 10x22mm, 11-17mm; 193.112 Espaçador RISE, 10x26mm, 10; -17mm; 193.113 Espaçador RISE, 10x30mm, 10-17mm; 193.121 . Espaçador RISE, 10x22mm, 8 -; 14mm, 10°; 193.122 Espaçador RISE, 10x26mm, 8 -15mm, 10°; 193.123 Espaçador RISE, 10x30mm, 8 -; 15mm, 10°; 193.141 Espaçador RISE, 10x22mm, 11 -17mm, 15"; 193.142 Espaçador RISE, 10x26mm.; 10 -17mm, 15"; 193.143 Espaçador RISE, 10x30mm, 10 -17mm, 15"; 193.151 Espaçador RISE.; 10x22mm, 9 -15mm; 193.202 Espaçador RISE, 12x26mm, 7 -14mm; 193.203 Espaçador RISE, 12x30mm.; 7 -14mm; 193.212 Espaçador RISE, 12x26mm, 10 -17mm; 193.213 Espaçador RISE, 12x30mm, 10-; 17mm; 193.222 Espaçador RISE, 12x26mm, 8 -15mm, 10°; 193.223 Espaçador RISE, 12x30mm, 8 -15mm.; 10°; 193.242 Espaçador RISE, 12x26mm, 10 -17mm, 15°; 193.243 Espaçador RISE, 12x30mm, 10 -; 17mm, 15"; 193.302 Espaçador RISE-L, 18 x 40mm, 7 -14mm; 193.303 Espaçador RISE-L, 18 x 45mm, 7 -; 14mm; 193.304 Espaçador RISE-L, 18 x 50mm, 7 -14mm; 193.305 Espaçador RISE-L, 18 x 55mm, 7 -; 14mm; 193.306 Espaçador RTSE-L, 18 x 60mm, 7-14mm; 193.312 Espaçador RISE-L, 18 x 40mm, 10 -; 17mm; 193.313 Espaçador RISE-L, 18x45mm, 10-17mm; 193.314 Espaçador RISE-L, 18 x 5; Omm, 10 -17mm; 193.315 Espaçador RISE-L, 18 x 5 5mm, 10 -17mm; 193.316 Espaçador RISE-L, 18 x; 60mm, 10 -17mm; 193.322 Espaçador RISE-L, 18 x 40mm, 8 -15mm, 6°; 193.323 Espaçador RISEL, 18 x 45mm, 8 -15mm, 6°; 193.324 Espacador RISE-L, 18 x 50mm, 8 -15mm, 6°; 193.325 Espaçador; RISE-L, 18 x 55mm, 8 -15mm, 6°; 193.326 Espaçador RISE-L, 18 x 60mm, 8 -15mm, 6°; 193.332; Espaçador RISE-L, 18 x 40mm, 10 -17mm, 10°; 193.333 Espaçador RISE-L, 18 x 45mm, 10 -17mm.; 10°; 193.334 Espaçador RISE-L, 18 x 50mm, 10 -17mm, 10°; 193.335 Espaçador RISE-L, 18 x 55mm.; 10 -17mm, 10°; 193.336 Espaçador RISE-L, 18 x 60mm, 10 -17mm, 10°; 193.402 Espaçador RISEL, 22 x 40mm, 7 -14mm; 193.403 Espaçador RISE-L, 22 x 45mm, 7 -14mm.; 193.404 Espaçador RISEL, 22 x 50mm, 7 -14mm; 193.405 Espaçador RISE-L, 22 x 55mm: 7 -14mm; 193.406 Espaçador RISEL, 22 x 60mm, 7 -14mm; 193.412 Espaçador RISE-L, 22 x 40mm, 10 -17mm; 193.413 Espaçador RISEL, 22 x 45mm, 10 -17mm; 193.414 Espaçador RISE-L, 22 x 50mm, 10 -17mm; 193.415 Espaçador RISEL, 22 x 55mm, 10 -17mm; 193.416 Espaçador RISE-L, 22 x 50mm, 10 -17mm; 193.422 Espaçador RISEL, 22 x 40mm, 8 -15mm, 6°; 193.423 Espaçador RISE-L, 22 x 45mm, 6 -15mm, 6"; 193.424 Espaçador RISE-L, 22 x 50mm, 6 -15mm, 6"; 193.425 Espaçador RISE-L, 22 x 55mm, 8 -15mm, 6°; 193.426; Espaçador RISE-L, 22 x 60mm, 8 -15mm, 6°; 193.432 Espaçador RISE-L, 22 x 40mm, 10 -17mm, 10°; 193.433 Espaçador RISE-L, 22 x 45 mm, 10 -17mm, 10°; 193.434 Espaçador RISE-L, 22 x 50mm, 10 -; 17mm, 10°; 193.435 Espaçador RISE-L, 22 x 55mm, 10 -17mm, 10°; 193.436 Espaçador RISE-L, 22 x; 60mm, 10 -17mm, 10°; 193.502 Espaçador RISE-L, 18 x 40mm, 7 -14mm, 3-15°; 193.503 Espaçador; RISE-L, 18 x 45mm, 7 -14mm, 3 - 15°; 193.504 Espaçador RISE-L, 18 x 50mm, 7 -14mm, 3 -15°; 193.505; Espaçador RISE-L, 18 x 55mm, 7 -14mm, 3 - 15°; 193.506 Espaçador RISE-L, 18 x 60m, 7 - 14mm 3-15°; 193.602 Espaçador RISE.-L, 22 x 40mm, 7 -14mm, 3-15°; 193.603 Espaçador RISEL, 22 x 45mm, 7 -; 14mm, 3 - 15°; 193.604 Espaçador RISE-L, 22 x 50mm, 7 -14mm, 3 - 15°; 193.605 Espaçador RISE-L, 22 x; 55mm, 7 -14mm, 3 - 15°; 193.606 Espaçador RISE-L, 22 x 60mm, 7 -14mm, 3 - 15°; CLASSE : III 80263050052
80092 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Importado

CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.00829-1
Kit Instrumental 25351.201725/2018-00
CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS PARA REMOÇÃO VARILOC
FABRICANTE : CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. , LTDA - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
294000- Conjunto de Instrumentais para Remoção Varilloc composto por: 294010 - Caixa para Instrumentais de Remoção Varilloc (vazia); 288120 - Contra rosca Ø 2,4 mm; 292330 - Contra rosca Ø 3,5 mm; 291360 - Contra rosca Ø 5,0 mm; 291530 - Contra rosca Ø 7,0 mm; 221190 - Broca para remoção de cabeça

de parafuso Ø 2,5 mm; 226190 - Broca para remoção de cabeça de parafuso Ø 3,5 mm; 292670 - Trefina Ø 3,5 mm; 291350 - Trefina Ø 5,0 mm; 292450 - Chave de parafuso hexagonal SW2.5; 291320 - Chave de parafuso hexagonal SW3.5; 291290 - Chave em T com engate rápido; 288140 - Chave estrela com Cabo T8; 292300 - Chave estrela com Cabo T15; 291170 - Chave de parafuso para extração T25; 291490 - Chave de parafuso para extração Ø 7,0 mm.

CLASSE : I 80082910230

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Kit Instrumental 25351.201732/2018-01

CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS VARILOC 2,7 E 3,5

FABRICANTE : CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. , LTDA - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

292000 - Conjunto de Instrumentais Variloc 2,7 e 3,5 composto por: 292010 - Caixa para instrumentais Variloc 2,7 / 3,5 mm (vazia); 292050 - Bandeja para parafuso Variloc 2,7 / 3,5 mm (vazia); 288160 - Bainha de retenção para parafuso de bloqueio; 292320 - Bainha de retenção cortical, Ø 3,5 mm; 292310 - Bainha de retenção para parafuso de bloqueio, Ø 3,5 mm; 288170 - Bainha de retenção para parafuso cortical; 292110 - Broca Ø 2,0 mm; 286260 - Broca Ø 2,7 mm; 010010 - Broca Ø 2,5 mm; 292230 - Broca Ø 2,5 mm; 010030 - Broca Ø 3,5 mm; 292580 - Broca de engate rápido com stop, Ø 2,7 mm; 292220 - Broca com stop, Ø 2,7 mm; 286130 - Broca com engate rápido, Ø 2,0 mm; 292610 - Broca canulada de engate rápido Ø 3,0 / 3,5 mm; 292680 - Broca canulada Ø 3,0 / 3,5 mm; 291290 - Cabo em T engate rápido; 288140 - Chave T8 para extração; 292300 - Chave estrela com cabo T15; 292450 - Chave de parafuso hexagonal; 292410 - Chave de parafuso de bloqueio T15 com engate rápido; 288130 - Chave de parafuso T8 engate rápido; 292290 - Chave de parafuso de bloqueio T15 com engate rápido; 221180 - Chave em "L" Allen; 288150 - Chave com limitador de torque T8; 292280 - Chave de parafuso T15 com limitador de torque; 292360 - Guia para fio de Kirschner, Ø 1,0 mm; 292390 - Guia de broca, Ø 3,5 mm; 292140 - Guia de broca para parafuso 2,7 VA; 292250 - Guia de broca para parafuso 3,5 VA; 295130 - Guia de broca, Ø 2,0 mm; 286240 - Guia de broca duplo 2,0 / 2,7 mm; 201120 - Guia duplo de broca 2,5 / 3,5 mm; 292240 - Guia de broca, Ø 2,7 mm; 286280 - Macho Ø 2,7 mm; 020020 - Macho Ø 4,0 mm; 020010 - Macho Ø 3,5 mm; 292370 - Medidor de profundidade para Fio Kirschner, Ø 1,0 mm; 01214 - Moldador de placas; 286200 - Medidor de profundidade 60 mm; 201200 - Medidor de profundidade 80 mm; 201160 - Moldador para placa 3,5 mm; 206270 - Moldador para placa Recon; 201170 - Pinça de redução auto centrante; 201180 - Pinça de redução dentada; 201190 - Pinça de redução com pontas.

CLASSE : I 80082910231

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Kit Instrumental 25351.201733/2018-48

CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS VARILOC 5,0

FABRICANTE : CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. , LTDA - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

291000 - Conjunto de Instrumentais Variloc 5,0 composto por: 291010 - Caixa para instrumentais Variloc 5,0 (vazia); 291050 - Bandeja para parafuso Variloc 5,0 mm (vazia); 291270 - Bainha de retenção bloqueio, Ø 5,0 mm; 291180 - Bainha de retenção cortical, Ø 4,5 mm; 010020 - Broca Ø 3,2 mm; 291100 - Broca Ø 3,2 mm; 010040 - Broca Ø 4,5 mm; 291600 - Broca com stop de engate rápido Ø 4,2 mm; 291130 - Broca com stop Ø 4,2 mm; 291630 - Broca canulada de engate rápido Ø 4,5 / 5,0 mm; 291570 - Broca canulada Ø 4,5 / 5,0 mm; 291710 - Broca com stop Ø 4,2 mm para parafuso 5,0 VA; 291290 - Cabo em T com engate rápido; 291170 - Chave de parafuso T25 para extração; 291320 - Chave de parafuso hexagonal; 291620 - Chave de parafuso canulada T25 engate rápido; 221180 - Chave em "L" Allen; 291150 - Chave de parafuso T25 com limitador de torque; 291160 - Chave de parafuso T25 com engate rápido; 206120 - Guia de broca duplo 4,5 / 3,2; 206110 - Guia de broca duplo 6,5 / 3,2; 291240 - Guia de broca 5,0; 291140 - Guia de broca 4,2; 291720 - Guia de broca para parafuso 5,0 VA; 291210 - Guia de fio de Kirschner Ø 1,6 mm; 291250 - Macho Ø 5,5 mm canulado; 020040 - Macho Ø 6,5 mm; 020030 - Macho Ø 4,5 mm; 206170 - Medidor de profundidade; 291220 - Medidor de profundidade para fio de Kirschner Ø 1,6 mm ; 206320 - Moldador (esquerdo) ; 206340 - Moldador (direito) ; 206150 - Pinça de redução dentada grande ; 206160 - Pinça de redução de pontas grande ; 206290 - Pinça de redução auto centrante.

CLASSE : I 80082910232

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Kit Instrumental 25351.201750/2018-85

CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS VARILOC 5,0 E 7,0

FABRICANTE : CHANGZHOU KANGHUI MEDICAL INNOVATION CO. , LTDA - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

293000 - Conjunto de instrumentais Variloc 5,0 e 7,0 composto por: 293010 - Caixa para instrumentais Variloc 5,0 e 7,0 mm (vazia); 293050 - Bandeja para parafuso Variloc 5,0 e 7,0 mm (vazia); 291500 - Bainha de retenção, Ø 7,0 mm; 291270 - Bainha de retenção bloqueio, Ø 5,0 mm; 291260 - Broca canulada de engate rápido, Ø 4,5 / 6,5 mm; 291440 - Broca canulada, Ø 4,5 / 6,5 mm; 291600 - Broca com stop de engate rápido, Ø 4,2 mm; 291130 - Broca com stop, Ø 4,2 mm; 291540 - Cabo em T com engate rápido para broca; 291290 - Cabo em T com engate rápido AO; 291490 - Chave de parafuso para extração; 291170 - Chave de parafuso T25 para extração; 291160 - Chave de parafuso T25 com engate rápido; 291480 - Chave de parafuso, Ø 7,0 mm com

engate rápido; 221180 - Chave em "L" Allen; 291470 - Chave de parafuso com limitador de torque, Ø 7,0 mm; 291150 - Chave de parafuso T25 com limitador de torque; 291670 - Guia de broca para broca canulada; 291140 - Guia de broca 4,2; 291410 - Guia para fio de Kirschner, Ø 2,5 mm; 291430 - Guia de broca, Ø 6,5 mm; 291450 - Macho canulado, Ø 7,0 mm; 291400 - Medidor de profundidade para fio de Kirschner, Ø 2,5 mm;

CLASSE : I 80082910233

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8

Porcelana/ Cerâmica Odontológica 25351.489216/2017-18

Ceramco 3 System Evaluation Kit

FABRICANTE : DENTSPLY CERAMCO - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

301610: Ceramco 3 System Evaluation Kit, composto por:305005: 1 - A2 Powder Opaque 10g,305105: 1 - A2 Opaceous Dentin 10g,305135: 1 - A2 Dentin 10g,305211: 1 - Clear Enamel 10g,305202: 1 - Light Enamel 10g,305967: 1 - HC2 Dentin Modifier 10g,305964: 1 - HC5 Dentin Modifier 10g,301127: 1 - Modeling Liquid E 100ml,301916: 1 - Margin & Opaque Correction Liquid 15ml,259041: 1 - Flat Opaquing Brush,320003: 1 - Build-Up Brush.

CLASSE : II 80196880341

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Porcelana/ Cerâmica Odontológica 25351.489219/2017-43

CELTRA PRESS STARTER KIT

FABRICANTE : DEGUDENT GMBH - ALEMANHA

Conteúdo do conjunto:1 x CELTRA undercoating wax com 60g,1 x CELTRA modelling wax com 60g,2 x CELTRA PRESS investment 60 com 100 g,1 x CELTRA PRESS investment Liquid com 1000 ml,1 x Muffle Ring com 100g,1 x Muffle Ring com 200g,2 x Investment Plunger,1 x Twistec Kit, 1 x MagicWizard Brush, 1 x MagicStain Brush,1 x OccluSpeed Brush,1 x DS Portioner,1 x Celtra Press MT A2, 5 com 3g,1 x Celtra Press MT A3, 5 com 3g,1 x Dentsply Prosthetics Die Material F10 com 4g,1 x Dentsply Prosthetics Die Material F12 com 4g,1 x Celtra Ceram Enamel - E1 Extra-Light com 15g,1 x Celtra Ceram Enamel - E2 Light com 15g,1 x DS Universal Overglaze - High Flu com 5g,1 x Universal Stain & Glaze liquid com 15mL,1 x DS Modeling liquid DU com 15mL,

CLASSE : II 80196880342

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Gutta-Percha 25351.083343/2018-80

Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files

FABRICANTE : MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL - SUÍÇA

Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000S00; Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000P00; Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000M00; Conform fit Gutta-Percha Points WaveOne Gold Endodontics files - A175X00000L00.

CLASSE : II 80196880343

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Porcelana/ Cerâmica Odontológica 25351.110566/2018-27

CELTRA CERAM TRIAL KIT

FABRICANTE : DENTSPLY INTERNATIONAL INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

600602 - CELTRA CERAM TRIAL KIT, contendo: 615135 - CELTRA CERAM Dentin - A2, 15G; 615136 - CELTRA CERAM Dentin - A3, 15G; 615201 - CELTRA CERAM Enamel - E1, Extra-light, 15G; 615202 - CELTRA CERAM Enamel - E2, Light, 15G; 650204 - CELTRA CERAM Enamel - E4, Transparent, 50G; 615403 - CELTRA CERAM Add-on Correction - C3, Dark, 15G; 605542 - Dentsply Sirona Universal Overglaze - High Flu, 5G; 615126 - Dentsply Sirona Modeling Liquid DU - 15mL; 601315 - Dentsply Sirona Stain Liquid - 15mL.

CLASSE : II 80196880344

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 8.06387-2

Lancetas 25351.223489/2018-74

Lancetas de segurança

FABRICANTE : BEIJING RUICHENG MEDICAL SUPPLIES Co., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Caixa com 50, 100, 200 ou 500 UNIDADES

CLASSE : II 80638729005

8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

DOCTUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.06903-4

Instrumentos cirúrgicos 25351.203277/2018-71

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE BLACK & BLACK

FABRICANTE : BLACK & BLACK SURGICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

MODELOS: B66241 TESOURA ANGULADA; B66243 TESOURA ANGULADA; B68750 TESOURA METZENBAUM MANDÍBULA CURVA; B68751 TESOURA METZENBAUM MANDÍBULA CURVA DELICADA; B68780 TESOURA METZENBAUM MANDÍBULA CURVA; B68781 TESOURA

METZENBAUM MANDÍBULA CURVA DELICADA; B66127 TESOURA NASAL JOSEPH CURVA; B66129 TESOURA PARA CARTILAGEM INFERIOR CURVA; B66130 TESOURA PARA CARTILAGEM PADRÃO BRITÂNICO CURVA; B66165 TESOURA WESTCOTT CURVA; B66175 TESOURA PEQUENA CURVA; B66176 TESOURA SPENCER REMOÇÃO DE PONTO DIREITA; B66177 TESOURA O BRIEN ANGULADA; B66180 TESOURA PARA SUTURA CURVA; B66181 TESOURA PARA PONTO CURVA; B66182 TESOURA PARA PONTO CURVA; B66190 TESOURA IRIS PARA PONTO CURVA; B66191 TESOURA IRIS PARA DIREITA; B66192 TESOURA IRIS CURVA; B66198 TESOURANASAL CAPLAN ANGULADA E SERRADA; B65092 TESOURA MALEÁVEL TIPO RAMIREZ; B65997 TESOURA NASAL GORNEY ANGULADA SERRILHADA; B66000 TESOURA DE OPERAÇÃO BLUNT RETA; B66020 TESOURA MAYO LÂMINA DE BEVEL RETA; B66021 TESOURA MAYO LÂMINA DE BEVEL CURVA; B66110 TESOURA IRIS PADRÃO SUECO CURVA; B66111 TESOURA IRIS PADRÃO SUECO RETA; B66118 TESOURA CONVERSE ANGULADA; B66119 TESOURA COM DOBRA DUPLA ANGULADA; B66120 TESOURA WILMER ANGULADA; B66121 TESOURA DE TENOTOMIA STEVENS CURVA; B66122 TESOURA DE TENOTOMIA STEVENS DIREITA; B66123 TESOURA DE TENETOMIA STEVENS CURVA; B66125 TESOURA SEALY CURVA; B66126 TESOURA SEALY RETA; B55986 TESOURA KAYE CURVA SERRADA; B55988 TESOURA PECK-JOSEPH RETA SERRADA; B55990 TESOURA PECK-JOSEPH CURVA SERRADA; B55991 TESOURA GORNEY RETA SERRADA; B55992 TESOURA GORNEY CURVA SERRADA; B55993 TESOURA GORNEY-FREEMAN RETA SERRADA; B55994 TESOURA GORNEY-FREEMAN CURVA SERRADA; B55995 TESOURA GORNEY-FREEMAN RETA SERRADA; B55996 TESOURA GORNEY-FREEMAN CURVA SERRADA; B56705 TESOURA IRIS SUPERCORTE CURVA; B56706 TESOURA IRIS SUPERCORTE RETA; B65020 TESOURA DANIEL, LÂMINA RETA, CURVA ESQUERDA; B65021 TESOURA DANIEL, LÂMINA RETA, CURVA DIREITA; B65022 TESOURA GANCHO DANIEL, CURVA, EIXO RETO, MALEÁVEL; B65090 TESOURA PERIOSTEAL TIPO RAMIREZ, LÂMINA ESQUERDA MALEÁVEL; B55930 TESOURA PAR SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55933 TESOURA SUPERCORTE DEVINE-HORTON CURVA SERRILHADA; B55940 TESOURA GOLDMAN FOX CURVA SERRADA; B55942 TESOURA TIPO PESCOÇO CISNEI ANGULADA SERRILHADA; B55946 TESOURA DAVID ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55950 TESOURA DISSECANTE TEBBETTS CURVA SERRADA; B55974 TESOURA KAYE ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55976 TESOURA KAYE ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55978 TESOURAKAYE-FREEMAN ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA; SERRADA; B55979 TESOURA KAYE ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55980 TESOURA ASTON ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55981 TESOURA ASTON ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55982 TESOURA VILLARREAL-RIOS SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55983 TESOURA WILKINSON ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA; SERRADA; B55985 TESOURA TREPSAT MARCAÇÃO DE LEVANTAMENTO FACIAL RETA; SERRADA; B55832 TESOURA SUPERCORTE SERRILHA DUPLA COM CONTORNOCORPORAL; CURVA; B55833 TESOURA CASTANARES ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE RETA; SERRADA; B55835 TESOURA COTTLE SUPERCORTE ANGULADO SERRILHADO; B55837 TESOURA CAVALEIRO SUPERCORTE ANGULADA SERRADA; B55838 TESOURA TEBBETTS ANGULADA SERRADA; B55860 TESOURA MAYO-CARROLL SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55870 TESOURA MAYO-CARROLL SUPERCORTE RETA SERRADA; B55880 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55881 TESOURA METZENBAUIVI DELICADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55900 TESOURA DE FIO DE SUTURA ANGULADA SERRILHADA; B55906 TESOURA KAYE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55907 TESOURA GREENBERG PAR SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55908 TESOURA GREENBERG PAR SUPERCORTE RETA SERRADA; B55911 TESOURA PAR SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55916 TESOURA GORNEY ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA; B55761 TESOURA METZENBAUM DELICADA SUPERCORTE RETA SERRADA; B55762 TESOURA METZENBAUM DELICADA AFIADA RETA SERRADA; B55780 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55781 TESOURA METZENBAUM DELICADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55785 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE RETA SERRADA; B55790 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55791 TESOURA METZENBAUM DELICADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55792 TESOURA METZENBAUM AFIADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55795 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE RETA SERRADA; B55796 TESOURA METZENBAUM DELICADA SUPERCORTE RETA SERRADA; B55810 TESOURA MAYO SUPERCORTE RETA SERRADA; B55820 TESOURA MAYO SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55822 TESOURA REES ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55830 TESOURA MAYO SUPERCORTE RETA SERRADA; B55831 TESOURA REES ELEVADOR DE FACE SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55709 TESOURA PARA TENOTOMIA



STEVENS SUPERCORTE RETA SERRADA; B55710 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55711 TESOURA METZENBAUM DELICADASUPERCORTE CURVA SERRADA; B55712 TESOURA METZENBAUM AFIADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55716 TESOURA JABALEY SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55717 TESOURA JABALEY SUPERCORTE RETA SERRADA; B55720 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE RETA SERRADA; B55721 TESOURA METZENBAUM DELICADA SUPERCORTE RETA SERRADA; B55722 TESOURA METZENBAUM AFIADA SUPERCORTE RETA SERRADA; B55725 TESOURA FOMON SUPERCORTE ANGULADA SERRADA; B55729 TESOURA ASTON SUPERCORTE ANGULADA SERRADA; B55750 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55751 TESOURA METZENBAUM DELICADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55752 TESOURA METZENBAUM AFIADA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55760 TESOURA METZENBAUM SUPERCORTE RETA SERRADA; B54940 TESOURA GOLDMAN FOX CURVA SERRADA; B54976 TESOURA KAYE SERRADA ONYX CURVA; B54978 TESOURA KAYE FREEMAN AFIADA ONYX CURVA SERRADA; B54980 TESOURA ASTON AFIADA ONYX CURVA SERRADA; B54981 TESOURA ASTON AFIADA ONYX CURVA SERRADA; B54992 TESOURA GORNEY AFIADA ONYX CURVA SERRADA; B54994 TESOURA GORNEY FREEMAN AFIADA ONYX CURVA SERRADA; B54996 TESOURA GORNEY FREEMAN AFIADA ONYX CURVA SERRADA; B55700 TESOURA ESTRABISMO SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55701 TESOURA ESTRABISMO SUPERCORTE RETA SERRADA; B55703 TESOURA DEVINE SUPERCORTE CURVA; B55705 TESOURA IRIS SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55706 TESOURA IRIS SUPERCORTE RETA SERRADA; B55707 TESOURA STEVENS TENOTOMIA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B55708 TESOURA STEVENS TENOTOMIA SUPERCORTE CURVA SERRADA; B54705 TESOURA IRIS ONYX CURVA; B54706 TESOURA IRIS ONYX DIREITA; B54708 TESOURA STEVENS ONYX TENOTOMIA CURVA; B54709 TESOURA STEVENS ONYX TENOTOMIA RETA; B59710 TESOURA METZENBAUM ONYX CURVA; B54750 TESOURA METZENBAUM ONYX CURVA; B54751 TESOURA METZENBAUM ONYX DELICADA CURVA; B54800 TESOURA MAYO ONYX CURVA REDONDA; B54810 TESOURA MAYO ONYX RETA REDONDA; B54820 TESOURA MAYO ONYX CURVA; B54830 TESOURA MAYO ONYX EM LINHA RETA; B54838 TESOURA TEBBETTS ONYX ANGULADA SERRADA; B54906 TESOURA KAYE ONYX SERRADA CURVA; B54911 TESOURA PAR ONYX CURVO; B54930 TESOURA PAR ONYXCVD; 133SAS-12R7 MICROTESOURA ADVENTITA RETA; B3SAS-15 MICROTESOURA LÂMINA LONGA ADVENTITA RETA; B3SAS-15R8 MICROTESOURA ADVENTITA RETA RH; B3SAS-15T MICROTESOURA LÂMINA SERRILHADA LONGA ADVENTITA DIREITA; B3SAS-18 MICROTESOURA LÂMINA LONGA ADVENTITARETA FH; B3SAS-18R8 MICROTESOURA ADVENTITA RETA RH; B3SAS-18-RV MICROTESOURA ALÇA REDONDA LÂMINA LISA VANNAS; B3SDC-12R7 MICROTESOURA ADVENTITA CURVA; B3SDC-15 MICROTESOURA LÂMINA DE DISSECÇÃO LONGA CURVA; B3SDC-15R8 MICROTESOURA LÂMINA DE DISSECÇÃO CURVA RH; B3SDC-15R8-T MICROTESOURA DE DISSECÇÃO SERRILHADA CURVA; B54600 TESOURA OPERAÇÃO AFIADA ONYX RETA; B54620 TESOURA TRABALHO AFIADO ONYX RETA; B54700 TESOURA ESTRABISMO ONYX CURVA; B54701 TESOURA ESTRABISMO ONYX RETA

CLASSE : I 80690340009

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

ENDO-MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS E CIENTÍFICOS LTDA - EPP 8.05334-2

Instrumental Para Endoscopia 25351.120229/2018-48

Câmulas Endoscópicas Endomaster

FABRICANTE : ENDOWORLD VERTRIEB UND EXPORT E.K. - ALEMANHA

VER02098/100>	VER02098/120>	VER02098/150>
VER02098/170>	VER02098/200>	VER02798/100>
VER02798/120>	VER02798/150>	VER02798/170>
VER02798/200>	PUK00799/330>	PUK00999/330>
PUK01299/330>	PUK01299/450>	PUK01499/330>
PUK01499/450>	PUK01599/330>	PUK01599/450>
PUK01899/330>	PUK01899/450>	ESK06098/160>
ESK06098/190>	ESK06098/235>	KNF04099/330>
KNF04099/450>	KNF04096/330>	KNF04096/450>
KNF04599>	MYO05099/330>	MYO10099/330>
MYO10099/420>	NHH02198.>	

CLASSE : I 80533420050

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME 8.11252-1

AGULHA PARA BIÓPSIA 25351.130354/2018-66

AGULHAS PARA BIÓPSIA MAARTEC

FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL

MT 033537.0 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA TIPO JAMSHIDI 8 G X 4" (10CM) ADULTO> MT 033537.1 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA TIPO JAMSHIDI 11 G X 4" (10CM) ADULTO> MT 033537.2 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA TIPO

JAMSHIDI 11 G X 6" (15CM) ADULTO> MT 033537.3 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA TIPO JAMSHIDI 13 G X 2" (5CM)PEDIÁTRICO> MT 033537.4 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA TIPO JAMSHIDI 13 G X 3" (9CM)PEDIÁTRICO"MT 033538.0 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA ROSENTHAL 18 G X 1" (2,54 CM)> MT 033538.1 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA ROSENTHAL 16 G X 3/4" (1,9 CM)> MT 033538.2 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA ROSENTHAL 16 G X 1 5/16" (3,33 CM)> MT 033538.3 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA ROSENTHAL 16 G X 2" (5CM)> , MT-03353-9.0 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA OSGOOD 1-9 G X 1/4" {1,27-CM}> MT 033539.1 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA OSGOOD 18 G X 1" (2,54CM)> MT 033539.2 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA OSGOOD 16 G X 1 5/16" (3,33CM)> MT 033540.0 AGULHA DE MEDULA ÓSSEA ILLINOIS 16 G X 1 5/8" (4,13 CM)>

CLASSE : II 81125210039

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

AGULHA PARA BIÓPSIA 25351.223405/2018-01

CONJUNTO DE AGULHAS PARA BIÓPSIA TIPO COPE

MAARTEC

FABRICANTE : G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME - BRASIL

MT 033536.0 AGULHA INTERNA PARA BIÓPSIA PLEURAL TIPO COPE 13 G X 3" COMESTILETE (7,62CM)

MT 033536.1 AMODRIL DE 13 G COM GANCHO PARA COLETA DE AMOSTRA

MT 033536.2 CÂNULA EXTERNA DE CALIBRE 11 G PA RA AGULHA PLEURAL TIPOCOPE

MT 033536.3 CÂNULA INTERNA DE CALIBRE 13 GP ARA AGULHA PLEURAL TIPOCOPE

MT 033536.4 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE 3" PARA AGULHA PLEURAL TIPO COPE

CLASSE : II 81125210040

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02477-0

Fio e cabo flexíveis não absorvíveis 25351.663645/2017-55

CABO GAMA - GMREIS

FABRICANTE : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

130-30 - Cabo Gama 1.1mm

CLASSE : III 10247700121

80095 - MATERIAL - Registro de Material Implantável em Ortopedia Nacional

HARTMANN IND COM PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1.01044-8

Fio Guia 25351.197384/2018-52

GUIA PARA SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL NUTRICAIR® COM ENFIT

FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA

NCE100GU: 06 : 08; 10; 12; 14; 16; 18 e NCE300GU: 06 : 08;

10; 12; 14; 16; 18

CLASSE : I 10104480050

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

HEXAGON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA 1.02097-8

Fixadores Externos 25351.197395/2018-32

CONECTORES PARA FIXADOR EXTERNO MODULAR

FABRICANTE : HEXAGON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL

CONECTORES CÓDIGOS (2.014.3015) (2.015.30) (2.017.4040)

CLASSE : I 10209780108

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.00465-3

Sistema de Fixacao Externa 25351.212920/2018-57

fixador externo

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Componentes do Sistema: COD. 262 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - F.U.1012 02 Conectores Alumínio 02 Parafusos

Cabeça Sextava 01 Haste Rosqueada 01 Haste Redonda Lisa COD. 263 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - F.U.1012A 03

Conectores Alumínio 03 Parafusos Cabeça Sextava 01 Haste Rosqueada 01 Haste Redonda Lisa

CLASSE : I 80046530018

80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

Sistema de Fixacao Externa 25351.212949/2018-39

FIXADOR EXTERNO

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Componentes do Sistema: COD. 252 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO - T.F. 1003 (HASTE 300MM) 02 Hastes Alumínio

300 mm 04 Arruelas Teflon/Nylon 04 Conectores P/ Pinos 04 Conectores P/ Haste 04 Parafusos Sextavado 04 Arruelas Lisas

COD. 257 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO - R.U. 1007 (HASTE 200MM) 02 Hastes Alumínio 200 mm 04 Conectores P/

Pinos 04 Conectores P/ Haste 04 Arruelas Teflon/Nylon 04 Parafusos Sextavados 04 Arruelas Lisas COD. 268 - FIXADOR

EXTERNO DINAMICO - T.F. 1015 (HASTE 300MM) 02 Hastes Alumínio 300 mm 04 Conectores P/ Pinos 04 Conectores P/ Haste

04 Parafusos Sextavado 04 Arruelas Lisas 16 Parafuso Allen S/ Cabeça

CLASSE : I 80046530019

80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

Sistema de Fixacao Externa 25351.212951/2018-16

Fixador Externo

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Componentes do sistema: COD. 264 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U. 1013 02 Plataformas Articuladas Alumínio

04 Parafusos Allen S/ Cabeça 01 Tubo P/ Compressão / Distração COD. 265 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - U.1013 02

Plataformas Articuladas Alumínio 02 Plataformas Fixas Alumínio 06 Parafusos Allen S/ Cabeça 01 Tubo P/ Compressão / Distração

COD. 266 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - T.F. 1014/4 02 Plataformas Artic. Alumínio 04 Parafusos Allen S/ Cabeça 01

Tubo P/ Compressão / Distração COD. 267 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - F.T. 1014/6 02 Plataformas Artic.

Alumínio 02 Plataformas Fixas Alumínio 06 Parafusos Allen S/ Cabeça 01 Tubo P/ Compressão / Distração

CLASSE : I 80046530020

80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

Sistema de Fixacao Externa 25351.212952/2018-52

Fixador Externo

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Componentes do Sistema: COD. 258 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008 02 Plataformas Alumínio 06 Parafusos

Allen S/ Cabeça 01 Corpo Central COD. 261 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - F.M.1011 02 Plataformas Alumínio

04 Parafusos Allen S/ Cabeça 01 Corpo Central COD. 269 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO - T.F. 1017 02 Plataformas

Alumínio 08 Parafusos Allen S/ Cabeça 01 Corpo Central COD. 270 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO - F.T. 1018 02

Plataformas Alumínio 08 Parafusos Allen S/ Cabeça 01 Corpo Central

CLASSE : I 80046530021

80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

Sistema de Fixacao Externa 25351.212955/2018-96

Fixador Externo

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

- Componentes do Sistema COD. 250 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - T.F.1001 02 Plataformas Alumínio 08 Parafusos

Allen S/ Cabeça Rosca 5/16" 02 Parafusos Allen S/ Cabeça Rosca M10 01 Corpo Central Sextavada COD. 251 - FIXADOR

EXTERNO DINAMICO - T.F. 1002 02 Plataformas Alumínio 08 Parafusos Allen S/ Cabeça Rosca 5/16" 01 Corpo Central

Sextavada COD. 255 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO - U. 1005 02 Plataformas Alumínio 04 Parafusos Allen S/ Cabeça

Rosca 5/16" 01 Corpo Central Sextavada COD. 256 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - U. 1006 02 Plataformas Alumínio 04

Parafusos Allen S/ Cabeça Rosca 5/16" 02 Parafusos Allen S/ Cabeça Rosca M10 01 Corpo Central Sextavada

CLASSE : I 80046530022

80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

Fixadores Externos 25351.212916/2018-99

FIXADOR EXTERNO TUBULAR

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

(2644)> (2645)> (2646)> (2647)> (2648)> (2649)> (2650)> (2651)> (2652)> (2653)> (2654)> (2655)> (2656)> (2657)> Hastes códigos:>

CLASSE : I 80046530023

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Fixadores Externos 25351.212941/2018-72

FIXADOR EXTERNO TUBULAR

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

(2029)> (2194)> (2195)> (2196)> (2197)> (2198)> (2199)> (2247)> (2658)> (2659)> (2660)> (2661)> (2662)> (2663)> (2664)> (2665)> (2666)> (2667)> (2668)> (2669)> (2670)> (2671)> Hastes códigos:>

CLASSE : I 80046530024

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Sistema de Fixacao Externa 25351.212963/2018-32

FIXADOR EXTERNO

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Componentes do Sistema: COD. 271 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO - R.U. 1021 02 Conectores Alumínio 01 Parafuso Allen com Cabeça
CLASSE : I 80046530025
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional

IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA 1.01087-7
Núcleo acetabular misto para artroplastia de quadril25351.602012/2017-71

COPA DUAL CBI
FABRICANTE : IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA - BRASIL

0842-028-056 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø49MM>
0842-028-058 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø51MM>
0842-028-060 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø53MM>
0842-028-062 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø55MM>
0842-028-064 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø57MM>
0842-028-066 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø59MM>
0842-028-068 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø61MM>
0842-028-070 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø63MM>
0842-022-064 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø57MM>
0842-022-066 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø59MM>
0842-022-068 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø61MM>
0842-022-070 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø63MM>
0842-028-050 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø43MM>
0842-028-052 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø45MM>
0842-028-054 INSERT POLIETILENO Ø28MM X Ø47MM>
0842-CUP-044 CÚPULA METÁLICO Ø44 MM> 0842-CUO-070 CÚPULA METÁLICO Ø70 MM> 0842-CUP-046 CÚPULA METÁLICO Ø46 MM> 0842-CUP-048 CÚPULA METÁLICO Ø48 MM> 0842-CUP-050 CÚPULA METÁLICO Ø50 MM> 0842-CUP-052 CÚPULA METÁLICO Ø52 MM> 0842-CUP-054 CÚPULA METÁLICO Ø54 MM> 0842-CUP-056 CÚPULA METÁLICO Ø56 MM> 0842-CUP-058 CÚPULA METÁLICO Ø58 MM> 0842-CUP-060 CÚPULA METÁLICO Ø60 MM> 0842-CUP-062 CÚPULA METÁLICO Ø62 MM> 0842-CUP-064 CÚPULA METÁLICO Ø64 MM> 0842-CUP-066 CÚPULA METÁLICO Ø66 MM> 0842-CUP-068 CÚPULA METÁLICO Ø68 MM> 0842-022-044 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø37MM> 0842-022-046 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø39MM> 0842-022-048 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø41MM> 0842-022-050 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø43MM> 0842-022-052 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø45MM> 0842-022-054 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø47MM> 0842-022-056 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø49MM> 0842-022-058 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø51MM> 0842-022-060 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø53MM> 0842-022-062 INSERT POLIETILENO Ø22MM X Ø55MM>

CLASSE : III 10108770131

80093 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Nacional

Imphorseau Comércio, Importações e Exportações Ltda 8.13684-6
Cabos 25351.223401/2018-14

CABOS DE TITÂNIO MJK INSTRUMENTS
FABRICANTE : MJK INSTRUMENTS - FRANÇA
IH002T
IH001T

CLASSE : I 81368460003

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Cabos 25351.223385/2018-60

CABOS MJK INSTRUMENTS
FABRICANTE : MJK INSTRUMENTS - FRANÇA
IH001
IH002

CLASSE : I 81368460004

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Inovações biológicas comercial ltda. 8.14075-9

CIMENTO ORTOPÉDICO, COM MEDICAMENTO 25351.696500/2017-31

CIMENTO ORTOPÉDICO COM ANTIBIÓTICO LEADER
FABRICANTE : EUROPEAN MEDICAL CONTRACT MANUFACTURING BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)

247113 - Cimento Ortopédico com Antibiótico Genta C-Ment 3
247109 - Cimento Ortopédico com Antibiótico Genta C-Ment 1 (2x20)
247112 - Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader Genta C-Ment 1

CLASSE : IV 81407590001

80092 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Importado

CIMENTO ORTOPÉDICO, SEM MEDICAMENTO 25351.696497/2017-55

CIMENTO ORTOPÉDICO LEADER
FABRICANTE : EUROPEAN MEDICAL CONTRACT MANUFACTURING BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)

247110 - Cimento Ortopédico Leader C-Ment 1247108 - Cimento Ortopédico Leader C-Ment 1 (2x20)247111 - Cimento Ortopédico Leader C-Ment 3

CLASSE : III 81407590002

80092 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Importado

JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME 8.09854-4

Vestimenta Hospitalar 25351.217550/2018-44

VESTIMENTAS DESCARTÁVEIS LAMINADAS BETEL
FABRICANTE : JSM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME - BRASIL
AVENTAL LAMINADO P, M, G, GG, EXG
AVENTAL PARA EXPURGO P, M, G, GG, EXG
CAMISA LAMINADA P, M, G, GG, EXG

Versões com ribana nas mangas

com elástico nas mangas

com ou sem dedal. Cores Azul, branca e verde

CLASSE : I 80985440012

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

KACIL INDUSTRIA E COM LTDA 1.03255-1

Instrumento para preparo e processamento de amostras - fase pré-analítica25351.073087/2018-12

CENTRÍFUGA PARA LABORATÓRIO

FABRICANTE : KACIL INDUSTRIA E COM LTDA - BRASIL
CE03

CLASSE : I 10325510003

8434 - IVD - Cadastro de produto nacional

KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 8.11116-1

Ortese de Membros 25351.197420/2018-88

FAMÍLIA DE ORTESE PARA MEMBROS E ARTICULAÇÕES
FABRICANTE : KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - BRASIL

MODELOS:KSN071 SUPORTE DE PUNHO AJUSTÁVEL KSN072 MUNHEQUEIRA COM TALA POLEGARAJUSTÁVEL(BILATERAL) KSN073 SUPORTE AJUSTÁVEL PARA TORNOZELO KSN074 SUPORTE AJUSTÁVEL PARA COTOVELO KSN075 MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL KSN076 JOELHEIRA AJUSTÁVEL KSN077 MUNHEQUEIRA COM TALA PARA DEDOS KSN078 JOELHEIRA CROSSFIT KSN079 JOELHEIRA INFRA PATELAR

CLASSE : I 81111610003

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

KOLPLAST C I S.A. 1.02376-1

Kit Instrumental 25351.601767/2017-58

KIT ANTISSEPZIA DESCARTÁVEL

FABRICANTE : KOLPLAST C I S.A. - BRASIL

KIT ANTISSEPZIA DESCARTÁVEL

CLASSE : I 10237610138

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

Kit Cirurgico 25351.601757/2017-12

KIT CURATIVO DESCARTÁVEL COM TESOURA

FABRICANTE : KOLPLAST C I S.A. - BRASIL

KIT CURATIVO DESCARTÁVEL COM TESOURA - CAMPO 40X40; KIT CURATIVO DESCARTÁVEL COM TESOURA - CAMPO 50X50; KIT CURATIVO DESCARTÁVEL COM TESOURA - CAMPO 60X60; KIT CURATIVO DESCARTÁVEL COM TESOURA - CAMPO 80X80.

Componentes do conjunto: 01 Pinça Anatomica, 01 Pinça Kelly, 01 Tesoura Iris, 01 Pinça Dente de Rato e 01 Campo Cirúrgico Pleno.

CLASSE : I 10237610139

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

LAB MEDICAL SOLUTIONS INSTRUMENTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8.06932-4

Elemento de Trabalho 25351.191564/2018-21

ELEMENTO DE TRABALHO PASSIVO COLIBRI SYSTEM 16 Fr.

FABRICANTE : AMERICAN MEDICAL ENDOSCOPY - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

STS-HYS-150-00 - ELEMENTO DE TRABALHO PASSIVO COLIBRI SYSTEM 16 Fr.

CLASSE : II 80693249002

8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A 8.01369-9

Aparelho Para Hemodialise 25351.106386/2018-41

Omni - Máquina para Diálise Aguda

FABRICANTE : B. BRAUN AVITUM AG - ALEMANHA

CLASSE : III 80136990888

8049 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento Importado, de Médio e Pequeno Porte

LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 1.00522-2

Condicionadores Acidos 25351.110933/2018-92

ÁCIDO FLUORÍDRICO

FABRICANTE : LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - BRASIL

Ácido Fluorídrico 5%, Ácido Fluorídrico 10%.

CLASSE : II 10052220034

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Linnet do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Medicos Hospitalares Ltda.8.12987-7
Cama Motorizada 25351.064471/2018-24

LEITO HOSPITALAR PEDIÁTRICO

FABRICANTE : LINET SPOL. S R.O - TCHECA, REPUBLICA
TOM 2

CLASSE : I 81298770016

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

MANDALA BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA8.06863-6

SISTEMAS INTERNOS DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL25351.445833/2017-05

U.L.I.S

FABRICANTE : SPINEVISION S.A.S - FRANÇA

IS2-M425T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M430T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M435T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M440T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M445T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M535T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M540T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M545T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M550T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M555T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M560T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M635T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M640T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M645T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M650T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M655T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M660T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M735T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M740T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M745T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M750T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M755T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M760T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M835T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M840T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M845T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M850T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M855T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M860T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M865T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M870T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M875T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M880T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M885T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M890T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1035T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1040T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1045T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1050T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1055T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1060T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1065T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1070T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1075T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1080T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1085T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-M1090T PARAFUSO MULTIAXIAL U.L.I.S.; IS2-MR425T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR430T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR435T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR440T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR445T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR450T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR525T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR530T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR535T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR540T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR545T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR550T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR555T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR560T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR625T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR630T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR635T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR640T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR645T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR650T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR655T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR660T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR730T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR735T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR740T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR745T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR750T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR755T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR760T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR830T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR835T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR840T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR845T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR850T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR855T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR860T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR865T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR870T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR875T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR880T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR885T PARAFUSO MULTIAXIAL DE



REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR890T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1030T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1035T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1040T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1045T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1050T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1055T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1060T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1065T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1070T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1075T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1080T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1085T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-MR1090T PARAFUSO MULTIAXIAL DE REDUÇÃO U.L.I.S.; IS2-S425T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S430T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S435T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S440T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S445T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S535T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S540T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S545T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S550T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S555T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S560T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S635T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S640T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S645T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S650T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S655T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S660T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S735T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S740T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S745T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S750T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S755T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S760T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S835T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S840T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S845T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S850T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S855T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S860T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S865T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S870T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S875T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S880T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S885T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S890T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1035T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1040T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1045T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1050T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1055T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1060T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1065T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1070T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1075T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1080T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1085T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; IS2-S1090T PARAFUSO MONOBLOCO U.L.I.S.; MS1-L100T PARAFUSO DE TRAVAMENTO LUMIS; U1 - R604HC HASTE RÍGIDA; U1 - R605HC HASTE RÍGIDA; U1 - R606HC HASTE RÍGIDA; U1 - R607HC HASTE RÍGIDA; U1 - R608HC HASTE RÍGIDA; U1 - R609HC HASTE RÍGIDA; U1 - R610HC HASTE RÍGIDA; U1 - R612HC HASTE RÍGIDA; U1 - R615HC HASTE RÍGIDA; U1 - R620HC HASTE RÍGIDA; U1 - R625HC HASTE RÍGIDA; U1 - R630HC HASTE RÍGIDA; U1 - R635HC HASTE RÍGIDA; U1 - R640HC HASTE RÍGIDA; U1 - R642HC HASTE RÍGIDA; U1 - R645HC HASTE RÍGIDA; U1 - R650HC HASTE RÍGIDA; U1 - R655HC HASTE RÍGIDA; U1 - R660HC HASTE RÍGIDA; L2-R604HT HASTE HEXAGONAL; L2-R605HT HASTE HEXAGONAL; L2-R606HT HASTE HEXAGONAL; L2-R607HT HASTE HEXAGONAL; L2-R608HT HASTE HEXAGONAL; L2-R609HT HASTE HEXAGONAL; L2-R610HT HASTE HEXAGONAL; L2-R612HT HASTE HEXAGONAL; L2-R614HT HASTE HEXAGONAL; L2-R625HT HASTE HEXAGONAL; L2-R642HT HASTE HEXAGONAL; L2-R650HT HASTE HEXAGONAL; L2-R660HT HASTE HEXAGONAL; L2-R604CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R605CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R606CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R607CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R608CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R609CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R610CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R612CHT HASTE PRÉ CURVADA; L2-R614CHT HASTE PRÉ CURVADA; CLASSE : III 80686360171 80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado

MDS HOSPITALAR LTDA - ME 8.09435-7 Escalpes 25351.666340/2017-03 Agulhas Subcutâneas HigH-Flo FABRICANTE : RMS MEDICAL PRODUCTS. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA RMS62604; RMS62606; RMS62609; RMS62612; RMS62614; RMS52604; RMS52606; RMS52609; RMS52612; RMS52614; RMS42604; RMS42606; RMS42609; RMS42612; RMS42614; RMS32604; RMS32606; RMS32609; RMS32612; RMS32614; RMS22604; RMS22606; RMS22609; RMS22612; RMS22614; RMS12604; RMS12606; RMS12609; RMS12612; RMS12614; RMS42406; RMS42409; RMS42412; RMS32406; RMS32409; RMS32412; RMS32414; RMS22406; RMS22409; RMS22412; RMS22414; RMS12404; RMS12406; RMS12409; RMS12412; RMS12414.

CLASSE : II 80943570002 80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.00473-0 Debridador 25351.023373/2017-01 IrriSept® SISTEMA DE LIMPEZA DE DEBRIDAMENTO DE FERIDAS FABRICANTE : Irrimax Corporation - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ISEPT - 403BRA: 01 frasco de Irrispet de 450ml, 1 frasco de Irririns de 450ml e 03 aplicadores LT SplatterGuard, IrriProbe e SplatterGuard. CLASSE : IV 80047300685 80087 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Material de Uso Médico Importado

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9 Estabilizador de Tecido 25351.212474/2018-81 Estabilizador de Tecido Octopus 4.3 FABRICANTE : MEDTRONIC, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 29403 - Estabilizador de Tecido Octopus 4.3 composto por: 01 Estabilizador de Tecido Octopus 4.3 e 01 conjunto de tubos. CLASSE : II 10339190724 80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA8.07409-5 KIT PARA INTRODUÇÃO DE CATETER VASCULAR, DIRIGÍVEL25351.490565/2017-74 Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP FABRICANTE : Merit Medical System, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA PLSS-1006 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 6 Fr, 13 cm, PLSS-1007 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 7 Fr, 13 cm, PLSS-1008 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 8 Fr, 13 cm, PLSS-1008.5 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 8.5 Fr, 13 cm, PLSS-1009 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 9 Fr, 13 cm, PLSS-1009.5 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 9.5 Fr, 13 cm, PLSS-1010 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 10 Fr, 13 cm, PLSS-1010.5 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 10.5 Fr, 13 cm, PLSS-1011 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 11 Fr, 13 cm, PLSS-1012 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 12 Fr, 13 cm, PLSS-1012.5 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 12.5 Fr, 13 cm, PLSS-2506 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 6 Fr, 25 cm, PLSS-2507 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 7 Fr, 25 cm, PLSS-2508 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 8 Fr, 25 cm, PLSS-2509 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 9 Fr, 25 cm, PLSS-2510 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 10 Fr, 25 cm, PLSS-2510.5 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 10.5 Fr, 25 cm, PLSS-2511 -Bainha Introdutora Divisível Prelude SNAP 11 Fr, 25 cm. CLASSE : IV 80740950098 80087 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Material de Uso Médico Importado

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 8.15963-2 Lancetador 25351.116314/2018-10 LANCETADOR GLUCOSURE MULTILASER FABRICANTE : SteriLance Medical (SuZhou) Inc. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR STERILANCE - LDE CLASSE : II 81596329003 8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.12107-7 Eletrodo de estimulação elétrica transcutânea25351.144765/2018-39 ELETRODO DE FISIOTERAPIA FABRICANTE : NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL TEONIF3545 - Eletrodo de fisioterapia de 35x 45 mm com conector de 2 mm> TEONIF4090 - Eletrodo de fisioterapia de 40x 90 mm com conector de 2 mm> TEONIF5045 - Eletrodo de fisioterapia de 50x 45 mm com conector de 2 mm> TEONIF5090 - Eletrodo de fisioterapia de 50x 90 mm com conector de 2 mm> TEONIS3545 - Eletrodo de fisioterapia de 35x 45 mm com conector snap> TEONIS4090 - Eletrodo de fisioterapia de 40x 90 mm com conector snap> TEONIS5045 - Eletrodo de fisioterapia de 50x 45 mm com conector snap> TEONIS5090 - Eletrodo de fisioterapia de 50x 90 mm com conector snap> TEON2F50100 - Eletrodo de fisioterapia de 50x 100 mm com 2 conectores de 2 mm> TEOT3545 - Eletrodo de fisioterapia de 35x 45 mm sem cabo> TEOT5090 - Eletrodo de fisioterapia de 50x 90 mm sem cabo> TEPT4060 - Eletrodo de fisioterapia de 40x 60 mm sem cabo> CLASSE : II 81210770031 80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional

NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 8.11753-1

Instrumento para análise de gases sanguíneos, íons ou pH25351.051602/2018-11 Analisador Stat Profile Prime® Plus FABRICANTE : NOVA BIOMEDICAL CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Analisador Stat Profile Prime® Plus (Código: 57819) CLASSE : II 81175310076 8436 - IVD - Cadastro de produto importado

NOVELTY COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA8.12820-9 KIT DE ANESTESIA COM LOCALIZADOR DE NERVO, DE ADMINISTRAÇÃO ÚNICA25351.193830/2018-50 CÂNULAS DE BLOQUEIO DE NERVOS PERIFÉRICOS POR ESTIMULAÇÃO FABRICANTE : TEMENA GMBH - ALEMANHA UPA 150 - CÓDIGO:02150-21> UPB 90 - CÓDIGO: 92090-21> UPA 25 - CÓDIGO: 02025-24> UPA 50 - CÓDIGO: 02050-23> UPA 50 - CÓDIGO:02050-22> UPA 70 - CÓDIGO: 02070-22> UPA 90 - CÓDIGO: 02090-21> UPA 90 - CÓDIGO:02090-22> UPB 100 - CÓDIGO: 83100-21> UPB 150 - CÓDIGO: 83150-21> UPB 150 - CÓDIGO: 92150-21> UPB 25 - CÓDIGO: 92025-24> UPB 25 - CÓDIGO:83025-24> UPB 30 - CÓDIGO: 83030-22> UPB 35 - CÓDIGO: 83035-24> UPB 35 - CÓDIGO: 92035-24> UPB 50 - CÓDIGO: 83050-22> UPB 50 - CÓDIGO: 92050-22> UPB 50 - CÓDIGO: 92050-23> UPB 70 - CÓDIGO: 83070-22> UPB 70 - CÓDIGO: 92070-22> UPB 70 - CÓDIGO: 92070-23> UPB 90 - CÓDIGO: 83090-21> UPB 90 - CÓDIGO: 92090-22> UPB120 - CÓDIGO: 83120-21> UPB120 - CÓDIGO: 92120-21> UPM 120 - CÓDIGO: 82120-21> UPM 150 - CÓDIGO: 82150-21.> UPM 25 - CÓDIGO: 82025-24> UPM 50 - CÓDIGO: 82050-22> UPM 70 - CÓDIGO: 82070-22> UPM 90 - CÓDIGO: 82090-21> CLASSE : II 81282090019 80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 8.12469-8 TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA (TGP OU ALT)25351.054604/2018-54 Produto para Imunodiagnóstico VITROS - Reagente para teste de quantificação de ALTV (6844288) FABRICANTE : ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Cada embalagem do reagente contém: 300 slides (05 cartuchos com 60 slides) CLASSE : II 81246986838 8436 - IVD - Cadastro de produto importado

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA 8.02233-4 Aparelho Para Ordenha de Leite Materno 25351.217397/2018-55 BOMBA MANUAL TIRA LEITE MATERNO. FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL MODELOS: 01. BOMBA MANUAL TIRA LEITE MATERNO - ORTHO PAUHER REF.: 4600; 02. BOMBA MANUAL TIRA LEITE MATERNO - DAUF REF.: DAUF4600; 03. BOMBA MANUAL TIRA LEITE MATERNO - NEEDS REF.: ND4600 ASSESSÓRIOS: TAMP A E SUPORTE DE MESA CLASSE : I 80223340065 80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

ORTOSPINE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.8.04543-8 HASTES ÓSSEAS 25351.192129/2018-13 Sistema de Haste Femoral PICCOLO COMPOSITE FABRICANTE : CarboFix Orthopedics Ltd - ISRAEL 5PRFN10160-Haste Femoral, 5,0, 10 x 160 mm> 5PRFN10200-Haste Femoral, 5,0, 10 x 200 mm> 5PRFN10300-Haste Femoral, 5,0, 10 x 300 mm> 5PRFN10320-Haste Femoral, 5,0, 10 x 320 mm> 5PRFN10340-Haste Femoral, 5,0, 10 x 340 mm> 5PRFN10360-Haste Femoral, 5,0, 10 x 360 mm> 5PRFN10380-Haste Femoral, 5,0, 10 x 380 mm> 5PRFN10400-Haste Femoral, 5,0, 10 x 400 mm> 5PRFN10420-Haste Femoral, 5,0, 10 x 420 mm> 5PRFN11160-Haste Femoral, 5,0, 11 x 160 mm> 5PRFN11200-Haste Femoral, 5,0, 11 x 200 mm> 5PRFN11300-Haste Femoral, 5,0, 11 x 300 mm> 5PRFN11320-Haste Femoral, 5,0, 11 x 320 mm> 5PRFN11340-Haste Femoral, 5,0, 11 x 340 mm> 5PRFN11360-Haste Femoral, 5,0, 11 x 360 mm> 5PRFN11380-Haste Femoral, 5,0, 11 x 380 mm> 5PRFN11400-Haste Femoral, 5,0, 11 x 400 mm> 5PRFN11420-Haste Femoral, 5,0, 11 x 420 mm> 5PRFN12160-Haste Femoral, 5,0, 12 x 160 mm> 5PRFN12200-Haste Femoral, 5,0, 12 x 200 mm> 5PRFN12300-Haste Femoral, 5,0, 12 x 300 mm> 5PRFN12320-Haste Femoral, 5,0, 12 x 320 mm> 5PRFN12340-Haste Femoral, 5,0, 12 x 340 mm> 5PRFN12360-Haste Femoral, 5,0, 12 x 360 mm> 5PRFN12380-Haste Femoral, 5,0, 12 x 380 mm> 5PRFN12400-Haste Femoral, 5,0, 12 x 400 mm> 5PRFN12420-Haste Femoral, 5,0, 12 x 420 mm> PPFN11180-Haste Femoral Proximal 11 x 180 mm> PCST50200-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 20,0 mm> PCST50225-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 22,5 mm> PCST50250-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 25,0 mm> PCST50275-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 27,5 mm> PCST50300-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 30,0 mm> PCST50325-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 32,5 mm> PCST50350-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 35,0 mm> PCST50375-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 37,5 mm>

PCST50400-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 40,0 mm>
PCST50425-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 42,5 mm>
PCST50450-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 45,0 mm>
PCST50475-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 47,5 mm>
PCST50500-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 50,0 mm>
PCST50525-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 52,5 mm>
PCST50550-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 55,0 mm>
PCST50575-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 57,5 mm>
PCST50600-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 60,0 mm>
PCST50650-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 65,0 mm>
PCST50700-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 70,0 mm>
PCST50750-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 75,0 mm>
PCST50800-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 80,0 mm>
PCST50850-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 85,0 mm>
PCST50900-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 90,0 mm>
PCST50950-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 95,0 mm>
PCST51000-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 100,0 mm>
PCST51050-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 105,0 mm>
PCST51100-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 110,0 mm>
PCST51150-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 115,0 mm>
PCST51200-Parafuso Cortical Haste Tibial/Femoral 5 x 120,0 mm>
PTNC9000-Tampa de Haste Tibial/Femoral, 4 mm> PTNC9008-Tampa de Haste Tibial/Femoral, 8 mm> PTNC9012-Tampa de Haste Tibial/Femoral, 12 mm>
CLASSE : III 80454380096
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado

OSTEOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME 8.00719-1

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.192021/2018-21

Sistema de Fixação Crânio-Maxilo-Facial

FABRICANTE : OSTEOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES LTDA ME - BRASIL

30.052.00401 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 4 mm> 30.052.00402 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 5 mm> 30.052.00403 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 6 mm> 30.052.00404 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 7 mm> 30.052.00405 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 8 mm> 30.052.00406 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 9 mm> 30.052.00407 Parafuso Auto Roscante Ø1,0 x 10 mm> 30.052.01401 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 4 mm> 30.052.01402 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 5 mm> 30.052.01403 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 6 mm> 30.052.01404 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 7 mm> 30.052.01405 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 8 mm> 30.052.01406 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 9 mm> 30.052.01407 Parafuso Auto Roscante Ø1,3 x 10 mm> 30.052.00501 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 4 mm> 30.052.00502 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 5 mm> 30.052.00503 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 6 mm> 30.052.00504 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 7 mm> 30.052.00505 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 8 mm> 30.052.00506 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 9 mm> 30.052.00507 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 10 mm> 30.052.00508 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 11 mm> 30.052.00509 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 12 mm> 30.052.00510 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 13 mm> 30.052.00511 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 14 mm> 30.052.00512 Parafuso Auto Roscante Ø1,5 x 15 mm> 30.052.01903 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 6 mm> 30.052.01601 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 4 mm (Emergência)> 30.052.01602 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 5 mm (Emergência)> 30.052.01603 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 6 mm (Emergência)> 30.052.01604 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 7 mm (Emergência)> 30.052.01605 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 8 mm (Emergência)> 30.052.01606 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 9 mm (Emergência)> 30.052.01607 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 10 mm (Emergência)> 30.052.01608 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 11 mm (Emergência)> 30.052.01609 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 12 mm (Emergência)> 30.052.01610 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 13 mm (Emergência)> 30.052.01611 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 14 mm (Emergência)> 30.052.01612 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 15 mm (Emergência)> 30.052.01613 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 16 mm (Emergência)> 30.052.01615 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 18 mm (Emergência)> 30.052.01614 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 17 mm (Emergência)> 30.052.01616 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 19 mm (Emergência)> 30.052.01617 Parafuso Auto Roscante Ø2,3 x 20 mm (Emergência)> 30.052.00701 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 4 mm> 30.052.00702 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 5 mm> 30.052.00703 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 6 mm> 30.052.00704 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 7 mm> 30.052.00705 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 8 mm> 30.052.00706 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 9 mm> 30.052.01710 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 13 mm (Emergência)> 30.052.01711 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 14 mm (Emergência)> 30.052.01712 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 15 mm (Emergência)> 30.052.01713 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 16 mm (Emergência)> 30.052.01714 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 17 mm (Emergência)> 30.052.01715 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 18 mm (Emergência)> 30.052.01716 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 19 mm (Emergência)> 30.052.01717 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 20 mm (Emergência)> 30.052.01801 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 4 mm> 30.052.01802 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 5 mm> 30.052.01803 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 6 mm> 30.052.01804 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 7 mm> 30.052.01805 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 8 mm> 30.052.01806 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 9 mm> 30.052.01807 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 10 mm> 30.052.01808 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 11 mm> 30.052.01809 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 12 mm> 30.052.01810 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 13 mm> 30.052.01811 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 14 mm> 30.052.01812 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 15 mm> 30.052.01813 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 16 mm> 30.052.01814 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 17 mm>

30.052.01815 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 18 mm> 30.052.01816 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 19 mm> 30.052.01817 Parafuso para Amarração Ø1,5 x 20 mm> 30.052.01901 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 4 mm> 30.052.01902 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 5 mm> 30.052.00707 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 10 mm> 30.052.00708 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 11 mm> 30.052.00709 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 12 mm> 30.052.00710 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 13 mm> 30.052.00711 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 14 mm> 30.052.00712 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 15 mm> 30.052.00713 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 16 mm> 30.052.00714 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 17 mm> 30.052.00715 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 18 mm> 30.052.00716 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 19 mm> 30.052.00717 Parafuso Auto Roscante Ø2,4 x 20 mm> 30.052.01701 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 4 mm (Emergência)> 30.052.01702 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 5 mm (Emergência)> 30.052.01703 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 6 mm (Emergência)> 30.052.01704 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 7 mm (Emergência)> 30.052.01705 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 8 mm (Emergência)> 30.052.01706 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 9 mm (Emergência)> 30.052.01707 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 10 mm (Emergência)> 30.052.01708 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 11 mm (Emergência)> 30.052.01709 Parafuso Auto Roscante Ø2,7 x 12 mm (Emergência)> 30.052.01904 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 7 mm> 30.052.01905 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 8 mm> 30.052.01906 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 9 mm> 30.052.01907 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 10 mm> 30.052.01908 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 11 mm> 30.052.01909 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 12 mm> 30.052.01910 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 13 mm> 30.052.01911 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 14 mm> 30.052.01912 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 15 mm> 30.052.01913 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 16 mm> 30.052.01914 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 17 mm> 30.052.01915 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 18 mm> 30.052.01916 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 19 mm> 30.052.01917 Parafuso para Amarração Ø2,0 x 20 mm> 30.052.00001 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 4 mm> 30.052.00002 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 5 mm> 30.052.00003 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 6 mm> 30.052.00004 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 7 mm> 30.052.00005 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 8 mm> 30.052.00006 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 9 mm> 30.052.00007 Parafuso Auto Perfurante Ø1,0 x 10 mm> 30.052.00101 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 4 mm> 30.052.00105 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 8 mm> 30.052.00106 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 9 mm> 30.052.00107 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 10 mm> 30.052.00102 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 5 mm> 30.052.00103 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 6 mm> 30.052.00104 Parafuso Auto Perfurante Ø1,5 x 7 mm> 30.052.00201 Parafuso Auto Perfurante Ø2,0 x 4 mm> 30.052.00202 Parafuso Auto Perfurante Ø2,0 x 5 mm> 30.052.00203 Parafuso Auto Perfurante Ø2,0 x 6 mm> 30.052.15121 Micro Placa Burr Ø15mm - Sistema 1.5> 30.052.15122 Micro Placa Burr Ø18mm - Sistema 1.5> 30.052.15123 Micro Placa Burr Ø21mm - Sistema 1.5> 30.052.15124 Micro Placa Burr Ø24mm - Sistema 1.5> 30.052.15125 Micro Placa Burr com Dreno Ø12mm - Sistema 1.5> 30.052.15126 Micro Placa Burr com Dreno Ø15mm - Sistema 1.5> 30.052.15127 Micro Placa Burr com Dreno Ø18mm - Sistema 1.5> 30.052.15128 Micro Placa Burr com Dreno Ø21mm - Sistema 1.5> 30.052.15129 Micro Placa Burr com Dreno Ø24mm - Sistema 1.5> 30.052.15141 Micro Placa X 5 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15137 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 5mm - Sistema 1.5> 30.052.15138 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5> 30.052.15139 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5> 30.052.15140 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5> 30.052.15142 Micro Placa X 9 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15130 Micro Placa Y 5 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15131 Micro Placa Y 5 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5> 30.052.15132 Micro Placa Y 5 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5> 30.052.15250 Micro Placa Y 5 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5> 30.052.15133 Micro Placa Y 6 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15134 Micro Placa Y 6 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5> 30.052.15135 Micro Placa Y 6 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5> 30.052.15136 Micro Placa Y 6 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5> 30.052.15143 Micro Placa Z Direita Pequena - Sistema 1.5> 30.052.15144 Micro Placa Z Direita Média - Sistema 1.5> 30.052.15145 Micro Placa Z Esquerda Pequena - Sistema 1.5> 30.052.15146 Micro Placa Z Esquerda Média - Sistema 1.5> 30.052.15188 Tela Maleável 30x30 mm - Sistema 1.5> 30.052.15189 Tela Maleável 60x60 mm - Sistema 1.5> 30.052.15190 Tela Quadrada 12 x 12 mm - Sistema 1.5> 30.052.15001 Micro Placa L 4 Furos Direita Fine - Sistema 1.5> 30.052.20197 Mini Placa Sagital com Ponte 18,5mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20172 Mini Placa para Mentoplastia Total com Avanço 0mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20173 Mini Placa para Mentoplastia Total com Avanço 4mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20174 Mini Placa para Mentoplastia Total com Avanço 6mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20175 Mini Placa para Mentoplastia Total com Avanço 8mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20176 Mini Placa para Mentoplastia Total com Avanço 10mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20177 Mini Placa para Mentoplastia Total com Avanço 14mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20186 Mini Placa Chin com Avanço de 2,5mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20187 Mini Placa Chin com Avanço de 4mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20188 Mini Placa Chin com Avanço de 6mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20189 Mini Placa Chin com Avanço de 8mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20190 Mini Placa Chin com Avanço de 10mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20191 Mini Placa Chin com Avanço de 12mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20192 Mini Placa Chin com Avanço de 14mm

- Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20193 Mini Placa Chin com Avanço de 16mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20178 Mini Placa Paulus com Avanço 2mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20179 Mini Placa Paulus com Avanço 4mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20180 Mini Placa Paulus com Avanço 6mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20181 Mini Placa Paulus com Avanço 8mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20182 Mini Placa Paulus com Avanço 10mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20183 Mini Placa Paulus com Avanço 12mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20184 Mini Placa Paulus com Avanço 14mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20185 Mini Placa Paulus com Avanço 16mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20238 Mini Placa T Dupla Face Média - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20239 Mini Placa T Dupla Face Grande - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20240 Mini Placa T Dupla Face Extra-Grande - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20241 Mini Placa Y Dupla Face Média - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20242 Mini Placa Y Dupla Face Grande - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20243 Mini Placa Y Dupla Face Extra-Grande - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20244 Mini Placa Reta Dupla Face Média - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20245 Mini Placa Reta Dupla Face Grande - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.20246 Mini Placa Reta Dupla Face Extra-Grande - Sistema 2.0 Ancoragem> 30.052.15002 Micro Placa L 4 Furos Esquerda Fine - Sistema 1.5> 30.052.15003 Micro Placa L 4 Furos Direita com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15005 Micro Placa L 4 Furos Direita com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15004 Micro Placa L 4 Furos Esquerda com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15006 Micro Placa L 4 Furos Esquerda com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15007 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita Fine - Sistema 1.5> 30.052.15008 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda Fine - Sistema 1.5> 30.052.15009 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15011 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15013 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita com Ponte 20 mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15010 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda com Ponte 10 mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15012 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda com Ponte 15 mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15014 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda com Ponte 20 mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15015 Micro Placa L 100º 5 Furos Direita Fine - Sistema 1.5> 30.052.15016 Micro Placa L 100º 5 Furos Esquerda Fine - Sistema 1.5> 30.052.15017 Micro Placa L 100º 5 Furos Direita com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15019 Micro Placa L 100º 5 Furos Direita com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15018 Micro Placa L 100º 5 Furos Esquerda com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15020 Micro Placa L 100º 5 Furos Esquerda com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15021 Micro Placa L 100º 6 Furos Direita Fine - Sistema 1.5> 30.052.15022 Micro Placa L 100º 6 Furos Esquerda Fine - Sistema 1.5> 30.052.15023 Micro Placa L 100º 6 Furos Direita com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15025 Micro Placa L 100º 6 Furos Direita com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15024 Micro Placa L 100º 6 Furos Esquerda com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15026 Micro Placa L 100º 6 Furos Esquerda com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15027 Micro Placa L 100º 7 Furos Direita Fine - Sistema 1.5> 30.052.15028 Micro Placa L 100º 7 Furos Esquerda Fine - Sistema 1.5> 30.052.15034 Micro Placa L 8 Furos Esquerda Fine - Sistema 1.5> 30.052.15029 Micro Placa L 100º 7 Furos Direita com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15031 Micro Placa L 100º 7 Furos Direita com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15030 Micro Placa L 100º 7 Furos Esquerda com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15032 Micro Placa L 100º 7 Furos Esquerda com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15033 Micro Placa L 8 Furos Direita Fine - Sistema 1.5> 30.052.15037 Micro Placa L 8 Furos Direita com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15036 Micro Placa L 8 Furos Esquerda com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15038 Micro Placa L 8 Furos Esquerda com Ponte 15mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15057 Micro Placa L 4 Furos Direita Hard - Sistema 1.5> 30.052.15068 Micro Placa L 4 Furos Esquerda Hard - Sistema 1.5> 30.052.15059 Micro Placa L 4 Furos Direita com Ponte 10mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15061 Micro Placa L 4 Furos Direita com Ponte 15mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15063 Micro Placa L 4 Furos Esquerda com Ponte 10mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15062 Micro Placa L 4 Furos Esquerda com Ponte 15mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15035 Micro Placa L 8 Furos Direita com Ponte 10mm Fine - Sistema 1.5> 30.052.15065 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita com Ponte 10mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15067 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita com Ponte 15mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15069 Micro Placa L 100º 4 Furos Direita com Ponte 20 mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15066 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda com Ponte 10 mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15068 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda com Ponte 15 mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15070 Micro Placa L 100º 4 Furos Esquerda com Ponte 20 mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15071 Micro Placa L 100º 5 Furos Direita Hard - Sistema 1.5> 30.052.15072 Micro Placa L 100º 5 Furos Esquerda Hard - Sistema 1.5> 30.052.15073 Micro Placa L 100º 5 Furos Direita com Ponte 10mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15075 Micro Placa L 100º 5 Furos Direita com Ponte 15mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15074 Micro Placa L 100º 5 Furos Esquerda com Ponte 10mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15076 Micro Placa L 100º 5 Furos Esquerda com Ponte 15mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15077 Micro Placa L 100º 6 Furos Direita Hard - Sistema 1.5> 30.052.15078 Micro Placa L 100º 6 Furos Esquerda Hard - Sistema 1.5> 30.052.15079 Micro Placa L 100º 6 Furos Direita com Ponte 10mm Hard - Sistema 1.5> 30.052.15081 Micro Placa L 100º 6 Furos Direita com Ponte 15mm Hard - Sistema 1.5>

Angulada 115º para Fratura 8 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24136 Placa Angulada 115º para Fratura 10 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24018 Placa Hemi-Mandibular Pequena Fine - Sistema 2.4> 30.052.24019 Placa Hemi-Mandibular Média Fine - Sistema 2.4> 30.052.24020 Placa Hemi-Mandibular Grande Fine - Sistema 2.4> 30.052.24073 Placa Hemi-Mandibular Pequena Medium - Sistema 2.4> 30.052.24074 Placa Hemi-Mandibular Média Medium - Sistema 2.4> 30.052.24075 Placa Hemi-Mandibular Grande Medium - Sistema 2.4> 30.052.24128 Placa Hemi-Mandibular Pequena Hard - Sistema 2.4> 30.052.24129 Placa Hemi-Mandibular Média Hard - Sistema 2.4> 30.052.24130 Placa Hemi-Mandibular Grande Hard - Sistema 2.4> 30.052.24018 Placa Mandibular com Ângulo Pequena Fine - Sistema 2.4> 30.052.24019 Placa Mandibular com Ângulo Média Fine - Sistema 2.4> 30.052.24020 Placa Mandibular com Ângulo Grande Fine - Sistema 2.4> 30.052.24058 Placa Mandibular com Ângulo Pequena Medium - Sistema 2.4> 30.052.24059 Placa Mandibular com Ângulo Média Medium - Sistema 2.4> 30.052.24060 Placa Mandibular com Ângulo Grande Medium - Sistema 2.4> 30.052.24113 Placa Mandibular com Ângulo Pequena Hard - Sistema 2.4> 30.052.24114 Placa Mandibular com Ângulo Média Hard - Sistema 2.4> 30.052.24115 Placa Mandibular com Ângulo Grande Hard - Sistema 2.4> 30.052.24006 Placa Reta Alongada 2 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24007 Placa Reta Alongada 4 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.15252 Micro Placa T Arnett Champy Esquerda Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15254 Micro Placa T Arnett Champy Esquerda Média - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15256 Micro Placa T Arnett Champy Esquerda Grande - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15251 Micro Placa T Arnett Champy Direita Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15253 Micro Placa T Arnett Champy Direita Média - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15255 Micro Placa T Arnett Champy Direita Grande - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15206 Micro Placa T Arnett Champy Dupla Face Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15207 Micro Placa T Arnett Champy Dupla Face Média - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15208 Micro Placa T Arnett Champy Dupla Face Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15258 Micro Placa L Arnett Champy Esquerda Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15260 Micro Placa L Arnett Champy Esquerda Média - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.24008 Placa Reta Alongada 6 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24009 Placa Reta Alongada 8 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24010 Placa Reta Alongada 10 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24011 Placa Reta Alongada 12 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24012 Placa Reta Alongada 14 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24013 Placa Reta Alongada 16 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24014 Placa Reta Alongada 18 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24015 Placa Reta Alongada 20 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24016 Placa Reta Alongada 22 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24017 Placa Reta Alongada 24 Furos Fine - Sistema 2.4> 30.052.24061 Placa Reta Alongada 2 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24062 Placa Reta Alongada 4 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24063 Placa Reta Alongada 6 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24064 Placa Reta Alongada 8 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24065 Placa Reta Alongada 10 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24066 Placa Reta Alongada 12 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24067 Placa Reta Alongada 14 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24068 Placa Reta Alongada 16 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24069 Placa Reta Alongada 18 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24070 Placa Reta Alongada 20 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24071 Placa Reta Alongada 22 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24072 Placa Reta Alongada 24 Furos Medium - Sistema 2.4> 30.052.24116 Placa Reta Alongada 2 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24117 Placa Reta Alongada 4 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24118 Placa Reta Alongada 6 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24119 Placa Reta Alongada 8 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24120 Placa Reta Alongada 10 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24121 Placa Reta Alongada 12 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24122 Placa Reta Alongada 14 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24123 Placa Reta Alongada 16 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24124 Placa Reta Alongada 18 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24125 Placa Reta Alongada 20 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24126 Placa Reta Alongada 22 Furos Hard - Sistema 2.4> 30.052.24127 Placa Reta Alongada 24 Furos Hard - Sistema 2.4> 330.052.24001 Placa Reta 4 Furos com Ponte de 10mm Fine - Sistema 2.4> 30.052.24002 Placa Reta 6 Furos com Ponte de 10mm Fine - Sistema 2.4> 30.052.24056 Placa Reta 4 Furos com Ponte de 10mm Medium - Sistema 2.4> 30.052.24111 Placa Reta 4 Furos com Ponte de 10mm Hard - Sistema 2.4> 30.052.24112 Placa Reta 6 Furos com Ponte de 10mm Hard - Sistema 2.4> 30.052.15226 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 0mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15227 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 2mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15228 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 3mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15229 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 4mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15230 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 5mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15231 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 6mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15232 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 7mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15233 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 8mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15234 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 9mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15235 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15236 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 11mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15237 Micro Placa Le Fort Direita com Avanço 12mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15238 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 0mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15239 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 2mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15240 Micro Placa

Le Fort Esquerda com Avanço 3mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15241 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 4mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15242 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 5mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15243 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 6mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15244 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 7mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.24057 Placa Reta 6 Furos com Ponte de 10mm Medium - Sistema 2.4> 30.052.10031 Micro Placa X 5 Furos - Sistema 1.0> 30.052.10013 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 5 mm - Sistema 1.0> 30.052.10014 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 10 mm - Sistema 1.0> 30.052.10015 Micro Placa X 6 Furos com Ponte 15 mm - Sistema 1.0> 30.052.10032 Micro Placa Y 6 Furos - Sistema 1.0> 30.052.10019 Tela Maleável 30x30 mm - Sistema 1.0> 30.052.10020 Tela Maleável 60x60 mm - Sistema 1.0> 30.052.10021 Tela Rígida 53 x 70 mm - Sistema 1.0> 30.052.15117 Tela para Assoalho Orbital Pequena - Sistema 1.5> 30.052.15118 Tela para Assoalho Orbital Média - Sistema 1.5> 30.052.15119 Micro Placa para Fratura Nasal - Sistema 1.5> 30.052.15149 Micro Placa Trevo - Sistema 1.5> 30.052.15147 Micro Placa I Pequena - Sistema 1.5> 30.052.15148 Micro Placa I Média - Sistema 1.5> 30.052.15149 Micro Placa Quadrada Curva 2 x 5 furos - Sistema 1.5> 30.052.15160 Micro Placa Reta 2 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15245 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 8mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15246 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 9mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15247 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15248 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 11mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15249 Micro Placa Le Fort Esquerda com Avanço 12mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15214 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 0mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15215 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 2mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15216 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 3mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15217 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 4mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15218 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 5mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15219 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 6mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15220 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 7mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15221 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 8mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15222 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 9mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15223 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15224 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 11mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15225 Micro Placa Le Fort Reta com Avanço 12mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15191 Micro Placa em T 5x2 com Ponte 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15192 Micro Placa em T 5x2 com Ponte 15mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15193 Micro Placa em T 5x2 com Ponte 20mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15194 Micro Placa em T Oblíqua Direita com Ponte 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15195 Micro Placa em T Oblíqua Direita com Ponte 15mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15196 Micro Placa em T Oblíqua Direita com Ponte 20mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15197 Micro Placa em T Oblíqua Esquerda com Ponte 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15198 Micro Placa em T Oblíqua Esquerda com Ponte 15mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15199 Micro Placa em T Oblíqua Esquerda com Ponte 20mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15200 Micro Placa para Pilar Zigomático 8 Furos Direita com Ponte 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15201 Micro Placa para Pilar Zigomático 8 Furos Direita com Ponte 15mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15202 Micro Placa para Pilar Zigomático 8 Furos Direita com Ponte 20mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15203 Micro Placa para Pilar Zigomático 8 Furos Esquerda com Ponte 10mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15204 Micro Placa para Pilar Zigomático 8 Furos Esquerda com Ponte 15mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15205 Micro Placa para Pilar Zigomático 8 Furos Esquerda com Ponte 20mm - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15161 Micro Placa Reta 4 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15162 Micro Placa Reta 6 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15163 Micro Placa Reta 8 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15164 Micro Placa Reta 16 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15165 Micro Placa Reta 20 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15166 Micro Placa Reta 24 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15150 Micro Placa Reta BSSO 2 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15151 Micro Placa Reta BSSO 4 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15152 Micro Placa Reta BSSO 6 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15153 Micro Placa Reta BSSO 8 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15154 Micro Placa Reta BSSO 10 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15155 Micro Placa Reta BSSO 12 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15156 Micro Placa Reta BSSO 14 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15157 Micro Placa Reta BSSO 16 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15158 Micro Placa Reta BSSO 18 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15159 Micro Placa Reta BSSO 20 Furos - Sistema 1.5mm> 30.052.15167 Micro Placa Reta 2 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15168 Micro Placa Reta 2 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15169 Micro Placa Reta 4 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15170 Micro Placa Reta 4 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15171 Micro Placa Reta 4 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15172 Micro Placa Reta 6 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15173 Micro Placa Reta 6 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15174 Micro Placa Reta 6 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15114 Micro Placa Retangular 2 x 2 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15115 Micro Placa Retangular 2 x 3 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15116 Micro Placa Retangular 2 x 4 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15184 Micro Placa Orbital BSSO 4 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15185 Micro Placa

Orbital BSSO 6 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15186 Micro Placa Orbital BSSO 8 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15187 Micro Placa Orbital BSSO 10 Furos - Sistema 1.5> 30.052.15175 Micro Placa Orbital 2 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15176 Micro Placa Orbital 2 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15177 Micro Placa Orbital 2 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15178 Micro Placa Orbital BSSO 4 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5> 30.052.15179 Micro Placa Orbital BSSO 4 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5> 30.052.15180 Micro Placa Orbital BSSO 4 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5> 30.052.15181 Micro Placa Orbital BSSO 6 Furos com Ponte 10mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15182 Micro Placa Orbital BSSO 6 Furos com Ponte 15mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15183 Micro Placa Orbital BSSO 6 Furos com Ponte 20mm - Sistema 1.5mm> 30.052.15120 Micro Placa Burr Ø12mm - Sistema 1.5> 30.052.20195 Mini Placa Sagital com Ponte 10mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20196 Mini Placa Sagital com Ponte 15mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.15257 Micro Placa L Arnett Champy Direita Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15259 Micro Placa L Arnett Champy Direita Média - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15261 Micro Placa L Arnett Champy Direita Grande - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15263 Micro Placa L Arnett Champy Direita Extra Grande - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15209 Micro Placa L Arnett Champy Dupla Face Pequena - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15210 Micro Placa L Arnett Champy Dupla Face Média - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15211 Micro Placa L Arnett Champy Dupla Face Grande - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15212 Micro Placa L Arnett Champy Dupla Face Extra-Grande - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15213 Micro Placa Buttress Direita - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.15265 Micro Placa Buttress Esquerda - Sistema 1.5 Ortognática> 30.052.20161 Mini Placa Double Row com Ponte 6mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20162 Mini Placa Double Row com Ponte 8mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20163 Mini Placa Double Row com Ponte 10mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20164 Mini Placa Double Row com Ponte 12mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20165 Mini Placa Double Row com Ponte 14mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20166 Mini Placa Sagital Tipo H Pequena - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20167 Mini Placa Sagital Tipo H Média - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20168 Mini Placa Sagital Tipo H Grande - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20169 Mini Placa Sagital com Ponte Dupla Pequena - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20170 Mini Placa Sagital com Ponte Dupla Média - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20171 Mini Placa Sagital com Ponte Dupla Grande - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.20194 Mini Placa Sagital com Ponte 7mm - Sistema 2.0 Ortognática> 30.052.00604 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 7 mm> 30.052.00605 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 8 mm> 30.052.00603 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 6 mm> 30.052.00606 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 9 mm> 30.052.00607 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 10 mm> 30.052.00608 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 11 mm> 30.052.00609 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 12 mm> 30.052.00610 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 13 mm> 30.052.00611 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 14 mm> 30.052.00612 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 15 mm> 30.052.00613 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 16 mm> 30.052.00614 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 17 mm> 30.052.00615 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 18 mm> 30.052.00616 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 19 mm> 30.052.01501 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 4 mm (Emergência)> 30.052.01508 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 11 mm (Emergência)> 30.052.01502 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 5 mm (Emergência)> 30.052.01503 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 6 mm (Emergência)> 30.052.01504 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 7 mm (Emergência)> 30.052.01505 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 8 mm (Emergência)> 30.052.01506 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 9 mm (Emergência)> 30.052.01507 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 10 mm (Emergência)> 30.052.01509 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 12 mm (Emergência)> 30.052.01510 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 13 mm (Emergência)> 30.052.01511 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 14 mm (Emergência)> 30.052.01512 Parafuso Auto Roscante Ø1,8 x 15 mm (Emergência)> 30.052.00601 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 4 mm> 30.052.00602 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 5 mm> 30.052.00617 Parafuso Auto Roscante Ø2,0 x 20 mm> 30.052.00204 Parafuso Auto Perfurante Ø2,0 x 7 mm> CLASSE : III 80071910056 80097 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Nacional ----- PERLATENDA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8.01272-2 CANETA PARA INJECAO DE MEDICAMENTO 25351.172299/2018-81 Derma Shot - Sistema de Injeção Computadorizada FABRICANTE : Hyundai Meditech Co., Ltd. - CORÉIA DO SUL DERMA SHOT CLASSE : II 80127220037 80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para saúde Importado ----- PHADIA DIAGNOSTICOS LTDA 8.02541-8 PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE II25351.013891/2018-42 Família EliA ASCA Control FABRICANTE : PHADIA AB - SUÉCIA EliA ASCA Positive Control 250 - 0,3ml EliA ASCA Positive Control 2500/5000 - 0,3ml EliA ASCA Positive Control 100 - 0,3ml CLASSE : II 80254180303 8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família -----



PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA 8.06493-8
Compressas 25351.114036/2018-58
COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO) ESTÉRIL
MEDLEVENSOHN
FABRICANTE : PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA
LTDA - BRASIL

Largura x Comprimento - código pré-lavado e não pré-lavado: 10 x 9cm - código: PROC001MEDEPL / PROC001MEDENPL; 15 x 15cm - código: PROC002MEDEPL / PROC002MEDENPL; 20 x 20cm - código: PROC003MEDEPL / PROC003MEDENPL; 23 x 23cm - código: PROC004MEDEPL / PROC004MEDENPL; 23 x 25cm - código: PROC005MEDEPL / PROC005MEDENPL; 25 x 25cm - código: PROC006MEDEPL / PROC006MEDENPL; 25 x 28cm - código: PROC007MEDEPL / PROC007MEDENPL; 30 x 30cm - código: PROC008MEDEPL / PROC008MEDENPL; 35 x 35cm - código: PROC009MEDEPL / PROC009MEDENPL; 40 x 40cm - código: PROC010MEDEPL / PROC010MEDENPL; 40 x 45cm - código: PROC011MEDEPL / PROC011MEDENPL; 40 x 50cm - código: PROC012MEDEPL / PROC012MEDENPL; 45 x 40cm - código: PROC013MEDEPL / PROC013MEDENPL; 45 x 45cm - código: PROC014MEDEPL / PROC014MEDENPL; 45 x 50cm - código: PROC015MEDEPL / PROC015MEDENPL; 50 x 50cm - código: PROC016MEDEPL / PROC016MEDENPL;
CLASSE : II 80649380020
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Penumbra Latin America Distribuidora de Equipamentos e Produtos Médicos Ltda8.12485-2
CATETER GUIA INTRAVASCULAR 25351.592805/2017-74
Cateter de Seleção Neuron Select
FABRICANTE : PENUMBRA, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
PNS5F130H1; PNS5F130SIM; PNS5F130BER; PNS5F120H1; PNS5F120SIM; PNS5F120BER.
CLASSE : IV 81248520009
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde s/a 8.08016-3
Luvas Descartáveis 25351.223474/2018-14
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ ALLPRIME
FABRICANTE : HARTALEGA HOLDINGS BERHAD - MALÁSIA
LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX EXTRA GRANDE.
LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX EXTRA PEQUENA
LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX GRANDE
LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX MÉDIA
LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX PEQUENA
CLASSE : I 80801630037
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 1.02874-1
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPPA)25351.001600/2018-01
aPTT Lupus
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
600 testes
CLASSE : III 10287411349
8002 - IVD - Registro de produto importado

RP CONEXOES RESTAURADORAS LTDA ME 8.05303-5
Componentes de Implante Odontológico 25351.214561/2017-96
PARAFUSO DE FIXAÇÃO
FABRICANTE : RP CONEXOES RESTAURADORAS LTDA ME - BRASIL

M14ES - Parafuso M1.4 Hexagonal ES; M14ESM - Parafuso M1.4 Hexagonal ES (contendo 10 unidades); M14EST - Parafuso M1.4 Hexagonal EST; M14ESTM - Parafuso M1.4 Hexagonal EST (contendo 10 unidades); M14MU - Parafuso M1.4 Hexagonal UM; M14MUM - Parafuso M1.4 Hexagonal MU (contendo 10 unidades); M14MUT - Parafuso M1.4 Hexagonal MUT; M14MUTM - Parafuso M1.4 Hexagonal MUT (contendo 10 unidades); M16HAT - Parafuso M1.6 Hexagonal AT; M16HATM - Parafuso M1.6 Hexagonal AT (contendo 10 unidades); M16HCAC - Parafuso M1.6 Hexagonal CAM CA; M16HCMAC - Parafuso M1.6 Hexagonal CAM CA (contendo 10 unidades); M16HCN - Parafuso M1.6 Hexagonal CN; M16HCNM - Parafuso M1.6 Hexagonal CN (contendo 10 unidades); M16HCOC - Parafuso M1.6 Hexagonal CON CA; M16HCOM - Parafuso M1.6 Hexagonal CON CA (contendo 10 unidades); M16HEB - Parafuso M1.6 Hexagonal BR; M16HEBMM - Parafuso M1.6 Hexagonal BR (contendo 10 unidades); M16HFR - Parafuso M1.6 Hexagonal FR; M16HFRM - Parafuso M1.6 Hexagonal FR (contendo 10 unidades); M16HMI - Parafuso M1.6 Hexagonal MI; M16HMIM - Parafuso M1.6 Hexagonal MI (contendo 10 unidades); M16HMI - Parafuso M1.6 Hexagonal MI; M16HSM - Parafuso M1.6 Hexagonal SI; M16HSIM - Parafuso M1.6 Hexagonal SI (contendo 10 unidades); M16HTI - Parafuso M1.6 Hexagonal TI; M16HTIM - Parafuso M1.6 Hexagonal TI (contendo 10 unidades); M16HTR - Parafuso M1.6 Hexagonal TRM16HTRM - Parafuso M1.6 Hexagonal TR (contendo 10 unidades); M16HX - Parafuso M1.6 Hexagonal BR; M16HXM - Parafuso M1.6 Hexagonal BR (contendo 10 unidades); M17HX - Parafuso M1.7 Hexagonal TF; M17HXM - Parafuso M1.7 Hexagonal TF (contendo 10 unidades); M18HCN - Parafuso M1.8 Hexagonal CN; M18HCNM - Parafuso M1.8 Hexagonal CN (contendo 10 unidades); M18HMI - Parafuso M1.8 Hexagonal MI; M18HMIM - Parafuso

M1.8 Hexagonal MI (contendo 10 unidades); M18HND - Parafuso M1.8 Hexagonal ND; M18HNDM - Parafuso M1.8 Hexagonal ND (contendo 10 unidades); M18HRS - Parafuso M1.8 Hexagonal RS; M18HRSM - Parafuso M1.8 Hexagonal RS (contendo 10 unidades); M18HSU - Parafuso M1.8 Hexagonal SU; M18HSUM - Parafuso M1.8 Hexagonal SU (contendo 10 unidades); M18HX - Parafuso M1.8 Hexagonal RE; M18HXM - Parafuso M1.8 Hexagonal RE (contendo 10 unidades); M18OEKN - Parafuso M1.8 Octagonal c/ rosca esquerda KN; M18OEKM - Parafuso M1.8 Octagonal c/ rosca esquerda KN (contendo 10 unidades); M18OKN - Parafuso M1.8 Octagonal KN; M18OKNM - Parafuso M1.8 Octagonal KN (contendo 10 unidades); M20BTI - Parafuso M2.0 BTI; M20BTIM - Parafuso M2.0 BTI (contendo 10 unidades); M20HAT - Parafuso M2.0 Hexagonal AT; M20HATM - Parafuso M2.0 Hexagonal AT (contendo 10 unidades); M20HEB - Parafuso M2.0 Hexagonal BR; M20HEBM - Parafuso M2.0 Hexagonal BR (contendo 10 unidades); M20HRS - Parafuso M2.0 Hexagonal RS; M20HRSM - Parafuso M2.0 Hexagonal RS (contendo 10 unidades); M20HTR - Parafuso M2.0 Hexagonal TR; M20HTRM - Parafuso M2.0 Hexagonal TR (contendo 10 unidades); M20HX - Parafuso M2.0 Hexagonal BR; M20HXM - Parafuso M2.0 Hexagonal BR (contendo 10 unidades); M25HX - Parafuso M2.5 Hexagonal BR; M25HXM - Parafuso M2.5 Hexagonal BR (contendo 10 unidades). M16QAT - Parafuso M1.6 Quadrado AT; M16QATM - Parafuso M1.6 Quadrado AT (contendo 10 unidades); M16QCN - Parafuso M1.6 Quadrado CN; M16QCNM - Parafuso M1.6 Quadrado CN (contendo 10 unidades); M16QFR - Parafuso M1.6 Quadrado FR; M16QFRM - Parafuso M1.6 Quadrado FR (contendo 10 unidades); M16QSI - Parafuso M1.6 Quadrado SI; M16QSIM - Parafuso M1.6 Quadrado SI (contendo 10 unidades); M16QTI - Parafuso M1.6 Quadrado TI; M16QTIM - Parafuso M1.6 Quadrado TI (contendo 10 unidades); M16Q - Parafuso M1.6 Quadrado BR; M16QUM - Parafuso M1.6 Quadrado BR (contendo 10 unidades); M17QU - Parafuso M1.7 Quadrado TF; M17QUM - Parafuso M1.7 Quadrado TF (contendo 10 unidades); M18QCN - Parafuso M1.8 Quadrado CN; M18QCNM - Parafuso M1.8 Quadrado CN (contendo 10 unidades); M18QND - Parafuso M1.8 Quadrado ND; M18QNDM - Parafuso M1.8 Quadrado ND (contendo 10 unidades); M18QRS - Parafuso M1.8 Quadrado RS; M18QRSM - Parafuso M1.8 Quadrado RS (contendo 10 unidades); M18QSU - Parafuso M1.8 Quadrado SU; M18QSUM - Parafuso M1.8 Quadrado SU (contendo 10 unidades); M18QU - Parafuso M1.8 Quadrado RE; M18QUM - Parafuso M1.8 Quadrado RE (contendo 10 unidades); M20QAT - Parafuso M2.0 Quadrado AT; M20QATM - Parafuso M2.0 Quadrado AT (contendo 10 unidades); M20QRS - Parafuso M2.0 Quadrado RS; M20QRSM - Parafuso M2.0 Quadrado RS (contendo 10 unidades); M20QU - Parafuso M2.0 Quadrado BR; M20QUM - Parafuso M2.0 Quadrado BR (contendo 10 unidades); M25QU - Parafuso M2.5 Quadrado BR; M25QUM - Parafuso M2.5 Quadrado BR (contendo 10 unidades). M16TNC - Parafuso M1.6 Torx NC ST; M16TNCM - Parafuso M1.6 Torx NC ST (contendo 10 unidades); M16TRC - Parafuso M1.6 Torx RC ST; M16TRCM - Parafuso M1.6 Torx RC ST (contendo 10 unidades); M16TST - Parafuso M1.6 Torx ST; M16TSTM - Parafuso M1.6 Torx ST (contendo 10 unidades); M20TRN - Parafuso M2.0 Torx RN ST; M20TRNM - Parafuso M2.0 Torx RN ST (contendo 10 unidades); M20TRNZ - Parafuso M2.0 Interface Torx RN ST; M20TRZM - Parafuso M2.0 Interface Torx RN ST (contendo 10 unidades); M20TST - Parafuso M2.0 Torx SO ST; M20TSTM - Parafuso M2.0 Torx SO ST (contendo 10 unidades). M14DI - Parafuso M1.4 MU DI; M14DIM - Parafuso M1.4 MU DI (contendo 10 unidades); M14UEB - Parafuso M1.4 Unigrip BR; M14UEBM - Parafuso M1.4 Unigrip BR (contendo 10 unidades); M14UMU - Parafuso M1.4 Unigrip MU; M14UMUM - Parafuso M1.4 Unigrip MU (contendo 10 unidades); M16DI - Parafuso M1.6 BR DI; M16DIM - Parafuso M1.6 BR DI (contendo 10 unidades); M16UAD - Parafuso M1.6 Unigrip AD; M16UADM - Parafuso M1.6 Unigrip AD (contendo 10 unidades); M16UNP - Parafuso M1.6 Unigrip NP; M16UNPM - Parafuso M1.6 Unigrip NP (contendo 10 unidades); M18DI - Parafuso M1.8 RE DI; M18DIM - Parafuso M1.8 RE DI (contendo 10 unidades); M18UNR - Parafuso M1.8 Unigrip NR; M18UNRM - Parafuso M1.8 Unigrip NR (contendo 10 unidades); M20DI - Parafuso M2.0 BR DI; M20DIM - Parafuso M2.0 BR DI (contendo 10 unidades); M20UAD - Parafuso M2.0 Unigrip AD; M20UADM - Parafuso M2.0 Unigrip AD (contendo 10 unidades); M20UEB - Parafuso M2.0 Unigrip BR; M20UEBM - Parafuso M2.0 Unigrip BR (contendo 10 unidades); M20UNR - Parafuso M2.0 Unigrip NR; M20UNRM - Parafuso M2.0 Unigrip NR (contendo 10 unidades); M25DI - Parafuso M2.5 BR DI; M25DIM - Parafuso M2.5 BR DI (contendo 10 unidades).
CLASSE : III 80530350011

8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Pilar Protetico 25351.214565/2017-09

PILAR PROVISÓRIO
FABRICANTE : RP CONEXOES RESTAURADORAS LTDA ME - BRASIL

400101C - Pilar Provisório HE 3.3 anti-rotacional BR; 40101CM - Pilar Provisório HE 3.3 anti-rotacional BR (contendo 10 unidades); 400101S - Pilar Provisório HE 3.3 rotacional BR; 40101SM - Pilar Provisório HE 3.3 rotacional BR (contendo 10 unidades); 400102C - Pilar Provisório HE 3.3 anti-rotacional RE; 40102CM - Pilar Provisório HE 3.3 anti-rotacional RE (contendo 10 unidades); 400102S - Pilar Provisório HE 3.3 rotacional RE; 40102SM - Pilar Provisório HE 3.3 rotacional RE (contendo 10 unidades); 400103C - Pilar Provisório HE 3.3 anti-rotacional TF; 40103CM - Pilar Provisório HE 3.3 anti-rotacional TF (contendo 10 unidades); 400103S - Pilar Provisório HE 3.3 rotacional TF; 40103SM - Pilar Provisório HE 3.3 rotacional TF (contendo 10 unidades); 400104C - Pilar Provisório HE 3.25 anti-rotacional TR; 40104CM - Pilar

Provisório HE 3.25 anti-rotacional TR (contendo 10 unidades); 400104S - Pilar Provisório HE 3.25 rotacional TR; 40104SM - Pilar Provisório HE 3.25 rotacional TR (contendo 10 unidades); 400105C - Pilar Provisório HE 4.1 anti-rotacional BR; 40105CM - Pilar Provisório HE 4.1 anti-rotacional BR (contendo 10 unidades); 400105S - Pilar Provisório HE 4.1 rotacional BR; 40105SM - Pilar Provisório HE 4.1 rotacional BR (contendo 10 unidades); 40105SE - Pilar Provisório HE 4.1 rotacional BR (ESPECIAL); 4105SEM - Pilar Provisório HE 4.1 rotacional BR (ESPECIAL) (contendo 10 unidades); 400107C - Pilar Provisório HE 4.3 anti-rotacional ND; 40107CM - Pilar Provisório HE 4.3 anti-rotacional ND (contendo 10 unidades); 400107S - Pilar Provisório HE 4.3 rotacional ND; 40107SM - Pilar Provisório HE 4.3 rotacional ND (contendo 10 unidades); 400108C - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional TR; 40108CM - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional TR (contendo 10 unidades); 400108S - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional TR; 40108SM - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional TR (contendo 10 unidades); 400110C - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional RE; 40110CM - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional RE (contendo 10 unidades); 400110S - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional RE; 40110SM - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional RE (contendo 10 unidades); 400111C - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional BR; 40111CM - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional BR (contendo 10 unidades); 400111S - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional BR; 40111SM - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional BR (contendo 10 unidades); 400112C - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional TF; 40112CM - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional TF (contendo 10 unidades); 400112S - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional TF; 40112SM - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional TF (contendo 10 unidades); 400113C - Pilar Provisório HI 4.0 anti-rotacional TF; 40113CM - Pilar Provisório HI 4.0 anti-rotacional TF (contendo 10 unidades); 400113S - Pilar Provisório HI 4.0 rotacional TF; 40113SM - Pilar Provisório HI 4.0 rotacional TF (contendo 10 unidades); 400115C - Pilar Provisório HIL 3.5 anti-rotacional RS; 40115CM - Pilar Provisório HIL 3.5 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 400115S - Pilar Provisório HIL 3.5 rotacional RS; 40115SM - Pilar Provisório HIL 3.5 rotacional RS (contendo 10 unidades); 400116C - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional RS; 40116CM - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 400116S - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional RS; 40116SM - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional RS (contendo 10 unidades); 400117C - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional RS; 40117CM - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 400117S - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional RS; 40117SM - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional RS (contendo 10 unidades); 400118C - Pilar Provisório HE 4.3 anti-rotacional RS; 40118CM - Pilar Provisório HE 4.3 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 400118S - Pilar Provisório HE 4.3 rotacional RS; 40118SM - Pilar Provisório HE 4.3 rotacional RS (contendo 10 unidades); 400119C - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional RS; 40119CM - Pilar Provisório HE 5.0 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 400119S - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional RS; 40119SM - Pilar Provisório HE 5.0 rotacional RS (contendo 10 unidades); 400120C - Pilar Provisório HIL 3.5 e 4.3 anti-rotacional SU; 40120CM - Pilar Provisório HIL 3.5 e 4.3 anti-rotacional SU (contendo 10 unidades); 400120S - Pilar Provisório HIL 3.5 e 4.3 rotacional SU; 40120SM - Pilar Provisório HIL 3.5 e 4.3 rotacional SU (contendo 10 unidades); 400202C - Pilar Provisório HI 3.25 e 3.5 anti-rotacional DF; 40202CM - Pilar Provisório HI 3.25 e 3.5 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 400202S - Pilar Provisório HI 3.25 e 3.5 rotacional DF; 40202SM - Pilar Provisório HI 3.25 e 3.5 rotacional DF (contendo 10 unidades); 400204C - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.0 anti-rotacional DF; 40204CM - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.0 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 400204S - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.0 rotacional DF; 40204SM - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.0 rotacional DF (contendo 10 unidades); 400206C - Pilar Provisório HI 4.25 e 4.5 anti-rotacional DF; 40206CM - Pilar Provisório HI 4.25 e 4.5 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 400206S - Pilar Provisório HI 4.25 e 4.5 rotacional DF; 40206SM - Pilar Provisório HI 4.25 e 4.5 rotacional DF (contendo 10 unidades); 400207C - Pilar Provisório HI 5.0 anti-rotacional DF; 40207CM - Pilar Provisório HI 5.0 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 400207S - Pilar Provisório HI 5.0 rotacional DF; 40207SM - Pilar Provisório HI 5.0 rotacional DF (contendo 10 unidades); 400208C - Pilar Provisório HI 3.3 anti-rotacional UN; 40208CM - Pilar Provisório HI 3.3 anti-rotacional UN (contendo 10 unidades); 400208S - Pilar Provisório HI 3.3 rotacional UN; 40208SM - Pilar Provisório HI 3.3 rotacional UN (contendo 10 unidades); 400209C - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.3 anti-rotacional UN; 40209CM - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.3 anti-rotacional UN (contendo 10 unidades); 400209S - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.3 rotacional UN; 40209SM - Pilar Provisório HI 3.75 e 4.3 rotacional UN (contendo 10 unidades); 400210C - Pilar Provisório HI 4.75 anti-rotacional UN; 40210CM - Pilar Provisório HI 4.75 anti-rotacional UN (contendo 10 unidades); 400210S - Pilar Provisório HI 4.75 rotacional UN; 40210SM - Pilar Provisório HI 4.75 rotacional UN (contendo 10 unidades); 400211C - Pilar Provisório HI 3.3 anti-rotacional CL; 40211CM - Pilar Provisório HI 3.3 anti-rotacional CL (contendo 10 unidades); 400211S - Pilar Provisório HI 3.3 rotacional CL; 40211SM - Pilar Provisório HI 3.3 rotacional CL (contendo 10 unidades); 400212C - Pilar Provisório HI 4.0 anti-rotacional CL; 40212CM - Pilar Provisório HI 4.0 anti-rotacional CL (contendo 10 unidades); 400212S - Pilar Provisório HI 4.0 rotacional CL; 40212SM - Pilar Provisório HI 4.0 rotacional CL (contendo 10 unidades); 400213C - Pilar Provisório HI 5.0 anti-rotacional CL; 40213CM - Pilar Provisório HI 5.0 anti-rotacional CL (contendo 10 unidades); 400213S - Pilar Provisório HI 5.0 rotacional CL; 40213SM - Pilar Provisório HI 5.0 rotacional CL (contendo 10 unidades); 400214C - Pilar Provisório HI 3.5, 4.0 e 5.0 anti-

rotacional IM; 40214CM - Pilar Provisório HI 3.5, 4.0 e 5.0 anti-rotacional IM (contendo 10 unidades); 400214S - Pilar Provisório HI 3.5, 4.0 e 5.0 rotacional IM; 40214SM - Pilar Provisório HI 3.5, 4.0 e 5.0 rotacional IM (contendo 10 unidades); 400219C - Pilar Provisório HI 4.0 anti-rotacional IN; 40219CM - Pilar Provisório HI 4.0 anti-rotacional IN (contendo 10 unidades); 400219S - Pilar Provisório HI 4.0 rotacional IN; 40219SM - Pilar Provisório HI 4.0 rotacional IN (contendo 10 unidades); 400220C - Pilar Provisório HI 5.0 anti-rotacional IN; 40220CM - Pilar Provisório HI 5.0 anti-rotacional IN (contendo 10 unidades); 400220S - Pilar Provisório HI 5.0 rotacional IN; 40220SM - Pilar Provisório HI 5.0 rotacional IN (contendo 10 unidades); 400222C - Pilar Provisório HIL 4.1 anti-rotacional CT; 40222CM - Pilar Provisório HIL 4.1 anti-rotacional CT (contendo 10 unidades); 400222S - Pilar Provisório HIL 4.1 rotacional CT; 40222SM - Pilar Provisório HIL 4.1 rotacional CT (contendo 10 unidades);

400223C - Pilar Provisório HIL 3.4 anti-rotacional CT; 40223CM - Pilar Provisório HIL 3.4 anti-rotacional CT (contendo 10 unidades); 400223S - Pilar Provisório HIL 3.4 rotacional CT; 40223SM - Pilar Provisório HIL 3.4 rotacional CT (contendo 10 unidades); 400224C - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional CT; 40224CM - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional CT (contendo 10 unidades); 400224S - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional CT; 40224SM - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional CT (contendo 10 unidades); 400225C - Pilar Provisório HI 3.75, 4.0 e 5.0 anti-rotacional PR; 40225CM - Pilar Provisório HI 3.75, 4.0 e 5.0 anti-rotacional PR (contendo 10 unidades); 400301C - Pilar Provisório HIL 3.4 anti-rotacional FR; 40301CM - Pilar Provisório HIL 3.4 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 400301S - Pilar Provisório HIL 3.4 rotacional FR; 40301SM - Pilar Provisório HIL 3.4 rotacional FR (contendo 10 unidades); 400302C - Pilar Provisório HIL 3.8 anti-rotacional FR; 40302CM - Pilar Provisório HIL 3.8 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 400302S - Pilar Provisório HIL 3.8 rotacional FR; 40302SM - Pilar Provisório HIL 3.8 rotacional FR (contendo 10 unidades); 400303C - Pilar Provisório HIL 4.5 anti-rotacional FR; 40303CM - Pilar Provisório HIL 4.5 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 400303S - Pilar Provisório HIL 4.5 rotacional FR; 40303SM - Pilar Provisório HIL 4.5 rotacional FR (contendo 10 unidades); 400304C - Pilar Provisório HIL 5.5 anti-rotacional FR; 40304CM - Pilar Provisório HIL 5.5 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 400304S - Pilar Provisório HIL 5.5 rotacional FR; 40304SM - Pilar Provisório HIL 5.5 rotacional FR (contendo 10 unidades); 400305C - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional ND; 40305CM - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional ND (contendo 10 unidades); 400305S - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional ND; 40305SM - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional ND (contendo 10 unidades); 400306C - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional ND; 40306CM - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional ND (contendo 10 unidades); 400306S - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional ND; 40306SM - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional ND (contendo 10 unidades); 400307C - Pilar Provisório HIL 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN; 40307CM - Pilar Provisório HIL 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 400307S - Pilar Provisório HIL 3.75 e 4.0 rotacional CN; 40307SM - Pilar Provisório HIL 3.75 e 4.0 rotacional CN (contendo 10 unidades); 400308C - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 400308S - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional CN; 40308SM - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional CN (contendo 10 unidades); 400309C - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional CN; 40309CM - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 400309S - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional CN; 40309SM - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional CN (contendo 10 unidades); 400310C - Pilar Provisório HIL 3.8 anti-rotacional IP; 40310CM - Pilar Provisório HIL 3.8 anti-rotacional IP (contendo 10 unidades); 400310S - Pilar Provisório HIL 3.8 rotacional IP; 40310SM - Pilar Provisório HIL 3.8 rotacional IP (contendo 10 unidades); 400311C - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional IP; 40311CM - Pilar Provisório HIL 4.3 anti-rotacional IP (contendo 10 unidades); 400311S - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional IP; 40311SM - Pilar Provisório HIL 4.3 rotacional IP (contendo 10 unidades); 400312C - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional IP; 40312CM - Pilar Provisório HIL 5.0 anti-rotacional IP (contendo 10 unidades); 400312S - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional IP; 40312SM - Pilar Provisório HIL 5.0 rotacional IP (contendo 10 unidades); 400313C - Pilar Provisório HIL 3.8 e 4.3 anti-rotacional TP; 40313CM - Pilar Provisório HIL 3.8 e 4.3 anti-rotacional TP (contendo 10 unidades); 400313S - Pilar Provisório HIL 3.8 e 4.3 rotacional TP; 40313SM - Pilar Provisório HIL 3.8 e 4.3 rotacional TP (contendo 10 unidades); 400316C - Pilar Provisório HIL 3.8 anti-rotacional SI; 40316CM - Pilar Provisório HIL 3.8 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 400316S - Pilar Provisório HIL 3.8 rotacional SI; 40316SM - Pilar Provisório HIL 3.8 rotacional SI (contendo 10 unidades); 400317C - Pilar Provisório HIL 4.5 anti-rotacional SI; 40317CM - Pilar Provisório HIL 4.5 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 400317S - Pilar Provisório HIL 4.5 rotacional SI; 40317SM - Pilar Provisório HIL 4.5 rotacional SI (contendo 10 unidades); 400318C - Pilar Provisório HIL 5.5 anti-rotacional SI; 40318CM - Pilar Provisório HIL 5.5 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 400318S - Pilar Provisório HIL 5.5 rotacional SI; 40318SM - Pilar Provisório HIL 5.5 rotacional SI (contendo 10 unidades); 400701C - Pilar Provisório CM 3.5 e 4.0 anti-rotacional AT; 40701CM - Pilar Provisório CM 3.5 e 4.0 anti-rotacional AT (contendo 10 unidades); 400701S - Pilar Provisório CM 3.5 e 4.0 rotacional AT; 40701SM - Pilar Provisório

CM 3.5 e 4.0 rotacional AT (contendo 10 unidades); 400702C - Pilar Provisório CM 4.5 e 5.0 anti-rotacional AT; 40702CM - Pilar Provisório CM 4.5 e 5.0 anti-rotacional AT (contendo 10 unidades); 400702S - Pilar Provisório CM 4.5 e 5.0 rotacional AT; 40702SM - Pilar Provisório CM 4.5 e 5.0 rotacional AT (contendo 10 unidades); 40703CA - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 0.8mm ND; 4073CAM - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 0.8mm ND (contendo 10 unidades); 40703SA - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 0.8mm ND; 4073SAM - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 0.8mm ND (contendo 10 unidades); 40703CB - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 1.5mm ND; 4073CBM - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 1.5mm ND (contendo 10 unidades); 40703SB - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 1.5mm ND; 4073SBM - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 1.5mm ND (contendo 10 unidades); 40703CC - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 2.5mm ND; 4073CCM - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 2.5mm ND (contendo 10 unidades); 40703SC - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 2.5mm ND; 4073SCM - Pilar Provisório CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 2.5mm ND (contendo 10 unidades); 400705C - Pilar Provisório CM 3.5, 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN; 40705CM - Pilar Provisório CM 3.5, 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 400705S - Pilar Provisório CM 3.5, 3.75 e 4.0 rotacional CN; 40705SM - Pilar Provisório CM 3.5, 3.75 e 4.0 rotacional CN (contendo 10 unidades); 400712C - Pilar Provisório CM 3.8, 4.5 e 5.5 anti-rotacional SI; 40712CM - Pilar Provisório CM 3.8, 4.5 e 5.5 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 400712S - Pilar Provisório CM 3.8, 4.5 e 5.5 rotacional SI; 40712SM - Pilar Provisório CM 3.8, 4.5 e 5.5 rotacional SI (contendo 10 unidades); 400730C - Pilar Provisório RN 4.8 anti-rotacional ST; 40730CM - Pilar Provisório RN 4.8 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 400730S - Pilar Provisório RN 4.8 rotacional ST; 40730SM - Pilar Provisório RN 4.8 rotacional ST (contendo 10 unidades); 400731C - Pilar Provisório RN SO 4.8 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 400731S - Pilar Provisório RN SO 4.8 rotacional ST (contendo 10 unidades); 400736C - Pilar Provisório WN 6.5 anti-rotacional ST; 40736CM - Pilar Provisório WN 6.5 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 400736S - Pilar Provisório WN 6.5 rotacional ST; 40736SM - Pilar Provisório WN 6.5 rotacional ST (contendo 10 unidades); 400737C - Pilar Provisório WN SO 6.5 anti-rotacional ST; 40737CM - Pilar Provisório WN SO 6.5 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 400737S - Pilar Provisório WN SO 6.5 rotacional ST; 40737SM - Pilar Provisório WN SO 6.5 rotacional ST (contendo 10 unidades); 400750C - Pilar Provisório NC 3.3 anti-rotacional ST; 40750CM - Pilar Provisório NC 3.3 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 400750S - Pilar Provisório NC 3.3 rotacional ST; 40750SM - Pilar Provisório NC 3.3 rotacional ST (contendo 10 unidades); 400755C - Pilar Provisório RC 4.1 anti-rotacional ST; 40755CM - Pilar Provisório RC 4.1 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 400755S - Pilar Provisório RC 4.1 rotacional ST; 40755SM - Pilar Provisório RC 4.1 rotacional ST (contendo 10 unidades); 401004C - Pilar Provisório ES 4.8 anti-rotacional ES; 41004CM - Pilar Provisório 4.8 anti-rotacional ES (contendo 10 unidades); 401004S - Pilar Provisório 4.8 rotacional ES; 41004SM - Pilar Provisório 4.8 rotacional ES (contendo 10 unidades); 401005 - Pilar Provisório 4.8 MU (contendo 10 unidades); 401005E - Pilar Provisório 4.8 UM (ESPECIAL); 41005EM - Pilar Provisório 4.8 UM (ESPECIAL) (contendo 10 unidades).

CLASSE : III 80530350012

8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Pilar Protetico 25351.214554/2017-51

UCLA BASE METÁLICA

FABRICANTE : RP CONEXOES RESTAURADORAS LTDA ME - BRASIL

700101C - UCLA Base Metálica HE 3.3 anti-rotacional BR; 70101CM - UCLA Base Metálica HE 3.3 anti-rotacional BR (contendo 10 unidades); 700101S - UCLA Base Metálica HE 3.3 rotacional BR; 70101SM - UCLA Base Metálica HE 3.3 rotacional BR (contendo 10 unidades); 700102C - UCLA Base Metálica HE 3.3 anti-rotacional RE; 70102CM - UCLA Base Metálica HE 3.3 anti-rotacional RE (contendo 10 unidades); 700102S - UCLA Base Metálica HE 3.3 rotacional RE; 70102SM - UCLA Base Metálica HE 3.3 rotacional RE (contendo 10 unidades); 700103C - UCLA Base Metálica HE 3.3 anti-rotacional TF; 70103CM - UCLA Base Metálica HE 3.3 anti-rotacional TF (contendo 10 unidades); 700103S - UCLA Base Metálica HE 3.3 rotacional TF; 70103SM - UCLA Base Metálica HE 3.3 rotacional TF (contendo 10 unidades); 700104C - UCLA Base Metálica HE 3.25 anti-rotacional TR; 70104CM - UCLA Base Metálica HE 3.25 anti-rotacional TR (contendo 10 unidades); 700104S - UCLA Base Metálica HE 3.25 rotacional TR; 70104SM - UCLA Base Metálica HE 3.25 rotacional TR (contendo 10 unidades); 700105C - UCLA Base Metálica HE 4.1 anti-rotacional BR; 70105CM - UCLA Base Metálica HE 4.1 anti-rotacional BR (contendo 10 unidades); 700105S - UCLA Base Metálica HE 4.1 rotacional BR; 70105SM - UCLA Base Metálica HE 4.1 rotacional BR (contendo 10 unidades); 700107C - UCLA Base Metálica HE 4.3 anti-rotacional ND; 70107CM - UCLA Base Metálica HE 4.3 anti-rotacional ND (contendo 10 unidades); 700107S - UCLA Base Metálica HE 4.3 rotacional ND; 70107SM - UCLA Base Metálica HE 4.3 rotacional ND (contendo 10 unidades); 700108C - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional TR; 70108CM - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional TR (contendo 10 unidades); 700108S - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional TR; 70108SM - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional TR (contendo 10 unidades); 700110C - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional RE; 70110CM

- UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional RE (contendo 10 unidades); 700110S - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional RE; 70110SM - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional RE (contendo 10 unidades); 700111C - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional BR; 70111CM - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional BR (contendo 10 unidades); 700111S - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional BR; 70111SM - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional BR (contendo 10 unidades); 700112C - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional TF; 70112CM - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional TF (contendo 10 unidades); 700112S - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional TF; 70112SM - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional TF (contendo 10 unidades); 700113C - UCLA Base Metálica HI 4.0 anti-rotacional TF; 70113CM - UCLA Base Metálica HI 4.0 anti-rotacional TF (contendo 10 unidades); 700113S - UCLA Base Metálica HI 4.0 rotacional TF; 70113SM - UCLA Base Metálica HI 4.0 rotacional TF (contendo 10 unidades); 700115C - UCLA Base Metálica HIL 3.5 anti-rotacional RS; 70115CM - UCLA Base Metálica HIL 3.5 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 700115S - UCLA Base Metálica HIL 3.5 rotacional RS; 70115SM - UCLA Base Metálica HIL 3.5 rotacional RS (contendo 10 unidades); 700116C - UCLA Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional RS; 70116CM - UCLA Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 700116S - UCLA Base Metálica HIL 4.3 rotacional RS; 70116SM - UCLA Base Metálica HIL 4.3 rotacional RS (contendo 10 unidades); 700117C - UCLA Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional RS; 70117CM - UCLA Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 700117S - UCLA Base Metálica HIL 5.0 rotacional RS; 70117SM - UCLA Base Metálica HIL 5.0 rotacional RS (contendo 10 unidades); 700118C - UCLA Base Metálica HE 4.3 anti-rotacional RS; 70118CM - UCLA Base Metálica HE 4.3 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 700118S - UCLA Base Metálica HE 4.3 rotacional RS; 70118SM - UCLA Base Metálica HE 4.3 rotacional RS (contendo 10 unidades); 700119C - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional RS; 70119CM - UCLA Base Metálica HE 5.0 anti-rotacional RS (contendo 10 unidades); 700119S - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional RS; 70119SM - UCLA Base Metálica HE 5.0 rotacional RS (contendo 10 unidades); 700120C - UCLA Base Metálica HIL 3.25 e 4.3 anti-rotacional SU; 70120CM - UCLA Base Metálica HIL 3.25 e 4.3 anti-rotacional SU (contendo 10 unidades); 700120S - UCLA Base Metálica HIL 3.25 e 4.3 rotacional SU; 70120SM - UCLA Base Metálica HIL 3.25 e 4.3 rotacional SU (contendo 10 unidades); 700202C - UCLA Base Metálica HI 3.25 e 3.5 anti-rotacional DF; 70202CM - UCLA Base Metálica HI 3.25 e 3.5 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 700202S - UCLA Base Metálica HI 3.25 e 3.5 rotacional DF; 70202SM - UCLA Base Metálica HI 3.25 e 3.5 rotacional DF (contendo 10 unidades); 700204C - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.0 anti-rotacional DF; 70204CM - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.0 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 700204S - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.0 rotacional DF; 70204SM - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.0 rotacional DF (contendo 10 unidades); 700206C - UCLA Base Metálica HI 4.25 e 4.5 anti-rotacional DF; 70206CM - UCLA Base Metálica HI 4.25 e 4.5 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 700206S - UCLA Base Metálica HI 4.25 e 4.5 rotacional DF; 70206SM - UCLA Base Metálica HI 4.25 e 4.5 rotacional DF (contendo 10 unidades); 700207C - UCLA Base Metálica HI 4.75 e 5.0 anti-rotacional DF; 70207CM - UCLA Base Metálica HI 4.75 e 5.0 anti-rotacional DF (contendo 10 unidades); 700207S - UCLA Base Metálica HI 4.75 e 5.0 rotacional DF; 70207SM - UCLA Base Metálica HI 4.75 e 5.0 rotacional DF (contendo 10 unidades); 700208C - UCLA Base Metálica HI 3.3 anti-rotacional UN; 70208CM - UCLA Base Metálica HI 3.3 anti-rotacional UN (contendo 10 unidades); 700208S - UCLA Base Metálica HI 3.3 rotacional UN; 70208SM - UCLA Base Metálica HI 3.3 rotacional UN (contendo 10 unidades); 700209C - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.3 anti-rotacional UN; 70209CM - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.3 anti-rotacional UN (contendo 10 unidades); 700209S - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.3 rotacional UN; 70209SM - UCLA Base Metálica HI 3.75 e 4.3 rotacional UN (contendo 10 unidades); 700210C - UCLA Base Metálica HI 4.75 anti-rotacional UN; 70210CM - UCLA Base Metálica HI 4.75 anti-rotacional UN (contendo 10 unidades); 700210S - UCLA Base Metálica HI 4.75 rotacional UN; 70210SM - UCLA Base Metálica HI 4.75 rotacional UN (contendo 10 unidades); 700211C - UCLA Base Metálica HI 3.3 anti-rotacional CL; 70211CM - UCLA Base Metálica HI 3.3 anti-rotacional CL (contendo 10 unidades); 700211S - UCLA Base Metálica HI 3.3 rotacional CL; 70211SM - UCLA Base Metálica HI 3.3 rotacional CL (contendo 10 unidades); 700212C - UCLA Base Metálica HI 4.0 anti-rotacional CL; 70212CM - UCLA Base Metálica HI 4.0 anti-rotacional CL (contendo 10 unidades); 700212S - UCLA Base Metálica HI 4.0 rotacional CL; 70212SM - UCLA Base Metálica HI 4.0 rotacional CL (contendo 10 unidades); 700213C - UCLA Base Metálica HI 5.0 anti-rotacional CL; 70213CM - UCLA Base Metálica HI 5.0 anti-rotacional CL (contendo 10 unidades); 700213S - UCLA Base Metálica HI 5.0 rotacional CL; 70213SM - UCLA Base Metálica HI 5.0 rotacional CL (contendo 10 unidades); 700214C - UCLA Base Metálica HI 3.5, 4.5 e 5.0 anti-rotacional IM; 70214CM - UCLA Base Metálica HI 3.5, 4.5 e 5.0 anti-rotacional IM (contendo 10 unidades); 700214S - UCLA Base Metálica HI 3.5, 4.5 e 5.0 rotacional IM; 70214SM - UCLA Base Metálica HI 3.5, 4.5 e 5.0 rotacional IM (contendo 10 unidades); 700219C - UCLA Base Metálica HI 4.0 anti-rotacional IN; 70219CM - UCLA Base Metálica HI 4.0 anti-rotacional IN (contendo 10 unidades); 700219S - UCLA Base Metálica HI 4.0 rotacional IN; 70219SM - UCLA Base Metálica HI 4.0 rotacional IN (contendo 10 unidades); 700220C - UCLA Base Metálica HI 5.0 anti-rotacional IN; 70220CM - UCLA Base Metálica HI 5.0 anti-rotacional IN (contendo 10 unidades); 700220S - UCLA Base Metálica HI 5.0 rotacional IN; 70220SM - UCLA Base Metálica HI 5.0 rotacional IN (contendo 10 unidades); 700222C - UCLA Base Metálica HIL 4.1 anti-rotacional CT; 70222CM - UCLA Base



Metálica HIL 4.1 anti-rotacional CT (contendo 10 unidades); 700222S - Ucla Base Metálica HIL 4.1 rotacional CT; 70222SM - Ucla Base Metálica HIL 4.1 rotacional CT (contendo 10 unidades); 700223C - Ucla Base Metálica HIL 3.4 anti-rotacional CT; 70223CM - Ucla Base Metálica HIL 3.4 anti-rotacional CT (contendo 10 unidades); 700223S - Ucla Base Metálica HIL 3.4 rotacional CT; 70223SM - Ucla Base Metálica HIL 3.4 rotacional CT (contendo 10 unidades); 700224C - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional CT (contendo 10 unidades); 700224S - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional CT; 70224SM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional CT (contendo 10 unidades); 700225C - Ucla Base Metálica HI 3.75, 4.0 E 5.0 anti-rotacional PR; 70225CM - Ucla Base Metálica HI 3.75, 4.0 e 5.0 anti-rotacional PR (contendo 10 unidades); 700225S - Ucla Base Metálica HI 3.75, 4.0 e 5.0 rotacional PR; 70225SM - Ucla Base Metálica HI 3.75, e 4.0 e 5.0 rotacional PR (contendo 10 unidades); 700301C - Ucla Base Metálica HIL 3.4 anti-rotacional FR; 70301CM - Ucla Base Metálica HIL 3.4 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 700301S - Ucla Base Metálica HIL 3.4 rotacional FR; 70301SM - Ucla Base Metálica HIL 3.4 rotacional FR (contendo 10 unidades); 700302C - Ucla Base Metálica HIL 3.8 anti-rotacional FR; 70302CM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 700302S - Ucla Base Metálica HIL 3.8 rotacional FR; 70302SM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 rotacional FR (contendo 10 unidades); 700303C - Ucla Base Metálica HIL 4.5 anti-rotacional FR; 70303CM - Ucla Base Metálica HIL 4.5 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 700303S - Ucla Base Metálica HIL 4.5 rotacional FR; 70303SM - Ucla Base Metálica HIL 4.5 rotacional FR (contendo 10 unidades); 700304C - Ucla Base Metálica HIL 5.5 anti-rotacional FR; 70304CM - Ucla Base Metálica HIL 5.5 anti-rotacional FR (contendo 10 unidades); 700304S - Ucla Base Metálica HIL 5.5 rotacional FR; 70304SM - Ucla Base Metálica HIL 5.5 rotacional FR (contendo 10 unidades); 700305C - Ucla Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional ND; 70305CM - Ucla Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional ND (contendo 10 unidades); 700305S - Ucla Base Metálica HIL 4.3 rotacional ND; 70305SM - Ucla Base Metálica HIL 4.3 rotacional ND (contendo 10 unidades); 700306C - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional ND; 70306CM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional ND (contendo 10 unidades); 700306S - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional ND; 70306SM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional ND (contendo 10 unidades); 700307C - Ucla Base Metálica HIL 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN; 70307CM - Ucla Base Metálica HIL 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 700307S - Ucla Base Metálica HIL 3.75 e 4.0 rotacional CN; 70307SM - Ucla Base Metálica HIL 3.75 e 4.0 rotacional CN (contendo 10 unidades); 700308C - Ucla Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional CN; 70308CM - Ucla Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 700308S - Ucla Base Metálica HIL 4.3 rotacional CN; 70308SM - Ucla Base Metálica HIL 4.3 rotacional CN (contendo 10 unidades); 700309C - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional CN; 70309CM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 700309S - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional CN; 70309SM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional CN (contendo 10 unidades); 700310C - Ucla Base Metálica HIL 3.8 anti-rotacional IP; 70310CM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 anti-rotacional IP (contendo 10 unidades); 700310S - Ucla Base Metálica HIL 3.8 rotacional IP; 70310SM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 rotacional IP (contendo 10 unidades); 700311C - Ucla Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional IP; 70311CM - Ucla Base Metálica HIL 4.3 anti-rotacional IP (contendo 10 unidades); 700311S - Ucla Base Metálica HIL 4.3 rotacional IP; 70311SM - Ucla Base Metálica HIL 4.3 rotacional IP (contendo 10 unidades); 700312C - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional IP; 70312CM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 anti-rotacional IP (contendo 10 unidades); 700312S - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional IP; 70312SM - Ucla Base Metálica HIL 5.0 rotacional IP (contendo 10 unidades); 700313C - Ucla Base Metálica HIL 3.8 e 4.3 anti-rotacional TP; 70313CM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 e 4.3 anti-rotacional TP (contendo 10 unidades); 700313S - Ucla Base Metálica HIL 3.8 e 4.3 rotacional TP; 70313SM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 e 4.3 rotacional TP (contendo 10 unidades); 700316C - Ucla Base Metálica HIL 3.8 anti-rotacional SI; 70316CM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 700316S - Ucla Base Metálica HIL 3.8 rotacional SI; 70316SM - Ucla Base Metálica HIL 3.8 rotacional SI (contendo 10 unidades); 700317C - Ucla Base Metálica HIL 4.5 anti-rotacional SI; 70317CM - Ucla Base Metálica HIL 4.5 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 700317S - Ucla Base Metálica HIL 4.5 rotacional SI; 70317SM - Ucla Base Metálica HIL 4.5 rotacional SI (contendo 10 unidades); 700318C - Ucla Base Metálica HIL 5.5 anti-rotacional SI; 70318CM - Ucla Base Metálica HIL 5.5 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 700318S - Ucla Base Metálica HIL 5.5 rotacional SI; 70318SM - Ucla Base Metálica HIL 5.5 rotacional SI (contendo 10 unidades); 700701C - Ucla Base Metálica CM 3.5 e 4.0 anti-rotacional AT; 70701CM - Ucla Base Metálica CM 3.5 e 4.0 anti-rotacional AT (contendo 10 unidades); 700701S - Ucla Base Metálica CM 3.5 e 4.0 rotacional AT; 70701SM - Ucla Base Metálica CM 3.5 e 4.0 rotacional AT (contendo 10 unidades); 700702C - Ucla Base Metálica CM 4.5 e 5.0 anti-rotacional AT; 70702CM - Ucla Base Metálica CM 4.5 e 5.0 anti-rotacional AT (contendo 10 unidades); 700702S - Ucla Base Metálica CM 4.5 e 5.0 rotacional AT; 70702SM - Ucla Base Metálica CM 4.5 e 5.0 rotacional AT (contendo 10 unidades); 700703CA - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 0.8mm ND; 7703CAM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 0.8mm ND (contendo 10 unidades); 70703SA - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 0.8mm ND; 7703SAM

- Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 0.8mm ND (contendo 10 unidades); 70703CB - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 1.5mm ND; 7703CBM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 1.5mm ND (contendo 10 unidades); 70703SB - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 1.5mm ND; 7703SBM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 1.5mm ND (contendo 10 unidades); 70703CC - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 2.5mm ND; 7703CCM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 anti-rotacional Cinta 2.5mm ND (contendo 10 unidades); 70703SC - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 2.5mm ND; 7703SCM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 4.3 e 5.0 rotacional Cinta 2.5mm ND (contendo 10 unidades); 700705C - Ucla Base Metálica CM 3.5, 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN; 70705CM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 3.75 e 4.0 anti-rotacional CN (contendo 10 unidades); 700705S - Ucla Base Metálica CM 3.5, 3.75 e 4.0 rotacional CN; 70705SM - Ucla Base Metálica CM 3.5, 3.75 e 4.0 rotacional CN (contendo 10 unidades); 700712C - Ucla Base Metálica CM 3.8, 4.5 e 5.5 anti-rotacional SI; 70712CM - Ucla Base Metálica CM 3.8, 4.5 e 5.5 anti-rotacional SI (contendo 10 unidades); 700712S - Ucla Base Metálica CM 3.8, 4.5 e 5.5 rotacional SI; 70712SM - Ucla Base Metálica CM 3.8, 4.5 e 5.5 rotacional SI (contendo 10 unidades); 700730C - Ucla Base Metálica RN 4.8 anti-rotacional ST; 70730CM - Ucla Base Metálica RN 4.8 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 700730S - Ucla Base Metálica RN 4.8 rotacional ST; 70730SM - Ucla Base Metálica RN 4.8 rotacional ST (contendo 10 unidades); 700731C - Ucla Base Metálica RN SO 4.8 anti-rotacional ST; 70731CM - Ucla Base Metálica RN SO 4.8 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 700731S - Ucla Base Metálica RN SO 4.8 rotacional ST; 70731SM - Ucla Base Metálica RN SO 4.8 rotacional ST (contendo 10 unidades); 700736C - Ucla Base Metálica WN 6.5 anti-rotacional ST; 70736CM - Ucla Base Metálica WN 6.5 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 700736S - Ucla Base Metálica WN 6.5 rotacional ST; 70736SM - Ucla Base Metálica WN 6.5 rotacional ST (contendo 10 unidades); 700737C - Ucla Base Metálica WN SO 6.5 anti-rotacional ST; 70737CM - Ucla Base Metálica WN SO 6.5 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 700737S - Ucla Base Metálica WN SO 6.5 rotacional ST; 70737SM - Ucla Base Metálica WN SO 6.5 rotacional ST (contendo 10 unidades); 700750C - Ucla Base Metálica NC 3.3 anti-rotacional ST; 70750CM - Ucla Base Metálica NC 3.3 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 700750S - Ucla Base Metálica NC 3.3 rotacional ST; 70750SM - Ucla Base Metálica NC 3.3 rotacional ST (contendo 10 unidades); 700755C - Ucla Base Metálica RC 4.1 anti-rotacional ST; 70755CM - Ucla Base Metálica RC 4.1 anti-rotacional ST (contendo 10 unidades); 700755S - Ucla Base Metálica RC 4.1 rotacional ST; 70755SM - Ucla Base Metálica RC 4.1 rotacional ST (contendo 10 unidades); 701004C - Ucla Base Metálica 4.8 anti-rotacional ES; 71004CM - Ucla Base Metálica 4.8 anti-rotacional ES (contendo 10 unidades); 701004S - Ucla Base Metálica 4.8 rotacional ES; 71004SM - Ucla Base Metálica 4.8 rotacional ES (contendo 10 unidades); 701005 - Ucla Base Metálica 4.8 MU; 71005M - Ucla Base Metálica 4.8 MU (contendo 10 unidades); 701006 - Ucla Base Metálica 3.5 PP Micro SV.
CLASSE : III 80530350013
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Robisa Indústria e Comércio Material Hospitalar EIRELI - ME 8.13553-3
Partes, Pecas e Acessorios 25351.113740/2018-93
Tubo de Látex
FABRICANTE : Robisa Indústria e Comércio Material Hospitalar EIRELI - ME - BRASIL
tubo de látex tamanho 200 diâmetro interno 3,0mm diâmetro externo 5,5mm
tubo de látex tamanho 203 diâmetro interno 6,0mm diâmetro externo 9,0mm
tubo de látex tamanho 204 diâmetro interno 6,0mm diâmetro externo 11,5mm
tubo de látex tamanho 205 diâmetro interno 8,0mm diâmetro externo 12,0mm
tubo de látex tamanho 201 diâmetro interno 4,0mm diâmetro externo 5,5mm
tubo de látex tamanho 202 diâmetro interno 4,0mm diâmetro externo 8,0mm
tubo de látex tamanho 206 diâmetro interno 8,0mm diâmetro externo 13,5mm
tubo de látex tamanho 210 diâmetro interno 18,0mm diâmetro externo 16,5mm
CLASSE : II 81355330006
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

SERDIA ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA. 8.04758-1
Sensores Para Oximetria 25351.156498/2018-42
OXISTAR
FABRICANTE : SERDIA ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA. - BRASIL
BX1
CLASSE : II 80475810004
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA- EPP8.07772-8
Instrumentos cirúrgicos 25351.538448/2017-07
153 Kit Cânulas de Descompressão Intra-Discal OUT CORE STD

FABRICANTE : SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA- EPP - BRASIL
153 01 00 00 - Cânula Debridadora OUT CORE STD - Ø2,8 x 220 mm; 153 02 00 00 - Cânula de Acesso OUT CORE STD - 220 mm; 153 03 00 00 - Obturador OUT CORE STD - 220 mm; 153 04 00 00 - Cânula de Punção OUT CORE STD - 220 mm; 153 05 00 00 - Fio de Nitinol OUT CORE STD - 220 mm; 153 06 00 00 - Trefina OUT CORE STD - 220 mm;
CLASSE : II 80777280122
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 1.03451-6
ANTIGENO CA 27-29 25351.051495/2018-13
Família Atellica IM BR 27.29
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Atellica IM Calibrador BR 27.29 (BR CAL) - 2 x 2,0 ml calibrador baixo/ 2 x 2,0 ml calibrador alto
Atellica IM BR 27.29 (BR) - 250 testes
Atellica IM BR 27.29 (BR) - 50 testes
CLASSE : III 10345162264
8017 - IVD - Registro de produtos importados em família
ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)
25351.053670/2018-15
Família Atellica IM Antígeno Prostático Específico (PSA)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Atellica IM Calibrador Q (Cal Q) - Calibrador Alto: 2 X 2,0 mL / Calibrador Baixo: 2 X 2,0 mL
Atellica IM Calibrador Q (Cal Q) - Calibrador Alto: 6 X 2,0 mL / Calibrado Baixo: 6 X 2,0 mL
Atellica IM Antígeno Prostático Específico Reagente (PSA) - 100 testes
Atellica IM Antígeno Prostático Específico Reagente (PSA) - 500 testes
CLASSE : III 10345162265
8017 - IVD - Registro de produtos importados em família
VITAMINA D 25351.728477/2017-51
Família Atellica IM Vitamina D Total (VitD)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Atellica IM Vitamina D Total (VitD) - 500 testes
Atellica IM Vitamina D Total (VitD) - 100 testes
Atellica IM Vitamina D Total QC (VitD QC) - 3 x 2,0 ml controle de qualidade nível 1/ 3 x 2,0 ml controle de qualidade nível 2
Atellica IM Vitamina D Total Diluente (VitD DIL) - 2 packs (2 X 25,0 mL)
CLASSE : II 10345162266
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família
TESTOSTERONA 25351.054643/2018-51
Atellica IM Testosterona II (TSTII)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
100 testes
500 testes
CLASSE : II 10345162267
8436 - IVD - Cadastro de produto importado

SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.02289-9
Aguilhas 25351.155011/2018-12
Aguilha de Segurança Gripper Plus
FABRICANTE : SMITHS MEDICAL ASD, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
21-2760-24> 21-2761-24> 21-2762-24> 21-2763-24> 21-2764-24> 21-2765-24> 21-2766-24> 21-2767-24> 21-2768-24> 21-2769-24> 21-2770-24> 21-2860-24> 21-2861-24> 21-2862-24> 21-2863-24> 21-2864-24> 21-2865-24> 21-2866-24> 21-2867-24> 21-2868-24> 21-2869-24> 21-2870-24> 21-2960-24> 21-2961-24> 21-2962-24> 21-2963-24> 21-2964-24> 21-2965-24> 21-2966-24> 21-2967-24> 21-2968-24> 21-2969-24> 21-2970-24>
CLASSE : II 80228990135
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

SPI DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.13873-9
Regulador de Pressão 25351.194284/2018-74
Redutor de Pressão para Sprink
FABRICANTE : Eurosets s.r.l. - ITÁLIA
Redutor de Pressão para Sprink - EU3235
CLASSE : I 81387390011
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.028891/2018-47
SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS ANKLE TRAUSON
FABRICANTE : Trauson (China) Medical Instrument Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
32848511E - Placa calcâneo bloqueada, 51mm L> 32849601E - Placa calcâneo bloqueada, 60mm L> 32850681E - Placacalcâneo bloqueada, 68mm L> 32848512E - Placa calcâneo bloqueada, 51mm R> 32849602E - Placa calcâneo bloqueada, 60mm R> 42501032E - Parafusos Corticais HEX 3.5x32mm> 42501030E -Parafusos Corticais HEX 3.5x30mm> 42501034E - ParafusosCorticais HEX

3.5x34mm> 42501036E - Parafusos Corticais HEX 3.5x36mm> 42501038E - Parafusos Corticais HEX3.5x38mm> 42501040E - Parafusos Corticais HEX 3.5x40mm> 42501042E - Parafusos Corticais HEX 3.5x42mm> 42501044E - Parafusos Corticais HEX 3.5x44mm> 42501046E - Parafusos Corticais HEX 3.5x46mm> 42501048E - Parafusos Corticais HEX 3.5x48mm> 42501050E - Parafusos Corticais HEX 3.5x50mm> 42513010E - Parafuso corticalautomacheante HEX 3.5x10mm> 42513012E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x12mm> 42513014E - Parafusocortical automacheante HEX 3.5x14mm> 42513016E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x16mm> 42513018E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x18mm> 42513020E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x20mm> 42513022E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x22mm> 42513024E - Parafuso cortical automacheante HEX3.5x24mm> 42513026E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x26mm> 42513028E - Parafuso corticalautomacheante HEX 3.5x28mm> 42513030E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x30mm> 42513032E - Parafusocortical automacheante HEX 3.5x32mm> 42513034E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x34mm> 42513036E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x36mm> 42513038E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x38mm> 42513040E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x40mm> 42513042E - Parafuso cortical automacheante HEX3.5x42mm> 42513044E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x44mm> 42513046E - Parafuso corticalautomacheante HEX 3.5x46mm> 42513048E - Parafuso cortical automacheante HEX 3.5x48mm> 42513050E - Parafusocortical automacheante HEX 3.5x50mm> 42515010E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x10mm> 42515012E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x12mm> 42515014E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x14mm> 42515016E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x16mm> 42515018E - Parafuso cortical automacheante STAR3.5x18mm> 42515020E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x20mm> 42515022E - Parafuso corticalautomacheante STAR 3.5x22mm> 42515024E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x24mm> 42515026E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x26mm> 42515028E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x28mm> 42515030E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x30mm> 42515032E - Parafuso cortical automacheante STAR3.5x32mm> 42515034E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x34mm> 42515036E - Parafuso corticalautomacheante STAR 3.5x36mm> 42515038E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x38mm> 42515040E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x40mm> 42515042E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x42mm> 42515044E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x44mm> 42515046E - Parafuso cortical automacheante STAR3.5x46mm> 42515048E - Parafuso cortical automacheante STAR 3.5x48mm> 42515050E - Parafuso corticalautomacheante STAR 3.5x50mm> 42514010E - Parafuso cortical automacheante 3.5x10mm> 42514012E - Parafusocortical automacheante 3.5x12mm> 42514014E - Parafuso cortical automacheante 3.5x14mm> 42514016E - Parafusocortical automacheante 3.5x16mm> 42514018E - Parafuso cortical automacheante 3.5x18mm> 42514020E - Parafusocortical automacheante 3.5x20mm> 42514022E - Parafuso cortical automacheante 3.5x22mm> 42514024E - Parafusocortical automacheante 3.5x24mm> 42514026E - Parafuso cortical automacheante 3.5x26mm> 42514028E - Parafusocortical automacheante 3.5x28mm> 42514030E - Parafuso cortical automacheante 3.5x30mm> 42514032E - Parafusocortical automacheante 3.5x32mm> 42514034E - Parafuso cortical automacheante 3.5x34mm> 42514036E - Parafusocortical automacheante 3.5x36mm> 42514038E - Parafuso cortical automacheante 3.5x38mm> 42514040E - Parafusocortical automacheante 3.5x40mm> 42514042E - Parafuso cortical automacheante 3.5x42mm> 42514044E - Parafusocortical automacheante 3.5x44mm> 42514046E - Parafuso cortical automacheante 3.5x46mm> 42514048E - Parafusocortical automacheante 3.5x48mm> 42514050E - Parafuso cortical automacheante 3.5x50mm> 32013640E - Placa para calcâneo,64mm> 32014460E - Placa para calcâneo, 46mm> 42501010E - Parafusos Corticais HEX 3.5x10mm> 42501012E - Parafusos Corticais HEX 3.5x12mm> 42501014E - Parafusos Corticais HEX 3.5x14mm> 42501016E - ParafusosCorticais HEX 3.5x16mm> 42501018E - Parafusos Corticais HEX 3.5x18mm> 42501020E - Parafusos Corticais HEX3.5x20mm> 42501022E - Parafusos Corticais HEX 3.5x22mm> 42501024E - Parafusos Corticais HEX 3.5x24mm> 42501026E - Parafusos Corticais HEX 3.5x26mm> 32010700E - Placa para calcâneo, 70mm> 32011880E - Placa para calcâneo, 88mm> 32010600E - Placa para calcâneo, 60mm> 42501028E - Parafusos Corticais HEX 3.5x28mm> 32850682E - Placa calcâneo bloqueada, 68mm R> CLASSE : III 80005430492 80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado HASTES OSSEAS 25351.633813/2017-88 SISTEMA DE HASTE INTRAMEDULAR PARA QUADRIL TRAUSON FABRICANTE : Trauson (China) Medical Instrument Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR 46167200E - Haste Proximal Femoral 9.5x200; 46167230E - Haste Proximal Femoral 9.5x230; 46168200E - Haste Proximal Femoral 10x200; 46168230E - Haste Proximal Femoral 10x230; 46169200E - Haste Proximal Femoral 11x200; 46169230E - Haste Proximal Femoral 11x230; 46170200E - Haste Proximal Femoral 12x200; 46170230E - Haste Proximal Femoral 12x230; 46194200E - Haste Proximal Femoral 13x200; 46194230E - Haste Proximal Femoral 13x230; 46195200E - Haste Proximal Femoral 14x200; 46195230E - Haste Proximal Femoral 14x230; 46167341E - Haste Proximal

Femoral 9.5x340 L; 46167342E - Haste Proximal Femoral 9.5x340 R; 46167361E - Haste Proximal Femoral 9.5x360 L; 46167362E - Haste Proximal Femoral 9.5x360 R; 46167381E - Haste Proximal Femoral 9.5x380 L; 46167382E - Haste Proximal Femoral 9.5x380 R; 46167401E - Haste Proximal Femoral 9.5x400 L; 46167402E - Haste Proximal Femoral 9.5x400 R; 46167421E - Haste Proximal Femoral 9.5x420 L; 46167422E - Haste Proximal Femoral 9.5x420 R; 46196441E - Haste Proximal Femoral 9.5x440 L; 46196442E - Haste Proximal Femoral 9.5x440 R; 46196461E - Haste Proximal Femoral 9.5x460 L; 46196462E - Haste Proximal Femoral 9.5x460 R; 46168341E - Haste Proximal Femoral 10x340 L; 46168342E - Haste Proximal Femoral 10x340 R; 46168361E - Haste Proximal Femoral 10x360 L; 46168362E - Haste Proximal Femoral 10x360 R; 46168381E - Haste Proximal Femoral 10x380 L; 46168382E - Haste Proximal Femoral 10x380 R; 46168401E - Haste Proximal Femoral 10x400 L; 46168402E - Haste Proximal Femoral 10x400 R; 46168421E - Haste Proximal Femoral 10x420 L; 46168422E - Haste Proximal Femoral 10x420 R; 46197441E - Haste Proximal Femoral 10x440 L; 46197442E - Haste Proximal Femoral 10x440 R; 46197461E - Haste Proximal Femoral 10x460 L; 46197462E - Haste Proximal Femoral 10x460 R; 46169341E - Haste Proximal Femoral 11x340 L; 46169342E - Haste Proximal Femoral 11x340 R; 46169361E - Haste Proximal Femoral 11x360 L; 46169362E - Haste Proximal Femoral 11x360 R; 46169381E - Haste Proximal Femoral 11x380 L; 46169382E - Haste Proximal Femoral 11x380 R; 46169401E - Haste Proximal Femoral 11x400 L; 46169402E - Haste Proximal Femoral 11x400 R; 46169421E - Haste Proximal Femoral 11x420 L; 46169422E - Haste Proximal Femoral 11x420 R; 46198441E - Haste Proximal Femoral 11x440 L; 46198442E - Haste Proximal Femoral 11x440 R; 46198461E - Haste Proximal Femoral 11x460 L; 46198462E - Haste Proximal Femoral 11x460 R; 46170341E - Haste Proximal Femoral 12x340 L; 46170342E - Haste Proximal Femoral 12x340 R; 46170361E - Haste Proximal Femoral 12x360 L; 46170362E - Haste Proximal Femoral 12x360 R; 46170381E - Haste Proximal Femoral 12x380 L; 46170382E - Haste Proximal Femoral 12x380 R; 46170401E - Haste Proximal Femoral 12x400 L; 46170402E - Haste Proximal Femoral 12x400 R; 46170421E - Haste Proximal Femoral 12x420 L; 46170422E - Haste Proximal Femoral 12x420 R; 46199441E - Haste Proximal Femoral 12x440 L; 46199442E - Haste Proximal Femoral 12x440 R; 46199461E - Haste Proximal Femoral 12x460 L; 46199462E - Haste Proximal Femoral 12x460 R; 46200341E - Haste Proximal Femoral 13x340 L; 46200342E - Haste Proximal Femoral 13x340 R; 46200361E - Haste Proximal Femoral 13x360 L; 46200362E - Haste Proximal Femoral 13x360 R; 46200381E - Haste Proximal Femoral 13x380 L; 46200382E - Haste Proximal Femoral 13x380 R; 46200401E - Haste Proximal Femoral 13x400 L; 46200402E - Haste Proximal Femoral 13x400 R; 46200421E - Haste Proximal Femoral 13x420 L; 46200422E - Haste Proximal Femoral 13x420 R; 46200441E - Haste Proximal Femoral 13x440 L; 46200442E - Haste Proximal Femoral 13x440 R; 46200461E - Haste Proximal Femoral 13x460 L; 46200462E - Haste Proximal Femoral 13x460 R; 46201341E - Haste Proximal Femoral 14x340 L; 46201342E - Haste Proximal Femoral 14x340 R; 46201361E - Haste Proximal Femoral 14x360 L; 46201362E - Haste Proximal Femoral 14x360 R; 46201381E - Haste Proximal Femoral 14x380 L; 46201382E - Haste Proximal Femoral 14x380 R; 46201401E - Haste Proximal Femoral 14x400 L; 46201402E - Haste Proximal Femoral 14x400 R; 46201421E - Haste Proximal Femoral 14x420 L; 46201422E - Haste Proximal Femoral 14x420 R; 46201441E - Haste Proximal Femoral 14x440 L; 46201442E - Haste Proximal Femoral 14x440 R; 46201461E - Haste Proximal Femoral 14x460 L; 46201462E - Haste Proximal Femoral 14x460 R; 46172075E - Parafuso deslizante 75mm; 46172080E - Parafuso deslizante 80mm; 46172085E - Parafuso deslizante 85mm; 46172090E - Parafuso deslizante 90mm; 46172095E - Parafuso deslizante 95mm; 46172100E - Parafuso deslizante 100mm; 46172105E - Parafuso deslizante 105mm; 46172110E - Parafuso deslizante 110mm; 46172115E - Parafuso deslizante 115mm; 46172120E - Parafuso deslizante 120mm; 46171032E - Parafuso de Bloqueio 32mm; 46171034E - Parafuso de Bloqueio 34mm; 46171036E - Parafuso de Bloqueio 36mm; 46171038E - Parafuso de Bloqueio 38mm; 46171040E - Parafuso de Bloqueio 40mm; 46171042E - Parafuso de Bloqueio 42mm; 46171044E - Parafuso de Bloqueio 44mm; 46171046E - Parafuso de Bloqueio 46mm; 46171048E - Parafuso de Bloqueio 48mm; 46171050E - Parafuso de Bloqueio 50mm; 46171052E - Parafuso de Bloqueio 52mm; 46171054E - Parafuso de Bloqueio 54mm; 46171056E - Parafuso de Bloqueio 56mm; 46171058E - Parafuso de Bloqueio 58mm; 46171060E - Parafuso de Bloqueio 60mm; 46171062E - Parafuso de Bloqueio 62mm; 46171064E - Parafuso de Bloqueio 64mm; 46171066E - Parafuso de Bloqueio 66mm; 46171068E - Parafuso de Bloqueio 68mm; 46171070E - Parafuso de Bloqueio 70mm; 46171072E - Parafuso de Bloqueio 72mm; 46171074E - Parafuso de Bloqueio 74mm; 46171076E - Parafuso de Bloqueio 76mm; 46171078E - Parafuso de Bloqueio 78mm; 46171080E - Parafuso de Bloqueio 80mm; 46171082E - Parafuso de Bloqueio 82mm; 46171084E - Parafuso de Bloqueio 84mm; 46171086E - Parafuso de Bloqueio 86mm; 46171088E - Parafuso de Bloqueio 88mm; 46171090E - Parafuso de Bloqueio 90mm; 46173000E - Parafuso de fixação do parafuso deslizante; 46174005E - Tampa de extremidade 5mm; 46174010E - Tampa de extremidade 10mm. CLASSE : III 80005430493 80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado HASTES OSSEAS 25351.633818/2017-19 SISTEMA DE HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL TRAUSON FABRICANTE : Trauson (China) Medical Instrument Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

46077341E - Haste Femoral 9.5x340 L; 46077342E - Haste Femoral 9.5x340 R; 46077361E - Haste Femoral 9.5x360 L; 46077362E - Haste Femoral 9.5x360 R; 46077381E - Haste Femoral 9.5x380 L; 46077382E - Haste Femoral 9.5x380 R; 46077401E - Haste Femoral 9.5x400 L; 46077402E - Haste Femoral 9.5x400 R; 46077421E - Haste Femoral 9.5x420 L; 46077422E - Haste Femoral 9.5x420 R; 46207441E - Haste Femoral 9.5x440 L; 46207442E - Haste Femoral 9.5x440 R; 46207461E - Haste Femoral 9.5x460 L; 46207462E - Haste Femoral 9.5x460 R; 46207481E - Haste Femoral 9.5x480 L; 46207482E - Haste Femoral 9.5x480 R; 46078341E - Haste Femoral 10x340 L; 46078342E - Haste Femoral 10x340 R; 46078361E - Haste Femoral 10x360 L; 46078362E - Haste Femoral 10x360 R; 46078381E - Haste Femoral 10x380 L; 46078382E - Haste Femoral 10x380 R; 46078401E - Haste Femoral 10x400 L; 46078402E - Haste Femoral 10x400 R; 46078421E - Haste Femoral 10x420 L; 46078422E - Haste Femoral 10x420 R; 46208441E - Haste Femoral 10x440 L; 46208442E - Haste Femoral 10x440 R; 46208461E - Haste Femoral 10x460 L; 46208462E - Haste Femoral 10x460 R; 46208481E - Haste Femoral 10x480 L; 46208482E - Haste Femoral 10x480 R; 46079341E - Haste Femoral 11x340 L; 46079342E - Haste Femoral 11x340 R; 46079361E - Haste Femoral 11x360 L; 46079362E - Haste Femoral 11x360 R; 46079381E - Haste Femoral 11x380 L; 46079382E - Haste Femoral 11x380 R; 46079401E - Haste Femoral 11x400 L; 46079402E - Haste Femoral 11x400 R; 46079421E - Haste Femoral 11x420 L; 46079422E - Haste Femoral 11x420 R; 46209441E - Haste Femoral 11x440 L; 46209442E - Haste Femoral 11x440 R; 46209461E - Haste Femoral 11x460 L; 46209462E - Haste Femoral 11x460 R; 46209481E - Haste Femoral 11x480 L; 46209482E - Haste Femoral 11x480 R; 46080341E - Haste Femoral 12x340 L; 46080342E - Haste Femoral 12x340 R; 46080361E - Haste Femoral 12x360 L; 46080362E - Haste Femoral 12x360 R; 46080381E - Haste Femoral 12x380 L; 46080382E - Haste Femoral 12x380 R; 46080401E - Haste Femoral 12x400 L; 46080402E - Haste Femoral 12x400 R; 46080421E - Haste Femoral 12x420 L; 46080422E - Haste Femoral 12x420 R; 46210441E - Haste Femoral 12x440 L; 46210442E - Haste Femoral 12x440 R; 46210461E - Haste Femoral 12x460 L; 46210462E - Haste Femoral 12x460 R; 46210481E - Haste Femoral 12x480 L; 46210482E - Haste Femoral 12x480 R; 46211341E - Haste Femoral 13x340 L; 46211342E - Haste Femoral 13x340 R; 46211361E - Haste Femoral 13x360 L; 46211362E - Haste Femoral 13x360 R; 46211381E - Haste Femoral 13x380 L; 46211382E - Haste Femoral 13x380 R; 46211401E - Haste Femoral 13x400 L; 46211402E - Haste Femoral 13x400 R; 46211421E - Haste Femoral 13x420 L; 46211422E - Haste Femoral 13x420 R; 46211441E - Haste Femoral 13x440 L; 46211442E - Haste Femoral 13x440 R; 46211461E - Haste Femoral 13x460 L; 46211462E - Haste Femoral 13x460 R; 46211481E - Haste Femoral 13x480 L; 46211482E - Haste Femoral 13x480 R; 46081065E - Parafuso de bloqueio 6.5x65; 46081070E - Parafuso de bloqueio 6.5x70; 46081075E - Parafuso de bloqueio 6.5x75; 46081080E - Parafuso de bloqueio 6.5x80; 46081085E - Parafuso de bloqueio 6.5x85; 46081090E - Parafuso de bloqueio 6.5x90; 46081095E - Parafuso de bloqueio 6.5x95; 46081100E - Parafuso de bloqueio 6.5x100; 46082032E - Parafuso de bloqueio 5x32; 46082034E - Parafuso de bloqueio 5x34; 46082036E - Parafuso de bloqueio 5x36; 46082038E - Parafuso de bloqueio 5x38; 46082040E - Parafuso de bloqueio 5x40; 46082042E - Parafuso de bloqueio 5x42; 46082044E - Parafuso de bloqueio 5x44; 46082046E - Parafuso de bloqueio 5x46; 46082048E - Parafuso de bloqueio 5x48; 46082050E - Parafuso de bloqueio 5x50; 46082052E - Parafuso de bloqueio 5x52; 46082054E - Parafuso de bloqueio 5x54; 46082056E - Parafuso de bloqueio 5x56; 46082058E - Parafuso de bloqueio 5x58; 46082060E - Parafuso de bloqueio 5x60; 46082062E - Parafuso de bloqueio 5x62; 46082064E - Parafuso de bloqueio 5x64; 46082066E - Parafuso de bloqueio 5x66; 46082068E - Parafuso de bloqueio 5x68; 46082070E - Parafuso de bloqueio 5x70; 46082072E - Parafuso de bloqueio 5x72; 46082074E - Parafuso de bloqueio 5x74; 46082076E - Parafuso de bloqueio 5x76; 46082078E - Parafuso de bloqueio 5x78; 46082080E - Parafuso de bloqueio 5x80; 46082082E - Parafuso de bloqueio 5x82; 46082084E - Parafuso de bloqueio 5x84; 46082086E - Parafuso de bloqueio 5x86; 46082088E - Parafuso de bloqueio 5x88; 46082090E - Parafuso de bloqueio 5x90; 46082092E - Parafuso de bloqueio 5x92; 46082094E - Parafuso de bloqueio 5x94; 46082096E - Parafuso de bloqueio 5x96; 46082098E - Parafuso de bloqueio 5x98; 46082100E - Parafuso de bloqueio 5x100; 46083024E - Parafuso tampão L=24; 46083029E - Parafuso tampão L=29; CLASSE : III 80005430494 80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado HASTES OSSEAS 25351.633926/2017-83 SISTEMA DE HASTE INTERMEDULAR TIBIAL TRAUSON FABRICANTE : Trauson (China) Medical Instrument Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR 46087260E - Haste Tibial 8.5x260; 46087280E - Haste Tibial 8.5x280; 46087300E - Haste Tibial 8.5x300; 46087320E - Haste tibial 8.5x320; 46087340E - Haste tibial 8.5x340; 46087360E - Haste tibial 8.5x360; 46190380E - Haste tibial 8.5x380; 46190400E - Haste tibial 8.5x400; 46088260E - Haste tibial 9x260; 46088280E - Haste tibial 9x280; 46088300E - Haste tibial 9x300; 46088320E - Haste tibial 9x320; 46088340E - Haste tibial 9x340; 46088360E - Haste tibial 9x360; 46191380E - Haste tibial 9x380; 46191400E - Haste tibial 9x400; 46089260E - Haste tibial 10x260; 46089280E - Haste tibial 10x280; 46089300E - Haste tibial 10x300; 46089320E - Haste tibial 10x320; 46089340E - Haste tibial 10x340; 46089360E - Haste tibial 10x360; 46192380E - Haste tibial 10x380; 46192400E - Haste tibial 10x400; 46193260E - Haste tibial 11x260; 46193280E - Haste tibial 11x280; 46193300E - Haste tibial 11x300; 46193320E



- Haste tibial 11x320; 46193340E - Haste tibial 11x340; 46193360E
- Haste tibial 11x360; 46193380E - Haste tibial 11x380; 46193400E
- Haste tibial 11x400; 46090032E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 32mm; 46090034E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 34mm; 46090036E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 36mm; 46090038E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 38mm; 46090040E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 40mm; 46090042E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 42mm; 46090044E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 44mm; 46090046E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 46mm; 46090048E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 48mm; 46090050E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 50mm; 46090052E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 52mm; 46090054E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 54mm; 46090056E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 56mm; 46090058E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 58mm; 46090060E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 60mm; 46090062E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 62mm; 46090064E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 64mm; 46090066E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 66mm; 46090068E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 68mm; 46090070E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 70mm; 46090072E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 72mm; 46090074E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 74mm; 46090076E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 76mm; 46090078E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 78mm; 46090080E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 80mm; 46090082E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 82mm; 46090084E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 84mm; 46090086E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 86mm; 46090088E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 88mm; 46090090E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 90mm; 46091035E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 35mm; 46091039E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 39mm; 46091043E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 43mm; 46091047E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 47mm; 46091051E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 51mm; 46091055E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 55mm; 46091059E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 59mm; 46091063E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 63mm; 46091067E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 67mm; 46091071E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 71mm; 46091075E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 75mm; 46091079E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 79mm; 46091083E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 83mm; 46091087E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 87mm; 46091091E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 91mm; 46091095E - Parafuso de bloqueio 5.0 x 95mm; 46092028E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 28mm; 46092030E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 30mm; 46092032E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 32mm; 46092034E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 34mm; 46092036E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 36mm; 46092038E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 38mm; 46092040E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 40mm; 46092042E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 42mm; 46092044E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 44mm; 46092046E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 46mm; 46092048E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 48mm; 46092050E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 50mm; 46092052E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 52mm; 46092054E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 54mm; 46092056E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 56mm; 46092058E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 58mm; 46092060E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 60mm; 46092062E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 62mm; 46092064E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 64mm; 46092066E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 66mm; 46092068E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 68mm; 46092070E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 70mm; 46092072E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 72mm; 46092074E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 74mm; 46092076E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 76mm; 46092078E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 78mm; 46092080E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 80mm; 46093027E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 27mm; 46093029E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 29mm; 46093031E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 31mm; 46093033E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 33mm; 46093035E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 35mm; 46093037E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 37mm; 46093039E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 39mm; 46093041E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 41mm; 46093043E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 43mm; 46093045E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 45mm; 46093047E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 47mm; 46093049E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 49mm; 46093051E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 51mm; 46093053E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 53mm; 46093055E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 55mm; 46093057E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 57mm; 46093059E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 59mm; 46093061E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 61mm; 46093063E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 63mm; 46093065E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 65mm; 46093067E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 67mm; 46093069E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 69mm; 46093071E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 71mm; 46093073E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 73mm; 46093075E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 75mm; 46093077E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 77mm; 46093079E - Parafuso de bloqueio 4.5 x 79mm; 46094005E - End cap 5mm; 46094010E - End cap 10mm.
CLASSE : III 80005430495
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.728660/2017-56
SISTEMA DE PLACAS BLOQUEADAS TIBIAIS TRAUSON
FABRICANTE : Trauson (China) Medical Instrument Co., Ltd - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
32889051E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 5H, E; 32889071E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 7H, E; 32889091E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 9H, E; 32889111E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 11H, E; 32889131E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 13H, E; 32889052E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 5H, D; 32889072E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 7H, D; 32889092E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 9H, D; 32889112E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 11H, D; 32889132E - Placa de Travamento da Tibia Proximal, 13H, D; 32815051E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 5H, E; 32815071E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 7H, E;

32815091E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 9H, E; 32815111E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 11H, E; 32815052E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 5H, D; 32815072E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 7H, D; 32815092E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 9H, D; 32815112E - Placa para Tibia Lateral Proximal IV, 11H, D; 32806051E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 5H, E; 32806071E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 7H, E; 32806091E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 9H, E; 32806111E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 11H, E; 32806131E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 13H, E; 32806052E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 5H, D; 32806072E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 7H, D; 32806092E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 9H, D; 32806112E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 11H, D; 32806132E - Placa para Tibia Lateral Distal II, 13H, D; 32807051E - Placa para Tibia Medial Distal II, 5H, E; 32807071E - Placa para Tibia Medial Distal II, 7H, E; 32807091E - Placa para Tibia Medial Distal II, 9H, E; 32807111E - Placa para Tibia Medial Distal II, 11H, E; 32807131E - Placa para Tibia Medial Distal II, 13H, E; 32807052E - Placa para Tibia Medial Distal II, 5H, D; 32807072E - Placa para Tibia Medial Distal II, 7H, D; 32807092E - Placa para Tibia Medial Distal II, 9H, D; 32807112E - Placa para Tibia Medial Distal II, 11H, D; 32807132E - Placa para Tibia Medial Distal II, 13H, D; 32809041E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 4H, E; 32809051E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 5H, E; 32809061E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 6H, E; 32809071E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 7H, E; 32809081E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 8H, E; 32809042E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 4H, D; 32809052E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 5H, D; 32809062E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 6H, D; 32809072E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 7H, D; 32809082E - Placa para Tibia Medial Proximal II 4.5, 8H, D; 32808041E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 4H, E; 32808061E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 6H, E; 32808081E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 8H, E; 32808101E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 10H, E; 32808121E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 12H, E; 32808141E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 14H, E; 32808042E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 4H, D; 32808062E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 6H, D; 32808082E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 8H, D; 32808102E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 10H, D; 32808122E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 12H, D; 32808142E - Placa para Tibia Medial Distal II 3.5, 14H, D; 32826041E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 4H, E; 32826061E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 6H, E; 32826081E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 8H, E; 32826101E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 10H, E; 32826121E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 12H, E; 32826141E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 14H, E; 32826161E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 16H, E; 32826181E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 18H, E; 32826201E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 20H, E; 32826042E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 4H, D; 32826062E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 6H, D; 32826082E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 8H, D; 32826102E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 10H, D; 32826122E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 12H, D; 32826142E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 14H, D; 32826162E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 16H, D; 32826182E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 18H, D; 32826202E - Placa para Tibia Lateral Distal II 3.5, 20H, D; 32829041E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 4H, E; 32829051E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 5H, E; 32829061E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 6H, E; 32829071E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 7H, E; 32829081E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 8H, E; 32829042E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 4H, D; 32829052E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 5H, D; 32829062E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 6H, D; 32829072E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 7H, D; 32829082E - Placa para Tibia Lateral Proximal VI, 8H, D; 32847021E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 2H, E; 32847022E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 2H, D; 32847031E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 3H, E; 32847032E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 3H, D; 32847041E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 4H, E; 32847042E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 4H, D; 32847051E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 5H, E; 32847052E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 5H, D; 32847061E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 6H, E; 32847062E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 6H, D; 32847071E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 7H, E; 32847072E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 7H, D; 32847081E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 8H, E; 32847082E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 8H, D; 32847091E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 9H, E; 32847092E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 9H, D; 32847101E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 10H, E; 32847102E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 10H, D; 32847111E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 11H, E; 32847112E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 11H, D; 32847121E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 12H, E; 32847122E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 12H, D; 32847131E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 13H, E; 32847132E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 13H, D; 32847141E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 14H, E; 32847142E - Placa para Tibia Lateral Proximal VII, 14H, D; 32802040E - Placa para reconstrução reta II, 4H; 32802050E - Placa

para reconstrução reta II, 5H; 32802060E - Placa para reconstrução reta II, 6H; 32802070E - Placa para reconstrução reta II, 7H; 32802080E - Placa para reconstrução reta II, 8H; 32802090E - Placa para reconstrução reta II, 9H; 32802100E - Placa para reconstrução reta II, 10H; 32802110E - Placa para reconstrução reta II, 11H; 32802120E - Placa para reconstrução reta II, 12H; 32802140E - Placa para reconstrução reta II, 14H; 32802160E - Placa para reconstrução reta II, 16H; 32802180E - Placa para reconstrução reta II, 18H; 32802200E - Placa para reconstrução reta II, 20H; 32802220E - Placa para reconstrução reta II, 22H; 42659010E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x10; 42659012E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x12; 42659014E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x14; 42659016E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x16; 42659018E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x18; 42659020E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x20; 42659022E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x22; 42659024E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x24; 42659026E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x26; 42659028E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x28; 42659030E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x30; 42659032E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x32; 42659034E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x34; 42659035E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x35; 42659036E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x36; 42659038E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x38; 42659040E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x40; 42659042E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x42; 42659045E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x45; 42659050E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x50; 42659055E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x55; 42659060E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x60; 42659065E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x65; 42659070E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x70; 42659075E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x75; 42659080E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x80; 42659085E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x85; 42659090E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x90; 42659095E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x95; 42659100E - Parafuso Bloqueado T15 Ø3.5x100; 42651010E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 10mm; 42651012E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 12mm; 42651014E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 14mm; 42651016E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 16mm; 42651018E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 18mm; 42651020E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 20mm; 42651022E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 22mm; 42651024E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 24mm; 42651026E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 26mm; 42651028E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 28mm; 42651030E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 30mm; 42651032E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 32mm; 42651034E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 34mm; 42651035E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 35mm; 42651036E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 36mm; 42651038E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 38mm; 42651040E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 40mm; 42651042E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 42mm; 42651044E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 44mm; 42651045E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 45mm; 42651046E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 46mm; 42651048E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 48mm; 42651050E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 50mm; 42651055E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 55mm; 42651060E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 60mm; 42651065E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 65mm; 42651070E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 70mm; 42651075E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 75mm; 42651080E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 80mm; 42651085E - Parafuso Bloqueado Ø3.5, 85mm; 41651018E - Parafuso Bloqueado Ø5, 18mm; 41651020E - Parafuso Bloqueado Ø5, 20mm; 41651022E - Parafuso Bloqueado Ø5, 22mm; 41651024E - Parafuso Bloqueado Ø5, 24mm; 41651026E - Parafuso Bloqueado Ø5, 26mm; 41651028E - Parafuso Bloqueado Ø5, 28mm; 41651030E - Parafuso Bloqueado Ø5, 30mm; 41651032E - Parafuso Bloqueado Ø5, 32mm; 41651034E - Parafuso Bloqueado Ø5, 34mm; 41651036E - Parafuso Bloqueado Ø5, 36mm; 41651038E - Parafuso Bloqueado Ø5, 38mm; 41651040E - Parafuso Bloqueado Ø5, 40mm; 41651042E - Parafuso Bloqueado Ø5, 42mm; 41651044E - Parafuso Bloqueado Ø5, 44mm; 41651046E - Parafuso Bloqueado Ø5, 46mm; 41651048E - Parafuso Bloqueado Ø5, 48mm; 41651050E - Parafuso Bloqueado Ø5, 50mm; 41651055E - Parafuso Bloqueado Ø5, 55mm; 41651060E - Parafuso Bloqueado Ø5, 60mm; 41651065E - Parafuso Bloqueado Ø5, 65mm; 41651070E - Parafuso Bloqueado Ø5, 70mm; 41651075E - Parafuso Bloqueado Ø5, 75mm; 41651080E - Parafuso Bloqueado Ø5, 80mm; 41651085E - Parafuso Bloqueado Ø5, 85mm; 41651090E - Parafuso Bloqueado Ø5, 90mm; 32810050E - Placa Tibial Bloqueada, 5H; 32810060E - Placa Tibial Bloqueada, 6H; 32810070E - Placa Tibial Bloqueada, 7H; 32810080E - Placa Tibial Bloqueada, 8H; 32810090E - Placa Tibial Bloqueada, 9H; 32810100E - Placa Tibial Bloqueada, 10H; 32810110E - Placa Tibial Bloqueada, 11H; 32810120E - Placa Tibial Bloqueada, 12H; 32810130E - Placa Tibial Bloqueada, 13H; 32810150E - Placa Tibial Bloqueada, 15H; 32810170E - Placa Tibial Bloqueada, 17H; CLASSE : III 80005430496
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA. 8.00122-8
Hemostáticos Absorvíveis 25351.497377/2017-03
DISPOSITIVO PARA SELAMENTO DE PUNÇÃO HEMOSTÁTICA ANGIO-SEAL VIP (6F)
FABRICANTE : TERUMO MEDICAL CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Apresentação: 610132. Componentes: 01 Dispositivo Angio-Seal VIP (6F); 01 Bainha introdutora; 01 Localizador de arteriotomia; 01 Fio guia com alinhador da ponta J (70cm x 0.035").
CLASSE : IV 80012280198
80087 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Material de Uso Médico Importado
Hemostáticos Absorvíveis 25351.497399/2017-06
DISPOSITIVO PARA SELAMENTO DE PUNÇÃO HEMOSTÁTICA ANGIO-SEAL STS PLUS (6F)
FABRICANTE : TERUMO MEDICAL CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Apresentação Comercial: 610120. Componentes: 01 Dispositivo Angio-Seal STS Plus (6F); 01 Bainha introdutora; 01 Localizador de arteriotomia; 01 Fio guia com alinhador da ponta J (70cmx0,035").

CLASSE : IV 80012280199

80087 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Material de Uso Médico Importado

TRAUTEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA 1.01741-1

Pino e fio rígidos não absorvíveis 25351.560330/2017-57

Fios e Pinos de Schanz - Estéril - TRAUTEC

FABRICANTE : TRAUTEC EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA - BRASIL

FKAEE - Fio de Kirschner Angulado a Esquerda Ø2.0MM Ø2.0MMx200mm; FKADE - Fio de Kirschner Angulado a Direita Ponta Distal Afiaða Ø2.0mm Ø2.0MMx200mm; FK1.0X240MME -

Fio de Kirschner Ø1.0X240mm; FK1.0X250MME - Fio de Kirschner

Ø1.0X260mm; FK1.0X270MME - Fio de Kirschner Ø1.0X270mm;

FK1.0X280MME - Fio de Kirschner Ø1.0X280mm;

FK1.0X290MME - Fio de Kirschner Ø1.0X290mm;

FK1.0X300MME - Fio de Kirschner Ø1.0X300mm;

FK1.5X240MME - Fio de Kirschner Ø1.5X240mm;

FK1.5X250MME - Fio de Kirschner Ø1.5X250mm;

FK1.5X260MME - Fio de Kirschner Ø1.5X260mm;

FK1.5X270MME - Fio de Kirschner Ø1.5X270mm;

FK1.5X280MME - Fio de Kirschner Ø1.5X280mm;

FK1.5X290MME - Fio de Kirschner Ø1.5X290mm;

FK1.5X300MME - Fio de Kirschner Ø1.5X300mm;

FK1.5X350MME - Fio de Kirschner Ø1.5X350mm;

FK2.0X240MME - Fio de Kirschner Ø2.0X240mm;

FK2.0X250MME - Fio de Kirschner Ø2.0X250mm;

FK2.0X260MME - Fio de Kirschner Ø2.0X260mm;

FK2.0X270MME - Fio de Kirschner Ø2.0X270mm;

FK2.0X280MME - Fio de Kirschner Ø2.0X280mm;

FK2.0X290MME - Fio de Kirschner Ø2.0X290mm;

FK2.0X300MME - Fio de Kirschner Ø2.0X300mm;

FK2.5X240MME - Fio de Kirschner Ø2.5X240mm;

FK2.5X250MME - Fio de Kirschner Ø2.5X250mm;

FK2.5X260MME - Fio de Kirschner Ø2.5X260mm;

FK2.5X270MME - Fio de Kirschner Ø2.5X270mm;

FK2.5X280MME - Fio de Kirschner Ø2.5X280mm;

FK2.5X290MME - Fio de Kirschner Ø2.5X290mm;

FK2.5X300MME - Fio de Kirschner Ø2.5X300mm;

FK4.0X240MME - Fio de Kirschner Ø4.0X240mm;

FK4.0X250MME - Fio de Kirschner Ø4.0X250mm;

FK4.0X260MME - Fio de Kirschner Ø4.0X260mm;

FK4.0X270MME - Fio de Kirschner Ø4.0X270mm;

FK4.0X280MME - Fio de Kirschner Ø4.0X280mm;

FK4.0X290MME - Fio de Kirschner Ø4.0X290mm;

FK4.0X300MME - Fio de Kirschner Ø4.0X300mm;

FK5.0X240MME - Fio de Steinmann Ø5.0X240mm;

FK5.0X250MME - Fio de Steinmann Ø5.0X250mm;

FK5.0X260MME - Fio de Steinmann Ø5.0X260mm;

FK5.0X270MME - Fio de Steinmann Ø5.0X270mm;

FK5.0X280MME - Fio de Steinmann Ø5.0X280mm;

FK5.0X290MME - Fio de Steinmann Ø5.0X290mm;

FK5.0X300MME - Fio de Steinmann Ø5.0X300mm;

FK1.0X350MME - Fio de Kirschner Ø1.0X350mm;

FK1.0X400MME - Fio de Kirschner Ø1.0X400mm;

FK1.5X400MME - Fio de Kirschner Ø1.5X400mm;

FK2.0X350MME - Fio de Kirschner Ø2.0X350mm;

FK2.0X400MME - Fio de Kirschner Ø2.0X400mm;

FK2.5X350MME - Fio de Kirschner Ø2.5X350mm;

FK2.5X400MME - Fio de Kirschner Ø2.5X400mm;

FK2.8X240MME - Fio de Steimann Ø2.8X240mm;

FK2.8X250MME - Fio de Steimann Ø2.8X250mm;

FK2.8X260MME - Fio de Steimann Ø2.8X260mm;

FK2.8X270MME - Fio de Steimann Ø2.8X270mm;

FK2.8X280MME - Fio de Steimann Ø2.8X280mm;

FK2.8X290MME - Fio de Steimann Ø2.8X290mm;

FK2.8X300MME - Fio de Steimann Ø2.8X300mm;

FK2.8X350MME - Fio de Steimann Ø2.8X350mm;

FK2.8X400MME - Fio de Steimann Ø2.8X400mm;

FK3.2X240MME - Fio de Kirschner Ø3.2X240mm;

FK3.2X250MME - Fio de Kirschner Ø3.2X250mm;

FK3.2X260MME - Fio de Kirschner Ø3.2X260mm;

FK3.2X270MME - Fio de Kirschner Ø3.2X270mm;

FK3.2X280MME - Fio de Kirschner Ø3.2X280mm;

FK3.2X290MME - Fio de Kirschner Ø3.2X290mm;

FK3.2X300MME - Fio de Kirschner Ø3.2X300mm;

FK3.2X350MME - Fio de Kirschner Ø3.2X350mm;

FK3.2X400MME - Fio de Kirschner Ø3.2X400mm;

FK4.0X350MME - Fio de Kirschner Ø4.0X350mm;

FK4.0X400MME - Fio de Kirschner Ø4.0X400mm;

FK5.0X350MME - Fio de Steimann Ø5.0X350mm;

FK5.0X400MME - Fio de Steimann Ø5.0X400mm;

PS1.0X75P.25MME - PINO DE SCHANZ Ø 1,0 Comp. 75mm

PASSO DE 0,25mm; PS1.0X75XP0.7MME - PINO DE SCHANZ Ø

1,0 Comp. 75mm PASSO DE 0,7mm; PS1.5X50XP0.7MME - PINO

DE SCHANZ Ø 1,5 Comp. 50mm PASSO DE 0,7mm;

PS1.5X60XP0.7MME - PINO DE SCHANZ Ø 1,5 Comp. 60mm

PASSO DE 0,7mm; PS1.5X80XP0.7MME - PINO DE SCHANZ Ø

1,5 Comp. 80mm PASSO DE 0,7mm; PS1.5X50XP1.0MME - PINO

DE SCHANZ Ø 1,5 Comp. 50mm PASSO DE 1.0mm;

PS1.5X60XP1.0MME - PINO DE SCHANZ Ø 1,5 Comp. 60mm

PASSO DE 1.0mm; PS1.5X80XP1.0MME - PINO DE SCHANZ Ø

1,5 Comp. 80mm PASSO DE 1.0mm; PS2X60XP0.7MME - PINO

DE SCHANZ Ø 2.0 Comp. 60mm PASSO DE 0.7mm;

PS2X80XP0.7MME - PINO DE SCHANZ Ø 2.0 Comp. 80mm

PASSO DE 0,7mm; PS2X100XP0.7MME - PINO DE SCHANZ Ø

2.0 Comp. 100mm PASSO DE 0,7mm; PS2X60XP1.0MME - PINO

DE SCHANZ Ø 2.0 Comp. 60mm PASSO DE 1.0mm;

PS2X80XP1.0MME - PINO DE SCHANZ Ø 2.0 Comp. 60mm

PASSO DE 1.0mm; PS2X100XP1.0MME - PINO DE SCHANZ Ø

2.0 Comp. 100mm PASSO DE 1.0mm; PS2.8X100XP1.0MME -

PINO DE SCHANZ Ø 2.8 Comp. 100mm PASSO DE 1.0mm;

PS3.2X100XP1.0MME - PINO DE SCHANZ Ø 3.2 Comp. 100mm

PASSO DE 1.0mm; PS4.0X150XP1.5MME - PINO DE SCHANZ Ø

4.0 Comp. 150mm PASSO DE 1.5mm; PS5.0X150XP1.75MME -

PINO DE SCHANZ Ø 5.0 Comp. 150mm PASSO DE 1.75mm;

PS5.0X200XP1.75MME - PINO DE SCHANZ Ø 5.0 Comp. 200mm

PASSO DE 1.75mm; PS5.0X250XP1.75MME - PINO DE SCHANZ

Ø 5.0 Comp. 250mm PASSO DE 1.75mm; PS6.0X200MMX20MME

- PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp. 200mm PASSO DE 1.75mm

ROSCA 20mm; PS6.0X200MMX30MME - PINO DE SCHANZ Ø

6.0 Comp. 200mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 30mm;

PS6.0X200MMX40MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

200mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 40mm;

PS6.0X200MMX50MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

200mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 50mm;

PS6.0X200MMX60MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

200mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 60mm;

PS6.0X200MMX70MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

200mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 70mm;

PS6.0X200MMX80MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

200mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 80mm;

PS6.0X220MMX20MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 20mm;

PS6.0X220MMX30MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 30mm;

PS6.0X220MMX40MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 40mm;

PS6.0X220MMX50MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 50mm;

PS6.0X220MMX60MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 60mm;

PS6.0X220MMX70MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 70mm;

PS6.0X220MMX80MME - PINO DE SCHANZ Ø 6.0 Comp.

220mm PASSO DE 1.75mm ROSCA 80mm;

CLASSE : III 10174110051

80093 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável

em Ortopedia Nacional

Techimport Tecnologia em Implantes Ortopédicos Ltda - EPP

8.11184-6

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS

ASSOCIADOS25351.047176/2018-11

Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para mão ALPHA com

Ângulo Variável

FABRICANTE : Techimport Tecnologia em Implantes Ortopédicos

Ltda - EPP - BRASIL

TI007.2151.016-Micro Placa Alpha Linha Dupla 16 Furos #0,6;

TI007.2227.007-Micro Placa Alpha T 7 Furos #0,6; TI007.2227.008-

Micro Placa Alpha T 8 Furos #0,6; TI007.2231.010-Micro Placa

Alpha T 10 Furos #0,6; TI007.2322.006-Micro Placa Alpha Y 6

Furos #0,6; TI007.2322.008-Micro Placa Alpha Y 8 Furos #0,6;

TI007.2318.105-Micro Placa Alpha L 5 Furos Direita #0,6;

TI007.2318.205-Micro Placa Alpha L 5 Furos Esquerda #0,6;

TI007.2430.007-Micro Placa Alpha de Base Falangeal 7 Furos #0,6;

TI007.2509.004-Micro Placa Alpha Tipo Grade Retangular 4 Furos

#0,6; TI007.2515.006-Micro Placa Alpha Tipo Grade Retangular 6

Furos #0,6; TI007.2609.004-Micro Placa Alpha Tipo Grade

Retangular Estreita 4 Furos #0,6; TI007.2710.004-Micro Placa Alpha

Tipo Grade Trapezoidal 4 Furos #0,6; TI007.2715.006-Micro Placa

Alpha Tipo Grade Trapezoidal 6 Furos #0,6; TI007.2721.008-Micro

Placa Alpha Tipo Grade Trapezoidal 8 Furos #0,6; TI007.2727.010-

Micro Placa Alpha Tipo Grade Trapezoidal 10 Furos #0,6;

TI007.2733.012-Micro Placa Alpha Tipo Grade Trapezoidal 12 Furos

#0,6; TI007.2717.106-Micro Placa Alpha Tipo Grade Trapezoidal 6

Furos Direita #0,6; TI007.2717.206-Micro Placa Alpha Tipo Grade

Trapezoidal 6 Furos Esquerda #0,6; TI007.2817.106-Micro Placa

Alpha Tipo Grade Oblíqua 6 Furos Direita #0,6; TI007.2817.206-

Micro Placa Alpha Tipo Grade Oblíqua 6 Furos Esquerda #0,6;

TI007.2818.108-Micro Placa Alpha Tipo Grade Oblíqua 8 Furos

Direita #0,6; TI007.2818.208-Micro Placa Alpha Tipo Grade

Oblíqua 8 Furos Esquerda #0,6; TI007.2935.011-Micro Placa Alpha

T de Compressão Condilar 11 Furos #0,6; TI007.2935.012-Micro

Placa Alpha T de Compressão Condilar 12 Furos #0,6;

TI007.3024.105-Micro Placa Alpha Condilar com Pino Direita #0,6;

TI007.3024.205-Micro Placa Alpha Condilar com Pino Esquerda

#0,6; TI007.3006.001-Micro Placa Alpha Condilar com Gancho

Duplo #0,6; TI007.3121.106-Micro Placa Alpha para Cabeça

Falangeal 6 Furos Direita #0,6; TI007.3121.206-Micro Placa Alpha

para Cabeça Falangeal 6 Furos Esquerda #0,6; TI007.3324.008-

Micro Placa Alpha T 8 Furos #0,8; TI007.3331.010-Micro Placa

Alpha T 10 Furos #0,8; TI007.3423.006-Micro Placa Alpha de

Fratura com Rotação #0,8; TI007.3524.009-Micro Placa Alpha T

Linha Dupla 9 Furos #0,8; TI007.3621.106-Micro Placa Alpha para

Cabeça Falangeal 6 Furos Direita #0,8; TI007.3621.206-Micro Placa

Alpha para Cabeça Falangeal 6 Furos Esquerda #0,8;

TI007.3728.014-Micro Placa Alpha Rede 14 Furos #0,8;

TI007.3809.004-Micro Placa Alpha Tipo Grade Retangular 4 Furos

#0,8; TI007.3915.006-Micro Placa Alpha Tipo Grade Trapezoidal 6

Furos #0,8; TI007.3921.008-Micro Placa Alpha Tipo Grade

Trapezoidal 8 Furos #0,8; TI007.3927.010-Micro Placa Alpha Tipo

Grade Trapezoidal 10 Furos #0,8; TI007.4017.006-Micro Placa

Alpha para Escafóide 6 Furos Pequena #0,8; TI007.4019.006-Micro

Placa Alpha para Escafóide 6 Furos Média #0,8; TI007.4021.006-

Micro Placa Alpha para Escafóide 6 Furos Grande #0,8;

TI007.4129.012-Micro Placa Alpha Tipo Grade Retangular 12 Furos

#0,8; TI007.4227.008-Micro Placa Alpha para Base Falangeal 8

Furos #0,8; TI007.4229.008-Micro Placa Alpha para Base Falangeal

8 Furos Longa #0,8; TI007.4324.008-Micro Placa Alpha Dorsal para

Primeiro Metacarpo 8 Furos #0,8; TI007.4427.008-Micro Placa

Alpha para Correção com Rotação #0,8; TI007.4527.009-Micro

Placa Alpha para Fratura 9 Furos #0,8; TI007.4624.008-Micro Placa

Alpha de Pescoço Metacarpal 8 Furos #0,8; TI007.5158.016-Mini

Placa Alpha Linha Dupla 16 Furos #1,0; TI007.5227.006-Mini Placa

Alpha T 6 Furos #1,0; TI007.5227.007-Mini Placa Alpha T 7 Furos

#1,0; TI007.5332.007-Mini Placa Alpha Y 7 Furos #1,0;

TI007.5428.106-Mini Placa Alpha L 6 Furos Direita #1,0;

TI007.5428.206-Mini Placa Alpha L 6 Furos Esquerda #1,0;

TI007.5432.106-Mini Placa Alpha L 6 Furos Direita Longa #1,0;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TI002.0025.035-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 35,0mm;
TI002.0025.036-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 36,0mm;
TI002.0025.037-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 37,0mm;
TI002.0025.038-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 38,0mm;
TI002.0025.039-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 39,0mm;
TI002.0025.040-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 40,0mm;
TI002.0025.041-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 41,0mm;
TI002.0025.042-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 42,0mm;
TI002.0025.043-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 43,0mm;
TI002.0025.044-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 44,0mm;
TI002.0025.045-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 45,0mm;
TI002.0025.046-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 46,0mm;
TI002.0025.047-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 47,0mm;
TI002.0025.048-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 48,0mm;
TI002.0025.049-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 49,0mm;
TI002.0025.050-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 50,0mm;
TI002.0025.051-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 51,0mm;
TI002.0025.052-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 52,0mm;
TI002.0025.053-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 53,0mm;
TI002.0025.054-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 54,0mm;
TI002.0025.055-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 55,0mm;
TI002.0025.056-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 56,0mm;
TI002.0025.057-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 57,0mm;
TI002.0025.058-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 58,0mm;
TI002.0025.059-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 59,0mm;
TI002.0025.060-Parafuso Não Bloqueado Ø 2,5mm x 60,0mm
CLASSE : III 81118460039
80097 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Nacional

UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
8.14662-6
Algodao 25351.214629/2018-13
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER
FABRICANTE : UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - BRASIL
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 06CM X 1,80M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 08CM X 1,00M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 08CM X 1,50M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 08CM X 1,80M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 10CM X 1,00M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 10CM X 1,50M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 10CM X 1,80M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 12CM X 1,00M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 12CM X 1,50M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 12CM X 1,80M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 15CM X 1,00M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 15CM X 1,50M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 15CM X 1,80M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 06CM X 1,50M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 20CM X 1,00M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 20CM X 1,50M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 20CM X 1,80M>
ATADURA ORTOPÉDICA UNICENTER 06CM X 1,00M>
CLASSE : I 81466260005
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.01702-8
Instrumento P/ Medicao de Parametros da
Cornea25351.208999/2018-11
TOPOGRAFO DE Córnea
FABRICANTE : CSO SRL - ITÁLIA
ANTARES
ARES
OSIRIS
OSIRIS-T
SIRIUS
CLASSE : II 80170280085
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - ME 8.11301-0
Kit Instrumental 25351.144811/2018-08
Kit Cânula para Cirurgia de Laringe
FABRICANTE : VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - ME - BRASIL
O Kit Cânula para Cirurgia de Laringe (CÓDIGO 21-00-00-00) composto por: 21-01-00-00 - 01 Peça de Mão da Cânula; 21-02-00-00 - 01 Cânula Reta 250mm x 1,4 mm; 21-03-00-00 - 01 Cânula 45º CURVA S, 250mm X 1,4mm.
CLASSE : II 81130100019
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
Kit Instrumental 25351.144827/2018-11
Kit Volmed para Cirurgia de Turbinectomia/Septoplastia
FABRICANTE : VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - ME - BRASIL
O Kit Volmed para Cirurgia de Turbinectomia/Septoplastia (REF: 20-00-00-00) é composto pelos seguintes componentes: 20-01-00-00 - Peça de Mão da Cânula; 20-02-00-00 - Cânula 600 Curva 45º 110mm x 1,4mm; 20-03-00-00 - Cânula 600 Curva S, 110mm x 1,4 mm.
CLASSE : II 81130100020
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
Kit Instrumental 25351.096465/2018-36
Kit Fess Volmed
FABRICANTE : VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - ME - BRASIL

CÓDIGO 18-00-00-00 - Materiais do conjunto: 03 Cânulas de Irrigação Autônoma 0º, 30º, 45º; 01 Equipos com Mangueiras.
CLASSE : II 81130100021
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1
Absorvente de CO2 25351.129169/2018-29
Absorvente de Dióxido de Carbono Medisorb
FABRICANTE : CareFusion Finland 320 Oy - FINLÂNDIA
8570043 - Twinpack com enchimento de 4,5 kg (9,9 lb.), descartável.
CLASSE : II 80102512035
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Filtros 25351.129215/2018-90
Filtro de Poeira Medisorb
FABRICANTE : CareFusion Finland 320 Oy - FINLÂNDIA
1407-3201-000 - Filtro de Poeiras para absorvente múltiplo reutilizável Medisorb
CLASSE : I 80102519055
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 8.03050-8
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS EXTERNOS25351.216328/2018-24
Fixador Externo World Motus III
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0436-20-00 - Fixador World Motus III Componentes: 0436-20-01 Régua 200 mm - 01 unidade; 0437-20-02 Porta Pino T - 01 unidade; 0437-20-03 Alongador T - 01 unidade; 0437-20-04 Dinamizador - 01 unidade; 0437-20-05 Porta Pino Estendido 15 mm - 01 unidade; 0437-20-06 Nivelador 15 mm - 01 unidade; 0437-20-07 Porta Pino Translação - 01 unidade; 0437-20-08 Nivelador 8 mm - 01 unidade; 0437-20-09 Porta Pino Estendido 8 mm - 01 unidade.
CLASSE : I 80305080030
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS EXTERNOS25351.216395/2018-49
Fixador Externo World Motus II
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0436-20-00 - Fixador World Motus II - Componentes: 0436-20-01 Régua 200 mm - 01 unidade; 0436-20-02 Porta Pino Rotação Deformidade - 01 unidade; 0436-20-03 Porta Pino Rotação-Translação - 01 unidade; 0436-20-04 Porta Pino Angulação - 01 unidade; 0436-20-05 Porta Pino Multiplanar - 01 unidade.
CLASSE : I 80305080031
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216472/2018-61
Fixador Carpi T Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0816-40-00- Fixador Carpi T Estéril - conjunto é composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Fixador Carpi T Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (02 Porcas de Conexão; 01 Haste de Conexão; 01 Régua).
CLASSE : I 80305080032
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216482/2018-04
Fixador Tantum Phalanx Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0812-50-00 - Fixador Tantum Phalanx Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm Estéril - 01 unidade; Chave Phalanx Estéril - 02 unidades; Fixador Tantum Phalanx Estéril - 01 unidade. O Fixador é composto por: 02 porta pinos e 01 corpo do fixador (01 Haste rosqueada e 02 Porcas de conexão).
CLASSE : I 80305080033
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216517/2018-05
Fixador World Max Phalanx Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0810-50-00 - Fixador World Max Phalanx Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm Estéril - 01 unidade; Chave World Max Estéril - 02 unidades; Fixador World Max Phalanx Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador (01 haste rosqueada e 01 porcas de conexão).
CLASSE : I 80305080034
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216525/2018-43
Fixador Beta Phalanx Estéril

FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0814-50-00- Fixador Beta Phalanx Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm estéril - 01 unidade; - Fixador Beta Phalanx Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador.
CLASSE : I 80305080035
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216546/2018-69
Fixador Motus Phalanx Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0816-50-00 - Fixador Motus Phalanx Pequeno Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm Estéril - 01 unidade; Fixador Motus Phalanx Pequeno Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador. 0817-50-00 - Fixador Motus Phalanx Médio Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm Estéril - 01 unidade; Fixador Motus Phalanx Médio Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador. 0818-50-00 - Fixador Motus Phalanx Grande Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm Estéril - 01 unidade; Fixador Motus Phalanx Grande Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador.
CLASSE : I 80305080036
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216550/2018-27
Fixador Linearis Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0101-30-00 Fixador Linearis Infans 130 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 8 mm (01 unidade); Fixador Linearis Infans 130 mm (01 unidade); Conector Linearis 1/2"; Porca Sextavada M5; Arruela Lisa M5; Parafuso Linearis M5; Haste Inox 1/8" x 120 mm; Haste Alumínio 1/4" x 130 mm; 0102-30-00 Fixador Linearis Infans 150 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 8 mm (01 unidade); Fixador Linearis Infans 150 mm (01 unidade); Conector Linearis M5; Haste Inox 1/8" x 120 mm; Haste Alumínio 1/4" x 150 mm; 0103-30-00 Fixador Linearis Infans 180 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 8 mm (01 unidade); Fixador Linearis Infans 180 mm (01 unidade); Conector Linearis 1/2"; Porca Sextavada M5; Arruela Lisa M5; Parafuso Linearis M5; Haste Inox 1/8" x 120 mm; Haste Alumínio 1/4" x 180 mm; 0104-30-00 Fixador Linearis Infans 200 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 8 mm (01 unidade); Fixador Linearis Infans 200 mm (01 unidade); Conector Linearis 1/2"; Porca Sextavada M5; Arruela Lisa M5; Parafuso Linearis M5; Haste Inox 1/8" x 120 mm; Haste Alumínio 1/4" x 200 mm; 0105-10-00 Fixador Linearis 200 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 10 mm (01 unidade); Fixador Linearis 200 mm (01 unidade); Conector Linearis 5/8"; Porca Sextavada M6; Arruela Lisa M6; Parafuso Linearis M6; Haste Inox 3/16" x 200 mm; Haste Alumínio 3/8" x 200 mm; 0106-10-00 Fixador Linearis 250 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 10 mm (01 unidade); Fixador Linearis 250 mm (01 unidade); Conector Linearis 5/8"; Porca Sextavada M6; Arruela Lisa M6; Parafuso Linearis M6; Haste Inox 3/16" x 200 mm; Haste Alumínio 3/8" x 250 mm; 0107-10-00 Fixador Linearis 300 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 10 mm (01 unidade); Fixador Linearis 300 mm (01 unidade); Conector Linearis 5/8"; Porca Sextavada M6; Arruela Lisa M6; Parafuso Linearis M6; Haste Inox 3/16" x 200 mm; Haste Alumínio 3/8" x 200 mm; 0108-10-00 Fixador Linearis 350 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 10 mm (01 unidade); Fixador Linearis 350 mm (01 unidade); Conector Linearis 5/8"; Porca Sextavada M6; Arruela Lisa M6; Parafuso Linearis M6; Haste Inox 3/16" x 200 mm; Haste Alumínio 3/8" x 350 mm; 0109-10-00 Fixador Linearis 400 mm - conjunto composto por: Chave Combinada 10 mm (01 unidade); Fixador Linearis 400 mm (01 unidade); Conector Linearis 5/8"; Porca Sextavada M6; Arruela Lisa M6; Parafuso Linearis M6; Haste Inox 3/16" x 200 mm; Haste Alumínio 3/8" x 400 mm;
CLASSE : I 80305080037
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216610/2018-10
Fixador Carpi Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
0812-40-00 - Fixador Carpi Pequeno Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Fixador Carpi Pequeno Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 03 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (02 Porcas de Conexão, 01 Haste de Conexão e 02 Réguas). 0813-40-00 - Fixador Carpi Médio Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Fixador Carpi Médio Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 03 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (02 Porcas de Conexão, 01 Haste de Conexão e 02 Réguas). 0814-40-00 - Fixador Carpi Grande Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Fixador Carpi Grande Estéril - 01 unidade. O fixador é composto por: 03 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (02 Porcas de Conexão, 01 Haste de Conexão e 02 Réguas).
CLASSE : I 80305080038



80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216427/2018-14

Fixador Carpi Extendens Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - BRASIL

0809-40-00 - Fixador Carpi Extendens 145 Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Chave Carpi Extendens Estéril - 02 unidades; Fixador Carpi Extendens 145 Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (01 haste de alongamento e 03 Porcas de Conexão). 0810 -40-00- Fixador Carpi Extendens 165 Estéril - Conjunto composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Chave Carpi Extendens Estéril - 02 unidades; Fixador Carpi Extendens 165 Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (01 haste de alongamento e 03 Porcas de Conexão). 0811-40-00 - Fixador Carpi Extendens 195 Estéril - Conjunto composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Chave Carpi Extendens Estéril - 02 unidades; Fixador Carpi Extendens 195 Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 Porta-Pinos e 01 Corpo do Fixador (01 haste de alongamento e 03 Porcas de Conexão).

CLASSE : I 80305080039

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216437/2018-41

Fixador Carpi L Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - BRASIL

0815-40-00- Fixador Carpi L Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 4,0 mm Estéril - 01 unidade; Fixador Carpi L Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 03 Porta-Pinos e 01Corpo do Fixador (02 Porcas de Conexão, 01 Haste de Co-nexão e 02 Réguas).

CLASSE : I 80305080040

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216543/2018-25

Fixador Angularis Phalanx Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - BRASIL

0815-50-00- Fixador Angularis Phalanx Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm estéril - 01 unidade; - Fixador Angularis Phalanx Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador.

CLASSE : I 80305080041

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216565/2018-95

Fixador Geminus Phalanx Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - BRASIL

0811-50-00 - Fixador Geminus Phalanx Estéril - O conjunto é composto por: Chave Allen 2,5mm Estéril - 01 unidade; Chave Phalanx Estéril - 02 unidades; Fixador Geminus Phalanx Estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador (01 Haste rosqueada, 02 Porcas de conexão e 01 Haste lisa).

CLASSE : I 80305080042

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.216553/2018-61

Fixador Alpha Phalanx Estéril
FABRICANTE : WORLD FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - BRASIL

0813-50-00 - Fixador Alpha Phalanx Estéril - O conjunto é composto por:- Chave Allen 2,5mm estéril - 01 unidade; - Fixador Alpha Phalanx estéril - 01 unidade; O fixador é composto por: 02 porta-pinos e 01 corpo do fixador.

CLASSE : I 80305080043

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI 1.02163-5

Material de Marcacao Cirurgica 25351.214692/2018-50
CANETA PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA ZAMMI SKS
FABRICANTE : SHANGHAI KEARING STATIONERY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

MODELOS: Caneta 0,5 nim, com régua graduada - Referência: SKS50 Caneta 0,8 mm, com régua graduada - Referência: SKS80 Caneta 1,0 mm. com ré ua graduada - Referência: SKS100

CLASSE : I 10216350107

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

vasttore importação comercio e distribuição de materiais medicos hospitalares ltda me8.15732-4

Canulas 25351.122968/2018-74

CÂNULA TRACOE TWIST PLUS COM DUPLA FENESTRA, BALÃO, LINHA DE ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA E INTRODUTOR ATRAUMÁTICO

FABRICANTE : TRACOE MEDICAL GMBH - ALEMANHA
Canula Tracoe Twist Plus com Dupla Fenestra, Balão, Linha de Aspiração Subglótica e Introduutor Atraumatico: REF 888-316-07-P

REF 888-316-08-P
REF 888-316-09-P
REF 888-316-10-P
CLASSE : II 81573240026

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.155, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ALEFH MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
8.03261-7

CAGES PARA FUSÃO DE COLUNA 25351.354792/2009-14
Prótese de Fixação Interlaminar Vertebral - Cage Lombar Medyssey

FABRICANTE : MEDYSSEY CO., LTD - CORÉIA DO SUL
DC40A08/DC40A09/DC40A10/DC40A11/DC40A12/DC40A13/
DC40A14/DC40A15/DC40A16/DC41A08/DC41A09/DC41A10/
DC41A11/DC41A12/DC41A13/DC41A14/DC41A15/DC41A16/
DC40B08/DC40B09/DC40B10/DC40B11/DC40B12/DC40B13/
DC40B14/DC40B15/DC40B16/DC41B08/DC41B09/DC41B10/
DC41B11/DC41B12/DC41B13/DC41B14/DC41B15/DC41B16/
DC40C08/DC40C09/DC40C10/DC40C11/DC40C12/DC40C13/
DC40C14/DC40C15/DC40C16/DC41C08/DC41C09/DC41C10/
DC41C11/DC41C12/DC41C13/DC41C14/DC41C15/DC41C16/
DC80A08/DC80A09/DC80A10/DC80A11/DC80A12/DC80A13/
DC80A14/DC80A15/DC80A16/DC81A08/DC81A09/DC81A10/
DC81A11/DC81A12/DC81A13/DC81A14/DC81A15/DC81A16/
DC80B08/DC80B09/DC80B10/DC80B11/DC80B12/DC80B13/
DC80B14/DC80B15/DC80B16/DC81B08/DC81B09/DC81B10/
DC81B11/DC81B12/DC81B13/DC81B14/DC81B15/DC81B16/
DC80C08/DC80C09/DC80C10/DC80C11/DC80C12/DC80C13/
DC80C14/DC80C15/DC80C16/DC81C08/DC81C09/DC81C10/
DC81C11/DC81C12/DC81C13/DC81C14/DC81C15/DC81C16/
GC48A08/GC48A09/GC48A10/GC48A11/GC48A12/GC48A13/
GC48A14/GC48A15/GC48A16/GC49A08/GC49A09/GC49A10/
GC49A11/GC49A12/GC49A13/GC49A14/GC49A15/GC49A16/
GC40A08/GC40A09/GC40A10/GC40A11/GC40A12/GC40A13/
GC40A14/GC40A15/GC40A16/GC41A08/GC41A09/GC41A10/
GC41A11/GC41A12/GC41A13/GC41A14/GC41A15/GC41A16/
GC48B08/GC48B09/GC48B10/GC48B11/GC48B12/GC48B13/
GC48B14/GC48B15/GC48B16/GC49B08/GC49B09/GC49B10/
GC49B11/GC49B12/GC49B13/GC49B14/GC49B15/GC49B16/
GC40B08/GC40B09/GC40B10/GC40B11/GC40B12/GC40B13/
GC40B14/GC40B15/GC40B16/GC41B08/GC41B09/GC41B10/
GC41B11/GC41B12/GC41B13/GC41B14/GC41B15/GC41B16/
GC48C08/GC48C09/GC48C10/GC48C11/GC48C12/GC48C13/
GC48C14/GC48C15/GC48C16/GC49C08/GC49C09/GC49C10/
GC49C11/GC49C12/GC49C13/GC49C14/GC49C15/GC49C16/
GC40C08/GC40C09/GC40C10/GC40C11/GC40C12/GC40C13/
GC40C14/GC40C15/GC40C16/GC41C08/GC41C09/GC41C10/
GC41C11/GC41C12/GC41C13/GC41C14/GC41C15/GC41C16/
GC88A08/GC88A09/GC88A10/GC88A11/GC88A12/GC88A13/
GC88A14/GC88A15/GC88A16/GC89A08/GC89A09/GC89A10/
GC89A11/GC89A12/GC89A13/GC89A14/GC89A15/GC89A16/
GC80A08/GC80A09/GC80A10/GC80A11/GC80A12/GC80A13/
GC80A14/GC80A15/GC80A16/GC81A08/GC81A09/GC81A10/
GC81A11/GC81A12/GC81A13/GC81A14/GC81A15/GC81A16/
GC88B08/GC88B09/GC88B10/GC88B11/GC88B12/GC88B13/
GC88B14/GC88B15/GC88B16/GC89B08/GC89B09/GC89B10/
GC89B11/GC89B12/GC89B13/GC89B14/GC89B15/GC89B16/
GC80B08/GC80B09/GC80B10/GC80B11/GC80B12/GC80B13/
GC80B14/GC80B15/GC80B16/GC81B08/GC81B09/GC81B10/
GC81B11/GC81B12/GC81B13/GC81B14/GC81B15/GC81B16/
GC88C08/GC88C09/GC88C10/GC88C11/GC88C12/GC88C13/
GC88C14/GC88C15/GC88C16///GC89C08/GC89C09/GC89C10/
GC89C11/GC89C12/GC89C13/GC89C14/GC89C15/GC89C16/
GC80C08/GC80C09/GC80C10/GC80C11/GC80C12/GC80C13/
GC80C14/GC80C15/GC80C16/GC81C08/GC81C09/GC81C10/
GC81C11/ GC81C12/GC81C13/GC81C14/GC81C15/GC81C16/ .

CLASSE : III 80326170032

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U -

Correção pela ANVISA

AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA 8.00900-5
Implantes Dentarios (Osseointegravel) 25351.176557/2007-46
PARAFUSO IMPLANTAVEL CORTICAL DE TITÂNIO

FABRICANTE : AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA - BRASIL

BF3508 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 8.5 MM - BLACK FIX; BF3509 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 9.0 MM - BLACK FIX; BF3510 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 10.0 MM - BLACK FIX; BF3511 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 11.5 MM - BLACK FIX; BF3513 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 13.0 MM - BLACK FIX; BF3515 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 15.0 MM - BLACK FIX; BF3517 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 17.0 MM - BLACK FIX; BF3519 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.5 X 19.0 MM - BLACK FIX; BF4006 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 6.0 MM - BLACK FIX; BF4008 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 8.5 MM - BLACK FIX; BF4009 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 9.0 MM - BLACK FIX; BF4010 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 10.0 MM - BLACK FIX; BF4011 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 11.5 MM - BLACK FIX; BF4013 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 13.0 MM - BLACK FIX; BF4015 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 15.0 MM - BLACK FIX; BF4017 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 17.0 MM - BLACK FIX; BF4019 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 19.0 MM - BLACK FIX; BF4508 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 8.5 MM - BLACK FIX; BF4509 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 9.0 MM - BLACK FIX; BF4510 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 10.0 MM - BLACK FIX; BF4511 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 11.5 MM - BLACK FIX; BF4513 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 13.0 MM - BLACK FIX; BF4515 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 15.0 MM - BLACK FIX; BF4517 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 17.0 MM - BLACK FIX; BF4519 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.5 X 19.0 MM - BLACK FIX; BF5008 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 8.5 MM - BLACK FIX; BF5009 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 9.0 MM - BLACK FIX; BF5010 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 10.0 MM - BLACK FIX; BF5011 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 11.5 MM - BLACK FIX; BF5013 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 13.0 MM - BLACK FIX; BF5015 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 15.0 MM - BLACK FIX; BF5017 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 17.0 MM - BLACK FIX; BF5019 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 19.0 MM - BLACK FIX; CM485 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 8.5 MM - CONE MORSE; CM410 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 10.0 MM - CONE MORSE; CM411 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 11.5 MM - CONE MORSE; CM413 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 13.0 MM - CONE MORSE; CM415 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 15.0 MM - CONE MORSE; SM310 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.3 X 10.0 MM - HEX. EXT; SM311 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.3 X 11.5 MM - HEX. EXT; SM313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.3 X 13.0 MM - HEX. EXT; SM315 : MPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.3 X 15.0 MM - HEX. EXT; SP307 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 7.0 MM - HEX. EXT; SP385 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 8.5 MM - HEX. EXT; SP310 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 10.0 MM - HEX. EXT; SP311 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 11.5 MM - HEX. EXT; SP313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 13.0 MM - HEX. EXT; SP315 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 15.0 MM - HEX. EXT; SP318 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.75 X 18.0 MM - HEX. EXT; SP407 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 7.0 MM - HEX. EXT; SP485 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 8.5 MM - HEX. EXT; SP410 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 10.0 MM - HEX. EXT; SP411 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 11.5 MM - HEX. EXT; SP413 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 13.0 MM - HEX. EXT; SP415 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 15.0 MM - HEX. EXT; SP418 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 4.0 X 18.0 MM - HEX. EXT; NP310 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 10.0 MM - HEX. EXT; NP311 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 11.5 MM - HEX. EXT; NP313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 13.0 MM - HEX. EXT; NP315 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 15.0 MM - HEX. EXT; SMM310 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 10.0 MM - HEX. EXT; SMM311 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 11.5 MM - HEX. EXT; SMM313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 13.0 MM - HEX. EXT; SMM315 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.3 X 15.0 MM - HEX. EXT; SPM307 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 7.0 MM - HEX. EXT; SPM385 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 8.5 MM - HEX. EXT SPM310 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 10.0 MM - HEX. EXT; SPM311 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 11.5 MM - HEX. EXT; SPM313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 13.0 MM - HEX. EXT; SPM315 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 15.0 MM - HEX. EXT; SPM318 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 3.75 X 18.0 MM - HEX. EXT; SPM407 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 4.0 X 7.0 MM - HEX. EXT; SPM485 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 4.0 X 8.5 MM - HEX. EXT; SPM410 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 4.0 X 10.0 MM - HEX. EXT; SPM411 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL

PRE-MONTADO 4.0 X 11.5 MM - HEX. EXT; SPM413 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 4.0 X 13.0
MM - HEX. EXT; SPM415 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 4.0 X 15.0 MM - HEX. EXT; SPM418 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 4.0 X 18.0
MM - HEX. EXT; STP507 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 5.0 X 7.0 MM - HEX. EXT; STP585 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 8.5
MM - HEX. EXT; STP510 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 5.0 X 10.0 MM - HEX. EXT; STP511 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 11.5
MM - HEX. EXT; STP513 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 5.0 X 13.0 MM - HEX. EXT; STP515 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 15.0
MM - HEX. EXT; STP518 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 5.0 X 18.0 MM - HEX. EXT; WP507
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 7.
MM - HEX. EXT; WP585 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVE
PRE-MONTADO 5.0 X 8.5 MM - HEX. EXT; WP510
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 10.0
MM - HEX. EXT; WP511 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 5.0 X 11.5 MM - HEX. EXT; WP513 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO 5.0 X 13.0
MM - HEX. EXT; WP515 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
PRE-MONTADO 5.0 X 15.0 MM - HEX. EXT; NSS310 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.3
X 10.0 MM - HEX. EXT; NSS311 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.3 X 11.5 MM - HEX.
EXT; NSS313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 3.3 X 13.0 MM - HEX. EXT; NSS315 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.3
X 15.0 MM - HEX. EXT; SS307 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.75 X 7.0 MM - HEX.
EXT; SS385 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 3.75 X 8.5 MM - HEX. EXT; SS310 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.75
X 10.0 MM - HEX. EXT; SS311 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.75 X 11.5 MM - HEX.
EXT; SS313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 3.75 X 13.0 MM - HEX. EXT; SS315 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.75
X 15.0 MM - HEX. EXT; SS318 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 3.75 X 18.0 MM - HEX.
EXT; SS407 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 4.0 X 7.0 MM - HEX. EXT; SS485 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 4.0
X 8.5 MM - HEX. EXT; SS410 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 4.0 X 10.0 MM - HEX.
EXT; SS411 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 4.0 X 11.5 MM - HEX. EXT; SS413 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 4.0
X 13.0 MM - HEX. EXT; SS415 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 4.0 X 15.0 MM - HEX.
EXT; SS418 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 4.0 X 18.0 MM - HEX. EXT; WSS 507 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0
X 7.0 MM - HEX. EXT; WSS 585 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0 X 8.5 MM - HEX.
EXT; WSS 510 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 5.0 X 10.0 MM - HEX. EXT; WSS 511 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0
X 11.5 MM - HEX. EXT; WSS 513 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0 X 13.0 MM - HEX.
EXT; WSS 515 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 5.0 X 15.0 MM - HEX. EXT; 102.329 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0
X 7.0 MM - HEX. EXT; 102.330 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0 X 8.50 MM - HEX.
EXT; 102.331 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 5.0 X 10.0 MM - HEX. EXT; 102.332 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0
X 11.5 MM - HEX. EXT; 102.333 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL PRE-MONTADO SILVER 5.0 X 13.0 MM - HEX.
EXT; 102.334 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PRE-
MONTADO SILVER 5.0 X 15.0 MM - HEX. EXT; IT 307 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 3.75 X
7.0 MM - HEX. EXT; IT 385 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
TORQUE INTERNO 3.75 X 8.5 MM - HEX. EXT; IT 310 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 3.75 X
10.0 MM - HEX. EXT; IT 311 : IMPLANTE AUTO
ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 3.75 X 11.5 MM - HEX.
EXT; IT 313 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE
INTERNO 3.75 X 13.0 MM - HEX. EXT; IT 315 : IMPLANTE
AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 3.75 X 15.0 MM -
HEX. EXT; IT 318 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE
INTERNO 3.75 X 18.0 MM - HEX. EXT; IT 407 : IMPLANTE
AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 4.0 X 7.0 MM - HEX.
EXT; IT 485 IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE
INTERNO 4.0 X 8.5 MM - HEX. EXT; IT 410 : IMPLANTE
AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 4.0 X 10.0 MM -
HEX. EXT; IT 411 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE
INTERNO 4.0 X 11.5 MM - HEX. EXT; IT 413 : IMPLANTE
AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 4.0 X 13.0 MM -
HEX. EXT; IT 415 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE
INTERNO 4.0 X 15.0 MM - HEX. EXT; IT 418 : IMPLANTE
AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 4.0 X 18.0 MM -
HEX. EXT; 103.315 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
TORQUE INTERNO 5.0 X 7.0 MM - HEX. EXT; 103.320 :
IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL TORQUE INTERNO 5.0 X 8.

[illegible]

IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 10.0 MM - HEX. INT;
 WIH 511 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 11.5 MM -
 HEX. INT; WIH 513 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X
 13.0 MM - HEX. INT; WIH 515 : IMPLANTE AUTO
 ROSQUEAVEL 5.0 X 15.0 MM - HEX. INT; WIH 518 :
 IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 5.0 X 18.0 MM - HEX. INT;
 104.339 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 3.75 X 7.0
 MM - HEX. INT; 104.340 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 GROOVE 3.75 X 8.5 MM - HEX. INT; 104.341 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 3.75 X 10.0 MM - HEX. INT;
 104.342 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 3.75 X
 11.5 MM - HEX. INT; 104.343 : IMPLANTE AUTO
 ROSQUEAVEL GROOVE 3.75 X 13.0 MM - HEX. INT; 104.344 :
 IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 3.75 X 15.0 MM -
 HEX. INT; 104.345 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 GROOVE 3.75 X 18.0 MM - HEX. INT; 104.346 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 4.0 X 7.0 MM - HEX. INT;
 104.347 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 4.0 X 8.
 MM - HEX. INT; 104.348 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 GROOVE 4.0 X 10.0 MM - HEX. INT; 104.349 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 4.0 X 11.5 MM - HEX. INT;
 104.350 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 4.0 X 13.0
 MM - HEX. INT; 104.351 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 GROOVE 4.0 X 15.0 MM - HEX. INT; 104.352 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 4.0 X 18.0 MM - HEX. INT;
 104.520 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 5.0 X 7.0
 MM - HEX. INT; 104.521 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 GROOVE 5.0 X 8.5 MM - HEX. INT; 104.522 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 5.0 X 10.0 MM - HEX. INT;
 104.523 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 5.0 X 15
 MM - HEX. INT; 104.524 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 GROOVE 5.0 X 13.0 MM - HEX. INT; 104.525 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL GROOVE 5.0 X 15.0 MM - HEX. INT; IP
 2010 : IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.0 X 10.0 MM; IP 2013 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.0 X 13.0 MM; IP 2015 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.0 X 15.0 MM; IP 2018 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.0 X 18.0 MM; IP 2510 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.5 X 10.0 MM; IP 2513 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.5 X 13.0 MM; IP 2515 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.5 X 15.0 MM; IP 2518 :
 IMPLANTE TEMPORÁRIO Ø2.5 X 18.0 MM; 106.324 :
 IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 3.5 X 8.5 MM -
 BLACK FIX; 106.325 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 PROFILE 3.5 X 10.0 MM - BLACK FIX; 106.326 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 3.5 X 11.5 MM - BLACK FIX;
 106.327 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 3.5 X 13.0
 MM - BLACK FIX; 106.328 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 PROFILE 3.5 X 15.0 MM - BLACK FIX; 106.329 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 4.0 X 8.5 MM - BLACK FIX;
 106.330 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 4.0 X 10.0
 MM - BLACK FIX; 106.331 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 PROFILE 4.0 X 11.5 MM - BLACK FIX; 106.332 : IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 4.0 X 13.0 MM - BLACK FIX;
 106.333 : IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 4.0 X 15.0
 MM - BLACK FIX;
 106.105: IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.0 X 10.0 MM -
 BLACK FIX. 106.106: IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.0 X
 11.5 MM - BLACK FIX. 106.107: IMPLANTE AUTO
 ROSQUEAVEL 3.0 X 13.0 MM - BLACK FIX. 106.108:
 IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL 3.0 X 15.0 MM - BLACK FIX.
 106.101: IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 3.0 X 10.0
 MM - BLACK FIX . 106.102: IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL
 PROFILE 3.0 X 11.5 MM - BLACK FIX . 106.103: IMPLANTE
 AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 3.0 X 13.0 MM - BLACK FIX.
 106.104: IMPLANTE AUTO ROSQUEAVEL PROFILE 3.0 X 15.0
 MM - BLACK FIX .
 CLASSE : III 80090050015
 832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro
 de família

 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
 1.00334-3
 Software 25351.048059/2018-67
 BD EPICENTER SOFTWARE
 FABRICANTE : BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD) -
 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 CLASSE : II 10033439080
 80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U -
 Correção pela ANVISA

 BIOGENESIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA8.09852-7
 Sensores de Temperatura 25351.173673/2017-31
 Sensores de Temperatura Biogenesis
 FABRICANTE : BIOGENESIS BRASIL INDÚSTRIA E
 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
 LTDA - BRASIL
 0TPPT372AJ - Sensor de Temperatura Titanium Pele 3m Adib
 Jatene> 0TPPP372AJ - Sensor de Temperatura Titanium Pele
 Pediátrico 3m Adib Jatene> 0TPPT372AJ - Sensor de Temperatura
 Timpânico 3m Adib Jatene> 0TRA372AJ - Sensor de Temperatura
 Esofágico Adulto 3m Adib Jatene> 0TRP372AJ - Sensor de
 Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Adib Jatene> 0TPTC55AH -
 Sensor de Temperatura Titanium Pele 1.5m Air Shields C100>
 0TPPC55AH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5m
 Air Shields C100> 0TPTC57AH - Sensor de Temperatura Titanium
 Pele Adulto 1.5m Air Shields C2000> 0TPPC57AH - Sensor de
 Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5m Air Shields C2000>
 0TPTC90AH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1.5m



Air Shields C450> 0TPPC90AH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5 Air Shields C450> 0TPT353CH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Choice 90 Graus> 0TPP353CH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Choice 90 Graus> 0TPT353CH - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Choice 90 Graus> 0TRA353CH - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Choice 90 Graus> 0TRP353CH - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Choice 90 Graus> 0TPT392CH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Choice Reto> 0TPP392CH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Choice Reto> 0TTP392CH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Choice Reto> 0TRA392CH - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Choice Reto> 0TRP392CH - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Choice Reto> 0TPT353CC - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Criticare 90 Graus> 0TPP353CC - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Criticare 90 Graus> 0TTP353CC - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Criticare 90 Graus> 0TRA353CC - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Criticare 90 Graus> 0TRP353CC - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Criticare 90 Graus> 0TPT392CC - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Criticare Reto> 0TPP392CC - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Criticare Reto> 0TTP392CC - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Criticare Reto> 0TRA392CC - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Criticare Reto> 0TRP392CC - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Criticare Reto> 0TPT353DI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Dixtal 90 Graus> 0TPP353DI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Dixtal 90 Graus> 0TTP353DI - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Dixtal 90 Graus> 0TRA353DI - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Dixtal> 0TRP353DI - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Dixtal 90 Graus> 0TPT392DI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Dixtal Reto> 0TPP392DI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Dixtal Reto> 0TTP392DI - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Dixtal Reto> 0TRA392DI - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Dixtal Reto> 0TRP392DI - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Dixtal Reto> 0TPTC60DR - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1.5m Lemo 4 Pino Drager> 0TPPC60DR - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5m Lemo 4 Pino Drager> 0TPTC88DR - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1.5m> 0TPPC88DR - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5m Drager Caleo> 0TPT319DS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Drager Siemens> 0TPP319DS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Drager Siemens> 0TTP319DS - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Drager Siemens> 0TRA319DS - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Drager Siemens> 0TRP319DS - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Drager Siemens> 0TPTC49FN - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1,5m Fanem> 0TPPC49FN - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1,5m Fanem> 0TPTC58FP - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1,5m Fisher & Paykel> 0TPPC58FP - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1,5m Fisher & Paykel> 0TPT325DA - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Datex Cardiocap 5 90 Graus> 0TPP325DA - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Datex Cardiocap 5 90 Graus> 0TTP325DA - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Datex Cardiocap 5 90 Graus> 0TRA325DA - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Datex Cardiocap 5 90 Graus> 0TRP325DA - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Datex Cardiocap 5 90 Graus> 0TPT392DA - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Date Reto> 0TPP392DA - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Date Reto> 0TRA392DA - Sensor de Temperatura EsofágicoAdulto 3m Date Reto> 0TRP392DA - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m DateReto> 0TPT353DA - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Mindray PM 8000> 0TPP315MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Marquette> 0TTP331MQ - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Marquette> 0TRA331MQ - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Marquette> 0TRP331MQ - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Marquette> 0TPT315MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Mindray PM 8000> 0TPP315MI - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Mindray PM 8000> 0TTP315MI - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Mindray PM 8000> 0TRP315MI - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Mindray PM 8000> 0TPT352MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Mindray T5/T8> 0TPP352MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Mindray T5/T8> 0TTP352MI - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Mindray T5/T8> 0TRA352MI - Sensor de Temperatura EsofágicoAdulto 3m Mindray T5/T8> 0TRP352MI - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Mindray T5/T8> 0TPT353MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Mindray 90Graus> 0TPP353MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Mindray 90 Graus> 0TTP353MI - Sensor de Temperatura Timpânico 3m Mindray 90 Graus> 0TRA353MI - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Mindray 90 Graus> 0TRP353MI - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Mindray 90 Graus> 0TPT392MI - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Mindray Reto>

0TPP392MI - Sensor de TemperaturaTitanium Pele Pediátrico 3m Mindray Reto> 0TTP392MI - Sensor de Temperatura Timpânico3m Mindray Reto> 0TRA392MI - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Mindray Reto> 0TRP392MI - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Mindray Reto> 0TPT353NK -Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m Nihon Kohden 90 Graus> 0TPP353NK -Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Nihon Kohden 90 Graus> 0TTP353NK -Sensor de Temperatura Timpânico 3m Nihon Kohden 90 Graus> 0TRA353NK - Sensor deTemperatura Esofágico Adulto 3m Nihon Kohden 90 Graus> 0TRP353NK - Sensor deTemperatura Esofágico Pediátrico 3m Nihon Kohden 90 Graus> 0TTP392NK - Sensor deTemperatura Titanium Pele Adulto 3m Nihon Kohden Reto> 0TPP392NK - Sensor deTemperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Nihon Kohden Reto> 0TTP392NK - Sensor deTemperatura Timpânico 3m Nihon Kohden Reto> 0TRA392N - Sensor de TemperaturaEsofágico Adulto 3m Nihon Kohden Reto> 0TRP392NK - Sensor deTemperatura Titanium Pele Adulto 3m Nihon Kohden Reto> 0TTP392NK - Sensor deTemperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Nihon Kohden Reto> 0TTP392NK - Sensor deTemperatura Timpânico 3m Nihon Kohden Reto> 0TPTC59OH - Sensor de Temperatura Titanium PeleAdulto 1.5m Ohmeda> 0TPPC59OH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5mOhmeda> 0TPTC83OG - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1.5m Ohmeda Giraffe> 0TPPC83OG - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5m Ohmeda Giraffe> 0TPTC94OH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 1.5m Ohmeda A3> 0TPPC94OH -Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 1.5m Ohmeda A3> 0TPT354PH - Sensor deTemperatura Titanium Pele Adulto 3m Philips/HP> 0TPP354PH - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m Philips/HP> 0TTP354PH - Sensor de Temperatura Timpânico 3mPhilips/HP> 0TRA354PH - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m Philips/HP> 0TRP354PH - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m Philips/HP> 0TPT353YS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m YSI 400 90 Graus> 0TPP353YS - Sensor deTemperatura Titanium Pele Pediátrico 3m YSI 400 90 Graus> 0TTP353YS - Sensor deTemperatura Timpânico 3m YSI 400 90 Graus> 0TRA353YS - Sensor de TemperaturaEsofágico Adulto 3m YSI 400 90 Graus> 0TRP353YS - Sensor de Temperatura EsofágicoPediátrico 3m YSI 400 90 Graus> 0TPT392YS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto3m YSI 400 Reto> 0TPP392YS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m YSI 400Reto> 0TTP392YS - Sensor de Temperatura Timpânico 3m YSI 400 Reto> 0TRA392YS -Sensor de Temperatura Esofágico Adulto 3m YSI 400 Reto> 0TRP392YS - Sensor deTemperatura Esofágico Pediátrico 3m YSI 400 Reto> 0TPT335YS - Sensor de TemperaturaTitanium Pele Adulto 3m YSI 506,507 90 Graus> 0TPP335YS - Sensor de TemperaturaTitanium Pele Pediátrico 3m YSI 506,507 90 Graus> 0TTP335YS - Sensor de Temperatura Timpânico 3m YSI 506,507 90 Graus> 0TRA335YS - Sensor de Temperatura Esofágico Adulto3m YSI 506,507 90 Graus> 0TRP335YS - Sensor de Temperatura Esofágico Pediátrico 3m YSI506,507 90 Graus> 0TTP358YS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Adulto 3m YSI 700> 0TPP358YS - Sensor de Temperatura Titanium Pele Pediátrico 3m YSI 700> 0TRA358YS - Sensor de Temperatura> Esofágico Adulto 3m YSI 700> 0TRP358YS - Sensor de TemperaturaEsofágico Pediátrico 3m YSI 700> CLASSE : II 80985270002 80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA ----- BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 1.01581-2 Instrumento para identificação de micro-organismos ou antibiograma25351.282753/2004-14 VITEK 2 SYSTEM FABRICANTE : BIOMERIEUX, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA VITEK2 - VITEK2 VITEK2 COMPACT 15 - VITEK2 COMPACT 15 VITEK2 COMPACT 30 - VITEK2 COMPACT 30 VITEK2 COMPACT 60 - VITEK2 COMPACT 60 VITEK2 XL - VITEK2 XL CLASSE : II 10158120549 8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II) ----- BIOMET 3I DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8.00446-8 CIMENTO ORTOPÉDICO, COM MEDICAMENTO 25351.691503/2011-10 CIMENTOS OSSEOS REFOBACIN® FABRICANTE : BIOMET ORTHOPEDICS SWITZERLAND GmbH - SUÍÇA FABRICANTE : BIOMET FRANCE SARL - FRANÇA Cimento Osseo Refobacin Plus 1x20g (Ref. 3020820401); Cimento Osseo Refobacin Plus 2x20g (Ref. 3021180001); Cimento Osseo Refobacin Plus 1x40g (Ref. 3020830401); Cimento Osseo Refobacin Plus 2x40g (Ref. 3021170001); Cimento Osseo Refobacin Plus 1x60g (Ref. 3020840401); Cimento Osseo Refobacin R 2x10g (Ref. 3003910002); Cimento Osseo Refobacin R 1x40g (Ref. 3003940001); Cimento Osseo Refobacin R 2x40g (Ref. 3003940002); Cimento Osseo Refobacin R 1x60g (Ref. 3003960001); Cimento Osseo Refobacin LV (Ref. 9805780011). CLASSE : IV 80044680155 8046 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro ----- BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.03558-7 Reconstrucao de Deficiencia do Tecido Mole25351.001789/2005-80 MEMBRANA DE COLAGENO PARA SUBSTITUIÇÃO DA DURA MATER

FABRICANTE : COLLAGEN MATRIX INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CDSM11 DuraMatrix® 2,5 x 2,5 cm 1 unidade; CDSM13 DuraMatrix® 2,5 x 7,5 cm 1 unidade; CDSM22 DuraMatrix® 5,0 x 5,0 cm1 unidade; CDSM33 DuraMatrix® 7,5 x 7,5 cm 1 unidade; CDSM45 DuraMatrix® 10,0 x 12,5 cm1 unidade; CDSLM11 DuraMatrix-Onlay® 2,5 x 2,5 cm1 unidade; CDSLM13 DuraMatrix-Onlay® 2,5 x 7,5 cm1 unidade; CDSLM22 DuraMatrix-Onlay® 5,0 x 5,0 cm 1 unidade; CDSLM33 DuraMatrix-Onlay® 7,5 x 7,5 cm1 unidade; CDSLM45 DuraMatrix-Onlay® 10,0 x 12,5 cm 1 unidade. CLASSE : IV 10355870023 8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro Tubos 25351.336992/2010-29 TUBOS DESCARTÁVEIS ULRICH FABRICANTE : ULRICH GMBH & CO.KG. - ALEMANHA MODELOS: XD 2020; XD 2030; XD 2035; XD 2040; XD 2045. CLASSE : II 10355870148 80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro ----- BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.00273-1 COMPLEMENTO DE COMPONENTE C3/C3C 25351.424470/2015-00 C3 Plus FABRICANTE : BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL R1 5 x 15 mL> R1 5 x 25 mL> R1 4 x 30 mL> R1 5 x 30 mL> R1 2 x 35 mL> R1 4 x 35 mL> R1 5 x 35 mL> R1 5 x 40 mL> R1 5 x 50 mL> R1 2 x 65 mL> R1 4 x 65 mL> R1 5 x 65 mL> R1 2 x 75 mL> R1 4 x 75 mL> R1 5 x 75 mL> R1 4 x 100 mL> R1 5 x 100 mL> R1 5 x 250 mL> R1 1 x 15 mL> R1 1 x 30 mL> R1 1 x 35 mL> R1 1 x 65 mL> R1 1 x 75 mL> R1 1x 100 mL> R1 1x 20 mL> R1 1x 25 mL> R1 1x 250 mL> R1 1x 40 mL> R1 1x 50 mL> R1 2 x 15 mL> R1 2 x 250 mL> R1 2 x 30 mL> R1 2 x 40 mL> R1 2x 100 mL> R1 2x 25 mL> R1 2x 50 mL> R1 4 x 250 mL> R1 4 x 40 mL> R1 4 x 50 mL> R1 4x 25 mL> R1 1 x 10 mL> R1 2 x 10 mL> R1 4 x 10 mL> R1 5 x 10 mL> R1 2 x 20 mL> R1 4 x 20 mL> R1 5 x 20 mL> R1 4 x 15 mL> CLASSE : II 80027310254 8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II) ----- CMS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.00653-2 BOMBA INTRACARDÍACA 25351.628019/2007-41 IMPELLA LD FABRICANTE : ABIOMED, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 004000 CLASSE : IV 80065320100 80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação BOMBA INTRACARDÍACA 25351.626068/2007-49 IMPELLA LP5.0 FABRICANTE : ABIOMED, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 004840 CLASSE : IV 80065320106 80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação Sistema de proteção embólico 25351.011739/2017-08 EMPRO-SISTEMA DE PROTEÇÃO EMBÓLICA FABRICANTE : MicroVenton Europe - FRANÇA EP4514C-190 EP6514C-190 CLASSE : IV 80065320273 80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro ----- CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA 8.00102-9 Componentes de Implante Odontologico 25351.296676/2006-33 CONEXÃO FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL 12808399 Pilar Preparo Ø5,0x3,0 C.M. 3,5> 12808499 Pilar Preparo Ø5,0x4,0 C.M. 3,5> 12808599 Pilar Preparo Ø5,0x5,5 C.M. 3,5> 12808699 PilarPreparo Ø5,0x1,0 C.M.> 12808799 Pilar Preparo Ø5,0x2,0 C.M.> 12808899 Pilar Preparo Ø5,0x3,0 C.M.> 12808999 Pilar Preparo Ø5,0x4,0 C.M.> 12809099 Pilar Preparo Ø5,0x5,5 C.M.> 12809199 Pilar de Preparo Ø4,5 x 1,0mm C.M. 0> 12809299 Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.> 12809399 Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.> 12809499 PilarPreparo AR Ø5,0x4,0 C.M.> 12708199 Pilar Preparo AR Ø4,0x1,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 12708299 Pilar Preparo AR Ø4,0x2,0Hex.Ext.3,3/C3,5> 12708399 Pilar Preparo AR Ø4,0x3,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 12708499 Pilar Preparo AR Ø4,0x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 12708599 Pilar Preparo AR Ø4,0x5,5 Hex.Ext.3,3/C3,5> 12713199 Pilar Preparo RP Ø4,5x1 Linha 0> 12715199 Pilar Preparo SP AR Ø4x1> 12715299 Pilar Preparo SP AR Ø4x2> 12715399 Pilar Preparo SP AR Ø4x3> 12715499 Pilar Preparo SPAR Ø4x4> 12715599 Pilar Preparo SP AR Ø4x5,5> 12718199 Pilar Preparo ARØ4,0x1,0 Tipo 01> 12718299 Pilar Preparo AR Ø4,0x2,0 Tipo 01> 12718399 Pilar Preparo AR Ø4,0x3,0Tipo 01> 12718499 Pilar Preparo AR Ø4,0x4,0 Tipo 01> 12802199 PilarPreparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Ext. 3,75/4,0> 12802299 Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 12802399 Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 12802499 Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0Hex.Ext.3,75/4,0> 12802599 Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Ext.3,75/4,0> 12804199 Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.3,5>



12804299 Pilar Preparo AR05,0x2,0 C.M.3,5> 12804399 Pilar Preparo AR 05,0x3,0 C.M.3,5> 12804499 Pilar Preparo AR 05,0x4,0C.M.3,5> 12804599 Pilar Preparo AR 05,0x5,5 C.M.3,5> 12805199 Pilar Preparo AR05,0x1,0 Hex.Int.4,3> 12805299 Pilar Preparo AR 05,0x2,0 Hex.Int.4,3> 12805399 Pilar Preparo AR05,0x3,0 Hex.Int.4,3> 12805499 Pilar Preparo AR 05,0x4,0 Hex.Int.4,3> 12805599 Pilar Preparo AR05,0x5,5 Hex.Int.4,3> 12807199 Pilar Preparo AR 05,0x1,0 Hex.Int.3,75/4,0> 12807299 Pilar Preparo AR05,0x2,0 Hex.Int.3,75/4,0> 12807399 Pilar Preparo AR 05,0x3,0 Hex.Int.3,75/4,0> 12807499 PilarPreparo AR 05,0x4,0 Hex.Int.3,75/4,0> 12807599 Pilar Preparo AR 05,0x5,5 Hex.Int.3,75/4,0> 12808199 Pilar Preparo 05,0x1,0C.M. 3,5> 12808299 Pilar Preparo 05,0x2,0 C.M. 3,5> 35206099 Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0> 35207099 PilarAngulado 35°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0> 35208099 Pilar Angulado35°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 35209099 Pilar Angulado Hex 35°x2,0 C.M.> 35214099 Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.3,5> 35219099 Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.> 35402099 Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 35403099 Pilar Angulado35°x4,0 Hex.Ext.5,0> 35404099 Pilar Angulado Hex 35°x4,0 C.M.3,5> 35405099 Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Int.4,3> 35406099 PilarAngulado 35°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0> 35407099 Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0> 35408099 Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 35409099 Pilar Angulado Hex 35°x4,0C.M.> 35414099 Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.3,5> 35419099 PilarAngulado 35°x4,0 C.M.> 97005099 Cover C4,3 - 5UN> 97005199Cover C5,0/6,0 CAR5,0 - 5UN> 97005299 Cover CAR3,75/4,0 - 5UN> 97005399 Cover Extra Oral 3,75/4,0 - 5UN> 97005499 Cover MS3,3/C3,5 - 5UN> 97005599 CoverMS3,75/4,0 - 5UN> 97005699 Cover MS5,0 - 5UN> 97005799 Cover Interno MS3,3/C3,5 - 5UN> 97005899 Cover Interno MS3,75/4,0 - 5UN> 97005999 Cover Interno MS5,0 - 5UN> 97006099 Cover C.M. 3,75/4,0 - 5UN> 12809599 Pilar Preparo AR 05,5x5,5 C.M.> 12814199 Pilar PreparoAR 05,0x1,0 s/ar C.M 3,5> 12814299 Pilar Preparo AR 05,0x2,0 s/ar C.M 3,5> 12814399 Pilar PreparoAR 05,0x3,0 s/ar C.M 3,5> 12814499 Pilar Preparo AR 05,0x4,0 s/ar C.M 3,5> 12814599 Pilar Preparo AR 05,0x5,5 C.M 3,5> 12819099 Pilar Preparo AR 05,0x1,0 C.M.> 12819199 Pilar PreparoAR 05,0x1,0 s/ar C.M.> 12819299 Pilar Preparo AR 05,0x2,0 s/ar C.M.> 12819399 Pilar Preparo AR05,0x3,0 s/ar C.M.> 12819499 Pilar Preparo AR 05,0x4,0 s/ar C.M.> 12819599 Pilar Preparo AR05,0x5,5 s/ar C.M.> 12903199 Pilar Preparo AR05,5x1,0 Hex.Ext.5,0> 12903299 Pilar Preparo AR 05,5x2,0 Hex.Ext.5,0> 12903399 Pilar Preparo AR05,5x3,0 Hex.Ext.5,0> 12903499 Pilar Preparo AR 05,5x4,0 Hex.Ext.5,0> 12903599 Pilar Preparo AR05,5x5,5 Hex.Ext.5,0> 12906199Pilar Preparo AR 05,5x1,0 Hex.Int.5,0/6,0> 12906299 Pilar Preparo AR 05,5x2,0 Hex.Int.5,0/6,0> 12906399 Pilar Preparo AR 05,5x3,0 Hex.Int.5,0/6,0> 12906499 Pilar Preparo AR 05,5x4,0Hex.Int.5,0/6,0> 12906599 Pilar Preparo AR 05,5x5,5 Hex.Int.5,0/6,0> 12913199 Pilar Preparo AR 05,5x1,0 Tipo 02> 00802499 Provisório Ucla MS3,75/4,0> 00803499Provisório Ucla MS5,0> 00808499 ProvisórioUcla MS3,3/C3,5> 00815499 Provisório Ucla SP> 01100499 Parafuso Hexagonal Esteticone/Standard> 01101499 Parafuso de Fixação da Barra Protética> 01810799 Pilar Preparo NP Slim 7> 01810999 Pilar PreparoNP Slim 9> 01811799 Pilar Preparo RP Slim 7> 01811999 Pilar Preparo RP Slim 9> 02000099 Paraf. de Extração p/ Pilar Speed Hex 0, 1 e 2mm C.M.3,75/4,0> 02000199 Paraf. deExtração p/ Pilar Speed Hex 3,0mm C.M.3,75/4,0> 02000299 Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 0,0mm C.M.3,75/4,0> 02000399 Parafuso deExtração p/ Pilar Micro-Unit Hex 1,0mm C.M.3,75/4,0> 02000499 Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-UnitHex 2,0mm C.M.3,75/4,0> 02000599 Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 3,0mm C.M.3,75/4,0> 12913299 Pilar Preparo AR 05,5x2,0 Tipo 02> 12913399 Pilar Preparo AR 05,5x3,0 Tipo 02> 12913499Pilar Preparo AR 05,5x4,0 Tipo 02> 12923199 Pilar Preparo AR 05,5x1,0 Tipo 03> 12923299 Pilar Preparo AR05,5x2,0 Tipo 03> 12923399 PilarPreparo AR 05,5x3,0 Tipo 03> 12923499 Pilar Preparo AR 05,5x4,0 Tipo 03> 13403499Parafuso Pilar Cera One Plat 5,0> 13502499 Provisório Pilar Cera One Plat 4,0> 13503499 Provisório Pilar Cera One Plat 5,0> 13702499 Provisório Ucla Hex.MS3,75/4,0> 13703499 Provisório Ucla Hex. MS5,0> 13705499 Provisório Ucla Hex.C4,3> 13706499 Provisório Ucla Hex. C5,0/6,0 CAR5,0> 13707499 Provisório Ucla Hex. CAR3,75/4,0> 13708499 Provisório Ucla Hex. MS3,3/C3,5> 13710499 Provisório Ucla NP Indexado> 13711499 Provisório Ucla RP Indexado> 13712499Provisório Ucla NP Linha 0> 13713499 Provisório Ucla RP Linha 0> 13715499 Provisório UclaSP Hex> 13716499 Provisório Ucla Short HI Indexado> 13724499 Provisório Ucla Short HILinha 0> 14400499 CopingMicro Unit> 15202099 Pilar Angulado15°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 15203099 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.5,0> 15204099 Pilar Angulado Hex15°x2,0 C.M.3,5> 15205099 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.4,3> 15205199 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.4,3H.Inv.> 15206099 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0> 15206199 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.> 15207099 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0> 15207199 Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0 H.Inv.> 15208099 Pilar Angulado15°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 15209099 Pilar Angulado Hex 15°x2,0 C.M.> 15209299 Pilar Angulado 15° x 2,0mm C.M. 0> 15211499 Pilar Angulado RP 15°x2 Linha 0> 15214099 PilarAngulado 15°x2,0 C.M.3,5> 15215499 Pilar Angulado SP 15°x2> 15219099 Pilar Angulado 15°x2,0 C.M.> 15316199 Parafuso Short HI Pilar EASY 1,5> 15316399 Parafuso Short HI Pilar EASY 3> 15402099 Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 15403099 Pilar Angulado15°x4,0 Hex.Ext.5,0> 15404099 Pilar Angulado Hex 15°x4,0 C.M.3,5> 15405099 Pilar Angulado 15°x4,0Hex.Int.4,3> 15405199 Pilar Angulado15°x4,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.> 15406099 Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0> 15406199 Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0

H.Inv.> 15407099 Pilar Angulado 15°x4,0Hex.Int.3,75/4,0> 02001099 Extensão Universal Modular Ø3,5 x 6mm> 02001199 Extensão Universal Modular Ø4,5 x6mm> 02012999 Parafuso Universal Modular Ø3,5/4,5 NP 25graus> 02013999Parafuso Universal Modular Ø3,5/4,5 Fit 25graus> 02015799 Parafuso p/ Coping Zircônia Universal Modular> 02016499 Parafuso Universal Modular Ø4,5 NA RP25graus> 02018999 Parafuso Universal Modular Ø3,5/4,5 SBL NC/RC 25graus> 03500199 Anel de Titânio Carga Imediata Esteticone> 03600199 Anel de Titânio Carga ImediataMicro-Unit> 03800199 Anel de Titânio Carga Imediata Standard> 04904199 Pilar O'ringHex 1,0mm C.M.3,5> 04904299 Pilar O'ring Hex 2,0mm C.M.3,5> 04904399 Pilar O'ring Hex 3,0mmC.M.3,5> 04904499 Pilar O'ring Hex 4,0mm C.M.3,5> 04904599 Pilar O'ring Hex 5,5mm C.M.3,5> 04909199 Pilar O'ring 1,0mm C.M.> 04909299Pilar O'ring 2,0mm C.M.> 04909399 Pilar O'ring 3,0mm C.M.> 04909499 Pilar O'ring 4,0mm C.M.> 04909599 Pilar O'ring 5,5mm C.M.> 04914199 Pilar O'ring 1,0mm C.M.3,5> 04914299 Pilar O'ring 2,0mm C.M.3,5> 15407199 Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0 H.Inv.> 15408099 Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 15409099Pilar Angulado Hex 15°x4,0 C.M.> 15414099 Pilar Angulado 15°x4,0 C.M.3,5> 15415499 Pilar Angulado SP 15°x4> 15419099 PilarAngulado 15°x4,0 C.M.> 15600499 Parafuso Fenda Micro-Unit Angulado> 15610499Parafuso NP p/ Pilares> 15611499 Parafuso RP p/ Pilares> 15700499Parafuso Hexagonal Micro-Unit/Angulado> 15710499 Parafuso NP Pilar Micro-Unit Angulado> 15711499 Parafuso RP Pilar Micro-UnitAngulado> 15800499Parafuso Fenda Micro-Unit/Micro-Unit Angulado> 15900499 Provisório Pilar Micro-Unit> 16511199 Parafuso RP Pilar EASY 1,5 Linha 0> 16511399Parafuso RP Pilar EASY 3 Linha 0> 17000499 ProvisórioPilar Esteticone Hex> 17100799 Provisório Pilar Speed> 18002099 Componente Flex MS3,75/4,0> 18007099 Componente FlexCAR3,75> 18008099 Componente Flex MS3,3> 18009099 Componente Flex CM3,75> 20502199 Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 20502299 Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 20502399 Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 20502499 Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 05005299 Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.4,3> 05005399 Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.4,3> 04914399 Pilar O'ring 3,0mm C.M.3,5> 04914499 Pilar O'ring4,0mm C.M.3,5> 04914599 Pilar O'ring 5,5mm C.M.3,5> 04919199 Pilar O'ring RP 1,5> 04919299 Pilar O'ring RP 2,5> 04919399 Pilar O'ring RP 3,5> 04919499Pilar O'ring RP 4,5> 04921199 Pilar O'ring NP1,5> 04921299 Pilar O'ring NP 2,5> 04921399 Pilar O'ring NP 3,5> 04921499 Pilar O'ring NP 4,5> 05002199 Pilar MicroO'ring 1,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 05002299 Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 05002399 PilarMicro O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 05002499 Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,75/4,0> 05002599Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,75/4,0> 05003199 Pilar MicroO'ring 1,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 05003299 Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 05003399 Pilar MicroO'ring 3,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 05003499 Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 05003599 Pilar MicroO'ring 5,5mm Hex.Ext.3,3/3,5> 05004199 Pilar Micro O'ring Hex 1,0mm C.M.3,5> 05004299 Pilar MicroO'ring Hex 2,0mm C.M.3,5> 05004399 Pilar Micro O'ring Hex 3,0mm C.M.3,5> 05004499 Pilar MicroO'ring Hex 4,0mm C.M.3,5> 05004599 Pilar Micro O'ring Hex 5,5mm C.M.3,5> 05005199 Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.4,3> 05005499 Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.4,3> 05005599 Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.4,3> 05006199 Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 05006299 Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 05006399 Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 05006499 Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 05006599 Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.5,0/6,0> 05007199 Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.3,75/4,0> 05007299 Pilar Micro O'ring 2,0mmHex.Int.3,75/4,0> 05007399 Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.3,75/4,0> 05007499 Pilar Micro O'ring4,0mm Hex.Int.3,75/4,0> 05007599 Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.3,75/4,0> 05008199 Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.5,0> 05008299Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.5,0> 05008399 Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.5,0> 05008499 PilarMicro O'ring 4,0mm Hex.Ext.5,0> 05008599 Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.5,0> 20502599Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,75/4,0> 20503199 Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.5,0> 20503299 Pilar O'ring2,0mm Hex.Ext.5,0> 20503399 Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.5,0> 20503499 Pilar O'ring 4,0mmHex.Ext.5,0> 20503599 Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.5,0> 20505199 Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.4,3> 20505299 Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.4,3> 20505399 PilarO'ring 3,0mm Hex.Int.4,3> 20505499 Pilar O'ring 4,0mm Hex.Int.4,3> 20505599 Pilar O'ring 5,5mmHex.Int.4,3> 20506199 Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 20506299 Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 20506399 Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 20506499 Pilar O'ring 4,0mm Hex.Int.5,0/6,0> 20506599Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.5,0/6,0> 20507199 Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.3,75/4,0> 20507299 Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.3,75/4,0> 20507399 Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.3,75/4,0> 20507499 Pilar O'ring 4,0mmHex.Int.3,75/4,0> 20507599 Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.3,75/4,0> 20508199 Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 20508299 Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 20508399 Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 20508499Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,3/3,5> 20508599 Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,3/3,5> 20509099 Pilar O'ring 0,75mm C.M.> 20509199 Pilar O'ring 1,5mmC.M.> 20509299 Pilar O'ring 2,5mm C.M.> 20509399 Pilar O'ring 3,5mm C.M.> 20515199 Pilar O'ring SP 1> 20515299 Pilar O'ring SP 2> 20515399 Pilar O'ring SP 3> 20515499

Pilar O'ring SP 4> 20515599 Pilar O'ring SP 5,5> 21002199 Pilar Loc RD 1> 21002299 Pilar Loc RD 2> 21002399 Pilar Loc RD 3> 21002499 PilarLoc RD 4> 21002599 Pilar Loc RD 5> 21002699 Pilar Loc RD 6> 21008199 Pilar Loc SD 1> 21008299 Pilar Loc SD 2> 21008399 Pilar Loc SD 3> 21008499 PilarLoc SD 4> 21015199 Pilar Loc SP 1> 21015299 Pilar Loc SP 2> 21015399 Pilar Loc SP 3> 21015499 PilarLoc SP 4> 21019199 Pilar Loc RP 1> 21019299 PilarLoc RP 2> 21019399 Pilar Loc RP 3> 05009199 Pilar MicroO'ring Hex 1,0mm C.M.> 05009299 Pilar Micro O'ring Hex 2,0mm C.M.> 05009399 Pilar Micro O'ring Hex3,0mm C.M.> 05009499 Pilar Micro O'ring Hex 4,0mm C.M.> 05009599 Pilar Micro O'ring Hex 5,5mmC.M.> 05014199 Pilar MicroO'ring 1,0mm C.M.3,5> 05014299 Pilar Micro O'ring 2,0mm C.M.3,5> 05014399 Pilar Micro O'ring 3,0mmC.M.3,5> 05014499 Pilar Micro O'ring 4,0mm C.M.3,5> 05014599 Pilar Micro O'ring 5,5mm C.M.3,5> 05019199 Pilar Micro O'ring 1,0mm C.M.> 05019299 Pilar Micro O'ring 2,0mm C.M.> 05019399 PilarMicro O'ring 3,0mm C.M.> 05019499 Pilar Micro O'ring 4,0mm C.M.> 05019599 Pilar Micro O'ring 5,5mmC.M.> 05502499 Coping UCLA MS3,75/4,0> 05503499 Coping UCLA MS5,0> 05508499 Coping UCLAMS3,3/C3,5> 05515499 CopingUCLA SP> 09010499 Tampa de Proteção NP/RP Pilar Easy 4> 09010599 Tampa de Proteção NP/RP Pilar Easy 5> 09017499 Tampa de Proteção WD PilarEasy 4> 09017599 Tampa de Proteção WD PilarEasy 5,5> 09100099 Tampa de Proteção Standard> 09500099 Tampa de Proteção Micro-Unit> 09600499 Coping Standard> 09800099 Tampa de Proteção Esteticone> 09800299 Tampade Proteção Barra Protética> 09940599 Tampa de Proteção Universal Modular Ø3,5> 09940699 Tampa de Proteção UniversalModular Ø4,5> 10500499 Coping Esteticone> 10800499 Parafuso Fenda Esteticone/Standard> 10900499 Coping Pilar Speed (Ti)> 10900599 ProvisorioUniversal Modular Ø3,5 x 4mm (Ti)> 10900699 Provisorio Universal Modular Ø3,5 x 4mm (Ti) Index> 10900799 Provisorio Universal Modular Ø4,5 x 4mm (Ti)> 10900899 Provisorio Universal Modular Ø4,5 x4mm (Ti) Index> 10901099 Provisorio Universal Modular Ø3,5 x 6mm (Ti) Cementado> 10901199Provisorio Universal Modular Ø3,5 x 6mm (Ti) Index Cementado> 10901299 Provisorio Universal ModularØ4,5 x 6mm (Ti) Cementado> 21021399 Pilar Loc NP 3> 21021499 PilarLoc NP 4> 21021599 Pilar Loc NP 5> 21021699 Pilar Loc NP 6> 22002099 Parafuso Hexagonal PilarAngulado Micro-Unit/Esteticone MS3,75/4,0> 22003099 Parafuso Hexagonal Pilar Ang Micro-Unit/Esteticone MS5,0> 22008099 ParafusoHexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS3,3/C3,5> 22009099 Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone com CAR> 22012499 Parafuso NP Pilar Angulado Linha0> 22013499 Parafuso RP Pilar Angulado Linha 0> 23000299 Tampade Proteção Multi Base> 23000399 Parafuso Hexagonal Multi Base> 23000499 Coping Multi Base Curto> 23000599 Coping Multi Base Longo> 23000699 Provisorio Pilar Multi Base (Ti)> 23013499 Parafuso Pilar Multi Base HE 3,75/4,0 - 1,0> 23013599 Parafuso Pilar MultiBase HE 3,75/4,0 - 2,0> 23013699 Parafuso Pilar Multi Base HE 3,75/4,0 - 3,0> 23013799 Parafuso PilarMulti Base HE 3,75/4,0 - 4,0> 23013899 Parafuso Pilar Multi Base HE 3,3/C3,5 - 2,0> 23013999 Parafuso Pilar Multi Base HE 3,3/C3,5 - 3,0> 23014099 Parafuso Pilar Multi Base HE3,3/C3,5 - 4,0> 25202099 Pilar Angulado25°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 25203099 Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.5,0> 25204099 Pilar Angulado Hex 25°x2,0C.M.3,5> 25205099 PilarAngulado 25°x2,0 Hex.Int.4,3> 25205199 Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.> 25206099 Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0> 25206199 PilarAngulado 25°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.> 25207099 PilarAngulado 25°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0> 25208099 Pilar Angulado25°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 25209099 Pilar Angulado Hex 25°x2,0 C.M.> 25211499Pilar Angulado RP 25°x2 Linha 0> 25214099 Pilar Angulado 25°x2,0C.M.3,5> 25215499 PilarAngulado SP 25°x2> 25219099 Pilar Angulado 25°x2,0 C.M.> 25402099 Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 25403099 Pilar Angulado25°x4,0 Hex.Ext.5,0> 25404099 Pilar Angulado Hex 25°x4,0 C.M.3,5> 25405099 Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.4,3> 25405199 PilarAngulado 25°x4,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.> 25406099 PilarAngulado 25°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0> 25406199 Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.> 25407099 Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0> 21019499 Pilar Loc RP 4> 21019599 Pilar Loc RP 5> 21019699 PilarLoc RP 6> 21021199 Pilar Loc NP 1> 21021299 Pilar Loc NP 2> 10901399 Provisorio Universal Modular Ø4,5 x 6mm (Ti) Index Cementado> 11100499 Provisório Pilar Standard> 11200499 Provisório Pilar Esteticone> 11302199 Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS3,75/4,0> 11302299 Parafuso Pilar Micro-Unit2,0 MS3,75/4,0> 11302399 Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS3,75/4,0> 11302499 Parafuso Pilar Micro-Unit4,0 MS3,75/4,0> 11302599 Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS3,75/4,0> 11303199 Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS5,0> 11303299 Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS5,0> 11303399 Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0MS5,0> 11303499 Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS5,0> 11303599 Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS5,0> 11305099 Parafuso Pilar Micro-Unit 0,0 AR C.M.3,75/4,0> 11305199 Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 AR C.M.3,75/4,0> 11305299 Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 AR C.M.3,75/4,0> 11305399 Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 AR.C.M.3,75/4,0> 11308199 Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0MS3,3/C3,5> 11308299 Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS3,3/C3,5> 11308399 Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS3,3/C3,5> 11308499Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS3,3/C3,5> 11308599 ParafusoPilar Micro-Unit 5,5 MS3,3/C3,5> 11309199 Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 C/CAR> 11309299 Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 C/CAR> 11309399 Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 C/CAR> 11309499 Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 C/CAR> 11309599 Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 C/CAR> 11312199 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 1 Linha 0> 11312299 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 2Linha 0>



11312399 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 3 Linha 0> 11312499 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 4Linha 0> 11312599 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 5,5 Linha 0> 11313199 Parafuso Pilar Micro-Unit RP 1Linha 0> 11313299 Parafuso Pilar Micro-Unit RP 2 Linha 0> 11313399 Parafuso Pilar Micro-Unit RP 3Linha 0> 11313499 Parafuso Pilar Micro-Unit RP 4 Linha 0> 11313599 Parafuso Pilar Micro-Unit RP 5,5Linha 0> 11315199 Parafuso SP Pilar Micro-Unit 1> 11315299 Parafuso SPPilar Micro-Unit 2> 11315399 Parafuso SP Pilar Micro-Unit 3> 11315499 Parafuso SP Pilar Micro-Unit 4> 11315599 Parafuso SP Pilar Micro-Unit 5,5> 11322199 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 1,5 Index> 11322299 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 2,5 Index> 11322399 Parafuso Pilar Micro-Unit NP 3,5 Index> 11400199 Parafuso Pilar Barra Protética c/CAR> 11400299 Parafuso Pilar Barra Protética MS3,75/4,0> 25408099 Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5> 25409099 Pilar AnguladoHex 25°x4,0 C.M.> 25414099 Pilar Angulado 25°x4,0 C.M.3,5> 25415499 Pilar Angulado SP 25°x4> 25419099 Pilar Angulado 25°x4,0 C.M.> 30520199 Precision BaseØ3,5 NP 0,8> 30520299 Precision Base Ø3,5 NP 1,5> 30520399 Precision Base Ø3,5 NP 2,5> 30520599Precision Base Ø4,5 NP 0,8> 30520699 Precision Base Ø4,5 NP 1,5> 30520799 Precision Base Ø4,5NP 2,5> 30521099 Precision Base Ø3,5 Fit 0,8> 30521199 Precision Base Ø3,5 Fit 1,5> 30521299Precision Base Ø3,5 Fit 2,5> 30521599 Precision Base Ø4,5 Fit 0,8> 30521699 Precision Base Ø4,5 Fit1,5> 30521799 Precision Base Ø4,5 Fit 2,5> 30522099 Precision Base Ø4,5 HI 0,5> 30522199 PrecisionBase Ø4,5 HI 1,0> 30522299 Precision Base Ø4,5 HI 1,5> 30522599 Precision Base Ø3,5 NA NP 0,8(MS)> 30522699 Precision Base Ø3,5 NA NP 1,5 (MS)> 30522799 Precision Base Ø4,5 NA RP 0,8 (MS)> 30522899 Precision Base Ø4,5 NA RP 1,5 (MS)> 30526099 Parafuso Precision Base NP 0,8> 30526199Parafuso Precision Base NP 1,5> 30526299 Parafuso Precision Base NP 2,5> 30526399 ParafusoPrecision Base Fit 0,8> 30526499 Parafuso Precision Base Fit 1,5> 30526599 Parafuso Precision Base Fit2,5> 30526699 Parafuso Precision Base HI 0,5> 30526799 Parafuso Precision Base HI 1,0> 30526899Parafuso Precision Base HI 1,5> 30526999 Parafuso Precision Base NA NP 0,8 (MS)> 30527099Parafuso Precision Base NA NP 1,5 (MS)> 30527199 Parafuso Precision Base NA RP 0,8 (MS)> 30527299 Parafuso Precision Base NA RP 1,5 (MS)> 30600199 Parafuso T-Base NP p/ Pilares> 30600299Parafuso T-Base HE 3,3/C3,5> 30600399 Parafuso T-Base HE 3,75/4,0> 30600499 Parafuso T-Base HI3,75/4,0> 30600599 Parafuso T-Base SBL (SCS)> 30600699 Parafuso T-Base NA NP (MS)> 30600799Parafuso T-Base NA RP (MS)> 30600899 Parafuso T-Base NR NP (MS)> 30600999 Parafuso T-Base NRRP (MS)> 30601199 Parafuso T-Base CM 11,5graus> 35202099 Pilar Angulado35°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0> 35203099 Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Ext.5,0> 35204099 Pilar Angulado Hex 35°x2,0 C.M.3,5> 35205099Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.4,3> 11402199 Parafuso Pilar Esteticone 1,0MS3,75/4,0> 11402299 Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS3,75/4,0> 11402399 Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS3,75/4,0> 11402499 ParafusoUcla HexEstético> 11403199 Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS5,0> 11403299 Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS5,0> 11403399 Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS5,0> 11408199Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS3,3/C3,5> 11408299 Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS3,3/C3,5> 11408399 ParafusoPilar Esteticone 3,0 MS3,3/C3,5> 11408499 Parafuso SD Pilar Estético> 11409199 Parafuso Pilar Esteticone 1,0 C/CAR> 11409299 Parafuso Pilar Esteticone 2,0C/CAR> 11409399 Parafuso Pilar Esteticone 3,0 C/CAR> 11410499 Parafuso NP Pilar Estético> 11411499 Parafuso RP Pilar Estético> 11415199 Parafuso SP Pilar Esteticone 1> 11415299Parafuso SP Pilar Esteticone 2> 11415399 Parafuso SP Pilar Esteticone 3> 11602099 Tampa de Proteção Cera One Plat 4,0> 11603099 Tampade Proteção Cera One Plat 5,0> 11804499 Parafuso Ucla p/ Transfer Fechado C.M.> 11900499 Parafuso Ucla Hexagonal para pilar de Zircônia> 11902499Parafuso Ucla Hexagonal MS3,75/4,0> 11902699 Parafuso Ucla Hexagonal MS3,75/4,0 (Ti-Tite)> 11903499 Parafuso Ucla Hexagonal MS5,0> 11904499Parafuso Ucla Hexagonal CM3,75/4,0> 11908499 Parafuso Ucla Hexagonal MS3,3/C3,5> 11908699Parafuso Ucla Hex MS3,3/C3,5 (Ti-Tite)> 11909499 Parafuso Ucla C/CAR> 11909699 Paraf Ucla HexC/CAR (Ti-tite)> 11914499 Parafuso Ucla Hexagonal 3,0 CM3,75/4,0> 11915499 Parafuso SP UclaHexagonal> 11916499 Parafuso Ucla Short HI> 11918499 Parafuso Ucla Hex Tipo 01(Ti)> 11932499 Parafuso Ucla Hex Extra Oral 3,75/4,0(Ti)> 12004499 Parafuso p/ Pilar Speed / Micro-Unit 17> 12102499 Parafuso UclaQuadrado MS3,75/4,0> 12102699 Parafuso Ucla Quad MS3,75/4,0 (Ti-Tite)> 12103499 Parafuso UclaQuadrado MS5,0> 12103699 Parafuso Ucla Quadrado MS5,0 (Ti-Tite)> 12602399 Parafuso PilarStandard 3,0 MS3,75/4,0> 12602499 Parafuso Pilar Standard 4,0 MS3,75/4,0> 12602599 Parafuso PilarStandard 5,5 MS3,75/4,0> 12602799 Parafuso Pilar Standard 7,0 MS3,75/4,0> 12604399 Parafuso Pilar Standard Hex 3,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra> 12604499Parafuso Pilar Standard Hex 4,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra> 12604599 Parafuso Pilar Standard Hex 5,5mmHex. Ext. 3,75/Extra> 12604799 Parafuso Pilar Standard Hex 7,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra> CLASSE : III 80010290010 8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro 832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família ----- CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1.04101-3 Agulha Para Acupuntura 25351.079315/2018-68 AGULHAS PARA ACUPUNTURA ESTÉRIL AÇO INOXIDÁVEL FABRICANTE : SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

MARCA HWATO; Agulhas de Acupuntura Estéreis Descartáveis com Alça Lisa de AÇO INOXIDÁVEL. Tamanhos: Diâmetro x Comprimento. Ø 0.16 x 7 mm; Ø 0.18 x 7 mm; Ø 0.20 x 7 mm; Ø 0.22 x 7 mm; Ø 0.16 x 13 mm; Ø 0.18 x 13 mm; Ø 0.20 x 13 mm; Ø 0.22 x 13 mm; Ø 0.16 x 20 mm; Ø 0.18 x 20 mm; Ø 0.20 x 20 mm; Ø 0.22 x 20 mm; Ø 0.16 x 25 mm; Ø 0.18 x 25 mm; Ø 0.20 x 25 mm; Ø 0.22 x 25 mm; Ø 0.16 x 30 mm; Ø 0.18 x 30 mm; Ø 0.20 x 30 mm; Ø 0.22 x 30 mm; Ø 0.16 x 40 mm; Ø 0.18 x 40 mm; Ø 0.20 x 40 mm; Ø 0.22 x 40 mm; Ø 0.16 x 50 mm; Ø 0.18 x 50 mm; Ø 0.20 x 50 mm; Ø 0.22 x 50 mm; Ø 0.16 x 60 mm; Ø 0.18 x 60 mm; Ø 0.20 x 60 mm; Ø 0.22 x 60 mm; Ø 0.16 x 75 mm; Ø 0.18 x 75 mm; Ø 0.20 x 75 mm; Ø 0.22 x 75 mm; Ø 0.25 x 7 mm; Ø 0.30 x 7 mm; Ø 0.35 x 7 mm; Ø 0.40 x 7 mm; Ø 0.25 x 13 mm; Ø 0.30 x 13 mm; Ø 0.35 x 13 mm; Ø 0.40 x 13 mm; Ø 0.25 x 20 mm; Ø 0.30 x 20 mm; Ø 0.35 x 20 mm; Ø 0.40 x 20 mm; Ø 0.25 x 25 mm; Ø 0.30 x 25 mm; Ø 0.35 x 25 mm; Ø 0.40 x 25 mm; Ø 0.25 x 30 mm; Ø 0.30 x 30 mm; Ø 0.35 x 30 mm; Ø 0.40 x 30 mm; Ø 0.25 x 40 mm; Ø 0.30 x 40 mm; Ø 0.35 x 40 mm; Ø 0.40 x 40 mm; Ø 0.25 x 50 mm; Ø 0.30 x 50 mm; Ø 0.35 x 50 mm; Ø 0.40 x 50 mm; Ø 0.25 x 60 mm; Ø 0.30 x 60 mm; Ø 0.35 x 60 mm; Ø 0.40 x 60 mm; Ø 0.25 x 75 mm; Ø 0.30 x 75 mm; Ø 0.35 x 75 mm; Ø 0.40 x 75 mm; Marca TONY; Agulhas de Acupuntura Estéreis Descartáveis com Alça Lisa de AÇO INOXIDÁVEL. Tamanhos: Diâmetro x Comprimento. Ø 0.16 x 7 mm; Ø 0.18 x 7 mm; Ø 0.20 x 7 mm; Ø 0.22 x 7 mm; Ø 0.16 x 13 mm; Ø 0.18 x 13 mm; 0.20 x 13 mm; Ø 0.22 x 13 mm; Ø 0.16 x 20 mm; Ø 0.18 x 20 mm; Ø 0.20 x 20 mm; Ø 0.22 x 20 mm; Ø 0.16 x 25 mm; Ø 0.18 x 25 mm; Ø 0.20 x 25 mm; Ø 0.22 x 25 mm; Ø 0.16 x 30 mm; Ø 0.18 x 30 mm; Ø 0.20 x 30 mm; Ø 0.22 x 30 mm; Ø 0.16 x 40 mm; Ø 0.18 x 40 mm; Ø 0.20 x 40 mm; Ø 0.22 x 40 mm; Ø 0.16 x 50 mm; Ø 0.18 x 50 mm; Ø 0.20 x 50 mm; Ø 0.22 x 50 mm; Ø 0.16 x 60 mm; Ø 0.18 x 60 mm; Ø 0.20 x 60 mm; Ø 0.22 x 60 mm; Ø 0.16 x 75 mm; Ø 0.18 x 75 mm; Ø 0.20 x 75 mm; Ø 0.22 x 75 mm; Ø 0.25 x 7 mm; Ø 0.30 x 7 mm; Ø 0.35 x 7 mm; Ø 0.40 x 7 mm; Ø 0.25 x 13 mm; Ø 0.30 x 13 mm; Ø 0.35 x 13 mm; Ø 0.40 x 13 mm; Ø 0.25 x 20 mm; Ø 0.30 x 20 mm; Ø 0.35 x 20 mm; Ø 0.40 x 20 mm; Ø 0.25 x 25 mm; Ø 0.30 x 25 mm; Ø 0.35 x 25 mm; Ø 0.40 x 25 mm; Ø 0.25 x 30 mm; Ø 0.30 x 30 mm; Ø 0.35 x 30 mm; Ø 0.40 x 30 mm; Ø 0.25 x 40 mm; Ø 0.30 x 40 mm; Ø 0.35 x 40 mm; Ø 0.40 x 40 mm; Ø 0.25 x 50 mm; Ø 0.30 x 50 mm; Ø 0.35 x 50 mm; Ø 0.40 x 50 mm; Ø 0.25 x 60 mm; Ø 0.30 x 60 mm; Ø 0.35 x 60 mm; Ø 0.40 x 60 mm; Ø 0.25 x 75 mm; Ø 0.30 x 75 mm; Ø 0.35 x 75 mm; Ø 0.40 x 75 mm. CLASSE : II 10410130033 8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA ----- CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA.8.08598-4 CABO/ELETRODO ELETROCIRÚRGICO (Potência menor ou igual a 50W)25351.028951/2018-21 ELETRODO MICRO DREZ COM SENSOR FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL 463-071-S 463-071-TCH-S CLASSE : II 80859840182 80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA ----- E TAMUSSINO E CIA LTDA 1.02129-9 FIO GUIA DE USO GERAL, NÃO VASCULAR 25351.026094/2003-49 FIO GUIA PARA CPRE FABRICANTE : WILSON-COOK MEDICAL INC/ COOK ENDOSCOPY - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA METII-35-600E MET-25-480; MET-25-480-A; MET-35-480; MET-35-480-A; METII-21-480; METII-25-480; METII-35-480; METII-35-480-A; METII-25-260; METII-35-260 CLASSE : II 10212990108 8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA ----- E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 8.04755-1 fibra optica 25351.704432/2015-42 FIBRA ÓPTICA HOLMIUM REUTILIZÁVEL E-MED FABRICANTE : E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL IFRH145 IFRH200 IFRH230 IFRH272 IFRH300 IFRH365 IFRH550 IFRH600 IFRH800 IFRH940 CLASSE : III 80475510123 80016 - EQUIPAMENTO - Alteração Técnica 80021 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Método de Esterilização ouReprocessamento fibra optica 25351.704959/2015-91 FIBRA ÓPTICA REUTILIZÁVEL MEDFIBER FABRICANTE : E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL

2FRRE1000> 2FRRE200> 2FRRE272> 2FRRE365> 2FRRE400> 2FRRE550> 2FRRE600> 2FRRE800> 2FRR11000> 2FRR1200> 2FRR1300> 2FRR1400> 2FRR1600> 2FRR1800> CLASSE : I 80475510127 80016 - EQUIPAMENTO - Alteração Técnica ----- EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME.8.01175-8 Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.419138/2017-58 Perfectha Derm FABRICANTE : OBVIELINE SAS - FRANÇA PERFECTHA DERM (PD) CLASSE : IV 80117580580 80156 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material de Uso Médico Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.191924/2017-80 Perfectha FINELINES FABRICANTE : OBVIELINE SAS - FRANÇA PERFECTHA FINELINES (PDFL); CLASSE : IV 80117580583 80156 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material de Uso Médico Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.185652/2017-62 Perfectha Subskin FABRICANTE : OBVIELINE SAS - FRANÇA PDSS3, PDSSI CLASSE : IV 80117580586 80156 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material de Uso Médico Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.185623/2017-36 Perfectha Deep FABRICANTE : OBVIELINE SAS - FRANÇA PERFECTHA DEEP (PDD) CLASSE : IV 80117580587 80156 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material de Uso Médico ----- EURODONTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.03982-8 Instrumentos Para Preparo de Canal 25351.076045/2014-17 Instrumento rotativo para preparo de canal em NiTi Eurodonto FABRICANTE : SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR WA1021045-BL WA1025020-BL WA1025035-BL WA1025045-BL ENK021015-BL; ENK021020-BL; ENK021025-BL; ENK021030-BL; ENK021035-BL; ENK021040-BL; ENK021A01-BL; ENK025015-BL; ENK025020-BL; ENK025025-BL; ENK025030-BL; ENK025035-BL; ENK025040-BL; ENK025A01-BL; ENK031015-BL; ENK031020-BL; ENK031025-BL; ENK031030-BL; ENK031035-BL; ENK031040-BL; ENK031A01-BL; ENH021015-BL; ENH021020-BL; ENH021025-BL; ENH021030-BL; ENH021035-BL; ENH021040-BL; ENH021A01-BL; ENH025015-BL; ENH025020-BL; ENH025025-BL; ENH025030-BL; ENH025035-BL; ENH025040-BL; ENH025A01-BL; ENR021015-BL; ENR021020-BL; ENR021025-BL; ENR021030-BL; ENR021035-BL; ENR021040-BL; ENR021A01-BL; ENR025015-BL; ENR025020-BL; ENR025025-BL; ENR025030-BL; ENR025035-BL; ENR025040-BL; ENR025A01-BL; SFF021015-BL; SFF021020-BL; SFF021025-BL; SFF021030-BL; SFF021035-BL; SFF021040-BL; SFF021A01-BL; SFF025020-BL; SFF025025-BL; SFF025030-BL; SFF025035-BL; SFF025040-BL; SFF025A01- BL; SFF031020-BL; SFF031025-BL; SFF031030-BL; SFF031035-BL; SFF031040-BL; SFF031A01-BL; KV2021015-BL; KV2021020-BL; KV2021025-BL; KV2021030-BL; KV2021035-BL; KV2021A01-BL; KV2025015-BL; KV2025020-BL; KV2025025-BL; KV2025030-BL; KV2025035-BL; KV2025A01-BL; KV2031015-BL; KV2031020-BL; KV2031025-BL; KV2031030-BL; KV2031035-BL; KV2031A01-BL; KV4021015-BL; KV4021020-BL; KV4021025-BL; KV4021030-BL; KV4021035-BL; KV4021A01-BL; KV4025015-BL; KV4025020-BL; KV4025025-BL; KV4025030-BL; KV4025035-BL; KV4025A01-BL; KV4031015-BL; KV4031020-BL; KV4031025-BL; KV4031030-BL; KV4031035-BL; KV4031A01-BL; KV6021015-BL; KV6021020-BL; KV6021025-BL; KV6021030-BL; KV6021035-BL; KV6021A01-BL; KV6025015-BL; KV6025020-BL; KV6025025-BL; KV6025030-BL; KV6025035-BL; KV6025A01-BL; KV6031015-BL; KV6031020-BL; KV6031025-BL; KV6031030-BL; KV6031035-BL; KV6031A01-BL; DH2021015-BL; DH2021020-BL; DH2021025-BL; DH2021030-BL; DH2021035-BL; DH2021040-BL; DH2021A01-BL; DH2025015-BL; DH2025020-BL; DH2025025-BL; DH2025030-BL; DH2025035-BL; DH2025040-BL; DH2025A01-BL; DH2031015-BL; DH2031020-BL; DH2031025-BL; DH2031030-BL; DH2031035-BL; DH2031040-BL; DH2031A01-BL; DH4021015-BL; DH4021020-BL; DH4021025-BL; DH4021030-BL; DH4021035-BL; DH4021040-BL; DH4021A01-BL; DH4025015-BL; DH4025020-BL; DH4025025-BL; DH4025030-BL; DH4025035-BL; DH4025040-BL; DH4025A01-BL; DH4031015-BL; DH4031020-BL; DH4031025-BL; DH4031030-BL; DH4031035-BL; DH4031040-BL; DH4031A01-BL; DH6021015-BL; DH6021020-BL; DH6021025-BL; DH6021030-BL; DH6021035-BL; DH6021040-BL; DH6021A01-BL; DH6025015-BL; DH6025020-BL; DH6025025-BL; DH6025030-BL; DH6025035-BL; DH6025040-BL; DH6025A01-BL; DH6031015-

BL; DH6031020-BL; DH6031025-BL; DH6031030-BL; DH6031035-BL; DH6031040-BL; DH6031A01-BL; WA1021021-BL; WA1021025-BL; WA1021040-BL; WA1021A01-BL; WA1025021-BL; WA1025025-BL; WA1025040-BL; WA1025A01-BL; WA1021021-BL; WA2021025-BL; WA2021040-BL; WA2021A01-BL; WA2025021-BL; WA2025025-BL; WA2025040-BL; WA2025A01-BL; SFE021015-BL; SFE021020-BL; SFE021025-BL; SFE021030-BL; SFE021035-BL; SFE021040-BL; SFE021A01-BL; SFE021045-BL; SFE021050-BL; SFE025020-BL; SFE025025-BL; SFE025030-BL; SFE025035-BL; SFE025040-BL; SFE025A01-BL; SFE025045-BL; SFE025050-BL; SFE031020-BL; SFE031025-BL; SFE031030-BL; SFE031035-BL; SFE031040-BL; SFE031A01-BL; SFE031045-BL; SFE031050-BL; AFU021015-BL; AFU0210S1-BL; AFU0210S2-BL; AFU0210F1-BL; AFU0210F2-BL; AFU0210F3-BL; AFU021A01-BL; AFU0210F4-BL; AFU0210F5-BL; AFU0250S1-BL; AFU0250S2-BL; AFU0250F1-BL; AFU0250F2-BL; AFU0250F3-BL; AFU025A01-BL; AFU0250F4-BL; AFU0250F5-BL; AFU0310S1-BL; AFU0310S2-BL; AFU0310F1-BL; AFU0310F2-BL; AFU0310F3-BL; AFU031A01-BL; AFU0310F4-BL; AFU0310F5-BL; SFX0210X1-BL; SFX0210X2-BL; SFX0210X3-BL; SFX0210X4-BL; SFX0210X5-BL; SFX021A01-BL; SFX0250X1-BL; SFX0250X2-BL; SFX0250X3-BL; SFX0250X4-BL; SFX0250X5-BL; SFX025A01-BL; SFX0310X1-BL; SFX0310X2-BL; SFX0310X3-BL; SFX0310X4-BL; SFX0310X5-BL; SFX031A01-BL; SFA021025-BL; SFA025025-BL; SFA029025-BL; SFA025A01-BL; SFA031025-BL; SFW021021-BL; SFW021025-BL; SFW021040-BL; SFW021A01-BL; SFW025021-BL; SFW025025-BL; SFW025040-BL; SFW025A01-BL; SFW031021-BL; SFW031025-BL; SFW031040-BL; SFW031A01-BL; SFO016D1-BL; SFO018D2-BL; SFO022D3-BL; SFOA01-BL; MC2021025-BL; MC2021030-BL; MC2021035-BL; MC2021040-BL; MC2021045-BL; MC2021050-BL; MC2021055-BL; MC2021060-BL; MC2021A01-BL; MC2021A02-BL; MC2025025-BL; MC2025030-BL; MC2025035-BL; MC2025040-BL; MC2025045-BL; MC2025045-BL; MC2025050-BL; MC2025055-BL; MC2025060-BL; MC2025A01-BL; MC2025A02-BL; MC4021025-BL; MC4021030-BL; MC4021035-BL; MC4021040-BL; MC4021045-BL; MC4021050-BL; MC4021055-BL; MC4021060-BL; MC4021A01-BL; MC4021A02-BL; MC4025025-BL; MC4025030-BL; MC4025035-BL; MC4025040-BL; MC4025045-BL; MC4025050-BL; MC4025055-BL; MC4025060-BL; MC4025A01-BL; MC4025A02-BL; SFV021025-BL; SFV021040-BL; SFV021050-BL; SFV021A01-BL; SFV025025-BL; SFV025040-BL; SFV025050-BL; SFV025A01-BL; SFV031025-BL; SFV031040-BL; SFV031050-BL; SFV031A01-BL; AFW021020-BL; AFW021025-BL; AFW021035-BL; AFW021045-BL; AFW021A01-BL; AFW025020-BL; AFW025025-BL; AFW025035-BL; AFW025045-BL; AFW025A01-BL; AFW031020-BL; AFW031025-BL; AFW031035-BL; AFW031045-BL; AFW031A01-BL; SFT021017-BL; SFT025017-BL; SFT029017-BL; SFT031017-BL; SFT021020-BL; SFT025020-BL; SFT029020-BL; SFT031020-BL; SFFE019015-BL; WA1021020-BL; WA1021035-BL;

CLASSE : I 80398280035

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Instrumentos Para Preparo de Canal 25351.076228/2014-73

Instrumento para preparo de canal Eurodonto

FABRICANTE : SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

HSK021006-BL; HSK021008-BL; HSK021010-BL; HSK021015-BL; HSK021020-BL; HSK021025-BL; HSK021030-BL; HSK021035-BL; HSK021040-BL; HSK021045-BL; HSK021050-BL; HSK021055-BL; HSK021060-BL; HSK021070-BL; HSK021080-BL; HSK021A01-BL; HSK021A02-BL; HSK025006-BL; HSK025008-BL; HSK025010-BL; HSK025015-BL; HSK025020-BL; HSK025025-BL; HSK025030-BL; HSK025035-BL; HSK025040-BL; HSK025045-BL; HSK025050-BL; HSK025055-BL; HSK025060-BL; HSK025070-BL; HSK025080-BL; HSK025A01-BL; HSK025A02-BL; HSK028006-BL; HSK028008-BL; HSK028010-BL; HSK028015-BL; HSK028020-BL; HSK028025-BL; HSK028030-BL; HSK028035-BL; HSK028040-BL; HSK028045-BL; HSK028050-BL; HSK028055-BL; HSK028060-BL; HSK028070-BL; HSK028080-BL; HSK028A01-BL; HSK028A02-BL; HSK031006-BL; HSK031008-BL; HSK031010-BL; HSK031015-BL; HSK031020-BL; HSK031025-BL; HSK031030-BL; HSK031035-BL; HSK031040-BL; HSK031045-BL; HSK031050-BL; HSK031055-BL; HSK031060-BL; HSK031070-BL; HSK031080-BL; HSK031A01-BL; HSK031A02-BL; HSH021006-BL; HSH021008-BL; HSH021010-BL; HSH021015-BL; HSH021020-BL; HSH021025-BL; HSH021030-BL; HSH021035-BL; HSH021040-BL; HSH021045-BL; HSH021050-BL; HSH021055-BL; HSH021060-BL; HSH021070-BL; HSH021080-BL; HSH021A01-BL; HSH021A02-BL; HSH025006-BL; HSH025008-BL; HSH025010-BL; HSH025015-BL; HSH025020-BL; HSH025025-BL; HSH025030-BL; HSH025035-BL; HSH025040-BL; HSH025045-BL; HSH025050-BL; HSH025055-BL; HSH025060-BL; HSH025070-BL; HSH025080-BL; HSH025A01-BL; HSH025A02-BL; HSH028006-BL; HSH028008-BL; HSH028010-BL; HSH028015-BL; HSH028020-BL; HSH028025-BL; HSH028030-BL; HSH028035-BL; HSH028040-BL; HSH028045-BL; HSH028050-BL; HSH028055-BL; HSH028060-BL; HSH028070-BL; HSH028080-BL; HSH028A01-BL; HSH028A02-BL; HSH031006-BL; HSH031008-BL; HSH031010-BL; HSH031015-BL; HSH031020-BL; HSH031025-BL; HSH031030-BL; HSH031035-BL; HSH031040-BL; HSH031045-BL; HSH031050-BL; HSH031055-BL; HSH031060-BL; HSH031070-BL; HSH031080-BL; HSH031A01-BL; HSH031A02-BL; HSR021006-

BL; HSR021008-BL; HSR021010-BL; HSR021015-BL; HSR021020-BL; HSR021025-BL; HSR021030-BL; HSR021035-BL; HSR021040-BL; HSR021045-BL; HSR021050-BL; HSR021055-BL; HSR021060-BL; HSR021070-BL; HSR021080-BL; HSR021A01-BL; HSR021A02-BL; HSR025006-BL; HSR025008-BL; HSR025010-BL; HSR025015-BL; HSR025020-BL; HSR025025-BL; HSR025030-BL; HSR025035-BL; HSR025040-BL; HSR025045-BL; HSR025050-BL; HSR025055-BL; HSR025060-BL; HSR025070-BL; HSR025080-BL; HSR025A01-BL; HSR025A02-BL; HSR028006-BL; HSR028008-BL; HSR028010-BL; HSR028015-BL; HSR028020-BL; HSR028025-BL; HSR028030-BL; HSR028035-BL; HSR028040-BL; HSR028045-BL; HSR028050-BL; HSR028055-BL; HSR028060-BL; HSR028070-BL; HSR028080-BL; HSR028A01-BL; HSR028A02-BL; HSR031006-BL; HSR031008-BL; HSR031010-BL; HSR031015-BL; HSR031020-BL; HSR031025-BL; HSR031030-BL; HSR031035-BL; HSR031040-BL; HSR031045-BL; HSR031050-BL; HSR031055-BL; HSR031060-BL; HSR031070-BL; HSR031080-BL; HSR031A01-BL; HSR031A02-BL; HSS021015-BL; HSS021020-BL; HSS021025-BL; HSS021030-BL; HSS021035-BL; HSS021040-BL; HSS021A01-BL; HSS021A02-BL; HSS025015-BL; HSS025020-BL; HSS025025-BL; HSS025035-BL; HSS025040-BL; HSS025A01-BL; HSS025A02-BL; HSP021015-BL; HSP021020-BL; HSP021025-BL; HSP021030-BL; HSP021035-BL; HSP021040-BL; HSP021A01-BL; HSP025015-BL; HSP025020-BL; HSP025025-BL; HSP025030-BL; HSP025035-BL; HSP025040-BL; HSP025A01-BL; HSB021010-BL; HSB021020-BL; HSB021030-BL; HSB021040-BL; HSB021050-BL; HSB021060-BL; HSB021070-BL; HSB021A01-BL; HSB021A02-BL; HSB021A03-BL; HSB025010-BL; HSB025020-BL; HSB025030-BL; HSB025040-BL; HSB025050-BL; HSB025060-BL; HSB025070-BL; HSB025A01-BL; HSB025A02-BL; HSB025A03-BL; HSC021006-BL; HSC021008-BL; HSC021010-BL; HSC021015-BL; HSC021A01-BL; HSC018006-BL; HSC018008-BL; HSC018010-BL; HSC018015-BL; HSC018A01-BL; HSC025006-BL; HSC025008-BL; HSC025010-BL; HSC025015-BL; HSC025A01-BL; TSK021006-BL; TSK021008-BL; TSK021010-BL; TSK021015-BL; TSK021020-BL; TSK021025-BL; TSK021030-BL; TSK021035-BL; TSK021040-BL; TSK021045-BL; TSK021050-BL; TSK021055-BL; TSK021060-BL; TSK021070-BL; TSK021080-BL; TSK021A01-BL; TSK021A02-BL; TSK025006-BL; TSK025008-BL; TSK025010-BL; TSK025015-BL; TSK025020-BL; TSK025025-BL; TSK025030-BL; TSK025035-BL; TSK025040-BL; TSK025045-BL; TSK025050-BL; TSK025055-BL; TSK025060-BL; TSK025070-BL; TSK025080-BL; TSK025A01-BL; TSK025A02-BL; TSK031006-BL; TSK031008-BL; TSK031010-BL; TSK031015-BL; TSK031020-BL; TSK031025-BL; TSK031030-BL; TSK031035-BL; TSK031040-BL; TSK031045-BL; TSK031050-BL; TSK031055-BL; TSK031060-BL; TSK031070-BL; TSK031080-BL; TSK031A01-BL; TSK031A02-BL; TFK021006-BL; TFK021008-BL; TFK021010-BL; TFK021015-BL; TFK021020-BL; TFK021025-BL; TFK021030-BL; TFK021035-BL; TFK021040-BL; TFK021045-BL; TFK021050-BL; TFK021055-BL; TFK021060-BL; TFK021070-BL; TFK021080-BL; TFK021A01-BL; TFK021A02-BL; TFK025006-BL; TFK025008-BL; TFK025010-BL; TFK025015-BL; TFK025020-BL; TFK025025-BL; TFK025030-BL; TFK025035-BL; TFK025040-BL; TFK025045-BL; TFK025050-BL; TFK025055-BL; TFK025060-BL; TFK025070-BL; TFK025080-BL; TFK025A01-BL; TFK025A02-BL; TFK031006-BL; TFK031008-BL; TFK031010-BL; TFK031015-BL; TFK031020-BL; TFK031025-BL; TFK031030-BL; TFK031035-BL; TFK031040-BL; TFK031045-BL; TFK031050-BL; TFK031055-BL; TFK031060-BL; TFK031070-BL; TFK031080-BL; TFK031A01-BL; TFK031A02-BL; TFK028006-BL; TFK028010-BL; TFK028015-BL; TFK028020-BL; TFK028025-BL; TFK028030-BL; TFK028035-BL; TFK028040-BL; TFK028045-BL; TFK028050-BL; TFK028055-BL; TFK028060-BL; TFK028070-BL; TFK028080-BL; TFK028A01-BL; TFK028A02-BL;

CLASSE : I 80398280037

80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA

Exxomed Equipamentos Ltda-EPP 8.07432-3

Canulas 25351.841415/2016-01

Kit Cânula de Dissectomia Percutânea de Disco

FABRICANTE : Exxomed Equipamentos Ltda-EPP - BRASIL

REF CDP CL 01 Kit Cânula de Dissectomia Percutânea de Disco Coluna Lombar - 01 Itens do Sistema (REF CDC TR 01) (REF CDC OB 01) (REF CDC TF 01) (REF CDC FG 01) (REF CDC CC 20) (REF CDC TA 01) REF CDP CL 02 Kit Cânula de Dissectomia Percutânea de Disco Coluna Lombar - 02 Itens do Sistema (REF CDC TR 01) (REF CDC OB 01) (REF CDC TF 01) (REF CDC FG 01) (REF CDC CC 30) (REF CDC TA 01) REF CDP CC 01 Kit Cânula de Dissectomia Percutânea de Disco Coluna Cervical - 01 Itens do Sistema (REF TR 02) (REF CDC OB 02) (REF CDC TF 02) (REF CDC FG 01) (REF CDC CC 20) (REF CDC TA 01) REF CDP CC 02 Kit Cânula de Dissectomia Percutânea de Disco Coluna Cervical - 02 Itens do Sistema (REF TR 02) (REF CDC OB 02) (REF CDC TF 02) (REF CDC FG 01) (REF CDC CC 30) (REF CDC TA 01)

CLASSE : II 80743230030

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 8.00813-5

Equipamento Cirurgico de Alta Frequencia25351.385005/2005-65

BISTURI ELETRONICO

FABRICANTE : KLS MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA
MAXIUM

CLASSE : III 80081350201

80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação

Instrumentos cirúrgicos 25351.380499/2006-72

INSTRUMENTAL BIPOLAR

FABRICANTE : KLS MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA
80-948-30-04; 80-950-20-04; 80-951-20-04; 80-952-22-04; 80-953-22-04; 80-954-22-04; 80-955-22-04; 80-956-22-04; 80-957-22-04; 80-958-24-04; 80-959-24-04; 80-960-24-04; 80-912-12-04; 80-912-16-04; 80-912-18-04; 80-912-20-04; 80-912-22-04; 80-914-12-04; 80-914-16-04; 80-914-18-04; 80-914-20-04; 80-914-22-04; 80-926-12-04; 80-926-16-04; 80-926-18-04; 80-926-20-04; 80-926-22-04; 80-928-12-04; 80-928-16-04; 80-928-18-04; 80-928-20-04; 80-928-22-04; 80-913-12-04; 80-913-16-04; 80-913-18-04; 80-913-20-04; 80-913-22-04; 80-915-12-04; 80-915-16-04; 80-915-18-04; 80-915-20-04; 80-915-22-04; 80-927-12-04; 80-927-16-04; 80-927-18-04; 80-927-20-04; 80-927-22-04; 80-929-12-04; 80-929-16-04; 80-929-18-04; 80-929-20-04; 80-929-22-04; 80-932-18-04; 80-932-20-04; 80-932-22-04; 80-932-24-04; 80-933-18-04; 80-933-20-04; 80-933-22-04; 80-933-24-04; 80-946-18-04; 80-946-20-04; 80-946-22-04; 80-946-24-04; 80-947-18-04; 80-947-20-04; 80-947-22-04; 80-947-24-04; 80-630-00-04; 80-630-01-04; 80-630-02-04; 80-630-03-04; 80-630-08-04; 80-630-09-04; 80-630-11-04; 80-630-12-04; 80-630-30-04; 80-630-31-04; 80-630-32-04; 80-630-33-04; 80-630-34-04; 80-630-35-04; 80-630-40-04; 80-630-41-04; 80-630-45-04; 80-630-42-04; 80-630-43-04; 83-585-00-04; 83-585-03-04; 83-585-05-04; 83-585-06-04; 83-585-07-04; 83-580-00-04; 83-581-00-04; 83-580-10-04; 83-581-10-04; 83-125-01-04; 83-580-20-04

80-570-18-04; 80-570-21-04; 80-570-23-04; 80-570-28-04; 80-571-18-04; 80-571-21-04; 80-571-23-04; 80-571-28-04; 80-572-13-04; 80-572-14-04; 80-572-17-04; 80-970-18-04; 80-970-23-04; 80-970-28-04; 80-971-16-04; 80-971-18-04; 80-971-23-04; 80-971-28-04; 80-973-23-04; 80-974-23-04; 80-973-24-04; 80-975-16-04; 80-975-18-04; 80-975-23-04; 80-975-28-04; 80-976-23-04; 80-978-23-04; 80-977-23-04; 80-910-07-04; 80-910-12-04; 80-910-16-04; 80-910-18-04; 80-910-20-04; 80-910-22-04; 80-910-24-04; 80-910-26-04; 80-910-28-04; 80-910-30-04; 80-924-12-04; 80-924-16-04; 80-924-18-04; 80-924-20-04; 80-924-22-04; 80-924-24-04; 80-924-26-04; 80-924-28-04; 80-924-30-04; 80-934-12-04; 80-934-16-04; 80-934-18-04; 80-934-20-04; 80-934-22-04; 80-934-24-04; 80-934-26-04; 80-934-28-04; 80-934-30-04; 80-911-07-04; 80-911-12-04; 80-911-16-04; 80-911-18-04; 80-911-20-04; 80-911-22-04; 80-911-24-04; 80-911-26-04; 80-911-28-04; 80-911-30-04; 80-925-12-04; 80-925-16-04; 80-925-18-04; 80-925-20-04; 80-925-22-04; 80-925-24-04; 80-925-26-04; 80-925-28-04; 80-925-30-04; 80-935-12-04; 80-935-16-04; 80-935-18-04; 80-935-20-04; 80-935-22-04; 80-935-24-04; 80-935-26-04; 80-935-28-04; 80-935-30-04; 80-931-16-04; 80-931-18-04; 80-931-20-04; 80-931-24-04; 80-931-26-04; 80-931-28-04; 80-931-30-04; 80-945-16-04; 80-945-18-04; 80-945-20-04; 80-945-24-04; 80-945-26-04; 80-945-28-04; 80-945-30-04; 80-948-16-04; 80-948-18-04; 80-948-20-04; 80-948-24-04; 80-948-26-04; 80-948-28-04;

CLASSE : III 80081350233

80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação

Placa de Aterramento Autoadesiva 25351.336747/2010-56

PLACA NEUTRA DESCARTÁVEL

FABRICANTE : KLS MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA

80-344-05-04

80-344-09-04

CLASSE : III 80081350364

80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação

Caneta Para Eletrobisturi 25351.245137/2011-55

CANETA ELETROCIRÚRGICA DESCARTÁVEL

FABRICANTE : KLS MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA

80-221-02-04; 80-060-03-04

CLASSE : III 80081350372

80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação

Sistema a Laser Para Cirurgia 25351.150433/2015-36

LASER CIRÚRGICO

FABRICANTE : KLS MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA

LIMAX 60; LIMAX 120

CLASSE : III 80081350390

80020 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Fabricante ou Local de Fabricação

HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 1.03307-1

Extrator de Calculos 25351.399990/2008-39

CATETER TIPO DORMIA NITINOL

FABRICANTE : COOK INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

NTHSES-030115-UDH; NTHSES-032115-UDH; NTSE-015115; NTSE-022115-UDH; NTSE-0221



ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA8.02976-1

Kit Instrumental 25351.004410/2017-02

11-18019-900-03 - Kit de Instrumentais I - Hip 3 - Acetabular Instruments

FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL

11-18106-900-00 - Cup Positioning Reference Guide; 11-18105-000-00 - Acetabular Cup Impactor Handle; 11-18107-000-00 - Drill Guide; 11-18108-925-00 - Drill Bit 3.2 mm x 25 mm; 11-18108-935-00 - Drill Bit 3.2 mm x 35 mm; 11-18109-900-00 - Angled Drill Driver; 11-18110-900-00 - Depth Gauge; 11-18111-900-00 - Screw Driver with Universal Joint; 11-18112-900-00 - Liner Impactor; 11-18113-000-00 - Liner Impactor Head 28 mm; 11-18114-000-00 - Liner Impactor Head 32 mm; 11-18115-000-00 - Liner Impactor Head 36 mm; 11-18118-046-28 - Acetabular Insert Trial 46mmx28mm; 11-18118-046-32 - Acetabular Insert Trial 46mmx32mm; 11-18118-046-36 - Acetabular Insert Trial 46mmx36mm; 11-18118-048-28 - Acetabular Insert Trial 48mmx28mm; 11-18118-048-32 - Acetabular Insert Trial 48mmx32mm; 11-18118-048-36 - Acetabular Insert Trial 48mmx36mm; 11-18118-050-28 - Acetabular Insert Trial 50mmx28mm; 11-18118-050-32 - Acetabular Insert Trial 50mmx32mm; 11-18118-050-36 - Acetabular Insert Trial 50mmx36mm; 11-18118-050-40 - Acetabular Insert Trial 50mmx40mm; 11-18118-052-28 - Acetabular Insert Trial 52mmx28mm; 11-18118-052-32 - Acetabular Insert Trial 52mmx32mm; 11-18118-054-32 - Acetabular Insert Trial 54mmx32mm; 11-18118-054-36 - Acetabular Insert Trial 54mmx36mm; 11-18118-056-32 - Acetabular Insert Trial 56mmx32mm; 11-18118-056-36 - Acetabular Insert Trial 56mmx36mm; 11-18118-058-32 - Acetabular Insert Trial 58mmx32mm; 11-18118-058-36 - Acetabular Insert Trial 58mmx36mm; 11-18118-060-32 - Acetabular Insert Trial 60mmx32mm; 11-18118-060-36 - Acetabular Insert Trial 60mmx36mm; 11-18118-062-32 - Acetabular Insert Trial 62mmx32mm; 11-18118-062-36 - Acetabular Insert Trial 62mmx36mm; 11-18118-064-32 - Acetabular Insert Trial 64mmx32mm; 11-18118-064-36 - Acetabular Insert Trial 64mmx36mm; 11-18105-900-50 - Tommy Bar; 87-1149 - Acetabular Instrument Case; 87-1149-P1 - Acetabular Instrument Case (Bandeja 1); 87-1149-P2 - Acetabular Instrument Case (Bandeja 2); 87-1149-P3 - Acetabular Instrument Case (Suporte);

CLASSE : I 80297610115

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

IMPLAMED-IMPLANTES ESPECIALIZADOS COM IMPOR E EXPOR LTDA 1.02475-3
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.088513/2008-41
OSTEOFAPLAP OSTEOMED
FABRICANTE : OSTEOMED L.P. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O produto é fornecido estéril, em embalagens individuais, contendo Flap de Fixação Craniana feitos de Liga de Titânio (ASTM F136) e Dispositivo feito de alumínio (ASTM B211). Códigos e descrição: 219-0011-SP Flap de Fixação Craniana - 11mm e dispositivo, 219-0017-SP Flap de Fixação Craniana - 17mm e dispositivo, 219-0022-SP Flap de Fixação Craniana - 22mm e dispositivo.

CLASSE : IV 10247530070

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 1.01606-1

Instrumento autoteste para glicose 25351.536742/2008-85

FAMÍLIA INJEX SENS

FABRICANTE : I-SENS, INC. - CORÉIA DO SUL

INJEX SENS II - Injex Sens II

INJEX SENS II - Injex Sens II Plus

CLASSE : III 10160610022

8442 - IVD - Alteração para inclusão do produto no registro em família (classes III ou IV)

JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. 1.03444-2

Instrumentos de Uso Odontológico 25351.042022/2016-47

Instrumentais de Explantation Straumann®

FABRICANTE : INSTITUT STRAUMANN AG - SUÍÇA

026.0066 - SC cilindro guia para explantação implantes BLT, Ø 2,9 mm, aço inoxidável; 026.0072 - Instrumento de explantação 48h para implantes BLT, 29,7 mm, aço inoxidável; 026.2048 - NC Instrumento de explantação 48h para implantes BL, 31,4 mm, aço inoxidável; 026.2801 - NC cilindro Guia para Ø 3,3 mm, explantação de implantes BL, aço inoxidável; 026.4048 - RC Instrumento de explantação 48h para implantes BL, 31,2 mm, aço inoxidável; 026.4801 - RC cilindro Guia para Ø 4,1 mm, explantação de implantes BL, aço inoxidável; 026.6801 - RC cilindro Guia para Ø 4,8 mm, explantação de implantes BL, aço inoxidável; 031.080 - Instrumento de explantação 48h, 19,7 mm, aço inoxidável, para RD implantes Straumann® PURE Ceramic (monotipo); 031.081 - Instrumento de explantação 48h, 19,8 mm, aço inoxidável, para ND implantes Straumann® PURE Ceramic (monotipo); 049.071 - RN Anilha guia para implantes Ø 4,1 mm e Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, 5,6 mm, aço inoxidável; 049.082 - SCS cilindro guia para implantes RN Ø 3,3 mm, Ø 3,6 mm, 10,5 mm, aço inoxidável; 049.083 - SCS cilindro guia para implantes RN Ø 4,1 mm, Ø 4,2 mm, 10,5 mm, aço

inoxidável; 049.167 - SCS cilindro guia para implantes Ø 4,8 mm, Ø 4,9 mm, 10,5 mm, aço inoxidável; 049.360 - SCS cilindro guia para Implantes NNC Ø 3,3 mm, 10,1 mm, aço inoxidável; 049.361 - NNC Instrumento de explantação 48h para implantes STL, 31,4 mm, aço inoxidável; 049.850 - RN anilha guia para implantes Ø 3,3 mm, Ø 3,6 mm, 4,5 mm, aço inoxidável; 049.851 - RN anilha guia para implantes Ø 4,8 mm, Ø 4,9 mm, 6,4 mm, aço inoxidável; 80103 - Instrumento de explantação 48h para implantes STL RN/WN synOcta®, curto, 20,6 mm, aço inoxidável; 80087 - Instrumento de explantação 48h para implantes STL RN/WN synOcta®, longo, 26,6 mm, aço inoxidável
CLASSE : I 10344420098

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Instrumentos de Uso Odontológico 25351.042829/2016-13

Instrumentais Ativos em Aço Inoxidável Straumann®

FABRICANTE : INSTITUT STRAUMANN AG - SUÍÇA

026.0001 Broca piloto, curta, Ø 2.2mm, 33mm, aço inoxidável; 026.0002 Broca piloto, longa, Ø 2.2mm, 41mm, aço inoxidável; 026.0003 BLT Broca de perfil, curta Ø 3.3mm, 25mm, aço inoxidável; 026.0004 BLT Broca de perfil, longa, Ø 3.3mm, 33mm, aço inoxidável; 026.0005 BLT Broca de perfil, curta, Ø 4.1mm, 25mm, aço inoxidável; 026.0006 BLT Broca de perfil, longa, Ø 4.1mm, 33mm, aço inoxidável; 026.0007 BLT Broca de perfil, curta, Ø 4.8mm, 25mm, aço inoxidável; 026.0008 BLT Broca de perfil, longa, Ø 4.8mm, 33mm, aço inoxidável; 026.0022 BL Fresa de perfil ósseo 1, Ø 5.2mm, 23mm, aço inoxidável; 026.0023 BL Fresa de perfil ósseo 2, Ø 6.6mm, 23mm, aço inoxidável; 026.0024 BL Fresa de perfil ósseo 3, Ø 6.0mm, 23mm, aço inoxidável; 026.0054 Broca de agulha curta, Ø 1.6mm, 33mm, aço inoxidável; 026.0056 Broca de agulha, longa, Ø 1.6mm, 41mm, aço inoxidável; 026.0061 BLT Broca de perfil, curta, Ø 2.9mm, 25mm, aço inoxidável; 026.0062 BLT Broca de perfil, longa, Ø 2.9mm, 33mm, aço inoxidável; 026.0070 BL Fresa de perfil ósseo, plataforma ovapara, Ø 4.0mm, 28mm, aço inoxidável; 026.0139 BLT Broca piloto, extra curta, Ø 2.2mm, 29 mm, aço inoxidável; 026.0140 BLT Broca, extra curta, Ø 2.8mm, 29 mm, aço inoxidável; 026.0141 BLT Broca, extra curta, Ø 3.5mm, 29 mm, aço inoxidável; 026.0142 BLT Broca, extra curta, Ø 4.2mm, 29 mm, aço inoxidável; 026.2200 BLT Broca, curta, Ø2.8mm, 33mm, aço inoxidável; 026.2201 BLT Broca, longa, Ø 2.8mm, 41mm, aço inoxidável; 026.2503 BL/NNC Broca de Perfil, Ø 3,3mm, guiada, 37mm, aço inoxidável; 026.2510 BL/TE/NNC Promotor de Rosca para Contra-Ângulo, Ø 3,3mm, guiado, 42mm, aço inoxidável; 026.4200 BLT Broca, curta Ø 3.5mm, 33mm, aço inoxidável; 026.4201 BLT Broca, longa, Ø 3.5mm, 41mm, aço inoxidável; 026.4503 BL Broca de Perfil, Ø 4,1mm, guiada, 37mm, aço inoxidável; 026.4510 BL/TE Promotor de Rosca para Contra-Ângulo, Ø 4,1mm, guiado, 42mm, aço inoxidável; 026.6200 BLT Broca, curta, Ø 4.2mm, 33mm, aço inoxidável; 026.6201 BLT Broca, longa, Ø 4.2mm, 41mm, aço inoxidável; 026.6503 BL Broca de Perfil, Ø 4,8mm, guiada, 37mm, aço inoxidável; 026.6510 BL/TE Promotor de Rosca para Contra-Ângulo, Ø 4,8mm, guiado, 42mm, aço inoxidável; 034.010 Perfurador de Mucosa, Ø 3,4mm, guiado, 30mm, aço inoxidável; 034.011 Perfurador de Mucosa, Ø 4,0mm, guiado, 30mm, aço inoxidável; 034.012 Perfurador de Mucosa, Ø 4,7mm, guiado, 30mm, aço inoxidável; 034.115 Broca Plana Ø 2.2mm, guiada, 32.5mm, aço inoxidável; 034.123 Broca Piloto Ø 2.2mm, curta 16mm, guiada, 32mm, aço inoxidável; 034.126 Broca Piloto Ø 2.2mm, média 20mm, guiada, 36mm, aço inoxidável; 034.129 Broca Piloto, Ø 2.2mm, longa 24mm, guiada, 40mm, aço inoxidável; 034.215 Broca Plana Ø 2,8mm, guiada, 32,5mm, aço inoxidável; 034.223 Broca Helicoidal PRO Ø 2.8mm, curta 16mm, guiada, 32mm, aço inoxidável; 034.226 Broca Helicoidal PRO, Ø 2.8mm, média 20mm, guiada, 36mm, aço inoxidável; 034.229 Broca Helicoidal PRO, Ø 2.8mm, longa 24mm, guiada, 40mm, aço inoxidável; 034.235 SP Broca de Perfil, Ø 3,3mm, RN, guiada, 35mm, aço inoxidável; 034.237 TE Broca de Perfil Ø 3,3mm, RN, guiada, 37mm, aço inoxidável; 034.245 S/SP Promotor de Rosca para Contra-Ângulo, Ø 3,3mm, guiado, 42mm, aço inoxidável; 034.257 BLT Broca Piloto, guiada, Ø 2.2mm, curto, aço inoxidável; 034.258 BLT Broca Piloto, guiada, Ø 2.2mm, médio, aço inoxidável; 034.259 BLT Broca Piloto, guiada, Ø 2.2mm, longo, aço inoxidável; 034.260 BLT Broca, guiada, Ø 2.8mm, curto, aço inoxidável; 034.261 BLT Broca, guiada, Ø 2.8mm, médio, aço inoxidável; 034.262 BLT Broca, guiada, Ø 2.8mm, longo, aço inoxidável; 034.263 BLT Broca, guiada, Ø 3.5mm, curto, aço inoxidável; 034.264 BLT Broca, guiada, Ø 3.5mm, médio, aço inoxidável; 034.265 BLT Broca, guiada, Ø 3.5mm, longo, aço inoxidável; 034.266 BLT Broca, guiada, Ø 4.2mm, curto, aço inoxidável; 034.267 BLT Broca, guiada, Ø 4.2mm, médio, aço inoxidável; 034.268 BLT Broca, guiada, Ø 4.2mm, longo, aço inoxidável; 034.269 BLT Broca de perfil, guiada, Ø 3.3mm, 36mm, aço inoxidável; 034.270 BLT Broca de perfil, guiada, Ø 4.1mm, 36mm, aço inoxidável; 034.271 BLT Broca de perfil, guiada, Ø 4.8mm, 36mm, aço inoxidável; 034.272 BLT Promotor de rosca, guiada, Ø 3.3mm, 42mm, aço inoxidável; 034.273 BLT Promotor de rosca, guiada, Ø 4.1mm, 42mm, aço inoxidável; 034.274 BLT Promotor de rosca, guiada, Ø 4.8mm, 42mm, aço inoxidável; 034.415 Broca Plana Ø 3,5mm, guiada, 32,5mm, aço inoxidável; 034.423 Broca Helicoidal PRO Ø 3.5mm, curta 16mm, guiada, 32mm, aço inoxidável; 034.426 Broca Helicoidal PRO, Ø 3.5mm, média, 20mm, guiada, 36mm, aço inoxidável; 034.429 Broca Helicoidal PRO, Ø 3.5mm, longa 24mm, guiada, 40mm, aço inoxidável; 034.435 SP Broca de Perfil, Ø 4,1mm, RN, guiada, 35mm, aço inoxidável; 034.437 TE Broca de Perfil, Ø 4,1mm, RN, guiada, 37mm, aço inoxidável; 034.445 S/SP Promotor de Rosca para Contra-Ângulo, Ø 4,1mm, guiado, 42mm, aço inoxidável; 034.615 Broca Plana Ø 4,2mm, guiada, 32,5mm, aço inoxidável; 034.623 Broca Helicoidal PRO Ø 4.2mm, curta 16mm, guiada, 32mm, aço inoxidável; 034.626 Broca Helicoidal PRO, Ø 4.2mm, média 20mm, guiada, 36mm, aço inoxidável; 034.629 Broca Helicoidal PRO, Ø 4.2mm, longa 24mm,

guiada, 40mm, aço inoxidável; 034.645 S/SP Promotor de Rosca para Contra-Ângulo, Ø 4,8mm, guiado, 42mm, aço inoxidável; 044.304 Fresa de perfil ósseo RN, 28mm, aço inoxidável para cilindro guia; 044.305 Fresa de perfil ósseo WN, 25mm, aço inoxidável para cilindro guia; 044.590 S/SP Promotor de rosca, curto, Ø 3.3 mm, 30,0 mm, aço inoxidável; 044.591 S/SP Promotor de rosca, longo, Ø 3.3 mm, 34.0 mm, aço inoxidável; 044.592 S/SP Promotor de rosca, curto, Ø 4.1 mm, 30.0 mm, aço inoxidável; 044.593 S/SP Promotor de rosca, longo, Ø 4.1 mm, 34.0 mm, aço inoxidável; 044.594 S/SP Promotor de rosca, curto, Ø 4.8 mm, 30.0 mm, aço inoxidável; 044.595 S/SP Promotor de rosca, longo, Ø 4.8 mm, 34.0 mm, aço inoxidável; 044.763 Broca piloto, extra curta, Ø 2.2mm, 26 mm, aço inoxidável; 044.764 Broca helicoidal PRO, extra curta, Ø 2.8mm, 26 mm, aço inoxidável; 044.765 Broca helicoidal PRO, extra curta, Ø 3.5mm, 26 mm, aço inoxidável; 044.766 Broca helicoidal PRO, extra curta, Ø 4.2mm, 26 mm, aço inoxidável.

026.0009 - BLT Promotor de rosca, Ø 3,3 mm, 25 mm, aço inoxidável; 026.0010 - BLT Promotor de rosca, Ø 4,1 mm, 25 mm, aço inoxidável; 026.0011 - BLT Promotor de rosca, Ø 4,8 mm, 25 mm, aço inoxidável; 026.0015 - BL Promotor de rosca para osso duro, Ø 4.1mm, aço inoxidável; 026.0017 - BL Promotor de rosca para osso duro, Ø 3.3mm, aço inoxidável; 026.0018 - BL Promotor de rosca para osso duro, Ø 4.8mm, aço inoxidável; 026.0063 - BLT Promotor de rosca, Ø 2,9 mm, 25 mm, aço inoxidável; 026.0068 - Broca de explantação, média, para Ø 2,9 mm, 37,5 mm, aço inoxidável; 026.0069 - Broca de explantação, longa, para Ø 2,9 mm, 40,5 mm, aço inoxidável; 026.2310 - BL/TE/NNC promotor de rosca para adaptador, Ø 3,3 mm, 23 mm, aço; inoxidável; 026.4310 - BL/TE promotor de rosca para adaptador, Ø 4,1 mm, 23 mm, aço inoxidável; 026.6310 - BL/TE promotor de rosca para adaptador, Ø 4,8 mm, 23 mm, aço inoxidável; 044.330 - Broca de explantação, curta, para Ø 3,3 mm, Ø 3,5 mm, 32 mm, aço inoxidável; 044.331 - Broca de explantação, média, para Ø 3,3 mm, Ø 3,5 mm, 37,5 mm, aço inoxidável; 044.332 - Broca de explantação, longa, para Ø 3,3 mm, Ø 3,5 mm, 40,5 mm, aço inoxidável; 044.340 - Broca de explantação, curta, para Ø 4,1 mm, 32 mm, aço inoxidável; 044.341 - Broca de explantação, média, para Ø 4,1 mm, 37,5 mm, aço inoxidável; 044.342 - Broca de explantação, longa, para Ø 4,1 mm, 40,5 mm, aço inoxidável; 044.344 - Broca de explantação, curta, para Ø 4,8 mm, 32 mm, aço inoxidável; 044.345 - Broca de explantação, média, para Ø 4,8 mm, 37,5 mm, aço inoxidável; 044.346 - Broca de explantação, longa, para Ø 4,8 mm, 40,5 mm, aço inoxidável; 044.575 - S/SP Promotor de rosca para adaptador, Ø 3,3 mm, 23 mm, aço inoxidável; 044.577 - MS/SP Promotor de rosca para adaptador, Ø 4,1 mm, 23 mm, aço inoxidável; 044.579 - S/SP Promotor de rosca para adaptador, Ø 4,8 mm, 23 mm, aço inoxidável;

CLASSE : I 10344420116

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0

Telas 25000.008791/96-71

INTERCEED* BARREIRA ABSORVIVEL A ADERENCIA (TC7)

FABRICANTE : ETHICON LLC - PORTO RICO (ESTADOS UNIDOS)

FABRICANTE : GYNECARE, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Envelope esteril contendo 01 INTERCEED*, acondicionado em caixa contendo 10 unidades (4350, 4350XL).

CLASSE : IV 10132590102

80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 1.03694-6

Equipos 25351.400862/2010-78

EQUIPOS PARA INFUSÃO DE USO ÚNICO

FABRICANTE : SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO. LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

L2, L6, L11, L22.

CLASSE : II 10369460065

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.1.03904-1

Bomba de Infusao 25351.605235/2014-67

BOMBA DE INFUSÃO LF SMART

FABRICANTE : LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. - BRASIL

LF SMART - DUPLO CANAL

LF SMART - MONO CANAL

CLASSE : III 10390410068

80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.03906-9

MALHA CIRÚRGICA IMPLANTÁVEL 25351.222961/2016-41

Malha de Polipropileno com Cobertura de Omega 3

FABRICANTE : ATRIUM MEDICAL CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Modelo C-Qur: 31505; 31506; 31507; 31543; 31544; 31591; 31526; 31528; 31527; 31531; 31533; 31534; 31538; 31535; 31536; 31537; 31540; 31542; Modelo C-Qur FX: 31324; 31332; 31341; 31322; 31326; 31328; 31336; 31340; 31342; 31385; 31388; 31311; 31312
CLASSE : IV 10390690118

80156 - MATERIAL - Alteração de informações do Relatório Técnico em Registro de Material de Uso Médico

MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA 1.04179-4

Parafuso não absorvível para osteossíntese25351.089556/2005-09

PARAFUSO DESLIZANTE

FABRICANTE : MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES SA - BRASIL

04.24.28.28120 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x120 mm> 04.24.28.28125 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x125 mm> 04.24.28.28130 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x130 mm> 04.24.09.00002 - Parafuso de Compressão Tipo DHS/DCS04.24.29.18050 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x050 mm> 04.24.29.18055 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x055 mm> 04.24.29.18060 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x060 mm> 04.24.29.18065 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x065 mm> 04.24.29.18070 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x070 mm> 04.24.29.18075 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x075 mm> 04.24.29.18080 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x080 mm> 04.24.29.18085 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x085 mm> 04.24.29.18090 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x090 mm> 04.24.29.18095 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x095 mm> 04.24.28.22095 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x095 mm> 04.24.28.22100 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x100 mm> 04.24.28.22105 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x105 mm> 04.24.28.22090 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x090 mm> 04.24.28.22110 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x110 mm> 04.24.28.22115 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x115 mm> 04.24.28.22120 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x120 mm> 04.24.28.22125 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x125 mm> 04.24.28.22130 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x130 mm> 04.24.28.28050 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x050 mm> 04.24.28.28055 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x055 mm> 04.24.28.28060 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x060 mm> 04.24.28.28065 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x065 mm> 04.24.28.28070 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x070 mm> 04.24.28.28075 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x075 mm> 04.24.28.28080 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x080 mm> 04.24.28.28085 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x085 mm> 04.24.28.28090 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x090 mm> 04.24.28.28095 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x095 mm> 04.24.28.28100 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x100 mm> 04.24.28.28105 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x105 mm> 04.24.28.28110 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x110 mm> 04.24.28.28115 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 28x115 mm> 04.24.28.22085 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x085 mm> 04.24.29.28090 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x090 mm> 04.24.29.28095 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x095 mm> 04.24.29.28100 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x100 mm> 04.24.29.28105 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x105 mm> 04.24.29.28110 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x110 mm> 04.24.29.28115 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x115 mm> 04.24.29.28120 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x120 mm> 04.24.29.28125 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x125 mm> 04.24.29.28130 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x130 mm> 04.24.09.00003 - Parafuso de Compressão Tipo Tubo Richards09.57.10.10050 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x050 mm> 09.57.10.10055 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x055 mm> 09.57.10.10060 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x060 mm> 09.57.10.10065 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x065 mm> 09.57.10.10070 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x070 mm> 09.57.10.10075 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x075 mm> 09.57.10.10080 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x080 mm> 09.57.10.10085 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x085 mm> 09.57.10.10090 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x090 mm> 09.57.10.10095 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x095 mm> 09.57.10.10100 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x100 mm> 09.57.10.10105 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x105 mm> 09.57.10.10110 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x110 mm> 09.57.10.10115 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x115 mm> 09.57.10.10120 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x120 mm> 09.57.11.10050 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x050 mm Ti> 09.57.11.10055 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x055 mm Ti> 09.57.11.10060 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x060 mm Ti> 09.57.11.10065 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x065 mm Ti> 09.57.11.10070 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x070 mm Ti> 09.57.11.10075 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x075 mm Ti> 09.57.11.10080 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x080 mm Ti> 09.57.11.10085 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x085 mm Ti> 09.57.11.10090 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x090 mm Ti> 09.57.11.10095 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x095 mm Ti> 09.57.11.10100 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x100 mm Ti> 09.57.11.10105 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x105 mm Ti> 09.57.11.10110 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x110 mm Ti> 09.57.11.10115 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x115 mm Ti> 09.57.11.10120 - Parafuso de Bloqueio Femoral Interfix Ø 10,0x120 mm Ti> 09.25.27.65050 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x050

mm> 09.25.27.65055 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x055 mm> 09.25.27.65060 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x060 mm> 09.25.27.65065 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x065 mm> 09.25.27.65070 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x070 mm> 09.25.27.65075 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x075 mm> 09.25.27.65080 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x080 mm> 09.25.27.65085 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x085 mm> 09.25.27.65090 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x090 mm> 09.25.27.65095 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x095 mm> 09.25.27.65100 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x100 mm> 09.25.27.65105 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x105 mm> 09.25.27.65110 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x110 mm> 09.25.27.65115 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x115 mm> 09.25.27.65120 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x120 mm> 09.25.28.65050 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x050 mm Ti> 09.25.28.65055 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x055 mm Ti> 09.25.28.65060 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x060 mm Ti> 09.25.28.65065 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x065 mm Ti> 09.25.28.65070 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x070 mm Ti> 09.25.28.65075 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x075 mm Ti> 09.25.28.65080 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x080 mm Ti> 09.25.28.65085 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x085 mm Ti> 09.25.28.65090 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x090 mm Ti> 09.25.28.65095 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x095 mm Ti> 09.25.28.65100 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x100 mm Ti> 09.25.28.65105 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x105 mm Ti> 09.25.28.65110 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x110 mm Ti> 09.25.28.65115 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x115 mm Ti> 09.25.28.65120 - Pino Anti-Rotacional Interfix Ø 6,5x120 mm Ti> 04.24.29.28085 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x085 mm> 04.24.28.22050 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x050 mm> 04.24.28.22055 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x055 mm> 04.24.28.22060 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x060 mm> 04.24.28.22065 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x065 mm> 04.24.28.22070 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x070 mm> 04.24.28.22075 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x075 mm> 04.24.28.22080 - Parafuso Deslizante Tipo DHS/DCS Rosca 22x080 mm> 04.24.29.18100 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x100 mm> 04.24.29.18105 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x105 mm> 04.24.29.18110 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x110 mm> 04.24.29.18115 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x115 mm> 04.24.29.18120 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x120 mm> 04.24.29.18125 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x125 mm> 04.24.29.18130 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 18x130 mm> 04.24.29.28050 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x050 mm> 04.24.29.28055 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x055 mm> 04.24.29.28060 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x060 mm> 04.24.29.28065 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x065 mm> 04.24.29.28070 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x070 mm> 04.24.29.28075 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x075 mm> 04.24.29.28080 - Parafuso Deslizante Tipo Richards Rosca 28x080 mm> CLASSE : III 10417940027 80145 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de modelo/apresentações em registro de família de material implantável em ortopedia ----- MEDINOVA LIFE SCIENCES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA8.13724-4 Software 25351.309226/2017-10 TBS INSIGHT FABRICANTE : MED-IMAPS SASU - FRANÇA TBS INSIGHT V 2. TBS INSIGHT V 3. CLASSE : II 81372440004 8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro ----- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9 Eletromiografo 25351.013230/2003-31 SISTEMA NIM DE MONITORAMENTO INTRAOPERATORIO DE NERVOS FABRICANTE : MEDTRONIC XOMED, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NIM RESPONSE 3.0 NIM NEURO 3.0 CLASSE : III 10339190172 80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA ----- MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 1.03093-1 Sistema de fixação não rígida, não absorvível para osteossíntese25351.072110/2016-51 SISTEMA DE FIXAÇÃO MICRO MAX 1.5MM FABRICANTE : MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - BRASIL 30012000001Parafuso Micro Max 1.5 x 3 mm; 30012000002Parafuso Micro Max 1.5 x 4 mm; 30012000003Parafuso Micro Max 1.5 x 5 mm; 30012000004Parafuso Micro Max 1.5 x 6 mm; 30012000005Parafuso Micro Max 1.5 x 7 mm; 30012000006Parafuso Micro Max 1.5 x 8 mm; 30012000007Parafuso Micro Max 1.5 x 9 mm; 30012000008ParafusoMicro Max 1.5 x 10 mm; 30012000009Parafuso Micro Max 1.5 x 11 mm;

30012000010Parafuso Micro Max 1.5 x 12 mm; 30012000011Parafuso Micro Max 1.5 x 13 mm; 30012000012Parafuso Micro Max 1.5 x 14 mm; 30012000013Parafuso Micro Max 1.5 x 15 mm; 30012000014Parafuso Micro Max 1.5 x 16 mm; 30012000015Parafuso Micro Max 1.5 x 17 mm; 30012000016Parafuso Micro Max 1.8 x 3 mm;30012000017Parafuso Micro Max 1.8 x 4 mm; 30012000018Parafuso Micro Max 1.8 x 5 mm; 30012000019Parafuso Micro Max 1.8 x 6 mm; 30012000020Parafuso Micro Max 1.8 x 7 mm; 30012000021Parafuso Micro Max 1.8 x 8 mm; 30012000022Parafuso Micro Max 1.8 x 9 mm; 30012000023Parafuso Micro Max 1.8 x 10 mm; 30012000024Parafuso Micro Max 1.8 x 11 mm; 30012000025Parafuso Micro Max 1.8 x 12 mm; 30012000026Parafuso Micro Max 1.8 x 13 mm; 30012000027Parafuso Micro Max 1.8 x 14 mm; 30012000028Parafuso Micro Max 1.8 x 15 mm; 30012000029Parafuso Micro Max 1.8 x 16 mm; 30012000030Parafuso Micro Max 1.8 x 17 mm; 30012000031Placa Micro Max 1.5 -Reta 4 Furos x 0.7 mm;30012000032Placa Micro Max 1.5 -Reta 5 Furos x 0.7 mm; 30012000033Placa Micro Max 1.5 -Reta 6 Furos x 0.7 mm; 30012000034Placa Micro Max 1.5 -Reta 7 Furos x 0.7 mm; 30012000035Placa Micro Max 1.5 -Reta 8 Furos x 0.7 mm; 30012000036Placa Micro Max 1.5 -Reta 10 Furos x 0.7 mm; 30012000037Placa Micro Max 1.5 -Reta 12 Furos x 0.7 mm; 30012000038Placa Micro Max 1.5 -Reta 14 Furos x 0.7 mm; 30012000039Placa Micro Max 1.5 -Reta 16 Furos x 0.7 mm; 30012000040Placa Micro Max 1.5-Reta 18 Furos x 0.7 mm; 30012000041Placa Micro Max 1.5 -Reta 20 Furos x 0.7 mm; 30012000042Placa Micro Max 1.5 -Reta 4 Furos x 0.5 mm; 30012000043Placa Micro Max 1.5 -Reta 5 Furos x 0.5 mm; 30012000044Placa Micro Max 1.5 -Reta 6 Furos x 0.5 mm; 30012000045Placa Micro Max 1.5 -Reta 7 Furos x 0.5 mm; 30012000046Placa Micro Max 1.5 -Reta 8 Furos x 0.5 mm; 30012000047Placa Micro Max 1.5 -Reta 10 Furos x 0.5 mm; 30012000048Placa Micro Max 1.5 -Reta 12 Furos x 0.5 mm; 30012000049Placa Micro Max 1.5 -Reta 14 Furos x 0.5 mm; 30012000050Placa Micro Max 1.5 -Reta 16 Furos x 0.5 mm; 30012000051Placa Micro Max 1.5 -Reta 18 Furos x 0.5 mm; 30012000052Placa Micro Max 1.5 -Reta 20 Furos x 0.5 mm; 30012000053Placa Micro Max 1.5 -Orbital 4 Furos x 0.7 mm;30012000054Placa Micro Max 1.5 -Orbital 5 Furos x 0.7 mm; 30012000055Placa Micro Max 1.5 -Orbital 6 Furos x 0.7 mm; 30012000056Placa Micro Max 1.5 -Orbital 7 Furos x 0.7 mm; 30012000057Placa Micro Max 1.5 -Orbital 8 Furos x 0.7 mm; 30012000058Placa Micro Max 1.5 -Orbital 10 Furos x 0.7 mm; 30012000059Placa Micro Max 1.5 -Orbital 4 Furos x 0.5 mm; 30012000060Placa Micro Max 1.5 -Orbital 5 Furos x 0.5 mm; 30012000061Placa Micro Max 1.5 -Orbital 6 Furos x 0.5 mm; 30012000062Placa Micro Max 1.5 -Orbital 7 Furos x 0.5 mm; 30012000063Placa Micro Max 1.5 -Orbital 8 Furos x 0.5 mm; 30012000064Placa Micro Max 1.5 -Orbital 10 Furos x 0.5 mm; 30012000065Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Curta 4 Furos x 0.7 mm;30012000066Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Média 4 Furos x 0.7 mm; 30012000067Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Longa 4 Furos x 0.7 mm; 30012000068Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Extra Longa 4 Furos x 0.7 mm; 30012000069Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Curta 5 Furos x 0.7 mm; 30012000070Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Média 5 Furos x 0.7 mm; 30012000071Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Longa 5 Furos x 0.7 mm; 30012000072Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Extra Longa 5 Furos x 0.7 mm; 30012000073Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Curta 4 Furos x 0.5 mm; 30012000074Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Média 4 Furos x 0.5 mm; 30012000075Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Longa 4 Furos x 0.5 mm; 30012000076Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Extra Longa 4 Furos x 0.5 mm; 30012000077Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Curta 5 Furos x 0.5 mm; 30012000078Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Média 5 Furos x 0.5 mm; 30012000079Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Longa 5 Furos x 0.5 mm; 30012000080Placa Micro Max 1.5 -Orbital -Ponte Extra Longa 5 Furos x 0.5 mm; 30012000081Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Curta 2 Furos x 0.7 mm;30012000082Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Média 2 Furos x 0.7 mm; 30012000083Placa MicroMax 1.5 -Reta -Ponte Longa 2 Furos x 0.7 mm; 30012000084Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Extra Longa 2 Furos x 0.7 mm; 30012000085Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Média 4 Furos x 0.7 mm; 30012000086Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Longa 4 Furos x 0.7 mm; 30012000087Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Média 6 Furos x 0.7 mm; 30012000088Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Longa 6 Furos x 0.7 mm; 30012000089Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Curta 2 Furos x 0.5 mm; 30012000090Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Média 2 Furos x 0.5 mm; 30012000091Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Longa 2 Furos x 0.5 mm; 30012000092Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Extra Longa 2 Furos x 0.5 mm; 30012000093Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Média 4 Furos x 0.5 mm; 30012000094Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Longa 4 Furos x 0.5 mm; 30012000095Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Média 6 Furos x 0.5 mm; 30012000096Placa Micro Max 1.5 -Reta -Ponte Longa 6 Furos x 0.5 mm; 30012000097Placa Micro Max 1.5 -T -Ponte 3 x 3 x 0.7 mm;30012000098Placa Micro Max 1.5 -T -Ponte 7 x 7 x 0.7 mm; 30012000099Placa Micro Max 1.5 -T -Ponte 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000100Placa Micro Max 1.5 -T -Ponte 7 x 7 x 0.5 mm; 30012000101Placa Micro Max 1.5 -T -Obliqua Esquerda x0.7 mm;30012000102Placa Micro Max 1.5 -T -Obliqua Direita x 0.7 mm; 30012000103Placa Micro Max 1.5 -T -Obliqua Esquerda x 0.5 mm; 30012000104Placa Micro Max 1.5 -T -Obliqua Direita x 0.5 mm; 30012000105Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Esquerda Curta x 0.7 mm;30012000106Placa Micro Max 1.5



-S -Obliqua Esquerda Média x 0.7 mm; 30012000107Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Esquerda Longa x 0.7 mm; 30012000108Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Esquerda Extra Longa x 0.7 mm; 30012000109Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Curta x 0.7 mm; 30012000110Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Média x 0.7 mm; 30012000111Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Longa x 0.7 mm; 30012000112Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Extra Longa x 0.7 mm; 30012000113Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Esquerda Curta x 0.5 mm; 30012000114Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Esquerda Média x 0.5 mm; 30012000115Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Esquerda Longa x 0.5 mm; 30012000116Placa Micro Max 1.5-S -Obliqua Esquerda Extra Longa x 0.5 mm; 30012000117Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Curta x 0.5 mm; 30012000118Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Média x 0.5 mm; 30012000119Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Longa x 0.5 mm; 30012000120Placa Micro Max 1.5 -S -Obliqua Direita Extra Longa x 0.5 mm; 30012000121Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 4 Furos x 0.7 mm; 30012000122Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 5 Furos x 0.7 mm; 30012000123Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 6Furos x 0.7 mm; 30012000124Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 7 Furos x 0.7 mm; 30012000125Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 8 Furos x 0.7 mm; 30012000126Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 10 Furos x 0.7 mm; 30012000127Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 4 Furos x 0.7 mm; 30012000128Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 5 Furos x 0.7 mm; 30012000129Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 6 Furos x 0.7 mm; 30012000130Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 7 Furos x 0.7 mm; 30012000131Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 8 Furos x 0.7 mm; 30012000132Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 10 Furos x 0.7 mm; 30012000133Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 4 Furos x 0.5 mm; 30012000134Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 5 Furos x 0.5 mm; 30012000135Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 6 Furos x 0.5 mm; 30012000136Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 7 Furos x 0.5 mm; 30012000137Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 8 Furos x 0.5 mm; 30012000138Placa Micro Max 1.5 -L -Esquerda 10 Furos x 0.5 mm; 30012000139Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 4 Furos x 0.5 mm; 30012000140Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 5 Furos x 0.5 mm; 30012000141Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 6 Furos x 0.5 mm; 30012000142Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 7 Furos x 0.5 mm; 30012000143Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 8 Furos x 0.5 mm; 30012000144Placa Micro Max 1.5 -L -Direita 10 Furos x 0.5 mm; 30012000145Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Curta 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000146Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Média 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000147Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Longa 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000148Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Extra Longa 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000149Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Curta 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000150Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Média 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000151Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Longa 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000152Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Extra Longa 3 x 3 x 0.7 mm; 30012000153Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Curta 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000154Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Média 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000155Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Longa 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000156Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Extra Longa 3 x 3 x 0.5mm; 30012000157Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Curta 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000158Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Média 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000159Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Longa 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000160Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda Extra Longa 3 x 3 x 0.5 mm; 30012000161Placa Micro Max 1.5 -Y -Ponte 7 x 0.7 mm; 30012000162Placa Micro Max 1.5 -Y -Ponte 8 x 0.7 mm; 30012000163Placa Micro Max 1.5 -Y -Ponte 7 x 0.5 mm; 30012000164Placa Micro Max 1.5 -Y -Ponte 8 x 0.5 mm; 30012000165Placa Micro Max 1.5 -Y -Y -5 Furos x 0.7 mm; 30012000166Placa Micro Max 1.5 -Y -Y -7 Furos x 0.7 mm; 30012000167Placa Micro Max 1.5 -Y -8 Furos x 0.7 mm; 30012000168Placa Micro Max 1.5 -Y -5 Furos x 0.5 mm; 30012000169Placa Micro Max 1.5 -Y -7 Furos x 0.5 mm; 30012000170Placa Micro Max 1.5 -Y -8 Furos x 0.5 mm; 30012000171Placa Micro Max 1.5 -X -Curta 0.7 mm; 30012000172Placa Micro Max 1.5 -X -Média 0.7 mm; 30012000173Placa Micro Max 1.5 -X -Longa 0.7 mm; 30012000174Placa Micro Max 1.5 -X -Extra Longa 0.7 mm; 30012000175Placa Micro Max 1.5 -X -Curta 0.5 mm; 30012000176Placa Micro Max 1.5 -X -Média 0.5 mm; 30012000177Placa Micro Max 1.5 -X -Longa 0.5 mm; 30012000178Placa Micro Max 1.5 -X -Extra Longa 0.5 mm; 30012000179Placa Micro Max 1.5 -X -Trevo 0.7 mm; 30012000180Placa Micro Max 1.5 -X -Trevo 0.5 mm; 30012000181Placa Micro Max 1.5 -H -x 0.5 mm; 30012000182Placa Micro Max 1.5 -H -x 0.7 mm; 30012000183Placa Micro Max 1.5 -H -Nasal x 0.5 mm; 30012000184Placa Micro Max 1.5 -H -Nasal x 0.7 mm; 30012000185Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Curta x 0.5 mm; 30012000186Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Média x 0.5 mm; 30012000187Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Longa x0.5 mm; 30012000188Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Extra Longa x 0.5 mm; 30012000189Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Curta x 0.7 mm; 30012000190Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Média x 0.7 mm; 30012000191Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Longa x 0.7 mm; 30012000192Placa Micro Max 1.5 -Y -Rami Extra Longa x 0.7 mm; 30012000193Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita 4 Furos x 0.7 mm; 30012000194Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda 4 Furos x 0.7 mm; 30012000195Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita 4 Furos x 0.5 mm; 30012000196Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Esquerda 4 Furos x 0.5 mm; 30012000197Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Curta 3 x 2 x 0.7 mm; 30012000198Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Média 3 x 2 x 0.7 mm; 30012000199Placa Micro Max 1.5 -L -Obliqua Direita Longa3 x 2 x 0.7 mm;

[illegible][illegible]

30012000383Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 0 x 0.5 mm;30012000384Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 0 x 0.7 mm;30012000385Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 3 x 0.5 mm;30012000386Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 3 x 0.7 mm;30012000387Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 5 x 0.5 mm;30012000388Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 5 x 0.7 mm;30012000389Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 7 x 0.5 mm;30012000390Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 7 x 0.7 mm;30012000391Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 10 x 0.5 mm;30012000392Placa Micro Max 1.5 -Chin -6 Furos 10 x 0.7 mm;30012000393Placa Micro Max 1.5 -Retangular -4 Furos x 0.7 mm;30012000394Placa Micro Max 1.5 -Retangular -6 Furos x 0.7 mm;30012000395Placa Micro Max 1.5 -Retangular -8 Furos x 0.7 mm;30012000396Placa Micro Max 1.5 -Retangular -4 Furos x 0.5 mm;30012000397Placa Micro Max 1.5 -Retangular -6 Furos x 0.5 mm;30012000398Placa Micro Max 1.5 -Retangular -8 Furos x 0.5 mm;30012000399Placa Micro Max 1.5 -Ângulo de Mandíbula -Curta x 0.7 mm;30012000400Placa Micro Max 1.5 -Ângulo de Mandíbula -Média x 0.7 mm;30012000401Placa Micro Max 1.5 -Ângulo de Mandíbula -Longa x 0.7 mm;30012000402Placa Micro Max 1.5 -Ângulo de Mandíbula -Curta x 0.5 mm;30012000403Placa Micro Max 1.5 -Ângulo de Mandíbula -Média x 0.5 mm;30012000404Placa Micro Max 1.5 -Ângulo de Mandíbula -Longa x 0.5 mm;30012000405Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.2 mm;30012000406Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.2 mm;30012000407Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.2 mm;30012000408Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.2 mm;30012000409Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.2 mm;30012000410Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 50x 0.2 mm;30012000411Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 90x 0.2 mm;30012000412Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.2 mm;30012000413Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.2 mm;30012000414Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.2 mm;30012000415Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.4 mm;30012000416Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.4 mm;30012000417Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.4 mm;30012000418Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.4 mm;30012000419Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.4 mm;30012000420Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 50x 0.4 mm;30012000421Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 90x 0.4 mm;30012000422Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.4 mm;30012000423Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.4 mm;30012000424Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.4 mm;30012000425Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.5 mm;30012000426Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.5 mm;30012000427Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.5 mm;30012000428Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.5 mm;30012000429Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.5 mm;30012000430Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 50x 0.5 mm;30012000431Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 90x 0.5 mm;30012000432Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.5 mm;30012000433Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.5 mm;30012000434Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.5 mm;30012000435Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.7 mm;30012000436Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.7 mm;30012000437Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.7 mm;30012000438Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.7 mm;30012000439Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.7 mm;30012000440Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 50x 0.7 mm;30012000441Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 90x 0.7 mm;30012000442Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.7 mm;30012000443Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.7 mm;30012000444Tela Micro Max 1.5 -Flex Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.7 mm;30012000445Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.2 mm;30012000446Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.2 mm;30012000447Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.2 mm;30012000448Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.2 mm;30012000449Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.2 mm;30012000450Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 50x 0.2 mm;30012000451Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 90x 0.2 mm;30012000452Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.2 mm;30012000453Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.2 mm;30012000454Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.2 mm;30012000455Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.4 mm;30012000456Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.4 mm;30012000457Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.4 mm;30012000458Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.4 mm;30012000459Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.4 mm;30012000460Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 50x 0.4 mm;30012000461Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 90x 0.4 mm;30012000462Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.4 mm;30012000463Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.4 mm;

30012000464Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.4 mm;30012000465Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.5 mm;30012000466Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.5 mm;30012000467Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.5 mm;30012000468Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -75 x 115 x 0.5 mm;30012000469Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.5 mm;30012000470Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 50x 0.5 mm;30012000471Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 90x 0.5 mm;30012000472Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.5 mm;30012000473Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.5 mm;30012000474Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.5 mm;30012000475Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 80 x 0.7 mm;30012000476Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -40 x 30 x 0.7 mm;30012000477Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -60 x 40 x 0.7 mm;30012000478Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -75 x 115 x0.7 mm;30012000479Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -85 x 50 x 0.7 mm;30012000480Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 50x 0.7 mm;30012000481Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -125 x 90x 0.7 mm;30012000482Tela Micro Max1.5 -Reconstrução Facial -125 x 70 x 0.7 mm;30012000483Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 100 x 0.7 mm;30012000484Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Facial -140 x 230 x 0.7 mm;30012000485Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução -140 x 230 x 0.2 mm;30012000486Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução -140 x 230 x 0.4 mm;30012000487Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução -140 x 230 x 0.5 mm;30012000488Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução -140 x 230 x 0.7 mm;30012000489Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Nasal -0.2 mm;30012000490Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Nasal -0.4 mm;30012000491Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Nasal -0.5 mm;30012000492Tela Micro Max 1.5 -Reconstrução Nasal -0.7 mm;30012000493Tela Micro Max 1.5 -Assoalho Orbital -0.2 mm;30012000494Tela Micro Max 1.5 -Assoalho Orbital -0.4 mm;30012000495Tela Micro Max 1.5 -Assoalho Orbital -0.5 mm;30012000496Tela Micro Max 1.5 -Assoalho Orbital -0.7 mm;30012000497Tela Micro Max 1.5 -Flex Assoalho Orbital -0.2 mm;30012000498Tela Micro Max 1.5 -Flex Assoalho Orbital -0.4 mm;30012000499Tela Micro Max 1.5 -Flex Assoalho Orbital -0.5 mm;30012000500Tela Micro Max 1.5 -Flex Assoalho Orbital -0.7 mm;30012000501Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Pequena 0.2 mm;30012000502Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Média 0.2 mm;30012000503Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Grande 0.2 mm;30012000504Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Extra Grande 0.2 mm;30012000505Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Pequena0.4 mm;30012000506Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Média 0.4 mm;30012000507Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Grande 0.4 mm;30012000508Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Extra Grande 0.4 mm;30012000509Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Pequena 0.5 mm;30012000510Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Média 0.5 mm;30012000511Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Grande 0.5 mm;30012000512Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Extra Grande 0.5 mm;30012000513Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Pequena 0.7 mm;30012000514Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Média 0.7 mm;30012000515Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Grande 0.7 mm;30012000516Placa Micro Max 1.5 -Gap -6 Furos Extra Grande 0.7 mm;30012000517Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -11 x 0.2 mm;30012000518Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -11 x 0.4 mm;30012000519Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -11 x 0.5 mm;30012000520Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -11 x 0.7 mm;30012000521Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -8 x 0.2 mm;30012000522Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -8 x 0.4 mm;30012000523Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -8 x 0.5 mm;30012000524Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia -8 x 0.7 mm;30012000525Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -15 x 0.2 mm;30012000526Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -15 x 0.4 mm;30012000527Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -15 x 0.5 mm;30012000528Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -15 x 0.7 mm;30012000529Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -22 x 0.2 mm;30012000530Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -22 x 0.4 mm;30012000531Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -22 x 0.5 mm;30012000532Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Open -22 x 0.7 mm;30012000533Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Longa 0.2mm;30012000534Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Longa 0.4 mm;30012000535Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Longa 0.5 mm;30012000536Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Longa -0.7 mm;30012000537Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Curta 0.2 mm;30012000538Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Curta 0.4 mm;30012000539Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Curta 0.5 mm;30012000540Tela Micro Max 1.5 -Piso Orbital -Curta 0.7 mm;30012000541Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -15 x 0.2 mm;30012000542Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -15 x 0.4 mm;30012000543Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -15 x 0.5 mm;30012000544Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -15 x 0.7 mm;30012000545Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -8 x 0.2 mm;30012000546Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -8 x 0.4 mm;30012000547Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -8 x 0.5 mm;30012000548Placa Micro Max 1.5 -Craniotomia Closed -8 X 0.7 mm;30012000549Parafuso Micro Max AP 1.5 x 4 mm;30012000550Parafuso Micro Max AP 1.5 x 5 mm;30012000551Parafuso Micro Max AP 1.5 x 6 mm;30012000552Parafuso Micro Max AP 1.5 x 7 mm;30012000553Parafuso Micro Max AP 1.5 x 8 mm;30012000554Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 2 x 0.7 mm;30012000555Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 2 x 0.7 mm;30012000556Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 3 x 0.7 mm;30012000557Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 3

x 0.7 mm;30012000558Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 4 x 0.7 mm;30012000559Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 4 x 0.7 mm;30012000560Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 5 x 0.7 mm;30012000561Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 5 x 0.7 mm;30012000562Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 6 x 0.7 mm;30012000563Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 6 x 0.7 mm;30012000564Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 7 x 0.7 mm;30012000565Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 7 x 0.7 mm;30012000566Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 8 x 0.7 mm;30012000567Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 8 x 0.7 mm;30012000568Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 10 x 0.7 mm;30012000569Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 10 x 0.7 mm;30012000570Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 11 x 0.7 mm;30012000571Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 11 x 0.7 mm;30012000572Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 12 x 0.7 mm;30012000573Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 12 x 0.7 mm;30012000574Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 2 x 0.5 mm;30012000575Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 2 x 0.5 mm;30012000576Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 3 x 0.5 mm;30012000577Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 3 x 0.5 mm;30012000578Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 4 x 0.5 mm;30012000579Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 4 x 0.5 mm;30012000580Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 5 x 0.5 mm;30012000581Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 5 x 0.5 mm;30012000582Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 6 x 0.5 mm;30012000583Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 6 x 0.5 mm;30012000584Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 7 x 0.5 mm;30012000585Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 7 x 0.5 mm;30012000586Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 8 x 0.5 mm;30012000587Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 8 x 0.5 mm;30012000588Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 10 x 0.5 mm;30012000589Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 10 x 0.5 mm;30012000590Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 11 x 0.5 mm;30012000591Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 11 x 0.5 mm;30012000592Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Esquerda 12 x0.5 mm;30012000593Placa Micro Max 1.5 -Lefort Slim -Direita 12 x 0.5 mm
CLASSE : III 10309310041
80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA
Sistema de fixação rígida de placas especiais para osteossintese25351.168462/2016-19
SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA MICRO LOCK 2.0MM
FABRICANTE : MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - BRASIL
30014000030 Parafuso Micro Lock 2.3 x 13 mm> 30014000391 Placa Micro Lock 2.0 - Mento - 0.8 mm> 30014000392 Placa Micro Lock 2.0 - Sub Condilar Slim - Esquerda 0.8 mm> 30014000393 Placa Micro Lock 2.0 - Sub Condilar Slim - Direita0.8 mm> 30014000394 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 2 x 0.8 mm> 30014000395 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 3 x 0.8 mm> 30014000396 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus- 4 x 0.8 mm> 30014000397 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 5 x 0.8 mm> 30014000398 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 6 x 0.8 mm> 30014000399 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 7 x 0.8 mm> 30014000400 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 8 x 0.8 mm> 30014000401 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 9 x 0.8 mm> 30014000402 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 10 x 0.8 mm> 30014000403 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 11 x 0.8 mm> 30014000404 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 12 x 0.8 mm> 30014000405 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 14 x 0.8 mm> 30014000406 Placa Micro Lock 2.0 - Paulus - 16 x 0.8 mm> 30014000407 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Esquerda Curta x 0.8 mm> 30014000408 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Esquerda Média x 0.8 mm> 30014000409 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Esquerda Longa x 0.8 mm> 30014000410 Placa Micro Lock 2.0 -S - 6 Furos Esquerda Extra Longa x 0.8 mm> 30014000415 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 8 Furos x 6 x 0.8 mm> 30014000087 Placa Micro Lock2.0 - L - Esquerda 2 x 2 Furos x 0.8 mm> 30014000088 Placa Micro Lock 2.0 - L - Esquerda 5 x 3 Furos x 0.8 mm> 30014000089 Placa Micro Lock 2.0 - L - Esquerda 3 x 2 Furos x 0.8 mm> 30014000090 Placa Micro Lock 2.0 - L - Esquerda 4 x 3 Furos x 0.8mm> 30014000091 Placa Micro Lock 2.0 - L - Direita 2 x 2 Furos x 0.8 mm> 30014000092 Placa Micro Lock 2.0 - L - Direita 5 x 3 Furos x 0.8 mm> 30014000093 Placa Micro Lock 2.0 - L - Direita 3 x 2 Furos x 0.8 mm> 30014000094 Placa Micro Lock 2.0 - L - Direita 4 x 3 Furos x 0.8 mm> 30014000095 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Direita Curta 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000096 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Direita Média 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000097 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Direita Longa 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000098 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Direita Extra Longa 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000099 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Esquerda Curta 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000100 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Esquerda Média 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000101 Placa MicroLock 2.0 - T - Obliqua Esquerda Longa 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000102 Placa Micro Lock 2.0 - T - Obliqua Esquerda Extra Longa 3 x 3 x 0.8 mm> 30014000103 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 4 Furos Curta x 0.8 mm> 30014000104 Placa MicroLock 2.0 - Y - 4 Furos Média x 0.8 mm> 30014000105 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 4 Furos Longa x 0.8 mm> 30014000106 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 4 Furos Extra Longa x 0.8 mm> 30014000107 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 5Furos Curta x 0.8 mm> 30014000108 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 5 Furos Média x 0.8 mm> 30014000109 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 5 Furos Longa x 0.8 mm> 30014000110 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 5 Furos Extra Longa x 0.8 mm> 30014000111 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 6 Furos Curta x 0.8 mm> 30014000112 Placa Micro Lock 2.0 - Y - 6 Furos Média

11 x 0.8 mm> 30014000330 Placa Micro Lock 2.0 - Lefort Slim - Direita 11 x 0.8 mm> 30014000331 Placa Micro Lock 2.0 - Lefort Slim - Esquerda 12 x 0.8 mm> 30014000332 Placa Micro Lock 2.0 - Lefort Slim - Direita 12 x 0.8 mm> 30014000333 Placa Micro Lock 2.0 - CF - Direita 7 Furos x 0.8 mm> 30014000334 Placa Micro Lock 2.0 - CF - Esquerda 7 Furos x 0.8 mm> 30014000335 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T - Curta Direita 0.8 mm> 30014000336 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T - Média Direita 0.8 mm> 30014000337 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T - Longa Direita 0.8 mm> 30014000338 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T - Curta Esquerda 0.8 mm> 30014000339 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T - Média Esquerda 0.8 mm> 30014000340 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T - Longa Esquerda 0.8 mm> 30014000341 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y - Curta Direita 0.8 mm> 30014000342 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y - Média Direita 0.8 mm> 30014000343 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y - Longa Direita 0.8 mm> 30014000344 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y - Curta Esquerda 0.8 mm> 30014000345 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y - Média Esquerda 0.8 mm> 30014000346 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y - Longa Esquerda 0.8 mm> 30014000347 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T Dupla - Curta 0.8 mm> 30014000348 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T Dupla - Média 0.8 mm> 30014000349 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem T Dupla - Longa 0.8 mm> 30014000350 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y Dupla - Curta Direita 0.8 mm> 30014000351 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y Dupla - Média Direita 0.8 mm> 30014000352 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y Dupla - Longa Direita 0.8 mm> 30014000353 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y Dupla - Curta Esquerda 0.8 mm> 30014000354 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y Dupla - Média Esquerda 0.8 mm> 30014000355 Placa Micro Lock 2.0 - Ancoragem Y Dupla - Longa Esquerda 0.8 mm> 30014000356 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 2 Furos x 0.8 mm> 30014000357 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 3 Furos x 0.8 mm> 30014000417 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 8 Furos x 10 x 0.8 mm> 30014000418 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 8 Furos x 12 x 0.8 mm> 30014000419 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 8 Furos x 14 x 0.8 mm> 30014000420 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 12 Furos x 6 x 0.8 mm> 30014000416 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 8 Furos x 8 x 0.8 mm> 30014000421 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 12 Furos x 8 x 0.8 mm> 30014000422 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 12 Furos x 10 x 0.8 mm> 30014000423 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 12 Furos x 12 x 0.8 mm> 30014000424 Placa Micro Lock 2.0 - Dupla Linha - 12 Furos x 14 x 0.8 mm> 30014000425 Placa Micro Lock 2.0 - L - Angulada Direita 5 Furos x 7 x 0.8 mm> 30014000426 Placa Micro Lock 2.0 - L - Angulada Esquerda 5 Furos x 7 x 0.8 mm> 30014000427 Placa Micro Lock 2.0 - Segmentar - 6 Furos Direita x 0.8 mm> 30014000428 Placa Micro Lock 2.0 - Segmentar - 6 Furos Esquerda x 0.8 mm> 30014000411 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Direita Curta x 0.8 mm> 30014000412 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Direita Média x 0.8 mm> 30014000413 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Direita Longa x 0.8 mm> 30014000414 Placa Micro Lock 2.0 - S - 6 Furos Direita Extra Longa x 0.8 mm> 30014000358 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 4 Furos x 0.8 mm> 30014000359 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 5 Furos x 0.8 mm> 30014000360 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 6 Furos x 0.8 mm> 30014000361 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 7 Furos x 0.8 mm> 30014000362 Placa Micro Lock 2.0 - T - 2 x 8 Furos x 0.8 mm> 30014000363 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 3 Furos x 0.8 mm> 30014000364 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 4 Furos x 0.8 mm> 30014000365 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 5 Furos x 0.8 mm> 30014000366 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 6 Furos x 0.8 mm> 30014000367 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 7 Furos x 0.8 mm> 30014000368 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 8 Furos x 0.8 mm> 30014000369 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 9 Furos x 0.8 mm> 30014000370 Placa Micro Lock 2.0 - T - 3 x 10 Furos x 0.8 mm> 30014000371 Placa Micro Lock 2.0 - T - 4 x 4 Furos x 0.8 mm> 30014000372 Placa Micro Lock 2.0 - T - 4 x 5 Furos x 0.8 mm> 30014000373 Placa Micro Lock 2.0 - T - 4 x 6 Furos x 0.8 mm> 30014000374 Placa Micro Lock 2.0 - T - 4 x 7 Furos x 0.8 mm> 30014000375 Placa Micro Lock 2.0 - T - 4 x 8 Furos x 0.8 mm> 30014000376 Placa Micro Lock 2.0 - T - 7 x 7 Furos x 0.8 mm> 30014000377 Placa Micro Lock 2.0 - Sagital - 4 Furos 0.8 mm> 30014000378 Placa Micro Lock 2.0 - Sagital - 6 Furos 0.8 mm> 30014000379 Placa Micro Lock 2.0 - Sagital - Curta 0.8 mm> 30014000380 Placa Micro Lock 2.0 - Sagital - Média 0.8 mm> 30014000381 Placa Micro Lock 2.0 - Sagital - Longa 0.8 mm> 30014000382 Placa Micro Lock 2.0 - Sagital - Extra Longa 0.8 mm> 30014000383 Placa Micro Lock 2.0 - Compressão - 0.8 mm> 30014000384 Placa Micro Lock 2.0 - Condilar - 0.8 mm> 30014000385 Placa Micro Lock 2.0 - Condilar Alta - 0.8 mm> 30014000386 Placa Micro Lock 2.0 - Condilar Dupla - 0.8 mm> 30014000387 Placa Micro Lock 2.0 - Condilar Reta - 0.8 mm> 30014000388 Placa Micro Lock 2.0 - Ângulo de Mandíbula - 0.8 mm> 30014000389 Placa Micro Lock 2.0 - Sub Condilar - Esquerda 0.8 mm> 30014000390 Placa Micro Lock 2.0 - Sub Condilar - Direita 0.8 mm> 30014000029 Parafuso Micro Lock 2.3 x 12 mm> 30014000001 Parafuso Micro Lock 2.0 x 3 mm> 30014000002 Parafuso Micro Lock 2.0 x 4 mm> 30014000003 Parafuso Micro Lock 2.0 x 5 mm> 30014000004 Parafuso Micro Lock 2.0 x 6 mm> 30014000005 Parafuso Micro Lock 2.0 x 7 mm> 30014000006 Parafuso Micro Lock 2.0 x 8 mm> 30014000007 Parafuso Micro Lock 2.0 x 9 mm> 30014000008 Parafuso Micro Lock 2.0 x 10 mm> 30014000009 Parafuso Micro Lock 2.0 x 11 mm> 30014000010 Parafuso Micro Lock 2.0 x 12 mm> 30014000011 Parafuso Micro Lock 2.0 x 13 mm> 30014000012 Parafuso Micro Lock 2.0 x 14 mm> 30014000013 Parafuso Micro Lock 2.0 x 15 mm> 30014000014 Parafuso Micro Lock 2.0 x 16 mm> 30014000015 Parafuso Micro Lock 2.0 x 17 mm> 30014000016

Parafuso Micro Lock 2.0 x 18 mm> 30014000017 Parafuso Micro Lock 2.0 x 20 mm> 30014000018 Parafuso Micro Lock 2.0 x 22 mm> 30014000019 Parafuso Micro Lock 2.0 x 24 mm> 30014000020 Parafuso Micro Lock 2.3 x 3 mm> 30014000021 Parafuso Micro Lock 2.3 x 4 mm> 30014000022 Parafuso Micro Lock 2.3 x 5 mm> 30014000023 Parafuso Micro Lock 2.3 x 6 mm> 30014000024 Parafuso Micro Lock 2.3 x 7 mm> 30014000025 Parafuso Micro Lock 2.3 x 8 mm> 30014000026 Parafuso Micro Lock 2.3 x 9 mm> 30014000027 Parafuso Micro Lock 2.3 x 10 mm> 30014000028 Parafuso Micro Lock 2.3 x 11 mm> CLASSE : III 10309310046 80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA Sistema de fixação não rígida, não absorvível para osteossíntese 25351.219314/2016-00 SISTEMA DE FIXAÇÃO MICRO MAX 2.0MM FABRICANTE : MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - BRASIL 30013000001 Parafuso Micro Max 2.0 x 3 mm; 30013000002 Parafuso Micro Max 2.0 x 4 mm; 30013000003 Parafuso Micro Max 2.0 x 5 mm; 30013000004 Parafuso Micro Max 2.0 x 6 mm; 30013000005 Parafuso Micro Max 2.0 x 7 mm; 30013000006 Parafuso Micro Max 2.0 x 8 mm; 30013000007 Parafuso Micro Max 2.0 x 9 mm; 30013000008 Parafuso Micro Max 2.0 x 10 mm; 30013000009 Parafuso Micro Max 2.0 x 11 mm; 30013000010 Parafuso Micro Max 2.0 x 12 mm; 30013000011 Parafuso Micro Max 2.0 x 13 mm; 30013000012 Parafuso Micro Max 2.0 x 14 mm; 30013000013 Parafuso Micro Max 2.0 x 15 mm; 30013000014 Parafuso Micro Max 2.0 x 16 mm; 30013000015 Parafuso Micro Max 2.0 x 17 mm; 30013000016 Parafuso Micro Max 2.0 x 18 mm; 30013000017 Parafuso Micro Max 2.0 x 20 mm; 30013000018 Parafuso Micro Max 2.0 x 22 mm; 30013000019 Parafuso Micro Max 2.0 x 24 mm; 30013000020 Parafuso Micro Max 2.3 x 3 mm; 30013000021 Parafuso Micro Max 2.3 x 4 mm; 30013000022 Parafuso Micro Max 2.3 x 5 mm; 30013000023 Parafuso Micro Max 2.3 x 6 mm; 30013000024 Parafuso Micro Max 2.3 x 7 mm; 30013000025 Parafuso Micro Max 2.3 x 8 mm; 30013000026 Parafuso Micro Max 2.3 x 9 mm; 30013000027 Parafuso Micro Max 2.3 x 10 mm; 30013000028 Parafuso Micro Max 2.3 x 11 mm; 30013000029 Parafuso Micro Max 2.3 x 12 mm; 30013000030 Parafuso Micro Max 2.3 x 13 mm; 30013000031 Parafuso Micro Max 2.3 x 14 mm; 30013000032 Parafuso Micro Max 2.3 x 15 mm; 30013000033 Parafuso Micro Max 2.3 x 16 mm; 30013000034 Parafuso Micro Max 2.3 x 17 mm; 30013000035 Parafuso Micro Max 2.3 x 18 mm; 30013000036 Parafuso Micro Max 2.3 x 20 mm; 30013000037 Parafuso Micro Max 2.3 x 22 mm; 30013000038 Parafuso Micro Max 2.3 x 24 mm; 30013000039 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 4 Furos x 1.0 mm; 30013000040 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 5 Furos x 1.0 mm; 30013000041 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 6 Furos x 1.0 mm; 30013000042 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 7 Furos x 1.0 mm; 30013000043 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 8 Furos x 1.0 mm; 30013000044 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 10 Furos x 1.0 mm; 30013000045 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 12 Furos x 1.0 mm; 30013000046 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 14 Furos x 1.0 mm; 30013000047 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 16 Furos x 1.0 mm; 30013000048 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 18 Furos x 1.0 mm; 30013000049 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 20 Furos x 1.0 mm; 30013000050 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 4 furos x 0.8 mm; 30013000051 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 5 Furos x 0.8 mm; 30013000052 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 6 Furos x 0.8 mm; 30013000053 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 7 Furos x 0.8 mm; 30013000054 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 8 Furos x 0.8 mm; 30013000055 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 10 Furos x 0.8 mm; 30013000056 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 12 Furos x 0.8 mm; 30013000057 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 14 Furos x 0.8 mm; 30013000058 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 16 Furos x 0.8 mm; 30013000059 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 18 Furos x 0.8 mm; 30013000060 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea 20 Furos x 0.8 mm; 30013000061 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 4 Furos x 1.0 mm; 30013000062 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 5 Furos x 1.0 mm; 30013000063 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 6 Furos x 1.0 mm; 30013000064 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 7 Furos x 1.0 mm; 30013000065 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 8 Furos x 1.0 mm; 30013000066 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 10 Furos x 1.0 mm; 30013000067 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 4 Furos x 0.8 mm; 30013000068 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 5 Furos x 0.8 mm; 30013000069 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 6 Furos x 0.8 mm; 30013000070 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 7 Furos x 0.8 mm; 30013000071 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 8 Furos x 0.8 mm; 30013000072 Placa Micro Max 2.0 - Orbital 10 Furos x 0.8 mm; 30013000073 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Curta 4 Furos x 1.0 mm; 30013000074 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Média 4 Furos x 1.0 mm; 30013000075 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Longa 4 Furos x 1.0 mm; 30013000076 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Extra Longa 4 Furos x 1.0 mm; 30013000077 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Curta 5 Furos x 1.0 mm; 30013000078 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Média 5 Furos x 1.0 mm; 30013000079 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Longa 5 Furos x 1.0 mm; 30013000080 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Extra Longa 5

Furos x 1.0 mm; 30013000081 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Curta 4 Furos x 0.8 mm; 30013000082 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Média 4 Furos x 0.8 mm; 30013000083 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Longa 4 Furos x 0.8 mm; 30013000084 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Extra Longa 4 Furos x 0.8 mm; 30013000085 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Curta 5 Furos x 0.8 mm; 30013000086 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Média 5 Furos x 0.8 mm; 30013000087 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Longa 5 Furos x 0.8 mm; 30013000088 Placa Micro Max 2.0 - Orbital - Ponte Extra Longa 5 Furos x 0.8 mm; 30013000089 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Curta 2 Furos x 1.0 mm; 30013000090 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Média 2 Furos x 1.0 mm; 30013000091 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Longa 2 Furos x 1.0 mm; 30013000092 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Extra Longa 2 Furos x 1.0 mm; 30013000093 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Média 4 Furos x 1.0 mm; 30013000094 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Longa 4 Furos x 1.0 mm; 30013000095 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Média 6 Furos x 1.0 mm; 30013000096 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Longa 6 Furos x 1.0 mm; 30013000097 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Curta 2 Furos x 0.8 mm; 30013000098 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Média 2 Furos x 0.8 mm; 30013000099 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Longa 2 Furos x 0.8 mm; 30013000100 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Extra Longa 2 Furos x 0.8 mm; 30013000101 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Média 4 Furos x 0.8 mm; 30013000102 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Longa 4 Furos x 0.8 mm; 30013000103 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Média 6 Furos x 0.8 mm; 30013000104 Placa Micro Max 2.0 - Retilínea - Ponte Longa 6 Furos x 0.8 mm; 30013000105 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 2 x 2 x 1.0 mm; 30013000106 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 3 x 2 x 1.0 mm; 30013000107 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 6 x 2 x 1.0 mm; 30013000108 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 6 x 4 x 1.0 mm; 30013000109 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 6 x 8 x 1.0 mm; 30013000110 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 2 x 2 x 0.8 mm; 30013000111 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 3 x 2 x 0.8 mm; 30013000112 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 6 x 2 x 0.8 mm; 30013000113 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 6 x 4 x 0.8 mm; 30013000114 Placa Micro Max 2.0 - T - Ponte 6 x 8 x 0.8 mm; 30013000115 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda x 1.0 mm; 30013000116 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita x 1.0 mm; 30013000117 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda x 0.8 mm; 30013000118 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita x 0.8 mm; 30013000119 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Curta x 1.0 mm; 30013000120 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Média x 1.0 mm; 30013000121 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Longa x 1.0 mm; 30013000122 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Extra Longa x 1.0 mm; 30013000123 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Curta x 1.0 mm; 30013000124 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Média x 1.0 mm; 30013000125 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Longa x 1.0 mm; 30013000126 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Extra Longa x 1.0 mm; 30013000127 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Curta x 0.8 mm; 30013000128 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Média x 0.8 mm; 30013000129 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Longa x 0.8 mm; 30013000130 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Esquerda Extra Longa x 0.8 mm; 30013000131 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Curta x 0.8 mm; 30013000132 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Média x 0.8 mm; 30013000133 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Longa x 0.8 mm; 30013000134 Placa Micro Max 2.0 - S - Obliqua Direita Extra Longa x 0.8 mm; 30013000135 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 2 x 2 Furos x 1.0 mm; 30013000136 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 5 x 3 Furos x 1.0 mm; 30013000137 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 3 x 2 Furos x 1.0 mm; 30013000138 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 4 x 3 Furos x 1.0 mm; 30013000139 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 2 x 2 Furos x 1.0 mm; 30013000140 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 5 x 3 Furos x 1.0 mm; 30013000141 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 3 x 2 Furos x 1.0 mm; 30013000142 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 4 x 3 Furos x 1.0 mm; 30013000143 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 2 x 2 Furos x 0.8 mm; 30013000144 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 5 x 3 Furos x 0.8 mm; 30013000145 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 3 x 2 Furos x 0.8 mm; 30013000146 Placa Micro Max 2.0 - L - Esquerda 4 x 3 Furos x 0.8 mm; 30013000147 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 2 x 2 Furos x 0.8 mm; 30013000148 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 5 x 3 Furos x 0.8 mm; 30013000149 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 3 x 2 Furos x 0.8 mm; 30013000150 Placa Micro Max 2.0 - L - Direita 4 x 3 Furos x 0.8 mm; 30013000151 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Curta 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000152 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Média 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000153 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Longa 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000154 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Extra Longa 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000155 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Curta 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000156 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Média 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000157 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Longa 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000158 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Extra Longa 3 x 3 x 1.0 mm; 30013000159 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Curta 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000160 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Média 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000161 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Longa 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000162 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Direita Extra Longa 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000163 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Curta 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000164 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Média 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000165 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Longa 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000166 Placa Micro Max 2.0 - T - Obliqua Esquerda Extra Longa 3 x 3 x 0.8 mm; 30013000167 Placa Micro Max 2.0 - Y - 4 Furos Curta x 1.0 mm;



mm;30013000712Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 5 Furos x 1.0 mm;
30013000713Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 6 Furos x 1.0 mm;
30013000714Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 7 Furos x 1.0 mm;
30013000715Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 8 Furos x 1.0 mm;
30013000716Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 3 Furos x 1.0 mm;
30013000717Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 4 Furos x 1.0 mm;
30013000718Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 5 Furos x 1.0 mm;
30013000719Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 6 Furos x 1.0 mm;
30013000720Placa Micro Max 2.0-T -3 x 7 Furos x 1.0 mm;
30013000721Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 8 Furos x 1.0 mm;
30013000722Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 9 Furos x 1.0 mm;
30013000723Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 10 Furos x 1.0 mm;
30013000724Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 4 Furos x 1.0 mm;
30013000725Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 5 Furos x 1.0 mm;
30013000726Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 6 Furos x 1.0 mm;
30013000727Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 7 Furos x 1.0 mm;
30013000728Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 8 Furos x 1.0 mm;
30013000729Placa Micro Max 2.0 -T -7 x 7 Furos x 1.0 mm;
30013000730Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 2 Furos x 0.8 mm;
30013000731Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 3 Furos x 0.8 mm;
30013000732Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 4 Furos x 0.8 mm;
30013000733Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 5 Furos x 0.8 mm;
30013000734Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 6 Furos x 0.8 mm;
30013000735Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 7 Furos x 0.8 mm;
30013000736Placa Micro Max 2.0 -T -2 x 8 Furos x 0.8 mm;
30013000737Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 3 Furos x 0.8 mm;
30013000738Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 4 Furos x 0.8 mm;
30013000739Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 5 Furos x 0.8 mm;
30013000740Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 6 Furos x 0.8 mm;
30013000741Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 7 Furos x 0.8 mm;
30013000742Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 8 Furos x 0.8 mm;
30013000743Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 9 Furos x 0.8 mm;
30013000744Placa Micro Max 2.0 -T -3 x 10 Furos x 0.8 mm;
30013000745Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 4 Furos x 0.8 mm;
30013000746Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 5 Furos x 0.8 mm;
30013000747Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 6 Furos x 0.8 mm;
30013000748Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 7 Furos x 0.8 mm;
30013000749Placa Micro Max 2.0 -T -4 x 8 Furos x 0.8 mm;
30013000750Placa Micro Max 2.0 -T -7 x 7 Furos x 0.8 mm;
30013000751Placa Micro Max 2.0 -Sagital -4 Furos 0.8 mm;
30013000752Placa Micro Max 2.0 -Sagital -6 Furos 0.8 mm;
30013000753Placa Micro Max 2.0 -Sagital -4 Furos 1.0 mm;
30013000754Placa Micro Max 2.0 -Sagital -6 Furos 1.0 mm;
30013000755Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Curta 0.8 mm;
30013000756Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Média 0.8 mm;
30013000757Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Longa 0.8 mm;
30013000758Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Extra Longa 0.8mm;
30013000759Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Curta 1.0 mm;
30013000760Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Média 1.0 mm;
30013000761Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Longa 1.0 mm;
30013000762Placa Micro Max 2.0 -Sagital -Extra Longa 1.0 mm;
30013000763Placa Micro Max 2.0 -Compressão -0.8 mm;
30013000764Placa Micro Max 2.0 -Compressão -1.0 mm;
30013000765Placa Micro Max 2.0 -Condilar -0.8 mm;
30013000766Placa Micro Max 2.0 -Condilar -1.0 mm;
30013000767Placa Micro Max 2.0 -Condilar Alta -0.8mm;
30013000768Placa Micro Max 2.0 -Condilar Alta -1.0 mm;
30013000769Placa Micro Max 2.0 -Condilar Dupla -0.8 mm;
30013000770Placa Micro Max 2.0 -Condilar Dupla -1.0 mm;
30013000771Placa Micro Max 2.0 -Condilar Retilinea-0.8 mm;
30013000772Placa Micro Max 2.0 -Condilar Retilinea-1.0 mm;
30013000773Placa Micro Max 2.0 -Ângulo de Mandíbula -0.8 mm;
30013000774Placa Micro Max 2.0 -Ângulo de Mandíbula -1.0 mm;
30013000775Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar -Esquerda 0.8 mm;
30013000776Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar -Esquerda 1.0 mm;
30013000777Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar -Direita 0.8 mm;
30013000778Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar -Direita 1.0 mm;
30013000779Placa Micro Max 2.0 -Mento -0.8 mm;
30013000780Placa Micro Max 2.0 -Mento -1.0 mm;
30013000781Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar Slim -Esquerda 0.8 mm;
30013000782Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar Slim -Esquerda 1.0 mm;
30013000783Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar Slim -Direita 0.8 mm;
30013000784Placa Micro Max 2.0 -Sub Condilar Slim -Direita 1.0 mm;
30013000785Placa Micro Max 2.0 -Paulus -2 x 0.8 mm;
30013000786Placa Micro Max 2.0 -Paulus -3 x 0.8 mm;
30013000787Placa Micro Max 2.0 -Paulus -4 x 0.8 mm;
30013000788Placa Micro Max 2.0 -Paulus -5 x 0.8 mm;
30013000789Placa Micro Max 2.0 -Paulus -6 x 0.8 mm;
30013000790Placa Micro Max 2.0 -Paulus -7 x 0.8 mm;
30013000791Placa Micro Max 2.0 -Paulus -8 x 0.8 mm;
30013000792Placa Micro Max 2.0 -Paulus -9 x 0.8 mm;
30013000793Placa Micro Max 2.0 -Paulus -10 x 0.8 mm;
30013000794Placa Micro Max 2.0 -Paulus -11 x 0.8 mm;
30013000795Placa Micro Max 2.0 -Paulus -12 x 0.8 mm;
30013000796Placa Micro Max 2.0 -Paulus -14 x 0.8 mm;
30013000797Placa Micro 2.0 -Paulus -16 x 0.8 mm;
30013000798Placa Micro Max 2.0 -Paulus -2 x 1.0 mm;
30013000799Placa Micro Max 2.0 -Paulus -3 x 1.0 mm;
30013000800Placa Micro Max 2.0 -Paulus -4 x 1.0 mm;
30013000801Placa Micro Max 2.0 -Paulus -5 x 1.0 mm;
30013000802Placa Micro Max 2.0 -Paulus -6 x 1.0 mm;
30013000803Placa Micro Max 2.0 -Paulus -7 x 1.0 mm;
30013000804Placa Micro Max 2.0 -Paulus -8 x 1.0 mm;
30013000805Placa Micro Max 2.0 -Paulus -9 x 1.0 mm;
30013000806Placa Micro Max 2.0 -Paulus -10 x 1.0 mm;
30013000807Placa Micro Max 2.0 -Paulus -11 x 1.0 mm;
30013000808Placa Micro Max 2.0 -Paulus -12 x 1.0 mm;

30013000809Placa Micro Max 2.0 -Paulus -14 x 1.0 mm;
30013000810Placa Micro Max 2.0 -Paulus -16 x 1.0 mm;
30013000811Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Curta x 0.8 mm;
30013000812Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Média x 0.8 mm;
30013000813Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Longa x 0.8 mm;
30013000814Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Extra Longa x 0.8 mm;
30013000815Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Curta x 0.8 mm;
30013000816Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Média x 0.8 mm;
30013000817Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Longa x 0.8 mm;
30013000818Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos DireitaExtra Longa x 0.8 mm;
30013000819Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Curta x 1.0 mm;
30013000820Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Média x 1.0 mm;
30013000821Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Longa x 1.0 mm;
30013000822Placa Micro Max 2.0 -S -6 Furos Esquerda Extra Longa x 1.0 mm;
30013000823Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Curta x 1.0 mm;
30013000824Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Média x 1.0 mm;
30013000825Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Longax 1.0 mm;
30013000826Placa Micro Max 2.0 -S -6Furos Direita Extra Longa x 1.0 mm;
30013000827Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 6 x 0.8 mm;
30013000828Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 8 x 0.8 mm;
30013000829Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 10 x 0.8 mm;
30013000830Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 12 x 0.8 mm;
30013000831Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 14 x 0.8 mm;
30013000832Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 6 x 0.8 mm;
30013000833Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 8 x 0.8 mm;
30013000834Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 10 x 0.8 mm;
30013000835Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 12 x 0.8 mm;
30013000836Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 14 x 0.8 mm;
30013000837Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 6 x 1.0 mm;
30013000838Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 8 x 1.0 mm;
30013000839Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 10 x 1.0 mm;
30013000840Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 12 x 1.0 mm;
30013000841Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -8 Furos x 14 x 1.0 mm;
30013000842Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 6 x 1.0 mm;
30013000843Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x8 x 1.0 mm;
30013000844Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 10 x 1.0 mm;
30013000845Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 12 x 1.0 mm;
30013000846Placa Micro Max 2.0 -Dupla Linha -12 Furos x 14 x 1.0 mm;
30013000847Placa Micro Max2.0 -L -Angulada Direita 5 Furos x 7 x 0.8 mm;
30013000848Placa Micro Max 2.0 -L -Angulada Esquerda 5 Furos x 7 x 0.8 mm;
30013000849Placa Micro Max 2.0 -L -Angulada Direita 5 Furos x 7 x 1.0 mm;
30013000850Placa Micro Max 2.0 -L -Angulada Esquerda 5 Furos x 7 x 1.0 mm;
30013000851Placa Micro Max 2.0 -Segmentar -6 Furos Direita x 0.8 mm;
30013000852Placa Micro Max 2.0 -Segmentar -6 Furos Direita x 1.0 mm;
30013000853Placa Micro Max 2.0 -Segmentar -6 Furos Esquerda x 0.8 mm;
30013000854Placa Micro Max 2.0 -Segmentar -6 Furos Esquerda x 1.0 mm.
CLASSE : III 10309310050
80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA
MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS EIRELI - EPP 8.03516-9
Sondas 25351.234225/2014-97
SONDA MANOMÉTRICA PELVIAIR
FABRICANTE : MIOTEC EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS EIRELI - EPP - BRASIL
SMA100 - SONDA MANOMÉTRICA ANAL
SMV100 - SONDA MANOMÉTRICA VAGINAL
CLASSE : II 80351690003
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
OFTALMOPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA 8.01930-5
Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.034407/2004-13
FLUDIAG
FABRICANTE : OFTALMOPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA - BRASIL
Solução: 0.5%; 1%; 2%; 10%; 20%; 25%
CLASSE : IV 80193050005
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
PEC LAB LTDA 8.00414-7
Implantes Dentarios (Osseointegravel) 25351.514155/2008-35
MINI-IMPLANTE ORTODÔNTICO ANCODENT
FABRICANTE : PEC LAB LTDA - BRASIL
001772 Mini Implante Ortodôntico 2.0 x 9mm Transm 5.5mm>
002205 Mini Implante Ortodôntico 1.5 x 4mm Transm 3.0mm>
002206 Mini Implante Ortodôntico 1.5 x 5.5mm Transm 3.0mm>
002207 Mini Implante Ortodôntico 1.5 x 7mm Transm 3.0mm>
002398 Mini Implante Ortodôntico 1.5 x 4mm Transm 4.5mm>
002399 Mini Implante Ortodôntico 1.5 x 5.5mm Transm 4.5mm>
002786 Ancodent HS 5mm Transm 1mm> 002787 Ancodent HS 6mm Transm 2mm> 002788 Ancodent HS 7mm Transm 2mm>
002789 Ancodent HS 7mm Transm 3mm> 002790 Ancodent HS 6mm Transm 1mm> 002921 Ancodent S 5mm Transm 1mm>
002922 Ancodent S 6mm Transm 1mm> 002923 Ancodent S 6mm Transm 2mm> 002924 Ancodent S 7mm Transm 2mm> 002925 Ancodent S 7mm Transm 3mm> 002926 Ancodent HS 7mm Transm 4mm>
3159 HS Button 1.6 x 5 x 1 mm;
3174 HS Button 1.6 x 6 x 1 mm;
3175 HS Button 1.6 x 7 x 2 mm;
3162 S Button 1.6 x 6 x 1 mm;
3160 S Button 1.6 x 6 x 2 mm;
3161 S Bracket 1.6 x 6 x 1

mm; 3165 S Bracket 1.6 x 6 x 2 mm; 3169 HS Button 1.8 x 5 x 1 mm; 3170 HS Button 1.8 x 6 x 2 mm; 3171 S Button 1.8 x 6 x 1 mm; 3172 S Button 1.8 x 6 x 2 mm; 3173 S Button 1.8 x 7 x 2 mm; 3166 HS Bracket 1.8 x 6 x 1 mm; 3167 HS Bracket 1.8 x 6 x 2 mm; 3168 HS Bracket 1.8 x 7 x 2 mm; 3183 HS MARPE 1.8 x 5 x 3 mm; 3129 HS MARPE 1.8 x 5 x 4 mm; 2926 HS MARPE 1.8 x 7 x 4 mm.> 5582, S Button 1.8 x 7 x 3 mm; - 5578, S Button 2.0 x 10 x 2mm (Extra Alveolar FR); - 5570, S Button 2.0 x 12 x 2mm (Extra Alveolar FR); - 5589, S Button 2.0 x 10 x 2mm (Extra Alveolar SF); - 5593, S Button 2.0 x 12 x 2mm (Extra Alveolar SF); - 5574, HS MARPE 1.8 x 7 x 6 mm; - 5500, HS MARPE 1.8 x 7 x 8 mm.> 000498 Mini Implante Ortodôntico 1.5 x 7mm Transm 4.5mm> 000499 Mini Implante Ortodôntico 2.0 x 5mm Transm 4.5mm> 000500 Mini Implante Ortodôntico 2.0 x 7mm Transm 4.5mm> 000501 Mini Implante Ortodôntico 2.0 x 5mm Transm 5.5mm> 000502 Mini Implante Ortodôntico 2.0 x 7mm Transm 5.5mm> 001771 Mini Implante Ortodôntico 2.0 x 9mm Transm 4.5mm>
CLASSE : III 80041470004
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.02167-1
Equipamento de Ressonância Magnetica 25351.690703/2011-25
INGENIA
FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
Ingenia 1.5T
Ingenia 1.5T CX
Ingenia 3.0T
Ingenia 3.0T CX
Ingenia 1.5T S
CLASSE : II 10216710217
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
POL-LUX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS E HOSPITALAR LTDA 8.05260-6
Implantes Mamarios 25351.380571/2009-03
IMPLANTE MAMÁRIO DE SILICONE PREENCHIDO COM GEL COESIVO E SUPERFÍCIE MICROTHANE (COBERTO COM ESPUMA EM MICROPOLIURETANO).
FABRICANTE : POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH - ALEMANHA
Meme® MLS Sublime Line - Referências: 30724 - 055; 30724 - 065; 30724 - 085; 30724 - 095; 30724 - 110; 30724 - 125; 30724 - 150; 30724 - 165; 30724 -185; 30724 - 215; 30724 - 235; 30724 - 270; 30724 - 295; 30724 - 330; 30724 - 365; 30724 - 400; 30724 - 440; 30724 - 485. Meme® MMS Sublime Line - Referências: 30725 - 070; 30725 - 090; 30725 - 105; 30725 - 120; 30725 - 145; 30725 - 165; 30725 - 195; 30725 - 220; 30725 - 255; 30725 - 285; 30725 - 300; 30725 - 320; 30725 - 360; 30725 - 400; 30725 - 445; 30725 - 495; 30725 - 545; 30725 - 600; 30725 - 660. Meme® MHS Sublime Line - Referências: 30726 - 090; 30726 - 110; 30726 - 125; 30726 - 155; 30726 - 180; 30726 - 210; 30726 - 235; 30726 - 255; 30726 - 275; 30726 - 295; 30726 - 315; 30726 - 335; 30726 - 360; 30726 - 400; 30726 - 450; 30726 - 505; 30726 - 560; 30726 - 620; 30726 - 690; 30726 - 760; 30726 - 835. Meme® MXS Sublime Line - Referências: 30727 - 105; 30727 -125; 30727 -155; 30727 -180; 30727 - 215; 30727 -250; 30727 -285; 30727 - 305; 30727 -330; 30727 - 355; 30727 -380; 30727 -430; 30727 - 485; 30727 -545; 30727 -610; 30727 -675; 30727 - 755; 30727 - 830; 30727 - 920; 30727 - 1010. Replicon® MLS Sublime Line - Referências: 30734 - 050; 30734 - 060; 30734 - 070; 30734 - 085; 30734 - 100; 30734 - 110; 30734 - 125; 30734 - 150; 30734 - 165; 30734 - 185; 30734 - 210; 30734 - 235; 30734 - 265; 30734 - 290; 30734 - 320; 30734 - 350; 30734 - 390; 30734 - 425. Replicon® MMS Sublime Line - Referências: 30735 - 065; 30735 - 075; 30735 - 095; 30735 - 110; 30735 - 125; 30735 - 150; 30735 - 170; 30735 - 195; 30735 - 220; 30735 - 255; 30735 - 265; 30735 - 280; 30735 - 300; 30735 - 320; 30735 - 350; 30735 - 390; 30735 - 435; 30735 - 480; 30735 - 530; 30735 - 580. Replicon® MHS Sublime Line - Referências: 30736 - 075; 30736 -095; 30736 -115; 30736 -130; 30736 - 160; 30736 - 180; 30736 -210; 30736 -240; 30736 - 260; 30736 -275; 30736 - 300; 30736 -315; 30736 - 330; 30736 -350; 30736 -395; 30736 -445; 30736 -495; 30736 -550; 30736 -605; 30736 -670; 30736 -735. Replicon® MXS Sublime Line - Referências: 30737 - 095; 30737 - 110; 30737 -130; 30737 -160; 30737 - 185; 30737 -220; 30737 -255; 30737 -290; 30737 -330; 30737 -380; 30737 -425; 30737 -480; 30737 -535; 30737 -600; 30737 -665; 30737 -730; 30737 - 810; 30737 - 890. Opticon® MLS Sublime Line - Referências: 30744 - 045; 30744 -050; 30744 -060; 30744 -070; 30744 - 085; 30744 -095; 30744 -110; 30744 -120; 30744 -140; 30744 -160; 30744 -175; 30744 -200; 30744 -220; 30744 -240; 30744 -270; 30744 -295; 30744 -325; 30744 -360. Opticon® MMS Sublime Line - Referências: 30745 - 055; 30745 - 065; 30745 - 075; 30745 - 095; 30745 - 105; 30745 - 125; 30745 - 145; 30745 - 165; 30745 - 185; 30745 - 210; 30745 - 235; 30745 - 265; 30745 - 295; 30745 - 330; 30745 - 365; 30745 - 400; 30745 - 445; 30745 - 490. Opticon® MHS Sublime Line - Referências: 30746 - 065; 30746 - 075; 30746 - 095; 30746 - 115; 30746 - 130; 30746 - 155; 30746 - 175; 30746 - 205; 30746 - 230; 30746 - 265; 30746 - 295; 30746 - 335; 30746 - 375; 30746 - 420; 30746 - 460; 30746 - 510; 30746 - 560; 30746 - 615. Opticon® MXS Sublime Line - Referências: 30747 - 075; 30747 - 095; 30747 - 115; 30747 - 130; 30747 - 160; 30747 - 185; 30747 - 215; 30747 - 240; 30747 - 280; 30747 - 320; 30747 - 360; 30747 - 400; 30747 - 450; 30747 - 500; 30747 - 560; 30747 - 615;

30747 - 680; 30747 - 750. Optimam® MLS Sublime Line - Referências: 30774 - 060; 30774 - 070; 30774 - 085; 30774 - 100; 30774 - 110; 30774 - 130; 30774 - 150; 30774 - 170; 30774 - 195; 30774 - 220; 30774 - 240; 30774 - 275; 30774 - 305; 30774 - 335; 30774 - 375; 30774 - 415; 30774 - 450; 30774 - 495. Optimam® MMS Sublime Line - Referências: 30775 - 075; 30775 - 090; 30775 - 105; 30775 - 125; 30775 - 150; 30775 - 170; 30775 - 200; 30775 - 225; 30775 - 260; 30775 - 290; 30775 - 330; 30775 - 370; 30775 - 405; 30775 - 455; 30775 - 505; 30775 - 555; 30775 - 610; 30775 - 670. Optimam® MHS Sublime Line - Referências: 30776 - 095; 30776 - 110; 30776 - 130; 30776 - 155; 30776 - 180; 30776 - 215; 30776 - 250; 30776 - 280; 30776 - 320; 30776 - 365; 30776 - 415; 30776 - 460; 30776 - 515; 30776 - 570; 30776 - 640; 30776 - 705; 30776 - 775; 30776 - 855. Optimam® MXS Sublime Line - Referências: 30777 - 110 ; 30777 - 130; 30777 - 160; 30777 - 185; 30777 - 220; 30777 - 255; 30777 - 290; 30777 - 335; 30777 - 385; 30777 - 440; 30777 - 495; 30777 - 555; 30777 - 620; 30777 - 695; 30777 - 770; 30777 - 855; 30777 - 940; 30777 - 1035. Meme® MLP Low Profile - Referências: 30624-050; 30624-060; 30624-075; 30624-085; 30624-100; 30624-115; 30624-135; 30624-150; 30624-170; 30624-195; 30624-215; 30624-245; 30624-270; 30624-300; 30624-330; 30624-365; 30624-400; 30624-440. Meme® MMP Moderate Profile - Referências: 30625-065; 30625-080; 30625-095; 30625-110; 30625-130; 30625-150; 30625-175; 30625-200; 30625-230; 30625-260; 30625-290; 30625-325; 30625-365; 30625-405; 30625-450; 30625-495; 30625-545; 30625-600. Meme® MHP High Profile - Referências: 30626-080; 30626-100; 30626-115; 30626-140; 30626-165; 30626-190; 30626-215; 30626-250; 30626-285; 30626-325; 30626-365; 30626-410; 30626-460; 30626-510; 30626-565; 30626-625; 30626-690; 30626-760. Meme® MXP Extra High Profile - Referências: 30627-095; 30627-115; 30627-140; 30627-165; 30627-195; 30627-225; 30627-260; 30627-300; 30627-345; 30627-390; 30627-440; 30627-495; 30627-555; 30627-615; 30627-685; 30627-755; 30627-835; 30627-920. Replicon® MLP Low Profile - Referências: 30634-045; 30634-055; 30634-065; 30634-075; 30634-090; 30634-100; 30634-115; 30634-135; 30634-150; 30634-170; 30634-190; 30634-215; 30634-240; 30634-265; 30634-290; 30634-320; 30634-355; 30634-385. Replicon® MMP Moderate Profile - Referências: 30635-060; 30635-070; 30635-085; 30635-100; 30635-115; 30635-135; 30635-155; 30635-175; 30635-200; 30635-230; 30635-255; 30635-290; 30635-320; 30635-355; 30635-395; 30635-435; 30635-480; 30635-525. Replicon® MHP High Profile - Referências: 30636-070; 30636-085; 30636-105; 30636-120; 30636-145; 30636-165; 30636-190; 30636-220; 30636-250; 30636-285; 30636-320; 30636-360; 30636-405; 30636-450; 30636-500; 30636-550; 30636-610; 30636-670. Replicon® MXP Extra High Profile - Referências: 30637-085; 30637-100; 30637-120; 30637-145; 30637-170; 30637-200; 30637-230; 30637-265; 30637-300; 30637-345; 30637-385; 30637-435; 30637-485; 30637-545; 30637-605; 30637-665; 30637-735; 30637-810. Opticon® MLP Low Profile - Referências: 30644-040; 30644-045; 30644-055; 30644-065; 30644-075; 30644-085; 30644-100; 30644-110; 30644-125; 30644-145; 30644-160; 30644-180; 30644-200; 30644-220; 30644-245; 30644-270; 30644-295; 30644-325. Opticon® MMP Moderate Profile - Referências: 30645-050; 30645-060; 30645-070; 30645-085; 30645-095; 30645-115; 30645-130; 30645-150; 30645-170; 30645-190; 30645-215; 30645-240; 30645-270; 30645-300; 30645-330; 30645-365; 30645-405; 30645-445. Opticon® MHP High Profile - Referências: 30646-060; 30646-070; 30646-085; 30646-105; 30646-120; 30646-140; 30646-160; 30646-185; 30646-210; 30646-240; 30646-270; 30646-305; 30646-340; 30646-380; 30646-420; 30646-465; 30646-510; 30646-560. Opticon® MXP Extra High Profile - Referências: 30647-070; 30647-085; 30647-105; 30647-120; 30647-145; 30647-170; 30647-195; 30647-220; 30647-255; 30647-290; 30647-325; 30647-365; 30647-410; 30647-455; 30647-510; 30647-560; 30647-620; 30647-680. Optimam® MLP Low Profile - Referências: 30674-055; 30674-065; 30674-075; 30674-090; 30674-100; 30674-120; 30674-135; 30674-155; 30674-175; 30674-200; 30674-220; 30674-250; 30674-275; 30674-305; 30674-340; 30674-375; 30674-410; 30674-450. Optimam® MMP Moderate Profile - Referências: 30675-070; 30675-080; 30675-095; 30675-115; 30675-135; 30675-155; 30675-180; 30675-205; 30675-235; 30675-265; 30675-300; 30675-335; 30675-370; 30675-415; 30675-460; 30675-505; 30675-555; 30675-610. Optimam® MHP High Profile - Referências: 30676-085; 30676-100; 30676-120; 30676-140; 30676-165; 30676-195; 30676-225; 30676-255; 30676-290; 30676-330; 30676-375; 30676-420; 30676-470; 30676-520; 30676-580; 30676-640; 30676-705; 30676-775. Optimam® MXP Extra High Profile - Referências: 30677-100; 30677-120; 30677-145; 30677-170; 30677-200; 30677-230; 30677-265; 30677-305; 30677-350; 30677-400; 30677-450; 30677-505; 30677-565; 30677-630; 30677-700; 30677-775; 30677-855; 30677-940. Diagon/Gel 4Two RR Regular Round MP Medium Profile - Referências: 31621-190; 31621-230; 31621-260; 31621-290; 31621-330; 31621-355. Diagon/Gel4Two RR Regular Round HP High Profile - Referências: 31622-225; 31622-255; 31622-285; 31622-325; 31622-360; 31622-410. Diagon/Gel 4Two AR Anatomical Round HP High Profile - Referências: 31631-195; 31631-225; 31631-255; 31631-285; 31631-315; 31631-345; 31631-400; 31631-440; 31631-480. Diagon/Gel 4Two AR Anatomical Round XP Extra High Profile - Referências: 31632-240; 31632-270; 31632-305; 31632-335; 31632-365; 31632-390; 31632-465; 31632-500. Diagon/Gel 4Two AO Anatomical Oval HP High Profile - Referências: 31641-180; 31641-205; 31641-235; 31641-260; 31641-290; 31641-320; 31641-360. Diagon/Gel 4Two AO Anatomical Oval XP Extra High Profile - Referências: 31642-215; 31642-245; 31642-285; 31642-305; 31642-335; 31642-380; 31642-415. Diagon/Gel Mème® MLP Low Profile - Referências: 31624 - 050; 31624 - 060; 31624 - 075; 31624 - 085; 31624 - 100; 31624 - 115; 31624 - 135; 31624 - 150; 31624 - 170; 31624 - 195; 31624 -

215; 31624 - 245; 31624 - 270; 31624 - 300; 31624 -330; 31624 - 365; 31624 -400; 31624 -440. Diagon/Gel Mème® MMP Moderate Profile - Referências: 31625 - 065; 31625 - 080; 31625 - 095; 31625 - 110; 31625 - 130; 31625 -150; 31625 - 175; 31625 - 200; 31625 - 230; 31625 - 260; 31625 - 290; 31625 - 325; 31625 - 365; 31625 - 405; 31625 - 450; 31625 - 495; 31625 - 545; 31625 - 600. Diagon/Gel Mème® MHP High Profile - Referências: 31626 - 080; 31626 - 100; 31626 - 115; 31626 - 140; 31626 - 165; 31626 -190; 31626 - 215; 31626 - 250; 31626 - 285; 31626 - 325; 31626 -365; 31626 - 410; 31626 - 460; 31626 - 510; 31626 - 565; 31626 - 625; 31626 - 690. Diagon/Gel Mème® MXP Extra High Profile - Referência do Modelo: 31627 - 095; 31627 - 115; 31627 - 140; 31627 - 165; 31627 - 195; 31627 - 225; 31627 - 260; 31627 - 300; 31627 - 345; 31627 - 390; 31627 - 440; 31627 - 495; 31627 - 555; 31627 - 615; 31627 - 685. Diagon/Gel Replicon® MLP Low Profile - Referências: 31634-045; 31634-055; 31634-065; 31634-075; 31634-090; 31634-100; 31634-115; 31634-135; 31634-150; 31634-170; 31634-190; 31634-215; 31634-240; 31634-265; 31634-290; 31634-320; 31634-355; 31634-385. Diagon/Gel Replicon® MMP Moderate Profile - Referências: 31635-060; 31635-070; 31635-085; 31635-100; 31635-115; 31635-135; 31635-155; 31635-175; 31635-200; 31635-230; 31635-255; 31635-290; 31635-320; 31635-355; 31635-395; 31635-435; 31635-480; 31635-525. Diagon/Gel Replicon® MHP High Profile - Referências: 31636-070; 31636-085; 31636-105; 31636-120; 31636-145; 31636-165; 31636-190; 31636-220; 31636-250; 31636-285; 31636-320; 31636-360; 31636-405; 31636-450; 31636-500; 31636-550; 31636-610; 31636-670. Diagon/Gel Replicon®MXP Extra High Profile - Referências: 31637-085; 31637-100; 31637-120; 31637-145; 31637-170; 31637-200; 31637-230; 31637-265; 31637-300; 31637-345; 31637-385; 31637-435; 31637-485; 31637-545; 31637-605; 31637-665; 31637-735. Diagon/Gel Opticon® MLP Low Profile - Referências: 31644-040; 31644-045; 31644-055; 31644-065; 31644-075; 31644-085; 31644-100; 31644-110; 31644-125; 31644-145; 31644-160; 31644-180; 31644-200; 31644-220; 31644-245; 31644-270; 31644-295; 31644-325. Diagon/Gel Opticon® MMP Moderate Profile - Referências: 31645-050; 31645-060; 31645-070; 31645-085; 31645-095; 31645-115; 31645-130; 31645-150; 31645-170; 31645-190; 31645-215; 31645-240; 31645-270; 31645-300; 31645-330; 31645-365; 31645-405; 31645-445. Diagon/Gel Opticon® MHP High Profile - Referências: 31646-060; 31646-070; 31646-085; 31646-105; 31646-120; 31646-140; 31646-160; 31646-185; 31646-210; 31646-240; 31646-270; 31646-305; 31646-340; 31646-380; 31646-420; 31646-465; 31646-510; 31646-560. Diagon/Gel Opticon® MXP Extra High Profile - Referências: 31647-070; 31647-085; 31647-105; 31647-120; 31647-145; 31647-170; 31647-195; 31647-220; 31647-255; 31647-290; 31647-325; 31647-365; 31647-410; 31647-455; 31647-510; 31647-560; 31647-620; 31647-680. CLASSE : III 80526060001 832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família Implantes Mamários 25351.349803/2009-91 IMPLANTE MAMÁRIO DE GEL DE SILICONE COESIVO - SUPERFÍCIE TEXTURIZADA FABRICANTE : POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH - ALEMANHA Diagon/Gel ® 4Two RR Regular Round MP Medium Profile POLYtxt (textured): 21621-190; 21621-230; 21621-260; 21621-290; 21621-330; 21621-355. Diagon/Gel ® 4Two RR Regular Round HP High Profile Diagon POLYtxt (textured): 21622-225; 21622-255; 21622-285; 21622-325; 21622-360; 21622-410. Diagon/Gel® 4Two AR Anatomical Round HP High Profile POLYtxt (textured): 21631-195; 21631-225; 21631-255; 21631-285; 21631-315; 21631-345; 21631-400; 21631-440; 21631-480. Diagon/Gel® 4Two AR Anatomical Round XP Extra High ProfilePOLYtxt (textured): 21632-240; 21632-270; 21632-305; 21632-335; 21632-365; 21632-390; 21632-465; 21632-500. Diagon/Gel® 4Two AO Anatomical Oval HP High ProfilePOLYtxt (textured): 21641-180; 21641-205; 21641-235; 21641-260; 21641-290; 21641-320; 21641-360. Diagon/Gel® 4Two AO Anatomical Oval XP Extra High Profile POLYtxt (textured): 21642-215; 21642-245; 21642-285; 21642-305; 21642-335; 21642-380; 21642-415. Diagon/Gel Replicon® TLP Low Profile POLYtxt (textured): 21634-045; 21634-055; 21634-065; 21634-075; 21634-090; 21634-100; 21634-115; 21634-135; 21634-150; 21634-170; 21634-190; 21634-215; 21634-240; 21634-265; 21634-290; 21634-320; 21634-355; 21634-385. Diagon/Gel Replicon® TMP Moderate Profile Diagon POLYtxt (textured): 21635-060; 21635-070; 21635-085; 21635-100; 21635-115; 21635-135; 21635-155; 21635-175; 21635-200; 21635-230; 21635-255; 21635-290; 21635-320; 21635-355; 21635-395; 21635-435; 21635-480; 21635-525. Diagon/Gel Replicon® THP High Profile POLYtxt (textured): 21636-070; 21636-085; 21636-105; 21636-120; 21636-145; 21636-165; 21636-190; 21636-220; 21636-250; 21636-285; 21636-320; 21636-360; 21636-405; 21636-450; 21636-500; 21636-550; 21636-610; 21636-670. Diagon/Gel Replicon® TXP Extra High Profile POLYtxt (textured): 21637-085; 21637-100; 21637-120; 21637-145; 21637-170; 21637-200; 21637-230; 21637-265; 21637-300; 21637-345; 21637-385; 21637-435; 21637-485; 21637-545; 21637-605; 21637-665; 21637-735. Diagon/Gel Opticon® TLP Low Profile POLYtxt (textured): 21644-040; 21644-045; 21644-055; 21644-065; 21644-075; 21644-085; 21644-100; 21644-110; 21644-125; 21644-145; 21644-160; 21644-180; 21644-200; 21644-220; 21644-245; 21644-270; 21644-295; 21644-325. Diagon/Gel Opticon® TMP Moderate Profile POLYtxt (textured): 21645-050; 21645-060; 21645-070; 21645-085; 21645-095; 21645-115; 21645-130; 21645-150; 21645-170; 21645-190; 21645-215; 21645-240; 21645-270; 21645-300; 21645-330; 21645-365; 21645-405; 21645-445. Diagon/Gel Opticon® THP High Profile POLYtxt (textured): 21646-060; 21646-070; 21646-085; 21646-105; 21646-120; 21646-140; 21646-160; 21646-185; 21646-

210; 21646-240; 21646-270; 21646-305; 21646-340; 21646-380; 21646-420; 21646-465; 21646-510; 21646-560. Diagon/Gel Opticon® TXP Extra High Profile POLYtxt (textured): 21647-070; 21647-085; 21647-105; 21647-120; 21647-145; 21647-170; 21647-195; 21647-220; 21647-255; 21647-290; 21647-325; 21647-365; 21647-410; 21647-455; 21647-510; 21647-560; 21647-620; 21647-680. Diagon/Gel Mème® TLP Low Profile POLYtxt (textured): 21624 - 050; 21624 - 060; 21624 - 075; 21624 - 085; 21624 - 100; 21624 -115; 21624 - 135; 21624 - 150; 21624 - 170; 21624 - 195; 21624 - 215; 21624 - 245; 21624 - 270; 21624 - 300; 21624 -330; 21624 -365; 21624 -400; 21624 -440. Diagon/Gel Mème® TMP Moderate Profile POLYtxt (textured): 21625 - 065; 21625 - 080; 21625 - 095; 21625 - 110; 21625 - 130; 21625 -150; 21625 - 175; 21625 - 200; 21625 - 230; 21625 - 260; 21625 - 290; 21625 - 325; 21625 - 365; 21625 - 405; 21625 - 450; 21625 - 495; 21625 - 545; 21625 - 600. Diagon/Gel Mème® THP High Profile POLYtxt (textured) - Referências do Modelo: 21626 - 080; 21626 - 100; 21626 - 115; 21626 - 140; 21626 - 165; 21626 -190; 21626 - 215; 21626 - 250; 21626 - 285; 21626 - 325; 21626 -365; 21626 - 410; 21626 - 460; 21626 - 510; 21626 - 565; 21626 - 625; 21626 - 690. Diagon/Gel Mème® TXP Extra High Profile POLYtxt (textured) - Referência do Modelo: 21627 - 095; 21627 - 115; 21627 - 140; 21627 - 165; 21627 - 195; 21627 - 225; 21627 - 260; 21627 - 300; 21627 - 345; 21627 - 390; 21627 - 440; 21627 - 495; 21627 - 555; 21627 - 615; 21627 - 685.> Meme MESOMOLP Low Profile - Modular System: 15624 - 050; 15624 - 060; 15624 - 075; 15624 - 085; 15624 - 100; 15624 -115; 15624 - 135; 15624 - 150; 15624 - 170; 15624 - 195; 15624 - 215; 15624 - 245; 15624 - 270; 15624 - 300; 15624 -330; 15624 -365; 15624 -400; 15624 -440. Meme SL MESMOLS Low Profile - Sublime Line: 15724 - 055; 15724 - 065; 15724 - 085; 15724 - 095; 15724 - 110; 15724 -125; 15724 - 150; 15724 - 165; 15724 - 185; 15724 - 215; 15724 - 235; 15724 - 270; 15724 - 295; 15724 - 330; 15724 -365; 15724 -400; 15724 -440; 15724 -485. Meme MESOMOLP Moderate Profile - Modular System: 15625 - 065; 15625 -080; 15625 - 095; 15625 - 110; 15625 - 130; 15625 -150; 15625 - 175; 15625 - 200; 15625 - 230; 15625 - 260; 15625 - 275; 15625 - 290; 15625 - 325; 15625 - 365; 15625 - 405; 15625 - 450; 15625 - 495; 15625 - 545; 15625 - 600. Meme SL MESMOMS Moderate Profile - Sublime Line: 15725 - 070; 15725 - 090; 15725 - 105; 15725 - 120; 15725 - 145; 15725 - 165; 15725 - 195; 15725 - 220; 15725 - 255; 15725 - 270; 15725 - 285; 15725 - 300; 15725 - 320; 15725 - 360; 15725 - 400; 15725 - 445; 15725 - 495; 15725 - 545; 15725 - 600; 15725 - 660. Meme MESOMOHP High Profile - Modular System: 15626 - 080; 15626 - 100; 15626 - 115; 15626 - 140; 15626 - 165; 15626 -190; 15626 - 215; 15626 - 235; 15626 - 250; 15626 - 270; 15626 - 285; 15626 - 325; 15626 -365; 15626 - 410; 15626 - 460; 15626 - 510; 15626 - 565; 15626 - 625; 15626 - 690. Meme MESMOHS High Profile - Sublime Line: 15726 - 090; 15726 - 110; 15726 - 125; 15726 - 155; 15726 - 180; 15726 - 210; 15726 - 235; 15726 - 255; 15726 - 275; 15726- 295; 15726 - 315;



15674 - 250; 15674 - 275; 15674 - 305; 15674 - 340; 15674 - 375; 15674 - 410; 15674 - 450. Optimam SL MESMOLS Low Profile - Sublime Line: 15774 - 060; 15774 - 070; 15774 - 085; 15774 - 100; 15774 - 110; 15774 - 130; 15774 - 150; 15774 - 170; 15774 - 195; 15774 - 220; 15774 - 240; 15774 - 275; 15774 - 305; 15774 - 335; 15774 - 375; 15774 - 415; 15774 - 450; 15774 - 495. Optimam MESOMOMP Moderate Profile - Modular System: 15675 - 070; 15675 - 080; 15675 - 095; 15675 - 115; 15675 - 135; 15675 - 155; 15675 - 180; 15675 - 205; 15675 - 235; 15675 - 265; 15675 - 300; 15675 - 335; 15675 - 370; 15675 - 415; 15675 - 460; 15675 - 505; 15675 - 555; 15675 - 610. Optimam SL MESMOMS Moderate Profile - Sublime Line: 15775 - 075; 15775 - 090; 15775 - 105; 15775 - 125; 15775 - 150; 15775 - 170; 15775 - 200; 15775 - 225; 15775 - 260; 15775 - 290; 15775 - 330; 15775 - 370; 15775 - 405; 15775 - 455; 15775 - 505; 15775 - 555; 15775 - 610; 15775 - 670. Optimam MESOMOHP High Profile - Modular System: 15676 - 085; 15676 - 100; 15676 - 120; 15676 - 140; 15676 - 165; 15676 - 195; 15676 - 225; 15676 - 255; 15676 - 290; 15676 - 330; 15676 - 375; 15676 - 420; 15676 - 470; 15676 - 520; 15676 - 580; 15676 - 640. Optimam SL MESMOHS High Profile - Sublime Line: 15776 - 095; 15776 - 110; 15776 - 130; 15776 - 155; 15776 - 180; 15776 - 215; 15776 - 250; 15776 - 280; 15776 - 320; 15776 - 365; 15776 - 415; 15776 - 460; 15776 - 515; 15776 - 570; 15776 - 640; 15776 - 705. Optimam MESOMOX Extra High Profile - Modular System: 15677 - 100; 15677 - 120; 15677 - 145; 15677 - 170; 15677 - 200; 15677 - 230; 15677 - 265; 15677 - 305; 15677 - 350; 15677 - 400; 15677 - 450; 15677 - 505; 15677 - 565; 15677 - 630; 15677 - 700. Optimam SL MESMOXS Extra High Profile - Sublime Line: 15777 - 110; 15777 - 130; 15777 - 160; 15777 - 185; 15777 - 220; 15777 - 255; 15777 - 290; 15777 - 335; 15777 - 385; 15777 - 440; 15777 - 495; 15777 - 555; 15777 - 620; 15777 - 695. Replicon MESOMOLP Low Profile - Modular System: 15634 - 045; 15634 - 055; 15634 - 065; 15634 - 075; 15634 - 090; 15634 - 100; 15634 - 115; 15634 - 135; 15634 - 150; 15634 - 170; 15634 - 190; 15634 - 215; 15634 - 240; 15634 - 265; 15634 - 290; 15634 - 320; 15634 - 355; 15634 - 385. Replicon MESMOLS Low Profile - Sublime Line: 15734 - 050; 15734 - 060; 15734 - 070; 15734 - 085; 15734 - 100; 15734 - 110; 15734 - 125; 15734 - 150; 15734 - 165; 15734 - 185; 15734 - 210; 15734 - 235; 15734 - 265; 15734 - 290; 15734 - 320; 15734 - 350; 15734 - 390; 15734 - 425. Replicon MESOMOMP Moderate Profile - Modular System: 15635 - 060; 15635 - 070; 15635 - 085; 15635 - 100; 15635 - 115; 15635 - 135; 15635 - 155; 15635 - 175; 15635 - 200; 15635 - 230; 15635 - 255; 15635 - 290; 15635 - 320; 15635 - 355; 15635 - 395; 15635 - 435; 15635 - 480; 15635 - 525. Replicon MESMOMS Moderate Profile - Sublime Line: 15735 - 065; 15735 - 075; 15735 - 095; 15735 - 110; 15735 - 125; 15735 - 150; 15735 - 170; 15735 - 195; 15735 - 220; 15735 - 255; 15735 - 280; 15735 - 300; 15735 - 320; 15735 - 350; 15735 - 390; 15735 - 435; 15735 - 480; 15735 - 530; 15735 - 580. Replicon MESOMOHP High Profile - Modular System: 15636 - 070; 15636 - 085; 15636 - 105; 15636 - 120; 15636 - 145; 15636 - 165; 15636 - 190; 15636 - 220; 15636 - 250; 15636 - 285; 15636 - 320; 15636 - 360; 15636 - 405; 15636 - 450; 15636 - 500; 15636 - 550; 15636 - 610; 15636 - 670. Replicon MESMOHS High Profile - Sublime Line: 15736 - 075; 15736 - 095; 15736 - 115; 15736 - 130; 15736 - 160; 15736 - 180; 15736 - 210; 15736 - 240; 15736 - 260; 15736 - 275; 15736 - 300; 15736 - 315; 15736 - 330; 15736 - 350; 15736 - 395; 15736 - 445; 15736 - 495; 15736 - 550; 15736 - 605; 15736 - 670; 15736 - 735. Replicon MESOMOX Extra High Profile - Modular System: 15637 - 085; 15637 - 100; 15637 - 120; 15637 - 145; 15637 - 170; 15637 - 200; 15637 - 230; 15637 - 265; 15637 - 300; 15637 - 345; 15637 - 385; 15637 - 435; 15637 - 485; 15637 - 545; 15637 - 605; 15637 - 665; 15637 - 735. Replicon MESMOXS Extra High Profile - Sublime Line: 15737 - 095; 15737 - 110; 15737 - 130; 15737 - 160; 15737 - 185; 15737 - 220; 15737 - 255; 15737 - 290; 15737 - 330; 15737 - 380; 15737 - 425; 15737 - 480; 15737 - 535; 15737 - 600; 15737 - 665; 15737 - 730.> Meme THP High Profile: 20626 - 080; 20626 - 100; 20626 - 115; 20626 - 140; 20626 - 165; 20626 - 190; 20626 - 215; 20626 - 250; 20626 - 285; 20626 - 325; 20626 - 365; 20626 - 410; 20626 - 460; 20626 - 510; 20626 - 565; 20626 - 625; 20626 - 690; 20626 - 760.> Meme® THS High Profile - Sublime Line: 20726 - 090; 20726 - 110; 20726 - 125; 20726 - 155; 20726 - 180; 20726 - 210; 20726 - 235; 20726-255; 20726 - 275; 20726-295; 20726-315; 20726 - 335; 20726 - 360; 20726 - 400; 20726 - 450; 20726 - 505; 20726 - 560; 20726 - 620; 20726 - 690; 20726 - 760; 20726 - 835.> Meme TLP Low Profile: 20624 - 050; 20624 - 060; 20624 - 075; 20624 - 085; 20624 - 100; 20624 - 115; 20624 - 135; 20624 - 150; 20624 - 170; 20624 - 195; 20624 - 215; 20624 - 245; 20624 - 270; 20624 - 300; 20624 - 330; 20624 - 365; 20624 - 400; 20624 - 440> Meme® TLS Low Profile - Sublime Line: 20724 - 055; 20724 - 065; 20724 - 085; 20724 - 095; 20724 - 110; 20724 - 125; 20724 - 150; 20724 - 165; 20724 - 185; 20724 - 215; 20724 - 235; 20724 - 270; 20724 - 295; 20724 - 330; 20724 - 365; 20724 - 400; 20724 - 440; 20724 - 485.> Meme TMP Moderate Profile: 20625 - 065; 20625 - 080; 20625 - 095; 20625 - 110; 20625 - 130; 20625 - 150; 20625 - 175; 20625 - 200; 20625 - 230; 20625 - 260; 20625 - 290; 20625 - 325; 20625 - 365; 20625 - 405; 20625 - 450; 20625 - 495; 20625 - 545; 20625 - 600> Meme® TMS Moderate Profile - Sublime Line: 20725 - 070; 20725 -090; 20725 - 105; 20725 -120; 20725 -145; 20725 -165; 20725 -195; 20725 -220; 20725 -255; 20725-270; 20725 -285; 20725-300; 20725 -320; 20725 -360; 20725 -400; 20725 -445; 20725 -495; 20725 -545; 20725 -600; 20725 -660.> Meme TXP Extra High Profile: 20627 - 095; 20627 - 115; 20627 - 140; 20627 - 165; 20627 - 195; 20627 - 225; 20627 - 260; 20627 - 300; 20627 - 345; 20627 - 390; 20627 - 440; 20627 - 495; 20627 - 555; 20627 - 615; 20627 - 685; 20627 - 755; 20627 - 835; 20627 - 920> Meme® TXS Extra High Profile - Sublime Line: 20727 - 105; 20727 -125; 20727 -155; 20727 -180; 20727 - 215; 20727 -250; 20727 -285; 20727-305; 20727 -330; 20727-355;

20727 -380; 20727 -430; 20727 -485; 20727 -545; 20727 -610; 20727 -675; 20727 -755; 20727 -830; 20727 -920; 20727 -1010.> Opticon THP High Profile: 20646 - 060; 20646 - 070; 20646 - 085; 20646 - 105; 20646 - 120; 20646 - 140; 20646 - 160; 20646 - 185; 20646 - 210; 20646 - 240; 20646 - 270; 20646 - 305; 20646 - 340; 20646 - 380; 20646 - 420; 20646 - 465; 20646 - 510; 20646 - 560> Opticon® THS High Profile - Sublime Line: 20746 - 065; 20746 - 075; 20746 - 095; 20746 - 115; 20746 - 130; 20746 - 155; 20746 - 175; 20746 - 205; 20746 - 230; 20746 - 265; 20746 - 295; 20746 - 335; 20746 - 375; 20746 - 420; 20746 - 460; 20746 - 510; 20746 - 560; 20746 - 615.> Opticon TLP Low Profile: 20644 - 040; 20644 - 045; 20644 - 055; 20644 - 065; 20644 - 075; 20644 - 085; 20644 - 100; 20644 - 110; 20644 - 125; 20644 - 145; 20644 - 160; 20644 - 180; 20644 - 200; 20644 - 220; 20644 - 245; 20644 - 270; 20644 - 295; 20644 - 325> Opticon® TLS Low Profile - Sublime Line: 20744 -045; 20744 -050; 20744 -060; 20744 -070; 20744 -085; 20744 -095; 20744 -110; 20744 -120; 20744 -140; 20744 -160; 20744 -175; 20744 -200; 20744 -220; 20744 -240; 20744 -270; 20744 -295; 20744 -325; 20744 -360.> Opticon TMP Moderate Profile: 20645 - 050; 20645 - 060; 20645 - 070; 20645 - 085; 20645 - 095; 20645 - 115; 20645 - 130; 20645 - 150; 20645 - 170; 20645 - 190; 20645 - 215; 20645 - 240; 20645 - 270; 20645 - 300; 20645 - 330; 20645 - 365; 20645 - 405; 20645 - 445> Opticon® TMS Moderate Profile - Sublime Line: 20745 - 055; 20745 - 065; 20745 - 075; 20745 - 095; 20745 - 105; 20745 - 125; 20745 - 145; 20745 - 165; 20745 - 185; 20745 - 210; 20745 - 235; 20745 - 265; 20745 - 295; 20745 - 330; 20745 - 365; 20745 - 400; 20745 - 445; 20745 - 490.> Opticon TXP Extra High Profile: 20647 - 070; 20647 - 085; 20647 - 105; 20647 - 120; 20647 - 145; 20647 - 170; 20647 - 195; 20647 - 220; 20647 - 255; 20647 - 290; 20647 - 325; 20647 - 365; 20647 - 410; 20647 - 455; 20647 - 510; 20647 - 560; 20647 - 620; 20647 - 680> Opticon® TXS Extra High Profile - Sublime Line: 20747 - 075; 20747 - 095; 20747 - 115; 20747 -130; 20747 - 160; 20747 - 185; 20747 - 215; 20747 - 240; 20747 - 280; 20747 - 320; 20747 - 360; 20747 - 400; 20747 - 450; 20747 - 500; 20747 - 560; 20747 - 615; 20747 - 680; 20747 - 750.> Optimam THP High Profile: 20676 - 085; 20676 - 100; 20676 - 120; 20676 - 140; 20676 - 165; 20676 - 195; 20676 - 225; 20676 - 255; 20676 - 290; 20676 - 330; 20676 - 375; 20676 - 420; 20676 - 470; 20676 - 520; 20676 - 580; 20676 - 640; 20676 - 705; 20676 - 775> Optimam® THS High Profile - Sublime Line: 20776 - 095 ; 20776 -110; 20776 -130; 20776 -155; 20776 - 180; 20776 - 215; 20776 - 250; 20776 - 280; 20776 - 320; 20776 - 365; 20776 - 415; 20776 - 460; 20776 - 515; 20776 - 570; 20776 - 640; 20776 - 705; 20776 - 775; 20776 - 855.> Optimam TLP Low Profile: 20674 - 055; 20674 - 065; 20674 - 075; 20674 - 090; 20674 - 100; 20674 - 120; 20674 - 135; 20674 - 155; 20674 - 175; 20674 - 200; 20674 - 220; 20674 - 250; 20674 - 275; 20674 - 305; 20674 - 340; 20674 - 375; 20674 - 410; 20674 - 450> Optimam® TLS Low Profile - Sublime Line: 20774 - 060; 20774 - 070; 20774 - 085; 20774 -100; 20774 - 110; 20774 - 130; 20774 - 150; 20774 - 170; 20774 - 195; 20774 - 220; 20774 - 240; 20774 - 275; 20774 - 305; 20774 - 335; 20774 - 375; 20774 - 415; 20774 - 450; 20774 - 495.> Optimam TMP Moderate Profile: 20675 - 070; 20675 - 080; 20675 - 095; 20675 - 115; 20675 - 135; 20675 - 155; 20675 - 180; 20675 - 205; 20675 - 235; 20675 - 265; 20675 - 300; 20675 - 335; 20675 - 370; 20675 - 415; 20675 - 460; 20675 - 505; 20675 - 555; 20675 - 610> Optimam® TMS Moderate Profile - Sublime Line: 20775 - 075; 20775 - 090; 20775 - 105; 20775 - 125; 20775 - 150; 20775 - 170; 20775 - 200; 20775 - 225; 20775 - 260; 20775 - 290; 20775 - 330; 20775 - 370; 20775 - 405; 20775 - 455; 20775 - 505; 20775 - 555; 20775 - 610; 20775 -670.> Optimam TXP Extra High Profile: 20677 - 100; 20677 - 120; 20677 - 145; 20677 - 170; 20677 - 200; 20677 - 230; 20677 - 265; 20677 - 305; 20677 - 350; 20677 - 400; 20677 - 450; 20677 - 505; 20677 - 565; 20677 - 630; 20677 - 700; 20677 - 775; 20677 - 855; 20677 - 940> Optimam® TXS Extra High Profile - Sublime Line: 20777 -110; 20777 -130; 20777 -160; 20777 -185; 20777 -220; 20777 -255; 20777 -290; 20777 -335; 20777 -385; 20777 -440; 20777 -495; 20777 -555; 20777 -620; 20777 -695; 20777 -770; 20777 -855; 20777 -940; 20777 -1035> Replicon® THP High Profile: 20636 - 070; 20636 - 085; 20636 - 105; 20636 - 120; 20636 - 145; 20636 - 165; 20636 - 190; 20636 - 220; 20636 - 250; 20636 - 285; 20636 - 320; 20636 - 360; 20636 - 405; 20636 - 450; 20636 - 500; 20636 - 550; 20636 - 610; 20636 - 670> Replicon® THS High Profile - Sublime Line: 20736 - 075; 20736 -095; 20736 -115; 20736 -130; 20736 -160; 20736 -180; 20736 -210; 20736 -240; 20736-260; 20736 -275; 20736-300; 20736 -315; 20736 -350; 20736 -395; 20736 -445; 20736 -495; 20736 -550; 20736 -605; 20736 -670; 20736 -735.> Replicon® TLP Low Profile: 20634 - 045; 20634 - 055; 20634 - 065; 20634 - 075; 20634 - 090; 20634 - 100; 20634 - 115; 20634 - 135; 20634 - 150; 20634 - 170; 20634 - 190; 20634 - 215; 20634 - 240; 20634 - 265; 20634 - 290; 20634 - 320; 20634 - 355; 20634 - 385> Replicon® TLS Low Profile -Sublime Line: 20734 - 050; 20734 - 060; 20734 - 070; 20734 - 085; 20734 - 100; 20734 - 110; 20734 - 125; 20734 - 150; 20734 - 165; 20734 - 185; 20734 - 210; 20734 - 235; 20734 - 265; 20734 - 290; 20734 - 320; 20734 - 350; 20734 - 390; 20734 - 425> Replicon® TMP Moderate Profile: 20635 - 060; 20635 - 070; 20635 - 085; 20635 - 100; 20635 - 115; 20635 - 135; 20635 - 155 20635 - 175; 20635 - 200; 20635 - 230; 20635 - 255; 20635 - 290; 20635 - 320; 20635 - 355; 20635 - 395; 20635 - 435 ; 20635 - 480; 20635 - 525> Replicon® TMS Moderate Profile - Sublime Line: 20735 - 065 ; 20735 - 075; 20735 - 095; 20735 - 110; 20735 - 125; 20735 - 150; 20735 - 170; 20735 - 195; 20735 - 220; 20735 - 255; 20735-265; 20735 - 280; 20735-300; 20735 - 320; 20735 - 350; 20735 - 390; 20735 - 435; 20735 - 480; 20735 - 530; 20735 - 580.> Replicon® TXP Extra High Profile: 20637 - 085; 20637 - 100; 20637 - 120; 20637 - 145; 20637 - 170; 20637 - 200; 20637 - 230; 20637 - 265; 20637 - 300; 20637 - 345; 20637 - 385; 20637 - 435; 20637 - 485; 20637 - 545; 20637 - 605;

20637 - 665; 20637 - 735; 20637 - 810> Replicon® TXS Extra High Profile - Sublime Line: 20737 - 095; 20737 -110; 20737 -130; 20737 -160; 20737 -185; 20737 -220; 20737 -255; 20737 -290; 20737 -330; 20737 -380; 20737 -425; 20737 -480; 20737 -535; 20737 -600; 20737 -665; 20737 -730; 20737 -810; 20737 -890.> CLASSE : III 80526060003

832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família

QUANTUM - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.06384-1 SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.106969/2015-42

Sistema de Fixação de Placas Especiais Mini e Micro Fragmentos de Ângulo Variável Bloqueado-TIFIX

FABRICANTE : LITOS GMBH - ALEMANHA

30010316T Placa Tifix umeral Refix 6 furos x 31 mm esp: 1mm; 30010297T Placa Tifix umeral Refix 7 furos x 29 mm esp: 1mm 300106418T Placa Tifix umeral Refix 18 furos x 64mm esp: 1mm ; 300106418VT Placa Tifix umeral Refix reforçada18-furos x 64 mm esp: 1,5mm ; 2204050LT Placa pinguim, esquerda, 6 furos, I=51mm ; 2204050RT Placa pinguim, direita, 6 furos, I=51mm ; 2905706RT Placa coronoid Tifix 3 furos - 57 x 18,9mm ; 2905907RT Placa coronoid Tifix 4 furos - 59 x 21mm ; 2905907LT Placa coronoid Tifix 4 furos - 59 x 21mm ; 2905706LT Placa coronoid Tifix 3 furos - 57 x 18,9mm ; 3635104T Placa Tifix distal de Ulna 50mm ; 3639108T Placa Tifix distal de Ulna 90mm ; 2205006T Placa retangular para pé 4 furos x 6mm ; 2205008T Placa retangular para pé 4 furos x 8mm ; 2205010T Placa retangular para pé 4 furos x 10mm ; 2802306LT Placa Tifix para mão 23mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2802306RT Placa Tifix para mão 23 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2802808LT Placa Tifix para mão 28 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2802808RT Placa Tifix para mão 28 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2803407LT Placa Tifix para mão 34 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2803407RT Placa Tifix para mão 34 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2802906T Placa Tifix para mão 29 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2803307T Placa Tifix para mão 33 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2803207T Placa Tifix para mão 32 mm de comprimento, espessura de 0,9mm ; 2812205T Placa Tifix para mão 22, espessura 0,9mm ; 2812406RT Placa Tifix para mão 24, espessura 0,9mm ; 2812406LT Placa Tifix para mão 24, espessura 0,9mm ; 2207035RT Placa L, direita, 3 furos, I=35mm ; 2207036LT Placa p/ o pé, esquerda, 3 furos, I=36mm ; 2207036RT Placa p/ o pé, direita, 3 furos, I=36mm ; CAL-W-RT tifix placa p/ calcâneo, d=1,5mm, reforçada, direita ; 2204020T Placa borboleta, 4 furos, I=20mm ; 2204023T Placa borboleta, 4 furos, I=23mm ; 2204025T Placa borboleta, 4 furos, I=25mm ; 2207026T Placa borboleta, 4 furos, I=25mm ; 2204029LT Tempest



APRESENTAÇÃO 16 - REAGENTE Nº 1: 2 x 30 mL; REAGENTE Nº 2: 2 x 20 mL> APRESENTAÇÃO 17 - REAGENTE Nº 1: 3 x 30 mL; REAGENTE Nº 2: 3 x 20 mL> APRESENTAÇÃO 18 - REAGENTE Nº 1: 4 x 30 mL; REAGENTE Nº 2: 4 x 20 mL>
CLASSE : II 10269360158
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde s/a 8.08016-3
Aplicadores 25351.452148/2017-23
Dispensador AllPrime
FABRICANTE : SULZER MIXPAC AG - SUÍÇA
DISPENSADOR 50 ML 1:1/2:1
DISPENSADOR 50 ML 4:1/10:1
DISPENSADOR 5 ml 1:1
CLASSE : I 80801630017
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

RICHARD WOLF BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 8.10379-4
Pinca Endoscópica 25351.436076/2014-56
Instrumental Articulado Pinças Richard Wolf
FABRICANTE : RICHARD WOLF GMBH - ALEMANHA
8403.00; 8403.001; 891303300; 8488.096; 8792.632; 8792.621; 8486.611; 8486.621; 8486.614; 8486.624; 8793.561; 8793.621; 891341055; 8645.60 ; 8645.65 ; 8993.235 ; 8370.00 ; 8211.20 ; 8211.09 ; 8211.101 ; 8211.111; 8211.121 ; 8211.134 ; 8211.131; 8211.144 ; 8211.14 ; 8211.241 ; 8211.242 ; 8211.091 ; 8211.092 ; 8211.093; 8211.16 ; 8211.15 ; 8211.18 ; 8211.185; 8211.188 ; 8211.189 ; 8211.186 ; 8211.19 ; 8211.39 ; 8211.195; 8211.17 ; 8283.81; 8283.91 ; 8283.11 ; 8283.12 ; 8283.13 ; 8283.51 ; 8283.52 ; 8283.53 ; 8283.01 ; 8283.02 ; 8283.03 ; 8283.04 ; 8283.30 ; 8280.41 ; 8281.311 ; 8280.42 ; 8280.62; 8281.32 ; 8280.46 ; 8280.47 ; 8280.67 ; 8281.37 ; 8282.37 ; 8242.601 ; 8242.602 ; 8242.603 ; 8242.604 ; 8242.651; 8242.652; 8242.611; 8243.603 ; 8243.604 ; 8243.711 ; 8280.26 ; 89230.1004 ; 89230.1125 ; 89230.1003 ; 89230.1803 ; 8385.10 ; 8385.12 ; 8385.13 ; 8756.201 ; 8279.01; 8626.65 ; 8489.096 ; 8962.602; 8959.611; 8952.611 ; 8959.621 ; 8952.621 ; 8952.65 ; 8954.68 ; 8959.68 ; 8746.621 ; 8962.604; 8962.607 ; 8962.605 ; 8962.60. Acessório:887.00 - Tampa de travamento Luer
CLASSE : I 81037940019
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.03548-0
Autoclave 25351.200803/2017-78
Autoclave schuster
FABRICANTE : NINGBO FOMOS MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CÓD.81000-LINEA B 12LLINEA B 12L
CÓD.82000-LINEA B 22LLINEA B 22L
CÓD.83000-LINEA N 12LLINEA N 12L
CÓD.84000-LINEA N 22LLINEA N 22L
CLASSE : II 80354800016
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.02502-6
Foco Cirurgico 25351.497820/2009-86
FOCO CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL
FABRICANTE : SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
FOCO CIRÚRGICO PAREDE
FOCO CIRÚRGICO PAREDE LED
FOCO CIRÚRGICO TETO DUPLEX
FOCO CIRÚRGICO TETO LED DUPLEX
FOCO CIRÚRGICO TETO LED SIMPLEX
FOCO CIRÚRGICO TETO LED TRIPLEX
FOCO CIRÚRGICO TETO SIMPLEX
FOCO CIRÚRGICO TETO TRIPLEX
CLASSE : I 10250269006
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.02289-9
Tubo Traqueal 25351.252205/2017-23
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TTS COM CUFF BIVONA
FABRICANTE : SMITHS MEDICAL ASD, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
ACESSÓRIOS: Cunha de Desencaixe e Fita.
67N025; 67N030; 67N035; 67N040; 67P025; 67P030; 67P035; 67P040; 67P045; 67P050; 67P055; 670150; 670160; 670170; 670180; 670190.
CLASSE : II 80228990125
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA 1.02833-1
Aparelho Auditivo 25351.209132/2015-18
Aparelho Auditivo Retroauricular Bolero
FABRICANTE : PHONAK AG - SUÍÇA
Phonak Bolero Q50-M13> Phonak Bolero Q50-M312> Phonak Bolero Q50-P> Phonak Bolero Q50-SP> Phonak Bolero Q70-M13> Phonak Bolero Q70-M312> Phonak Bolero Q70-P> Phonak Bolero Q70-SP> Phonak Bolero Q90-M13> Phonak Bolero Q90-M312> Phonak Bolero Q90-P> Phonak Bolero Q90-SP>

CLASSE : II 10283310102
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Aparelho Auditivo 25351.251348/2015-69
Aparelho Auditivo Retroauricular
FABRICANTE : UNITRON HEARING, A DIVISION OF NATIONAL HEARING SERVICES INC. - CANADA
Shine Rev 4 HP
Shine Rev 4 HPm
Shine Rev 4 M
Shine Rev 3 HPm
Shine Rev 2 HPm
Shine Rev 2 S
Shine Rev 3 S
CLASSE : II 10283310114
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Aparelho Auditivo 25351.595124/2016-02
Aparelho Auditivo Retroauricular Argosy Gala
FABRICANTE : UNITRON HEARING, A DIVISION OF NATIONAL HEARING SERVICES INC. - CANADÁ
Argosy Gala 3 P 13
Argosy Gala 4 HP 675
Argosy Gala 3 HPm 13
Argosy Gala 4 HPm 13
Argosy Gala 4 M 312
CLASSE : II 10283310168
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

TDV DENTAL LTDA 1.02912-2
Resinas Acrílicas Odontológicas 25351.390936/2016-09
RESINLAY PATTERN PHOTO
FABRICANTE : TDV DENTAL LTDA - BRASIL
0012600000 Resinlay Pattern Photo - 5 seringas de 3 g de gel + 15 pontas dosadoras; 0012600001 Resinlay Pattern Photo - 30 g de pasta + 3 seringas de 3 g de gel; 0012600002 Resinlay Pattern Photo - 3 g de gel + 3 pontas dosadoras; 0012600003 Resinlay Pattern Photo - 30 g de pasta; 0012600004 Resinlay Pattern Photo - 6 g de gel + 6 pontas dosadoras; 0012600005 Resinlay Pattern Photo - 9 g de gel + 9 pontas dosadoras; 0012600006 Resinlay Pattern Photo - 3 g de pasta; 0012600007 Resinlay Pattern Photo - 6 g de pasta; 0012600008 Resinlay Pattern Photo - 9 g de pasta; 0012600009 Resinlay Pattern Photo - 15 g de pasta; 0126000010 Resinlay Pattern Photo - 20 g de pasta.
CLASSE : II 10291220100
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.02799-1
Artigos Odontologicos Abrasivos 25351.317601/2006-01
OPALUSTRE
FABRICANTE : ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : ULTRADENT PRODUCTS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Seringa de 1,2ml - Acessórios: White MAC tips, Opal Cup Bristle e Opalcup Finishing
CLASSE : I 80279910008
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Controlador de Infeccao Tratamento
Endodontico25351.741875/2009-01
ULTRACAL XS
FABRICANTE : ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : ULTRADENT PRODUCTS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Ultralcal XS
CLASSE : IV 80279910046
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros
Antisséptico para Preparos de Cavidades 25351.621195/2013-86
CONSEPSIS
FABRICANTE : ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : ULTRADENT PRODUCTS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CONSEPSIS; CONSEPSIS V; CONSEPSIS SCRUB.
CLASSE : IV 80279910055
8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro
Adesivo Odontologico 25351.641947/2013-91
PEAK
FABRICANTE : ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : ULTRADENT PRODUCTS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peak Single: 1 x 1,2ml seringa; Peak bottle: 1 x 4ml frasco; Peak sample: 1 x 0,4ml seringa; Peak 6ml bottle: 1 x 6ml frasco; Peak Refill: 4 x 1,2ml seringas; Peak Econo Refill: 20 x 1,2ml seringas; Mixing Well: 100 x Mixing wells; Micro Applicator Brush Refil: 200 de cada cor de Micro Applicator Brush.
CLASSE : II 80279910064
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.01702-8
Canulas 25351.916956/2016-53
Cânulas cirúrgicas MedOne
FABRICANTE : MedOne Surgical, Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Modelo comercial a ser alterado:3255 - Poly Tip Cannula 25/38G 2mm
3214 - Cannula 0.9 mm de 20G; 3205 - XL Cannula 0.9 mm de 20G; 3234 - Cannula 0.6 mm de 23G; 3206 - XL Cannula 0.6 mm de 23G; 3225 - Cannula 0.5 mm de 25G; 3207 - XL Cannula 0.5 mm de 25G; 3257 - Cannula 0.4 mm de 27G; 3215 - Flex Tip Brush Cannula 0.9 mm de 20G 1mm; 3216 - Flex Tip Brush Cannula 0.9 mm de 20G 3mm; 3232 - Flex Tip Brush Cannula 0.6 mm de 23G 1.5mm; 3222 - Flex Tip Brush Cannula 0.5 mm de 25G 1.5mm; 3238 - Flex Tip Cannula 0.9 mm de 20G 1mm; 3211 - Flex Tip Cannula 0.9 mm de 20G 6mm; 3212 - Flex Tip Cannula 0.9 mm curved de 20G; 3208 - Flex Tip Cannula XL 0.9 mm de 20G 3mm; 3230 - Flex Tip Cannula 0.6 mm de 23G 1mm; 3231 - Flex Tip Cannula 0.6 mm de 23G 3mm; 3242 - Flex Tip Cannula 0.6 mm de 23G 5mm; 3209 - Flex Tip Cannula XL 0.6 mm de 23G 3mm; 3221 - Flex Tip Cannula 0.5 mm de 25G 1mm; 3220 - Flex Tip Cannula 0.5 mm de 25G 3mm; 3224 - Flex Tip Cannula 0.5 mm de 25G 5mm; 3210 - Flex Tip Cannula XL 0.5 mm de 25G 3mm; 3258 - Flex Tip Cannula 0.4 mm de 27G 1mm; 3229 - Micro Pick Cannula 0.6 mm de 23G; 3204 - Micro Pick Cannula 0.5 mm de 25G; 3218 - Poly tip cannula 25/31G; 3236- Poly tip cannula 20/38G; 3233 - Poly tip cannula 23/38G; 3219 - Poly tip cannula 25/38G; 3259 - Poly tip cannula 27/38G; 3235 - Poly tip VFI cannula de 23G 7 mm; 3241 - Poly tip VFI cannula de 23G 10 mm; 3226 - Poly tip VFI cannula de 25G; 3217 - Viscous Fluid Cannula 0.9 mm de 20G (Blunt); 3237 - Dual Bore Cannula 0.9 mm de 20G; 3239 - Dual Bore Cannula 0.6 mm de 23G; 3240 - Dual Bore Cannula 0.5 mm de 25G; 3423 - DualBore SideFlô Cannula de 23G; 3425 - DualBore SideFlô Cannula de 25G; 3427 - DualBore SideFlô Cannula de 27G; 3200 - Viscous Fluid Cannula de 20G (4mm); 3201 - Viscous Fluid Cannula de 20G (6mm); 3202 - Infusion Cannula de 20G (4mm); 3203 - Infusion Cannula de 20G (6mm); 3245 - VFI Infusion Cannula de 25G; 3246 - VFI Infusion Cannula de 23G; 3280 - Backflush cannula de 20G passive; 3281 - Backflush Flex tip Cannula 1 mm de 20G passive; 3282 - Backflush Brush Cannula de 20G passive; 3284 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 20G active; 3286 - Backflush cannula de 23G passive; 3287 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 23G passive; 3288 - Backflush Brush Cannula de 23G passive; 3290 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 23G active; 3291 - Backflush Brush Cannula de 23G active; 3293 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 25G passive; 3296 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 25G active; 3277 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 27G passive; 3278 - Backflush Flex tip Cannula 1mm de 27G active; 3279 - Extendable Flex Tip Cannula de 20G; 3299 - Extendable Flex Tip Cannula de 23G; 3298 - Extendable Flex Tip Cannula de 25G; 3249 - Extendable Poly Tip Cannula de 20/38G; 3248 - Extendable Poly Tip Cannula de 23/38G; 3247 - Extendable Poly Tip Cannula de 25/38G; 3300 - Oil Removal Cannula (23G) Kapran; 3311 - Olive Tip SC Cannula (El Rayes). Acessórios: 3227 - Backflush Handle passive (aspiração passiva); 3228 - Backflush Handle active (aspiração ativa); 3243 - High Pressure Extension Tube; 3223 - Extension Tube (Hammer); 3273 VFI- Cannula de 27G 1mm. Novos modelos comerciais: 3252 - Flex Tip Cannula de 23G 0.75mm; 3251 - Flex Tip Cannula de 25G 0.75mm; 3260 - Flex Tip Cannula de 27G 0.75mm; 3254 - Poly Tip Cannula 23/38G 2mm; 3255 - Poly Tip Cannula 23/38G 2mm; 3256 - Poly Tip Cannula 27/38G 2mm.
CLASSE : II 80170280057
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

W.L. GORE & ASSOCIATES DO BRASIL LTDA. 8.00679-3
Membranas Regeneradoras 25351.595204/2009-80
GORE BIO-A TISSUE REINFORCEMENT
FABRICANTE : W. L. GORE & ASSOCIATES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FS0915 / 9 cm x 15 cm; FS0808 / 8 cm x 8 cm; HH0710 / 7 cm x 10 cm; FS1030/ 10 cm x 30 cm; FS2020 / 20 cm x 20 cm; FS2030 / 20 cm x 30 cm
FS0915K - 9 cm x 15 cm, FS0808K - 8 cm x 8 cm, HH0710K - 7 cm x 10 cm, FS1030K - 10 cm x 30 cm, FS2020K - 20 cm x 20 cm, FS2030K - 20 cm x 30 cm.
CLASSE : IV 80067930031
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA 8.02019-6
Campo Cirurgico 25351.181919/2014-19
CAMPO CIRÚRGICO TRANSPARENTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL WINNER
FABRICANTE : BASTOS VIEGAS S A - PORTUGAL
Campo operatório transparente em u (488-021; 488-022; 488-023; 488-024); Campo de incisão (4886-100; 4886-101; 4886-102; 4886-103; 4886-104; 4886-105).
CLASSE : I 80201960137
80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA
lotus industria e comercio ltda 8.01238-6
Conjunto Radiologico Fixo 25351.531946/2017-11
CONJUNTO RADIOLOGICO DE ALTA FREQUENCIA
FABRICANTE : lotus industria e comercio ltda - BRASIL

HF630M 220V
HF630M 220V COM AEC
HF630M 220V COM DR CSI
HF630M 220V COM DR GADOX
HF630M 380V
HF630M 380V COM AEC
HF630M 380V COM DR CSI
HF630M 380V COM DR GADOX
HF630M FXRD1417SA (SB) (SENSOR FLAT PANEL DR)
HF630M FXRD1417WA (WB) (SENSOR FLAT PANEL DR SEM FIO)
CLASSE : III 80123860005
80015 - EQUIPAMENTO - Alteração das Condições de Armazenamento, Transporte e Operação

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.156, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. EPP 8.01706-2
CABO/ELETRODO ELETROCIRÚRGICO (Potência maior que 50W)25351.453923/2017-68
Pinças Laparoscópicas Monopolares
FABRICANTE : ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. EPP - BRASIL
CLASSE : III
8056 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos Nacionais, de Médio e Pequeno Portes
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Tesouras 25351.453920/2017-24
Tesoura Monopolar para Laparoscopia
FABRICANTE : ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. EPP - BRASIL
CLASSE : III
8056 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos Nacionais, de Médio e Pequeno Portes
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8.09785-6
Sistema de fixação rígida de placas retas para osteossíntese25351.109696/2017-02
Sistema de placas e parafusos de baixo perfil Lapidus/H-Plate
FABRICANTE : ARTHREX INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III 80978560104
80146 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial em registro de material implantável em ortopedia
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA. 1.03927-1
Implantes Dentários (Osseointegrável) 25351.246990/2004-11
IMPLANTES ODONTOLÓGICOS BIONNOVATION CLASSIC
FABRICANTE : BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA. - BRASIL
CLASSE : III 10392710007
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.01306-1
APARELHO PARA RESFRIAMENTO EM TRATAMENTOS DERMATOLÓGICOS25351.179620/2018-59
Equipamento para Estética MEDITEA
FABRICANTE : MEDITEA ELECTROMEDICA SRL - ARGENTINA
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1.03306-6
Curativo 25351.203321/2018-42
curativo não estéril descarpack
FABRICANTE : Winner Medical Co., Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Tubos 25351.203325/2018-21
TUBO DE LÁTEX DESCARPAC IV
FABRICANTE : SANCTUARY HEALTH SDN. BHD. - MALÁSIA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DMM ODONTOLOGIA LTDA - ME 8.10247-8
Aparelho a Laser Para Tratamento Odontológico25351.588899/2017-87
BIOLASE DIODO
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1.03608-1
DENGUE 25351.046931/2018-32
MERISCREEN Dengue NS1 Ag
FABRICANTE : MERIL DIAGNOSTICS PVT. LTD. - ÍNDIA
CLASSE : III
8002 - IVD - Registro de produto importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Dilatador Nasal 25351.089838/2018-12
Cateter Guia Sinusal Mesire
FABRICANTE : Meril Endo Surgery Pvt. Ltda - ÍNDIA
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 8.04755-1
CABO/ELETRODO ELETROCIRÚRGICO (Potência maior que 50W)25351.610086/2017-81
PINÇA THERMOCISION PLUS
FABRICANTE : E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL
CLASSE : III
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EPPENDORF DO BRASIL LTDA 8.00197-8
Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar25351.689947/2012-08
FREEZERS DE TEMPERATURA ULTRA BAIXA
FABRICANTE : NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : I 80019780010
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ESTERILIZA, IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME8.15264-8
Curativo 25351.216329/2018-79
curativo não tecido
FABRICANTE : YAFHO BIO-TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Curativo 25351.216339/2018-12
Curativo A PROVA D ÁGUA
FABRICANTE : YAFHO BIO-TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

FIXANO COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP 8.01059-8
Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição discal25351.599705/2017-79
Família de Cages CAP - Titânio
FABRICANTE : Charles Pery & Cie S.A. - FRANÇA
CLASSE : III
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 1.03307-1
fibra optica 25351.285932/2017-35
CÂNULA DE FIBRA ÓTICA MULTIÚSO
FABRICANTE : COOK INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
fibra optica 25351.285937/2017-71
CÂNULA DE FIBRA ÓTICA USO ÚNICO
FABRICANTE : COOK INCORPORATED - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

HARTMANN IND COM PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1.01044-8
Sondas 25351.197379/2018-40
SONDA GASTRODUODENAL NUTRICAIR ENTERAL ADULTO COM ENFIT EM PU + GUIA
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Tampa Seladora Luer 25351.197280/2018-48
TAMPAS NUTRICAIR® ENTERAL COM ENFIT
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : I
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Sondas 25351.208594/2018-83
sonda de nutrição enteral gastroduodenal NUTRICAIR adulto enfit em pu+lastro
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Adaptadores 25351.197350/2018-68
ACOPLADOR EM Y NUTRICAIR® ENTERAL COM ENFIT
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Sondas 25351.197382/2018-63
SONDA GASTRODUODENAL NUTRICAIR ENTERAL ADULTO COM ENFIT EM PU + GUIA + LASTRO
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA - EPP 8.03279-1
Curativo 25351.160056/2018-09
Espuma Gentle
FABRICANTE : PHARMAPLAST S.A.E. - EGITO
CLASSE : III
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Curativo 25351.160064/2018-47
Fibrosol Ag
FABRICANTE : PHARMAPLAST S.A.E. - EGITO
CLASSE : III
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 8.04855-6
Adesivos Para Dentadura 25351.476595/2014-73
SEGURDENT PÔ ADESIVO PARA DENTADURAS
FABRICANTE : RAYSAN S.A - ARGENTINA
CLASSE : I 80485560006
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A 8.01369-9
Instrumentos cirúrgicos 25351.633115/2010-31
FAMÍLIA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS AESCULAP
FABRICANTE : AESCULAP AG - ALEMANHA
CLASSE : I 80136990681
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

LK Technology Comércio e Serviços Ltda 8.10045-0
Equipamento para Termoterapia 25351.638875/2017-86
Sistema para Tratamento Termo-quimioterápico de Bexiga
FABRICANTE : ELMEDICAL LTD. - ISRAEL
CLASSE : II
80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME 8.01715-3
CPAP 25351.212729/2018-13
Máscara de CPAP Nasal Infantil NeoQ
FABRICANTE : HSINER CO., LTD. - TAIWAN
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado



01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
CPAP 25351.211667/2018-14
Máscara de CPAP Nasal Infantil NeoQ com ramo duplo
FABRICANTE : HSINER CO., LTD. - TAIWAN
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELI- ME 8.02989-7
BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO 25351.207392/2018-14
BRAÇADEIRAS PNI MEDMAX
FABRICANTE : UNIMED MEDICAL SUPPLIES INC - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.08402-6
Instrumentos Auxiliares na Pratica Odontologica25351.214626/2018-80
Ponteiras satelec
FABRICANTE : SATELEC A COMPANY OF ACTEON GROUP - FRANÇA
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA 8.06493-8
Compressas 25351.114050/2018-51
COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) NÃO ESTÉRIL MEDLEVENSOHN
FABRICANTE : PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA - BRASIL
CLASSE : II
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 1.02874-1
CISTATINA C 25351.281407/2014-89
Cystatin C Gen.2
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
CLASSE : II 10287411051
8420 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela Anvisa
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP 8.03011-3
Filtro para Ventilacao Mecanica 25351.689873/2017-55
AEROVENT HME
FABRICANTE : HUM Gesellschaft fur Homecare und Medizintechnik mbH - ALEMANHA
CLASSE : II 80301130020
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA 1.03451-6
PROGESTERONA 25351.037370/2018-81
Atellica IM Progesterona (PRGE)
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : II
8436 - IVD - Cadastro de produto importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. 8.01089-1
Componentes para Protese Dentaria 25351.270843/2011-02
COMPONENTES SIN
FABRICANTE : SIN SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL LTDA - BRASIL
CLASSE : III 80108910025
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Componentes de Implante Odontologico 25351.282259/2011-10
ABUTMENT PROVISÓRIO
FABRICANTE : SIN SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL LTDA - BRASIL
CLASSE : III 80108910027
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Componentes de Implante Odontologico 25351.380088/2011-11
COMPONENTES ESTÉREIS SIN
FABRICANTE : SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. - BRASIL
CLASSE : III 80108910028
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.02502-6
Foco Cirurgico 25351.497820/2009-86
FOCO CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL
FABRICANTE : SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
CLASSE : I 10250269006
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.608206/2017-80
Sistema de Implantes Universal Neuro III
FABRICANTE : STRYKER LEIBINGER GMBH & CO. KG. - ALEMANHA
CLASSE : IV
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
SISTEMAS DE FIXAÇÃO ORTOPÉDICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.608199/2017-16
Placas Maleáveis Universal Nuero III
FABRICANTE : POR STRYKER LEIBINGER GMGH & CO. KG - ALEMANHA
CLASSE : IV
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

WORKMED DO BRASIL LTDA 8.01843-5
CABO/ELETRODO ELETROCIRÚRGICO (Potência maior que 50W)25351.554894/2017-51
ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL
FABRICANTE : JIANGSU VEDKANG MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
CLASSE : III
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

WRIGHT MEDICAL BRASIL LTDA 8.04913-6
PARAFUSO ÓSSEO ORTOPÉDICO NÃO BIOABSORVÍVEL, ESTÉRIL25351.660480/2017-60
PARAFUSOS MICA
FABRICANTE : WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY , INC . - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III
80092 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

rbtg brasil equipamentos médicos hospitalares ltda 8.10869-7
CATÉTERES NEUROLÓGICOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.611618/2017-05
Cânula de Aspiração para Mapeamento Raabe
FABRICANTE : INOMED MIDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
CLASSE : III
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

scholly latin america importacao e comercio ltda 8.03708-2
Endoscopia Rígida 25351.198725/2018-15
Ureterorenoscópio
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado
01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.157, DE 3 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a Transferência de Titularidade de Registro ou Cadastro e por consequente, cancelar o Registro ou Cadastro dos Produtos para Saúde na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, após a sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL

LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA 1.01581-2
Instrumento destinado a imunoenaios 25351.321642/2010-10
CLINICAL ARRAY READER (CAR)
FABRICANTE : INYDIA - ESPANHA
CLINICAL ARRAY READER (CAR)
CLASSE : II 10158120647
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.333917/2010-18
CLART PNEUMOVIR - visualização
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
24testes AT- SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 24 tubos c/microarrays
48testes AS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tirasx8 cav. com microarrays
48testes AT-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 48 tubos c/microarrays
48testes CS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tiras plasticasx8 cav.c/microarrays
96testes AS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tirasx8 cav.c/microarrays
CLASSE : III 10158120648
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.333928/2010-69
CLART PNEUMOVIR - amplificação
FABRICANTE : GENÔMICA S.A.U - ESPANHA
24 testes AT
48 TESTES AS
48 TESTES AT
96 TESTES AS
CLASSE : III 10158120649
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
HERPES SIMPLEX 25351.335310/2010-71
CLART ENTHERPEX - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
24 TESTES AT (Mix 1: 24 tubos x 45 ul Mix 2: 24 tubos x 43 ul Mistura enzimática: 1 x 120 ul)
48 TESTES AS (Mix1:6 tiras 8 cavidadesx45ul Mix2:6 tiras 8 cavidadesx43ul Mistura enzimática:1x120 ul)
48 TESTES AT (Mix 1: 48 tubos x 45 ul Mix 2: 48 tubos x 43 ul Mistura enzimática: 1 x 120 ul)
96 TESTES AS (Mix1:12 tiras 8 cavidadesx45 ul Mix2:12 tiras 8 cavidadesx43 ul Mistura enzimática:2x120ul)
CLASSE : III 10158120650
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
HERPES SIMPLEX 25351.335964/2010-24
CLART ENTHERPEX - visualização
FABRICANTE : GENOMICA SAU - ESPANHA
48testes AS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tirasx8 cav. com microarrays
48testes AT-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 48 tubos c/microarrays
24 testes AT- SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 24 tubos c/microarrays
96testes AS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tirasx8 cav.c/microarrays
CLASSE : III 10158120651
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 25351.335996/2010-38
CLART HPV 2 - Extração, Purificação e Amplificação
FABRICANTE : GENOMICA SAU - ESPANHA
48 TESTES AT (Colunas 50 Tubos 2ml:150 T1:1x20ml B1:1x12ml B2:1x3 ml B5:2x7ml BW:1x30ml BE:1x15ml ProteinaseK:1x30mg Tampão proteinase:1x1,8 ml Tubos amplificação:48x45ul)
96 TESTES AS(Colunas2x50 Tubos2ml:2x150 T1:2x20 ml B1:2x12ml B2:2x3ml B5:4x7ml BW:2x30ml BE:2x15ml Proteinase K:2x30mg Tampão proteinase:2x1,8ml Tiras amplificação:2x12 tiras/8 cavidsx45 ul)
24 TESTES AT (Colunas 50 Tubos 2ml:150 T1:1x20ml B1:1x12ml B2:1x3 ml B5:2x7ml BW:1x30ml BE:1x15ml Proteinase K:1x30mg Tampão proteinase:1x1,8ml Tubos amplificação: 24x45 ul)
48 TESTES AS (Colunas 50 Tubos 2ml:150 T1:1x20ml B1:1x12ml B2:1x3 ml B5:2x7ml BW:1x30ml BE:1x15ml Proteinase K:1x30mg Tampão proteinase:1x1,8 ml Tiras amplificação: 12 tiras/8 cavidsx45 ul)
CLASSE : III 10158120652
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 25351.336012/2010-00
CLART HPV 2 - genotipagem
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
48testes CS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tiras plásticasx8 cav.c/microarrays
96testes AS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tirasx8 cav.c/microarrays
96testes CS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tiras plásticasx8 cav.c/microarrays



48testes AS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tirasx8 cav. com microarrays
48testes AT-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 48 tubos c/microarrays
24 testes AT- SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 24 tubos c/microarrays
CLASSE : III 10158120653
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.174362/2015-37
CLART STIs A - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
16 TESTES
48 TESTES
CLASSE : III 10158120687
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.174836/2015-31
CLART STIs A/B - visualização
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
48 TESTES: 1 x 6 ml - Solução de hibridização 1 x 5,5 ml - Solução de revelação 1 x 7 ml -Diluyente de conjugado 3 x 40 ul - Conjugado 1 x 7 ml - Tampão de lavagem 6 tiras de 8 cavidades.
16 TESTES: 1 x 6 ml - Solução de hibridização 1 x 5,5 ml - Solução de revelação 1 x 7 ml -Diluyente de conjugado 3 x 40 ul - Conjugado 1 x 7 ml - Tampão de lavagem 2 tiras de 8 cavidades.
CLASSE : III 10158120688
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.174842/2015-46
CLART STIs B - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
16 TESTES
48 TESTES
CLASSE : III 10158120689
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
EQUIPAMENTO PARA PREPARO DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO25351.292093/2014-87
AUTOCLART
FABRICANTE : BEE ROBOTICS LTD - REINO UNIDO
AUTOCLART
CLASSE : I 10158129012
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. 8.15492-5
Aparelho de Ultra-Som 25351.669792/2017-39
EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM
FABRICANTE : SAMSUNG MEDISON CO LTD. - CORÉIA DO SUL
HM70A
PT60A
SONOACE R3
SONOACE R5
CLASSE : II 81549250002
80045 - EQUIPAMENTO - Transferência de Titularidade de Cadastro de Produto

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. 8.09446-5
Aparelho de Ultra-Som 25351.494439/2013-81
EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM
FABRICANTE : SAMSUNG MEDISON CO LTD. - CORÉIA DO SUL
HM70A
PT60A
SONOACE R3
SONOACE R5
CLASSE : II 80944650005
80083 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro por Transferência deTitularidade

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.154912/2018-89
CLART STIs A/B - visualização
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
48 TESTES: 1 x 6 ml - Solução de hibridização 1 x 5,5 ml - Solução de revelação 1 x 7 ml -Diluyente de conjugado 3 x 40 ul - Conjugado 1 x 7 ml - Tampão de lavagem 6 tiras de 8 cavidades.
16 TESTES: 1 x 6 ml - Solução de hibridização 1 x 5,5 ml - Solução de revelação 1 x 7 ml -Diluyente de conjugado 3 x 40 ul - Conjugado 1 x 7 ml - Tampão de lavagem 2 tiras de 8 cavidades.
CLASSE : III 80102512024
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.154925/2018-58
CLART STIs A - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
16 TESTES
48 TESTES

CLASSE : III 80102512025
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.154920/2018-25
CLART PNEUMOVIR - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U - ESPANHA
24 testes AT
48 TESTES AS
48 TESTES AT
96 TESTES AS
CLASSE : III 80102512026
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.154942/2018-95
CLART STIs B - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
16 TESTES
48 TESTES
CLASSE : III 80102512027
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
HERPES SIMPLEX 25351.154935/2018-93
CLART ENTHERPEX - visualização
FABRICANTE : GENOMICA SAU - ESPANHA
48testes AS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tirasx8 cav. com microarrays
48testes AT-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 48 tubos c/microarrays
24 testes AT- SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 24 tubos c/microarrays
96testes AS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tirasx8 cav.c/microarrays
CLASSE : III 80102512028
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 25351.155022/2018-94
CLART HPV 2 - Extração, Purificação e Amplificação
FABRICANTE : GENOMICA SAU - ESPANHA
48 TESTES AT (Colunas 50 Tubos 2ml:150 T1:1x20ml B1:1x12ml B2:1x3 ml B5:2x7ml BW:1x30ml BE:1x15ml ProteinaseK:1x30mg Tampão proteinase:1x1,8 ml Tubos amplificação:48x45ul)
96 TESTES AS(Colunas2x50 Tubos2ml:2x150 T1:2x20 ml B1:2x12ml B2:2x3ml B5:4x7ml BW:2x30ml BE:2x15ml Proteinase K:2x30mg Tampão proteinase:2x1,8ml Tiras amplificação:2x12 tiras/8 cavidsx45 ul)
24 TESTES AT (Colunas 50 Tubos 2ml:150 T1:1x20ml B1:1x12ml B2:1x3 ml B5:2x7ml BW:1x30ml BE:1x15ml Proteinase K:1x30mg Tampão proteinase:1x1,8ml Tubos amplificação: 24x45 ul)
48 TESTES AS (Colunas 50 Tubos 2ml:150 T1:1x20ml B1:1x12ml B2:1x3 ml B5:2x7ml BW:1x30ml BE:1x15ml Proteinase K:1x30mg Tampão proteinase:1x1,8 ml Tiras amplificação: 12 tiras/8 cavidsx45 ul)
CLASSE : III 80102512029
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.184051/2018-63
CLART PNEUMOVIR - visualização
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
48testes AS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tirasx8 cav. com microarrays
48testes AT-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 48 tubos c/microarrays
48testes CS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tiras plasticasx8 cav.c/microarrays
96testes AS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tirasx8 cav.c/microarrays
24testes AT- SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 24 tubos c/microarrays
CLASSE : III 80102512030
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) 25351.184039/2018-59
CLART HPV 2 - genotipagem
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
48testes CS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tiras plásticax8 cav.c/microarrays
96testes AS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tirasx8 cav.c/microarrays
96testes CS-SH:2x11,5mL/RE:2x11,5mL/DC:2x11,5mL/CJ:2x100 ul/TL:2x11,5mL/12 tiras plásticax8 cav.c/microarrays
48testes AS-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 6 tirasx8 cav. com microarrays
48testes AT-SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 48 tubos c/microarrays
24 testes AT- SH:1x11,5mL/RE:1x11,5mL/DC:1x11,5mL/CJ:1x100 ul/TL:1x11,5mL/ 24 tubos c/microarrays
CLASSE : III 80102512031
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
HERPES SIMPLEX 25351.184122/2018-28
CLART ENTHERPEX - amplificação
FABRICANTE : GENOMICA S.A.U. - ESPANHA
24 TESTES AT (Mix 1: 24 tubos x 45 ul Mix 2: 24 tubos x 43 ul Mistura enzimática: 1 x 120 ul)
48 TESTES AS (Mix1:6 tiras 8 cavidadesx45ul Mix2:6 tiras 8 cavidadesx43ul Mistura enzimática:1x120 ul)
48 TESTES AT (Mix 1: 48 tubos x 45 ul Mix 2: 48 tubos x 43 ul Mistura enzimática: 1 x 120 ul)
96 TESTES AS (Mix1:12 tiras 8 cavidadesx45 ul Mix2:12 tiras 8 cavidadesx43 ul Mistura enzimática:2x120ul)
CLASSE : III 80102512032
80074 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos registrados
Instrumento destinado a imunoensaio 25351.184166/2018-58

CLINICAL ARRAY READER (CAR)
FABRICANTE : INYDIA - ESPANHA
CLINICAL ARRAY READER (CAR)
CLASSE : II 80102512033
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados
EQUIPAMENTO PARA PREPARO DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO25351.184274/2018-21
AUTOCLART
FABRICANTE : BEE ROBOTICS LTD - REINO UNIDO
AUTOCLART
CLASSE : I 80102512034
80070 - IVD - Transferência de titularidade - Produtos cadastrados

GERÊNCIA-GERAL DE TOXICOLOGIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.130, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 599, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.
Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAUJO

ANEXO

RAZÃO SOCIAL/CNPJ
MARCA COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO
PETIÇÃO(ÕES)/EXPEDIENTE(S)
CLASSE TOXICOLÓGICA

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA./62.182.092/0001-25
GUERREIRO
25351.561453/2010-77
5065 - Produto Formulado com base em Produto Técnico Equivalente , 740515/10-4
CLASSE I
ZONIC
25351.557873/2010-52
5065 - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE , 735757/10-5
CLASSE I

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA./04.136.367/0001-98
ROCKS 300 FS
25351.501264/2011-17
5065 - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE , 702919/11-5
CLASSE III

UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A./02.974.733/0001-52
THIODICARB 350 FS DVA
25351.141550/2011-51
5065 - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE , 196731/11-2
CLASSE II

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.131, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 599, de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Reprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.
Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAUJO

ANEXO

RAZÃO SOCIAL/CNPJ
MARCA COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO
PETIÇÃO(ÕES)/EXPEDIENTE(S)

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA./60.744.463/0001-90
PMG TÉCNICO GL
25351.120137/2012-54
5041 - Produto Técnico Equivalente, 0172529/12-7



DIRETORIA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO
E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.142, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA - CNPJ: 01.440.590/0001-36 - AUTORIZ/MS: 1032239
ENDEREÇO: RUA AMOREIRA, Nº 891
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA - UF: SP - EXPEDIENTE(S): 1994957/17-0 - 1994945/17-6 1994944/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis: Pós

EMPRESA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA - CNPJ: 01.440.590/0001-36 - AUTORIZ/MS: 1032239
ENDEREÇO: RUA AMOREIRA, Nº 891
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA - UF: SP - EXPEDIENTE(S): 1994944/17-8 - 1994945/17-6 1994957/17-0
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Líquidos não estéreis: Soluções

EMPRESA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA - CNPJ: 01.440.590/0001-36 - AUTORIZ/MS: 1032239
ENDEREÇO: RUA AMOREIRA, Nº 891
MUNICÍPIO: JAGUARIUNA - UF: SP - EXPEDIENTE(S): 1994945/17-6 - 1994957/17-0 1994944/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis: Soluções Parenterais de Grande Volume com Esterilização Terminal

EMPRESA: LABORATIL FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 47.100.862/0001-50 - AUTORIZ/MS: 1005773
ENDEREÇO: R ANIBAL DOS ANJOS CARVALHO 212
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - UF: SP - EXPEDIENTE(S): 2103761/17-2
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Líquidos não estéreis: Emulsões; Soluções; Suspensões; Xampus; Xaropes

EMPRESA FABRICANTE: ASTRAZENECA
PHARMACEUTICALS LP.
ENDEREÇO: 4601 HIGHWAY 62 EAST, MOUNT VERNON, INDIANA 47620 - PAÍS: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CÓDIGO ÚNICO: A.0122
EMPRESA SOLICITANTE: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 60.318.797/0001-00
AUTORIZ/MS: 1016181 - EXPEDIENTE(s): 2193641/17-2
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis: Comprimidos Revestidos

EMPRESA FABRICANTE: DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG
ENDEREÇO: WILLMAR SCHWABE STRASSE 4, KARLSRUHE 76227 - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.0197
EMPRESA SOLICITANTE: TAKEDA PHARMA LTDA. - CNPJ: 60.397.775/0001-74
AUTORIZ/MS: 1006398 - EXPEDIENTE(s): 2192760/17-0
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis (Granel): Comprimidos Revestidos

EMPRESA FABRICANTE: LABORATORIOS LEÓN FARMA S.A.
ENDEREÇO: POLÍGONO INDUSTRIAL NAVATEJERA, C/ LA VALLINA S/N, VILLAQUILAMBRE - LEÓN - PAÍS: ESPANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.0355
EMPRESA SOLICITANTE: SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA - CNPJ: 61.286.647/0001-16
AUTORIZ/MS: 1000472 - EXPEDIENTE(s): 2172314/17-1
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis (Hormônios): Comprimidos Revestidos

EMPRESA FABRICANTE: LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY, LLC
ENDEREÇO: 8800 DURANT ROAD, RALEIGH, CAROLINA DO NORTE 27616 - PAÍS: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CÓDIGO ÚNICO: A.0391

EMPRESA SOLICITANTE: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 30.153.811/0001-93
AUTORIZ/MS: 1013981 - EXPEDIENTE(s): 2194187/17-4
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis: Soluções Parenterais de Grande Volume com Esterilização Terminal; Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Esterilização Terminal

EMPRESA FABRICANTE: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ENDEREÇO: 2050 SOUTH 35TH AVENUE, PHOENIX, AZ 85009 - PAÍS: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - CÓDIGO ÚNICO: A.0880
EMPRESA SOLICITANTE: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A - CNPJ: 59.476.770/0001-58
AUTORIZ/MS: 1021422 - EXPEDIENTE(s): 2187064/17-1
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis: Cápsulas; Pós

EMPRESA FABRICANTE: BAYER WEIMAR GMBH UND CO. KG
ENDEREÇO: DOBEREINERSTRASSE 20, 99427 WEIMAR - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.0908
EMPRESA SOLICITANTE: BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15
AUTORIZ/MS: 1070568 - EXPEDIENTE(s): 2157623/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis (Hormônios): Comprimidos; Comprimidos Revestidos

EMPRESA FABRICANTE: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
ENDEREÇO: 30-36, AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 37100 - TOURS - PAÍS: FRANÇA - CÓDIGO ÚNICO: A.0555
EMPRESA SOLICITANTE: MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA - CNPJ: 10.588.595/0007-97
AUTORIZ/MS: 1083267 - EXPEDIENTE(s): 2086338/17-1
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis (Granel): Comprimidos Revestidos

EMPRESA FABRICANTE: HELIXOR HEILMITTEL GMBH.
ENDEREÇO: FISCHER MUHLE 2, 4 72348 ROSENFELD, GERMANY - PAÍS: ALEMANHA - CÓDIGO ÚNICO: A.1147
EMPRESA SOLICITANTE: Helixor Medicamentos do Brasil Ltda - CNPJ: 19.307.668/0001-04
AUTORIZ/MS: 1114221 - EXPEDIENTE(s): 0210102/18-5
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis: Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Preparação Asséptica

EMPRESA FABRICANTE: REYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
ENDEREÇO: NO. 1, RUIYANG ROAD, YIYUAN COUNTY, SHANDONG PROVINCE - PAÍS: CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CÓDIGO ÚNICO: A.1283
EMPRESA SOLICITANTE: Midfarma Produtos Farmaceuticos Ltda - CNPJ: 13.863.381/0001-84
AUTORIZ/MS: 1137048 - EXPEDIENTE(s): 1790763/17-2
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis (Penicilínicos): Pós com Preparação Asséptica

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.143, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 60.726.692/0001-81 - AUTORIZ/MS: 1001555
ENDEREÇO: RUA GIBRALTAR Nº 165/195
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - UF: SP - EXPEDIENTE(S): 2103745/17-1
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis: Comprimidos; Comprimidos Revestidos

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.148, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Fabricante: AMO Groningen B .V.
Endereço: Van Swietenlaan 5, Groningen 9728 NX - Holanda
Solicitante: Abbott Produtos Óticos Ltda CNPJ: 58.652.728/0001-88
Autorização de Funcionamento: 8.01.470-6 Expediente: 2044374/17-9

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: HB Hospitalar Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 58.344.359/0001-66
Endereço: Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, nº 281, Parque da Empresa, Moji Mirim-SP CEP: 13803-330
Autorização de Funcionamento: 1.02.611-2 Expediente: 1968597/17-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.150, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Fabricante: Ad-Tech Medical Instrument Corporation
Endereço: 400 West Oakview Parkway, Oak Creek, WI 53154 - Estados Unidos da América.
Solicitante: Physiomed Importação e Comércio Ltda. CNPJ: 61.328.738/0001-77
Autorização de Funcionamento: 1.02.445-1 Expediente: 0966663/13-0
Linhas: Materiais e equipamentos eletro-médicos.
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo com a RDC nº 16/2013: não cumpre as Boas Práticas de Fabricação em relação aos itens 2.2.6, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 6.1.1 e 6.1.2.

Fabricante: Aesculap AG
Endereço: Carl Braun Strasse 1, Melsungen 34212 - Alemanha
Solicitante: Laboratório B. Braun S/A CNPJ: 31.673.254/0001-02
Autorização de Funcionamento: 8.01.369-9 Expediente: 0617742/13-5
Linha: Materiais
Motivo: Em desacordo com o art. 7º da RDC 39/2013, não cumpriu os itens 2.2.3 e 5.5.2 da RDC 16/2013.

Fabricante: CE-Imundiagnostika GmbH
Endereço: Am Seerain 13, D-74927, Eschelbronn - Alemanha
Solicitante: Fresenius Hemocare Brasil Ltda CNPJ: 49.601.107/0001-84
Autorização de Funcionamento: 1.01.544-5 Expedientes: 1149601/14-1 e 0166160/17-4
Linha: Produtos para diagnóstico de uso in vitro
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo com a RDC nº 16/2013: não cumpre as Boas Práticas de Fabricação em relação aos itens 2.4.1., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5, 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 4.2.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.3.3., 5.1.3.4., 5.1.5.1., 5.2.2.1., 5.3.1., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.4.1., 5.6., 6.1.1., 6.1.2., 6.5.3., 7.1.1.1., 7.1.1.4., 7.1.1.5., 7.1.1.6., 7.2.1.1., 7.3.2 e 9.1.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.151, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
ANEXO

Empresa: Hospitália Cirúrgica Catarinense Ltda CNPJ: 83.941.419/0002-56
Endereço: Avenida Bernardi,372 - Cristo Redentor, Porto Alegre-RS CEP: 91040-030
Autorização de Funcionamento: 8.11.288-6 Expediente: 1857314/16-2
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde

Empresa: LFD Commerce Ltda. CNPJ: 11.162.204/0001-45
Endereço: Av. Evandro Lins e Silva nº 840, sala 501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ CEP: 22631-470
Autorização de Funcionamento: 8.06.916-0 Expediente: 2261536/17-9
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde

Empresa: Minas Surgical Comércio e Representação Ltda. CNPJ: 07.326.583/0001-94
Endereço: Rua Cesário Alvim, 1.083-A, Padre Eustáquio, Belo Horizonte-MG CEP: 30280-290
Autorização de Funcionamento: 8.09.899-1 Expediente: 2164569/16-8

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem: Produtos para saúde

Empresa: Spline Medical Comercio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda - EPP CNPJ: 16.934.223/0001-66
Endereço: Rua Ramos Batista, 444 Conj 91, Vila Olímpia, São Paulo-SP CEP: 04552-020
Autorização de Funcionamento: 8.09.282-8 Expediente: 0221040/17-1

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem: Produtos para Saúde

Empresa: Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda CNPJ: 30.222.814/0001-31
Endereço: VPR 01, Quadra 2ª, Módulo 01, DAIA, Anápolis-GO CEP: 75132-020
Autorização de Funcionamento: 8.15.630-1 Expediente: 1888053/17-3
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem: Produtos para Saúde

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.152, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 8º, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
ANEXO

Fabricante: C. R. Bard, Inc.
Endereço: 289 Bay Road, Queensbury, Nova Iorque, 12804 - Estados Unidos da América.
Solicitante: Bard Brasil Indústria e Comércio de Produtos Para a Saúde Ltda. CNPJ: 10.818.693/0001-88
Autorização de Funcionamento: 8.06.890-9 Expediente: 2113383/17-2

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da(s) classe(s) III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Coulot Decolletage SAS
Endereço: Z.A. dès Varennes, 1 Rue Nungesser et Coli, 86100, Chatellerault - França
Empresa Solicitante: Biomédica Equipamentos e Suprimentos Hospitalares Ltda CNPJ: 01.299.509/0001-40
Autorização de Funcionamento: 1.03.558-7 Expediente: 0620643/13-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Croma Pharma GmbH
Endereço: Industriezeile 6, 2100 Leobendorf - Áustria
Solicitante: Valentine Cassetti Dassouki EPP CNPJ: 19.666.443/0001-44
Autorização de Funcionamento: 8.10.854-4 Expediente: 2094628/17-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Endologix, Inc
Endereço: 35 Hammond, Irvine, 92618, Califórnia - Estados Unidos da América.
Solicitante: CMS Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 03.301.390/0001-28
Autorização de Funcionamento: 8.00.653-2 Expediente: 0776617/14-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Endologix, Inc
Endereço: 35 Hammond, Irvine, 92618, Califórnia - Estados Unidos da América.
Solicitante: Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda CNPJ: 04.967.408/0001-98
Autorização de Funcionamento: 8.01.175-8 Expediente: 2095725/16-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Internacional Farmaceutica S.A. de C.V.
Endereço: Carreteraco, 44, Col. Parque San Andres, Coyoacan, Cidade do México - México
Solicitante: Atramat do Brasil Ltda CNPJ: 04.995.710/0001-50
Autorização de Funcionamento: 8.01.608-4 Expediente: 2200236/16-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Kaneka Medix Corporation
Endereço: 225-1, Aza Deguchi, Yamakita, Yamakita-Machi, Ashigara-Kami-Gun, Kanagawa, 258-0113 - Japão
Solicitante: Cms Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 03.301.390/0001-28
Autorização de Funcionamento: 8.00.653-2 Expediente: 0767965/15-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV e equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Metran Co. Ltd.
Endereço: 2-12-18 Kawaguchi, Kawaguchi-Shi, Saitama 332-0015 - Japão
Solicitante: Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. CNPJ: 14.365.637/0001-96
Autorização de Funcionamento: 8.09.146-9 Expediente: 2122950/17-3

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Equipamentos de uso médico da classe III fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: M. I. Tech Co., Ltd.
Endereço: 174, Habuk2-gil, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do - Coreia do Sul
Solicitante: CMS Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ: 03.301.390/0001-28

Autorização de Funcionamento: 8.00.653-2 Expediente: 2137012/17-5

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classe(s) III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Sofradim Production
Endereço: 116 Avenue du Formans F-01600, Trévoux / Rhône-Alpes - França
Solicitante: Auto Suture do Brasil Ltda. CNPJ: 01.645.409/0001-28
Autorização de Funcionamento: 1.03.490-0 Expediente: 1014003/14-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Sorin Group Italia S.r.l.
Endereço: Via Cesare Cattaneo, 20, Cantù (CO) - Itália
Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 04.718.143/0001-94
Autorização de Funcionamento: 8.01.025-1 Expediente: 0517638/15-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Surgical Technologies Inc.
Endereço: 292 E. Lafayette Frontage Road, Saint Paul, MN 55107 - Estados Unidos da América.
Solicitante: Bard Brasil Indústria e Comércio de Produtos Para a Saúde Ltda. CNPJ: 10.818.693/0001-88
Autorização de Funcionamento: 8.06.890-9 Expediente: 0319483/15-3 e 2265682/17-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Fabricante: Tornier S.A.S
Endereço: 161, Rue Lavoisier, Montbonnot, Saint Martin 38330 - França
Solicitante: Wright Medical Brasil Ltda. CNPJ: 08.051.626/0001-39
Autorização de Funcionamento: 8.04.913-6 Expediente: 2173040/17-7

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.153, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para a Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
ANEXO

Empresa: Faga Medical Industria de Equipamentos e Instrumentos Medico-Hospitalares Ltda. Me CNPJ: 09.139.473/0001-49
Endereço: Rua José Antonio Braga 5-50, Vila Aviação, Bauru - SP CEP: 17018-540
Autorização de Funcionamento: 8.04.362-2 Expediente: 2546653/16-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: Materiais de uso médico da classe III e Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa: Sutumed Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda-Epp CNPJ: 22.910.512/0001-28
Endereço: Av. Coronel Soares, n.º 9 - Centro, Piratininga-SP CEP: 17.490-000



Autorização de Funcionamento: 8.13.248-1 Expediente: 0188983/17-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS,
FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.107, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 19 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder alteração de razão social na Autorização de Funcionamento de Empresas Interessadas em Operar a Atividade de Armazenar Mercadorias Sob Vigilância Sanitária em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP S/A
ENDEREÇO: ESPLANADA DO PECÉM, S/Nº
BAIRRO: PECÉM
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UF: CE
CEP: 62.674-000
CNPJ: 01.256.678/0001-00
PROCESSO: 25763.329689/2012-19
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.04810-8
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) QUE PRESTA SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E MATÉRIAS-PRIMAS QUE OS INTEGRAM EM RECINTOS ALFANDEGADOS;

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.108, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 19 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Interessadas em Operar a Atividade de Armazenar Mercadorias Sob Vigilância Sanitária em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP S/A
ENDEREÇO: ESPLANADA DO PECÉM, S/Nº
BAIRRO: PECÉM
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UF: CE
CEP: 62.674-000
CNPJ: 01.256.678/0001-00
PROCESSO: 25763.655610/2017-09
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.08336-7
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) QUE PRESTA SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E MATÉRIAS-PRIMAS QUE OS INTEGRAM EM RECINTOS ALFANDEGADOS;

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.109, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 19 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Interessadas em Operar a Atividade de Armazenar Mercadorias Sob Vigilância Sanitária em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP S/A
ENDEREÇO: ESPLANADA DO PECÉM, S/Nº
BAIRRO: PECÉM
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UF: CE
CEP: 62.674-000
CNPJ: 01.256.678/0001-00
PROCESSO: 25763.655577/2017-17
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.08337-1
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) QUE PRESTA SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE, PERFUMES E MATÉRIAS-PRIMAS QUE OS INTEGRAM EM RECINTOS ALFANDEGADOS;

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.110, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 346, de 19 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Interessadas em Operar a Atividade de Armazenar Mercadorias Sob Vigilância Sanitária em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM - CIPP S/A
ENDEREÇO: ESPLANADA DO PECÉM, S/Nº
BAIRRO: PECÉM
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UF: CE
CEP: 62.674-000
CNPJ: 01.256.678/0001-00
PROCESSO: 25763.655580/2017-22
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.08345-8
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) QUE PRESTA SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO "IN VITRO", BEM COMO MATERIAS-PRIMAS QUE OS INTEGRAM EM RECINTOS ALFANDEGADOS;

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.112, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

FILIAL
EMPRESA: SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GERBASE, 119
BAIRRO: PITANGUINHA
MUNICÍPIO: MACEIÓ
UF: ALAGOAS
CEP: 57.062-160
CNPJ: 09.863.853/0002-02
PROCESSO: 25764.172835/2018-97 (EXP:0244662/18-6)
AUTORIZ/MS: 9.08343-1
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.
MATRIZ

EMPRESA: APTA SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR LEÃO, 188
BAIRRO: JARAGUA
MUNICÍPIO: MACEIÓ
UF: ALAGOAS
CEP: 57.022-240
CNPJ: 13.256.982/0001-29
PROCESSO: 25764.735962/2017-29 (EXP:2330229/17-1)
AUTORIZ/MS: 9.08346-1
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.
MATRIZ
EMPRESA: TAYNARA SANTOS
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO Nº 129 LETRA C
MUNICÍPIO: MACAPÁ
UF: AMAPÁ
CEP: 68.908-350
CNPJ 20.276.041/0001-12
PROCESSO 25762.671630/2017-29 (EXP: 2239027/17-8)
AUTORIZ/MS: 9.08214-5
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Limpeza desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteiras, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.
MATRIZ
EMPRESA: VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA E, Nº 2, QUADRA 06
BAIRRO: PLANETA
MUNICÍPIO: CARIACICA
UF: ES
CEP: 29156-724
CNPJ: 24.947.867/0001-17
PROCESSO: 25748.216964/2018-01 (EXP:0305326/18-1)
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.08339-8
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de esgotamento e tratamento de efluentes sanitários de aeronaves, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira em terminais aeroportuários, portuário e estações e passagens de fronteira.
MATRIZ
EMPRESA: EQUILÍBRIO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 10, QUADRA 17, LOTE 10 A
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO
MUNICÍPIO: SERRA
UF: ES
CEP: 29164-034
CNPJ: 27.160.124/0001-90
PROCESSO: 25748.216966/2018-91 (EXP: 0305328/18-8)
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.08341-3
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de desinsetização ou desratização em embarcações, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, aeronaves, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso misto e estações e passagens de fronteira.
MATRIZ
EMPRESA: HERA SUL TRATAMENTOS DE RESIDUOS LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA COLÔNIA MIRANDA, S/N KM 3,1 BR 280
BAIRRO: COLÔNIA MIRANDA
MUNICÍPIO: RIO NEGRINHO
UF: SC
CEP: 89.295-000
CNPJ: 07.756.675/0001-04
PROCESSO: 25741.110515/2018-10 (EXP: 0157871/18-5)
AUTORIZ/MS: 9.08326-2
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.
MATRIZ
EMPRESA: FT SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI, Nº 795
BAIRRO: ANITA GARIBALDI
MUNICÍPIO: JOINVILLE
UF: SC
CEP: 89.203-300
CNPJ: 85.364.990/0001-08
PROCESSO: 25741.682365/2017-52 (EXP: 2255383/17-5)
AUTORIZ/MS: 9.08328-0
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.
FILIAL
EMPRESA: RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO S/A

ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO DIOMÍCIO FREITAS, Nº 3393
BAIRRO: CARIANOS
MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS
UF: SC
CEP: 88.047-900
CNPJ: 06.990.661/0022-12
PROCESSO: 25741.656649/2017-93 (EXP: 2217567/17-9)
AUTORIZ/MS: 9.08338-4
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de esgotamento e tratamento de efluentes sanitários de Aeronaves, Embarcações e Veículos Terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira em terminais aeroportuários, portuário e estações e passagens de fronteira.
MATRIZ
EMPRESA: BARATA NOJENTA DESINSETIZADORA LTDA
ENDEREÇO: LOTEAMENTO ANTONIO FÉLIX MARTINS Nº 916 A
BAIRRO: PARQUE VERDE I
MUNICÍPIO: CAMAÇARI
UF: BA
CEP: 42800-970
CNPJ: 07.098.642/0001-14
PROCESSO: 25742.231149/2018-13 (EXP: 0326221/18-9)
AUTORIZ/MS: 9.08353-5
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestar serviço de desinsetização ou desratização em Embarcações, Veículos Terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, Aeronaves, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso público e estações e passagens de fronteira.
FILIAL
EMPRESA: PODERAL SERVICE LIMPEZA E PORTARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA EQUADOR, Nº 2570, SALA A , 1º ANDAR
BAIRRO: EMBRATEL
MUNICÍPIO: PORTO VELHO
UF: RONDÔNIA
CEP: 76820-770
CNPJ: 08.091.559/0004-29
PROCESSO: 25753.226263/2018-01 (EXP: 0318569/18-9)
AUTORIZ/MS: 9.08347-5
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteiras, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.113, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder alteração de endereço na Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

MATRIZ
EMPRESA: VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA E, Nº 2, QUADRA 06
BAIRRO: PLANETA
MUNICÍPIO: CARIACICA
UF: ES
CEP: 29156-724
CNPJ: 24.947.867/0001-17
PROCESSO: 25748.152267/2014-53 (EXP: 0305325/18-3)
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.06289-2
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviço de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos resultantes de aeronaves, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso público e estações e passagens de fronteira.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.114, DE 2 DE MAIO DE 2018

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder alteração de razão social na Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

MATRIZ
EMPRESA: VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PREFEITO VICENTE SANTÓRIO FANTINI, Nº 11
BAIRRO: VERA CRUZ
MUNICÍPIO: CARIACICA
UF: ES
CEP: 29146-786
CNPJ: 24.947.867/0001-17
PROCESSO: 25748.152267/2014-53 (EXP:0305322/18-9)
AUTORIZAÇÃO/MS: 9.06289-2
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos resultantes de aeronaves, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais alfandegados de uso público e estações e passagens de fronteira.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.127, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Fabricante: Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Endereço: Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22
País: Irlanda
Solicitante: Laboratórios Pfizer Ltda. CNPJ: 46.070.868/0036-99
Autorização de Funcionamento: 1.00.216-6 Expediente(s): 2172280/17-3
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: pegvisomanto (etapa de peguilação), etanercepte e polissacarídeos capsulares de Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 18C, 19F, 23F (etapa de conjugação).

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.128, DE 3 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Insumos Farmacêuticos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

Fabricante: Jiangsu Puxin Pharmaceuticals Co. Ltd.
Endereço: 1 Chenil Road, Chemical Park, Binhai Economic Development Zone, Jiangsu 224555
País: República Popular da China
Solicitante: Nortec Química S.A. CNPJ: 29.950.060/0001-57
Autorização de Funcionamento: 1.01.573-5 Expediente(s): 2272477/17-0
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:
Intermediários obtidos por síntese química: Intermediário da zidovudina (3'-Azido-3'-deoxy-5'-O-(triphenylmethyl)-thymidine) e intermediário da lamivudina (salicilato de lamivudina)
Estes intermediários estão envolvidos na obtenção dos insumos zidovudina e lamivudina, cujas etapas posteriores de síntese química e de processamento final são realizadas na seguinte planta, que também deve possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação válido, conforme estabelece a RDC 69/2014:
Nortec Química S.A.
Endereço: Rua Dezessete, nº 200, Xerém, Duque de Caxias, 25250-612, RJ, Brasil

Diário Oficial da União Digital



Você Sabia...

...que as edições

eletrônicas do

Diário Oficial da União,

disponibilizadas no sítio

da Imprensa Nacional,

têm validade jurídica

assegurada, pois são

certificadas digitalmente

por autoridade

certificadora integrante

da ICP-Brasil?



Informações Oficiais
www.in.gov.br